



AIRCAST®

chattanooga®

DONJOY®

Dr.Comfort®



Veinax

CATALOGUE ORTHOPÉDIE 2019





La société **DJO**, fabricant et distributeur des marques Aircast®, DonJoy®, Dr. Comfort®, Exos™ et Veinax est le leader mondial dans le domaine de l'orthopédie et de la médecine sportive.

DJO France, filiale du groupe international DJO dont le siège est en Californie, USA, distribue une large gamme de produits novateurs et performants auprès des établissements de santé, des orthopédistes et des pharmacies, visant à améliorer la santé musculaire, ostéo-articulaire et vasculaire de chaque individu et à répondre aux attentes du corps médical, d'assurer la continuité des soins aux patients et de satisfaire ainsi les exigences de chacun : Service et Qualité.

DJO, concentré de marques dynamiques et innovantes, distribuées dans plus de 80 pays.

AIRCAST®

Depuis 1978, les professionnels de santé du monde entier font confiance à Aircast®.

La marque est réputée pour ses avancées technologiques dans le domaine du traitement de la cheville. S'appuyant sur des principes scientifiques avérés, tous les produits Aircast® sont développés autour du concept de « rétablissement fonctionnel ».

DONJOY®

Toujours à la pointe de l'innovation, DonJoy® développe des produits reconnus pour leur fiabilité et leur qualité. Parmi les produits « phares » de la gamme DonJoy® : les attelles fonctionnelles de genou, les attelles post-opératoires pour les membres supérieurs et inférieurs, les attelles fémoro-patellaires ou de gonarthrose. DonJoy® propose également des produits de stimulation de la croissance osseuse utilisés dans le cas des fractures non consolidées.

chattanooga®

Chattanooga® est le plus grand fabricant mondial de matériel de rééducation. Couvrant les univers de l'électrothérapie, la physiothérapie, les ondes de choc, le laser haute puissance, les attelles de mobilisation passive, les tables de massage ou encore la traction motorisée, les produits de la marque Chattanooga® proposent une nouvelle vision de la rééducation et vous invitent à intégrer une nouvelle dimension au cœur de votre activité. Systématiquement validés par nos utilisateurs lors de leur phase de développement, nos dispositifs aux protocoles scientifiquement documentés s'accordent à l'évolution de votre pratique et nous permettent de vous offrir une gamme innovante répondant à vos exigences d'ergonomie et de performance.

Dr.Comfort

Dr. Comfort®, fondé en 2002, est rapidement devenu l'expert mondial dans le domaine des chaussures pour diabétiques. Ces produits, qui allient élégance, confort et qualité, soulagent de nombreux troubles touchant les pieds et participent à l'amélioration de la santé des pieds et des jambes.



Grâce à sa technologie exclusive, Exos™ est la seule marque à vous proposer une gamme d'orthèses thermoformables préformées, amovibles, ajustables, remodelables et étanches.

Une solution innovante pour le traitement de fractures et autres lésions traumatiques du poignet, de la main et du dos.

Fort de son expertise dans la conception médicale de produits innovants, Exos™ a déposé plusieurs brevets pour l'application, les matériaux et la construction de ses produits et n'a de cesse d'améliorer la qualité de ses produits.

DJO France, partenaire officiel de :



Informations pratiques

Votre N° client : _____

Contact : _____

Tél. : | | | | | | | | | |



Service Clients

- Le Service Clients est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :
 - Du lundi au jeudi de 08h30 à 18h00 sans interruption,
 - Le vendredi de 08h30 à 17h00 sans interruption.



Comment passer vos commandes ?

- Par téléphone : 05 59 52 86 90
- Par télécopie : 05 59 52 86 91
- Par E-mail : sce.cial@DJOglobal.com
- Par Pharma ML : contacter notre Service Clients pour plus de renseignements.
- Pour les envois vers les Drom-Com, veuillez contacter Le Service Clients Drom-Com pour plus de renseignements au 05 40 39 60 67.



Procédures de commande

- Numéro de compte : merci de vous munir de votre numéro de compte, si vous ne le connaissez pas, votre interlocuteur pourra le retrouver.
- Produits : veuillez indiquer le nom du produit, sa référence, sa taille, sa couleur ou son Code GTIN ainsi que la quantité souhaitée.



Livraisons & Expéditions

	COMMANDES STANDARDS	COMMANDES PHARMA ML
Délai d'expédition	24h	24h
Délai de livraison	24h à 48h	24h à 48h
Expédition le jour de la commande (dans la limite des stocks disponibles)	Commandes passées avant 15h par téléphone / fax	Commandes passées avant 13h
Franco de port	Commande ≥ 50 € HT Si commande < 50 € HT frais de port et d'emballage 6,50 € HT	Minimum de commande : 10 € HT
Livraison le samedi matin	Gratuite sur demande à préciser lors du passage de votre commande (fax, mail, téléphone) avant 15h le vendredi sous réserve que la commune soit livrable (contactez Le Service Clients)	Non applicable



Garantie

- Nos produits sont dotés en général d'une garantie de 6 mois à partir de la date d'achat (date de la facture faisant foi), contre tous défauts de matériaux et de fabrication. La durée de garantie dépend du produit.
- Veuillez contacter Le Service Réclamations pour de plus amples renseignements.



Pratiques de renvoi et d'échange

- Pour procéder à un retour ou à l'échange d'un produit, veuillez contacter Le Service Réclamations pour obtenir un numéro de renvoi. Si tel n'est pas le cas, aucun avoir ne sera effectué.
- En cas de reprise, le produit retourné doit être neuf, jamais porté et dans son emballage d'origine. Si tel n'est pas le cas, aucun avoir ne sera effectué.
- Adresse de retour : DJO France S.A.S. - Centre Européen de Fret - 3, rue de Bethar - 64990 Mouguerre.



Formations

- Nos équipes sont à votre disposition pour dispenser une formation sur l'ensemble de nos produits au sein de votre établissement.



Sites Internet & Application

- www.DJOglobal.fr
- www.DJOselect.fr



Rejoignez-nous sur :

 DJO France









































Démarches Qualité et Environnement



Informations Pratiques		1
Sommaire		2
Tableau récapitulatif de la gamme pédiatrique		4
Prises de mesure		6
ATTELLES DE CHEVILLE / CHEVILLERES ELASTIQUES		7
Aircast [®] Classique II [™]		10
Active		11
Gel		11
FusioLight [®]		12
Aircast [®] Light [™]		12
AirSport [™]		13
A60 [™]		14
Artilax [™] Cheville		14
Strapping [™] Cheville		15
Fortilax [™] Cheville		15
Malolax [™] Cheville		16
AchilloForce [®] Air		16
BOTTES D'IMMOBILISATION / RELEVEURS DE PIED		17
AirSelect [™] Elite		20
AirSelect [™] Standard		21
AirSelect [™] Courte		21
Nextep [™]		22
Maxtrax [®]		23
Maxtrax [®] Air		23
Maxtrax [®] Rom		24
Maxtrax [®] Rom Air		24
Minitrax [™]		25
Releveur de Pied		26
Aircast [™] PodaLib [®]		26
CHAUSSURES POST-OP		29
Podalux [™] II	NOUVEAUTÉ	33
PodaHeel [™]		33
PodaPro [™]		34
Chaussure pour plâtre		34
GAMME CHUT		35
CHUT New Diane		38
CHUT Rejilla		39
CHUT Venus		39
CHUT Brice		40
CHUT Adonis		40
CHUT Arlequin Sand		41
CHUT Cotton		41
CHUT Franki		42
CHUT Gary		43
CHUT Wallaby		43

CHUT Soa		44
CHUT Pat		44
CHAUSSURES DE CONFORT		45
Refresh		47
Katy	NOUVEAUTÉ	47
Performance		48
Winner Plus	NOUVEAUTÉ	48
ATTELLES LIGAMENTAIRES DE GENOU		49
Système breveté « 4 Points d'Appui »		52
Defiance [®] III		53
Armor		54
SE 4 Point		55
ACL Everyday		56
PlayXpert Wrap (modèle ouvert)		57
PlayXpert Sleeve (modèle tubulaire)		57
Support Everest		58
Playmaker [®] Wrap II		58
ATTELLES ROTULIENNES / ELASTIQUES		59
Reaction		63
Tru-Pull [®] Lite		64
Tru-Pull [®]		65
Bandeau Infra-Patellaire Aircast [®]		65
Artilax [™] Genou		66
Fortilax [™] Genou		66
Rotulax [™] Fermée		67
Rotulax [™] Ouverte		67
Strapping [™] Genou		68
Stabilax [™]		68
ATTELLES DE GONARTHROSE		69
OA Nano [™]		72
OA Defiance		73
OA FullForce		74
OA Reaction	NOUVEAUTÉ	75
Clima-Flex [™] OA		76
ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES		77
Immo AT4		80
Immo AT4 3V		81
Immo Genou 3V		82
X-Act Rom Lite		82
Support Everest Ice		83
Perform' Ice Genou		84
TRONC / RACHIS		85
Conforstrap [™]		90
Lombostrap [™]	NOUVEAUTÉ	91
Porostrap [™]		92

Actistrap™		93
Immostrap™		94
Airstrap™		95
MyBabystrap		96
MyBabystrap Evolution		96
Duostrap™		97
Abdostrap™ II		98
Ceinture Thoracique Deluxe		99
Exos Form™ II		100
TLSO II		101
ErniStrap	NOUVEAUTÉ	102
Collier Anatomique C1	 	103
Collier Anatomique C2	 	104
Collier C3		105
Collier California		106
ATTELLES DE POIGNET / MAIN		107
ManuForce®		110
DonJoy® DuoForm™	NOUVEAUTÉ 	112
DonJoy® RespiForm™	NOUVEAUTÉ 	113
DonJoy® CarpaForm™	NOUVEAUTÉ	114
DonJoy® DuoForm+™	NOUVEAUTÉ 	115
DonJoy® RespiForm+™	NOUVEAUTÉ 	116
DonJoy® ErgoForm™	NOUVEAUTÉ	117
DonJoy® RhizoForm™	NOUVEAUTÉ	118
DonJoy® DigiForm™	NOUVEAUTÉ 	119
DonJoy® DigiForm+™	NOUVEAUTÉ 	120
Attelle Grenouille		121
Attelle Baseball		121
Attelle Aluminium Mousse		122
Attelle Staxx		122
GAMME THERMOFORMABLE EXOS™		123
Exos™ Four		128
Exos™ Pouce II	 	129
Exos™ Rhiza		130
Exos™ Poignet-Pouce Court	 	131
Exos™ Poignet-Main	 	132
Exos™ Poignet-Main Long	 	133
Exos™ Doigt Externe		134
Exos™ Doigt Interne		135
Exos™ Boxer Externe		136
Exos™ Boxer Interne		136
EPAULE / COUDE		137
Gilet GCI™		140
Immo™		140
Immoscap™ II		141

Echarpe de Contention	 	142
Echarpe « Bear »		142
PSA 2		143
Ultrasling®		144
Ultrasling® IV		144
Ultrasling® IV AB		145
Ultrasling® IV ER		145
Cromax		147
Ranger		147
Bandage Pneumatique de Coude		148
Condilax™		148
TENS / ELECTRODES / SONDES REEDUCATION		149
Cefar TENS	NOUVEAUTÉ 	150
Peristim Pro		151
Direct Tens		151
Electrodes Dura-Stick®		152
Sonde vaginale Saint-Cloud® OVA NOUVEAUTÉ		153
Sonde vaginale Saint-Cloud® Plus		153
Sonde vaginale Saint-Cloud® Classique		154
Sonde anale Saint-Cloud®		154
CRYOTHÉRAPIE / BIEN-ÊTRE		155
Pack de Chaud / Froid		156
Pack de Froid Instantané		156
Bombes de Froid		157
Talonnets « Heel Cups »		157
Semelles de Confort		158
Housse de Protection		158
Cannes Anglaises		159
Chatt Tape		159
Bandes Strapping		160
Bandes Rezin		160
OUTILS DE COMMUNICATION		161
Orthopédie		162
Dr. Comfort®		163
Exos™		163
Divers		164

Toutes les photos produits sont non contractuelles.



Grandes Tailles



Produit Pédiatrique



Gamme Essentielle

Tous les produits présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe I sauf si mentionné dans le catalogue selon la directive européenne 93/42/CEE.

Lire attentivement la notice avant utilisation. Disponible chez les orthopédistes, les répartiteurs pharmaceutiques et les pharmacies spécialisées.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA GAMME PÉDIATRIQUE

CHEVILLE

<p>AIRCAST® CLASSIQUE</p>  <p>Page 10</p>	<p>ACTIVE DONJOY®</p>  <p>Page 11</p>	<p>GEL DONJOY®</p>  <p>Page 11</p>	<p>FUSIOLIGHT® DONJOY®</p>  <p>Page 12</p>
<p>AIRCAST® LIGHT</p>  <p>Page 12</p>	<p>AIRCAST® AIRSPORT+</p>  <p>Page 13</p>	<p>FORTILAX® DONJOY®</p>  <p>Page 15</p>	 <p>GAMME CHEVILLE</p>

PIED

 <p>GAMME BOTTES D'IMMOBILISATION RELEVEURS DE PIED</p>	<p>AIRCAST® AIRSELECT™</p>  <p>Page 20</p>	<p>MAXTRAX® DONJOY® / MINITRAX® PROCARE®</p>  <p>Page 23</p>	<p>AIRCAST® PODALIB®</p>  <p>Page 26</p>
--	---	--	---

PIED

<p>PODALUX® II DONJOY®</p>  <p>Page 33</p>	<p>PODAPRO® DONJOY®</p>  <p>Page 34</p>	<p>CHAUSSURE POUR PLÂTRE DONJOY®</p>  <p>Page 34</p>	<p>GAMME CHAUSSURES POST-OPERATOIRES</p> 
--	---	---	---

GENOU

<p>ATTELLES LIGAMENTAIRES DE GENOU</p> 	<p>DEFIANCE® III DONJOY®</p>  <p>Page 53</p>	<p>ACL EVERYDAY DONJOY®</p>  <p>Page 56</p>	<p>SUPPORT EVEREST DONJOY®</p>  <p>Page 58</p>
<p>REACTION DONJOY®</p>  <p>Page 63</p>	<p>TRU-PULL® LITE DONJOY®</p>  <p>Page 64</p>	<p>FORTILAX® DONJOY®</p>  <p>Page 66</p>	 <p>ATTELLES ROTULIENNES ET ELASTIQUES</p>

GENOU

ATELLES DE GENOU
POST-OPERATOIRESIMMO AT4
DONJOY[®]

Page 80

IMMO AT4 3V
DONJOY[®]

Page 81

SUPPORT EVEREST ICE DONJOY[®]

Page 83

PERFORM'ICE DONJOY[®]

Page 84

TRONC RACHIS

COLLIERS CERVICAUX

COLLIER ANATOMIQUE C1
DONJOY[®]

Page 103

COLLIER ANATOMIQUE C2
DONJOY[®]

Page 104

COLLIER CALIFORNIA DONJOY[®]

Page 106

POIGNET MAIN DOIGT

NOUVELLE GAMME
POIGNETDUOFORM[™]
DONJOY[®]

Page 112

RESPIFORM[™]
DONJOY[®]

Page 113

DUOFORM[™]+
DONJOY[®]

Page 115

RESPIFORM[™]+
DONJOY[®]

Page 116

DIGIFORM[™]
DONJOY[®]

Page 119

DIGIFORM[™]+
DONJOY[®]

Page 120

EXOS[™] POUCE II

Page 129

EXOS[™] POIGNET-POUCE COURT

Page 131

EXOS[™] POIGNET-MAIN

Page 132

EXOS[™] POIGNET-MAIN
LONG

Page 133

GAMME
THERMOFORMABLE

ÉPAULE / COUDE

GILET GCI
DONJOY[®]

Page 140

IMMO[™]
DONJOY[®]

Page 140

ECHARPE DE CONTENTION
DONJOY[®]

Page 142


ECHARPE
"BEAR"
DONJOY[®]

Page 142

CROMAX
DONJOY[®]

Page 147

CRYOTHÉRAPIE / BIEN ÊTRE

TALONNETTE "HEEL CUPS"
DONJOY[®]

Page 157

HOUSSE DE PROTECTION
DONJOY[®]

Page 158

CANNE ANGLAISE DONJOY[®]

Page 159



Prises de mesures

CHEVILLE

POINTURE



Prendre la pointure du patient.

TAILLE DU PATIENT



Mesurer la hauteur du patient.

CIRCONFERENCE DE LA CHEVILLE



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

LONGUEUR PIED LARGEUR PLÂTRE



Mesurer la longueur du pied jusqu'au bout des orteils et la largeur du plâtre sous le pied.

GENOU

CIRCONFERENCE CUISSE-GENOU-MOLLET



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule. Mesurer la circonférence du mollet au plus large.

CIRCONFERENCE DE LA CUISSE




Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

CIRCONFERENCE DU GENOU



Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule.

LONGUEUR DE LA JAMBE



Mesurer la longueur interne de la jambe, du pli crural à la malléole.

CIRCONFERENCE DU GENOU



Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule.

CIRCONFERENCE SOUS LE GENOU



Mesurer la circonférence sous le genou.

TAILLES & PRISES DE MESURES POUR LES ATTELLES DE GENOU DONJOY®

CIRCONFERENCE CUISSE-GENOU-MOLLET



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule. Mesurer la circonférence du mollet au plus large.

Taille	Circonférence Cuisse (15 cm au-dessus du centre de la rotule)	Circonférence Genou (milieu de la rotule)	Circonférence Mollet (au plus large)
XS	33 - 39 cm	30 - 32,5 cm	25 - 30 cm
S	39 - 47 cm	32,5 - 35 cm	30 - 35 cm
M	47 - 53 cm	35 - 37,5 cm	35 - 40 cm
L	53 - 60 cm	37,5 - 42,5 cm	40 - 45 cm
XL	60 - 67 cm	42,5 - 47,5 cm	45 - 50 cm
XXL	67 - 75 cm	47,5 - 52,5 cm	50 - 55 cm
XXXL	75 - 81 cm	52,5 - 57,5 cm	55 - 60 cm

TRONC - RACHIS

CIRCONFERENCE DE LA TAILLE



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

CIRCONFERENCE DU COU



Mesurer la circonférence du cou.

HAUTEUR DU COU



Mesurer la hauteur de l'appui mentonnier à l'appui sternal.

POIGNET - POUCE

LONGUEUR AVANT-BRAS



Mesurer du pli de flexion du coude au pli de flexion du poignet.

CIRCONFERENCE DU POIGNET



Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

CIRCONFERENCE PLI DE FLEXION DU POIGNET



Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.

CIRCONFERENCE DU POUCE



Mesurer la circonférence à la base du pouce en cm (1^{ère} phalange).

LONGUEUR MAIN



Mesurer la longueur, depuis le poignet jusqu'à la 3^{ème} phalange du doigt (extrémité distale).

LONGUEUR DOIGT



Mesurer de la base du doigt jusqu'à son extrémité.

CIRCONFERENCE DE LA MAIN



Mesurer la circonférence de la main.

EPAULE - COUDE

LONGUEUR AVANT-BRAS ET MAIN



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude jusqu'à l'extrémité des doigts allongés.

CIRCONFERENCE DE POITRINE



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

LONGUEUR AVANT-BRAS ET PAUME



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

LONGUEUR CARRURE



Mesurer la longueur de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).

CIRCONFERENCE DU COUDE




Mesurer la circonférence du coude.

CHEVILLE

ATTELLES DE CHEVILLE
CHEVILLÈRES ELASTIQUES



LA CHEVILLE



Une torsion forcée de la cheville vers l'intérieur se produit lors de la marche ou de la course sur terrain instable, ainsi que dans de nombreux sports de contact. La conséquence est une lésion du ligament latéral externe qui peut être plus ou moins grave selon qu'il s'agit d'un simple étirement ou de la rupture d'un nombre variable de fibres ligamentaires.

L'entorse de la cheville est l'un des accidents les plus fréquents de l'appareil locomoteur.

LE SAVIEZ-VOUS ?



- Les tendinopathies achilléennes et la fasciite plantaire sont les deux pathologies non ligamentaires les plus fréquentes de l'arrière-pied et sont le plus souvent très améliorées par le port d'un dispositif adapté.
- L'Aircast[®] Classique, introduite sur le marché dans les années 1970, a été la première attelle de cheville de série à intégrer des cellules pneumatiques.

>2 MILLIONS

- **Nombre de personnes touchées par une entorse de la cheville chaque année en France (6 000 entorses de la cheville par jour !).**
- **Coût (en €) de santé publique de l'entorse de cheville par jour en France.**

OBJECTIFS DU TRAITEMENT FONCTIONNEL DE L'ENTORSE DE CHEVILLE

1. SOULAGER LA DOULEUR

en évitant les mouvements indésirables de l'articulation.

2. RÉDUIRE L'ŒDÈME

pendant la première semaine après l'accident.

3. FAVORISER LA CICATRISATION


en évitant toute tension sur les fibres ligamentaires lésées.

ORTHESE STABILISATRICE DE LA CHEVILLE

Permet d'atteindre ces objectifs à court terme en mobilisant la cheville dans des amplitudes contrôlées et non dangereuses : limite le risque de phlébite et d'amyotrophie. La rééducation est par la suite plus aisée et le retour à l'activité est plus rapide.

ORTHESE DE REPRISE D'ACTIVITE

Réduit le risque de récurrence qui constitue toujours la principale complication d'une entorse de la cheville.



L'ENTORSE DU LLE EST L'APANAGE DES JEUNES : jusqu'à la fin de la croissance, les cartilages de conjugaison sont plus vulnérables et à partir de 50 à 60 ans, la fracture prédomine.

IL EXISTE 2 TYPES D'ATTELLES DE CHEVILLE ET 2 TYPES DE CHEVILLÈRES :

- **Orthèses stabilisatrices de cheville :** traitement orthopédique et fonctionnel des entorses de cheville de gravité moyenne ou grave (en phase aiguë), instabilités d'origines ligamentaires, laxités chroniques.

- **Orthèses pour la reprise d'activités sportives pour une utilisation préventive ou post-traumatique :** entorses de cheville, traumatismes ou séquelles de traumatismes, instabilités chroniques, reprise et pratique du sport.

- **Chevillière de protection du tendon d'Achille :** fasciite plantaire, tendinites du tendon d'Achille, douleurs au talon.

- **Chevillères élastiques :** utilisation pour contention à visée proprioceptive dans le cadre de lésions légères à modérées (laxités chroniques) ou séquelles de traumatismes.

ORTHÈSES STABILISATRICES DE CHEVILLE



CLASSIQUE II™
Page 10



ACTIVE
Page 11



GEL
Page 11



FUSIOLIGHT™
Page 12



AIRCAST™ LIGHT™
Page 12

Entorse - Stade 2 (lésion partielle ligamentaire)	●	●	●	●	●
Entorse - Stade 3 (arrachement ligamentaire)	●				
Réduction de l'œdème	●		●		

ORTHÈSES STABILISATRICES POUR LA REPRISE D'ACTIVITÉS SPORTIVES



AIRSPORT™
Page 13



A60™
Page 14

Instabilité chronique et reprise d'activité sportive	●	●
Instabilité légère à modérée	●	●
Entorse du médio-pied	●	●

CHEVILLÈRE DE PROTECTION DU TENDON D'ACHILLE



ACHILLOFORCE™ AIR
Page 16

Tendinopathie du tendon d'Achille	●
Fasciite plantaire	●
Epine Calcanéenne	●
Talalgies	●

CHEVILLÈRES ELASTIQUES



ARTILAX™ CHEVILLE
Page 14



STRAPPING™ CHEVILLE
Page 15



FORTILAX™ CHEVILLE
Page 15



MALOLAX™ CHEVILLE
Page 16

Entorse - Stade 1 (élongation ligamentaire)	●	●	●	●
Instabilité légère (reprise d'activité)	●	●	●	●
Stimulation proprioceptive (contention)	●	●	●	●

ARBRE DÉCISIONNEL ATTELLES DE CHEVILLE





Mesurer la hauteur du patient.



Modèle pédiatrique

AIRCAST®

Classique II™

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II) à grave (stade III).
- Instabilité chronique de la cheville.
- Amélioration de la circulation grâce à la compression thérapeutique.
- Réduction des œdèmes et rétablissement accéléré.

Caractéristiques :

- Reprise d'appui précoce et contrôlée grâce au design profilé de l'attelle, adapté au port de tout type de chaussures.
- Design optimisé et configuration des sangles simplifiant l'application.
- Doublure aérée et respirante pour le confort du patient.
- Coques anatomiques semi-rigides pour maintenir la cheville et éviter tout mouvement de rotation.
- Cellules pneumatiques Duplex™ pré-gonflées, cliniquement prouvées* pour accélérer le rétablissement.
- Les cellules d'air génèrent une compression intermittente, favorisant la circulation sanguine et la réduction de l'œdème.
- Livrée avec un certificat d'authenticité.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 4 tailles (XS, S, M et L).



Application simplifiée et configuration des sangles optimale.



Doublure textile respirante.



Coque de pied.



Coques anatomiques semi-rigides.



Système de cellules pneumatiques Duplex™.


*RÉFÉRENCES DES ÉTUDES AIRCAST® CLASSIC II

Effects of Aircast brace and elastic bandage on physical performance of athletes after ankle injuries. Günay S, Karaduman A, Oztürk BB. Acta Orthop Traumatol Turc 2014.

Conservative Therapy for Acute Lateral Ligament Lesions - Single Chamber vs. Two-Chamber Orthosis Systems Schmidt R, Mainers S, Reintges H, Lipke K, Benesch S, Gerngross H. 1999

Management of Ankle Sprains : A Randomised Controlled Trial of the Treatment of Inversion Injuries Using an Elastic Support Bandage or an Aircast Ankle Brace Boyce, Quigley, Campbell British Journal of Sports Medicine 2005

LA TECHNOLOGIE



Désignation	Taille	Haut. Coques	Code Article	Code ACL
Droite Standard - L	>1,67 m	27 cm	81-02VLR	3401098387337
Gauche Standard - L	>1,67 m	27 cm	81-02VLL	3401098387795
Droite Training - M	1,57 - 1,67 m	23 cm	81-02VMR	3401098387276
Gauche Training - M	1,57 - 1,67 m	23 cm	81-02VML	3401098387627
Droite - S	<1,57 m	22 cm	81-02VSR	3401098387108
Gauche - S	<1,57 m	22 cm	81-02VSL	3401098387566

Aircast® Classique - Modèle Enfant

Droite - Pédiatrique - XS	Jeunes enfants	15 cm	81-02JR	3401072469684
Gauche - Pédiatrique - XS	Jeunes enfants	15 cm	81-02JL	3401072469516

Accessoire	Code Article	Code ACL
Etrier de talon	0213	-



Découvrez la vidéo sur les bénéfices de l'Aircast® Classique II™

Prescrire : Aircast® Classique II™

**DONJOY®****Active** (Etrier rigide articulé)**Indications :**

- Phase aiguë de l'entorse de gravité légère (stade I) à modérée (stade II).

Caractéristiques :

- Offre un meilleur maintien dans l'axe que les autres systèmes de chevillères rigides.
- Le « E » de l'étrier se positionne du côté externe des malléoles.
- Procure un excellent maintien de la cheville tout en conservant la liberté de mouvement de flexion ou d'extension du pied.
- Se porte sans gêne sur une chaussette de sport.
- Poids inférieur à 200 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique - XS à XL).

Désignation	Pointure	Haut. Coques	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	30 - 36	20 cm	ATC11XS	3401073973609
S	36 - 38	22 cm	ATC11S	3401072645415
M	38 - 44	22 cm	ATC11M	3401072645583
L	44 - 46	22 cm	ATC11L	3401072645644
XL	> 46	22 cm	ATC11XL	3401077454531

Prescrire : Active DonJoy®

DONJOY®**Gel** (cryothérapie)**Indications :**

- Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II).
- Recommandée pour l'association du traitement post-traumatique de la cheville et le soulagement de la douleur par la cryothérapie localisée.

Caractéristiques :

- Les coques rigides permettent d'éviter les inversions/éversions.
- Les coussins en gel peuvent être placés au congélateur, afin d'utiliser l'attelle en cryothérapie.
- Ne contient pas de latex.
- Poids inférieur à 250 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (Pédiatrique - Small, Trainer et Regular).

Désignation	Taille	Haut. Coques	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - Small	Enfants	21,6 cm	81-97873	3401079203823
Trainer	< 1,60 m	22,9 cm	81-97875	3401079203991
Regular	> 1,60 m	24,1 cm	81-97877	3401079204073



Prescrire : Gel DonJoy®



DONJOY®

FusioLight®

Indications :

- Entorses légères (stade I) à modérées (stade II) de la cheville.

Caractéristiques :

- Les coussinets en mousse & silicone réduisent la pression sur les points douloureux (malléoles).
- Les coques rigides stabilisent et empêchent l'inversion/éversion.
- Le traitement anti-bactérien Thermly-Tex™ évacue l'humidité et aide à prévenir les odeurs.
- Poids inférieur à 230 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (Pédiatrique - S, M et L).



Découvrez la vidéo de mise en place de la FusioLight® DonJoy®

Désignation	Taille	Haut. Coques	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - S	Enfants	17 cm	82-0011-1	3401060109523
M	< 1,65 m	23 cm	82-0011-2	3401060109547
L	> 1,65 m	25,5 cm	82-0011-3	3401060118358

Elaborée avec PBO Design

Prescrire : FusioLight® DonJoy®

AIRCAST®

Aircast® Light™

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité légère (stade I) à modérée (stade II).

Caractéristiques :

- Combinaison de mousse et de cellules pneumatiques pour une protection renforcée.
- Cellules pneumatiques pour le confort malléolaire.
- Revêtement tissu pour le confort du patient.
- Points de fixation des bandes auto-agrippantes moulés dans les coques.
- Poids : 150 g.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Taille standard.

• Taille enfant

Se référer au modèle FusioLight® DonJoy®.

Désignation	Pointure	Haut. Coques	Code Article	Code ACL
FusioLight® - S*	-	17 cm	82-0011-1	3401060109523
Taille Standard	> 36	25 cm	02F	3401079027405

*Ne fait pas partie de la gamme essentielle.

**Prescrire : Aircast® Light™**



Prendre la
pointure du
patient.



AIRCAST®

AirSport+

Indications :

• Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II).

- Entorse du médio-pied.
- Instabilités chroniques de la cheville.
- Usage post-opératoire.
- Prévention de la récurrence lors d'activités de loisirs ou sportives.

Caractéristiques :

• Le système BOA® permet au patient d'adapter le niveau de compression selon ses besoins.

- Système nouvelle génération : ne se desserre pas si la languette est non soulevée, garantit un serrage constant dans le temps.
- Les coques bilatérales de forme anatomique minimisent les risques d'inversion/éversion fournissant un excellent support médial et latéral pour les chevilles instables.
- La sangle ATF (talo-fibulaire antérieure) limite tout mouvement d'inversion hors limite physiologique tout en permettant un mouvement de marche libre.
- L'entrecroisement des lacets génère une compression uniforme sans créer de pics de pression.
- La conception « Step-In » simplifie la mise en place en s'enfilant par l'arrière sans mouvement du cou-de-pied nécessaire.
- Procure une stabilité supplémentaire au niveau de la pince bi-malléolaire.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique - XS à XL).

TECHNOLOGIE AIRCAST® CLINIQUEMENT PROUVÉE



- Les coques anatomiques bilatérales procurent une compression et un maintien accrus de la cheville.
- Les matériaux semi-rigides permettent une flexibilité contrôlée lors des mouvements.
- Les cellules composées d'air et de mousse maintiennent et protègent la cheville.
- 2 cellules d'air indépendantes assurent la compression et procurent un effet de massage.

3 ÉTAPES SIMPLES POUR RÉGLER LE NIVEAU DE COMPRESSION



Pour desserrer :
1. Soulever la languette « PULL » du Système BOA® et détendre les lacets.



Pour fermer et serrer :
2. Appuyer sur la languette « PULL » du Système BOA®.



3. Tourner le Système BOA® dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Le Système BOA® doit être en position fermée durant l'utilisation de l'attelle.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Droite - Pédiatrique - XS	30 - 34	82-0265-1	3401060118280
Droite - S	34 - 37	82-0265-2	3401060118297
Droite - M	37 - 42	82-0265-3	3401060118303
Droite - L	42 - 46	82-0265-4	3401060118310
Droite - XL	46 +	82-0265-5	3401060118334
Gauche - Pédiatrique - XS	30 - 34	82-0266-1	3401060118204
Gauche - S	34 - 37	82-0266-2	3401060118211
Gauche - M	37 - 42	82-0266-3	3401060118228
Gauche - L	42 - 46	82-0266-4	3401060118242
Gauche - XL	46 +	82-0266-5	3401060118259



Découvrez la vidéo de mise en place de l'AirSport® AirCast®

Prescrire : AirCast® AirSport®



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Droite - S	< 39	81-02TSR	3401044626831
Droite - M	39 - 42	81-02TMR	3401044627142
Droite - L	> 42	81-02TLR	3401044627371
Gauche - S	< 39	81-02TSL	3401044626770
Gauche - M	39 - 42	81-02TML	3401044627081
Gauche - L	> 42	81-02TLL	3401044627203

Prescrire : Aircast[®] A60[™]

AIRCAS^T

A60[™]

Indications :

- **Instabilité chronique de la cheville.**
- Entorse du médio-pied.
- Phase de réathlétisation après entorse.
- Prévention de la récurrence lors des activités de loisirs ou sportives modérées.

Caractéristiques :

- **Design breveté avec deux coques latérales moulées, inclinées à un angle de 60°, permettant d'éviter tout risque de rotation et d'inversion de la cheville.**
- Des tests biomécaniques ont prouvé qu'un angle de 60° offre une meilleure protection contre le dérobement de la cheville.
- Fabriquée en Breath-O-Prene[®], microfibre légère, confortable et respirante.
- Le design anatomique permet le port d'une chaussure de sport sans volume additionnel.
- La sangle unique sert à la fois pour la pose et l'ajustement, aucun laçage n'est requis.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 100 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).



Découvrez la vidéo de mise en place de la Aircast[®] A60[™]

DONJOY[®]

Artilax Cheville

Indications :

- **Contention légère pour traitement de l'œdème.**
- Rappel proprioceptif en phase de réathlétisation et/ou de reprise d'activités.
- Prévention de la récurrence d'entorse.

Caractéristiques :

- **Tricotage anatomique.**
- Contention à visée proprioceptive.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de T1 à T5).



Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code GTIN
T1	18 - 20 cm	82-0035-1	0190446274414
T2	20 - 22 cm	82-0035-2	0190446274421
T3	22 - 24 cm	82-0035-3	0190446274438
T4	24 - 27 cm	82-0035-4	0190446274445
T5	27 - 30 cm	82-0035-5	0190446274452

Prescrire : Artilax Cheville DonJoy[®]



DONJOY®

Strapping™ Cheville

Indications :

- Contention et maintien pour lésions de gravité légère à modérée ou laxités chroniques de la cheville.
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

Caractéristiques :

- Sangle additionnelle élastique de renforcement du maintien.
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Bandes strap à plat : 83,5 x 5 cm.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 50 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).

Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL
T1	19 - 20 cm	S385B-1	3401096627831
T2	21 - 22 cm	S385B-2	3401096628081
T3	23 - 24 cm	S385B-3	3401096628142
T4	25 - 26 cm	S385B-4	3401096628203
T5	27 - 28 cm	S385B-5	3401096628371
T6	29 - 30 cm	S385B-6	3401096628432



Découvrez la vidéo de mise en place de la Strapping™ Cheville DonJoy®

Prescrire : Strapping™ Cheville DonJoy®

DONJOY®

Fortilax™ Cheville

Indications :

- Contention et maintien pour lésions de gravité légère ou laxités chroniques de la cheville.
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

Caractéristiques :

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 50 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique - T0 à T6).



Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - T0	17 - 18 cm	S395B-0	3401081474297
T1	19 - 20 cm	S395B-1	3401096628661
T2	21 - 22 cm	S395B-2	3401096628722
T3	23 - 24 cm	S395B-3	3401096628890
T4	25 - 26 cm	S395B-4	3401096628951
T5	27 - 28 cm	S395B-5	3401096629033
T6	29 - 30 cm	S395B-6	3401096629262



Découvrez la vidéo de mise en place de la Aircast® A60™

Prescrire : Fortilax™ Cheville DonJoy®

DONJOY®

Malolax™ Cheville

Indications :

- **Contention et maintien pour lésions de gravité légère ou laxités chroniques de la cheville.**
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

Caractéristiques :

- **Doublage de protection des malléoles (inserts silicone).**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 50 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).



Respirant, biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité multi-directionnelle



Compression graduée



Inserts malléolaires silicone



Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL
T1	19 - 20 cm	S370B-1	3401096629323
T2	21 - 22 cm	S370B-2	3401096629491
T3	23 - 24 cm	S370B-3	3401096629552
T4	25 - 26 cm	S370B-4	3401096629613
T5	27 - 28 cm	S370B-5	3401096629781
T6	29 - 30 cm	S370B-6	3401096629842

Prescrire : Malolax™ Cheville DonJoy®



Système d'aération intelligent.
Les cellules pneumatiques jouent un rôle d'amortisseurs et massent la région autour du tendon d'Achille à chaque pas.

DONJOY®

AchilloForce® Air

Indications :

- **Tendinopathies du tendon d'Achille.**
- Fasciite plantaire (aponévrosite).
- Syndrome inflammatoire de l'épine calcanéenne.
- Talalgies (douleurs du talon).

Caractéristiques :

- **Deux cellules pneumatiques interconnectées, situées sous la voûte plantaire et à l'arrière du talon, font circuler l'air à chaque pas, créant ainsi une compression intermittente.**
- Effet compressif afin de réduire un œdème et d'améliorer la circulation sanguine.
- Mise en place facilitée grâce à une ouverture à l'avant de l'orthèse, s'enfile comme une chaussette.
- Sangle large pour une meilleure régulation de la compression et une adaptation personnalisée de la compression.
- Système de rabat élastique du crochet de la sangle de maintien, permet une protection supplémentaire de la partie tricotée et de vos vêtements.
- Fabriquée en matière tricotée élastique.
- Contient du latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (T1 à T6).

Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL
T1	17 - 19 cm	82-0252-1	4250886809747
T2	19 - 21 cm	82-0252-2	4250886809754
T3	21 - 23 cm	82-0252-3	4250886809761
T4	23 - 25 cm	82-0252-4	4250886809778
T5	25 - 27 cm	82-0252-5	4250886809785
T6	27 - 29 cm	82-0252-6	4250886809792

Prescrire : AchilloForce® Air DonJoy®

PIED


BOTTES D'IMMOBILISATION RELEVEURS DE PIED

BOTTES
D'IMMOBILISATION
RELEVEURS DE PIED



LE PIED

Bottes d'Immobilisation/Releveurs de Pied



Les bottes d'immobilisation sont une alternative incontournable des immobilisations par plâtre ou par résine :

- Légère
- Facile à mettre en place
- Adaptabilité aux fluctuations de volume du membre immobilisé
- Accessibilité aisée des tissus entourant la lésion
- Confort
- Hygiène

LE + :

- Elles possèdent des **cellules pneumatiques capables de générer une compression intermittente facilitant la résorption de l'œdème.**
- En facilitant l'appui partiel lorsque ce dernier est autorisé, elles permettent de générer des micro-contraintes connues pour **favoriser la consolidation des structures osseuses.**

LE SAVIEZ-VOUS ?



- Pionnier dans le domaine de l'orthopédie, Aircast[®] a créé il y a plus de 30 ans la première botte d'immobilisation permettant de remplacer un plâtre.

IL EXISTE 3 TYPES DE BOTTES D'IMMOBILISATION :

• Bottes classiques

Les montants latéraux de la coque rigide sont déformables par simple pression externe, ce qui permet d'adapter la botte à la morphologie du patient et d'accompagner les variations de volume résultant de l'œdème.

• Bottes pneumatiques

Des cellules pneumatiques garnissent la coque rigide et permettent un ajustement parfait de la botte aux reliefs de la région immobilisée. Les versions disposant de plusieurs compartiments d'air induisent une compression pneumatique intermittente qui favorise la résorption de l'œdème et accélère la guérison.

• Bottes avec pied équin

La coque rigide garantit une immobilisation stricte de la cheville dans l'amplitude articulaire prescrite. Cette botte est surtout indiquée pour le traitement fonctionnel ou chirurgical des ruptures du tendon d'Achille, ainsi que pour les allongements du tendon d'Achille. L'angulation de la cheville est réglable et autorise les immobilisations avec pied en équin ou en talus.

LES RELEVEURS DE PIED

Les **releveurs de pied** sont des dispositifs amovibles et très légers portés dans la chaussure. Ils **ont pour but d'éviter le mouvement de steppage du pied** (drop foot) lors de la marche des personnes présentant une paralysie des muscles releveurs du pied, comme les patients hémiparétiques ou ceux qui ont eu des complications neurologiques après un traumatisme ou une hernie discale.

**BOTTES À COQUE RIGIDE
PNEUMATIQUES**

**AIRSELECT™
ELITE**
Page 20



**AIRSELECT™
STANDARD**
Page 21



**AIRSELECT™
COURTE**
Page 21



**NEXTEP™
LONGUE ET COURTE**
Page 22

Entorse grave de la cheville	•	•	•
Entorse du médio-pied			•
Fracture uni ou bi-malléolaire	•	•	•
Ostéosynthèse des fractures 1/3 inférieur de la jambe	•	•	•
Fracture stable 1/3 inférieur jambe	•	•	•
Fracture tarse antérieur			• (version courte)
Fracture métatarse			• (version courte)
Entorse sévère avant-pied			• (version courte)

BOTTES CLASSIQUES

**MAXTRAX™
LONGUE ET COURTE**
Page 23



**MAXTRAX™ AIR
LONGUE ET COURTE**
Page 23



MINITRAX™
Page 25

Entorse - Stade 3 (Arrachement ligamentaire)	•	•	•
Fracture uni ou bi-malléolaire	•	•	•
Fracture stable 1/3 inférieur de la jambe	•	•	•

BOTTES ARTICULÉES

**MAXTRAX™
ROM LONGUE ET COURTE**
Page 24



**MAXTRAX™
ROM AIR**
Page 24

Fracture uni ou bi-malléolaire	•	•
Fracture stable 1/3 inférieur de la jambe	•	•
Rupture Tendon d'Achille	•	•

**RELEVEURS
DE PIED**

**RELEVEUR
DE PIED**
Page 26



**AIRCAST™
PODALIB®**
Page 26

Paralysie périphérique des releveurs de pied	•	•
Hémiplégie et autres atteintes neurologiques	•	•



Prendre la
pointure du
patient.



AIRCAST®

AirSelect™ Elite

Indications :

- Botte pneumatique offrant une combinaison de maintien et de compression pneumatique favorisant la réduction des œdèmes et la consolidation de la fracture.
- Fracture stable du 1/3 inférieur de la jambe, de la cheville ou du pied, entorse grave de la cheville, post-opératoire.

Caractéristiques :

- Les 3 cellules d'air Duplex™ postérieures et distales superposées génèrent une compression intermittente qui permet une réduction trois fois plus rapide de l'œdème.
- La botte d'immobilisation la plus évoluée. Conçue pour optimiser la protection, le confort et la résorption des œdèmes.
- Le système de gonflage individualisé et la cellule d'air antérieure pré-gonflée permettent un ajustement anatomique.
- Prise en compte de l'équilibre controlatéral.
- Le chausson protège-orteil apporte une protection supplémentaire.
- Livré avec une chaussette extensible.
- Ne contient pas de latex.
- Poids inférieur à 2 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique - XS à XL).



Découvrez la vidéo de mise en place de la botte Aircast® Airselect® Elite



Anneau de verrouillage.



Semelles compensées



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	≤ 35,5	01EP-XS	3401040685788
S	35,5 - 39,5	01EP-S	3401040685849
M	39,5 - 43	01EP-M	3401040685900
L	43 - 47	01EP-L	3401040686099
XL	> 47	01EP-XL	3401040686150

Accessoires	Code Article	Code ACL
Chaussette extensible - Universelle	0129A	-
Housse de protection hygiénique - Ped/S	0130A-Ped/S	3401098568958
Housse de protection hygiénique - M/L	0130A-M/L	3401098569030
Housse de protection hygiénique - XL	0130A-XL	3401098569269
Semelles compensées - Droite	01K-R	3401044630562
Semelles compensées - Gauche	01K-L	3401044630333
Anneau de verrouillage Aircast® (sachet de 10 ex)	01P414	3401598586933
Kit diabétique de rechange	01PI-x	-

Prescrire : Aircast® AirSelect™ Elite

AIRCAST®

AirSelect™ Standard

Indications :

- Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.
- Fracture uni ou bi-malléolaire.
- Fracture du tarse.
- Entorse grave de la cheville.
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

Caractéristiques :

- Avec ses 2 cellules pneumatiques, AirSelect™ Standard offre un niveau de maintien modéré.
- Protection par coque intégrale.
- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement.
- Prise en compte de l'équilibre controlatéral.
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème.
- Ne contient pas de latex.
- Poids inférieur à 1,2 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique - XS à XL).

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	≤ 35,5	01EF-XS	3401040686211
S	35,5 - 39,5	01EF-S	3401040686389
M	39,5 - 43	01EF-M	3401040686440
L	43 - 47	01EF-L	3401040686501
XL	> 47	01EF-XL	3401040686679



Accessoires	Code Article	Code ACL
Chaussette extensible - Universelle	0129A	-
Housse de protection hygiénique - PED/S	0130A-Ped/S	3401098568958
Housse de protection hygiénique - M/L	0130A-M/L	3401098569030
Housse de protection hygiénique - XL	0130A-XL	3401098569269
Semelles compensées - Droite	01K-R	3401044630562
Semelles compensées - Gauche	01K-L	3401044630333
Anneau de verrouillage Aircast® (sachet de 10 ex)	01P414	3401598586933
Kit diabétique de rechange	01PI-x	-

Prescrire : Aircast® AirSelect™ Standard
Remboursé S.S.
Base de remboursement 64,40€ TTC - L.P.P.R. : 2161530



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	≤ 35,5	01ES-XS	3401040686730
S	35,5 - 39,5	01ES-S	3401040686969
M	39,5 - 43	01ES-M	3401040687041
L	43 - 47	01ES-L	3401040687102
XL	> 47	01ES-XL	3401040687270

Prescrire : Aircast® AirSelect™ Courte

AIRCAST®

AirSelect™ Courte

Indications :

- Fracture du tarse antérieur.
- Fracture du métatarse.
- Entorse sévère de l'articulation médio-tarsienne.

Caractéristiques :

- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement.
- Protection par coque intégrale.
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème.
- Hauteur sans chausson : 28 cm.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 1 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique - XS à XL).

Accessoires	Code Article	Code ACL
Chaussette extensible - Universelle	0129A	-
Housse de protection hygiénique - PED/S	0130A-Ped/S	3401098568958
Housse de protection hygiénique - M/L	0130A-M/L	3401098569030
Housse de protection hygiénique - XL	0130A-XL	3401098569269
Semelles compensées - Droite	01K-R	3401044630562
Semelles compensées - Gauche	01K-L	3401044630333
Anneau de verrouillage Aircast® (sachet de 10 ex)	01P414	3401598586933
Kit diabétique de rechange	01PI-x	-



Prendre la
pointure du
patient.



Version longue



Version courte

Talonnette
UniverselleDONJOY[®]

Nextep[™] longue et courte

Indications :

Version Longue :

- Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.
- Fracture uni ou bi-malléolaire.
- Fracture du tarse.
- Entorse grave de la cheville.
- Entorse du médio-pied,
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

Version courte :

- Fracture du tarse antérieur.
- Fracture du métatarse.
- Entorse sévère de l'articulation médio-tarsienne.

Caractéristiques :

- Pompe de gonflage intégrée.
- Coque fermée pour un meilleur maintien.
- Facilite le soin des plaies et l'hygiène.
- Semelle amortissante et anti-dérapante.
- Chausson d'orteils lavable (peut se réassortir).
- Talonnettes à hauteur dégressive pour mise en équin, disponibles sur commande (3 x 2 cm + 1 x 1 cm = 7 cm).
- Ne contient pas de latex.
- Poids version longue inférieur à 1,5 kg.
- Poids version courte inférieur à 1,2 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
S	< 39	79-95273	3401043326961
M	39 - 44	79-95275	3401043327043
L	> 44	79-95277	3401043327104
Shortie - S	< 39	79-95443	3401044095941
Shortie - M	39 - 44	79-95445	3401044096023
Shortie - L	> 44	79-95447	3401044096191

Accessoires	Code Article	Code ACL
Talonnette universelle	79-95130	3401051378150
Chausson de rechange - Long - S	79-95363	-
Chausson de rechange - Long - M	79-95365	-
Chausson de rechange - Long - L	79-95367	-
Chausson de rechange - Court - S	79-95373	-
Chausson de rechange - Court - M	79-95375	-
Chausson de rechange - Court - L	79-95377	-

Prescrire : Nextep[™] DonJoy[®]
Nextep[™] Courte DonJoy[®]



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - S	34 - 37,5	11-1382-2-00000	3401043321300
M	38 - 43,5	11-1382-3-00000	3401043321478
L	44 - 46,5	11-1382-4-00000	3401043321539
XL	≥ 47	11-1382-5-00000	3401043321768

Courte - Pédiatrique - XS	< 34	11-1384-1-00000	3401043322420
Courte - S	34 - 37,5	11-1384-2-00000	3401043322598
Courte - M	38 - 43,5	11-1384-3-00000	3401043322659
Courte - L	44 - 46,5	11-1384-4-00000	3401043322710
Courte - XL	≥ 47	11-1384-5-00000	3401043322888

Prescrire : Maxtrax® DonJoy®
Maxtrax® courte DonJoy®

DONJOY®

Maxtrax® longue et Courte

Indications :

- Bottes destinées en priorité aux immobilisations avec autorisation de l'appui (partiel ou total).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).
- Entorse grave de la cheville.

Caractéristiques :

- Habillage sans couture au talon, n'occasionnant aucune gêne en post-opératoire.
- Semelle large pour plus de confort, de stabilité et d'absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Design favorisant la marche et sangles ajustables.
- Talonnette universelle amovible autorisant l'immobilisation en équin du pied (non livrée avec la botte).
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- Ne contient pas de latex.
- Poids version longue inférieur à 1,6 kg.
- Poids version courte inférieur à 1,4 kg.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique - XS à XL).

Accessoires	Code Article	Code ACL
Talonnette universelle	79-95130	3401051378150
Kit diabétique de rechange - S	01PI-S	-
Kit diabétique de rechange - M	01PI-M	-
Kit diabétique de rechange - L	01PI-L	-
Kit diabétique de rechange - XL	01PI-XL	-

DONJOY®

Maxtrax® Air longue et courte

Indications :

- Entorses graves de la cheville.
- Fracture du 1/3 inférieur de la jambe.
- Fracture uni ou bi-malléolaire.
- Fracture du tarse.
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).

Caractéristiques :

- Habillage sans couture au talon.
- Semelle à absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Design favorisant la marche et sangles ajustables.
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique - XS à XL).

Accessoires	Code Article	Code ACL
Talonnette universelle	79-95130	3401051378150
Kit diabétique de rechange - S	01PI-S	-
Kit diabétique de rechange - M	01PI-M	-
Kit diabétique de rechange - L	01PI-L	-
Kit diabétique de rechange - XL	01PI-XL	-

Prescrire : Maxtrax® Air DonJoy®
Maxtrax® Air Courte DonJoy®



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	30 - 34	11-1371-1	3401043323489
S	34 - 37,5	11-1371-2	3401043323540
M	38 - 43,5	11-1371-3	3401043323601
L	44 - 46,5	11-1371-4	3401043323779
XL	≥ 47	11-1371-5	3401043323830
Courte - Pédiatrique - XS	30 - 34	11-1380-1	3401043324080
Courte - S	34 - 37,5	11-1380-2	3401043324141
Courte - M	38 - 43,5	11-1380-3	3401043324202
Courte - L	44 - 46,5	11-1380-4	3401043324370
Courte - XL	≥ 47	11-1380-5	3401043324431



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	< 34	11-1383-1-00000	3401043321829
S	34 - 37,5	11-1383-2-00000	3401043321997
M	38 - 43,5	11-1383-3-00000	3401043322079
L	44 - 46,5	11-1383-4-00000	3401043322130
XL	≥ 47	11-1383-5-00000	3401043322369
Courte - Pédiatrique - XS	< 34	79-95352	0888912156165
Courte - S	34 - 37,5	79-95353	0888912040495
Courte - M	38 - 43,5	79-95355	0888912040501
Courte - L	44 - 46,5	79-95357	0888912040518
Courte - XL	≥ 47	79-95358	0888912156158

**Prescrire : Maxtrax® Rom DonJoy®
Maxtrax® Rom Courte DonJoy®**

DONJOY®

Maxtrax® Rom longue et courte

Indications :

- Autorise l'immobilisation de la cheville avec le pied en équin ou en talus (avec étalonnage précis).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).
- Allongement chirurgical du tendon d'Achille.
- Fractures et entorses graves de la cheville.

Caractéristiques :

- Possibilité de régler l'amplitude de 45° de flexion plantaire à 30° de flexion dorsale par incréments de 7,5°.
- Blocage possible à 0°, 7,5°, 15°, 22,5° et 30° de flexion plantaire ou dorsale.
- Semelle à absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Habillage sans couture au talon et design favorisant la marche.
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- Sangles ajustables.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

Accessoires	Code Article	Code ACL
Talonnette universelle	79-95130	3401051378150
Kit diabétique de rechange - S	01PI-S	-
Kit diabétique de rechange - M	01PI-M	-
Kit diabétique de rechange - L	01PI-L	-
Kit diabétique de rechange - XL	01PI-XL	-

DONJOY®

Maxtrax® Rom Air

Indications :

- Autorise l'immobilisation de la cheville avec le pied en équin ou en talus (avec étalonnage précis).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).
- Allongement chirurgical du tendon d'Achille.
- Fractures et entorses graves de la cheville.

Caractéristiques :

- Habillage pneumatique qui se gonfle grâce à une pompe intégrée, pour aider à la réduction de la douleur en favorisant la circulation.
- Possibilité de régler l'amplitude de 45° de flexion plantaire à 30° de flexion dorsale par incréments de 7,5°.
- Blocage possible à 0°, 7,5°, 15°, 22,5° et 30° de flexion plantaire ou dorsale.
- Habillage sans couture au talon et design favorisant la marche.
- Semelle à absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Sangles ajustables.
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- Le design de l'enveloppe pneumatique permet un gonflage équilibré.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	< 34	11-1381-1	3401043324660
S	34 - 37,5	11-1381-2	3401043324721
M	38 - 43,5	11-1381-3	3401043324899
L	44 - 46,5	11-1381-4	3401043324950
XL	≥ 47	11-1381-5	3401043325032

Accessoires	Code Article	Code ACL
Talonnette universelle	79-95130	3401051378150
Kit diabétique de rechange	01PI-x	-

Prescrire : Maxtrax® Rom Air DonJoy®



Prendre la
pointure du
patient.



Medium

Large

Small

PRO CARE®

MiniTrax™

Indications :

- Bottes pédiatriques destinées aux lésions traumatiques de la cheville et du pied de l'enfant.

Caractéristiques :

- MiniTrax™ est la seule botte pédiatrique qui intègre des éléments au design ludique afin de rendre son port moins intimidant. Plus qu'un design enfantin, MiniTrax™ offre de sérieux atouts thérapeutiques.
- Facilité d'application et d'ajustement grâce au système de sanglage simple.
- Structure légère avec montants latéraux anatomiques permettant un meilleur ajustement et une protection accrue.
- La semelle à profil bas de la MiniTrax™ dispose d'un revêtement durable et anti-dérapant, résistante aux épreuves du temps et de l'enfance !
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).



Structure légère avec montants latéraux anatomiques permettant un meilleur ajustement et une protection accrue.



La semelle à profil bas de la MiniTrax™ dispose d'un revêtement durable et anti-dérapant, résistante aux épreuves du temps et de l'enfance !



Facilité d'application et d'ajustement grâce au système de sanglage simple.

Désignation	Coloris Liserés	Long. Pied	Pointure	Code Article	Code ACL
S (1 à 2,5 ans)	Orange	≤ 15,2 cm	< 25	79-95510	3401521371575
M (2,5 à 5 ans)	Bleu	15,2 - 17,8 cm	25 - 29	79-95520	3401521371636
L (5 à 8 ans)	Jaune	17,8 - 20,3 cm	29 - 33	79-95530	3401521371865



Prescrire : Minitrax® ProCare®



Désignation	Prise de Mesure	Haut. Attelle	Code Article	Code ACL
Droit - Homme	Taille Universelle	29 cm	79-81150	3401075627418
Gauche - Homme	Taille Universelle	29 cm	79-81151	3401075627586
Droit - Femme	Taille Universelle	26,3 cm	79-81160	3401075627647
Gauche - Femme	Taille Universelle	26,3 cm	79-81161	3401075627708

DONJOY[®]

Releveur de Pied

Indications :

- Evite la chute du pied (drop foot) lors de la marche de patients présentant une paralysie des muscles releveurs du pied.
- Paralysie périphérique post-traumatique ou métabolique (diabète...).
- Hémiplégie et autre atteinte neurologique centrale.

Caractéristiques :

- **Adaptable par découpe.**
- Peut être chauffé pour un ajustement au mollet.
- Maintient le pied à angle droit.
- Prévient tout déséquilibre latéral.
- Excellente tenue du calcanéum.
- Semelle en PVC allégé.
- Coque plastique en polypropylène.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Taille universelle (modèle homme ou femme)
- Spécifier modèle homme ou femme.

Prescrire : Releveur de pied DonJoy[®]

AIRCAS^T

PodaLib[®]

Indications :

- **Déficiences ou paralysie des muscles releveurs de pied, dues à des lésions neurologiques.**
- Permet de compenser les déficits des muscles releveurs de pied, ou, dans certains cas, des muscles fibulaires. Permet de maintenir le pied à angle droit, de prévenir le déséquilibre latéral, sans contraindre les mouvements. Permet d'améliorer la capacité de marche.

Caractéristiques :

- **Releveur de pied dynamique.**
- La guêtre et la sangle élastique ajustable aident à maintenir le pied à angle droit.
- Design léger et discret favorisant une démarche naturelle.
- Peut être porté avec tout type de chaussures ou pied nu.
- Facilité d'application et possibilité de mise en place d'une seule main (pour les patients hémiplegiques).
- Livré avec ses accessoires rivets/plaques (82-0019) et sangle/crochet (82-0021).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique - XS à L).



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Aircast[®] PodaLib[®].



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Aircast[®] PodaLib[®] sur un pied nu.



Découvrez la vidéo des points importants de l'Aircast[®] PodaLib[®].

GUÊTRE DE CHEVILLE

- Découpe anatomique.
- Maintien et support de la cheville.
- Coussinet mousse postérieur pour un confort et une protection accrue.

**SANGLE ÉLASTIQUE AJUSTABLE**

- Permet de régler la tension et l'angle du pied selon les besoins.

**BOUCLES DE VERROUILLAGE**

- Pour déterminer la tension de la sangle élastique et l'angle de correction une fois pour toute (sauf exception).
- Il est toutefois possible de modifier ce réglage si nécessaire.

CROCHET D'ANCRAGE

- S'adapte à tout type de chaussures munies de lacets, œillets, boucles...
- Ou se fixe grâce au système d'attache (plaque & rivet) pour les chaussures sans point d'ancrage ou avec un laçage non adapté.
- Se fixe au manchon de pied pour un port pied nu.

MANCHON DE PIED

- Pour port pied nu et pour nager.
- Ajustable selon la taille de l'avant-pied.

**MATÉRIAUX CONFORTABLES**

- Tissu respirant, micro-alvéolé, souple et résistant.
- Livré avec un filet de transport et/ou de lavage.










Désignation	Circ. Cheville	Haut. Guêtre	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	13 - 19 cm	10 cm	82-0013-1	3401081517734
S	13 - 20 cm	13 cm	82-0013-2	3401060113537
M	20 - 27 cm	13 cm	82-0013-3	3401060113544
L	27 - 34 cm	13 cm	82-0013-4	3401060113551


Accessoires	Code Article	Code GTIN
3 rivets et 3 plaques Aircast [®] PodaLib [®]	82-0019	0190446269564
1 sangle et 1 crochet Aircast [®] PodaLib [®]	82-0021	0190446274551

AIRCAS[®] PODALIB[®] S'ADAPTE À TOUT TYPE DE CHAUSSURES OU PIED NU (ACCESSOIRES) :

Prescrire : Aircast[®] PodaLib[®]

Accessoires Bottes d'Immobilisation

		HOUSSE DE PROTECTION HYGIËNIQUE	SEMELLES COMPENSÉES	ANNEAU DE VERROUILLAGE AIRCAST	CHAUSSETTE EXTENSIBLE UNIVERSELLE	KIT DIABÉTIQUE DE RECHANGE	TALONNETTE UNIVERSELLE	CHAUSSON DE RECHANGE
AIRSELECT[™] ELITE Page 23		●	●	●	●	●		
AIRSELECT[™] STANDARD Page 24		●	●	●	●	●		
AIRSELECT[™] COURTE Page 24		●	●	●	●	●		
NEXTEP[™] Page 25							●	●
MAXTRAX[®] Page 26						●	●	
MAXTRAX[®] AIR Page 27						●	●	
MAXTRAX[®] ROM Page 28						●	●	
MAXTRAX[®] ROM AIR Page 28						●	●	
MINITRAX[™] Page 29								



PIED

CHAUSSURES POST-OP


GAMME CHUT

CHAUSSURES DE CONFORT

CHAUSSURES
POST-OP
GAMME CHUT

LE PIED

Chaussures Post-Opératoires



Tibia
Fibula
Malléole externe
Ligament Latéral Externe : faisceau postérieur
Ligament Latéral Externe : faisceau moyen
Calcaneus
Ligament Latéral Externe : faisceau antérieur

Les 26 os du pied reliés par 16 articulations constituent une mécanique complexe capable de supporter et d'amortir le poids du corps, de servir de levier de propulsion lors de la marche ou de la course, et d'adapter le contact du corps au sol, notamment en terrain accidenté.

Volontiers volumineux après un traumatisme ou une intervention chirurgicale, l'œdème du pied est long à se résorber et peut ralentir la convalescence.

Les chaussures post-opératoires :

- Autorisent une déambulation précoce
- Favorisent la résorption de l'œdème
- Protègent les structures fragilisées par l'acte chirurgical
- Raccourcissent la durée de la réadaptation.

Les chaussures post-opératoires permettent le chaussage des pieds volumineux et/ou douloureux. Elles sont indiquées après les interventions chirurgicales du pied (hallux valgus...) et les traumatismes de l'avant-pied (métatarsiens, orteils...) en réduisant ou en supprimant les contraintes mécaniques sur la partie antérieure du pied et des orteils. Des pansements même volumineux peuvent prendre place dans le chaussant, ce qui permet de préserver une marche satisfaisante, nécessaire pour améliorer la circulation sanguine.

LE SAVIEZ-VOUS ?



L'HALLUX VALGUS EST UNE PATHOLOGIE ESSENTIELLEMENT FÉMININE

puisqu'elle touche 95% de femmes. Dans une large majorité de cas, c'est après 40 ans que débute la déformation du gros orteil.

- Contrairement au pied égyptien, le pied grec (deuxième orteil plus long que l'hallux) contrarie la déviation du gros orteil, ce qui rend l'hallux valgus moins fréquent chez les femmes ayant des pieds grecs.
- La voûte plantaire possède un réseau de petits vaisseaux sanguins extrêmement dense dont les pressions répétées lors de la marche participent activement au retour veineux.



CHAUSSURES A USAGE TEMPORAIRE (CHUT)

Chaussures légères à volume variable autorisant la marche lorsque le chaussage avec des chaussures de ville n'est pas possible. Certaines pathologies vasculaires, neurologiques, traumatiques ou métaboliques comme le diabète peuvent nécessiter le recours à des CHUT qui permettent de conserver l'autonomie de marche chez des personnes souvent fragilisées.

CHAUSSURES DE CONFORT

Favorise le maintien ou le recouvrement de la mobilité chez les personnes souffrant de pathologies du pied ou ayant subi un traumatisme, tels que douleur au talon, arthrose et polyarthrite rhumatoïde, tendinopathie du tendon d'Achille, fasciite plantaire, diabète, syndrome de Morton...

Elles assurent soutien et légèreté, notamment pour une activité physique.

CHAUSSURES POST-OPÉRATOIRES**PODALUX™ II**
Page 33**PODAHEEL™**
Page 33**PODAPRO™**
Page 34**CHAUSSURE
POUR PLÂTRE**
Page 34

Chirurgie Hallux valgus	●			●
Cœdème et plaies de l'avant pied	●			●
Chirurgie du syndrome de Morton	●			●
Maux perforants plantaires				●
Fracture stable métatarse et orteils				●
Fractures et fissures calcanéennes		●		
Plaies et ulcères talonniers		●		
Bursites		●		

GAMME CHUT**NEW DIANE**
Page 38**REJILLA**
Page 39**VENUS**
Page 39**BRICE**
Page 40**ADONIS**
Page 40**ARLEQUIN SAND**
Page 41**COTTON**
Page 41

Hallux Valgus	●	●	●	●		●
Pieds bandés	●					
Pied œdémateux	●			●		●
Pied diabétique					●	●

**FRANKI**
Page 42**GARY**
Page 43**WALLABY**
Page 43**SOA**
Page 44**PAT**
Page 44

Hallux Valgus		●		●	●
Pieds bandés	●				
Pied œdémateux	●	●			
Pied diabétique				●	

CHAUSSURES DE CONFORT**REFRESH**
Page 47**KATY**
Page 47**PERFORMANCE**
Page 48**WINNER PLUS**
Page 48

Epine calcanéenne	●	●	●	●
Tendinopathie du tendon d'Achille	●	●	●	●
Fasciite plantaire	●	●	●	●
Pieds diabétiques et neuropathies	●	●	●	●
Syndrome de Morton	●	●	●	●
Arthrose et Arthrite rhumatoïde	●	●	●	●



PODAHEEL™ DONJOY®

DONJOY®

Podalux™ II

Indications :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocole mini-invasif).
- Protection des structures articulaires et péri-articulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Œdème et plaies de l'avant-pied rendant le chaussage impossible.
- Protection et maintien du pied, des orteils et de l'avant-pied en position adéquate durant la rééducation.

Caractéristiques :

- Semelle à rigidité modulable (2 niveaux distincts) : le cambrion amovible permet de moduler la rigidité de la semelle, pour s'adapter aux différentes phases de rééducation et favoriser la reprise d'une foulée naturelle.
- Semelle de forme ergonomique, légère.
- L'utilisation du cambrion rigide autorise un déroulement progressif du pas, évite toute flexion des articulations métatarsiennes et permet une augmentation de la stabilité.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Chaussure large, ouverte, adaptable au volume du pied et pouvant accommoder tout type de pansements.
- Facilité de mise en place et d'ajustement grâce aux 2 lanières de fermeture auto-agrippantes.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de S à XXXL).



Désignation	Pointure	Code Article	Code GTIN
S	35-36	82-0042-1	0190446329701
M	37-38	82-0042-2	0190446329718
L	39-40	82-0042-3	0190446329725
XL	41-42	82-0042-4	0190446329732
XXL	43-45	82-0042-5	0190446329749
XXXL	46-48	82-0042-6	0190446329756

Prescrire : Podalux™ II DonJoy®



Désignation	Pointure	Code Article	Code GTIN
S	36-39	82-0031-1	0190446264040
M	39-42	82-0031-2	0190446264057
L	42-45	82-0031-3	0190446264064
XL	45-48	82-0031-4	0190446264071

DONJOY®

PodaHeel™

Indications :

Chaussure à décharge talonnière pour :

- Fractures et fissures calcanéennes.
- Escarre perforant.
- Plaies et ulcères talonniers.
- Bursites.

Caractéristiques :

- Le design de la semelle à angle de plus ou moins 10° réduit la pression sur le talon.
- La semelle antérieure carrée protège les orteils des chocs.
- La mousse interne apporte un excellent confort du patient.
- La semelle très résistante permet un support et une sécurité accrus.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Large sangle de fermeture, amovible et facile à ajuster.
- Doublure compensée pour un meilleur confort.
- S'ouvre entièrement.
- Légère, environ 350 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de S à XL).

Prescrire : PodaHeel™ DonJoy®

DONJOY®

PodaPro™

Indications :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocoles Scarf, Chevron).
- Protection des structures articulaires et péri-articulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Maux perforants plantaires.

Caractéristiques :

- Le design de la semelle permet de réduire la pression à l'avant du pied et de maintenir le poids en arrière des articulations métatarsiennes.
- Semelle à bout carré et antidérapante.
- Structure en caoutchouc et mousse avec semelle compensée au niveau du talon.
- Angle au talon facilitant le déroulement du pas.
- Stabilité accrue grâce à la large surface de la semelle en contact avec le sol.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- La semelle interne est amovible et composée de deux couches successives : mousse compacte et mousse souple.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique - XS à XL).



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	≤ 37	82-0247-1	3401563531715
S	37-39	82-0247-2	3401563531883
M	39-42	82-0247-3	3401563531944
L	42-44	82-0247-4	3401563532026
XL	> 44	82-0247-5	3401563532255

Prescrire : PodaPro™ DonJoy®



Prescrire : Chaussure pour plâtre DonJoy®

DONJOY®

Chaussure pour plâtre

Indications :

- Autorise un appui sécuritaire (réduction de la glissade) malgré une immobilisation réalisée avec un plâtre traditionnel.

Caractéristiques :

- Protection des plâtres lors des déplacements.
- Semelle anti-dérapante.
- Fermeture par sangles auto-agrippantes sur le talon et le dessus du pied.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 9 tailles (de XXXS à XL).

Désignation	Long. Pied	Larg. Plâtre	Code Article	Code ACL
XXXS*	11,5 cm	6,35 cm	79-81110	3401048404879
XXS*	14 cm	7,6 cm	79-81111	3401048426123
XS	18,5 cm	8,9 cm	79-81112	3401079295842
S	23,5 cm	10,8 cm	79-81113	3401079295903
S/M	26,5 cm	11,4 cm	79-81114	3401079296092
M	27,25 cm	12 cm	79-81115	3401079296153
M/L	30,5 cm	12,7 cm	79-81116	3401079296214
L	31,75 cm	13,3 cm	79-81117	3401079296382
XL	34,3 cm	15,25 cm	79-81118	3401079296443

*XXXS et XXS : uniquement coloris bleu avec motifs

PIED

GAMME CHUT

Dr.Comfort

La société Dr. Comfort[®], spécialisée dans le domaine des chaussures pour pieds diabétiques, a développé une gamme qui allie élégance, confort et qualité. Elle a pour but de soulager de nombreux troubles touchant les pieds et participe à l'amélioration de la santé des pieds et des jambes.

Les Chaussures à Usage Temporaire (CHUT) sont des dispositifs médicaux prescrits par votre médecin.



- ✓ **Qualité**
- ✓ **Confort**
- ✓ **Elégance**

Chaussures à Usage Temporaire

Gamme CHUT



Ces chaussures à volume variable permettent de prendre le relais des chaussures classiques dans le cas de pathologies diabétiques, rhumatologiques, neurologiques, vasculaires et traumatiques.





Garantie 3 mois Usage temporaire Conforme à la réglementation

Votre reprise de la marche se fera dans un confort total afin de soulager ou cicatriser votre pied.

Pour être certifiées, les CHUT doivent répondre à un cahier des charges spécifiques : tests réalisés sur chacune de nos chaussures avant leur mise sur le marché par un organisme indépendant.



Les modèles CHUT Dr. Comfort® sont :

- Lavables en machine (programme délicat 30°). 
- Semelle amortissante, amovible et anti-dérapante (sauf modèle BRICE). 
- Composées d'un fil d'argent pur à 99,9%, et de Bambou, garantissant des propriétés antibactériennes et antistatiques. Ces matériaux naturels & respirants permettent d'évacuer la chaleur en excès et maintient les pieds au frais en été & au chaud en hiver.  



LE SAVIEZ-VOUS ? ●●●●

L'utilisation combinée du Bambou et du fil d'argent a été cliniquement prouvé dans la réduction de la prolifération bactérienne responsable des infections Vs un textile coton*.



Bactéries	Quantité inoculée au départ	Résultat Coton Sanitized Après 4 jours	Résultat Bambou Argent Dr. Comfort après 4 jours
Staphylococcus aureus	180 000	2 100 000	3 000
Klebsiella pneumoniae	150 000	2 400 000	<20

* Test comparatif réalisé par un laboratoire accrédité (AITEX Textile Research Institute) selon la norme ISO 20743:2013-PTO.8.1 relative à l'activité antibactérienne des produits textiles.

Dr.Comfort

Tableau récapitulatif Gamme CHUT

MODÈLES	INDICATIONS PATHOLOGIES	TAILLAGE NORMAL	TAILLAGE GRAND	CAS PARTICULIERS (Pansements volumineux, pieds enflés)
NEW DIANE > du 35 au 42  <small>Existe en Bleu Marine</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Post-opératoire • Orteils en griffe • Insuffisance veineuse sévère 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
REJILLA > du 35 au 42 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallux Valgus • Pieds déformés • Séquelles post-traumatique 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
VENUS > du 35 au 42 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallux Valgus • Séquelles post-traumatique • Arthrose 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
SOA > du 36 au 42 	<ul style="list-style-type: none"> • Cou-de-pieds forts • Pieds déformés, volumineux • Arthrose • Pieds diabétiques 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
PAT > du 39 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Cou-de-pieds forts • Pieds déformés, volumineux • Arthrose • Pieds diabétiques 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
BRICE > du 39 au 46 	<ul style="list-style-type: none"> • Orteils en griffe • Orteils en marteau 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
ADONIS > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Pieds diabétiques • Pieds déformés • Neuropathie 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
ARLEQUIN > du 36 au 43 	<ul style="list-style-type: none"> • Pieds diabétiques • Troubles métaboliques • Troubles inflammatoires • Arthrose 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
COTTON > du 36 au 46 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallux Valgus • Pieds déformés, volumineux • Œdèmes • Cou-de-pieds forts 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
FRANKI > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Post-opératoire • Orteils en marteau 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
GARY > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Arthrose • Maladie métabolique • Troubles de la statique • Stabilité réduite 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
WALLABY > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Pieds diabétiques • Séquelles post-opératoires • Cou-de-pieds forts 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient

Toutes les chaussures bénéficient d'une semelle souple, amortissante ou anti-dérapante. Chaussures lavables en machine à 30°, composition fibres de bambou/fil d'argent. Sauf modèles Soa, Pat et Brice.



Prendre la
pointure du
patient.



Dr.Comfort New Diane

Indications :

- Post-opératoire.
- Orteils en griffe.
- Insuffisance veineuse sévère.

Caractéristiques :

- Chaussure grand confort ouverte avec deux bandes auto-agrippantes.
- Textile nid d'abeille.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle amovible.
- Lavable en machine à 30°C.
- Coloris beige ou bleu marine.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 35 au 42.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
New Diane Beige	35	213F-35	3401040131469
New Diane Beige	36	213F-36	3401040131520
New Diane Beige	37	213F-37	3401040131698
New Diane Beige	38	213F-38	3401040131759
New Diane Beige	39	213F-39	3401040131810
New Diane Beige	40	213F-40	3401040131988
New Diane Beige	41	213F-41	3401040132060
New Diane Beige	42	213F-42	3401040132121
New Diane Bleu Marine	35	213M-35	3401081473467
New Diane Bleu Marine	36	213M-36	3401081473528
New Diane Bleu Marine	37	213M-37	3401081473696
New Diane Bleu Marine	38	213M-38	3401081473757
New Diane Bleu Marine	39	213M-39	3401081473818
New Diane Bleu Marine	40	213M-40	3401081473986
New Diane Bleu Marine	41	213M-41	3401081474068
New Diane Bleu Marine	42	213M-42	3401081474129

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailage.



Prescrire : CHUT New Diane Dr. Comfort[®]



Dr.Comfort Rejilla

Indications :

- Hallux Valgus.
- Pieds déformés.
- Séquelles post-traumatiques.

Caractéristiques :

- Chaussure très confortable, munie d'une seule bande auto-agrippante et d'une semelle dimensionnée pour accueillir les pieds larges.
- Matière nid d'abeille.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 35 au 42.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Rejilla Noir	35	203F-35	3401040134941
Rejilla Noir	36	203F-36	3401040135023
Rejilla Noir	37	203F-37	3401040135191
Rejilla Noir	38	203F-38	3401040135252
Rejilla Noir	39	203F-39	3401040135313
Rejilla Noir	40	203F-40	3401040135481
Rejilla Noir	41	203F-41	3401040135542
Rejilla Noir	42	203F-42	3401040135603

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailleage.



Prescrire : CHUT Rejilla Dr. Comfort®

Dr.Comfort Venus

Indications :

- Hallux Valgus.
- Séquelles post-traumatiques.
- Arthrose.

Caractéristiques :

- Chaussure grand confort composée d'une bande auto-agrippante de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Tissu souple.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 35 au 42.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Venus Bordeaux	35	303F-35	3401040129169
Venus Bordeaux	36	303F-36	3401040129220
Venus Bordeaux	37	303F-37	3401040129398
Venus Bordeaux	38	303F-38	3401040129459
Venus Bordeaux	39	303F-39	3401040129510
Venus Bordeaux	40	303F-40	3401040129688
Venus Bordeaux	41	303F-41	3401040129749
Venus Bordeaux	42	303F-42	3401040129800

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailleage.



Prescrire : CHUT Venus Dr. Comfort®



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Brice Noir	39	5189-39	3401040122245
Brice Noir	40	5189-40	3401040122306
Brice Noir	41	5189-41	3401040122474
Brice Noir	42	5189-42	3401040122535
Brice Noir	43	5189-43	3401040122764
Brice Noir	44	5189-44	3401040122825
Brice Noir	45	5189-45	3401040122993
Brice Noir	46	5189-46	3401040123075

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailleage.

Dr.Comfort Brice

Indications :

- Orteils en griffe.
- Orteils en marteau.

Caractéristiques :

- Chaussure en matière mémoire de forme sur l'avant du pied afin de soulager les pieds déformés ou douloureux.
- Fermeture auto-agrippante réglable.
- Talon renforcé et semelle large antidérapante pour une meilleure stabilité.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Homme.
- Pointures disponibles : 39 au 46.



Prescrire : CHUT Brice Dr. Comfort®

Dr.Comfort Adonis

Indications :

- Pieds diabétiques.
- Pieds déformés.
- Neuropathie.

Caractéristiques :

- Chaussure grand confort composée d'une bande auto-agrippante de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans couture.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 48.



Prescrire : CHUT Adonis Dr. Comfort®



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Adonis Noir	36	210U-36	3401040129978
Adonis Noir	37	210U-37	3401040130059
Adonis Noir	38	210U-38	3401040130110
Adonis Noir	39	210U-39	3401040130288
Adonis Noir	40	210U-40	3401040130349
Adonis Noir	41	210U-41	3401040130400
Adonis Noir	42	210U-42	3401040130578
Adonis Noir	43	210U-43	3401040130639
Adonis Noir	44	210U-44	3401040130868
Adonis Noir	45	210U-45	3401040130929
Adonis Noir	46	210U-46	3401040131001
Adonis Noir	47	210U-47	3401040131179
Adonis Noir	48	210U-48	3401040131230

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailleage.



Dr.Comfort Arlequin Sand

Indications :

- Pieds diabétiques.
- Troubles métaboliques.
- Troubles inflammatoires.
- Arthrose.

Caractéristiques :

- **Idéal pour les pieds larges.**
- Chaussure grand confort avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans couture.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 43.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Arlequin Sand Bleu	36	305F-36	3401040128100
Arlequin Sand Bleu	37	305F-37	3401040128278
Arlequin Sand Bleu	38	305F-38	3401040128339
Arlequin Sand Bleu	39	305F-39	3401040128568
Arlequin Sand Bleu	40	305F-40	3401040128629
Arlequin Sand Bleu	41	305F-41	3401040128797
Arlequin Sand Bleu	42	305F-42	3401040128858
Arlequin Sand Bleu	43	305F-43	3401040128919

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailleage.

Prescrire : **CHUT Arlequin Sand Dr. Comfort®**

Dr.Comfort Cotton

Indications :

- Hallux Valgus.
- Pieds déformés, volumineux.
- Œdèmes.
- Cou-de-pieds forts.

Caractéristiques :

- Chaussure très confortable, munie de deux bandes auto-agrippantes de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle souple et amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 46.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Cotton Noir	36	306U-36	3401574099334
Cotton Noir	37	306U-37	3401574156617
Cotton Noir	38	306U-38	3401574156785
Cotton Noir	39	306U-39	3401574156846
Cotton Noir	40	306U-40	3401574189783
Cotton Noir	41	306U-41	3401574220462
Cotton Noir	42	306U-42	3401574236722
Cotton Noir	43	306U-43	3401081525258
Cotton Noir	44	306U-44	3401081525319
Cotton Noir	45	306U-45	3401081525487
Cotton Noir	46	306U-46	3401081525548

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailleage.



Prescrire : **CHUT Cotton Dr. Comfort®**



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Franki Bleu	36	310U-36	3401040132640
Franki Bleu	37	310U-37	3401040132701
Franki Bleu	38	310U-38	3401040132879
Franki Bleu	39	310U-39	3401040133821
Franki Bleu	40	310U-40	3401040133999
Franki Bleu	41	310U-41	3401040134071
Franki Bleu	42	310U-42	3401040134132
Franki Bleu	43	310U-43	3401040134361
Franki Bleu	44	310U-44	3401040134422
Franki Bleu	45	310U-45	3401040134590
Franki Bleu	46	310U-46	3401040134651
Franki Bleu	47	310U-47	3401040134712
Franki Bleu	48	310U-48	3401040134880

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailleage.

Dr.Comfort Franki

Indications :

- Utilisation en post-opératoire.
- Orteils en marteau.

Caractéristiques :

- Idéal pour les gros pansements.
- Chaussure basse composée de deux bandes auto-agrippantes, l'une sur le cou-de-pied et l'autre au talon pour un enfilage très aisé.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 48.



Prescrire : CHUT Franki Dr. Comfort®





Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Gary Noir	36	308U-36	3401574239273
Gary Noir	37	308U-37	3401574239334
Gary Noir	38	308U-38	3401574239563
Gary Noir	39	308U-39	3401574239624
Gary Noir	40	308U-40	3401574239792
Gary Noir	41	308U-41	3401574239914
Gary Noir	42	308U-42	3401574240163
Gary Noir	43	308U-43	3401574240224
Gary Noir	44	308U-44	3401574240392
Gary Noir	45	308U-45	3401574240453
Gary Noir	46	308U-46	3401574257772
Gary Noir	47	308U-47	3401574258083
Gary Noir	48	308U-48	3401574270269

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailleage.

Dr.Comfort Gary

Indications :

- Arthrose.
- Maladie métabolique.
- Troubles de la statique.
- Stabilité réduite.

Caractéristiques :

- Chaussure très confortable, munie de bandes auto-agrippantes avant et arrière.
- Tissu souple.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle souple et amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 48.



Prescrire : CHUT Gary Dr. Comfort®

Dr.Comfort Wallaby

Indications :

- Pieds diabétiques.
- Sequelles post-opératoires.
- Cou-de-pieds forts.

Caractéristiques :

- Chaussure grand confort avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans couture.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.
- Pointures disponibles : 36 au 48.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Wallaby Noir	36	307U-36	3401040126786
Wallaby Noir	37	307U-37	3401040126847
Wallaby Noir	38	307U-38	3401040126908
Wallaby Noir	39	307U-39	3401040127097
Wallaby Noir	40	307U-40	3401040127158
Wallaby Noir	41	307U-41	3401040127219
Wallaby Noir	42	307U-42	3401040127387
Wallaby Noir	43	307U-43	3401040127448
Wallaby Noir	44	307U-44	3401040127509
Wallaby Noir	45	307U-45	3401040127677
Wallaby Noir	46	307U-46	3401040127738
Wallaby Noir	47	307U-47	3401040127967
Wallaby Noir	48	307U-48	3401040128049

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailleage.



Prescrire : CHUT Wallaby Dr. Comfort®



Désignation	Pointure	Code Article	Code GTIN
Soa Noir	36	82-0024-36	0190446280323
Soa Noir	37	82-0024-37	0190446278412
Soa Noir	38	82-0024-38	0190446278429
Soa Noir	39	82-0024-39	0190446278436
Soa Noir	40	82-0024-40	0190446278443
Soa Noir	41	82-0024-41	0190446278450
Soa Noir	42	82-0024-42	0190446278467

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 37 pour le tailleage.

Dr.Comfort Soa

Indications :

- **Cou-de-pieds forts.**
- Pieds déformés, volumineux.
- Arthrose.
- Pieds diabétiques.

Caractéristiques :

- **Parfaite pour un port de tous les jours.**
- Chaussure confort d'extérieur avec ouverture par bande auto-agrippante.
- Revêtement en cuir.
- Intérieur textile doux composé d'un fil d'argent pur.
- Semelle amovible.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 36 au 42.



Prescrire : CHUT Soa Dr. Comfort[®]

Dr.Comfort Pat

Indications :

- **Cou-de-pieds forts.**
- Pieds déformés, volumineux.
- Arthrose.
- Pieds diabétiques.

Caractéristiques :

- **Parfaite pour un port de tous les jours**
- Chaussure confort d'extérieur avec ouverture par bande auto-agrippante.
- Tige 100% cuir.
- Intérieur textile doux composé d'un fil d'argent pur.
- Semelle amovible.
- Modèle Homme.
- Pointures disponibles : 39 au 48.



Prescrire : CHUT Pat Dr. Comfort[®]



Désignation	Pointure	Code Article	Code GTIN
Pat Noir	39	82-0025-39	0190446278481
Pat Noir	40	82-0025-40	0190446278498
Pat Noir	41	82-0025-41	0190446278504
Pat Noir	42	82-0025-42	0190446278511
Pat Noir	43	82-0025-43	0190446278528
Pat Noir	44	82-0025-44	0190446278535
Pat Noir	45	82-0025-45	0190446278559
Pat Noir	46	82-0025-46	0190446278566
Pat Noir	47	82-0025-47	0190446278573
Pat Noir	48	82-0025-48	0190446278580

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 35 pour le tailleage.

PIED

CHAUSSURES DE CONFORT

Dr.Comfort

La marque Dr. Comfort®, spécialisée dans le domaine des chaussures pour pieds diabétiques, a développé une gamme qui allie élégance, confort et qualité. Elle a pour but de soulager de nombreux troubles touchant les pieds et participe à l'amélioration de la santé des pieds et des jambes.

Les Chaussures à Usage Temporaire (CHUT) sont des dispositifs médicaux prescrits par votre médecin.

CHAUSSURES
POST-OP
GAMME CHUT

Chaussures de confort

DOULEUR AU TALON

La douleur au talon (ou « talalgie ») est généralement issue de l'inflammation des tissus mous au niveau du calcanéum (os du talon). Cette douleur peut se situer à l'arrière du talon, ou sous le talon.

La meilleure façon de réduire la douleur au talon est de porter une chaussure confortable à semelle épaisse. Cela assure une absorption des chocs et un bon soutien de la voûte plantaire.

ARTHROSE DU PIED ET POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

L'arthrose est une maladie dégénérative affectant le cartilage qui permet aux articulations de bouger librement. Au niveau du pied, l'arthrose est très gênante et un gonflement peut survenir lors de la marche ou après une station debout prolongée. Les chaussures de confort sont recommandées : le bout de chaussure élargi atténue la pression sur les orteils et le rembourrage de la semelle offre un confort et une protection supplémentaires.

TENDINOPATHIE DU TENDON D'ACHILLE

Le tendon d'Achille est une fibre ligamentaire reliant le calcanéum au muscle du mollet.

Son élasticité est sollicitée à chaque pas et diminue avec l'âge. Une sur-sollicitation entraîne une inflammation, ou tendinopathie.

Pour soulager la douleur, il est conseillé de porter des chaussures qui élèvent légèrement le talon et qui possèdent une semelle souple.

FASCIITE PLANTAIRE

La fasciite plantaire vient d'un étirement ou d'une rupture de la fibre ligamentaire qui relie l'os du talon aux orteils. Cet étirement peut être le fait de :

- Augmentation du niveau d'activité.
- Port de chaussures non adaptées.
- Surpoids.
- Les pieds plats.
- Station debout prolongée.
- Age de la personne.

Si la fasciite plantaire n'est pas traitée, une épine calcanéenne, (ou « épine de Lenoir »), peut apparaître. Les chaussures de soutien qui traitent des problèmes de voûte plantaire et assurent un bon maintien au niveau du talon participent au soulagement des fasciites plantaires.

DIABÈTE

Le diabète entraîne :

- Une détérioration des nerfs périphériques (neuropathies) qui signifie la réduction de la sensation des extrémités : le patient ne ressent pas de douleur lorsqu'il se blesse.
- Une réduction de la circulation sanguine qui peut rendre difficile la cicatrisation des blessures et favoriser des infections.

La moindre blessure, entaille ou bosse de personnes souffrant de diabète peut avoir de graves conséquences.

Les chaussures Dr. Comfort[®] ont une largeur et une profondeur supplémentaires pour atténuer la pression sur les pieds enflés, oignons, orteils en marteau, etc. et assurer un confort optimal. Ces chaussures légères, soutiennent et protègent les pieds du patient et l'aident à rester actif.



Désignation	Pointure	Code Article	Code GTIN
Refresh Bleu	36	3950-M-06.0	0888912602372
Refresh Bleu	37	3950-M-07.0	0888912602396
Refresh Bleu	38	3950-M-08.0	0888912602419
Refresh Bleu	39	3950-M-09.0	0888912602433
Refresh Bleu	40	3950-M-10.0	0888912602457
Refresh Bleu	41	3950-M-11.0	0888912602471
Refresh Bleu	42	3950-M-12.0	0888912602488

Dr.Comfort Refresh

Indications :

- Epine calcanéenne.
- Tendinopathie du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathies.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.

Caractéristiques :

- Chaussure de confort offrant soutien et légèreté pour la pratique sportive.
- Patient actif.
- Haute stabilisation de la voûte plantaire.
- Maillage supérieur unique avec son système de lacet sans élastique.
- Livré avec un chausse-pied bleu, un set de lacets additionnel et une semelle de confort (voir p 158).
- Semelle rigide.
- Coloris bleu.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 36 au 42.

Prescrire : Refresh Dr. Comfort®

Dr.Comfort Katy

Indications :

- Tendinopathie du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathies.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.
- Pieds Gonflés
- Oignons
- Orteils de Marteau

Caractéristiques :

- Chaussure de confort offrant soutien et légèreté pour la pratique sportive ou un port quotidien.
- Maillage supérieur unique avec son système de lacet sans élastique.
- Revêtement en mailles: Matériaux respirants pour réguler la chaleur et garder les pieds frais et secs.
- Chaussure de Longue durée grâce aux choix de matériaux de haute qualité.
- Haute stabilisation de la voûte plantaire.
- Semelle rigide.
- Semelles intérieures Amovibles.
- Patient actif.
- Coloris violet.
- Modèle Femme.
- Pointures disponibles : 36 au 41.



Désignation	Pointure	Code Article	Code GTIN
Katy Violet	36	37755-M-06.0	0888912598583
Katy Violet	37	37755-M-07.0	0888912598606
Katy Violet	38	37755-M-08.0	0888912598620
Katy Violet	39	37755-M-09.0	0888912598644
Katy Violet	40	37755-M-10.0	0888912598668
Katy Violet	41	37755-M-11.0	0888912598675

Prescrire : Katy Dr. Comfort®



Désignation	Pointure	Code Article	Code GTIN
Performance gris/noir	39	7610-M-06.0	0888912372879
Performance Gris/noir	40	7610-M-07.0	0888912372893
Performance Gris/noir	41	7610-M-08.0	0888912372916
Performance Gris/noir	42	7610-M-09.0	0888912372930
Performance Gris/noir	43	7610-M-10.0	0888912372954
Performance Gris/noir	44	7610-M-10.5	0888912372961
Performance Gris/noir	45	7610-M-11.5	0888912372985
Performance Gris/noir	46	7610-M-12.0	0888912372992
Performance Gris/noir	47	7610-M-13.0	0888912373005
Performance Gris/noir	48	7610-M-14.0	0888912373012

Dr.Comfort Performance

Indications :

- Epine calcanéenne.
- Tendinopathie du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathies.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.

Caractéristiques :

- Chaussure de confort offrant soutien et légèreté pour la pratique sportive.
- Patient actif.
- Haute stabilisation de la voûte plantaire.
- Maillage supérieur unique avec son système de lacet sans élastique.
- Semelle rigide.
- Coloris gris/noir.
- Livré avec un chausse-pied bleu, un set de lacets additionnel et une semelle de confort (voir p 158).
- Modèle Homme.
- Pointures disponibles : 39 au 48.

Prescrire : Performance Dr. Comfort[®]

Dr.Comfort Winner Plus

Indications :

- Epine calcanéenne.
- Tendinopathie du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathies.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.
- Pieds Gonflés
- Oignons
- Orteils de Marteau

Caractéristiques :

- Chaussure de confort offrant soutien et légèreté pour la pratique sportive ou un port quotidien.
- Maillage supérieur unique avec son système de lacet sans élastique.
- Revêtement en cuir : Matériau respirant pour réguler la chaleur et garder les pieds frais et secs.
- Chaussure de Longue durée grâce aux choix de matériaux de haute qualité.
- Haute stabilisation de la voûte plantaire.
- Semelle rigide.
- Semelles intérieures Amovibles.
- Patient actif.
- Coloris Noir.
- Modèle Homme.
- Pointures disponibles : 39 au 46.



Désignation	Pointure	Code Article	Code GTIN
Winner Plus Noir	39	7210-M-06.0	0888912371216
Winner Plus Noir	40	7210-M-07.0	0888912371230
Winner Plus Noir	41	7210-M-08.0	0888912371254
Winner Plus Noir	42	7210-M-09.0	0888912371278
Winner Plus Noir	43	7210-M-10.0	0888912371292
Winner Plus Noir	44	7210-M-10.5	0888912371308
Winner Plus Noir	45	7210-M-11.5	0888912371322
Winner Plus Noir	46	7210-M-12.0	0888912371339

Prescrire : Winner Plus Dr. Comfort[®]

GENOU


ATTELLES

LIGAMENTAIRES



LE GENOU

Attelles Ligamentaires




Le genou est l'articulation intermédiaire du membre inférieur et joue un rôle déterminant dans toutes les activités locomotrices (marche, course...) et la plupart des activités sportives.

Cette articulation est composée de 3 compartiments : fémoro-patellaire, fémoro-tibial interne et fémoro-tibial externe.

La stabilité du genou est soutenue par :

- Des structures élastiques (ligaments) et fibrocartilagineuses (ménisques) de façon passive.
- Des muscles de la cuisse, notamment le quadriceps de façon active.

Les pathologies du genou les plus fréquentes concernent :




LE SAVIEZ-VOUS ?


- Les atteintes ligamentaires peuvent compromettre sévèrement la stabilité fonctionnelle du genou si elles ne sont pas traitées correctement.
- Les lésions du ligament croisé antérieur (LCA) sont beaucoup plus fréquentes (80 à 90% des cas) que celles du ligament croisé postérieur (LCP).

Type de traumatismes du genou

- Lésions méniscales et/ou cartilagineuses
- Atteintes ligamentaires
- Autres



Taux d'accident selon les sports*



L'ENTORSE DU GENOU

lésion ligamentaire pouvant concerner les ligaments latéraux ou les ligaments croisés.

- Les lésions d'un ligament latéral compromettent la stabilité latérale du genou (varus-valgus). La lésion du Ligament Latéral Interne est la plus fréquente.
- Les lésions d'un ligament croisé exposent le genou à une instabilité antéro-postérieure (tiroir antérieur ou postérieur). Le Ligament Croisé Antérieur est beaucoup plus fréquemment touché que le Ligament Croisé Postérieur.
- Le mécanisme responsable de l'atteinte d'un ligament croisé provoque le plus souvent une lésion associée d'un ligament latéral et parfois celle d'un ménisque (triade : LCA + LLI + ménisque interne).

IL EXISTE 2 TYPES D'ATTELLES :

• Attelles ligamentaires rigides :

Indiquées pour les instabilités modérées à graves du LCA ou du LCP, reconstructions du LCA ou du LCP, fragilités du LLI ou du LLE, ainsi que pour un usage préventif ou en convalescence.

• Attelles ligamentaires textiles :

compression et maintien pour les instabilités ligamentaires légères à modérées.

ATTELLES LIGAMENTAIRES RIGIDES



DEFIANCE® III
Page 53



ARMOR
Page 54



SE 4 POINT
Page 55



ACL EVERYDAY
Page 56

Entorse du Ligament Croisé Antérieur (LCA)	●	●	●	●
Entorse du Ligament Croisé Postérieur (LCP)	●	●	●	●
Entorse des Ligaments Latéraux (LLE/LLI)	●	●	●	●

ATTELLES LIGAMENTAIRES TEXTILES



PLAYXPRT WRAP
Page 57



PLAYXPRT SLEEVE
Page 57



SUPPORT EVEREST
Page 58



PLAYMAKER® WRAP II
Page 58

Immobilisation			●	
Entorse du Ligament Croisé antérieur (LCA)			●	●
Entorse du Ligament Croisé Postérieur (LCP)				●
Entorse des Ligaments Latéraux (LLE/LLI)	●	●	●	●

ARBRE DÉCISIONNEL ATTELLES LIGAMENTAIRES



Système Breveté 4 points d'appui

Le système breveté 4 points d'appui est conçu pour prévenir les translations antérieures excessives. Les 4 points d'appui constituent un dispositif capable de générer des forces s'opposant au mouvement de tiroir antérieur du tibia.

Un Système tout intégré

Le centre des charnières polycentriques est postérieur à la ligne médiane du genou et est situé légèrement au dessus de l'interligne articulaire. Cela permet aux points 1 et 3 de comprimer la masse musculaire de la cuisse, par 2 forces de directions opposées dont la résultante entraîne le fémur vers l'avant. Les points 2 et 4 génèrent 2 forces de direction opposées dont la résultante entraîne le tibia vers l'arrière. L'ensemble des forces appliquées sur le segment fémoral et jambier permet d'éviter tout tiroir antérieur du tibia.



Point 1

Le premier point de force est l'embrasse de cuisse. Elle agit comme un point de rotation pour faire pivoter le fémur antérieurement.

Point 2

Le deuxième point de force est l'embrasse de mollet. Elle agit comme un point de rotation pour faire pivoter le tibia postérieurement.

Point 3

Le troisième point de force est la sangle postérieure de cuisse. Elle place l'attelle postérieurement au genou.

Point 4

Le quatrième point de force génère une force d'opposition cruciale. Les trois premiers points positionnent l'attelle correctement sur la jambe. En serrant et fixant la sangle antérieure du tibia, le quatrième point de force entraîne l'attelle dans sa position appropriée en faisant pivoter le tibia postérieurement.

Le système 4 points d'appui est indiqué pour les lésions du LCA. Pour la version LCP, les points de force sont inversés.

Prise de mesures

CCMI Mark III

Chaque Defiance[®] est fabriquée sur mesure, expédiée dans les 14 jours ouvrés suivants.

Les mesures sont faites avec l'appareil CCMI Mark III.

Nous pouvons également procéder à la fabrication à l'aide d'un fichier AOP.

Le CCMI Mark III permet de relever certaines valeurs anatomiques de référence sur le membre du patient, tels que Varus, Valgus, largeur du genou, circonférence de la cuisse et du mollet.

- Option de mesure standard et courte.
- Facile d'utilisation.
- Gain de temps.
- Boîte de rangement et de transport.



Découvrez notre vidéo sur la prise de mesures Defiance[®] DonJoy[®]

Désignation	Code Article	Code GTIN
CCMI Mark III	11-0183	0888912161022



DONJOY[®]

Defiance[®] III (incurvée)

Indications :

- Instabilités modérées et graves du LCA, LCP, LLI, LLE.

Caractéristiques :

- Possède une armature ultra-légère (matériau composite exclusif) qui permet de dégager la partie interne de la cuisse pour plus de confort dans la pratique de certains sports tels que moto-cross, snowboard, ski de bosse...
- Version LCA/LCP avec système breveté 4 points d'appui.
- Coussins condyliens anti-migration.
- Poids : 650 g environ (selon modèles).
- Version IC avec sangle de cuisse antérieure et postérieure.
- Version mollet court pour la pratique du ski et du moto-cross.
- Large choix de coloris.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90° (sauf articulations « Drop Lock »).
- Limitation d'amplitude de l'extension à 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande.
- **Prise de mesure :** appareil de mesure CCMi Mark III DonJoy[®], ou un fichier AOP.
- Articulations proposées : Standard, Fourcepoint[™], « Drop Lock ».
- Disponible en 3 longueurs (standard, courte, cuisse standard/ mollet court).
- **Modèle sur mesure.**

Hauteur de l'attelle	
Standard	40,6 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	19 cm
Courte	-
Embrasse de cuisse	19 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm
Cuisse standard / mollet court	38,1 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm

Pour que la fabrication soit réalisable, les mesures doivent être comprises entre les valeurs ci-dessous :

	Circ.Cuisse	Circ.Mollet
Minimum	31,8 cm	26 cm
Maximum	97,3 cm	66,5 cm

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code GTIN
Defiance [®] III	-	Sur mesure	-
Appareil de mesure CCMi Mark III	-	11-0183	-

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Protection anti-chocs	-	11-1006-x-06000	-
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra [®] noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Protection pour mollet	Taille unique	11-1367-9-06000	-
Kit air condyle	Taille unique	25-1923-0-06000	-
Kit condyle gel	-	11-1107-0-00000	-
Coussin de sangle SILI-GRIP	-	11-1415	-
Attachement rotulien Tru-Pull [®] XS/S	-	11-1525-2	3401040229906
Attachement rotulien Tru-Pull [®] M/L/XL	-	11-1525-3	3401040230155
Attachement rotulien Tru-Pull [®] XXL/XXXL	-	11-1525-4	3401040230384
Kit de coussin pour atrophie	-	11-0059-9-00000	-
Plots de blocage en extension	Taille unique	11-0398-9-00000	3401040699808
Kit-Plots de flexion/extension	Taille unique	Nous consulter	-
Revêtement sangles en suédine	-	Nous consulter	-
Revêtement sangles en peau de chamois	-	Nous consulter	-
Embrasses renforcées carbone	-	Nous consulter	-
Couverture sangles métal	-	Nous consulter	-
Renfort interne de l'articulation	-	Nous consulter	-



Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

Prescrire : Defiance[®] III DonJoy[®]

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



Tableau
prises de mesures
complètes page 4.



DONJOY®

Armor

Indications :

- Entorses modérées et graves des ligaments croisés (LCA et/ou LCP) ou latéraux du genou (LLI ou LLE).
- Reprise d'activités y compris pour les sports extrêmes.

Caractéristiques :

- **Système breveté 4 points d'appui.**
- Coussin condylien interne anti-migration.
- Embrasse de mollet courte pour l'utilisation de bottes.
- Disponible en version LCA, LCP, IC (Instabilités Combinées).
- Structure adaptable à la morphologie du patient.
- Réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (pré-réglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète).
- Attaches de sangles tournantes (pivotantes).
- Grande protection du tibia et du genou.
- Légère (615 g) et courte.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

Longueur	37,5 cm
Cuisse	21,5 cm
Mollet	16 cm



Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

Prescrire : Armor DonJoy®



Protection mollet



Usage Motocross et sports extrêmes



Protection anti-chocs

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code GTIN
Ligaments Croisés Antérieurs			
Action Courte LCA droite	-	11-1004-x-26000	-
Action Courte LCA gauche	-	11-1005-x-26000	-
Action courte LCA droite Fourpoint™	-	11-1440-x	-
Action Courte LCA gauche Fourpoint™	-	11-1441-x	-
Ligaments Croisés Postérieurs			
Action Courte LCP droite	-	11-1025-x-26000	-
Action Courte LCP gauche	-	11-1026-x-26000	-
Instabilités Combinées			
Action Courte IC droite	-	11-1029-x-26000	-
Action Courte IC gauche	-	11-1030-x-26000	-
Accessoires			
Protection anti-chocs	-	11-1006-x-06000	-
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra® noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Anti-pincement mollet	Taille Unique	11-1095-9-06000	-
Plots de blocage en extension	Taille Unique	11-0398-9-00000	3401040699808
Kit-plots de flexion/extension	Taille Unique	25-0422-0-00000	-
Attachement rotulien Tru-Pull® XS/S	-	11-1525-2	3401040229906
Attachement rotulien Tru-Pull® M/L/XL	-	11-1525-3	3401040230155
Attachement rotulien Tru-Pull® XXL/XXXL	-	11-1525-4	3401040230384

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



Tableau prises de mesures complètes page 4.



Articulation standard



Revêtement Kraton™

DONJOY® SE 4 Point

Indications :

- **Polyvalente : traitement fonctionnel post-traumatique, utilisation en pré ou post-opératoire après chirurgie ligamentaire, période de rééducation et réathlétisation, pratique sportive.**
- Stabilisation latérale du genou après entorse du LLI ou du LLE.
- Stabilisations antéropostérieures et rotatoires du genou en cas d'entorse du LCA et/ou du LCP.
- Réglage de l'amplitude articulaire dans la plage déterminée du protocole de soins.

Caractéristiques :

- **Revêtement en Kraton™ : Possibilité d'utiliser l'attelle dans l'eau, y compris dans l'eau de mer. Rincer et sécher l'attelle après chaque utilisation.**
- Système breveté 4 points d'appui.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (pré-réglée à 10°).
- Légère (650 g) et peu encombrante (41 cm).
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en version LCA, LCP et IC (Instabilités Combinées).
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

Accessoires	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Protection anti-chocs	-	11-1006-x-06000	-
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra® noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Anti-pincement mollet	Taille Unique	11-1095-9-06000	-
Plots de blocage en extension	Taille Unique	11-0398-9-00000	3401040699808
Kit-plots de flexion/extension	Taille Unique	25-0422-0-00000	-

Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui

Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension pour une SE 4 point

Désignation	Prise de mesure	Code Article	Code ACL
Ligaments Croisés Antérieurs			
LCA - Droite - XS	-	11-0980-1-06160	3401043113813
LCA - Droite - S	-	11-0980-2-06160	3401043113981
LCA - Droite - M	-	11-0980-3-06160	3401043114063
LCA - Droite - L	-	11-0980-4-06160	3401043114124
LCA - Droite - XL	-	11-0980-5-06160	3401043114292
LCA - Droite - XXL	-	11-0980-6-06160	3401043114353
LCA - Droite - XXXL	-	11-0980-7-06160	3401043114414
LCA - Gauche - XS	-	11-0981-1-06160	3401043114582
LCA - Gauche - S	-	11-0981-2-06160	3401043114643
LCA - Gauche - M	-	11-0981-3-06160	3401043114704
LCA - Gauche - L	-	11-0981-4-06160	3401043114872
LCA - Gauche - XL	-	11-0981-5-06160	3401043114933
LCA - Gauche - XXL	-	11-0981-6-06160	3401043115015
LCA - Gauche - XXXL	-	11-0981-7-06160	3401043115183

Désignation	Prise de mesure	Code Article	Code ACL
Ligaments Croisés Postérieurs			
LCP - Droite - XS	-	11-0982-1-06160	3401043115244
LCP - Droite - S	-	11-0982-2-06160	3401043115305
LCP - Droite - M	-	11-0982-3-06160	3401043115473
LCP - Droite - L	-	11-0982-4-06160	3401043115534
LCP - Droite - XL	-	11-0982-5-06160	3401043115763
LCP - Droite - XXL	-	11-0982-6-06160	3401043115824
LCP - Droite - XXXL	-	11-0982-7-06160	3401043115992
LCP - Gauche - XS	-	11-0983-1-06160	3401043116074
LCP - Gauche - S	-	11-0983-2-06160	3401043116135
LCP - Gauche - M	-	11-0983-3-06160	3401043116364
LCP - Gauche - L	-	11-0983-4-06160	3401043116425
LCP - Gauche - XL	-	11-0983-5-06160	3401043116593
LCP - Gauche - XXL	-	11-0983-6-06160	3401043116654
LCP - Gauche - XXXL	-	11-0983-7-06160	3401043116715

Désignation	Prise de mesure	Code Article	Code ACL
Instabilités Combinées			
IC - Droite - XS	-	11-0984-1-06160	3401043116883
IC - Droite - S	-	11-0984-2-06160	3401043116944
IC - Droite - M	-	11-0984-3-06160	3401043117026
IC - Droite - L	-	11-0984-4-06160	3401043117194
IC - Droite - XL	-	11-0984-5-06160	3401043117255
IC - Droite - XXL	-	11-0984-6-06160	3401043117316
IC - Droite - XXXL	-	11-0984-7-06160	3401043117484
IC - Gauche - XS	-	11-0985-1-06160	3401043117545
IC - Gauche - S	-	11-0985-2-06160	3401043117606
IC - Gauche - M	-	11-0985-3-06160	3401043117774
IC - Gauche - L	-	11-0985-4-06160	3401043117835
IC - Gauche - XL	-	11-0985-5-06160	3401043118085
IC - Gauche - XXL	-	11-0985-6-06160	3401043118146
IC - Gauche - XXXL	-	11-0985-7-06160	3401043118207

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL

Prescrire : SE 4 Point DonJoy®



Tableau
prises de mesures
complètes page 4.



DONJOY®

ACL Everyday

Indications :

- Entorses de gravité modérée à grave des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Parfaitement adaptée pour la convalescence et la reprise d'activités.

Caractéristiques :

- Design ergonomique des embrasses de cuisse et de mollet, adaptable à la morphologie du patient.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Pas de possibilité de blocage à 0° (extension complète).
- Confort accru, grâce aux sangles anti-dérapantes, doublées en « Sili-Grip » hypoallergénique.
- Ne convient pas aux personnes très corpulentes.
- Légère (440 g), réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
- Taille réduite (34,5 cm).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Droite - XS	-	11-1601-1	3401046213770
Droite - S	-	11-1601-2	3401046213831
Droite - M	-	11-1601-3	3401046214081
Droite - L	-	11-1601-4	3401046214142
Droite - XL	-	11-1601-5	3401046214203
Droite - XXL	-	11-1601-6	3401046214371
Droite - XXXL	-	11-1601-7	3401046214432
Gauche - XS	-	11-1600-1	3401046214661
Gauche - S	-	11-1600-2	3401046214722
Gauche - M	-	11-1600-3	3401046214890
Gauche - L	-	11-1600-4	3401046214951
Gauche - XL	-	11-1600-5	3401046215033
Gauche - XXL	-	11-1600-6	3401046215262
Gauche - XXXL	-	11-1600-7	3401046215323



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

Accessoires	Prise de Mesure	Code Article	Code GTIN
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra® noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Kit-plots de flexion/extension	Taille unique	25-0422-0-00000	-

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL

Prescrire : ACL Everyday DonJoy®



Tableau
prises de mesures
complètes page 4.



Modèle ouvert



Modèle tubulaire

DONJOY®

PlayXpert Wrap modèle ouvert

PlayXpert Sleeve modèle tubulaire

Indications :

- Instabilité chronique légère à modérée des ligaments latéraux du genou LLI/LLE.
- Entorse légère isolée (LLI) en phase aiguë.
- Reprise/prévention après atteinte légère à modérée des ligaments latéraux du genou LLI/LLE.

Caractéristiques :

- Design enveloppant pour faciliter l'application.
- Baleines articulées polycycliques en aluminium amovibles pour un support bilatéral accru.
- Version tubulaire, application par enfilement.
- Tissu ajouré compressif et respirant.
- Panneau poplité en Lycra doux, pour un excellent confort.
- Baleines conformables.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code GTIN
PlayXpert Wrap			
XS	-	82-0023-1	0190446276104
S	-	82-0023-2	0190446276111
M	-	82-0023-3	0190446276128
L	-	82-0023-4	0190446276135
XL	-	82-0023-5	0190446276142
XXL	-	82-0023-6	0190446276159
XXXL	-	82-0023-7	0190446276166
PlayXpert Sleeve			
XS	-	82-0022-1	0190446276036
S	-	82-0022-2	0190446276043
M	-	82-0022-3	0190446276050
L	-	82-0022-4	0190446276067
XL	-	82-0022-5	0190446276074
XXL	-	82-0022-6	0190446276081
XXXL	-	82-0022-7	0190446276098



Prescrire : PlayXpert Wrap DonJoy®
PlayXpert Sleeve DonJoy®



Découvrez les vidéos de mise en place d'une PlayXpert DonJoy®



Désignation	Haut. Attelle	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	42 cm	33 - 37 cm	ATA34XS	3401043494493
S	42 cm	38 - 43 cm	ATA34S	3401043494554
M	42 cm	44 - 49 cm	ATA34M	3401043494615
L	42 cm	50 - 55 cm	ATA34L	3401043494783
XL	42 cm	56 - 60 cm	ATA34XL	3401043494844
XXL	42 cm	> 60 cm	ATA34XXL	3401043494905

DONJOY®

Support Everest

Indications :

- Entorses de gravité modérée à grave des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Convalescence post-opératoire et réadaptation fonctionnelle.
- Protection de la cicatrisation ligamentaire après entorses légères.
- Réathlétisation et reprise d'activité (sauf sports extrêmes).

Caractéristiques :

- **Genouillère articulée, réglable en flexion/extension.**
- Attelle évolutive accompagnant la guérison du traumatisme et reprise d'activité.
- Attelle postérieure modelable, amovible par bandes auto-agrippantes, permettant d'intensifier la rigidité de l'immobilisation.
- Plots de limitation d'amplitude et blocage à 0°, 15°, 30°, 60°, 90°.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique - XS à XXL).



Découvrez la vidéo de mise en place d'une Support Everest DonJoy®

Prescrire : Support Everest DonJoy®

DONJOY®

Playmaker® Wrap II

Indications :

- Entorses de gravité légère à modérée des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et/ou croisés (LCA, LCP ou IC).
- Idéale pour les activités du quotidien ou les sports de loisirs.

Caractéristiques :

- **Efficacité de l'articulation Rom : l'articulation DIII de DonJoy®, fine et discrète, permet un réglage facile et sécurisé de l'amplitude de mouvement.**
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (pré-réglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Possibilité de blocage à 0° (extension complète), sur demande.
- Confort optimal : la partie postérieure de l'attelle est composée de Hi10™ (fibre de nylon et de spandex haute résistance) pour un confort et un ajustement inégaux.
- Une sensation de fraîcheur : l'utilisation de matériaux novateurs (fibre ajourée hautement respirante) permet de maintenir une sensation de fraîcheur quel que soit le niveau d'activité.
- Les attaches permettent un ajustement facile et rapide des sangles.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

Prescrire : Playmaker® Wrap II DonJoy®



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
XS	-	11-3497-1	3401041254020
S	-	11-3497-2	3401041254198
M	-	11-3497-3	3401041254259
L	-	11-3497-4	3401041254310
XL	-	11-3497-5	3401041254488
XXL	-	11-3497-6	3401041254549
XXXL	-	11-3497-7	3401041254600
Accessoires	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Plots de blocage en extension	Taille Unique	11-0398-9-00000	3401040699808
Kit-plots de flexion/extension	Taille Unique	25-0422-0-00000	-

GENOU


ATTELLES ROTULIENNES
ET ELASTIQUES



ATTELLES
ROTULIENNES &
ELASTIQUES

LE GENOU

Attelles Rotuliennes



Lors des mouvements de flexion-extension de l'articulation, la rotule (ou patella) coulisse dans une gorge étroite formée par le relief antérieur du fémur (trochlée fémorale).

Les pressions qui s'exercent entre la rotule et le fémur peuvent atteindre plusieurs centaines de kilos lors de certains mouvements comme s'accroupir par exemple.

De nombreux facteurs comme une légère déviation de l'axe de l'articulation, une insuffisance musculaire, une anomalie osseuse... peuvent compromettre la stabilité de la rotule ce qui accroît encore les contraintes s'exerçant sur le compartiment fémoro-patellaire entraînant des douleurs de la partie antérieure du genou.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- **La rotule** est l'os sésamoïde (contenu dans l'épaisseur d'un tendon) **le plus volumineux du corps.**

- **Le signe du cinéma** est fréquemment retrouvé chez les personnes qui présentent un syndrome rotulien, celui-ci se manifeste par des douleurs qui se déclenchent après une station assise prolongée.



- **La subluxation externe de la rotule** est beaucoup plus fréquente chez la femme qui présente le plus souvent un genu valgum.

Les attelles rotuliennes DonJoy[®] ont pour objectif le traitement des :



- Douleurs associées aux instabilités rotuliennes.
- Subluxations latérales.
- Mauvais alignements rotuliens.
- Chondropathies.
- Tendinopathies.
- Suites de transfert de tubérosité tibiale antérieure (TTA).
- Ménisectomies.

ATTELLES ROTULIENNES



REACTION
Page 63



TRU-PULL® LITE
Page 64



TRU-PULL®
Page 65



BANDEAU INFRA-PATELLAIRE AIRCAST®
Page 65

Subluxation externe de la rotule		●	●	●	
Douleur antérieure du genou	●	●	●	●	
Instabilité rotulienne	●	●	●	●	
Post-opératoire de la translation de la tubérosité tibiale antérieure			●	●	
Tendinopathie rotulienne	●	●	●		●
Maladie d'Osgood-Schlatter	●				●
Syndrome de l'essuie-glace		●			

ATTELLES ELASTIQUES



ARTILAX GENOU
Page 66



FORTILAX™ GENOU
Page 66



ROTULAX™ FERMÉE
Page 67



ROTULAX™ OUVERTE
Page 67



STRAPPING™ GENOU
Page 68



STABILAX™
Page 68

Instabilité légère de la rotule			●	●	●	●
Douleurs rotuliennes/méniscales			●	●	●	●
Entorse légère	●	●	●	●	●	●
Instabilité latérale modérée					●	
Stimulation proprioceptive (contention)	●	●	●	●	●	●
Contention légère pour traitement de l'œdème	●	●				

ARBRE DÉCISIONNEL ATTELLES ROTULIENNES ET ELASTIQUES




ATTELLES ROTULIENNES & ELASTIQUES

DESIGN EN CROISILLONS : ABSORPTION DES CHOCS ET DISPERSION DE L'ÉNERGIE.

- La structure favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou.
- Les trames extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse (Voir « Design » - Fig. 1).
- L'ajustement anatomique, la compression et les propriétés élastiques des trames apportent une action proprioceptive sur toute l'amplitude de mouvement.

STRUCTURE OUVERTE : CONFORT OPTIMAL.

- Conception en forme de trame pour épouser parfaitement l'anatomie de la rotule.
- Le tissu ajouré en creux poplité assure respirabilité et confort.
- Attelle non contraignante, légère et aérée.
- Possibilité d'utiliser l'attelle dans l'eau.



TRAMES EXTENSIBLES : STABILISATION PATELLAIRE.

- Le design en « croisillons » assure une stabilisation dynamique et complète de la rotule, ainsi qu'une compression au niveau des tendons du quadriceps et de la rotule afin d'atténuer la douleur.

ARTICULATIONS BI-AXIALES.

- Les articulations flexibles sont un soutien additionnel pour le genou en position neutre.



SANGLES AJUSTABLES.

- Les sangles ajustables permettent un ancrage stable de l'attelle durant les activités quotidiennes ou sportives.
- Les sangles peuvent être ajustées en fonction des besoins du patient : confort, souplesse, retour proprioceptif..

HABILLAGE DE PROTECTION : AISANCE ACCRUE.

- Permet d'éviter les risques d'irritation.
- L'attelle peut être portée sans le manchon.

DESIGN TRAMES EXTENSIBLES - RÔLE & FONCTION



Les **trames verticales** fournissent la majorité du retour énergétique.

Les **trames diagonales** reproduisent les lignes de force du quadriceps.

Les **trames horizontales** s'entrecroisent sur les tendons du quadriceps et de la rotule.



Les **trames parapatellaires** (médiales et latérales) assurent l'alignement de la rotule.

Fig 1 - Chaque jeu de trames assure une fonction particulière et indépendante.

Fig 2 - Les trames flexibles s'allongent et se rétractent avec le mouvement de l'articulation.



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY®

Reaction

Indications :

Syndrome fémoro-patellaire, douleurs antérieures du genou ayant pour origine :

- Arthrose fémoro-patellaire modérée, associée ou non à une gonarthrose bi-compartimentale débutante.
- Chondromalacie.
- Maladie d'Osgood-Schlatter.
- Tendinopathie du tendon quadricipital et du tendon rotulien.
- Idéal pour la pratique sportive ou usages au quotidien par son faible encombrement.

Caractéristiques :

- La structure en élastomère favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou.
- Les composants extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse.
- Les membranes extensibles apportent un contact proprioceptif sur toute l'amplitude de mouvement.
- La structure ouverte épouse parfaitement la forme de la rotule.
- Le design et les membranes entrecroisées assurent une stabilisation dynamique et complète de la rotule.
- Les articulations flexibles procurent un soutien additionnel pour le genou en position neutre.
- Facilité d'enfillement, finesse.
- Habillage de rechange livré avec l'attelle.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (XS/S, M/L, XL/XXL et XXXL).



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Reaction Grise			
XS/S	33 - 46 cm	82-0215-2	3401051282716
M/L	47 - 59 cm	82-0215-3	3401051282365
XL/XXL	60 - 75 cm	82-0215-4	3401051284208
XXXL	> 75 cm	82-0215-5	3401051284437
Reaction Rouge			
XS/S	33 - 46 cm	82-0215-2-01000	3401040386951
M/L	47 - 59 cm	82-0215-3-01000	3401040387262
XL/XXL	60 - 75 cm	82-0215-4-01000	3401040387491
XXXL	> 75 cm	82-0215-5-01000	3401040388214
Reaction Bleue			
XS/S	33 - 46 cm	82-0215-2-02000	3401040388443
M/L	47 - 59 cm	82-0215-3-02000	3401040388672
XL/XXL	60 - 75 cm	82-0215-4-02000	3401040388962
XXXL	> 75 cm	82-0215-5-02000	3401040389105
Accessoires		Code Article	Code ACL
Habillage de rechange Reaction - XS/S		11-0541-2	3401053687335
Habillage de rechange Reaction - M		11-0541-3	3401053687564
Habillage de rechange Reaction - L		11-0541-4	3401053687625
Habillage de rechange Reaction - XL		11-0541-5	3401053687793
Habillage de rechange Reaction - XXL		11-0541-6	3401020690719
Habillage de rechange Reaction - XXXL		11-0541-7	3401020690887



Prescrire : Reaction DonJoy®



Tableau
prises de mesures
complètes page 4.



DONJOY®


Tru-Pull® Lite

Indications :

- Subluxation externe (ou interne) de la rotule, instabilités rotuliennes
- Dysplasie fémoro-patellaire.
- Conçue pour soulager les douleurs aiguës de la partie antérieure du genou ou les douleurs chroniques légères à modérées.
- Syndrome de l'essuie-glace.

Caractéristiques :

- **Système breveté d'insert rotulien en silicone « Dual durometer » : se positionne à même la peau et applique une pression correctrice constante sur la rotule.**
- Assure le centrage correct de la rotule lors des mouvements du genou et dans toute l'amplitude articulaire.
- Insert rotulien amovible, pour faciliter l'entretien de l'attelle.
- Sangles dédoublées en « Y », pour appliquer une traction dynamique au-dessus et en dessous de la rotule.
- Fixation indépendante des sangles au niveau du mollet et de la cuisse, pour prévenir la rotation de l'orthèse.
- Fabriquée en Drytex®, textile fait de nylon et de Lycra® qui permet la circulation de l'air.
- Doublure en Lycra® au niveau du creux poplité permettant la flexion/extension sans gêne.
- Articulations monocentriques semi-flexibles intégrées amovibles, pour un contrôle médial/Latéral (interne/externe).
- Attelle peu volumineuse (longueur : 21,6 cm - épaisseur : 1,27 mm) et légère.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique - XS à XXXL).



Eclisse amovible

Désignation	Code Article	Code ACL
Droite - Pédiatrique - XS	81-0260-1	3401047838613
Droite - S	81-0260-2	3401047838781
Droite - M	81-0260-3	3401047838842
Droite - L	81-0260-4	3401047838903
Droite - XL	81-0260-5	3401047839092
Droite - XXL	81-0260-6	3401047839153
Droite - XXXL	81-0260-7	3401047839214
Gauche - Pédiatrique - XS	81-0261-1	3401047839382
Gauche - S	81-0261-2	3401047839443
Gauche - M	81-0261-3	3401047839504
Gauche - L	81-0261-4	3401047839672
Gauche - XL	81-0261-5	3401047839733
Gauche - XXL	81-0261-6	3401047839962
Gauche - XXXL	81-0261-7	3401047840043



Découvrez la vidéo de mise en place d'une Tru-Pull® Lite DonJoy®

Prescrire : Tru-Pull® Lite DonJoy®

DONJOY[®]Tru-Pull[®]

Indications :

- **Maintien de la rotule en position physiologique dans toute l'amplitude articulaire du genou.**
- Post luxation ou subluxations sévères de la rotule.
- Suites opératoires de la translation de la tubérosité tibiale antérieure.
- Chondropathie rotulienne sur rotule instable.
- Tendinopathie sévère du tendon rotulien.

Caractéristiques :

- **Système de traction comprenant une sangle au-dessus et en dessous de la rotule, permettant une forte traction dynamique durant l'extension du genou.**
- Réalisée dans un matériau respirant pour le confort et en néoprène (partie haute).
- Position du coussin rotulien au choix du praticien.
- Dégagement du creux poplité pour un plus grand confort lors de la pratique sportive, ou en flexion maximum.
- Articulations amovibles.
- Livrée avec 2 coussins rotuliens auto-agrippants (5 mm et 10 mm d'épaisseur).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

Désignation	Code Article	Code ACL
Droite - POP - XS	81-22922	3401044083993
Droite - POP - S	81-22923	3401044124269
Droite - POP - M	81-22925	3401044084136
Droite - POP - L	81-22927	3401044084365
Droite - POP - XL	81-22928	3401044084426
Droite - POP - XXL	81-22929	3401044084594
Droite - POP - XXXL	81-22929-10	3401044306771
Gauche - POP - XS	81-22932	3401044084655
Gauche - POP - S	81-22933	3401044084716
Gauche - POP - M	81-22935	3401044084884
Gauche - POP - L	81-22937	3401044084945
Gauche - POP - XL	81-22938	3401044085027
Gauche - POP - XXL	81-22939	3401044085195
Gauche - POP - XXXL	81-22939-10	3401044306832

Prescrire : Tru-Pull[®] DonJoy[®]AIRCAS^T

Bandeau Infra-Patellaire

Indications :

- **Tendinopathies rotuliennes, maladie d'Osgood-Schlatter.**
- Permet de réduire les sollicitations exercées au niveau de la tubérosité tibiale et du tendon rotulien.
- Limite les vibrations exercées sur le tendon.

Caractéristiques :

- **Bandeau avec cellule pneumatique pour compression localisée sur le tendon rotulien.**
- Facilité de mise en place.
- Modèle bilatéral.
- Taille unique.

Désignation	Circ. sous genou	Code Article	Code ACL
Noir	25 - 43 cm	08A-B	3401079003331

Prescrire : Bandeau Infra-Patellaire Aircast[®]

DONJOY®

Artilax Genou

Indications :

- **Contention Légère pour traitement de l'œdème.**
- Rappel proprioceptif en phase de réathlétisation et/ou de reprise d'activités.

Caractéristiques :

- **Tricotage anatomique.**
- Contention à visée proprioceptive.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de T1 à T5).

Prescrire : Artilax Genou DonJoy®



Désignation	Circ. Genou	Code Article	Code GTIN
T1	30 - 34 cm	82-0036-1	0190446274469
T2	34 - 38 cm	82-0036-2	0190446274476
T3	38 - 42 cm	82-0036-3	0190446274483
T4	42 - 47 cm	82-0036-4	0190446274490
T5	47 - 53 cm	82-0036-5	0190446274506



Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - T0	30 - 34 cm	S120B-0	3401096675047
T1	35 - 38 cm	S120B-1	3401096675108
T2	39 - 42 cm	S120B-2	3401096675276
T3	43 - 46 cm	S120B-3	3401096675337
T4	47 - 49 cm	S120B-4	3401096675566
T5	50 - 53 cm	S120B-5	3401096675627
T6	54 - 57 cm	S120B-6	3401096675795

DONJOY®

Fortilax™ Genou

Indications :

- **Contention et maintien pour lésions légères du genou.**
- Maintien après entorses légères, maintien sur atrophie du quadriceps.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques :

- **Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.**
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Maillage relâché sur la rotule (prévention des œdèmes).
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique - T0 à T6).



Prescrire : Fortilax™ Genou DonJoy®



DONJOY[®]Rotulax[™] Fermée

Indications :

- Prévention des épisodes d'instabilité de rotule (subluxation), stabilisation des lésions patellaires.
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques :

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Maillage relâché sur la rotule (prévention des œdèmes).
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).

Respirant,
biocompatibleTricotage anatomique
& élasticité
multi-directionnelleCompression
graduelleMaillage relâché
en creux poplitéStabilisateur
rotulien siliconeBaleines souples
bilatéralesPrescrire : Rotulax[™] Fermée DonJoy[®]

Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
T1	35 - 38 cm	S140B-1	3401096674385
T2	39 - 42 cm	S140B-2	3401096674446
T3	43 - 46 cm	S140B-3	3401096674507
T4	47 - 49 cm	S140B-4	3401096674675
T5	50 - 53 cm	S140B-5	3401096674736
T6	54 - 57 cm	S140B-6	3401096674965



Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
T1	35 - 38 cm	S145B-1	3401096673784
T2	39 - 42 cm	S145B-2	3401096673845
T3	43 - 46 cm	S145B-3	3401096673906
T4	47 - 49 cm	S145B-4	3401096674095
T5	50 - 53 cm	S145B-5	3401096674156
T6	54 - 57 cm	S145B-6	3401096674217


DONJOY[®]Rotulax[™] Ouverte

Indications :

- Prévention des épisodes d'instabilité de rotule (subluxation), stabilisation des lésions patellaires.
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques :

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Fenêtre rotulienne.
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).

Respirant,
biocompatibleTricotage anatomique
& élasticité
multi-directionnelleCompression
graduelleMaillage relâché
en creux poplitéStabilisateur
rotulien siliconeBaleines souples
bilatéralesPrescrire : Rotulax[™] Ouverte DonJoy[®]

DONJOY®


Strapping™ Genou

Indications :

- **Contention et maintien pour lésions du genou de gravité légère à modérée, instabilités chroniques.**
- Contention pour pathologies méniscales légères.
- Prévention des épisodes d'instabilité de rotule.
- Rappel proprioceptif lors de la reprise d'activité après entorses stabilisées et traitées du genou.

Caractéristiques :

- **Sangle additionnelle élastique de renforcement du maintien.**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).


Respirant,
biocompatibleTricotage
anatomique
& élasticité
multi-directionnelleCompression
graduéeMaillage relâché
en creux poplitéStabilisateur
rotulien siliconeBaleines souples
bilatérales**Prescrire : Strapping™ Genou DonJoy®**

Mesurer la
circonférence
de la cuisse 15 cm
au-dessus
du centre de la
rotule.






Découvrez la vidéo de mise en place d'un Strapping™ Genou DonJoy®

Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
T1	35 - 38 cm	S135B-1	3401096673036
T2	39 - 42 cm	S135B-2	3401096673265
T3	43 - 46 cm	S135B-3	3401096673326
T4	47 - 49 cm	S135B-4	3401096673494
T5	50 - 53 cm	S135B-5	3401096673555
T6	54 - 57 cm	S135B-6	3401096673616



Mesurer la
circonférence
de la cuisse 15 cm
au-dessus
du centre de la
rotule.

Stabilisateur
RotulienElasticité
Multi-
directionnelleSupport
Médial &
LatéralContention
OptimaleQualité des
MatériauxTricotage
Anatomique 3DMaillage
Confort

Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code GTIN
T1	35 - 38 cm	82-0012-1	0190446202905
T2	38 - 42 cm	82-0012-2	0190446235576
T3	42 - 46 cm	82-0012-3	0190446253143
T4	46 - 49 cm	82-0012-4	0190446253150
T5	49 - 53 cm	82-0012-5	0190446253167
T6	53 - 57 cm	82-0012-6	0190446253174

DONJOY®

Stabilax™

Indications :

- **Contention pour lésions légères des ligaments latéraux.**
- Usage post-opératoire pour lésions ligamentaires ou méniscales.
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.
- Contention et maintien pour instabilités chroniques du genou.
- Proprioception par effet compressif.
- Reprise d'activités sportives.

Caractéristiques :

- **Elasticité multidirectionnelle, augmente la proprioception par stimulation sensorielle.**
- Stabilisateur rotulien permettant de maintenir la rotule en position correcte.
- Tricotage anatomique 3D, s'adapte à la morphologie pour un maintien optimal.
- Les articulations bilatérales amovibles permettent au patient d'adapter le niveau de maintien.
- Maillage relâché au niveau du creux poplité pour un confort optimal lors de la flexion.
- Les sangles de cuisse et de mollet procurent une compression et un maintien supplémentaires.
- Effet compressif graduel.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).

Prescrire : Stabilax™ DonJoy®

GENOU

ATTELLES DE GONARTHROSE



ATTELLES DE
GONARTHROSE

LE GENOU

Attelles de Gonarthrose



L'arthrose du genou est l'érosion dégénérative des cartilages articulaires.


Cette usure cartilagineuse peut concerner les 3 compartiments de l'articulation : fémoro-patellaire, fémoro tibial interne et externe ou ne toucher qu'un seul ou deux d'entre eux.

Outre la surcharge pondérale, des prédispositions génétiques, des antécédents traumatiques qui sont reconnus comme des facteurs favorisant la gonarthrose, une déviation, même modérée, de l'axe d'un membre inférieur augmentent considérablement le risque d'usure du cartilage.

En effet, le genu varum accroît les pressions sur le compartiment interne du genou alors qu'un genu valgum augmente les contraintes sur le compartiment externe. Le compartiment du genou ainsi exposé à des forces de pressions excessives génère des douleurs et présente un risque élevé d'arthrose.


LE SAVIEZ-VOUS ?

LES RISQUES DE L'INACTIVITÉ



- **Le surpoids** est l'un des facteurs favorisant la gonarthrose, lorsque l'IMC (indice de masse corporelle) est supérieur à 27, le risque de souffrir d'une gonarthrose est multiplié par 3.
- **Le maintien de bonnes qualités musculaires** est bénéfique pour préserver une bonne stabilité du genou et ainsi réduire l'aggravation de la gonarthrose.
- **Le genou** est la localisation la plus fréquente de toutes les atteintes arthrosiques.

Les attelles de gonarthrose sont conçues pour le traitement des arthroses (légères, modérées ou graves) associées ou non à des instabilités ligamentaires.



RÔLE DES ORTHÈSES POUR LE TRAITEMENT DE LA GONARTHROSE

Role of bracing in the management of knee osteoarthritis Rannou F, Poiraudou S, Beaudreuil J. *Curr Opin Rheumatol.* 2010 Mar;22(2):218-22. Review

OBJECTIF DE LA REVUE

Cette revue de la littérature cherche à comparer les effets de différentes modalités d'orthèses chez des patients souffrants de formes variées de gonarthrose.

CONNAISSANCES ACTUELLES

- Le port d'une orthèse du genou est fréquemment proposé lors de la prise en charge non chirurgicale de la gonarthrose.
- Il existe 3 types d'orthèses de genou :
 - Les attelles de repos qui entraînent une immobilisation de l'articulation
 - Les genouillères élastiques qui améliorent la stabilité globale du genou dans le plan frontal et la stabilité de la rotule.
 - Les orthèses de décharge qui permettent de réduire les contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique.
- Le port d'une orthèse doit être associé aux autres traitements conservateurs afin d'optimiser les résultats et ainsi améliorer la qualité de vie des patients souffrant de gonarthrose.

RÉSULTATS DE CETTE REVUE :

- Les attelles de repos n'entraînent pas de correction biomécanique et ne sont pas fonctionnelles. Leur rôle est limité à des immobilisations de courte durée en cas d'épisodes d'épanchement de l'articulation.
- Les genouillères élastiques entraînent une diminution des douleurs après la marche et la montée des escaliers, mais sans réelle amélioration du score fonctionnel des patients. Une étude a mis en évidence l'intérêt de ces dispositifs pour améliorer l'équilibre et prévenir les risques de chutes chez les sujets à risque.
- Les orthèses de décharge : une étude randomisée de Kirkley réalisée en 1999 a cherché à comparer 3 groupes de patients arthrosiques. Un groupe a porté une genouillère élastique, un autre groupe a porté une orthèse de décharge et le troisième groupe ne portait aucun dispositif.
 - Les 2 groupes portant une orthèse ont présenté une amélioration fonctionnelle et une diminution des douleurs.
 - Cette amélioration était très significativement meilleure chez les patients qui portaient une orthèse de décharge.
 - Des dispositifs ajustables sont préférables en permettant d'améliorer le confort et la bonne observance du traitement.

ATTELLES DE GONARTHROSE



OA NANO™
Page 72



OA DEFIANCE
Page 73



OA FULLFORCE
Page 74



OA REACTION
Page 75



CLIMA-FLEX™ OA
Page 76

Lésions Méniscales - Mise en décharge du ménisque lésé

Gonarthrose Unicompartmentale légère à modérée

Gonarthrose Unicompartmentale sévère

Gonarthrose fémoro-patellaire

			•		•
	•	•	•	•	•
	•	•			
				•	

ARBRE DÉCISIONNEL ATTELLES DE GONARTHROSE



ATTELLES DE GONARTHROSE



Tableau prises de mesures complètes page 4.



DONJOY® OA Nano™

Indications :

Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique :

- Arthrose unicompartmentale légère, modérée ou sévère.
- Idéale pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.

Caractéristiques :

- Le design exclusif « 3 points de décharge » de DonJoy® augmente la stabilité de l'attelle quelle que soit l'activité pratiquée et apporte une protection supplémentaire pour les ligaments. Ce système permet de redistribuer la pression hors du compartiment affecté vers le compartiment sain.
- L'OA Nano™ intègre le système « 4 points d'appui » de DonJoy®, cliniquement prouvé*.
- Ajustement de la correction. Possible jusqu'à 7°.
- La flexibilité de l'armature en magnésium permet un ajustement anatomique optimal des embrasses de cuisse et de mollet.
- De plus, les propriétés exceptionnelles du magnésium font de l'OA Nano™ une attelle poids plume (402 g).
- L'utilisation du Nano MAG™, matériau innovant et ultra léger utilisé pour la première fois en milieu médical, permet d'ajuster la charge/décharge du compartiment affecté de manière efficace.
- Déconseillée pour les sports extrêmes et les personnes corpulentes.
- Hauteur de l'attelle : 38 cm.
- Livrée en position neutre.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

*Matthew Nadaud, Richard Komistek et al., 2006 (J Bone Joint Surg AM, 87:114-119, 2005).

SYSTÈME « 3 POINTS DE DÉCHARGE »

Permet de redistribuer la pression hors du compartiment atteint vers le compartiment sain.



Amplitude de correction varus/valgus de -5° à +15°.

Désignation	Compartiment Atteint	Code Article	Code ACL
Droite - XS	Interne - Médial	11-1214-1	3401053650605
Droite - S	Interne - Médial	11-1214-2	3401053650773
Droite - M	Interne - Médial	11-1214-3	3401053650834
Droite - L	Interne - Médial	11-1214-4	3401053651084
Droite - XL	Interne - Médial	11-1214-5	3401053651145
Droite - XXL	Interne - Médial	11-1214-6	3401053651206
Droite - XXXL	Interne - Médial	11-1214-7	3401053651374
Gauche - XS	Interne - Médial	11-1215-1	3401053651435
Gauche - S	Interne - Médial	11-1215-2	3401053651664
Gauche - M	Interne - Médial	11-1215-3	3401053651725
Gauche - L	Interne - Médial	11-1215-4	3401053651893
Gauche - XL	Interne - Médial	11-1215-5	3401053651954
Gauche - XXL	Interne - Médial	11-1215-6	3401053652036
Gauche - XXXL	Interne - Médial	11-1215-7	3401053652265
Droite - XS	Externe - Latéral	11-1216-1	3401053652326
Droite - S	Externe - Latéral	11-1216-2	3401053652494
Droite - M	Externe - Latéral	11-1216-3	3401053652555
Droite - L	Externe - Latéral	11-1216-4	3401053652616
Droite - XL	Externe - Latéral	11-1216-5	3401053652784
Droite - XXL	Externe - Latéral	11-1216-6	3401053652845
Droite - XXXL	Externe - Latéral	11-1216-7	3401053652906
Gauche - XS	Externe - Latéral	11-1217-1	3401053653095
Gauche - S	Externe - Latéral	11-1217-2	3401053653156
Gauche - M	Externe - Latéral	11-1217-3	3401053653217
Gauche - L	Externe - Latéral	11-1217-4	3401053653385
Gauche - XL	Externe - Latéral	11-1217-5	3401053653446
Gauche - XXL	Externe - Latéral	11-1217-6	3401053653507
Gauche - XXXL	Externe - Latéral	11-1217-7	3401053653675



Découvrez la vidéo de mise en place de l'OA Nano® DonJoy®



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension



DONJOY®

OA Defiance®

Indications :

Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique avec ou sans instabilité ligamentaire associée :

- Arthrose unicompartimentale modérée à sévère.
- Pour les patients actifs soucieux de prévenir l'aggravation de leur pathologie arthrosique.

Caractéristiques :

- **Idéal lors de l'activité physique.**
- Ajustement de 1° à 7° (3° moyen) que le patient peut doser lui-même selon ses besoins (modèle réglable).
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Configuration des sangles disponible en LCA, LCP ou IC.
- Prise de mesure aisée (appareil de mesure CCMI Mark III DonJoy® ou fichier AOP).
- Système breveté 4 points d'appui pour contrôler les instabilités ligamentaires.
- Système « 3 points de décharge » : permet de redistribuer la pression hors du compartiment atteint vers le compartiment sain.
- Coussin condylien en gel en option pour un parfait confort et une meilleure observance.
- Large choix de coloris.
- Attelle légère (650 g environ), peu encombrante, fabriquée en matériau composite, adaptée au varus/valgus de chaque patient.
- **Fabrication sur mesure.**



Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension



Réglage charge / décharge



Redistribue la pression hors du compartiment atteint.

3 points de décharge

Hauteur de l'attelle	
Standard	40,6 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	19 cm
Courte	-
Embrasse de cuisse	19 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm
Cuisse standard / mollet court	38,1 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm

Pour que la fabrication soit réalisable, les mesures doivent être comprises entre les valeurs ci-dessous :

	Circ. Cuisse	Circ. Mollet
Minimum	31,8 cm	26 cm
Maximum	97,3 cm	66,5 cm

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
OA Defiance® poussée fixe	-	Sur-mesure	-
OA Defiance® poussée réglable (ajustable)	-	Sur-mesure	-
Appareil de mesure CCMI Mark III	-	11-0183	-

Accessoires	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Protection anti-chocs	-	11-1006-x-06000	-
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra® noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Protection pour mollet	Taille Unique	11-1367-9-06000	-
Attachement rotulien Tru-Pull® XS/S	-	11-1525-2	3401040229906
Attachement rotulien Tru-Pull® M/L/XL	-	11-1525-3	3401040230155
Attachement rotulien Tru-Pull® XXL/XXXL	-	11-1525-4	3401040230384
Kit air condyle	Taille Unique	25-1923-0-06000	-
Kit condyle gel	-	11-1107-0-00000	-
Coussin de sangle SILI-GRIP	-	11-1415	-
Plots de blocage en extension	Taille Unique	Nous consulter	3401040699808
Kit-plots de flexion/extension	Taille Unique	Nous consulter	-
Revêtement sangles en suédine	-	Nous consulter	-
Revêtement sangles en peau de chamois	-	Nous consulter	-
Embrasses renforcées carbone	-	Nous consulter	-
Couverture sangles métal	-	Nous consulter	-
Renfort interne de l'articulation	-	Nous consulter	-
Kit de coussin pour atrophie	-	11-0059-9-00000	-

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



Tableau
prises de mesures
complètes page 4.



DONJOY[®]

OA FullForce

Indications :

- Arthrose unicompartmentale légère à modérée.
- Instabilité ligamentaire avec atteinte méniscale
- Idéale pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.

Caractéristiques :

- Le design « 3 Points de décharge » de l'armature permet de redistribuer la pression hors du compartiment affecté vers le compartiment sain.
- L'articulation réglable (située du côté opposé au compartiment affecté) permet d'ajuster le degré de décharge.
- Ajustement de la correction Varus/Valgus en 2 actions :
 - 4 degrés de correction intégrés dans l'armature de l'attelle.
 - 3 degrés de correction supplémentaires que le patient peut ajuster lui-même selon ses besoins.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40°.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Les effets combinés de l'armature et de l'articulation réglable permettent de soulager la douleur.
- L'armature en aluminium est légère et malléable afin d'épouser au mieux la morphologie du patient au niveau des embrasses de cuisse et de mollet.
- L'OA FullForce intègre le système « 4 Points d'appui » cliniquement prouvé* de DonJoy[®], qui permet de stabiliser et de protéger les ligaments en réduisant la pression sur le LCA.
- Coussin condylien avec « micro-sphères » pour un confort accru.
- Facilité de mise en place et design profilé grâce aux boucles pivotantes intégrées dans l'armature.
- Recommandée pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.
- Hauteur de l'attelle : 35 cm.
- Livré avec un sachet de plot de flexion et extension (25-2332-0-00000).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

*1. Fleming BC, Renstrom PA, Beynon BD, Rengstrom PA, Peura GD. The influence of functional knee bracing on the anterior cruciate ligament strain biomechanics in weight bearing and non-weight bearing knees. Am J Sports Med. 2000;28:815-824.



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension



Réglage charge / décharge



3 points de décharge

Redistribue la
pression hors du
compartiment atteint.

Désignation	Compartiment Atteint	Prise de Mesure	Code Article	Code GTIN
XS	Interne Droit	33-39 cm	11-1578-1	0888912017831
S	Interne Droit	39-47 cm	11-1578-2	0888912017848
M	Interne Droit	47-53 cm	11-1578-3	0888912007085
L	Interne Droit	53-60 cm	11-1578-4	0888912007092
XL	Interne Droit	60-67 cm	11-1578-5	0888912007108
XXL	Interne Droit	67-75 cm	11-1578-6	0888912007115
XXXL	Interne Droit	75-82,5 cm	11-1578-7	0888912159098
XS	Externe Droit	33-39 cm	11-1580-1	0888912159241
S	Externe Droit	39-47 cm	11-1580-2	0888912017879
M	Externe Droit	47-53 cm	11-1580-3	0888912007153
L	Externe Droit	53-60 cm	11-1580-4	0888912017886
XL	Externe Droit	60-67 cm	11-1580-5	0888912017893
XXL	Externe Droit	67-75 cm	11-1580-6	0888912152013
XXXL	Externe Droit	75-82,5 cm	11-1580-7	0888912159234
XS	Interne Gauche	33-39 cm	11-1579-1	0888912152020
S	Interne Gauche	39-47 cm	11-1579-2	0888912017855
M	Interne Gauche	47-53 cm	11-1579-3	0888912007122
L	Interne Gauche	53-60 cm	11-1579-4	0888912007139
XL	Interne Gauche	60-67 cm	11-1579-5	0888912007146
XXL	Interne Gauche	67-75 cm	11-1579-6	0888912017862
XXXL	Interne Gauche	75-82,5 cm	11-1579-7	0888912159258
XS	Externe Gauche	33-39 cm	11-1581-1	0888912156738
S	Externe Gauche	39-47 cm	11-1581-2	0888912017909
M	Externe Gauche	47-53 cm	11-1581-3	0888912007160
L	Externe Gauche	53-60 cm	11-1581-4	0888912017916
XL	Externe Gauche	60-67 cm	11-1581-5	0888912017923
XXL	Externe Gauche	67-75 cm	11-1581-6	0888912017930
XXXL	Externe Gauche	75-82,5 cm	11-1581-7	0888912156417



Prescrire : OA FullForce DonJoy[®] + le compartiment atteint



Tableau prises de mesures complètes page 4.



NOUVEAUTÉ

Absorption des chocs

Offre une compression au niveau des tendons du quadriceps et de la rotule pour atténuer la douleur

Trames extensibles

Absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse.

Stabilisation Patellaire

Stabilisation dynamique et complète de la rotule grâce au design en « croisillons »

DONJOY®

OA Reaction

Indications :

- Orthèse de décharge pour les patients atteints de gonarthrose légère, arthrose fémoro-patellaire.

Caractéristiques :

- Les composants extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse.
- Les membranes extensibles apportent un contact proprioceptif sur toute l'amplitude de mouvement.
- Le design et les membranes entrecroisées assurent une stabilisation dynamique et complète de la rotule.
- La structure ouverte épouse parfaitement la forme de la rotule.
- La structure en élastomère favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou.
- Idéale pour un port avant, durant et après une activité.
- Attelle ajourée et discrète pour un soutien en continu.
- Mise en décharge des compartiments médiaux ou latéraux.
- Les articulations flexibles procurent un soutien additionnel pour le genou en position neutre.
- Facilité d'enfillement, finesse.
- Poids : 290 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

Désignation	Compartiment Atteint	Code Article	Code ACL
Version droite medial / gauche lateral			
XS	Droite Medial	82-7426-1	0888912151115
	Gauche Lateral		
S	Droite Medial	82-7426-2	0888912151122
	Gauche Lateral		
M	Droite Medial	82-7426-3	0888912151139
	Gauche Lateral		
L	Droite Medial	82-7426-4	0888912151146
	Gauche Lateral		
XL	Droite Medial	82-7426-5	0888912151153
	Gauche Lateral		
XXL	Droite Medial	82-7426-6	0888912151160
	Gauche Lateral		
XXXL	Droite Medial	82-7426-7	0888912151177
	Gauche Lateral		

Version gauche medial / droite lateral			
XS	Gauche Medial	82-7427-1	0888912151184
	Droite Lateral		
S	Gauche Medial	82-7427-2	0888912151191
	Droite Lateral		
M	Gauche Medial	82-7427-3	0888912151207
	Droite Lateral		
L	Gauche Medial	82-7427-4	0888912151214
	Droite Lateral		
XL	Gauche Medial	82-7427-5	0888912151221
	Droite Lateral		
XXL	Gauche Medial	82-7427-6	0888912151238
	Droite Lateral		
XXXL	Gauche Medial	82-7427-7	0888912151245
	Droite Lateral		



Tableau
prises de mesures
complètes page 4.



DONJOY[®]

Clima-Flex[™] OA

Indications :

- Offre un nouveau niveau de confort et de soulagement grâce à la compression de décharge pour les patients atteints de gonarthrose légère à modérée.
- Idéale pour des activités légères telles que la marche, le golf ou la randonnée.

Caractéristiques :

- Le niveau de compression est facilement réglable par le patient en fonction de ses besoins et du confort ressenti.
- Livrée avec une correction à 3°.
- Ajustement possible : chaque cran est égal à 1/4 de degré (4 crans : 1°). Il y a 12 crans au total (soit 3°).
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10° et 20°.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 75° et 90°.
- Il n'est pas recommandé de dépasser un écart de plus de 2 chiffres sur le réglage de la poussée.
- Le tissu C-6 Technology DonJoy[®] - respirant, antimicrobien et doux au toucher - évacue l'humidité et permet le contrôle de la température.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).



Nouveau système intégré, avec double molette de réglage, pour ajuster rapidement et simplement la décharge du compartiment affecté.



Les passe-doigts E-Z Grip et la structure enveloppante permettent une mise en place simple, intuitive et rapide de l'attelle. Le niveau de compression est facilement ajustable selon les besoins et le confort du patient.



Désignation	Compartiment Atteint	Prise de Mesure	Code Article	Code GTIN
Droite - XS	Interne - Médial	-	11-8810-1	0190446145691
Gauche - XS	Externe - Latéral	-	11-8810-2	0190446145707
Droite - S	Interne - Médial	-	11-8810-3	0190446145714
Gauche - S	Externe - Latéral	-	11-8810-4	0190446145721
Droite - M	Interne - Médial	-	11-8810-5	0190446145738
Gauche - M	Externe - Latéral	-	11-8810-6	0190446145745
Droite - L	Interne - Médial	-	11-8810-7	0190446145752
Gauche - L	Externe - Latéral	-	11-8811-1	0190446145769
Droite - XL	Interne - Médial	-	11-8811-2	0190446145776
Gauche - XL	Externe - Latéral	-	11-8811-3	0190446145783
Droite - XXL	Interne - Médial	-	11-8811-4	0190446145790
Gauche - XXL	Externe - Latéral	-	11-8811-5	0190446145806
Droite - XXXL	Interne - Médial	-	11-8811-6	0190446145813
Gauche - XXXL	Externe - Latéral	-	11-8811-7	0190446145820



Découvrez la vidéo de mise en place de la Clima-Flex[™] OA DonJoy[®]



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

GENOU


ATTELLES POST-OPERATOIRES



ATTELLES
DE GENOU
POST-OP

LE GENOU

Attelles Post-Opératoires



Une immobilisation du genou de plus ou moins longue durée est parfois nécessaire

après un geste chirurgical réalisé sur le genou ou à proximité de cette articulation. Cette immobilisation poursuit plusieurs buts :

- le soulagement de la douleur, la réduction de l'inflammation postopératoire,
- la protection des structures cicatricielles ou fragilisées par l'intervention et/ou la prévention du dérobement du genou lors de la reprise de la marche.

Grande facilité de mise en place, confort et précision de l'immobilisation sont les qualités reconnues de la gamme DonJoy[®].

Ces dispositifs conviennent également très bien pour les prises en charge par un service d'urgence ou toutes immobilisations d'attente.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- L'entorse du genou est l'accident le plus fréquent en ski alpin, nécessitant une immobilisation immédiate par les sauveteurs pour protéger le genou en attendant des examens plus approfondis.
- **Le nombre de prothèses de genou posées chaque année en France est de plus de 80 000.** Aux Etats-Unis, 720 000 prothèses sont implantées chaque année avec une augmentation considérable de plus de 90% au cours des 10 dernières années.

LE PROTOCOLE GREC OU RICE

s'applique en phase post-traumatique ou post-opératoire. Il comporte 4 phases : Glacage (Icing), Repos (Rest), Elévation (Elevation) et Compression (Compression).



Le glaçage soulage la douleur et rétrécit les vaisseaux évitant les saignements et favorisant la lutte contre l'œdème. Glacer 20 à 30 minutes et renouveler l'application toutes les 2/3 heures.

Attention: il est nécessaire d'appliquer un tissu entre la poche de glace et la peau pour éviter les brûlures par le froid.



Après un traumatisme, il est impératif de mettre le membre au repos et éviter de le solliciter ce que n'entraînerait qu'une aggravation des symptômes (douleur, œdème..).



Surélevez l'articulation traumatisée par rapport au reste du corps pour favoriser le drainage et le retour veineux. Très efficace pour réduire la douleur et le gonflement.



Comprimez légèrement la zone pour lutter contre l'apparition de l'œdème ou de favoriser la résorption de ce dernier.

DEUX FAMILLES DE PRODUITS SONT PROPOSÉES :

• Attelles de genou post-opératoires d'immobilisation

pour toutes les indications de l'immobilisation en extension : lésions ligamentaires, lésions patellaires, fractures, urgences et diagnostics différés.

• Attelles de genou post-opératoires articulées

pour de nombreuses indications post-chirurgicales : chirurgie ligamentaire (LCA, LCP, LLI, LLE), lésions méniscales, réalignement rotulien, chondroplastie, stabilisation de fractures fémorales et prothèse totale du genou (PTG).

ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES



IMMO AT4
Page 80



IMMO AT4 3V
Page 81



IMMO GENOU 3 V
Page 82

Immobilisation d'urgence	●	●	●
Immobilisation stricte du genou en extension	●	●	●
Immobilisation pré ou post-opératoire	●	●	●

ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES ARTICULÉES



X-ACT ROM LITE GENOU
Page 82



SUPPORT EVEREST ICE
Page 83



PERFORM' ICE GENOU
Page 84

Immobilisation d'urgence		●	
Immobilisation stricte du genou en extension	●	●	
Limitation de l'amplitude selon protocole post-opératoire	●	●	
Ligamentoplastie du LCA et/ou du LCP	●	●	●
Prothèse Totale du Genou (PTG)		●	●
Cryothérapie		●	●
Compression		●	●


ATTELLES DE GENOU POST-OP

ARBRE DÉCISIONNEL ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES





Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.



Mesurer la longueur interne de la jambe, du pli crural à la malléole.

DONJOY®

Immo AT4

Indications :

- Immobilisation totale du genou en pré ou post-opératoire : lésions ligamentaires, rotuliennes, méniscales, chirurgie du genou (arthroscopie, ménisectomie...)
- Immobilisation d'urgence ou d'attente sur diagnostic retardé.

Caractéristiques :

- Attelle de genou non articulée, textile extérieur respirant et agréable au toucher pour un confort optimal.
- Ajustement aisé grâce au système de sangles auto-agrippantes.
- Bandes de serrage réglables.
- Fermeture pratique par clips avec boucles extra plates, peu encombrantes et esthétiques, permettant une seule mise en place initiale et un accès facilité pour effectuer les soins.
- Système anti-glisse.
- Baleines en aluminium bilatérales, malléables et amovibles, pour s'ajuster aux besoins du patient (limitation varus/valgus).
- Baleine postérieure pour une immobilisation stricte.
- Version monobloc : Mise en place simple et rapide.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion ou 20° de flexion (sur demande).
- **NB** - Sans précision de la part du prescripteur, l'attelle sera livrée avec des baleines 0° de flexion.
- Structure légère (≤ 550 g) avec textile ajouré.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à XL) et 4 hauteurs : 30 cm pour le modèle pédiatrique, 40, 50 et 60 cm.



Fermeture pratique par clips



Baleines 0° de flexion amovibles



Désignation	Hauteur Attelle*	Liseré bas de l'attelle	Circ. Cuisse	Code Article	Code GTIN
Pédiatrique	30 cm	Jaune	30 - 36 cm	82-430-01	0190446260776
S	40 cm	Rose	< 46 cm	82-440-01	0190446260783
M	40 cm	Bordeaux	46 - 51 cm	82-440-02	0190446260790
L	40 cm	Vert	52 - 57 cm	82-440-03	0190446260806
XL	40 cm	Blanc	> 58 cm	82-440-04	0190446260813
S	50 cm	Rose	< 46 cm	82-450-01	0190446260868
M	50 cm	Bordeaux	46 - 51 cm	82-450-02	0190446260875
L	50 cm	Vert	52 - 57 cm	82-450-03	0190446260882
XL	50 cm	Blanc	> 58 cm	82-450-04	0190446260899
S	60 cm	Rose	< 46 cm	82-460-01	0190446260943
M	60 cm	Bordeaux	46 - 51 cm	82-460-02	0190446260950
L	60 cm	Vert	52 - 57 cm	82-460-03	0190446260967
XL	60 cm	Blanc	> 58 cm	82-460-04	0190446260974

Accessoires	Haut. Attelle	Code Article	Code GTIN
Baleines latérales 20° de flexion	40 cm	82-201	0190446272755
Baleines latérales 20° de flexion	50 cm	82-202	0190446272762
Baleines latérales 20° de flexion	60 cm	82-203	0190446272779

*Pour la hauteur adéquate, mesurer la longueur de la jambe de l'aîne à la malléole et retirer 20 cm.



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immo AT4 DonJoy®



DONJOY®

Immo AT4 3V

Indications :

- Immobilisation totale du genou en pré ou post-opératoire : lésions ligamentaires, rotuliennes, méniscales, chirurgie du genou (arthroscopie, méniscectomie...).
- Immobilisation d'urgence ou d'attente sur diagnostic retardé.

Caractéristiques :

- Attelle de genou non articulée, en maille grattée perforée (matière ultra-respirante, perméable et aérée) et système anti-glisse.
- Ajustement aisé grâce au système de sangles auto-agrippantes.
- Bandes de serrage réglables.
- Fermeture pratique par clips avec boucles extra plates, peu encombrantes et esthétiques, permettant une seule mise en place initiale.
- Baleines en aluminium bilatérales, malléables et amovibles, pour s'ajuster aux besoins du patient (limitation varus/valgus).
- Baleine postérieure pour une immobilisation stricte.
- Version 3 volets : s'adapte aisément aux morphologies atypiques.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion ou 20° de flexion (sur demande).
- **NB** - Sans précision de la part du prescripteur, l'attelle sera livrée avec des baleines 0° de flexion.
- Structure légère (≤ 600 g).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à XL) et 5 hauteurs : 30 cm pour le modèle pédiatrique, 40, 50, 60 et 65 cm.



Fermeture pratique par clips



Baleines 0° de flexion amovibles



Désignation	Hauteur Attelle*	Code Article	Code GTIN
Pédiatrique	30 cm	82-43-30	0190446261025
S	40 cm	82-43-01	0190446261032
M	50 cm	82-43-02	0190446261049
L	60 cm	82-43-03	0190446261056
XL	65 cm	82-43-04	0190446261063

* Pour la hauteur adéquate, mesurer la longueur de la jambe de l'aîne à la malléole et retirer 20 cm. Circonférence de la cuisse ajustable grâce aux 3 volets.

Accessoires	Hauteur Attelle	Code Article	Code GTIN
Baleines latérales 20° de flexion	40 cm	82-201	0190446272755
Baleines latérales 20° de flexion	50 cm	82-202	0190446272762
Baleines latérales 20° de flexion	60 cm	82-203	0190446272779
Baleines latérales 20° de flexion	65 cm	82-204	0190446272786



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immo AT4 3V DonJoy®

Prescrire : Immo AT4 3V DonJoy®



Prescrire : Immo Genou 3V DonJoy[®]

DONJOY[®]

Immo Genou 3V

Indications :

- **Toutes pathologies ou traumatismes requérant une immobilisation en extension (ou proche de l'extension).**
- Immobilisation post-opératoire après chirurgie ligamentaire.
- Immobilisation après toute chirurgie du genou (prévention du flexum).

Caractéristiques :

- **Constitué de 3 volets textiles permettant l'adaptation à la morphologie du patient.**
- Attelle de genou non articulée.
- Circonférence de la cuisse ajustable grâce aux 3 volets.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion.
- Fermeture rapide, pratique et classique par bande auto-agrippante.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (S, M, L et XL).

Désignation	Pastille	Hauteur Attelle*	Code Article	Code ACL
S	Jaune	40 cm	82-96105	3401041367713
M	Bleu	50 cm	82-96106	3401041367881
L	Vert	60 cm	82-96107	3401041367942
XL	Gris	65 cm	82-96108	3401041368024

*Mesurer la longueur de la jambe de l'aîne à la malléole et retirer 20 cm.

DONJOY[®]

X-Act Rom Lite

Indications :

- **Protection de la reconstruction chirurgicale et/ou des structures fragilisées par l'acte opératoire en autorisant la mobilité articulaire dans une plage d'amplitude déterminée.**
- Chirurgie ligamentaire (LCA et LCP).
- Réparation méniscale.

Caractéristiques :

- **Articulations en aluminium, légères, durables et au design épuré qui offrent une protection haute précision.**
- Limitation de l'amplitude de mouvement par incréments de 10° (Extension de 90° à -10°, flexion de -10° à 120°, blocage rapide en flexion à 0°, 15° et 30°).
- Possibilité de blocage total de -10° à 100°, par incréments de 10° en 10°.
- Réglage télescopique de 46 cm à 65 cm pour s'adapter à la plupart des patients.
- Système simple de sangles ajustables, découpables pour s'adapter parfaitement au patient.
- Les manchons coulissants sont individuellement repositionnables afin d'éviter de placer les sangles sur des sites sensibles (pansements chirurgicaux, par exemple).
- Les coussinets en mousse auto-adhésive : points de contact auto-adhérents et anti-glisse.

Prescrire : X-Act Rom DonJoy[®]



- Livré avec un kit de verrouillage (25-6755).
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Taille Universelle adaptable à la morphologie du patient.

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code GTIN
Universelle*	-	11-2161-9	0888912171090
Accessoire	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Kit de verrouillage	-	25-6755	3401053650315

*Circ. Max de la cuisse : 75 cm



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.



Manchon de Cryothérapie



Compression



Articulations bilatérales réglables

DONJOY[®]

Support Everest Ice

Indications :

- Usage post-opératoire du genou nécessitant une immobilisation et glaçage : arthroscopie, ligamentoplastie, recentrage rotulien, ostéosynthèse, ostéotomie.
- Entorses modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE) et/ou du pivot central (LCA, LCP), lésions méniscales, chirurgie du genou, réhabilitation et reprise d'activité.
- Distension du LCA/LCP, entorses stade 2 et 3 des LLI/LLE.

Caractéristiques :

- Solution 3-en-1 : immobilisation, cryothérapie & compression, prévention et reprise d'activité.
- Plots de blocages simples à positionner (sans outil).
- Immobilisation à 0° ou 15° de flexion.
- Limitation de l'amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à 0°, 15°, 30°, 60 et 90°.
- Système anti-glisse : évite l'effet garrot tout en maintenant l'attelle en place.
- 4 sangles indépendantes, pour régler le niveau de compression et de maintien.
- Manchon de genou amovible et peu volumineux contenant :
 - Un pack de froid pour une application externe localisée de cryothérapie. L'attelle est livrée avec 2 packs de froid afin de garder un pack d'avance au congélateur pour un traitement continu.
 - Une housse gonflable avec pompe manuelle permet d'ajouter un effet compressif au traitement par le froid.
- Livré avec un Jersey de protection.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique - XS à XXL).

Désignation	Hauteur Attelle	Circ. Cuisse	Code Article	Code GTIN
Pédiatrique - XS	42 cm	33 - 37 cm	82-0014-1	0190446255420
S	42 cm	38 - 43 cm	82-0014-2	0190446255437
M	42 cm	44 - 49 cm	82-0014-3	0190446255444
L	42 cm	50 - 55 cm	82-0014-4	0190446255451
XL	42 cm	56 - 60 cm	82-0014-5	0190446255468
XXL	42 cm	> 60 cm	82-0014-6	0190446255475

Prescrire : Support Everest Ice DonJoy[®]



Découvrez la vidéo de mise en place de la Support Everest Ice DonJoy[®]



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.



DONJOY[®]

Perform' Ice Genou

Indications :

- Usage post-traumatique, pré ou post-opératoire, idéale pour des indications ne nécessitant pas d'immobilisation.
- Traitement par cryothérapie et compression (Protocole GREC ou RICE).
- Intervention chirurgicale type prothèse totale ou partielle de genou.



Caractéristiques :

- Cryothérapie & Compression : 2 packs de froid amovibles sont fournis pour une application externe localisée de de cryothérapie en continu, ainsi qu'une housse gonflable avec pompe manuelle pour ajouter un effet compressif.
- Le Gel de la compresse de froid reste modelable pour s'adapter au membre affecté.
- Articulations polycentriques en aluminium, conformables aux besoins du patient.
- Les baleines latérales amovibles permettent un maintien supplémentaire et peuvent être retirées en phase de réhabilitation pour accompagner le mouvement naturel de l'articulation lors de l'ambulation.
- 2 sangles indépendantes permettent de régler le niveau de compression et de maintien.
- Les sangles de maintien peuvent être rallongées par des bandes adhésives supplémentaires (taille XL).
- Mise en place facile grâce à la structure enveloppante.
- Genouillère courte : hauteur 33 cm.
- Livré avec un Jersey de protection.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 2 tailles (Standard et XL), adaptable à toutes les morphologies.

Désignation	Haut. Attelle	Circ. Cuisse	Code Article	Code GTIN
Standard	33 cm	33-60 cm	82-0015	0190446274520
XL	33 cm	61-81 cm	82-0020	0190446266013

Prescrire : Perform' Ice Genou DonJoy[®]



TRONC-RACHIS


CEINTURES LOMBAIRES

CORSETS D'IMMOBILISATION

COLLIERS CERVICAUX



LE TRONC-RACHIS



LES PATHOLOGIES FRÉQUENTES :

- **Le lumbago**, ou « tour de reins », résulte en une contracture musculaire consécutive à un effort important ou inhabituel. La douleur est intense et brutale, et se situe au niveau des vertèbres lombaires. Le lumbago se soigne en quelques jours mais à une forte tendance à la récurrence.
- **La sciatique** est le résultat d'une irritation ou d'une inflammation du nerf sciatique. La douleur irradie du bas du dos vers les fesses, voire jusqu'au pied.
- **L' hernie discale** est une dégénérescence du disque intervertébral avec migration du noyau au travers du ligament annulaire. Elle peut entraîner une compression d'un nerf passant à proximité et des douleurs dans toute la zone innervée par ce nerf.


LE SAVIEZ-VOUS ?

• Le mal de dos représente la première cause d'invalidité avant 45 ans et coûte environ 2 milliards d'euros à la Sécurité Sociale.

• **90% des patients souffrant d'une lombalgie sont guéris en moins de 2 MOIS.**

• 47% des Français déclarent avoir constamment mal au dos contre 30% il y a 30 ans.

• **8 Français sur 10** souffrent ou souffriront du mal de dos.



• Plus de 5% des consultations des médecins généralistes sont motivées par ce problème.

• Bien que l'affection soit le plus souvent bénigne, on redoute toujours une lombalgie symptomatique, c'est-à-dire révélatrice d'une affection évolutive.

• **La lombalgie** est très différente en fonction de sa durée d'évolution et de son retentissement social et psychologique, et éviter le passage à une pathologie chronique doit être une préoccupation centrale du thérapeute.

OBJECTIF DES CEINTURES LOMBAIRES :

Renforcer le maintien abdominal pour soulager les lombaires

Stimuler la proprioception pour améliorer la stabilité et la posture, et limiter les mouvements indésirables

Diminution de la charge intra-discale

AFIN DE COUVRIR UN MAXIMUM DE PATHOLOGIES À TRAITER, DJO PROPOSE 4 TYPES DE CEINTURES :

• **Ceinture lombaire avec baleine** : traitement et prévention, contention et maintien pour lombalgies chroniques, modérées ou aiguës, assistance lors de travaux de force.

• **Ceinture lombo-abdominale** : contention et maintien des lombaires avec support additionnel de la paroi abdominale.

• **Ceinture pneumatique** : lombalgies chroniques, modérées ou aiguës.

• **Ceinture rigide** : corset d'immobilisation pour utilisation post-traumatique ou post-opératoire.

**CEINTURES
LOMBAIRES****CONFORSTRAP™**
Page 90**LOMBOSTRAP™**
Page 91**POROSTRAP™**
Page 92**ACTISTRAP™**
Page 93**IMMOSTRAP™**
Page 94**AIRSTRAP™**
Page 95

Lombalgie (sub)aigüe ou Lumbago		●	●	●	●	
Lombalgie chronique	●		●	●		
Hernie discale symptomatique					●	●
Lombo-sciatalgie/cruralgie			●	●		●
Reprise d'activité					●	●

**CEINTURES
LOMBAIRES****MYBABYSTRAP**
Page 96**DUOSTRAP™**
Page 97**ABDOSTRAP™ II**
Page 98**CEINTURE
THORACIQUE DELUXE**
Page 99**EXOS FORM™ II**
Page 100**TLSO II**
Page 101

Lombalgie (sub)aigüe ou Lumbago		●				
Hernie discale symptomatique aigüe					●	
Fracture tassement rachis lombaire inferieur					●	●
Fracture tassement rachis lombaire superieur						●
Fracture tassement rachis dorsal						●
Déficience abdominale temporaire		●	●			
Déficience abdominale définitive (obésité)		●	●			
Laparotomie ou Stomie		●	●			
Post-op viscéral (prévention éventration)		●	●			
Grossesse et Post-partum	●					
Fracture costale				●		

**BANDAGE
HERNIAIRE****ERNISTRAP™**
Page 102

Hernies inguinales unilatérales réductibles	●
Usage pré-opératoire	●

COLLIERS CERVICAUX**COLLIER
ANATOMIQUE C1**
Page 103**COLLIER
ANATOMIQUE C2**
Page 104**COLLIER C3**
Page 105**COLLIER
CALIFORNIA**
Page 106

Torticolis	●	●	●	
Entorse cervicale bénigne		●		
Entorse cervicale moyenne		●	●	
Cervicarthrose	●	●		
Cervicarthrose aigue		●		
Névralgie cervico-brachiale		●	●	
Traumatisme cervical - Immobilisation			●	●



POROSTRAP™ DONJOY®

SOLUTIONS ÉLÉGANTES ET EFFICACES

4 Baleines postérieures
pour stabiliser la zone lombaire

Sangles de rappel avec passe-doigts
pour faciliter l'ajustement



Plastron avec passe-mains
pour faciliter la mise en place

Languette de maintien interne
pour maintenir les sangles de rappel

Baleines antérieures souples
pour renforcer le maintien abdominal

Crochet interne
avec zone de pré-accrochage pour faciliter la mise en place

TECHNOLOGIE DONJOY®



Textile respirant



PLB (Physiological Location Bonding*)
*Emplacement Physiologique des Baleines



Contention forte



Elasticité multidirectionnelle



Adaptation Anatomique Optimale



Cellules d'air gonflables




Textile ventral indémaillable découpable



Double Compression antérieure & postérieure

ARBRE DÉCISIONNEL CEINTURES LOMBAIRES - CORSET D'IMMOBILISATION





Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY[®]

Conforstrap[™]

Indications :

- **Lombalgie chronique.**

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat par la compression souple exercée.**
- Soulagement des douleurs musculaires par thermothérapie (utilisation du pack de chaud/froid amovible).
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récidives.

Caractéristiques :

- **Tricotage 3D & élasticité multidirectionnelle assurant un ajustement anatomique et un confort optimal.**
- 4 baleines postérieures rigides préformées pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Livré avec un pack de chaud/froid AXP1 amovible pour soulagement de la douleur par cryo/thermothérapie.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).
- Ne contient pas de latex.
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 21 et 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
Hauteur 21 cm				
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0233-1	3401597135989
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0233-2	3401597136290
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0233-3	3401597367779
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0233-4	3401597367830
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0233-5	3401597368080
Hauteur 26 cm				
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0234-1	3401597370212
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0234-2	3401597370380
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0234-3	3401597370441
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0234-4	3401597370502
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0234-5	3401597370670

Elaborée avec PBO Design

Prescrire : Conforstrap[™] DonJoy[®]

Usage / Profil Patient

- **Sédentaire.**
- **Adaptée pour les activités du quotidien.**
- **Convient aux patients allergiques au latex.**
- **Posologie : port durant les phases algiques et usage préventif selon les besoins.**



Livré avec un AXP1



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



NOUVEAUTÉ

DONJOY®

Lombostrap™

Indications :

- Lumbalgie aiguë.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- Effet antalgique immédiat par une compression modérée exercée.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récives.

Caractéristiques :

- Tissu élastique aéré pour plus de confort.
- 4 baleines flexibles dorsales et 2 baleines souples abdominales.
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place.
- Sangles de rappel postural pour ajuster le niveau de contention.
- Modèle mixte.
- 2 hauteurs 21 et 26 cm.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).



Usage / Profil Patient

- Sédentaire.
- Idéale pour : phase algique aiguë.
- Posologie : port durant les phases algiques. 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code GTIN
Hauteur 21 cm				
S	21 cm	70-89 cm	82-0038-1	0190446308188
M	21 cm	90-112 cm	82-0038-2	0190446308201
L	21 cm	113-135 cm	82-0038-3	0190446308218
Hauteur 26 cm				
S	26 cm	70-89 cm	82-0037-1	0190446299561
M	26 cm	90-112 cm	82-0037-2	0190446299578
L	26 cm	113-135 cm	82-0037-3	0190446299585

Elaborée avec PBO Design

Prescrire : Lombostrap™ DonJoy®



TRONC
RACHIS



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY[®]

Porostrap[™]

Indications :

- **Lombalgie aiguë ou subaiguë.**
- Prévention de la récurrence chez les personnes et/ou les activités à risque.
- Lombalgie chronique.
- Reprise d'activité.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat grâce à la compression modérée exercée.**
- Effet décontractant par le biais des sangles de rappel qui permettent d'ajuster la compression.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récurrences.

Caractéristiques :

- **Ceinture profilée et légère, effet « seconde peau ».**
- Textile ajouré respirant pour un confort d'utilisation optimal.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines souples antérieures pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention.
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 21 cm & 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

Usage / Profil Patient

- **Sédentaire à Actif.**
- **Idéale pour :** reprise d'activité, travaux légers, port sous un vêtement.
- **Posologie :** port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
Hauteur 21 cm				
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0227-1	3401597133169
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0227-2	3401597133220
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0227-3	3401597133398
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0227-4	3401597133459
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0227-5	3401597133510

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
Hauteur 26 cm				
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0228-1	3401597133749
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0228-2	3401597133800
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0228-3	3401597133978
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0228-4	3401597134289
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0228-5	3401597134401

Elaborée avec PBO Design



Prescrire : Porostrap[™] DonJoy[®]



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY®

Actistrap™

Indications :

- **Lombalgie aiguë ou chronique.**
- Lumbago.
- Lombo-sciatalgie ou lombo-cruralgie aiguë.
- Prévention de la récurrence lors de travaux de force.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat par la compression forte exercée.**
- Effet décontractant par le biais des sangles de rappel qui permettent d'ajuster la compression.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récurrences.
- Correction posturale (baleinage rigide) favorisant la correction des attitudes pathologiques (lordose).
- Contention et stabilisation accrue pour une amplitude de mouvement contrôlée et sécurisée.

Caractéristiques :

- **Contention élastique forte en partie dorsale pour favoriser le contrôle postural.**
- 4 baleines postérieures rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Doubles sangles de rappel pour ajuster le niveau de contention.
- Sangles dédoublées en partie dorsale pour une contention accrue.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 21 cm et 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

Usage / Profil Patient

- Actif.
- Assistance lors de travaux de force, activités de loisirs.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
Hauteur 21 cm				
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0230-1	3401597360855
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0230-2	3401597361746
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0230-3	3401597362927
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0230-4	3401597363467
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0230-5	3401597363696

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
Hauteur 26 cm				
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0231-1	3401597364068
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0231-2	3401597364419
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0231-3	3401596922870
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0231-4	3401596922931
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0231-5	3401596923471

Elaborée avec PBO Design



Découvrez la vidéo de mise en place d'une ceinture lombaire DonJoy®

Prescrire : Actistrap™ DonJoy®



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY®

Immostrap™

Indications :

- **Lombalgie aiguë ou chronique.**
- Lumbago.
- Lombo-sciatlagie ou lombo-cruralgie aiguë.
- Hernies discales symptomatiques.
- Reprise d'activité.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action

- **Effet antalgique immédiat par la compression forte exercée.**
- Effet décontracturant par le biais des sangles de rappel qui permettent d'ajuster la compression.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récidives.
- Contention et stabilisation accrue pour une amplitude de mouvement contrôlée et sécurisée.

Caractéristiques :

- **Quadruples sangles de rappel postural permettant d'ajuster le niveau de compression.**
- Contention élastique forte pour favoriser le contrôle postural.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Serrage supérieur et inférieur indépendant pour une adaptation parfaite à la morphologie.
- Serrage sans effort grâce aux boucles coulissantes.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0229-1	3401597364297
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0229-2	3401597359736
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0229-3	3401597359965
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0229-4	3401597360107
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0229-5	3401597360336

Elaborée avec PBO Design

Usage / Profil Patient

- Actif.
- *Idéale pour : activités de loisirs, assistance lors de travaux de force, femme avec des hanches prononcées.*
- *Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.*



Prescrire : Immostrap™ DonJoy®



Découvrez la vidéo de mise en place de la ceinture Immostrap™ DonJoy®



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY®

Airstrap™

Indications :

- Reprise d'activité après hernie discale symptomatique.
- Reprise d'activité après lombo-sciatalgie ou lombo-cruralgie.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- Effet antalgique immédiat par la compression modérée exercée.
- Effet de décharge par l'étirement léger de l'espace interdiscal venant libérer les nerfs comprimés, notamment L4/L5/S1.
- Effet massant et décontractant sur les muscles lombaires généré par la circulation de l'air dans les cellules gonflables.

Caractéristiques :

- Ceinture pneumatique composée de plusieurs cellules d'air verticales.
- Effets de décharge, d'isolation thermique et de massage générés par les cellules d'air.
- Aucune baleine rigide, ce qui procure un soutien lombaire avec un confort optimal dans toutes les positions.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Double sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « textiles délicats » à 30°C).
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

Usage / Profil Patient

- Conduite prolongée (Conducteurs, routiers).
- Idéale pour : pratique d'activité avec des vibrations.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



TRONC
RACHIS

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0236-1	3401596939441
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0236-2	3401596940270
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0236-3	3401596939502
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0236-4	3401596939960
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0236-5	3401596940041

Elaborée avec PBO Design

Prescrire : Airstrap™ DonJoy®



Version Evolution

DONJOY®

MyBabystrap

Indications :

- Supporte une partie du poids de l'abdomen de la femme enceinte et réduit l'hyperlordose lombaire.
- Lombalgie et douleurs pelviennes de la femme enceinte.
- Post-partum.

Caractéristiques :

- **Bandeau de soutien abdominal épousant parfaitement votre abdomen tout au long de la grossesse.**
- Tissus et velours doux apportant un confort optimal lors de l'utilisation, utilisable directement à même la peau.
- 4 baleines postérieures préformées rigides pour épouser parfaitement la morphologie de la patiente.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention lors des phases algiques.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Ne contient pas de latex.
- Hauteur dorsale : 23 cm.
- Hauteur ventrale : 8,5 cm.
- Disponible en taille réglable de 80 cm à 130 cm.
- **Version Evolution :** soutien du bas-ventre grâce aux bandes abdominales ajustables jusqu'à 150 cm.



Version Evolution :
Bandeau réglable à toutes les étapes de la grossesse

Usage / Profil Patient

- Maternité.
- Adaptée pour une utilisation pendant et après la grossesse.
- Posologie : port durant les phases algiques et usage préventif selon les besoins.



Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
MyBabystrap	23 cm	80 - 130 cm	82-0244	3401597133688
MyBabystrap Evolution	23 cm	80 - 150 cm	82-0245	3401597134869

Prescrire : MyBabystrap DonJoy®
MyBabystrap Evolution DonJoy®



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY®

Duostrap™

Indications :

- **Lombalgie associée à une insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire ou acquise (obésité morbide).**
- Eventration.
- Chirurgie viscérale avec laparotomie.
- Tétraplégie ou paraplégie haute.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action

- **Effet antalgique immédiat par la compression forte exercée.**
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récidives.
- Contention et stabilisation accrue pour une amplitude de mouvement contrôlée et sécurisée.
- Compensation de la déficience abdominale par soutien compressif fort.

Caractéristiques :

- **Contention élastique forte pour un maintien lombaire et abdominal accru.**
- Dimensions adaptées pour favoriser le maintien abdominal dans son ensemble.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines abdominales flexibles pour renforcer le soutien abdominal.
- Doubles sangles de rappel postural pour ajuster le niveau de contention.
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place.
- Possibilité d'équiper un tour de taille extrême jusqu'à 156 cm.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « textiles délicats » à 30°C).
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de S à XXL).

Usage / Profil Patient

- Sédentaire.
- *Idéale pour : patient obèse, post-op, reprise d'activité et patient tétraplégique.*
- *Posologie : port durant les phases aigües 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.*



TRONC
RACHIS

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0243-2	3401596938789
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0243-3	3401596938840
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0243-4	3401596938901
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0243-5	3401596939090
XXL	26 cm	136 - 156 cm	82-0243-6	3401596939151

Elaborée avec PBO Design

Prescrire : Duostrap® DonJoy®



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY[®] Abdostrap[™] II

Indications :

- Insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire (post-partum) ou acquise (obésité morbide).
- Chirurgie viscérale avec laparotomie ou stomie.

Caractéristiques :


- Textile ventral indémaillable, découpable sans risque d'effilement pour réaliser des soins sans retirer la ceinture.
- Contention élastique forte pour favoriser le maintien abdominal.
- 2 baleines postérieures souples pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines abdominales flexibles pour renforcer le soutien abdominal.
- Ne contient pas de latex.
- Livrée avec une patte hypogastrique.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « textiles délicats » à 30°C).



Livrée avec sa patte hypogastrique

Usage / Profil Patient

- Patient alité, sédentaire.
- Idéale pour : post-opératoire.
- Posologie : port continu en post-opératoire pendant la phase de cicatrisation ou jusqu'à la récupération totale de la déficience abdominale.



- Modèle mixte.
- Hauteurs dorsales : 18, 25 et 32 cm.
- Disponible en 5 tailles (S à XXL).

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- Effet antalgique immédiat par la compression modérée exercée.
- Compensation des déficiences abdominales temporaires ou lors des risques d'éventration proche de la zone de stomie.
- Cicatrisation en post-opératoire par le soutien compressif modéré.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
Hauteur 18 cm				
S	18 cm	68 - 82 cm	82-0256-1	3401582797406
M	18 cm	82 - 98 cm	82-0256-2	3401582797635
L	18 cm	98 - 116 cm	82-0256-3	3401582797864
XL	18 cm	116 - 136 cm	82-0256-4	3401582797925
XXL	18 cm	136 - 156 cm	82-0256-5	3401582798007

Hauteur 25 cm				
S	25 cm	68 - 82 cm	82-0257-1	3401582798236
M	25 cm	82 - 98 cm	82-0257-2	3401582798465
L	25 cm	98 - 116 cm	82-0257-3	3401582798526
XL	25 cm	116 - 136 cm	82-0257-4	3401582798694
XXL	25 cm	136 - 156 cm	82-0257-5	3401582798816

Hauteur 32 cm				
S	32 cm	68 - 82 cm	82-0258-1	3401582799066
M	32 cm	82 - 98 cm	82-0258-2	3401582799127
L	32 cm	98 - 116 cm	82-0258-3	3401582799295
XL	32 cm	116 - 136 cm	82-0258-4	3401582799356
XXL	32 cm	136 - 156 cm	82-0258-5	3401582799585

Elaborée avec PBO Design

Accessoire	Code Article	Code ACL
Patte Hypogastrique pour Ceinture Abdostrap [™] II DonJoy [®]	82-0246	3401521372466



Mesurer le tour
de poitrine,
sur la poitrine
(sans les bras).



PRO CARE®

Ceinture Thoracique Deluxe

Indications :

- Limitation des mouvements de la cage thoracique.
- Fracture de côtes.
- Traumatisme de la cage thoracique.

Caractéristiques :

- Structure à 2 panneaux élastiques.
- Doublure coton et fermeture auto-agrippante.
- Ne contient pas de latex.
- Disponible en modèle masculin ou féminin.
- Hauteur : 15 cm.
- Disponible en 3 tailles.

Désignation	Tour Cage Thoracique	Code Article	Code ACL
Homme - Standard	71-127 cm	79-89150	3401099573203
Homme - XL	71-165 cm	79-89151	3401099573432
Femme - Standard	71-127 cm	79-89160	3401099573661





Mesurer le tour
de taille au niveau
ombilical.



Exos Form™ II

Indications :

- **Fractures vertébrales stables.**
- Fractures tassements des corps vertébraux.
- Spondylodiscite.
- Chirurgie de la région lombaire.
- Hyperlordose symptomatique.

Caractéristiques :

- **Constitué d'un panneau avant et arrière pré-formés et thermoformables (four Exos™ ou pistolet thermique à 77°) permettant au patient de la porter immédiatement.**
- Panneaux latéraux ajustables : permet de s'adapter à différents tours de taille pour une mise en place optimale.
- Matériau thermoformable breveté V-STX™ utilisé pour la coque dorsale ainsi que la coque ventrale afin d'ajuster le dispositif à la lordose et à la morphologie du patient
- Mousse ComfortCORE™, épouse parfaitement la morphologie du patient et s'ajuste instantanément à ses mouvements. Cette mousse améliore considérablement le confort du patient.
- Possibilité d'ajustement de la ceinture tout au long de la rééducation et en post-rétablissement.
- Technologie BOA®. Le double système de fermeture permet de régler indépendamment le serrage de la partie supérieure et de la partie inférieure de la ceinture.
- Modèle mixte.
- Disponible en 2 tailles (S/M et L/XL).

Désignation	Circ. Taille	Code Article	Code GTIN
S/M	63 - 125 cm	300637-40	0888912588065
L/XL	125 - 152 cm	300637-60	0888912588072



Découvrez la vidéo de mise en place du corset Exos Form™ II




Système de fermeture dynamique BOA®



Mousse ComfortCORE™



Matériau thermoformable breveté V-STX™





Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY[®] TLSO II

Indications :

- Douleurs aiguës.
- Fractures par tassement des vertèbres thoraciques.
- Ostéoporose : stades débutant à avancé.
- Douleurs thoraco-lombaires de nature mécanique.
- Hyper-cyphose.
- Pré ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Assure le niveau de restriction de mobilité nécessaire au processus de cicatrisation.
- Dispositif extrêmement léger composé d'un système innovant breveté assurant un bon maintien, d'attaches ergonomiques pour le harnais et d'une barre ajustable facilitant le réglage de la hauteur.
- Les bretelles matelassées améliorent le confort du patient.
- Les panneaux latéraux rigides se chevauchent afin d'assurer une meilleure stabilité latérale.
- Le plastron rigide contribue à éviter la flexion antérieure du tronc.
- La zone d'évidement médiane permet d'éviter tout contact avec la cicatrice chirurgicale.
- Modèle mixte.
- Disponible en 5 tailles (S à XXL).



Un système breveté de réglage permet au patient d'ajuster seul le dispositif jusqu'au niveau de maintien souhaité.



Les attaches ergonomiques du harnais facilitent la mise en place et le retrait de l'orthèse.



La barre sternale munie d'une crémaillère permet un réglage précis de la hauteur sans outil.

Désignation	Circ. Taille	Code Article	Code GTIN
TLSO II - S	76 - 89 cm	11-1585-2	0888912217873
TLSO II - M	89 - 101 cm	11-1585-3	0888912217880
TLSO II - L	101 - 114 cm	11-1585-4	0888912217897
TLSO II - XL	114 - 127 cm	11-1585-5	0888912217903
TLSO II - XXL	127 - 140 cm	11-1585-6	0888912217910



Découvrez la vidéo de mise en place du corset TLSO II DonJoy[®]





Mesurer le tour
de taille.



NOUVEAUTÉ

DONJOY[®]

Ernistrap[™]

Indications :

- Hernies inguinales unilatérales réductibles.
- Usage pré-opératoire.

Caractéristiques :



- Bandage herniaire réversible servant à soulager les hernies unilatérales simples .
- Boucle de fermeture fine.
- Sangles abdominale et périnéale souples et élastiques pour plus de confort.
- Coussinet amovible en mousse pour une compression légère et graduelle.
- Couleurs : blanc et gris (discret).
- Design léger et confortable.
- Livré avec une pelote inguinale ou crurale (également disponible en accessoire).
- Mise en place simple.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

Usage / Profil Patient

- Sédentaire.
- Idéale pour : prévention pré-opératoire.
- Posologie : usage préventif.

Désignation	Circ. Taille	Code Article	Code GTIN
S	70-89 cm	82-0026-1	0190446297901
M	90-112 cm	82-0026-2	0190446297918
L	113-135 cm	82-0026-3	0190446297925

Accessoire	Circ. Taille	Code Article	Code GTIN
Pelote	Taille Unique	25-0026	0190446315209





Mesurer la
circonférence
du cou.



DONJOY®

Collier Anatomique C1

Indications :

- Torticolis.
- Poussées douloureuses lors de la cervicarthrose.
- Sevrage d'une immobilisation stricte (collier rigide ou minerve).

Caractéristiques :

- Soutien léger des vertèbres cervicales évitant les mouvements de grande amplitude associé à un effet thermique décontractant.
- Mousse habillée de jersey pur coton.
- Fermeture auto-agrippante.
- Disponible en 3 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm et 9,5 cm.
- Disponible en 7 tailles.

Désignation	Haut. Collier	Circ. Cou	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - Bleu Marine	6 cm	21 - 25 cm	CC10PPAB	3401098382882
T0 - Bleu Marine	7,5 cm	25 - 28 cm	CC10P0AB	3401098382943
T1 - Bleu Marine	7,5 cm	29 - 32 cm	CC10P1AB	3401098383025
T2 - Bleu Marine	7,5 cm	33 - 37 cm	CC10P2AB	3401098383193
T3 - Bleu Marine	7,5 cm	38 - 42 cm	CC10P3AB	3401098383254
T4 - Bleu Marine	7,5 cm	43 - 47 cm	CC10P4AB	3401098383315
T5 - Bleu Marine	7,5 cm	48 - 51 cm	CC10P5AB	3401098383483
T0 - Bleu Marine	9,5 cm	25 - 28 cm	CC10G0AB	3401098383544
T1 - Bleu Marine	9,5 cm	29 - 32 cm	CC10G1AB	3401098383605
T2 - Bleu Marine	9,5 cm	33 - 37 cm	CC10G2AB	3401098383773
T3 - Bleu Marine	9,5 cm	38 - 42 cm	CC10G3AB	3401098383834
T4 - Bleu Marine	9,5 cm	43 - 47 cm	CC10G4AB	3401098384084
T5 - Bleu Marine	9,5 cm	48 - 51 cm	CC10G5AB	3401098384145



TRONC
RACHIS

Prescrire : Collier Anatomique C1 DonJoy®



Mesurer la
circonférence
du cou.



DONJOY[®]

Collier Anatomique C2

Indications :

- Torticolis.
- Poussées hyperlagiques lors de la cervicarthrose.
- Entorse cervicale bénigne.
- Névralgie cervico-brachiale.

Caractéristiques :

- Soutien semi-rigide du rachis cervical limitant les mouvements de rotations et de flexion-extension du cou.
- Mousse habillée de jersey pur coton, renforcée par une plaque rigide **non amovible, intégrée dans le collier.**
- Fermeture auto-agrippante.
- Disponible en 4 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm, 9,5 cm et 10,5 cm.
- Disponible en 7 tailles.

Désignation	Haut. Collier	Circ. Cou	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - Gris	6 cm	21 - 25 cm	CC20PPAG	3401098384206
T0 - Gris	7,5 cm	25 - 28 cm	CC20P0AG	3401098384374
T1 - Gris	7,5 cm	29 - 32 cm	CC20P1AG	3401098384435
T2 - Gris	7,5 cm	33 - 37 cm	CC20P2AG	3401098384664
T3 - Gris	7,5 cm	38 - 42 cm	CC20P3AG	3401098384725
T4 - Gris	7,5 cm	43 - 47 cm	CC20P4AG	3401098384893
T5 - Gris	7,5 cm	48 - 51 cm	CC20P5AG	3401098384954
T0 - Gris	9,5 cm	25 - 28 cm	CC20G0AG	3401098385036
T1 - Gris	9,5 cm	29 - 32 cm	CC20G1AG	3401098385265
T2 - Gris	9,5 cm	33 - 37 cm	CC20G2AG	3401098385326
T3 - Gris	9,5 cm	38 - 42 cm	CC20G3AG	3401098385494
T4 - Gris	9,5 cm	43 - 47 cm	CC20G4AG	3401098385555
T5 - Gris	9,5 cm	48 - 51 cm	CC20G5AG	3401098385616
T0 - Gris	10,5 cm	25 - 28 cm	CC20T0AG	3401041366761
T1 - Gris	10,5 cm	29 - 32 cm	CC20T1AG	3401041366822
T2 - Gris	10,5 cm	33 - 37 cm	CC20T2AG	3401041366990
T3 - Gris	10,5 cm	38 - 42 cm	CC20T3AG	3401041367072
T4 - Gris	10,5 cm	43 - 47 cm	CC20T4AG	3401041367133
T5 - Gris	10,5 cm	48 - 51 cm	CC20T5AG	3401041367423



Prescrire : Collier Anatomique C2 DonJoy[®]



Mesurer la
circonférence
du cou.



DONJOY®

Collier C3

Indications :

- Traumatisme cervical (coup du lapin, etc.).
- Névralgie cervico-brachiale.
- Entorse cervicale de gravité modérée.

Caractéristiques :

- Rigidité assurant une immobilisation plus stricte des vertèbres cervicales.
- Réglable en hauteur (10 cm minimum, 12 cm maximum), avec ou sans mentonnière.
- Ce collier est constitué de deux plaques de polyéthylène perforées pour une meilleure ventilation.
- Ses bords sont recouverts d'un bourrelet de protection assurant un bon confort.
- Fermeture auto-agrippante.
- Disponible en 3 tailles.



TRONC
RACHIS

Désignation	Circ. Cou	Code Article	Code ACL
Collier C3 - Sans mentonnière			
T1	27 - 38 cm	CC301	3401073151618
T2	38 - 47 cm	CC302	3401073151786
T3	> 47 cm	CC303	3401073151847
Collier C3 - Avec mentonnière			
T1	27 - 38 cm	CC311	3401073152158
T2	38 - 47 cm	CC312	3401073152219
T3	> 47 cm	CC313	3401073152387

Fabricant : SIMP

**Prescrire : Collier C3 avec mentonnière DonJoy®
Collier C3 sans mentonnière DonJoy®**



Mesurer la hauteur de l'appui mentonnier à l'appui sternal.



Mesurer la circonférence du cou.



DONJOY®

Collier California

Indications :

- Immobilisation pour traumatismes cervicaux.
- Constitué de deux parties anatomiques en plastazote, cette mini minerve permet un appui mentonnier, occipital, dorsal et sternal.

Caractéristiques :

- Hypoallergénique.
- Radiotransparent.
- Fermeture par bandes auto-agrippantes.
- Collier munie d'une ouverture trachéale.
- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique - XS à L).

Désignation	Hauteur	Circ. Cou	Code Article	Code ACL
California - Avec Ouverture Trachéale				
Pédiatrique - XS	5,7 cm	17,5 - 25,5 cm	79-83122	3401043893197
S	5,7 cm	25,5 - 33 cm	79-83123	3401073152509
M	5,7 cm	33 - 40,5 cm	79-83125	3401043893548
L	5,7 cm	40,5 - 48 cm	79-83127	3401043893777
S	8,3 cm	25,5 - 33 cm	79-83133	3401043893258
M	8,3 cm	33 - 40,5 cm	79-83135	3401073152677
L	8,3 cm	40,5 - 48 cm	79-83137	3401043893838
S	10,8 cm	25,5 - 33 cm	79-83143	3401043893319
M	10,8 cm	33 - 40,5 cm	79-83145	3401073152738
L	10,8 cm	40,5 - 48 cm	79-83147	3401043894088
S	13,3 cm	25,5 - 33 cm	79-83153	3401043893487
M	13,3 cm	33 - 40,5 cm	79-83155	3401043893609
L	13,3 cm	40,5 - 48 cm	79-83157	3401073152967



Prescrire : Collier California - Ouverture Trachéale DonJoy®


MAIN

ATTELLES POIGNET
ATTELLES POIGNET, POUCE
ATTELLES DE DOIGTS
ATTELLES DE POUCE



POIGNET-MAIN-DOIGTS

Attelles de Poignet-Pouce



La main est un formidable outil de préhension qui nous permet de saisir et de manipuler des objets de toutes formes. Le pouce, qui a la faculté de s'opposer aux quatre autres doigts, joue un rôle déterminant pour former une pince capable de réaliser des prises de force (frapper avec un marteau) ou de finesse (saisir une aiguille).

La main est aussi l'organe privilégié du toucher qui nous permet d'être en relation avec notre environnement mais aussi de communiquer avec les autres.

Les blessures et pathologies de la main et du poignet sont d'autant plus invalidantes qu'elles concernent la main dominante.

Les attelles de Poignet, Main et Pouce ont pour objectif de conserver une fonction aussi bonne que possible tout en protégeant les structures endommagées et/ou douloureuses.

LE SAVIEZ-VOUS ?




• On enregistre chaque année en France **1 400 000 blessures de la main**.

• La rhizarthrose touche **20% des femmes de plus de 50 ans**, mais seulement 1 femme atteinte sur 5 en souffre.



• Les fractures du poignet sont très fréquentes et surviennent principalement chez les enfants et les personnes âgées chez lesquelles l'ostéoporose est un facteur favorisante.



• Les sports pour lesquels les blessures à la main ou au poignet sont les plus fréquentes :
Sports de contact et de ballon.

IL EXISTE PLUSIEURS SORTES D'ATTELLES PERMETTANT DE CIBLER L'IMMOBILISATION SUR LES ARTICULATIONS QUI LE NÉCESSITENT TOUT EN CONSERVANT UNE FONCTION OPTIMALE DES STRUCTURES ANATOMIQUES ENVIRONNANTES. ELLES SONT UTILISÉES POUR DES INDICATIONS POST-TRAUMATIQUES OU RHUMATISMALES.

Types d'attelles	Indications
<ul style="list-style-type: none"> • Attelles de Poignet-Main Permettent l'immobilisation plus ou moins stricte des articulations du poignet et carpométacarpiennes. 	Entorses et traumatismes du poignet, convalescence post-opératoire, syndrome du canal carpien et tendinopathies.
<ul style="list-style-type: none"> • Attelles de Poignet et Pouce Visent à immobiliser le poignet et la colonne du pouce. 	Lésion traumatique ou pathologie du poignet et du pouce.
<ul style="list-style-type: none"> • Attelles de Pouce Réduisent la mobilité et augmentent la stabilité des articulations métacarpo-phalangiennes et trapézo-métacarpiennes. 	Rhizarthrose et entorses bénignes du pouce.
<ul style="list-style-type: none"> • Attelles de Doigts Permettent d'immobiliser les phalanges. 	Fractures, luxations ou entorses touchant un ou plusieurs doigts.

ATTELLES DE POIGNET-MAIN



MANUFORCE™
Page 110



DONJOY™ DUOFORM™
Page 112



DONJOY™ RESPIFORM™
Page 113



DONJOY™ CARPAFORM™
Page 114

Entorse et traumatismes du poignet	●	●	●	
Immobilisation pré ou post-opératoire		●	●	
Syndrome du canal carpien				●
Tendinopathie et teno synovite	●			●
Prévention et reprise d'activités	●			
Arthrose du poignet	●	●	●	

ATTELLES DE POIGNET-POUCE



DONJOY™ DUOFORM™+
Page 115



DONJOY™ RESPIFORM™+
Page 116

Entorse et traumatisme du poignet et du pouce	●	●
Tendinopathie et téno synovite	●	●
Rhizarthrose		●
Immobilisation Post-Op	●	●

ATTELLES DE POUCE



DONJOY™ ERGOFORM™
Page 117



DONJOY™ RHIZOFORM™
Page 118

Entorse et luxation du pouce	●	
Rhizarthrose	●	●

ATTELLES DE POIGNET-MAIN-DOIGT




DONJOY™ DIGIFORM™
Page 119



DONJOY™ DIGIFORM™+
Page 120

Entorses et luxations de doigts	●	●
Fracture de phalanges	●	●
Immobilisation pré ou post-opératoire	●	●

ARBRE DÉCISIONNEL ATTELLES DE POIGNET



MAIN
THERMOFORMABLE



Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.



DONJOY®

ManuForce®

Indications :

- Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet.
- Entorses légères à modérées du poignet.
- Tendinopathies.
- Arthrose débutante, arthrite.

Caractéristiques :

- Orthèse élastique tricotée avec baleine en aluminium amovible.
- Sangle extra-large pour une stabilisation optimale et un meilleur confort.
- Système de rabat élastique du crochet de la sangle de maintien, permet une protection additionnelle de la partie tricotée.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 6 tailles (T1 à T6).



Insert en silicone.
Permet de réduire la pression sur les nerfs et les vaisseaux.



Baleine aluminium amovible.
Peut être enlevée après la phase aiguë.



Sangle de maintien élastique amovible.
Pour une meilleure stabilité.



Système élastique de rabat du crochet de la sangle de maintien.

Désignation	Tour de Poignet	Code Article	Code ACL
Droite - T1	13-14,5 cm	82-0254-1	4250886809808
Droite - T2	14,5-16 cm	82-0254-2	4250886809815
Droite - T3	16-17,5 cm	82-0254-3	4250886809822
Droite - T4	17,5-19 cm	82-0254-4	4250886809839
Droite - T5	19-20,5 cm	82-0254-5	4250886809846
Droite - T6	20,5-22 cm	82-0254-6	4250886809853
Gauche - T1	13-14,5 cm	82-0255-1	4250886809860
Gauche - T2	14,5-16 cm	82-0255-2	4250886809877
Gauche - T3	16-17,5 cm	82-0255-3	4250886809884
Gauche - T4	17,5-19 cm	82-0255-4	4250886809907
Gauche - T5	19-20,5 cm	82-0255-5	4250886809914
Gauche - T6	20,5-22 cm	82-0255-6	4250886809921

Prescrire : ManuForce® DonJoy®

Une Nouvelle Gamme **Complète et Optimisée**

PRINCIPE :

- Immobilisation ou stabilisation d'une ou plusieurs articulations tout en conservant une fonction optimale des structures anatomiques environnantes.

LES + :

- 5 modèles sur 9 sont bilatéraux
- Innovation : bouton d'arrêt « Strap-stop »
- Conforme à la norme NF S97-118 - Orthèses du membre supérieur
- DonJoy® **RhizoForm**™ produit nouvelle génération
- DonJoy® **CarpaForm**™ pour le repos nocturne, notamment des fléchisseurs du poignet

POIGNET

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Immobilisation pré ou post-opératoire.


- Syndrome de canal carpien.
- Téo-synovites, tendinopathies.



POIGNET-POUCE

- Entorses et traumatismes du poignet et du pouce.
- Immobilisation pré ou post-opératoire.

- Rhizarthrose.
- Téo-synovites, tendinopathies.




POUCE

- Rhizarthrose



- Entorses et luxations du pouce.



DOIGTS (hors pouce)

1 à 2 doigts :


- Entorses, luxations ou fractures non déplacées (P2/P3).
- Immobilisation pré ou post-opératoire.



POIGNET-DOIGTS (hors pouce)

3 à 4 doigts :

- Entorses, luxations ou fractures des doigts (P2/P3).
- Immobilisation pré ou post-opératoire.





Mesurer la
circonférence
au niveau du pli
de flexion du
poignet.



NOUVEAUTÉ

DONJOY[®]

DonJoy[®] DuoForm[™]

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.
- Arthrose du poignet.

Caractéristiques :

- **Large amplitude d'ouverture (pansement).**
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Eclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- Eclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôle de l'amplitude de mouvement.
- Tissu principal 3D pour un meilleur confort.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 104 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).



Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy[®] DuoForm[™]



Large amplitude d'ouverture (pansements..)



Désignation	Circ. du poignet	Code Article	Code GTIN
Pédiatrique - XS	11 - 14 cm	82-96130	0190446291558
S	14 - 16 cm	82-96132	0190446291565
M	16 - 19 cm	82-96133	0190446291572
L	19 - 21 cm	82-96134	0190446291589
XL	21 - 24 cm	82-96135	0190446291596

Prescrire : DonJoy[®] DuoForm[™]



Mesurer la
circonférence
au niveau du pli
de flexion du
poignet.



NOUVEAUTÉ

DONJOY[®]

DonJoy[®] RespiForm[™]

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.
- Arthrose du poignet.

Caractéristiques :

- **Design anatomique ajusté.**
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle.
- Eclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- 2 éclisses dorsales :
 - 1 semi-rigide côté pouce en aluminium,
 - 1 type spirale côté styloïde en acier ressort.
- Tissu Ozone[™]* pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 104 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).



Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy[®] RespiForm[™]



*Tissu Ozone[™] : confort et respirabilité - Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

Désignation	Circ. du poignet	Code Article	Code GTIN
Droite - Pédiatrique- XS	11 - 14 cm	82-96160	0190446297987
Droite - S	14 - 16 cm	82-96162	0190446295563
Droite - M	16 - 19 cm	82-96163	0190446297994
Droite - L	19 - 21 cm	82-96164	0190446298007
Droite - XL	21 - 24 cm	82-96165	0190446298014
Gauche - Pédiatrique- XS	11 - 14 cm	82-96150	0190446297949
Gauche - S	14 - 16 cm	82-96152	0190446295525
Gauche - M	16 - 19 cm	82-96153	0190446297956
Gauche - L	19 - 21 cm	82-96154	0190446297963
Gauche - XL	21 - 24 cm	82-96155	0190446297970

Prescrire : DonJoy[®] RespiForm[™]



Mesurer la
circonférence au
niveau du pli de
flexion du poignet.



NOUVEAUTÉ

DONJOY[®]

DonJoy[®] CarpaForm[™]

Indications :

- **Syndrome de canal carpien.**
- Ténosynovites, tendinopathies.

Caractéristiques :

- **Structure « exosquelette ».**
- Évidement de décompression au niveau du canal carpien permettant un soulagement.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle.
- Position neutre (port nocturne).
- Attelle totalement conformable.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 92 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 3 tailles (de S à L).



Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy[®] CarpaForm[™]

Désignation	Circ. du poignet	Code Article	Code GTIN
Droite - S	13 - 16,5 cm	82-96232	0190446296010
Droite - M	16,5 - 19,5 cm	82-96233	0190446296027
Droite - L	19,5 - 25 cm	82-96234	0190446296034
Gauche - S	13 - 16,5 cm	82-96222	0190446295983
Gauche - M	16,5 - 19,5 cm	82-96223	0190446295990
Gauche L	19,5 - 25 cm	82-96224	0190446296003

Prescrire : DonJoy[®] CarpaForm[™]



Mesurer la
circonférence
au niveau du pli
de flexion du
poignet.



NOUVEAUTÉ

DONJOY®

DonJoy® DuoForm™+

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet et du pouce.
- Tendinopathies.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Large amplitude d'ouverture (pansement).
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Système de serrage du pouce assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Eclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- Eclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôler l'amplitude de mouvement.
- L'éclisse de pouce en aluminium est semi-rigide, amovible, conformable et repositionnable pour permettre la bilatéralité de l'attelle.
- Crochets soudés sur toutes les sangles.
- Tissu principal 3D pour un meilleur confort.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 130 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).



Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy® DuoForm™+



Eclisse de pouce en aluminium amovible, conformable et repositionnable



MAIN
THERMOFORMABLE

Désignation	Circ. du poignet	Code Article	Code GTIN
Pédiatrique - XS	11 - 14 cm	82-96140	0190446291602
S	14 - 16 cm	82-96142	0190446291619
M	16 - 19 cm	82-96143	0190446291626
L	19 - 21 cm	82-96144	0190446291633
XL	21 - 24 cm	82-96145	0190446291640

Prescrire : DonJoy® DuoForm™+



Mesurer la
circonférence
au niveau du pli
de flexion du
poignet.



NOUVEAUTÉ

DONJOY[®]

DonJoy[®] RespiForm[™]+

Indications :

- Entorses et traumatismes du pouce et du poignet.
- Tendinopathies et ténosynovites (De Quervain...).
- Rhizarthrose.
- Immobilisation pré et post-opératoire.

Caractéristiques :

- **Design anatomique ajusté.**
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle.
- Système de serrage du pouce assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Eclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- 2 éclisses dorsales en acier ressort de type spirale.
- Eclisse de pouce en aluminium conformable et au design anatomique.
- Tissu Ozone^{™*} pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 116 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).



Désignation	Circ. du poignet	Code Article	Code GTIN
Droite - Pédiatrique - XS	11 - 14 cm	82-96180	0190446298175
Droite - S	14 - 16 cm	82-96182	0190446298182
Droite - M	16 - 19 cm	82-96183	0190446298199
Droite - L	19 - 21 cm	82-96184	0190446298205
Droite - XL	21 - 24 cm	82-96185	0190446298212
Gauche - Pédiatrique - XS	11 - 14 cm	82-96170	0190446298120
Gauche - S	14 - 16 cm	82-96172	0190446298137
Gauche - M	16 - 19 cm	82-96173	0190446298144
Gauche - L	19 - 21 cm	82-96174	0190446298151
Gauche - XL	21 - 24 cm	82-96175	0190446298168



Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy[®] RespiForm[™]+

Prescrire : DonJoy[®] RespiForm[™]+



Mesurer la
circonférence
au niveau du pli
de flexion du
poignet.



NOUVEAUTÉ

DONJOY®

DonJoy® ErgoForm™

Indications :

- Entorses et luxations du pouce.
- Rhizarthrose.

Caractéristiques :

- Eclisse de pouce aluminium semi-rigide et conformable.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur la sangle du poignet.
- Sangle de serrage au niveau du pouce, assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Tissu Ozone™* pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 48 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 2 tailles (T1 et T2).



Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy® ErgoForm™



*Tissu Ozone™ : confort et respirabilité - Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

Prescrire : DonJoy® ErgoForm™

Désignation	Circ. du poignet	Code Article	Code GTIN
T1	14 - 18 cm	82-96191	0190446298229
T2	18 - 22 cm	82-96192	0190446298236

MAIN
THERMOFORMABLE



Mesurer la
circonférence
au niveau du pli
de flexion du
poignet.



NOUVEAUTÉ

DONJOY[®]

DonJoy[®] RhizoForm[™]

Indications :

- Rhizarthrose.

Caractéristiques :

- Structure « exosquelette » anatomique pour un maintien accru.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur la sangle du poignet.
- Attelle conformable et aérée.
- Port diurne.
- Poignet libre de mouvement.
- Doublure interne On-Steam[®], matière antibactérienne, hypoallergénique, anti-odeur et thermorégulateur.
- Ultra légère (poids : 23 g).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 2 tailles (S/M et L/XL).



Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy[®] RhizoForm[™]

Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
Droite - S/M	13,5 - 16,5 cm	82-96292	0190446301714
Droite - L/XL	16,5 - 20 cm	82-96293	0190446301721
Gauche - S/M	13,5 - 16,5 cm	82-96242	0190446301738
Gauche - L/XL	16,5 - 20 cm	82-96243	0190446301707

*Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

Prescrire : DonJoy[®] RhizoForm[™]



Mesurer la longueur, depuis le poignet jusqu'à la 3^{ème} phalange du doigt (extrémité distale).



NOUVEAUTÉ

DONJOY®

DonJoy® DigiForm™

Indications :


- Entorses et luxations de doigts (1 à 2 doigts).
- Fractures non déplacées de doigts (1 à 2 doigts) au niveau P2/P3.
- Immobilisation pré ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Design profilé et épuré totalement ajustable.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Boucle au poignet permettant un réglage personnalisé.
- Sangles des doigts et palmaire amovibles et repositionnables.
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur la sangle du poignet.
- Coiffe anti-choc au niveau de la dernière phalange.
- Eclisse en aluminium conformable pour s'adapter au besoin du patient.
- Doublure en velours.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 75 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (de Pédiatrique/XS à L/XL).



Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy® DigiForm™



Désignation	Long. de la main	Code Article	Code GTIN
Pédiatrique/XS	11 - 15 cm	82-96200	0190446295730
S/M	15 - 19 cm	82-96202	0190446295754
L/XL	19 - 23 cm	82-96203	0190446295761

Prescrire : DonJoy® DigiForm™



Mesurer la
circonférence
au niveau du pli
de flexion du
poignet.



NOUVEAUTÉ

DONJOY®

DonJoy® DigiForm™ +

Indications :

- Entorses et luxations de doigts (3 ou 4 doigts hors pouce).
- Fractures de doigts au niveau P2/P3.
- Immobilisation pré ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Eclisse de doigts ajustable pour une immobilisation sélective de 3 ou 4 doigts.
- Eclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôle de l'amplitude de mouvement.
- Livré avec 2 chaussettes de protection de l'éclisse de doigts permettant une hygiène optimale.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 4 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 139 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).



Découvrez la vidéo de mise en place de la DonJoy® DigiForm™ +



Eclisse de doigts ajustable pour 3 ou 4 doigts



Désignation	Circ. du poignet	Code Article	Code GTIN
Pédiatrique - XS	11 - 14 cm	82-96210	0190446295778
S	14 - 16 cm	82-96212	0190446295808
M	16 - 19 cm	82-96213	0190446295815
L	19 - 21 cm	82-96214	0190446295822
XL	21 - 24 cm	82-96215	0190446295839

Prescrire : DonJoy® DigiForm™ +



DONJOY®

Attelle Grenouille

Indications :

- Assure l'immobilisation des articulations interphalangiennes proximales et distales.
- Entorse et luxation des dernières articulations du doigt.
- Fracture des 2 dernières phalanges.
- Traumatisme et plaies distales des doigts.

Caractéristiques :

- Attelles en aluminium facilement conformables pour un ajustement adéquat.
- Doublure capitonnée pour plus de confort.
- Livrée à l'unité.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

Désignation	Doigt	Taille Attelle	Code Article	Code ACL
S	Auriculaire	5,7 x 7 cm	71963	3401079016928
M	Annulaire, Majeur, Index	6,35 x 7,3 cm	71965	3401079017000
L	Pouce	7,6 x 8,9 cm	71967	3401079017178

Prescrire : Attelle Grenouille DonJoy®

DONJOY®

Attelle Baseball

Indications :

- Assure l'immobilisation des articulations interphalangiennes proximale et distale.
- Entorse et luxation des dernières articulations du doigt.
- Fracture des 2 dernières phalanges.
- Traumatisme et plaies distales des doigts.

Caractéristiques :

- Attelle en aluminium conformable capitonnée facilement ajustable pour le confort du patient.
- Livrée à l'unité.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

Désignation	Long. Attelle à plat	Code Article	Code ACL
S	10,1 cm	72093	3401045938537
M	11,4 cm	72095	3401045938766
L	12,7 cm	72097	3401045938827

Prescrire : Attelle Baseball DonJoy®



DONJOY[®]

Attelle Aluminium Mousse

Indications :

- **Maintien des phalanges proximales et distales.**
- Maintien métacarpophalangien.

Caractéristiques :

- **Attelle aluminium mousse découpable et conforme.**
- Livrée à l'unité.
- Disponible en 7 tailles (de 1,25 x 23 cm à 5 x 46 cm).

Désignation	Taille Attelle	Code Article	Code ACL
Attelle Alu Mousse	5 x 46 cm	72010	3401079114204
Attelle Alu Mousse	2,5 x 46 cm	72020	3401079114143
Attelle Alu Mousse	1,25 x 23 cm	72030	3401079113771
Attelle Alu Mousse	1,25 x 46 cm	72163	3401079113832
Attelle Alu Mousse	2 x 46 cm	72165	3401079114082
Attelle Alu Mousse	2 x 23 cm	72166	3401045613915
Attelle Alu Mousse	2,5 x 23 cm	72168	3401596430535

Prescrire : Attelle Aluminium Mousse DonJoy[®]

DONJOY[®]

Attelle Staxx

Indications :

- **Lésions de l'articulation distale (3^{ème} phalange - P3).**

Caractéristiques :

- **Kit Attelle Staxx : assortiment de 30 par boîte.**
- Composition d'un kit Attelle Staxx de 30 :
 - 3 x T1
 - 3 x T2
 - 3 x T3
 - 5 x T4
 - 4 x T5
 - 4 x T5,5
 - 4 x T6
 - 4 x T7
- Coloris : transparent. Pour le Kit : chair et transparent.
- Livrée à l'unité.
- En option : sangle de maintien (boîte de 25).
- Disponible en 8 tailles.

Désignation	Circ. Phalange*	Code Article	Code ACL
T1 - Transparent	4,5 cm	72251	3401079016058
T2 - Transparent	4,8 cm	72252	3401079016119
T3 - Transparent	5,1 cm	72253	3401079016287
T4 - Transparent	5,7 cm	72254	3401079016348
T5 - Transparent	6 cm	72255	3401079016409
T5,5 - Transparent	6,9 cm	72256	3401079016577
T6 - Transparent	7,2 cm	72257	3401079016638
T7 - Transparent	8,1 cm	72258	3401079016867

*Mesurer la circonférence 1^{ère} phalange sous l'ongle



Désignation	Code Article	Code ACL
Kit Attelle de doigt Staxx - Boite de 30 - Transparent	79-72260	3401076950638
Kit Attelle de doigt Staxx - Boite de 30 - Chair	79-72250	3401045616466
Sangles Attelle de doigt Staxx - Boite de 25	79-72240	3401045616237

Prescrire : Attelle Staxx DonJoy[®]

MAIN

ATTELLES THERMOFORMABLES




MAIN
THERMOFORMABLE

EXOS POIGNET MAIN

POIGNET-MAIN-DOIGTS

Attelles Thermoformables



LE SAVIEZ-VOUS ?

Une réelle alternative aux plâtres et résines classiques !

Grâce à sa technologie exclusive, Exos[™] est la seule marque à vous proposer une gamme d'orthèses thermoformables préformées, amovibles, ajustables, remodelables et étanches. Une solution innovante pour le traitement de fractures et autres lésions traumatiques du poignet et de la main.

OUVREZ, FERMEZ !

AMOVIBLE

Thermoformées selon la morphologie de votre patient, les orthèses Exos[™] peuvent se retirer facilement pour :

- Procéder à l'examen clinique de la zone fracturée, de la plaie ou de la cicatrice.
- Evaluer l'atrophie musculaire.
- Entamer la rééducation de façon précoce.
- Nettoyer la peau et l'orthèse.
- Retirer l'orthèse sans utiliser une scie à plâtre.

Matériau confortable et léger

Système de fermeture dynamique BOA[®]

Traitement anti-microbien

Lavable et résistante à l'eau



CHAUFFEZ, MODELEZ!

REMODELABLES

Les orthèses Exos™ sont remodelables pour :

- S'adapter aux fluctuations morphologiques au cours de la convalescence / rétablissement.
- Repositionner l'orthèse en fonction des besoins.
- Utiliser une seule orthèse pendant toute la durée du traitement.

AJUSTABLES

Les orthèses Exos™ sont munies du système exclusif de fermeture dynamique BOA® pour :

- Ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression excessive.
- Modifier la tension des lacets de façon personnalisée en cas d'atrophie musculaire.
- Améliorer le confort et l'ajustement pour le patient.

RÉSISTANTES À L'EAU

Les orthèses Exos™ sont waterproof, ce qui permet :

- Aux patients de ne pas entraver les soins d'hygiène quotidiens (douche, bain...).
- Aux enfants de ne pas restreindre leurs activités scolaires et ludiques.
- La pratique de sports aquatiques.
- Un séchage rapide de l'orthèse et de la peau, réalisé au moyen d'un sèche-cheveux, pour éviter toute macération indésirable.

ENTRETIEN FACILE

Les orthèses Exos™ garantissent une meilleure hygiène lors de la convalescence (ou le rétablissement voir la phase de consolidation/cicatrisation) :

- Lorsque cela est autorisé, le patient ou un professionnel de santé peut retirer l'attelle pour procéder aux soins de la plaie ou de la cicatrice.
- De la même façon, l'orthèse peut être lavée puis séchée à chaque fois que cela est nécessaire.
- Les odeurs sont réduites grâce au traitement anti-microbien de la couche interne.

RADIOTRANSARENTES ET LÉGÈRES

Les orthèses Exos™ sont radiotransparentes, idéal pour :

- Effectuer une radio sans retirer l'orthèse.
- Vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Les orthèses Exos™ sont beaucoup plus légères que les plâtres ou les résines.



Ouvrez l'orthèse et positionnez-la sur le membre du patient.



Modelez l'orthèse avec précaution et ajustez-la de manière confortable pour le patient.



Utilisez le système BOA® (bobine + lacets) et serrez en fonction des besoins du patient.



EXOS™ POIGNET MAIN

Accessoires	Code Article	Code ACL/GTIN
Anneau extenseur de four Exos™	800-XR	34 010 60118174
Ruban de finition bordures noir (paquet de 10 ex - 2 x 30,5 cm)	800-02-1111	34 015 21495974
Anneau de verrouillage BOA® (pour modèle Rhiza)	800-LR	34 015 21496056
Anneau de verrouillage BOA®	800-LR6	0190446262015
Mètre ruban Exos™	800-SIZINGTAPE	34 015 21496285
Manchon de protection Exos™ - XS/S	896-40-1111	34 015 63302766
Manchon de protection Exos™ - M	896-50-1111	34 015 63302827
Manchon de protection Exos™ - L/XL	896-60-1111	34 015 63303077

ATTELLES DE POUCE ET POIGNET-POUCE



EXOS™ POUCE II
Page 129



EXOS™ RHIZA
Page 130



EXOS™ POIGNET-POUCE COURT
Page 131

Pouce du skieur	●	●	
Entorses, luxations	●	●	●
Hyper-extension de l'articulation	●	●	
Fractures du scaphoïde			●

ATTELLES DE POIGNET-MAIN



EXOS™ POIGNET-MAIN
Page 132



EXOS™ POIGNET-MAIN LONG
Page 133

Fractures stables du poignet	●		
Lesions du carpe ou des ligaments	●		
Entorses graves du poignet		●	
Immobilisation Post-traumatique ou Post-Opératoire		●	

Attelles Doigts



EXOS™ DOIGT EXTERNE
Page 134



EXOS™ DOIGT INTERNE
Page 135

Fracture 2 ^{ème} /3 ^{ème} métacarpien	●		
Fracture 4 ^{ème} /5 ^{ème} métacarpien		●	

ATTELLES POIGNET-DOIGTS




EXOS™ BOXER EXTERNE
Page 136



EXOS™ BOXER INTERNE
Page 136

Fracture 2 ^{ème} /3 ^{ème} métacarpien	●		
Fracture 4 ^{ème} /5 ^{ème} métacarpien		●	

PRISE DE MESURE EXOS™

	Taille	Circ. Main
	XXS	16,5 - 18,5 cm
	XS	18,5 - 20 cm
	S	20 - 23 cm
	M	23 - 25,5 cm
	L	25,5 - 28 cm
XL	> 28 cm	



Recylum vous apporte une réponse simple et adaptée pour l'évacuation de vos équipements électriques.
www.recylum.com
Les attelles Exos™ sont garanties dans le cadre de l'utilisation stricte du four Exos™.



• EXOS POUCE II

- Indications :
 - Pouce du skieur, entorses, dislocations
 - Hyper-extension de l'articulation du pouce
- Tailles : XXS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
3 MINUTES



• EXOS RHIZA

- Indications :
 - Rhizarthrose
 - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
 - Fracture simple de la colonne du pouce
- Tailles : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES



• EXOS POIGNET-POUCE COURT

- Indications :
 - Fractures de la base du 1^{er} métacarpien
 - Entorses, luxations
- Tailles : XXS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES



• EXOS POIGNET-MAIN

- Indications :
 - Lésions du carpe ou des ligaments
 - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
- Tailles : XXS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
3 MINUTES



• EXOS POIGNET-MAIN LONG

- Indications :
 - Fractures stables de l'extrémité distale du radius et/ou cubitus
 - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
 - Entorses graves du poignet
- Tailles : XXS - XL - droite ou gauche


TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES



• EXOS DOIGT EXTERNE

- Indications :
 - Fractures phalangiennes des 2^{ème} et 3^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.
- Tailles : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES



• EXOS DOIGT INTERNE

- Indications :
 - Fractures phalangiennes des 4^{ème} et 5^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.
- Tailles : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES



• EXOS BOXER EXTERNE

- Indications :
 - Fractures du 2^{ème} et/ou 3^{ème} métacarpien
- Tailles : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES



• EXOS BOXER INTERNE

- Indications :
 - Fractures du 4^{ème} et/ou 5^{ème} métacarpien
- Tailles : XS - XL - droite ou gauche

TEMPS DE CHAUFFE* :
5 MINUTES



*A titre indicatif



Four

- **Lisez tous les avertissements, mesures de sécurité et autres instructions avant d'utiliser l'appareil dans le manuel correspondant.**
- Ce four a été conçu pour chauffer uniquement des produits Exos[™]. Ne chauffez aucun produit Exos[™] pendant plus de 15 minutes.
- Dimensions : 39,1 cm x 36,8 cm x 38,1 cm.
- Poids : 4,1 kg.
- Cycle de fonctionnement : continu.
- Plage de températures du four : température ambiante à 99 °C +/- 20%.
- Le four Exos[™] est 100% conforme à la directive RoHS.
- **Garantie 1 an.**



Désignation	Code Article	Code ACL
Four Exos [™]	800-OVEN-EURO	3401521495684

Accessoire	Code Article	Code ACL
Anneau d'extension de four Exos [™]	800-XR	3401060118174



Anneau d'extension de four Exos[™]





Mesurer la circonférence de la main.



Exos™ Pouce II

Indications :

- Pouce du skieur, entorses, dislocations.
- Hyper-extension de l'articulation du pouce.

Caractéristiques :

- Temps de chauffe : 3 minutes.
- Ouverture du pouce plus large adaptée à un plus grand nombre de morphologies.
- Revêtement Lycra®.
- Traitement anti-microbien.
- Bordure de finition autour du pouce pour un confort additionnel.
- Un four Exos™ est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- Modèles pédiatriques disponibles en version Pouce (XXS).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Droite - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	212-22-1111	0190446327103
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	212-32-1111	3401029568897
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	212-42-1111	3401029568958
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	212-52-1111	3401029569030
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	212-62-1111	3401029569269
Droite - XL - Noir	> 28 cm	212-72-1111	3401029569498
Gauche - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	212-21-1111	0190446327097
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	212-31-1111	3401029568149
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	212-41-1111	3401029568200
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	212-51-1111	3401029568378
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	212-61-1111	3401029568439
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	212-71-1111	3401029568668

Accessoires	Longueur	Code Article	Code GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : Exos™ Pouce II



REMODELABLES



RÉSISTANTES À L'EAU



RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE





Mesurer la
circonférence
de la main.



Exos™ Rhiza

Indications :

• Rhizarthrose.

- Entorse bénigne du poignet.
- Entorse bénigne à modérée de la colonne du pouce.
- Fracture simple de la colonne du pouce.

Caractéristiques :

• Temps de chauffe : 5 minutes.

- Revêtement Lycra®.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos™ est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



REMODELABLES



RÉSISTANTES
À L'EAU



RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	213-32-1111	3401563532316
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	213-42-1111	3401563532545
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	213-52-1111	3401563532606
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	213-62-1111	3401029502952
Droite - XL - Noir	> 28 cm	213-72-1111	3401029503034

Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	213-31-1111	3401029527627
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	213-41-1111	3401029527795
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	213-51-1111	3401029527917
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	213-61-1111	3401029528167
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	213-71-1111	3401029528228

Accessoires	Longueur	Code Article	Code GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : Exos™ Rhiza



Mesurer la circonférence de la main.



REMODELABLES



RÉSISTANTES À L'EAU



RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE

Exos™ Poignet-Pouce Court

Indications :

- Fractures de la base du 1^{er} métacarpien/scaphoïde.
- Entorses, luxations.

Caractéristiques :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Revêtement Lycra®.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos™ est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).



Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Droite - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	232-22-1111	0190446327387
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	232-32-1111	3401029566886
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	232-42-1111	3401029566947
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	232-52-1111	3401029567029
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	232-62-1111	3401029567197
Droite - XL - Noir	> 28 cm	232-72-1111	3401029567258

Gauche - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	232-21-1111	0190446327370
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	232-31-1111	3401029567548
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	232-41-1111	3401029567487
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	232-51-1111	3401029567609
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	232-61-1111	3401029567777
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	232-71-1111	3401029567838

Accessoires	Longueur	Code Article	Code GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : Exos™ Poignet-Pouce Court

MAIN
THERMOFORMABLE



Mesurer la
circonférence
de la main.



Modèle Spider



Exos™ Poignet-Main

Indications :

- Lésions du carpe ou des ligaments.
- Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe).

Caractéristiques :

- Temps de chauffe : 3 minutes.
- Revêtement Lycra®.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos™ est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Modèle pédiatrique coloris Spider disponible en 3 tailles (de XXS à S).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Droite - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	221-22-1111	3401041424935
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	221-32-1111	3401041425017
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	221-42-1111	3401041425185
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	221-52-1111	3401041425246
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	221-62-1111	3401041425307
Droit - XL - Noir	> 28 cm	221-72-1111	3401041425475
Gauche - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	221-21-1111	3401041423693
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	221-31-1111	3401041423983
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	221-41-1111	3401041424126
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	221-51-1111	3401041424355
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	221-61-1111	3401041424645
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	221-71-1111	3401041424706

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Droite - XXS - Spider	16,5 - 18,5 cm	221-22-2293	3401020235774
Droite - XS - Spider	18,5 - 20 cm	221-32-2293	3401020235835
Droite - S - Spider	20 - 23 cm	221-42-2293	3401020236207
Gauche - XXS - Spider	16,5 - 18,5 cm	221-21-2293	3401020235606
Gauche - XS - Spider	18,5 - 20 cm	221-31-2293	3401020236085
Gauche - S - Spider	20 - 23 cm	221-41-2293	3401020236146



REMODELABLES



RÉSISTANTES
À L'EAU



RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



Accessoires	Longueur	Code Article	Code GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124



Découvrez la vidéo de mise en place de l'attelle Exos™ Poignet-Main

Prescrire : Exos™ Poignet-Main



Mesurer la
circonférence
de la main.



Exos[™] Poignet-Main Long

Indications :

- Fractures stables de l'extrémité distale du radius et/ou cubitus.
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire.
- Entorses graves du poignet.

Caractéristiques :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Revêtement Lycra[®].
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos[™] est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Droite - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	311-22-1111	3401021480661
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	312-32-1111	0888912022750
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	312-42-1111	0888912022774
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	312-52-1111	0888912022804
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	312-62-1111	0888912022835
Droite - XL - Noir	> 28 cm	312-72-1111	0888912022859
Gauche - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	311-21-1111	3401021478880
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	312-31-1111	0888912022743
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	312-41-1111	0888912022767
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	312-51-1111	0888912022781
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	312-61-1111	0888912022828
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	312-71-1111	0888912022842
Accessoires	Longueur	Code Article	Code GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124



REMODELABLES



RÉSISTANTES
À L'EAU



RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



MAIN
THERMOFORMABLE



Mesurer la
circonférence
de la main.



Exos™ Doigt Externe

Indications :

- Immobilisation des fractures phalangiennes des 2^{ème} et 3^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.

Caractéristiques :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Autorise une mobilité complète du poignet.
- Revêtement velours.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos™ est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



REMODELABLES



RÉSISTANTES
À L'EAU



RADIOTRANSSPARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	126-32-1111	3401060109400
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	126-42-1111	3401060109431
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	126-52-1111	3401060109479
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	126-62-1111	3401060109486
Droite - XL - Noir	> 28 cm	126-72-1111	3401060109493
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	126-31-1111	3401060106706
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	126-41-1111	3401060106713
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	126-51-1111	3401060106737
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	126-61-1111	3401060106744
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	126-71-1111	3401060109394

Accessoires	Longueur	Code Article	Code GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124



Prescrire : Exos™ Doigt Externe



Découvrez la vidéo mise en place de l'Exos™ Doigt Externe



Mesurer la
circonférence
de la main.



Exos™ Doigt Interne

Indications :

- Immobilisation des fractures phalangiennes des 4^{ème} et 5^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.

Caractéristiques :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Autorise une mobilité complète du poignet.
- Revêtement velours.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos™ est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



REMODELABLES



RÉSISTANTES
À L'EAU



RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	125-32-1111	3401060106645
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	125-42-1111	3401060106652
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	125-52-1111	3401060106676
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	125-62-1111	3401060106683
Droite - XL - Noir	> 28 cm	125-72-1111	3401060106690
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	125-31-1111	3401060106591
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	125-41-1111	3401060106607
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	125-51-1111	3401060106614
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	125-61-1111	3401060106621
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	125-71-1111	3401060106638

Accessoires	Longueur	Code Article	Code GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124



Découvrez la vidéo mise en place de l'Exos™ Doigt Interne

Prescrire : Exos™ Doigt Interne



Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	326-32-1111	3401021482092
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	326-42-1111	3401021481903
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	326-52-1111	3401021481842
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	326-62-1111	3401021481781
Droite - XL - Noir	> 28 cm	326-72-1111	3401021481613

Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	326-31-1111	3401021480890
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	326-41-1111	3401021481033
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	326-51-1111	3401021481323
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	326-61-1111	3401021481491
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	326-71-1111	3401021481552



Exos™ Boxer Externe

Indications :

- Fractures du 2^{ème} et/ou 3^{ème} métacarpien.

Caractéristiques :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Revêtement velours.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos™ est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



REMODELABLES

RÉSISTANTES
À L'EAU

RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE

Accessoires	Longueur	Code Article	Code GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : Exos™ Boxer Externe



Exos™ Boxer Interne

Indications :

- Fractures du 4^{ème} et/ou 5^{ème} métacarpien.

Caractéristiques :

- Temps de chauffe : 5 minutes.
- Revêtement velours.
- Traitement anti-microbien.
- Un four Exos™ est nécessaire pour thermoformer l'attelle.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).



REMODELABLES

RÉSISTANTES
À L'EAU

RADIOTRANSARENTES



LÉGÈRES



AJUSTABLES



ENTRETIEN FACILE



Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	325-32-1111	3401021484454
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	325-42-1111	3401021484225
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	325-52-1111	3401021484164
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	325-62-1111	3401021483914
Droite - XL - Noir	> 28 cm	325-72-1111	3401021483853

Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	325-31-1111	3401021482962
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	325-41-1111	3401021483044
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	325-51-1111	3401021483273
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	325-61-1111	3401021483334
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	325-71-1111	3401021483624

Accessoires	Longueur	Code Article	Code GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : Exos™ Boxer Interne

EPAULE-COUDE

ECHARPE ÉPAULE


COUSSIN D'ABDUCTION

ATTELLES DE COUDE



EPAULE-COUDE

L'épaule est une articulation extrêmement mobile capable de réaliser des mouvements de grande envergure malgré la stabilité médiocre des structures qui la composent. Ce sont en effet de nombreux petits muscles et leurs tendons qui assurent l'essentiel de la stabilité de l'articulation et qui sont soumis à des frictions répétées pouvant être source d'inflammation et de ruptures.



IMMOBILISATION DE L'ARTICULATION

- **La chirurgie réparatrice** des tendons, dits de la coiffe des rotateurs, s'est considérablement développée au cours des dernières années et nécessite des immobilisations de quelques semaines, plaçant le tendon réparé en position relâchée.
- **Les fractures et luxations** de l'épaule sont les conséquences les plus fréquentes des traumatismes directs ou indirects (chute sur la main) et requièrent des immobilisations plus ou moins strictes selon la nature des dégâts anatomiques engendrés.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- Près de la moitié des consultations pour une douleur de l'épaule concerne **une atteinte de la coiffe des rotateurs**.
- La luxation antérieure de l'épaule est la plus fréquente de toutes les luxations (95%).
- La récurrence est d'autant plus fréquente que le patient est jeune : **90% de récurrence chez les patients de moins de 20 ans !**



- Les joueurs de tennis ne représentent que **5 à 10%** des personnes souffrant d'une épicondylite (tennis elbow) qui est beaucoup plus souvent corrélée à une activité professionnelle.

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES D'ATELLES POUR ACCOMPAGNER LE PATIENT DE FAÇON OPTIMALE DANS SON PROCESSUS DE GUÉRISON :

- **Les écharpes** : réduisent la mobilité de l'épaule et suppriment le poids du membre supérieur. Elles peuvent être proposées pour l'épaule en antalgique, les immobilisations non strictes pré ou post-opératoires ou la prévention de certaines complications (sub-luxation de l'épaule hémiplégique)

- **Les immobilisations type « Dujarier »** : immobilisation coude au corps évitant les mouvements d'abduction et de rotation. C'est l'immobilisation classique après luxation ou fracture de la tête de l'humérus ainsi qu'après chirurgie des épaules instables (interventions de Bankart ou de Latarjet)

- **Les immobilisations de détente tendineuse** : présence d'un coussin d'épaisseur variable plaçant l'épaule en abduction ou en rotation externe. La position place de façon sélective le tendon réparé en position de détente, favorable à sa cicatrisation.

- **Les anneaux claviculaires dits de « Delbet »** : maintiennent les épaules en position anatomique en évitant l'antépulsion du moignon de l'épaule qui peut être responsable d'une augmentation du déplacement de la fracture claviculaire.

- **Les orthèses d'immobilisation du coude** : évitent toute mobilité du coude ainsi que celle du poignet lorsque cela est nécessaire. Ces orthèses autorisent également la protection sélective des structures endommagées en limitant la mobilité du coude à un secteur angulaire pré-réglé.

- **Les contentions souples péri-tendineuses** : constituent le traitement de choix des épicondylites et épitrochléites. Elles réduisent les vibrations et les tensions au niveau des tendons et de leur insertion osseuse sur le coude et produisent un effet antalgique significatif.

**ECHARPES D'ÉPAULE
ET DE BRAS**

GILET GCI™
Page 140

IMMO™
Page 140

IMMOSCAP™ II
Page 141

**ECHARPE DE
CONTENTION**
Page 142

ECHARPE « BEAR »
Page 142

Traumatisme de l'épaule ou du coude	●	●	●	●	●
Luxation antéro-interne de l'épaule		●	●		
Luxation acromio-claviculaire			●		
Fracture de la clavicule	●	●	●		●
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus			●		
Tendinopathie coiffe des rotateurs	●			●	
Epaule de l'hémiplégique				●	


PSA 2
Page 143

ULTRASLING®
Page 144

ULTRASLING® IV
Page 144

ULTRASLING® IV AB
Page 145

ULTRASLING® IV ER
Page 145

Rupture coiffe des rotateurs (supra-épineux)	●			●	
Rupture coiffe des rotateurs (rotateurs externes)					●
Intervention de Bankart ou de Latarjet					●
Luxation antéro-interne épaule		●	●		●
Post-opératoire épaule (selon protocole)	●	●	●	●	●

**SANGLES ACROMIO-
CLAVICULAIRES**

CROMAX
Page 147

Fracture de la clavicule	●
--------------------------	---

ATTELLES DE COUDE

RANGER
Page 147

**BANDAGE PNEUMATIQUE
DE COUDE**
Page 148

CONDILAX™
Page 148

Lésion coude et avant-bras	●		
Fracture du coude	●		
Post-opératoire Coude	●		
Epicondylite		●	●
Epitrochléite		●	●
Reprise d'Activité			●

DONJOY[®]

Gilet GCI™

Indications :

- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic.
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, post-opératoire).
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgences.
- Immobilisation d'attente avant imagerie, examens complémentaires et/ou avis chirurgical.

Caractéristiques :

- Concept polyvalent permettant une utilisation en écharpe / contre-écharpe, avec ceinture de stabilisation amovible.
- Composé de 2 sangles indépendantes en mousse.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 2 tailles (Pédiatrique et Standard).

Désignation	Tour de poitrine	Code Article	Code ACL
Pédiatrique (2-9 ans)	≤ 75 cm	GCI-P	3401078921605
Standard	> 75 cm	GCI	3401072643633



Découvrez la vidéo de mise en place du gilet GCI™ DonJoy®

Prescrire : Gilet GCI™ DonJoy®

DONJOY[®]

Immo™

Indications :

- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic.
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, post-opératoire).
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgences.
- Immobilisation d'attente avant imagerie, examens complémentaires et/ou avis chirurgical.

Caractéristiques :

- Echarpe de bras avec sangles intégrées et ceinture de stabilisation amovible.
- Sangles en mousse doublées de tissu éponge.
- Le positionnement des sangles permet d'éviter toute pression cervicale.
- Code couleur par taille (biais).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique à XL).



Découvrez la vidéo de mise en place du gilet Immo™ DonJoy®

Prescrire : Immo™ DonJoy®

Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Tour Poitrine	Code Article	Code ACL
Pédiatrique	<23 cm	≤ 12 mois	225-P	3401563082590
XS	23 - 25 cm	+ ou -1 à 4 ans	225-01	3401076952700
S	26 - 29 cm	-	225-02	3401076965656
M	30 - 32 cm	< 95 cm	225-03	3401076965595
L	33 - 34 cm	> 95 cm	225-04	3401076965427
XL	35 - 37 cm	-	225-05	3401077454999



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).



DONJOY®

Immoscap™ II

Indications :


- Immobilisation coude au corps de type Dujarier.
- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Luxation acromio-claviculaire.
- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus.
- Fracture de la clavicule.
- Post-opératoire.
- Neurologie : paralysies, hémiplegies.
- Rhumatologie : périarthrite scapulo-humérale.

Caractéristiques :

- Gilet de contention et d'immobilisation de l'épaule et du membre supérieur dans son ensemble.
- Matière aérée et confortable grâce à des perforations dans la maille grattée.
- La structure de panneau unique enveloppe le membre affecté et facilite la mise en place : seul le support de coude est amovible.
- Sa forme anatomique permet le positionnement correct pour un rétablissement optimal tout en confort.
- La manchette d'épaule épouse parfaitement l'articulation et permet un maintien naturel en réduisant la pression sur les cervicales.
- Modèle bilatéral car réversible avec ses bandes auto-agrippantes ingénieuses.
- Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).



Bandes auto-agrippantes reversibles



Matière aérée et confortable grâce aux perforations dans la maille grattée

Désignation	Tour de poitrine	Code Article	Code GTIN
XS	< 90 cm	82-0018-1	0190446261391
S	91 - 100 cm	82-0018-2	0190446261407
M	101 - 110 cm	82-0018-3	0190446261414
L	111 - 120 cm	82-0018-4	0190446261421
XL	121 - 130 cm	82-0018-5	0190446261438
XXL	> 130 cm	82-0018-6	0190446261445



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immoscap™ II DonJoy®

Prescrire : Immoscap™ II DonJoy®



EPAULE
COUDE



Désignation	Long. Av.Bras-Main	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - Tissu	≤ 30 cm	EC01	3401077655853
Enfant/adolescent - Tissu	31 - 40 cm	EC11	3401077036218
Adulte normal - Tissu	41 - 50 cm	EC21	3401077036157
Adulte fort - Tissu	> 51 cm	EC31	3401077036096

DONJOY[®]

Echarpe de Contention

Indications :

- Immobilisation du membre supérieur sans immobilisation stricte de l'épaule.
- Immobilisation à visée antalgique pour les tendinopathies de la coiffe des rotateurs et le syndrome douloureux régional complexe de type I.
- Prévention de la subluxation inférieure de la tête humérale chez le patient hémiparétique.
- Immobilisation d'attente avant diagnostic et prise en charge thérapeutique adaptée.

Caractéristiques :

- Sangle arrière permettant une très bonne immobilisation avec un grand confort.
- Passe-pouce dans le manchon pour le confort et facilite la suspension du membre.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique à Adulte Fort).

Prescrire : Echarpe de Contention DonJoy[®]

DONJOY[®]

Echarpe « Bear »

Indications :

- Immobilisation post-opératoire ou post-traumatique de l'épaule et de l'avant-bras.
- Contention facile dans tous les cas nécessitant une mobilité réduite du membre supérieur (traumatismes de l'épaule ou du coude).

Caractéristiques :

- Manchon en textile à motifs colorés (mélange coton).
- Facilité de mise en place grâce au clip de fermeture.
- Peut-être utilisé en combinaison avec un plâtre.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 2 tailles (Pédiatrique - XS et Enfant - S).



Désignation	Dimensions Manchon	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	11,5 x 28 cm	79-99132	3401048404299
Enfant - S	16,5 x 33 cm	79-99133	3401048404350

Prescrire : Echarpe « Bear » DonJoy[®]



Mesurer du pli de flexion du coude au pli de flexion du poignet.



DONJOY[®]

PSA 2

Indications :

- Immobilisation de l'épaule à 30° d'abduction.
- Traitement fonctionnel de la rupture partielle du supra-épineux.
- Réparation chirurgicale de la rupture de la coiffe des rotateurs (supra-épineux).
- Acromioplastie.
- Immobilisation post-opératoire nécessitant la détente des abducteurs.

Caractéristiques :

- Coussin de forme anatomique pour un positionnement du bras précis et sécurisé.
- Sangles et fermetures conçues pour une manipulation facile.
- Sangle d'épaule avec coussinet pour alléger la pression autour du cou et des cervicales.
- Textile respirant empêchant l'accumulation de chaleur, confortable pour la peau.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 2 versions (petit modèle et modèle standard).



EPAULE
COUDE

Désignation	Long. Av. Bras	Code Article	Code ACL
Modèle standard gauche	> 25 cm	OX0390-2L	3401053656409
Modèle standard droit	> 25 cm	OX0390-2R	3401053656348
Petit modèle gauche	< 25 cm	OX0391-2L	3401053656119
Petit modèle droit	< 25 cm	OX0391-2R	3401053656058

Prescrire : PSA 2 DonJoy[®]



Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Code Article	Code ACL
S	< 31,5 cm	11-0138-2-13130	3401071294645
M	de 31,5 à 39,5 cm	11-0138-3-13130	3401072221176
L	> 39,5 cm	11-0138-4-13130	3401071294706

Prescrire : UltraSling® DonJoy®

DONJOY®

UltraSling®

Indications :

- Protocoles comportant une immobilisation.
- Réparation de la coiffe des rotateurs.
- Déplacement de la capsule articulaire.
- Procédures post-opératoires de Bankart.
- Luxation ou subluxation de l'articulation gléno-humérale.
- Distension / Réparation des tissus mous.

Caractéristiques :

- Facilité de mise en place.
- Matériau respirant.
- Passe-pouce dans le manchon pour le confort et facilite la suspension du membre.
- Livré avec coussin d'abduction 10°.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).

DONJOY®

UltraSling® IV

Indications :

- Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des structures antérieures.
- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Intervention de Bankart ou de Latarjet.
- Réparation chirurgicale du labrum et de la rupture de la coiffe des rotateurs (sous-scapulaire).

Caractéristiques :

- Système 3 points d'attache doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Permet de placer le bras dans plusieurs positions selon les exigences post-opératoires.
- Aide à prévenir les contractures post-opératoires en rotation interne.
- Favorise l'échange d'air auxiliaire pour réduire le risque d'infections secondaires.
- Le coussin profilé 15° fournit l'abduction nécessaire tout en soulageant la pression sur le nerf cubital.
- Panneau avant avec ouverture facile, favorisant les exercices avant-bras.
- Tissu à mailles évacuant l'humidité pour plus de confort, en particulier pour l'utilisation à long terme.
- Livré avec sa balle d'exercices pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de S à XL).



Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Code Article	Code ACL
S	< 28 cm	11-0445-2	3401029490044
M	28 - 33 cm	11-0445-3	3401029490105
L	33 - 38 cm	11-0445-4	3401029490273
XL	> 38 cm	11-0445-5	3401029490334



Découvrez la vidéo de mise en place de l'UltraSling® IV DonJoy®

Prescrire : UltraSling® IV DonJoy®



Désignation	Long. Av. Bras-Paume	Code Article	Code ACL
S	< 28 cm	11-0439-2	3401029491454
M	28 - 33 cm	11-0439-3	3401029491515
L	33 - 38 cm	11-0439-4	3401029491683
XL	> 38 cm	11-0439-5	3401029491744

Indications :

- Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des abducteurs.
- Réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs (supra-épineux).
- Acromioplastie.
- Traitement fonctionnel de la rupture partielle du supra-épineux.

DONJOY®

UltraSling® IV ER

Indications :

- Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des rotateurs externes.
- Réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs (infra-épineux et/ou petit rond).
- Traitement fonctionnel des ruptures tendineuses partielles de l'infra-épineux et/ou du petit rond.
- Luxation antéro-interne de l'épaule avec lésion de Bankart (protocole en rotation externe).

Caractéristiques :

- Système d'attache 3 points doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Le nouveau coussin profilé 15° fournit l'abduction nécessaire tout en soulageant la pression sur le nerf cubital.
- La doublure respirante en maille douce interne permet d'améliorer la ventilation.
- Disponible en 15° et 30°.
- Livré avec sa balle d'exercice pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de S à XL).

Prescrire : UltraSling® IV ER DonJoy®

DONJOY®

UltraSling® IV AB

Caractéristiques :

- Système d'attache 3 points doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Permet de placer le bras dans plusieurs positions selon les exigences post-opératoires.
- Aide à prévenir les contractures post-opératoires en rotation interne.
- La sangle de dérotation s'accroche à l'UltraSling® IV AB et empêche la rotation interne par le maintien du bras du patient en position neutre.
- Favorise l'échange d'air auxiliaire pour réduire le risque d'infections secondaires.
- Coussin large et confortable qui donne une abduction supérieure si nécessaire (45° ou 60°).
- Panneau avant avec ouverture facile, favorisant les exercices avant-bras.
- Tissu à mailles évacuant l'humidité pour l'utilisation à long terme.
- Livré avec sa balle d'exercice pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de S à XL).

Prescrire : UltraSling® IV AB DonJoy®



Désignation	Long. Av. Bras-Paume	Code Article	Code ACL
15° - S	< 28 cm	11-1304-2	3401029490563
15° - M	28 - 33 cm	11-1304-3	3401029490624
15° - L	33 - 38 cm	11-1304-4	3401029490792
15° - XL	> 38 cm	11-1304-5	3401029490853
30° - S	< 28 cm	11-1305-2	3401029490914
30° - M	28 - 33 cm	11-1305-3	3401029491164
30° - L	33 - 38 cm	11-1305-4	3401029491225
30° - XL	> 38 cm	11-1305-5	3401029491393



DONJOY[®]

Cromax

Indications :

- Traitement fonctionnel des fractures de la clavicule avec ou sans déplacement.
- Maintien confortable des épaules vers l'arrière.

Caractéristiques :

- Sangles acromio-claviculaires avec système d'attache dorsale.
- Attache dorsale par système auto-agrippant.
- Ces sangles permettent un maintien réglable de la traction.
- Les épaulières molletonnées assurent un bon confort.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de pédiatrique à grand adulte).

Désignation	Long. Carrure	Code Article	Code ACL
Pédiatrique	≤ 24 cm	H-CR120	3401078178337
Petit enfant	25 - 30 cm	H-CR124	3401078178276
Enfant	31 - 40 cm	H-CR121	3401074987018
Adulte	41 - 49 cm	H-CR122	3401074987186
Grand adulte	≥ 50 cm	H-CR123	3401078178566

Prescrire : Cromax DonJoy[®]

DONJOY[®]

Ranger

Indications :

- Immobilisation du coude et du poignet dans des amplitudes articulaires déterminées.
- Fracture de la palette humérale, de l'olécrane et de la tête radiale.
- Chirurgie ligamentaire du coude.
- Fractures de l'avant-bras nécessitant une immobilisation du coude et du poignet.

Caractéristiques :

- Cette attelle de coude articulée autorise le contrôle de l'amplitude du coude ainsi que du mouvement de pronation-supination du poignet.
- Amplitude réglable par incréments de 30°.
- Possibilité de blocage en extension totale ou dans une autre position (4 blocages possibles entre 90° et 180°).
- Coques semi-rigides pour le réglage et une meilleure contention.
- Charnières réglables protégées pour plus de sécurité.
- Les différents réglages du bras et de l'avant-bras permettent une parfaite adaptation au patient.
- Légère (550 g).
- Livré avec une sangle de maintien amovible.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).



Désignation	Long. Av. Bras-Paume	Code Article	Code ACL
S	20 - 29 cm	79-94200	3401077499716
M	29 - 37 cm	79-94210	3401077499884
L	37 - 48 cm	79-94220	3401077499945

Prescrire : Ranger DonJoy[®]



AIRCAST®

Bandage pneumatique de coude

Indications :

- Toutes tendinopathies d'insertion au niveau du coude.
- Epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (golf elbow).
- Prévention dans le cas d'activités physiques ou professionnelles.

Caractéristiques :

- Avec la cellule pneumatique amovible, la compression exercée est localisée sur le muscle extenseur, et non pas sur la circonférence du bras : davantage de maintien, constriction réduite.
- Modèle bilatéral.
- Taille unique.

Désignation	Circ. Coude	Code Article	Code ACL
Noir	20 - 35,5 cm	81-05AB	3401078504051

Prescrire : Bandage pneumatique de coude Aircast®

DONJOY®

Condilax™

Indications :

- Epicondylite et épitrochléite (tennis et golf elbow).
- Arthrose du coude.
- Reprise de l'activité après traumatisme ou chirurgie du coude.

Caractéristiques :


- Inserts épicondiliens silicone.
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).



Respirant,
biocompatible



Tricotage anatomique
& élasticité
multi-directionnelle



Compression
graduelle




Inserts silicone



Désignation	Circ. Coude	Code Article	Code ACL
T1	18 - 20 cm	S400B-1	3401096629903
T2	21 - 24 cm	S400B-2	3401097323831
T3	25 - 28 cm	S400B-3	3401097324081
T4	29 - 31 cm	S400B-4	3401097324142
T5	32 - 35 cm	S400B-5	3401097324203
T6	36 - 39 cm	S400B-6	3401097324371

Prescrire : Condilax® DonJoy®

TENS ELECTRODES SONDES DE RÉÉDUCATION





NOUVEAUTÉ FÉVRIER

chattanooga[®] Cefar TENS

Indications :

Cefar TENS est un stimulateur 2 canaux utilisé à la fois par les patients à domicile et les professionnels de santé afin de délivrer une stimulation électrique dans le cadre du soulagement de la douleur (TENS) et du travail musculaire (EMS/NMES).

TENS = Neurostimulation Electrique Transcutanée. Le TENS est une méthode efficace dans le soulagement de la douleur. Le TENS utilise les principes physiologiques du système nerveux pour soulager les douleurs aiguës comme chroniques.

Caractéristiques :

- **Batterie Lithium Polymère rechargeable sur secteur :** Charge rapide et complète en moins de 90 min permettant une autonomie de plus de 10h de traitement selon le type de programme et l'intensité utilisée.
- **1+1 :** Cefar Tens est un stimulateur 2 canaux indépendants. Il est ainsi possible d'utiliser le même programme sur les 2 canaux ou de combiner 2 programmes différents.

- **Compliance :** Suivi des séances réalisées par vos patients à domicile, nombre d'heure d'utilisation depuis la dernière remise à 0 et heure totale d'utilisation du dispositif.
- **Echelle de Douleur :** Enregistrement de l'évaluation de la douleur avant et après traitement sur une échelle numérique (1-10)
- **Verrouillage programme :** Permet de s'assurer que le patient utilisera uniquement le programme préconisé.
- **Clip ceinture pivotant 180° :** Permet de disposer les câbles vers le haut ou le bas selon la zone de stimulation concernée.
- **5 plages programmables :** Permet de créer jusqu'à 5 programmes personnalisés.
- **Mode Acupuncture :** Sélection du mode électro acupuncture pour usage clinique uniquement.
- **Garantie 3 ans**

Désignation	Code Article	Code GTIN
Cefar TENS	2053	0190446323501

Accessoires	Code Article	Code GTIN
Dura-Stick [®] Plus carré 50 x 50 - sachet de 4 électrodes	42198V	3401097547008
Chargeur rapide	2001	0190446323440
Jeu de 2 câbles à fiches bananes	1990	0190446323433
Pochette de transport	2049	0190446322436
Tour de cou et clip	2023	0190446323457
Clip ceinture	2037	0190446323464

Prescrire : Cefar TENS

Le Cefar TENS est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié BSI.
Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.





chattanooga®

Peristim Pro

Indications :

Rééducation périnéale dans le cadre d'incontinence d'effort, instabilité vésicale, incontinence mixte et neuromodulation du NTP (Nerf Tibial Postérieur).

Traitement à domicile.

Caractéristiques :

9 programmes pré-sélectionnés permettant de traiter l'incontinence de stress, l'incontinence mixte, l'incontinence d'impériosité, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation des points d'acupuncture dans le traitement de l'incontinence d'impériosité.

Guide du programme :

Des informations complètes concernant le programme à utiliser dans chaque cas particulier figurent dans le guide de l'utilisateur.

Stimulation utilisant une sonde vaginale et/ou anale ou des électrodes de surface pour la neuromodulation.

Programmable :

Le Peristim Pro vous permet d'ajouter 3 programmes personnalisés.

Grand écran rétroéclairé.

Autres avantages : fonction pause, verrouillage du programme, verrouillage par clé, conformité, auto-vérification.

Garantie 2 ans.

Désignation	Code Article	Code ACL
Peristim Pro	111.231+	3401045507436
Accessoires	Code Article	Code ACL
Dura-Stick Plus ronde diamètre 50 - sachet de 4 électrodes	42197V	3401097384405
Jeu de 2 câbles (écotaxe incluse)	1240	7640109605350
Kit chargeur 4 piles rechargeables (écotaxe incluse)	111.960	3401042205434
Clip ceinture, Tour de cou, mousqueton	1495	7640109605381

Prescrire : Peristim Pro

Le Peristim Pro est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié BSI.
Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

chattanooga®

Direct Tens

Indications :

- Soulagement de la douleur par neurostimulation transcutanée.
- Applications antalgiques.

Caractéristiques :

- Idéal pour la poursuite du traitement à domicile.
- Jusqu'à 13 programmes disponibles, dont Tens Gate Control, Burst/Endorphinique, Haute Fréquence, Mixte, Modulé, ...
- Navigation intuitive par zone anatomique.
- Verrouillage automatique du clavier après 10 secondes d'utilisation.
- Indicateur de charge.
- Timer ajustable : 1-59 minutes ou illimités (par défaut).
- Garantie 2 ans.
- Dimensions : 110 x 70 x 30 mm.
- Poids : 165 g.



Désignation	Code Article	Code GTIN
Direct Tens	2527116	0888912289535
Accessoires standards inclus		
Câble de stim Empi à l'unité	193068-100	0888912256568
Electrodes à fil - Dura-Stick® 50 x 50 mm - (x 4)	42190	0888912340854

Prescrire : Direct Tens Chattanooga®

Le Direct Tens est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié BSI.
Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.



Désignation	Code Article	Code ACL
Ø 32 mm (sachet de 4)	42219V	3401097384344
Ø 50 mm (sachet de 4)	42197V	3401097384405
50 x 90 mm (sachet de 4)	42199V	3401097384573
50 x 50 mm (sachet de 4)	42198V	3401097547008

chattanooga[®]

Dura-Stick[®] Plus

Avantages :

Qualité : Une longévité estimée à 40 séances et la technologie 1 000 brins favorisant une conduction optimale du courant.
La référence des électrodes sur le marché.

Caractéristiques :

Dessus : film textile non lavable.
Dessous : microtissage de fil métal.
Gel hypoallergénique Multistick[™].
Connexion universelle : électrodes à fil pour toutes les dimensions.

Informations :

Les électrodes Dura-Stick[®] Plus sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollage facilité.

D'un rapport qualité/prix sans égal, les électrodes Dura-Stick[®] Plus fil répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

Prescrire : Dura-Stick[®] Plus

chattanooga[®]

Dura-Stick[®] Premium

Avantages :

Souplesse : Particulièrement adaptées aux plis cutanés, articulations et toutes les zones au relief prononcé.
Une longévité estimée à plus de 60 séances.

Caractéristiques :

Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable.
Dessous : microtissage de fil métal.
Gel hypoallergénique Blue Gel.
Connexion : électrodes à fil.

Informations :

La gamme Dura-Stick[®] Blue Gel est idéale pour les patients à peau sensible présentant des irritations suite à l'utilisation d'électrodes traditionnelles.

Les électrodes Dura-Stick[®] Premium répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).



Désignation	Code Article	Code ACL
Blue Gel 50 x 50 mm (sachet de 4)	42211V	3401097384283
Blue Gel 40 x 90 mm (sachet de 4)	42212V	3401097384115

Prescrire : Dura-Stick[®] Premium



Sonde vaginale OVA

Indications :

Rééducation périnéale - Prévention post-partum et rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback.

Caractéristiques :

- **Electrodes latérales : Favorise un recrutement optimal et le confort de stimulation.**
- Design anatomique.
- Légèreté et col rétréci permettant les exercices debout.
- Hygiène optimale.
- Branchement 2 mm femelle universelle et renforcée.
- Tige indicatrice de contraction : en cas de contraction correcte, la tige descend, si ce n'est pas le cas, elle monte. Elle permet de visualiser les contractions, de faciliter le retour patient et l'apprentissage, et aide à l'évaluation des progrès réalisés en rééducation.
- Matière en contact avec la patiente : ABS et Stainless Steel biocompatible.
- Câble blindé en cuivre avec gaine PVC.
- Dimensions sonde :
 - Longueur : 9,4 cm.
 - Largeur : 2 cm.

Prescrire : Sonde Vaginale Saint-Cloud® OVA



Désignation	Code Article	Code GTIN
Sonde Vaginale Saint-Cloud® OVA	114.700+	0190446303787

La sonde vaginale Saint-Cloud® OVA est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié Presafe. Lire attentivement la notice. Fabricant : Everyway medical.



Sonde vaginale Saint-Cloud® Plus

Indications :

Rééducation périnéale - Prévention post-partum et rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback.

Caractéristiques :

- **Courbure anatomique respectant la morphophysiologie vaginale pour améliorer le confort et la qualité du recrutement musculaire.**
- Grandes électrodes à bandelettes ventro-latérales pour une meilleure surface de contact et une efficacité optimale.
- Colletterie de maintien amovible pour retrouver la bonne profondeur de stimulation à chaque séance.
- Déconnexion des câbles favorisant une immersion complète dans un bain désinfectant (type Stéranios®).
- Connectique 2 fiches bananes 2 mm.
 - Longueur : 12,8 cm.
 - Diamètre : 2,4 cm.

Prescrire : Sonde Vaginale Saint-Cloud® Plus



Désignation	Code Article	Code ACL
Sonde Vaginale Saint-Cloud® Plus 2 fiches bananes 2 mm	114.610+	3401075793687

Accessoires	Code Article	Code GTIN
Câble monopolaire pour sonde Saint-Cloud® Plus	114.901	-
Adaptateur DIN 3 Broches Mâle pour sonde 2 fiches bananes femelles	A14.920	-

La sonde vaginale Saint-Cloud® Plus est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.



Désignation	Code Article	Code ACL
Sonde Vaginale Saint-Cloud [®] Classic 2 bagues DIN 3 broches Mâle	114.502+	3401074459522

Accessoires	Code Article	Code GTIN
Adaptateur 2 fiches bananes pour sonde DIN 3 broches Mâle	A14.913	-

Prescrire : Sonde Vaginale Saint-Cloud[®] Classic

chattanooga[®]

Sonde vaginale Saint-Cloud[®] Classic 2 Bagues

Indications :

- Rééducation périnéale – Prévention post-partum et rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback.

Caractéristiques :

- **Étranglement améliorant le maintien dans le vagin tout en évitant l'expulsion lors des contractions.**
- Double électrodes bagues pour un recrutement circulaire sur tous les côtés de la paroi vaginale.
- Polissage des aspérités potentiellement inconfortables pour la patiente.
- Extrémité allongée de la sonde facilitant la prise en main et permettant une meilleure visualisation en stimulation comme en biofeedback.
- Connectique DIN 3 broches.
 - Longueur : 13 cm.
 - Diamètre : 2,5 cm.

La sonde vaginale Saint-Cloud[®] Classic est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

chattanooga[®]

Sonde Anale Saint-Cloud[®]

Indications :

- Rééducation ano-rectale par électrothérapie et biofeedback.

Caractéristiques :

- **Double recrutement musculaire (pubo-rectal et sphincter strié anal) assuré par une bague située au niveau de l'angle anorectale (angle 110°).**
- Languette de maintien amovible permettant le maintien à une main de la sonde par le patient et évitant ainsi l'expulsion en cours de séance.
- Connectique 2 fiches bananes 2 mm ou DIN 3 broches.
 - Longueur : 11 cm.
 - Diamètre : 1,3 cm.

Désignation	Code Article	Code ACL
Sonde Anale Saint-Cloud [®] Din 3 Broches	114.240+	3401079669704
Sonde Anale Saint-Cloud [®] 2 Fiches bananes 2 mm	114.242+	3401043101407

Prescrire : Sonde Anale Saint-Cloud[®]



La sonde anale Saint-Cloud[®] est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

CRYOTHERAPIE BIEN-ETRE





Désignation	Dimensions	Code Article	Code ACL
Chaud/Froid réutilisable	21 x 14 cm	AXP1	3401072645934
Chaud/Froid réutilisable	29 x 27 cm	AXP3	3401078921315

Fabricant : Danyang Rapid Aid

DONJOY[®]

Pack de Chaud/Froid Réutilisable

Indications :

Froid :

- **Post-opératoire (notamment orthopédique), traumatismes.** Le froid a un effet antalgique par ralentissement de conduction nerveuse. Il évite également la formation d'œdème et diminue l'importance de l'hématome.

Chaud :

- **Calme la douleur (torticolis, lumbago).**

Caractéristiques :

- **Pour le froid :** conservé dans une glacière ou un congélateur, il reste souple et remplace la vessie de glace.
- **Pour le chaud :** Réchauffer dans de l'eau chaude (60°) de 5 à 10 minutes et appliquer sur la peau protégée par un linge.
- Essuyer et appliquer sur la peau préalablement protégée par un linge.
- Livré avec sa housse de protection.
- Disponible en 2 formats : 21 x 14 cm et 29 x 27 cm.

Prescrire : Pack de Chaud/Froid Réutilisable DonJoy[®]

DONJOY[®]

Pack de Froid Instantané

Indications :

- **Usage instantané et unique : urgence de terrain, activités de loisirs.**

Caractéristiques :

- **Le froid a un effet antalgique par ralentissement de la conduction nerveuse.**
- Il évite également la formation d'œdème et diminue l'importance de l'hématome.
- Associe froid et compression (Protocole GREC) pour le pack avec strap (AXP4).
- Dimension : 21 x 14 cm.

Désignation	Dimensions	Code Article	Code ACL
Froid Instantané	21 x 14 cm	AXP2	3401072646184
Froid Instantané à Strap	21 x 14 cm	AXP4	3401521370455



Prescrire : Pack de Froid Instantané DonJoy[®]

DONJOY[®]

Bombes de Froid

Indications :

- Traumatologie sportive.

Caractéristiques :

- Apporte un froid local entraînant une diminution instantanée de la conduction nerveuse.
- Format pratique pouvant tenir dans un sac à main ou sac de sport.
- Disponible en 2 tailles (200 ml et 400 ml).

Désignation	Code Article	Code ACL
Bombe de Froid 200 ml	BMF200	3401072645705
Bombe de Froid 400 ml	BMF400	3401072645873

Prescrire : Bombes de Froid DonJoy[®]

DONJOY[®]

Talonnets « Heel Cups »

Indications :

- Talonnets silicone conçues pour l'absorption des chocs et l'amortissement de l'impact talon/sol.
- Soulagement de la douleur, réduction de la sensation d'inconfort en cas d'épine calcanéenne, de fasciite plantaire et de tendinites achilléennes.
- Permettent également d'amortir les vibrations exercées sur les articulations.

Caractéristiques :

- Silicone de qualité médicale qui ne se déforme pas, assurant ainsi un support et un confort à long terme.
- Partie centrale du talon plus souple pour atténuer la pression au niveau de la zone sensible.
- Vendues par paire.
- Talonnets bilatérales.
- Disponible en 3 tailles (XS, S/M et L/XL).

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
XS	< 37	81-81102	3401095087407
S/M	37 - 43	81-81103	3401095087575
L/XL	> 43	81-81107	3401095087636



Prescrire : Talonnets « Heel Cups » DonJoy[®]



DONJOY®

Semelles de Confort

Indications :

- **Semelle plantaire pour support amortissant, confort et fraîcheur.**
- Allègement de la pression et absorption des chocs au talon.
- Aide à la prévention des ampoules et des odeurs.

Caractéristiques :

- **Revêtement CoolMax™ : évacue la transpiration et maintient au sec.**
- Revêtement résistant à l'usure, anti-glisse et amortissant.
- Design anatomique pour un excellent soutien de la voûte plantaire.
- Renfort talonnier pour un support accru.
- Possibilité de découper la semelle pour un ajustement optimal.
- Ne contient pas de latex.
- Disponible en 5 tailles (de T1 à T5).

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
T1	36 - 37	82-0225-1	3401053653736
T2	38 - 39	82-0225-2	3401053653965
T3	40 - 41	82-0225-3	3401053654047
T4	42 - 43	82-0225-4	3401053654108
T5	44 - 46	82-0225-5	3401053654276

Prescrire : Semelles de Confort DonJoy®

DONJOY®

Housse de Protection

Indications :

- **Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies.**
- Botte ou gant hydrofuge totalement imperméable à l'eau.
- Protège le membre même lors d'une immersion totale.
- Facilite la toilette (bain ou douche).

Caractéristiques :

- **Réutilisable environ 50 fois.**
- Non stérilisable.
- Lors de l'immersion totale, bien chasser l'air au préalable.
- N'adhère pas à l'épiderme.
- Lavable.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (HP1 à HP3) et en taille enfant pour les « HP1 » et « HP2 ».



Fabricant : IPA

Désignation	Code Article	Code ACL
Membres inférieurs		
Taille unique	HP2	3401073943961
Taille enfant	HP2E	3401079539212
Membres supérieurs		
Taille unique	HP1	3401073943732
Taille enfant	HP1E	3401079539151
Coude - Genou		
Taille unique	HP3	3401078346712

Prescrire : Housse de Protection DonJoy®



Prescrire : Canne anglaise adulte DonJoy®

DONJOY®

Canne Anglaise

Indications :

- Destinée à l'aide à la marche en cas de blessures ou de besoin de stabilité.
- Usage à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques :

- Tube inférieur équipé d'un bouchon anti-bruit.
- Poignée design très confortable.
- Fabrication française.
- Existe en 2 modèles : Adulte (noir) et Enfant (turquoise/violet).
- Poids de la canne : 480g (Adulte) et 331g (Enfant).
- Poids supporté par canne : 150kg (Adulte) et 100kg (Enfant).

Modèle Adulte :

- Hauteur poignée-sol : de 77 à 98 cm.
- Hauteur appui-bras : 22 cm.
- Largeur repose-bras : 11 cm.

Modèle Enfant :

- Hauteur poignée-sol : de 55 à 77 cm.
- Accoudoir réglable : 11 à 21 cm.
- Largeur repose-bras : 7 cm.

Désignation	Taille patient	Code Article	Code ACL
Canne anglaise adulte - 6 paires	de 1,35 à 2 m	24-2000-U-36060	3401029528518
Canne anglaise enfant - la paire	< 1,30 m	11-2510-P-360710	3401081527320
Accessoires pour canne anglaise	Taille patient	Code Article	Code ACL
Embout de rechange pour canne anglaise	-	25-920100	34010 29528747
Clip de réglage pour canne anglaise	-	25-921019	3401081527269



Chatt Tape

Indications :

- Activation de la circulation.
- Diminution de la congestion lymphatique.
- Entretien du fonctionnement articulaire par stimulation proprioceptive et support mécanique.
- Soulagement de la douleur.

Caractéristiques :

- Bande adhésive de haute qualité assurant une élasticité semblable à celle de la peau (130-140% d'auto-extensibilité).
- Composé d'un support en coton et d'une masse adhésive acrylique hypo-allergénique.
- Imperméable, peut être porté plusieurs jours consécutifs.
- Application utilisant les principes de la kinésiologie.
- Commercialisé sous forme de rouleau de 5 m x 5 cm (boîte de 12 rouleaux).
- Disponible en 4 couleurs (beige, bleu, noir ou rose).

Prescrire : Chatt Tape Chattanooga®



Désignation	Code Article	Code ACL
Boîte de 12 rouleaux Beige	5001	-
Boîte de 12 rouleaux Bleu	5002	-
Boîte de 12 rouleaux Noir	5003	-
Boîte de 12 rouleaux Rose	5004	-

DONJOY[®]

Strapping

Indications :

- Traitement des entorses des ligaments latéraux, contention dans le cadre de légère laxité chronique, protection et prévention des récives d'entorses.

Caractéristiques :

- Bandes spandex extensibles en longueur et parfaitement rigides latéralement.
- Disponible en blanc et en noir.
- Contient du latex.
- Modèle bilatéral.
- Taille unique.

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Cheville blanc	Taille unique	S800	3401076950928
Cheville noir	Taille unique	S800N	3401060477646
Genou blanc	Taille unique	S900	3401072644982
Genou noir	Taille unique	S900N	3401060478476
Poignet blanc	Taille unique	S600	3401072644234
Poignet noir	Taille unique	S600N	3401060772970

Prescrire : *Strapping Poignet DonJoy[®]
Strapping Cheville DonJoy[®]
Strapping Genou DonJoy[®]*

DONJOY[®]

Bandes Rezin

Indications :

- Immobilisation des fractures, avant et après intervention chirurgicale, correction orthopédique.

Caractéristiques :

- Résine rigide polymérisable qui, après séchage complet, résiste à l'eau.
- Radiotransparente.
- Coloris crème.
- Contient du latex.

Désignation	Dimensions	Code Article	Code ACL
Surface ≥ 1800 cm ² et < 2700 cm ²	5 cm x 3,6 m	PC3702-W	3401043647622
Surface ≥ 2700 cm ² et < 3600 cm ²	7,5 cm x 3,6 m	PC3703-W	3401043647790
Surface ≥ 3600 cm ² et < 4500 cm ²	10 cm x 3,6 m	PC3704-W	3401043647851
Surface ≥ 4500 cm ² et < 5400 cm ²	12,5 cm x 3,6 m	PC3705-W	3401040937603



Prescrire : *Bandes Rezin DonJoy[®]*

PHARMACIE

Outils de Communication



Outils de communication Orthopédie

PLV



TOTEM ORTHO
MKGBS10



TRIANGLES VITRINE (KIT DE 4)
MKGBS245



TOTEM GAMME POIGNET DONJOY
MKGBS417



VITROPHANIE
MKGBS56



PRESENTOIRE DE COMPTOIR
MKGBS121



PANNEAU VITRINE ORTHO
MKGBS246



PANNEAU VITRINE PLAYXPERT DONJOY
MKGBS339

Outils de communication Orthopédie

BROCHURES / CATALOGUES




CATALOGUE PRESCRIPTEURS
MKGBS16



CATALOGUE PEDIATRIQUE
MKGBS5



BROCHURE AIRCAST PODALIB®
MKGBS229



FLYER APPLI DJO SELECT
MKGBS202



TRYPTIQUE REPRISE SPORTIVE
MKGBS306

AIRCAST Podalib™
LA LIBERTÉ DU MOUVEMENT ET LE CONFORT DE VIE

Avantages & intérêts de l'Aircast® Podalib® par rapport aux releveurs classiques :

- Pas de limitation de la flexion dorsale
- Pas de résistance excessive à la flexion plantaire
- Liberté articulaire de la cheville conservée
- Sollicitation des muscles en allongement pouvant induire ou améliorer le renforcement musculaire
- Stimulation de la proprioception
- Informations somesthésiques préservées
- Nombreuses possibilités de réglages

Ces avantages en font un véritable outil de rééducation

Le confort patient :

- Préservation du réglage dans le but :
 - de sentir comme une chaussure
 - de faciliter la mise en place à son aise
- Discret et esthétique
- Utilisation pied-nu et en milieu aquatique
- Souple et confortable
- Pas l'impression d'avoir un membre artificiel
- Matière respirante

50 RELEVEURS PAR AN RÉGÈNTS À DES ACTIONS HUMAINITAIRES

Excellent compromis entre démarche dynamique et tenue de la cheville procurant un bien-être physique et psychologique

Aircast® Podalib® s'adapte à tout type de chaussures ou pied nu (accessoire manchon)
Disponible en 4 tailles (dont une pédiatrique)

Diverses utilisations pour améliorer le quotidien

1 COULER ET DORMIR LA NUIT
2 POSITIONNER LA COULÈVE
3 LA VÉRIFICATION À LA CHAUSSURE
4 LA MARCHÉ
5 LA MARCHÉ
6 POUR ENLEVER ET REMPLIR LE COUSSINET

ATTENTES
- Pour enlever et remplir le coussinet
- Pour enlever et remplir le coussinet
- Pour enlever et remplir le coussinet

POSTER PODALIB® RECTO/VERSO
MKGBS279



POSTER ANATOMIQUE
LIV668



BROCHURE GAMME GONARTHROSE
MKGBS365



LES INCOLLABLES GAMME POIGNET
MKGBS415



BROCHURE GAMME POIGNET
MKGBS390

Outils de communication


CHAUSSURES



PRESENTOIR 6 CHUT
DR. COMFORT
MKGBS89



DISPLAY DE COMPTOIR
DR. COMFORT
LIV375




LEAFLET CHUT
DR. COMFORT
MKGBS28



PRESENTOIRE DE COMPTOIR
MKGBS121



PANNEAU VITRINE CHUT
DR. COMFORT
MKGBS30



PANNEAU VITRINE
CHAUSSURES DE CONFORT
DR. COMFORT
MKGBS385

Outils de communication


THERMOFORMABLES



TOTEM EXOS™
MKGBS88



POSTER EXOS™
LIV548



BROCHURE EXOS™
LIV628

Outils de communication

VITRINES



BUSTE
(LIVRÉ AVEC BOXER)
LIV130A



MANNEQUIN COMPLET
(LIVRÉ AVEC BOXER)
LIV151A



Veinax
**CATALOGUE
COMPRESSION
VEINEUSE
2019**

COLLANT DE MATERNITÉ CLASSE 2 MICROTRANS VEINAX

Une gamme d'**AIRCAST**[®]

DJO[®] POWERING MOTION™



DJO FRANCE - L'EXPERTISE DE GRANDES MARQUES AU SERVICE DE L'ORTHOPÉDIE

DJO Global® est le leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux de qualité commercialisés en France sous les marques **Aircast®**, **Chattanooga®**, **DonJoy®**, **Dr. Comfort®**, **Exos™** et **Veinax**.

DJO France dispose d'une gamme étendue de solutions visant à améliorer la santé musculaire, ostéo-articulaire, vasculaire et offrant également des solutions pour le traitement de la douleur.

DJO France propose une **gamme complète de compression veineuse, Veinax**, pour mieux répondre aux recommandations de la Haute Autorité de Santé.

Ce sont des dispositifs médicaux de classe I (selon la directive européenne 93/42/CEE) ayant pour but de soulager les troubles circulatoires tels que œdèmes, phlébites et thromboses en favorisant une pression progressive sur le bas de la jambe et de la cuisse.

Notre outil de fabrication basé aux États-Unis est à la pointe de la technologie avec une expertise internationale des différentes thérapies pour l'insuffisance veineuse.



INFORMATIONS DE COMMANDE

SERVICE CLIENTS



Le Service Clients est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :

- Du lundi au jeudi de 08h30 à 18h00 sans interruption
- Le vendredi de 08h30 à 17h00 sans interruption

COMMENT PASSER VOS COMMANDES ?



- Par téléphone : 05 59 52 86 90
- Par télécopie : 05 59 52 86 91
- Par e-mail : sce.cial@DJOglobal.com
- Par Pharma ML : contacter notre Service Clients pour plus de renseignements.
- Pour les envois vers les Drom-Com, veuillez contacter le Service Clients Drom-Com pour plus de renseignements au 05 40 39 60 67.

PROCÉDURES DE COMMANDE



- Numéro de compte : merci de vous munir de votre numéro de compte, si vous ne le connaissez pas, votre interlocuteur pourra le retrouver.
- Produits : veuillez indiquer le nom du produit, sa référence, sa taille, sa couleur ou son Code ACL/GTIN ainsi que la quantité souhaitée.

LIVRAISONS & EXPÉDITIONS



	COMMANDES STANDARDS	COMMANDES PHARMA ML
Délai d'expédition	24h	24h
Délai de livraison	24h à 48h	24h à 48h
Expédition le jour de la commande (dans la limite des stocks disponibles)	Commandes passées avant 15h par téléphone / fax	Commandes passées avant 13h
Franco de port	Commande ≥ 50 € HT Si commande < 50 € HT frais de port et d'emballage 6,50 € HT	Minimum de commande : 10 € HT
Livraison le samedi matin	Gratuite sur demande à préciser lors du passage de votre commande (fax, mail, téléphone) avant 15h le vendredi sous réserve que la commune soit livrable (contactez le Service Clients)	Non applicable

GARANTIE



- Nos produits sont en général dotés d'une garantie de 6 mois à partir de la date d'achat (date de la facture faisant foi), contre tous défauts de matériaux et de fabrication. La durée de garantie dépend du produit.
- Veuillez contacter le Service Réclamations pour de plus amples renseignements.

PRATIQUES DE RENVOI ET D'ÉCHANGE



- Pour procéder à un retour ou à l'échange d'un produit, veuillez contacter le Service Réclamations pour obtenir un numéro de renvoi. **Si tel n'est pas le cas, aucun avoir ne sera effectué.**
- En cas de reprise, le produit retourné doit être neuf, jamais porté et dans son emballage d'origine. **Si tel n'est pas le cas, aucun avoir ne sera effectué.**
- Adresse de retour : DJO France S.A.S. - Centre Européen de Fret - 3, rue de Bethar - 64990 Mouguerre.

FORMATIONS



- Nos équipes sont à votre disposition pour dispenser une formation sur l'ensemble de nos produits au sein de votre établissement.

DÉMARCHES QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT



 **ECO EMBALLAGES**
DJO France participe au programme français de tri et de recyclage des emballages ménagers.

 Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

Veinax

LA COMPRESSION VEINEUSE

L'insuffisance veineuse est une pathologie fréquente qui n'a pas pour seule conséquence des désagréments esthétiques ou de confort, elle témoigne également d'une mauvaise circulation dans les jambes qui se traduit par une stase veineuse qu'un praticien doit diagnostiquer et traiter le plus tôt possible.

DJO France propose en compression médicale sa gamme étendue de solutions visant à améliorer la santé vasculaire des utilisateurs en suivant les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé.

La gamme Veinax, c'est la bonne pression au bon endroit.

DJO France propose également une gamme hospitalière pour les patients en post-opératoire, VenaPure™.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- Tous les professionnels de santé peuvent prescrire de la compression veineuse : médecin généraliste, médecin du sport, chirurgien orthopédiste, phlébologue, angiologue, obstétricien, gynécologue, cardiologue, masseur kinésithérapeute et sages-femmes. Les infirmières ne sont autorisées aujourd'hui qu'à faire des renouvellements d'ordonnance.
- Si votre prise de mesure vient se situer entre deux tailles, DJO France préconise la taille supérieure.
- Il existe un consensus par les professionnels de santé pour admettre que la compression médicale est le traitement de base de toute IVC (Insuffisance Veineuse Chronique).
- Il vous suffit de nettoyer la bande autofixante de votre BMC (bas) avec de l'eau savonneuse pour lui redonner toute son adhérence.
- Certains de nos produits peuvent être proposés en pied ouvert.

Chez DJO France, il existe plusieurs gammes pour accompagner le patient :

- Gamme de compression veineuse classique - Veinax
- Gamme ATE - Veinax
- Gamme ATE Hospitalière - VenaPure™


LES RECOMMANDATIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Les recommandations de la HAS sont principalement de 4 ordres :

- Les pressions doivent être exprimées en mmHg et pas seulement en classe.
- Les bas de classe 1 (10 -15 mmHg) : pas d'indication retenue sauf en cas de superposition.
- Une stratification des indications cliniques (stades de la CEAP) en fonction des classes de pression.
- Une pression résiduelle minimale au mollet :
- pour les bas de 10 à 20 mmHg (classes 1 et 2), d'au moins de 75% de sa valeur à la cheville.
- pour les bas de 20 à 36 mmHg (classe 3) et > 36 mmHg (classe 4), de 50 à 80%.

CEAP	Pression de la cheville
C0S C1S	-
C2	15-20 mmHg (classe 2) ou 20-36 mmHg (classe 3)
C3	20-36 mmHg (classe 3)
C4	20-36 mmHg (classe 3)
C5	20-36 mmHg (classe 3) ou > 36 mmHg (classe 4)
C6	> 36 mmHg (classe 4)

*Source : HAS - Evaluation des dispositifs de compression médicale à usage individuel
Utilisation en pathologies vasculaires (septembre 2010)



LA CLASSIFICATION DE LA CEAP

Cette classification a été adoptée dans le monde entier pour décrire simplement les différentes formes de la maladie veineuse. Elle recouvre :

- ▶ Toutes les **anomalies cliniques** (ce que l'on voit).
- ▶ Toutes les **anomalies symptomatiques** (les plaintes du patient) de la maladie veineuse chronique du membre inférieur.




C0s Pas de signe visible ou palpable de maladie veineuse.



C1s Varicosités (ou télangiectasies) ou veines réticulaires (diamètre < 3 mm).



C2 Veines variqueuses ou varices (diamètre > 3 mm).



C3 Œdème veineux.



C4a Pigmentation (ou dermite ocre) et/ou eczéma veineux (ou dermite de stase).



C4b Hypodermite ou lipodermatosclérose (inflammation du tissu sous cutané), plaques d'atrophie blanche.



C5 Ulcère veineux cicatrisé.



C6 Ulcère veineux non cicatrisé.

UNE SITUATION PARTICULIÈRE : LA CLASSE 3

LE RÔLE DE LA CLASSE 3 EST SOULIGNÉ PAR LA HAS.

Il existe une peur de la classe 3 :

- Peur de ne pas pouvoir l'enfiler.
- Peur qu'elle soit inconfortable.
- Peur qu'elle ne soit pas portée.

Il en résulte donc une substitution vers la classe 2.

- Or, la classe 2 est réservée aux formes débutantes, symptomatiques de la maladie.
- La classe 3 a une place essentielle dans le traitement de la maladie veineuse organique (HAS).

LA GAMME VEINAX : C'EST LA BONNE PRESSION AU BON ENDROIT À LA CHEVILLE ET AU MOLLET

Basée sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la gamme Veinax a été développée pour mieux répondre à chaque stade de la maladie veineuse chronique.

LA CLASSE 3 : LA RÉPONSE VEINAX

Veinax Classe 3 Microtrans

DES INDICATIONS CLINIQUES CLAIRES ET SIMPLES À MÉMORISER

 Veinax **Classe 2** Microtrans, Transparent, Fantaisie et Coton

Pour soulager et prévenir

- Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante, varices de petit calibre.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde.
- Prévention (voyages et longs trajets en avion, phlébites et œdèmes).

 Veinax **Classe 3** Microtrans

Pour traiter les formes évoluées

- Troubles trophiques.
- Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde.

A noter : un niveau de compression mesuré peut varier selon les fabrications et la morphologie de l'individu.

UNE FINITION AVEC UNE QUALITÉ PREMIUM

Des produits de qualité pour renforcer l'efficacité.



COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE



COUTURE PLATE



LARGE BORD



BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR
SAUF BEIGE ECLAT



BANDE AUTOFIXANTE
MOTIF CHEVRON
BEIGE ECLAT

Dotée d'une **certification**
à échelle nationale.

- Respect des pressions annoncées
- Régularité de la dégressivité




UNE FORMATION DÉDIÉE VEINAX

Votre délégué est à votre disposition pour former votre équipe sur l'ensemble de nos produits et leur spécificité.

RETROUVEZ VOTRE DÉLÉGUÉ SUR
NOTRE CARTE DE FRANCE



COMMENT ENFILER DES BAS ?



- 1 Introduire la main dans le bas.
- 2 Retourner le bas sur l'envers jusqu'au talon tout en maintenant la main dans ce dernier.
- 3 Introduire le pied et le faire glisser avec précaution jusqu'à la pointe du bas. Placer correctement le talon pour éviter tout pli.
- 4 Dérouler avec précaution le bas sur la jambe et l'ajuster de manière uniforme.
- 5 Masser le produit pour répartir correctement la matière.

Lors de l'enfilage des bas, il faut faire attention de ne pas accrocher le produit avec vos ongles ou bague. Il faut éviter de tirer sur la partie de l'anti-glisse pour éviter toute détérioration.

A chaque patient sa PRISE DE MESURES !

Il est important de reprendre les mesures du patient à chaque nouvelle délivrance, en position debout sans chaussures et de préférence le matin.

SOMMAIRE COMPRESSION VEINEUSE

CLASSE 2 VEINAX



MICROTRANS FEMME

Page 8



TRANSPARENT FEMME

Page 12

Prévention (voyages et longs trajets, phlébites et œdèmes)

•

•

Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante

•

•

Varices de petit calibre

•

•

Prévention de la thrombose veineuse profonde

•

•



FANTAISIE FEMME

Page 14



COTON FEMME

Page 16



COTON HOMME

Page 16



**A.T.E.
ANTI-THROMBOSE**

Page 18

Prévention (voyages et longs trajets, phlébites et œdèmes)

•

•

•

Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante

•

•

•

Varices de petit calibre

•

•

•

Prévention de la thrombose veineuse profonde

•

•

•

•

CLASSE 3 VEINAX



MICROTRANS FEMME

Page 22



VEINAX ENFILE-BAS

Page 25

Troubles trophiques

•

Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde

•

RÉCAPITULATIF COLORIS GAMME VEINAX

CLASSE 2 MICROTRANS FEMME

Mi-Bas - Bas autofixant - Collant



BEIGE



BEIGE DES ILES
(SAUF COLLANTS)



MOKA



GRIS FUMÉ



BLEU MARINE



NOIR

CLASSE 2 MICROTRANS FEMME

Collant de maternité

NOUVEAUTÉ



BEIGE ECLAT



NOIR

CLASSE 2 MICROTRANS FEMME PIED OUVERT

Mi-Bas

Bas autofixant



BEIGE



BEIGE DES ILES

CLASSE 2 TRANSPARENT FEMME

Mi-Bas - Bas autofixant - Collant



NUAGE



BEIGE ECLAT



BEIGE DISCRET



BEIGE



GRIS FUMÉ



NOIR

CLASSE 2 TRANSPARENT FEMME PIED OUVERT

Mi-Bas

Bas autofixant



BEIGE ECLAT




BEIGE DISCRET




BEIGE

CLASSE 2 FANTASIE FEMME

Mi-Bas - Bas autofixant - Collant




NOIR
PETITS LOSANGES



NOIR
GRANDS LOSANGES

CLASSE 2 COTON FEMME


Mi-Bas



DUNE



GRIS FUMÉ



NOIR

CLASSE 2 COTON HOMME

Chaussettes



SABLE



MARRON



BLEU MARINE



GRIS



NOIR

CLASSE 2 COTON HOMME

Bas autofixant



NOIR

CLASSE 2 A.T.E. ANTI-THROMBOSE

Bas Anti-Thrombose



BLANC

CLASSE 3 MICROTRANS FEMME

Mi-Bas - Bas autofixant - Collant



BEIGE



NOIR

Classe 2

15-20 mmHg

20-27 Hpa

Classe 2

POUR SOULAGER ET PRÉVENIR

- Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante, varices de petit calibre.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde.

Microtrans



- BEIGE
- BEIGE DES ILES
- MOKA
- GRIS FUMÉ
- BLEU MARINE
- NOIR

COLLANT DE MATERNITÉ

- BEIGE ECLAT
- NOIR

Transparent



- NUAGE
- BEIGE ECLAT
- BEIGE DISCRET
- BEIGE
- GRIS FUMÉ
- NOIR

Fantaisie



- NOIR PETITS LOSANGES
- NOIR GRANDS LOSANGES

Coton Femme



- DUNE
- GRIS FUMÉ
- NOIR

Coton Homme




- SABLE
- MARRON
- BLEU MARINE
- GRIS
- NOIR

Classe 2

Microtrans

- Microfibre extra douce et résistante.
- Coutures extra plates.
- Intérieur doux pour peaux sensibles.
- Bout de pied extensible, s'adapte à toutes les morphologies.
- Semelle renforcée.
- Renfort au talon.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.



PRISE DE MESURES MI-BAS, BAS, COLLANT

TAILLE	A CHEVILLE	B MOLLET	C- CUISSE -	C CUISSE	C+ CUISSE +	F HANCHE
0	16-18	26-29	-	42-52	-	-
1	18-20	29-32	38-44	45-56	54-60	105-135
2	20-23	32-36	42-48	48-59	60-66	115-145
3	23-26	36-40	46-52	51-62	66-72	125-155
4	26-29	40-44	50-56	54-65	72-78	135-165
5	29-33	43-48	-	62-74	-	145-175

① Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40


② Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR



COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE




LARGE BORD









Veinax Microtrans


Classe 2







MI-BAS CLASSE 2




TAILLE						
	BEIGE	BEIGE DES ILES	MOKA	GRIS FUMÉ	BLEU-MARINE	NOIR
0 NORMAL	3401597365010	-	-	-	-	3401063751033
0 LONG	3401551003217	-	-	-	-	3401063750661
1 NORMAL	3401021293247	3401054355769	3401021294138	3401563022800	3401060040956	3401021295029
1 LONG	3401021293308	3401054356421	3401021294367	3401563022398	3401060040864	3401021295197
2 NORMAL	3401021293476	3401054356070	3401021294428	3401563022978	3401060040987	3401021295258
2 LONG	3401021293537	3401054356599	3401021294596	3401563022459	3401060040871	3401021295319
3 NORMAL	3401021293766	3401054356131	3401021294657	3401563023050	3401060041007	3401021295487
3 LONG	3401021293827	3401054356650	3401021294718	3401563022688	3401060040901	3401021295548
4 NORMAL	3401021293995	3401054356360	3401021294886	3401563023111	3401060041021	3401021295609
4 LONG	3401021294077	3401054356711	3401021294947	3401563022749	3401060040918	3401021295777
5 NORMAL	3401597366888	-	-	-	-	3401063751323
5 LONG	3401548808023	-	-	-	-	3401063750951

BAS AUTOFIXANT CLASSE 2




TAILLE						
	BEIGE	BEIGE DES ILES	MOKA	GRIS FUMÉ	BLEU-MARINE	NOIR
0 NORMAL	3401597135699	-	-	-	-	3401063756236
0 LONG	3401597134920	-	-	-	-	3401063756007
1 NORMAL	3401021295838	3401054359491	3401021296897	3401563021100	3401060041038	3401021297788
1 LONG	3401021296088	3401054360381	3401021296958	3401563021797	3401060041083	3401021297849
2 NORMAL	3401021296149	3401054359781	3401021297030	3401563021278	3401060041045	3401021297900
2 LONG	3401021296200	3401054360442	3401021297269	3401563021858	3401060041090	3401021298099
3 NORMAL	3401021296378	3401054359903	3401021297320	3401563021339	3401060041069	3401021298150
3 LONG	3401021296439	3401054360671	3401021297498	3401563022169	3401060041106	3401021298211
4 NORMAL	3401021296668	3401054360152	3401021297559	3401563021629	3401060041076	3401021298389
4 LONG	3401021296729	3401054360961	3401021297610	3401563022220	3401060041120	3401021298440
5 NORMAL	3401597135750	-	-	-	-	3401063756465
5 LONG	3401597135170	-	-	-	-	3401063756175






CUISSE - & CUISSE +



1C- NORMAL	3401562374535	-	-	-	-	3401562266793
1C- LONG	3401562342657	-	-	-	-	3401562287446
1C+ NORMAL	3401551081857	-	-	-	-	3401551049451
1C+ LONG	3401551081918	-	-	-	-	3401551049512
2C- NORMAL	3401162381162	-	-	-	-	3401562295311
2C- LONG	3401562342718	-	-	-	-	3401562313213
2C+ NORMAL	3401551082229	-	-	-	-	3401551080737
2C+ LONG	3401551082397	-	-	-	-	3401551081277
3C- NORMAL	3401162430051	-	-	-	-	3401562312322
3C- LONG	3401562345498	-	-	-	-	3401562334782
3C+ NORMAL	3401551082458	-	-	-	-	3401551081338
3C+ LONG	3401551082519	-	-	-	-	3401551081567
4C- NORMAL	3401162430112	-	-	-	-	3401562313152
4C- LONG	3401562373125	-	-	-	-	3401562335673
4C+ NORMAL	3401551085350	-	-	-	-	3401551081628
4C+ LONG	3401551089082	-	-	-	-	3401551081796


COLLANT CLASSE 2





TAILLE					
	BEIGE	MOKA	GRIS FUMÉ	BLEU-MARINE	NOIR
0 NORMAL	3401521372176	-	-	-	3401063756694
0 LONG	3401596940102	-	-	-	3401063751262
1 NORMAL	3401021299560	3401021300372	3401563023289	3401060041175	3401021301324
1 LONG	3401021299621	3401021300433	3401563037019	3401060041137	3401021301492
2 NORMAL	3401021299799	3401021300662	3401563023340	3401060041182	3401021301553
2 LONG	3401021299850	3401021300723	3401563057468	3401060041144	3401021301614
3 NORMAL	3401021299911	3401021300891	3401563023401	3401060041199	3401021301782
3 LONG	3401021300082	3401021300952	3401563060659	3401060041151	3401021301843
4 NORMAL	3401021300143	3401021301034	3401563028253	3401060041212	3401021301904
4 LONG	3401021300204	3401021301263	3401563062899	3401060041168	3401021302093
5 NORMAL	3401521372237	-	-	-	3401063756755
5 LONG	3401574238092	-	-	-	3401063756526

NOUVEAUTÉ

COLLANT DE MATERNITE CLASSE 2



TAILLE		
	BEIGE ECLAT	NOIR
0 NORMAL	-	-
0 LONG	-	-
1 NORMAL	0190446320357	0190446320463
1 LONG	0190446320302	0190446320401
2 NORMAL	0190446320364	0190446320470
2 LONG	0190446320319	0190446320425
3 NORMAL	0190446320371	0190446320487
3 LONG	0190446320326	0190446320432
4 NORMAL	0190446320388	0190446320494
4 LONG	0190446320333	0190446320449
5 NORMAL	0190446320395	0190446320500
5 LONG	0190446320340	0190446320456

Classe 2

Microtrans Pied Ouvert

- Microfibre extra douce et résistante.
- Coutures extra plates.
- Intérieur doux pour peaux sensibles.
- Bout de pied extensible, s'adapte à toutes les morphologies.
- Semelle renforcée.
- Renfort au talon.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.



BANDE AUTOFIXANTE
AVEC MOTIF FLEUR



COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE



LARGE BORD



BANDE AUTOFIXANTE
AVEC MOTIF FLEUR



COUTURE PLATE



LARGE BORD

Veinax Microtrans

Classe 2



MI-BAS PIED OUVERT CLASSE 2

TAILLE	BEIGE	BEIGE DES ILES
0 NORMAL	-	-
0 LONG	-	-
1 NORMAL	3401528512742	3401054356889
1 LONG	3401528513633	3401054357251
2 NORMAL	3401528512803	3401054356940
2 LONG	3401528513114	3401054357541
3 NORMAL	3401528512971	3401054357022
3 LONG	3401528513862	3401054357770
4 NORMAL	3401528513053	3401054357190
4 LONG	3401528513923	3401054358203
5 NORMAL	-	-
5 LONG	-	-



BAS AUTOFIXANT PIED OUVERT CLASSE 2

TAILLE	BEIGE	BEIGE DES ILES
0 NORMAL	-	-
0 LONG	-	-
1 NORMAL	3401021298501	3401054361043
1 LONG	3401021298679	3401054362163
2 NORMAL	3401021298730	3401054361272
2 LONG	3401021298969	3401054362392
3 NORMAL	3401021299041	3401054361562
3 LONG	3401021299102	3401054362514
4 NORMAL	3401021299270	3401054361791
4 LONG	3401021299331	3401054362682
5 NORMAL	-	-
5 LONG	-	-



BAS AUTOFIXANT PIED OUVERT CLASSE 2

TAILLE	BEIGE
1 C- NORMAL	3401162435834
1 C- LONG	3401162436725
1 C+ NORMAL	3401562095287
1 C+ LONG	3401562100523
2 C- NORMAL	3401162436084
2 C- LONG	3401162436954
2 C+ NORMAL	3401562126837
2 C+ LONG	3401162178410
3 C- NORMAL	3401162436206
3 C- LONG	3401162437265
3 C+ NORMAL	3401562186510
3 C+ LONG	3401562194904
4 C- NORMAL	3401162436374
4 C- LONG	3401162437845
4 C+ NORMAL	3401562198056
4 C+ LONG	3401562204061

Veinax Transparent



MI-BAS PIED OUVERT CLASSE 2

TAILLE	BEIGE ECLAT	BEIGE DISCRET	BEIGE
0 NORMAL	-	-	-
0 LONG	-	-	-
1 NORMAL	0190446292210	0190446292258	3401528514005
1 LONG	0190446292173	0190446292296	3401528514524
2 NORMAL	0190446292227	0190446292265	3401528514173
2 LONG	0190446292180	0190446292302	3401528514692
3 NORMAL	0190446292234	0190446292272	3401528514234
3 LONG	0190446292197	0190446292319	3401528514753
4 NORMAL	0190446292241	0190446292289	3401528514463
4 LONG	0190446292203	0190446292326	3401528514814
5 NORMAL	-	-	-
5 LONG	-	-	-




BAS AUTOFIXANT PIED OUVERT CLASSE 2

TAILLE	BEIGE ECLAT	BEIGE DISCRET	BEIGE
0 NORMAL	-	-	-
0 LONG	-	-	-
1 NORMAL	0190446292135	0190446292333	3401528515354
1 LONG	0190446292098	0190446292371	3401528514982
2 NORMAL	0190446292142	0190446292340	3401528515415
2 LONG	0190446292104	0190446292388	3401528515064
3 NORMAL	0190446292159	0190446292357	3401528515583
3 LONG	0190446292111	0190446292395	3401528515125
4 NORMAL	0190446292166	0190446292364	3401528515644
4 LONG	0190446292128	0190446292401	3401528515293
5 NORMAL	-	-	-
5 LONG	-	-	-

Classe 2 Transparent

- La compression en toute discrétion.
- Solidité optimisée.
- Coutures extra plates.
- Bande autofixante avec couture bord à bord.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.



PRISE DE MESURES MI-BAS, BAS, COLLANT

TAILLE	A CHEVILLE	B MOLLET	C CUISSÉ
0	16-18	26-29	42-52
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65
5	29-33	43-48	62-74

ⓓ Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

ⓔ Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR



COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE



LARGE BORD









Veinax Transparent

Classe 2









MI-BAS CLASSE 2

TAILLE							
		NUAGE	BEIGE ECLAT	BEIGE DISCRET	BEIGE	GRIS FUMÉ	NOIR
0	NORMAL	-	0190446291763	-	3401063757127	-	3401563682677
	LONG	-	0190446291657	-	3401063756816	-	3401563681908
1	NORMAL	3401021308248	0190446291770	3401563793601	3401021307418	3401041378719	3401021309139
	LONG	3401021308309	0190446291701	3401563793199	3401021307586	3401041379198	3401021309368
2	NORMAL	3401021308477	0190446291787	3401563793830	3401021307647	3401041378887	3401021309429
	LONG	3401021308538	0190446291725	3401563793250	3401021307708	3401041379259	3401021309597
3	NORMAL	3401021308767	0190446291794	3401563794080	3401021307876	3401041378948	3401021309658
	LONG	3401021308828	0190446291732	3401563793311	3401021307937	3401041379310	3401021309719
4	NORMAL	3401021308996	0190446291800	3401563794370	3401021308019	3401041379020	3401021309887
	LONG	3401021309078	0190446291749	3401563793489	3401021308187	3401041379488	3401021309948
5	NORMAL	-	0190446291817	-	3401063757295	-	3401563682967
	LONG	-	0190446291756	-	3401063757066	-	3401563682448









BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

TAILLE							
		NUAGE	BEIGE ECLAT	BEIGE DISCRET	BEIGE	GRIS FUMÉ	NOIR
0	NORMAL	-	0190446291893	-	3401563791188	-	3401563688303
	LONG	-	0190446291824	-	3401563790877	-	3401563683278
1	NORMAL	3401021316403	0190446291909	3401564255689	3401021310029	3401041379549	3401021317462
	LONG	3401021316571	0190446291831	3401563794660	3401021310197	3401041380088	3401021317523
2	NORMAL	3401021316632	0190446291916	3401564326341	3401021310258	3401041379600	3401021317691
	LONG	3401021316861	0190446291848	3401563794721	3401021310319	3401041380149	3401021317752
3	NORMAL	3401021316922	0190446291923	3401564326631	3401021310487	3401041379778	3401021317813
	LONG	3401021317004	0190446291862	3401563795322	3401021316113	3401041380200	3401021317981
4	NORMAL	3401021317172	0190446291930	3401564327003	3401021316281	3401041379839	3401021318063
	LONG	3401021317233	0190446291879	3401563795780	3401021316342	3401041380378	3401021318124
5	NORMAL	-	0190446291947	-	3401563791249	-	3401563688471
	LONG	-	0190446291886	-	3401563791010	-	3401563682738




COLLANT CLASSE 2

TAILLE							
		NUAGE	BEIGE ECLAT	BEIGE DISCRET	BEIGE	GRIS FUMÉ	NOIR
0	NORMAL	-	0190446292012	-	3401563792949	-	3401563689713
	LONG	-	0190446291954	-	3401563791478	-	3401563688013
1	NORMAL	3401021319015	0190446292029	3401564328352	3401021318292	3401041380439	3401021319992
	LONG	3401021319183	0190446291961	3401564327690	3401021318353	3401041380958	3401021320073
2	NORMAL	3401021319244	0190446292036	3401564328413	3401021318414	3401041380668	3401021320134
	LONG	3401021319305	0190446291978	3401564327812	3401021318582	3401041381030	3401021320363
3	NORMAL	3401021319473	0190446292043	3401564328581	3401021318643	3401041380729	3401021320424
	LONG	3401021319534	0190446291985	3401564328062	3401021318704	3401041381269	3401021320592
4	NORMAL	3401021319763	0190446292050	3401564328642	3401021318872	3401041380897	3401021320653
	LONG	3401021319824	0190446291992	3401564328291	3401021318933	3401041381320	3401021320714
5	NORMAL	-	0190446292074	-	3401563793021	-	3401563706144
	LONG	-	0190446292005	-	3401563792710	-	3401563689652

Classe 2 Fantaisie

- Solidité optimisée.
- Coutures extra plates.
- Fibre biocompatible.
- Bande autofixante à fleurs.
- Motifs Petits Losanges et Grands Losanges.
- Sans latex.



PRISE DE MESURES MI-BAS, BAS, COLLANT

TAILLE	A CHEVILLE	B MOLLET	C CUISSÉ
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

D Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

E Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



Veinax Fantaisie

Classe 2



MI-BAS CLASSE 2

TAILLE	● NOIR - PETITS LOSANGES	● NOIR - GRANDS LOSANGES
1 NORMAL	3401021280810	3401021279920
1 LONG	3401021280988	3401021280001
2 NORMAL	3401021281060	3401021280179
2 LONG	3401021281121	3401021280230
3 NORMAL	3401021281299	3401021280469
3 LONG	3401021281350	3401021280520
4 NORMAL	3401021281411	3401021280698
4 LONG	3401021281589	3401021280759



BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

TAILLE	● NOIR - PETITS LOSANGES	● NOIR - GRANDS LOSANGES
1 NORMAL	3401021282470	3401021281640
1 LONG	3401021282531	3401021281701
2 NORMAL	3401021282760	3401021281879
2 LONG	3401021282821	3401021281930
3 NORMAL	3401021282999	3401021282012
3 LONG	3401021288625	3401021282180
4 NORMAL	3401021288793	3401021282241
4 LONG	3401021288854	3401021282302




COLLANT CLASSE 2

TAILLE	● NOIR - PETITS LOSANGES	● NOIR - GRANDS LOSANGES
1 NORMAL	3401021289806	3401021288915
1 LONG	3401021289974	3401021289165
2 NORMAL	3401021290055	3401021289226
2 LONG	3401021290116	3401021289394
3 NORMAL	3401021290284	3401021289455
3 LONG	3401021290345	3401021289516
4 NORMAL	3401021290406	3401021289684
4 LONG	3401021290574	3401021289745

Classe 2

Coton

- Texture très douce à base de coton qui respecte les peaux sensibles.
- Facilité d'enfilage.
- Renfort au talon.
- Se porte aussi bien par Monsieur que par Madame.
- Sans latex.



PRISE DE MESURES MI-BAS

TAILLE	A CHEVILLE	B MOLLET	C CUISSÉ
0	16-18	26-29	42-52
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

© Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

PRISE DE MESURES CHAUSSETTES, BAS

TAILLE	A CHEVILLE	B MOLLET	C CUISSÉ
1	19-21	32-36	50-60
2	21-24	36-40	53-63
3	24-27	40-44	56-66
4	27-30	44-48	59-69
5	30-33	48-52	65-75

© Chaussettes : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

© Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72






Veinax Coton Femme


Classe 2








MI-BAS CLASSE 2

TAILLE		 DUNE - TORSADÉ	 GRIS FUMÉ - TORSADÉ	 NOIR - TORSADÉ
1	NORMAL	3401081524886	3401081518625	3401081519516
	LONG	3401081524428	3401081518106	3401081519165
2	NORMAL	3401081524947	3401081518793	3401081524077
	LONG	3401081524596	3401081518274	3401081519226
3	NORMAL	3401081525029	3401081518854	3401081524138
	LONG	3401081524657	3401081518335	3401081519394
4	NORMAL	3401081525197	3401081518915	3401081524367
	LONG	3401081524718	3401081518564	3401081519455

Veinax Coton Homme




CHAUSSETTES CLASSE 2

TAILLE		 SABLE	 MARRON	 BLEU MARINE	 GRIS	 NOIR
1	NORMAL	3401081474358	3401021276387	3401021277278	3401021275557	3401021278220
	LONG	3401081526200	3401021276448	3401021277339	3401021275618	3401021278398
2	NORMAL	3401081525609	3401021276509	3401021277568	3401021275786	3401021278459
	LONG	3401081526439	3401021276677	3401021277629	3401021275847	3401021278510
3	NORMAL	3401081525777	3401021276738	3401021277797	3401021275908	3401021278688
	LONG	3401081526729	3401021276967	3401021277858	3401021276097	3401021278749
4	NORMAL	3401081525838	3401021277049	3401021277919	3401021276158	3401021278800
	LONG	3401081526958	3401021277100	3401021278169	3401021276219	3401021278978
5	NORMAL	3401081526088	3401597363757	3401063747760	3401597368141	3401063747470
	LONG	3401081527030	3401597360565	3401063747302	3401597364709	3401063747241




BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

TAILLE		 NOIR
1	NORMAL	3401021279050
	LONG	3401021279111
2	NORMAL	3401021279289
	LONG	3401021279340
3	NORMAL	3401021279401
	LONG	3401021279579
4	NORMAL	3401021279630
	LONG	3401021279869
5	NORMAL	3401597370151
	LONG	3401597370731

Classe 2 ATE

- Facilité d'enfilage.
- Bande autofixante à picots en silicone.
- Pointe de pied escamotable par le dessus.
- Unisexe.



PRISE DE MESURES BAS ATE

TAILLE	A CHEVILLE	B MOLLET	C CUISSE
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

© Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



BANDE AUTOFIXANTE
À PICOTS EN SILICONE



OUVERTURE SUR LE
DESSUS DU PIED



Veinax ATE Anti-Thrombose


Indications :

- Prévention des TVP (Thromboses Veineuses Profondes) chez les sujets alités.
- **Risques élevés** : Chirurgie de la hanche et du genou, poly-traumatismes, chirurgie néoplasique, chirurgie pelvienne majeure étendue.
- **Risques modérés** : Chirurgie viscérale inflammatoire, chirurgie abdominale ou pleuvienne non néoplasique.

Classe 2



BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

TAILLE		 BLANC
1	NORMAL	3401162483101
	LONG	3401162484221
2	NORMAL	3401162483279
	LONG	3401162484399
3	NORMAL	3401162483620
	LONG	3401162484740
4	NORMAL	3401162484160
	LONG	3401162484801





Véinax

Classe 3

20-36 mmHg

27-48 Hpa

Veinax Classe 3 Microtrans Pour traiter les formes évoluées

- *Troubles trophiques.*
- *Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde.*

Microtrans



● BEIGE


● NOIR

Classe 3

Classe 3

Microtrans

- Microfibre extra douce et résistante.
- Coutures extra plates.
- Intérieur doux pour peaux sensibles.
- Bout de pied extensible, s'adapte à toutes les morphologies.
- Semelle renforcée.
- Renfort au talon.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.



PRISE DE MESURES MI-BAS, BAS, COLLANT

TAILLE	A CHEVILLE	B MOLLET	C CUISSÉ
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

① Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

② Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR



COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE





LARGE BORD

Veinax Microtrans





MI-BAS CLASSE 3

TAILLE		 BEIGE	 NOIR
1	NORMAL	3401021302154	3401021303045
	LONG	3401021302215	3401021303106
2	NORMAL	3401021302383	3401021303274
	LONG	3401021302444	3401021303335
3	NORMAL	3401021302505	3401021303564
	LONG	3401021302673	3401021303625
4	NORMAL	3401021302734	3401021303793
	LONG	3401021302963	3401021303854





BAS AUTOFIXANT CLASSE 3

TAILLE		 BEIGE	 NOIR
1	NORMAL	3401021303915	3401021304806
	LONG	3401021304165	3401021304974
2	NORMAL	3401021304226	3401021305056
	LONG	3401021304394	3401021305117
3	NORMAL	3401021304455	3401021305285
	LONG	3401021304516	3401021305346
4	NORMAL	3401021304684	3401021305407
	LONG	3401021304745	3401021305575



COLLANT CLASSE 3

TAILLE		 BEIGE	 NOIR
1	NORMAL	3401021305636	3401021306695
	LONG	3401021305865	3401021306756
2	NORMAL	3401021305926	3401021306817
	LONG	3401021306008	3401021306985
3	NORMAL	3401021306176	3401021307067
	LONG	3401021306237	3401021307128
4	NORMAL	3401021306466	3401021307296
	LONG	3401021306527	3401021307357

Classe 3



Enfile-Bas

- LÉGER ET SOUPLE.
- PEU ENCOMBRANT.
- POIGNÉES À ANGLE.
- FACILITE LA MISE EN PLACE DES BAS DE CONTENTION.



Enfile-Bas

3401079772701

Enfile-Bas Métal

- LÉGER ET RÉSISTANT.
- PEU ENCOMBRANT.
- MATIÈRE ACIER.
- FACILITE LA MISE EN PLACE DES BAS DE CONTENTION.



Enfile-Bas Métal

3401040385251

Veinax vous accompagne

de la vitrine...



TOTEM
MKGBS187



TRIANGLES VITRINE
(KIT DE 4)
MKGBS195



VITROPHANIE
MKGBS168



PODIUM
MKGBS194



JAMBE DE DEMONSTRATION
LIV134



PANNEAU VITRINE
MKGBS193



PANNEAU VITRINE
MKGBS327



PANNEAU VITRINE
MKGBS386



PANNEAU VITRINE
MKGBS430

...au patient



POSTER DE PRISES DE MESURES
LIV427



NUANCIER
MKGB130



KIT D'ESSAYAGE
MKGBS36



PACKAGINGS

Accessoires - Divers

◆ Veinax vous accompagne

de la vitrine...




TOTEM
MKGBS187



PANNEAU VITRINE
MKGBS62



PANNEAU VITRINE
MKGBS144



PANNEAU VITRINE
MKGBS193



PANNEAU VITRINE
MKGBS327



JAMBE DE DEMONSTRATION
LIV134



VITROPHANIE
MKGBS168



PODIUM
MKGBS194



TRIANGLES VITRINE (KIT DE 4)
MKGBS195

...au patient



NUANCIER
MKGB130



KIT D'ESSAYAGE
MKGBS36



POSTER DE PRISES DE MESURES
LIV427



PACKAGINGS



La société **DJO Global**, fabricant et distributeur des marques Aircast®, DonJoy, Dr. Comfort, Exos™ et Veinax est le leader mondial dans le domaine de l'orthopédie et de la médecine sportive.

DJO France, filiale du groupe international, distribue une large gamme de produits auprès des établissements de santé, des orthopédistes et des pharmacies, visant à améliorer la santé musculaire, ostéo-articulaire et vasculaire de chaque individu.

DJO France est au service de tous les intervenants du monde de l'Orthopédie, afin d'offrir une large gamme de produits novateurs et performants, de répondre aux attentes du corps médical, d'assurer la continuité des soins aux patients et de satisfaire ainsi les exigences de chacun : Service et qualité.

DJO GLOBAL, concentré de marques dynamiques et innovantes.

AIRCAST®

Depuis plus de 30 ans, les professionnels de santé du monde entier font confiance à Aircast®.

La marque est réputée pour ses avancées technologiques dans le domaine du traitement de la cheville. S'appuyant sur des principes scientifiques avérés, tous les produits Aircast® sont développés autour du concept de "rétablissement fonctionnel".

DONJOY

Toujours à la pointe de l'innovation, DonJoy développe des produits reconnus pour leur fiabilité et leur qualité. Parmi les produits "phares" de la gamme DonJoy : les attelles fonctionnelles de genou, les attelles post-opératoires pour les membres supérieurs et inférieurs, les attelles fémoro-patellaires ou de gonarthrose. DonJoy propose également des produits de stimulation de la croissance osseuse utilisés dans le cas des fractures non consolidées.



Dr. Comfort, fondé en 2002, est rapidement devenu l'expert mondial dans le domaine des chaussures pour diabétiques. Ces produits, qui allient élégance, confort et qualité, soulagent de nombreux troubles touchant les pieds et participent à l'amélioration de la santé des pieds et des jambes.



Grâce à sa technologie exclusive, Exos™ est la seule marque à vous proposer une gamme d'orthèses thermoformables préformées, amovibles, ajustables, remodelables et étanches.

Une solution innovante pour le traitement de fractures et autres lésions traumatiques du poignet et de la main.

Fort de son expertise dans la conception médicale de produits innovants, Exos a déposé plusieurs brevets pour l'application, les matériaux et la construction de ses produits et n'a de cesse d'améliorer la qualité de ses produits.

Veinax

La collection de Compression veineuse Veinax vient renforcer l'offre de produits de haute qualité proposée par Aircast®, pour mieux répondre aux besoins des patients tout en leur assurant un confort optimal et en répondant aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et à la classification de la CEAP*.

*Source : HAS - Evaluation des dispositifs de compression médicale à usage individuel – Utilisation en pathologies vasculaires (septembre 2010).

DJO France, partenaire officiel de :



Informations pratiques

Votre N° client : _____

Contact : _____

Tél. : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Service Clients

- Le Service Clients est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :
 - Du lundi au jeudi de 08h30 à 17h30 sans interruption
 - Le vendredi de 08h30 à 16h30 sans interruption



Comment passer vos commandes ?

- Par téléphone : 05 59 52 86 90
- Par télécopie : 05 59 52 86 91
- Par e-mail : sce.cial@DJOglobal.com
- Par PHARMA ML (contacter notre Service Clients pour plus de renseignements).



Procédures de commande

- Numéro de compte : si vous n'avez pas ce numéro à portée de main, votre interlocuteur pourra le retrouver.
- Produits : veuillez indiquer le nom du produit, sa référence, sa taille et sa couleur.



Livraisons & Expéditions

- Les commandes passées par téléphone/fax avant 15h00 et les commandes Pharma ML passées avant 14h00 sont expédiées le jour même (dans la limite des stocks disponibles).
- Après ce délai, les commandes sont expédiées le lendemain.
- Délai standard de livraison : 24h à 48h.
- Franco de port pour toute commande ≥ à 50 € HT. Frais de port et d'emballage de 6,50 € HT pour toute commande < à 50 € HT. Frais de livraison le samedi matin de 5,34 € HT : la commande doit être passée le vendredi avant 15h, sous réserve que la commune soit livrable le samedi (contactez notre Service Client).
- Pour les envois vers Dom-Tom, Franco de port à 500 € HT.
Facturation de l'intégralité des frais de transport au client si franco non atteint.



GARANTIE Garantie

- Nos produits sont dotés d'une garantie limitée de 6 mois à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matériaux et de fabrication. La garantie dépend du produit.
- Veuillez contacter le Service Clients pour de plus amples renseignements.



Pratiques de renvoi et d'échange

- Avant de nous renvoyer un produit ou de l'échanger contre un autre, veuillez contacter le Service Clients pour obtenir un numéro de renvoi. **Si tel n'est pas le cas, aucun avoir ne sera appliqué.**
- En cas de reprise, le produit retourné doit être neuf, jamais porté et dans son emballage d'origine.
Si tel n'est pas le cas, aucun avoir ne sera appliqué.
- Adresse de retour : DJO France S.A.S. - Centre Européen de Fret - 3 rue de Bethar - 64990 Mouguerre.



Formations

- Nos équipes sont à votre disposition pour dispenser une formation sur l'ensemble de nos produits au sein de votre établissement.



Sites Internet

- www.DJOglobal.fr • www.djofrance.fr/Exos • www.ceinturesdonjoy.fr • www.veinax.fr •  Chaîne DJO France



Démarches Qualité et Environnement



Négoce de petits
appareillages
orthopédiques;









DJO France participe au programme français de tri et de recyclage des emballages ménagers.



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Sommaire

Informations Pratiques	1	CHUT Hélios	42
Sommaire	2	CHUT Wallaby	42
Prises de mesure	4	GENOUILÈRES LIGAMENTAIRES	43
ATTELLES DE CHEVILLE/CHEVILLERES ELASTIQUES	5	Système breveté "4 Points d'Appui"	46
Aircast® Classique II™	8	CCMI Mark III	47
Active	10	Defiance® III	48
Ax'Memory	10	Defiance®	48
Surround Ankle	11	Armor	49
Gel	11	SE 4 Point	50
Light™ 	12	ACL Everyday	51
AirSport	12	Support Everest	52
A60™	13	Playmaker® Wrap II	53
Velocity™	13	Drytex® Eco Wrap	54
AchilloForce® Air	Nouveauté 14	Drytex® Eco	54
Malolax™ Cheville	15	GENOUILÈRES ROTULIENNES & ELASTIQUES	55
Strapping™ Cheville	15	Reaction	59
Fortilax™ Cheville	16	Tru-Pull® Lite	60
Chevillère Elastique Fine	16	Tru-Pull®	61
BOTTES D'IMMOBILISATION / RELEVEURS DE PIED	17	Bandeau Infra-Patellaire Aircast®	62
AirSelect™ Elite	21	Strapping™ Genou	63
AirSelect™ Standard	22	Rotulax™ Ouverte	64
AirSelect™ Courte	22	Rotulax™ Fermée	64
Nextep™	23	Aligua™	65
Maxtrax®	24	Fortilax™ Genou	66
Maxtrax® Air	24	Genouillère Elastique Fine	66
Maxtrax® Rom	25	GENOUILÈRES GONARTHROSE / O.A.	67
Maxtrax® Rom Air	25	OA Nano™	71
Minitrax™	26	OA Defiance®	72
Walkabout™	26	OA Everyday™	73
Releveur de Pied	28	OA Lite™	74
Releveur de Pied Postérieur	28	ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES	75
CHAUSSURES POST-OP	29	AT4+	78
Podalight™	32	AT4+3V	78
Podalux™	32	Immo Genou 3V 	79
PodaPro™	33	Deluxe	79
Hallufix®	33	X-Act Rom Genou	80
Chaussure pour plâtre	34	Cool IRom®	81
Chaussure Post-Op	34	Support Everest	82
GAMME CHUT	35	TRONC / RACHIS	83
CHUT New Diane	37	Conforstrap™ Homme	88
CHUT Rejilla	37	Conforstrap™ Femme	89
CHUT Venus	38	Mystrap™ 	90
CHUT Brice	38	Porostrap™	91
CHUT Marchal	39	Actistrap™	92
CHUT Adonis	39	Immostrap™	93
CHUT Arlequin Sand	40	Airstrap™	94
CHUT Cotton	40	MyBabystrap	95
CHUT Franki	41	MyBabystrap Evolution	95
CHUT Gary	41	Duostrap™	96

Abdostrap™ II		97
Exos Form™	Nouveauté	98
Ceinture Thoracique Deluxe		99
Collier Anatomique C1		100
Collier Anatomique C2		100
Collier C3		101
Collier California		102
ATTELLES DE POIGNET / ATTELLES DE POUCE		103
FlexiForm™ Poignet		106
RespiForm™ Poignet		106
Lace Up		107
Silcast		107
ManuForce™	Nouveauté	108
Quick Fit® Poignet		109
FlexiForm™ Poignet-Pouce		109
RespiForm™ Poignet-Pouce		110
Quick Fit® Poignet-Pouce		110
Pol'Ax 1		111
Thumb-O-Prene		111
Confort Doigt		112
Immo Splint		112
Attelle Grenouille		113
Attelle Baseball		113
Attelle Aluminium Mousse		114
Attelle Staxx		114
GAMME THERMOFORMABLE EXOS		115
Four		118
Exos Pouce II		119
Exos Rhiza		120
Exos Poignet-Pouce Court II		121
Exos Poignet-Pouce Long		122
Exos Poignet-Main Long II		122
Exos Poignet-Main		123
Exos Boxer Externe		124
Exos Boxer Interne		124
EPAULE / COUDE		125
Gilet GCI™		128
Immo™		128
Immoscap™		129
Echarpe de Contention		129
Echarpe "Bear"		130
PSA 2		130
Coussin d'Abduction Epaule		131
Ultrasling®		131
Ultrasling® IV		132
Ultrasling® IV AB		132
Ultrasling® IV ER		133
Cromax		134
X-Act Rom Coude		134

Ranger		135
Bandage Pneumatique de Coude		135
Condilax™		136
TENS / ELECTRODES / SONDES REEDUCATION		137
Cefar® Primo Pro	Nouveauté	139
Electrodes	Nouveauté	140
Sonde vaginale	Nouveauté	141
Sonde anale	Nouveauté	142
CRYOTHÉRAPIE / BIEN-ÊTRE		143
Cryo Cuff™		144
Pack de Chaud / Froid		146
Pack de Froid Instantané		147
Bombes de Froid		148
Talonnets "Heel Cups"		148
Seconde Peau		149
Coussinet Dermique		149
Semelles de Confort		150
Housse de Protection		150
Canne Anglaise		151
Bandes Strapping		152
Bandes Rezin		152
COMPRESSION VEINEUSE		153
Classe 1 Microtrans Femme Mi-bas-Bas-Collant		157
Classe 2 Microtrans Femme Mi-bas-Bas-Collant		158
Classe 2 Transparent Femme Mi-bas-Bas-Collant		160
Classe 2 Fantaisie Femme Mi-bas-Bas-Collant		162
Classe 2 Coton Femme Mi-Bas	Nouveauté	164
Classe 2 Coton Homme Chaussette-Bas		165
Classe 3 Microtrans 30 Femme Mi-bas-Bas-Collant		166
Classe 3 Transparent 25 Femme Mi-bas-Bas-Collant		167
A.T.E Bas Anti-Thrombose Classe 2		168
Enfile-Bas Métal		169
Enfile-Bas		169
VenaPure™ Mi-bas		170
VenaPure™ Bas Autofixant		171
VenaPure™ Bas avec Ceinture		172

Toutes les photos produits sont non contractuelles.



Produit Pédiatrique



Gamme Essentielle

Tous les produits présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe I sauf si mentionné dans le catalogue selon la directive européenne 93/42/CEE.

Lire attentivement la notice avant utilisation. Disponible chez les orthopédistes, les répartiteurs pharmaceutiques et les pharmacies spécialisées.

Prises de mesure


CHEVILLE

POINTURE



Prendre la pointure du patient.

TAILLE DU PATIENT



Mesurer la hauteur du patient.

CIRCONFÉRENCE DU MOLLET



Mesurer le tour de mollet 20 cm au-dessus du sol (pied nu).

CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

LONGUEUR PIED LARGEUR PLÂTRE



Mesurer la longueur du pied jusqu'au bout des orteils et la largeur du plâtre sous le pied.

GENOU

CIRCONFÉRENCE CUISSE-GENOU-MOLLET




Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule. Mesurer la circonférence du mollet au plus large.

CIRCONFÉRENCE DE LA CUISSE



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

LONGUEUR DE LA JAMBE



Mesurer la longueur interne de la jambe, du pli crural à la malléole.

CIRCONFÉRENCE DU GENOU



Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule.


CIRCONFÉRENCE SOUS LE GENOU



Mesurer la circonférence sous le genou.

TAILLES & PRISES DE MESURE POUR LES ATTELLES DE GENOU DONJOY

CIRCONFÉRENCE CUISSE-GENOU-MOLLET



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule. Mesurer la circonférence du mollet au plus large.

Mesure

Taille	Circonférence Cuisse (15 cm au-dessus du centre de la rotule)	Circonférence Genou (milieu de la rotule)	Circonférence Mollet (au plus large)
XS	33 - 39 cm	30 - 32,5 cm	25 - 30 cm
S	39 - 47 cm	32,5 - 35 cm	30 - 35 cm
M	47 - 53 cm	35 - 37,5 cm	35 - 40 cm
L	53 - 60 cm	37,5 - 42,5 cm	40 - 45 cm
XL	60 - 67 cm	42,5 - 47,5 cm	45 - 50 cm
XXL	67 - 75 cm	47,5 - 52,5 cm	50 - 55 cm
XXXL	75 - 81 cm	52,5 - 57,5 cm	55 - 60 cm

TRONC - RACHIS

CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

CIRCONFÉRENCE DU COU



Mesurer la circonférence du cou.

HAUTEUR DU COU



Mesurer la hauteur de l'appui mentonnier à l'appui sternal.

POIGNET - POUCE

LONGUEUR AVANT-BRAS



Mesurer du pli de flexion du coude au pli de flexion du poignet.

CIRCONFÉRENCE DU POIGNET



Mesurer la circonférence au-dessus du poignet en cm.

CIRCONFÉRENCE DU POUCE



Mesurer la circonférence à la base du pouce en cm (1^{ère} phalange).

LONGUEUR MAIN



Mesurer la longueur, depuis le poignet jusqu'à la 3^{ème} phalange du doigt (extrémité distale).

LONGUEUR DOIGT



Mesurer de la base du doigt jusqu'à son extrémité.

CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN



Mesurer la circonférence de la main.

EPAULE - COUDE

LONGUEUR AVANT-BRAS ET MAIN



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude jusqu'à l'extrémité des doigts allongés.

CIRCONFÉRENCE DE POITRINE



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

LONGUEUR AVANT-BRAS ET PEAU



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

LONGUEUR CARRURE



Mesurer la longueur de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).

CIRCONFÉRENCE DU COUDE



Mesurer la circonférence du coude.

Cheville



La Cheville



Une torsion forcée de la cheville vers l'intérieur se produit lors de la marche ou de la course sur terrain instable, ainsi que dans de nombreux sports de contact. La conséquence est une lésion du ligament latéral externe qui peut être plus ou moins grave selon qu'il s'agit d'un simple étirement ou de la rupture d'un nombre variable de fibres ligamentaires.

L'entorse de la cheville est l'un des accidents les plus fréquents de l'appareil locomoteur, puisqu'il touche plus de 2 millions de personnes chaque année en France (6 000 entorses de la cheville par jour !).

Le traitement fonctionnel de l'entorse de cheville poursuit plusieurs objectifs :

- Soulager la douleur en évitant les mouvements indésirables de l'articulation.
- Réduire l'œdème pendant la première semaine après l'accident.
- Favoriser la cicatrisation en évitant toute tension sur les fibres ligamentaires lésées.


Ces objectifs à court terme sont atteints par le port d'une orthèse stabilisatrice qui permet de mobiliser la cheville dans des amplitudes contrôlées et non dangereuses, ce qui limite le risque de phlébite et l'amyotrophie. La rééducation est par la suite plus aisée et le retour à l'activité est plus rapide.

Dans certains cas, une orthèse facilitant la reprise de l'activité sportive ou professionnelle peut être conseillée afin de réduire le risque de récurrence qui constitue toujours la principale complication d'une entorse de la cheville.

Les tendinopathies achilléennes, ainsi que la fasciite plantaire sont les deux pathologies non ligamentaires les plus fréquentes de l'arrière-pied et sont le plus souvent très améliorées par le port d'un dispositif adapté.

Le saviez-vous ?

- L'Aircast® Classique, introduite sur le marché il y a plus de 37 ans, a été la première attelle de cheville de série à intégrer des cellules pneumatiques.
- Le coût de santé publique de l'entorse de cheville est de 2 millions d'euros par jour en France.
- L'entorse du LLE est l'apanage de l'homme jeune : jusqu'à la fin de la croissance, les cartilages de conjugaison sont plus vulnérables et à partir de 50 à 60 ans, la fracture prédomine.



Il existe 2 types d'attelles de cheville et 2 types de chevillères :

- **Orthèses stabilisatrices de cheville** : traitement orthopédique et fonctionnel des entorses de cheville de gravité moyenne ou graves (en phase aiguë), instabilités d'origines ligamentaires, laxités chroniques.
- **Orthèses pour la reprise d'activités sportives pour une utilisation préventive ou post-traumatique** : entorses de cheville, traumatismes ou séquelles de traumatismes, instabilités chroniques, reprise et pratique du sport.
- **Chevillère de protection du tendon d'Achille** : fasciite plantaire, tendinites du tendon d'Achille, douleurs au talon.
- **Chevillères élastiques** : utilisation pour contention à visée proprioceptive dans le cadre de lésions légères à modérées (laxités chroniques) ou séquelles de traumatismes.

Orthèses stabilisatrices de cheville



Entorse - Stade 2 (lésion partielle ligamentaire)	•	•	•	•	•	•
Entorse - Stade 3 (arrachement ligamentaire)	•	•				
Réduction de l'œdème	•				•	

Orthèses stabilisatrices pour la reprise d'activités sportives



Instabilité chronique et reprise d'activité sportive	•	•	•
Instabilité légère à modérée	•	•	

Chevillière de protection du Tendon d'Achille



AchilloForce® Air
Page 14

Tendinopathie du tendon d'Achille	•
Fasciite plantaire	•
Epine Calcanéenne	•
Talalgies	•


Chevillères Élastiques



Contention légère pour traitement de l'œdème				•
Entorse bénigne	•	•	•	
Instabilité légère (reprise d'activité)		•	•	
Stimulation proprioceptive (contention)	•	•	•	

Arbre décisionnel Atelles de Cheville





Mesurer la hauteur du patient.



* L'originale.

AIRCAS^T

Classique IITM

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité moyenne (stade II) à sévère (stade III).
- Instabilité chronique de la cheville.
- Amélioration de la circulation grâce à la compression thérapeutique.
- Réduction des œdèmes et rétablissement accéléré.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Design optimisé et nouvelle configuration des sangles simplifiant l'application.
- Doublure aérée et respirante pour le confort du patient.
- Coques anatomiques semi-rigides pour maintenir la cheville et éviter tout mouvement de rotation.
- Attelle latéralisée.
- Cellules pneumatiques DuplexTM pré-gonflées, cliniquement prouvées pour accélérer le rétablissement.
- Les cellules d'air génèrent une compression intermittente, favorisant la circulation sanguine et la réduction de l'œdème.
- Livrée avec un certificat d'authenticité.
- Reprise d'appui précoce et contrôlée grâce au design profilé de l'attelle, adapté au port de tout type de chaussures.




Système de Cellules Pneumatiques DuplexTM



Nouvelles Coques Anatomiques Semi-rigides

La Technologie



Prescrire : Aircast[®] Classique IITM

Désignation	Taille	Hauteur des Coques	Code Article	Code ACL
Droite - Standard - L	> 1,67 m	27 cm	81-02VLR	3401098387337
Gauche - Standard - L	> 1,67 m	27 cm	81-02VLL	3401098387795
Droite - Training - M	1,57 - 1,67 m	23 cm	81-02VMR	3401098387276
Gauche - Training - M	1,57 - 1,67 m	23 cm	81-02VML	3401098387627
Droite - S	< 1,57 m	22 cm	81-02VSR	3401098387108
Gauche - S	< 1,57 m	22 cm	81-02VSL	3401098387566
Aircast Classique				
Droite - XS	Jeunes Enfants	15 cm	81-02JR	3401072469684
Gauche - XS	Jeunes Enfants	15 cm	81-02JL	3401072469516
Accessoire	Taille	Hauteur des Coques	Code Article	Code ACL
Etrier de Talon	-	-	0213	-



Nouvelle Application Simplifiée et
Nouvelle Configuration des Sangles



Nouvelles doublure textile respirante



Icône de pied


Aircast[®] Classique II[™] - Technologie Duplex[™]

Technologie Duplex[™]

Les flèches bleues représentent la pression de l'air stimulant la circulation sanguine

La forme des coques est plus souple au niveau proximal, pour plus de confort et pour promouvoir le suivi du traitement par le patient.

Les coques anatomiques sont plus rigides au niveau distal pour une protection accrue.



La pression de l'air de la cellule proximale - moins intense - stimule la circulation sanguine.

La cellule d'air proximale enveloppe la cellule d'air distale, ce qui permet de doubler l'effet des cellules pneumatiques.

La pression de l'air de la cellule distale (doublée par la cellule proximale) génère une compression intermittente, ce qui favorise la réduction de l'œdème qui s'atténue durant l'ambulation.



Découvrez la vidéo sur les bénéfices de l'Aircast[®] Classique II[™]



Prendre la pointure du patient.

DONJOY

Active (Etrier rigide articulé)

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité légère (stade I) à moyenne (stade II).

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Le "E" de l'étrier se positionne du côté externe des malléoles.
- Procure un excellent maintien de la cheville tout en conservant la liberté de mouvement de flexion ou d'extension du pied.
- Se porte sans gêne sur une chaussette de sport.
- Offre un meilleur maintien dans l'axe que les autres systèmes de chevillères rigides.
- **Modèle Bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
XS	30 - 36	ATC1XS	3401073973609
S	36 - 38	ATC1S	3401072645415
M	38 - 44	ATC1M	3401072645583
L	44 - 46	ATC1L	3401072645644
XL	> 46	ATC1XL	3401077454531

Prescrire : Active DonJoy



Prendre la pointure du patient.

DONJOY

Ax'Memory (Mousse à mémoire)

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité moyenne (stade II).

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Petit Adulte et Standard).
- Orthèse de cheville rigide classique avec une double coque équipée de protections en mousse à mémoire.
- La mousse à mémoire de forme est idéale pour s'adapter parfaitement à la morphologie de la cheville du patient et assurer un traitement confortable.
- Attelle légère et confortable.
- **Modèle Bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Petit Adulte	≤ 36	AS31	3401079337528
Standard	> 36	AS32	3401079337696

Prescrire : Ax'Memory DonJoy



Mesurer la hauteur
du patient.

DONJOY

Surround Ankle (Emulsion Confort)

Indications :


- Phase aiguë de l'entorse de gravité moyenne (stade II).

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (Small, Athletic et Standard).
- Assure un confort idéal tout au long de la phase du traitement.
- Attelle composée de 2 coques extérieures en polypropylène reliées par une sangle talonnière.
- Les coussins s'adaptent parfaitement à la forme de la cheville.
- Permet d'éviter les pressions sur les excroissances osseuses telles que les malléoles.
- **Modèle Bilatéral.**

Désignation	Taille	Hauteur des Coques	Code Article	Code ACL
Small	- 12 ans	15,3 cm	81-81193	3401079203014
Athletic	< 1,60 m	22,9 cm	81-81195	3401079203182
Standard	> 1,60 m	25,4 cm	81-81197	3401079203243

Prescrire : Surround Ankle DonJoy



Mesurer la hauteur
du patient.

DONJOY

Gel (Cryothérapie)

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité moyenne (stade II).
- Recommandée pour l'association du traitement post-traumatique de la cheville et le soulagement de la douleur par la cryothérapie localisée.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (Small, Trainer et Regular).
- Les coques rigides permettent d'éviter les inversions/éversions.
- Les coussins en gel peuvent être placés au congélateur, afin d'utiliser l'attelle en cryothérapie.
- **Modèle Bilatéral.**

Désignation	Taille	Hauteur des Coques	Code Article	Code ACL
Small	Enfants	21,6 cm	81-97873	3401079203823
Trainer	< 1,60 m	22,9 cm	81-97875	3401079203991
Regular	> 1,60 m	24,1 cm	81-97877	3401079204073

Prescrire : Gel DonJoy



Prendre la pointure du patient.

AIRCAS^T

Light™

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité légère (stade I) à moyenne (stade II).

Caractéristiques :

- **Taille Standard.**
- Combinaison de mousse et de cellules pneumatiques pour une protection renforcée.
- Cellules pneumatiques pour le confort malléolaire.
- Revêtement tissu pour le confort du patient.
- Points de fixation des velcros moulés dans les coques.
- **Modèle Bilatéral.**
- **Taille Petit Adulte**

Se référer au modèle Ax'Memory DonJoy (page 10).

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Petit Adulte	≤ 36	AS31	3401079337528
Taille Standard	> 36	02F	3401079027405

Prescrire : Aircast® Light™



Prendre la pointure du patient.

AIRCAS^T

AirSport



Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité moyenne (stade II).
- Phase de réathlétisation après entorse.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Prévention de la récurrence pour personnes et/ou activité à risque.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Spécifier droite ou gauche.
- Attelle de cheville polyvalente pour le traitement Post-traumatique puis la protection en reprise d'activité.
- Orthèse de cheville alliant les caractéristiques de l'orthèse stabilisatrice au principe innovant "Step-In" et au système d'ajustement automatique du talon pour une pose facile.
- Cellules spécifiquement conçues pour la pratique sportive, assurant protection, confort et prévention des inversions ou éversions.
- Stabilisation et compression supplémentaires, grâce à la sangle croisée ATF (brevetée) réglable.
- Coques semi rigides anatomiques.
- Bandage élastique intégré sur le cou-de-pied et le tibia.
- La conception "Step-in-Design" et l'attache par velcro au talon simplifient son application (l'attelle s'enfile telle une chaussette).

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Droite - XS	30 - 34	81-02MXSR	3401041254778
Droite - S	35 - 38	81-02MSR	3401041254839
Droite - M	39 - 42	81-02MMR	3401041255089
Droite - L	43 - 47	81-02MLR	3401041255140
Droite - XL	> 47	81-02MXLR	3401041255201
Gauche - XS	30 - 34	81-02MXSL	3401041255379
Gauche - S	35 - 38	81-02MSL	3401041255430
Gauche - M	39 - 42	81-02MML	3401041255669
Gauche - L	43 - 47	81-02MLL	3401041255720
Gauche - XL	> 47	81-02MXLL	3401041255898

Prescrire : Aircast® AirSport



Prendre la pointure du patient.

AIRCAS^T

A60TM

Indications :

- **Instabilité chronique de la cheville.**
- Phase de réathlétisation après entorse.
- Prévention de la récurrence lors des activités de loisirs ou sportives modérées.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (Small, Medium et Large).**
- Spécifier droite ou gauche.
- Design breveté avec deux coques latérales moulées, inclinées à un angle de 60°, permettant d'éviter tout risque de rotation et d'inversion de la cheville.
- Des tests biomécaniques ont prouvé qu'un angle de 60° offre une meilleure protection contre le dérobement de la cheville.
- Fabriquée en Breath-O-Prene®, microfibre légère, confortable et respirante.
- Le design anatomique permet le port d'une chaussure de sport sans volume additionnel.
- La sangle unique sert à la fois pour la pose et l'ajustement aucun laçage n'est requis.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Droite - S	< 39	81-02TSR	34010 4462683
Droite - M	39 - 42	81-02TMR	34010 4462714
Droite - L	> 42	81-02TLR	34010 4462737
Gauche - S	< 39	81-02TSL	34010 4462677
Gauche - M	39 - 42	81-02TML	34010 4462708
Gauche - L	> 42	81-02TLL	34010 4462720

Prescrire : Aircast® A60TM



Mesurer le tour de mollet 20 cm au-dessus du sol (pied nu).



Prendre la pointure du patient.

DONJOY

VelocityTM

Indications :

- **Instabilité chronique de la cheville et reprise du sport.**
- Phase de réathlétisation après entorse.
- Recommandée pour les sports de contact et/ou les gabarits puissants.

Caractéristiques :

- **Disponible en 2 versions (mollet standard ou mollet large) et en 3 tailles (Small, Medium et Large).**
- Spécifier droite ou gauche.
- Grande contention et excellent contrôle.
- Les coques et la semelle thermoformables (au pistolet à air chaud) assurent une parfaite tenue du talon, un grand confort ainsi que la proprioception.
- La technologie SpeedWrapTM sécurise l'articulation de la cheville.
- L'habillage aéré du talon apporte confort, stabilité et proprioception.

Désignation	Circ. Mollet	Pointure	Code Article	Code ACL
Droite - Standard - S	< 25,4 cm	< 42	11-1498-2-06000	34010 4501940
Droite - Standard - M	< 25,4 cm	42 - 46	11-1498-3-06000	34010 4501957
Droite - Standard - L	< 25,4 cm	> 46	11-1498-4-06000	34010 4501963
Gauche - Standard - S	< 25,4 cm	< 42	11-1497-2-06000	34010 4501913
Gauche - Standard - M	< 25,4 cm	42 - 46	11-1497-3-06000	34010 4501928
Gauche - Standard - L	< 25,4 cm	> 46	11-1497-4-06000	34010 4501934
Droite - Large - S	> 25,4 cm	< 42	11-1500-2-06000	34010 4502017
Droite - Large - M	> 25,4 cm	42 - 46	11-1500-3-06000	34010 4502032
Droite - Large - L	> 25,4 cm	> 46	11-1500-4-06000	34010 4502046
Gauche - Large - S	> 25,4 cm	< 42	11-1499-2-06000	34010 4501986
Gauche - Large - M	> 25,4 cm	42 - 46	11-1499-3-06000	34010 4501992
Gauche - Large - L	> 25,4 cm	> 46	11-1499-4-06000	34010 4502003

Prescrire : VelocityTM Donjoy

Nouveauté



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

DONJOY

AchilloForce® Air

Indications :

- **Tendinopathies du tendon d'Achille.**
- Fasciite plantaire (aponévrosite).
- Syndrome inflammatoire de l'épine calcanéenne.
- Talalgies (douleurs du talon).

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (T1 à T6).**
- Deux cellules pneumatiques interconnectées, situées sous la voûte plantaire et à l'arrière du talon, font circuler l'air à chaque pas, créant ainsi une compression intermittente.
- Effet compressif afin de réduire un œdème et d'améliorer la circulation sanguine.
- Mise en place facilitée grâce à une ouverture velcro à l'avant de l'orthèse, s'enfile comme une chaussette.
- Sangle large pour une meilleure régulation de la compression et une adaptation personnalisée de la compression.
- Système de rabat élastique du crochet de la sangle de maintien, permet une protection additionnelle de la partie tricotée et de vos vêtements.
- Fabriquée en matière tricotée élastique.
- Contient du latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL
AchilloForce® Air - T1	17 - 19 cm	82-0252-1	42508 8680974
AchilloForce® Air - T2	19 - 21 cm	82-0252-2	42508 8680975
AchilloForce® Air - T3	21 - 23 cm	82-0252-3	42508 8680976
AchilloForce® Air - T4	23 - 25 cm	82-0252-4	42508 8680977
AchilloForce® Air - T5	25 - 27 cm	82-0252-5	42508 8680978
AchilloForce® Air - T6	27 - 29 cm	82-0252-6	42508 8680979



Système d'aération intelligent.
Les cellules pneumatiques jouent un rôle d'amortisseurs et massent la région autour du tendon d'Achille à chaque pas.




Se porte idéalement dans des chaussures de sport.

Prescrire : AchilloForce® Air DonJoy



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

DONJOY



Protection malléolaire

Malolax™ Cheville

Indications :

- **Contention et maintien pour lésions de gravité moyenne ou laxités chroniques de la cheville.**
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Doublage de protection des malléoles et du cou-de-pied (inserts silicone).
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



Respirant, biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité multi-directionnelle



Compression graduelle



Inserts malléolaires silicone

Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL
T1	19 - 20 cm	S370B-1	34010 96629323
T2	21 - 22 cm	S370B-2	34010 96629491
T3	23 - 24 cm	S370B-3	34010 96629552
T4	25 - 26 cm	S370B-4	34010 96629613
T5	27 - 28 cm	S370B-5	34010 96629781
T6	29 - 30 cm	S370B-6	34010 96629842

Prescrire : Malolax™ Cheville DonJoy



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

DONJOY



Strapping™ Cheville

Indications :

- **Contention et maintien pour lésions de gravité moyenne ou laxités chroniques de la cheville.**
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Sangle additionnelle élastique de renforcement du maintien.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



Respirant, biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité multi-directionnelle



Compression graduelle

Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL
T1	19 - 20 cm	S385B-1	34010 96627831
T2	21 - 22 cm	S385B-2	34010 96628081
T3	23 - 24 cm	S385B-3	34010 96628142
T4	25 - 26 cm	S385B-4	34010 96628203
T5	27 - 28 cm	S385B-5	34010 96628371
T6	29 - 30 cm	S385B-6	34010 96628432

Prescrire : Strapping™ Cheville DonJoy



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

DONJOY

Fortilax™ Cheville

Indications :

- **Contention et maintien pour lésions de gravité moyenne ou laxités chroniques de la cheville.**
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de T0 à T6).**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle Bilatéral.**



Respirant,
biocompatible



Tricotage anatomique
& élasticité multi-directionnelle



Compression
graduelle

Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL
T0 NOUVEAUTE	17 - 18 cm	S395B-0	34010 81474297
T1	19 - 20 cm	S395B-1	34010 96628661
T2	21 - 22 cm	S395B-2	34010 96628722
T3	23 - 24 cm	S395B-3	34010 96628890
T4	25 - 26 cm	S395B-4	34010 96628951
T5	27 - 28 cm	S395B-5	34010 96629033
T6	29 - 30 cm	S395B-6	34010 96629262



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

DONJOY

Chevillère Elastique Fine

Indications :

- **Contention légère pour traitement de l'œdème.**
- Protection lors de la reprise d'activité.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de T1 à T5).**
- Tricotage anatomique.
- Contention à visée proprioceptive.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL
T1	18 - 20 cm	CH622-1	34010 78332982
T2	20 - 22 cm	CH622-2	34010 78333064
T3	22 - 24 cm	CH622-3	34010 78333125
T4	24 - 27 cm	CH622-4	34010 78333293
T5	27 - 30 cm	CH622-5	34010 78333354

Fabricant : Cizeta

Prescrire : Fortilax™ Cheville DonJoy

Prescrire : Chevillère Elastique Fine DonJoy

Bottes d'Immobilisation Releveurs de Pied



Bottes d'Immobilisation/Releveurs de Pied



Les bottes d'immobilisation sont devenues une alternative incontournable des immobilisations par plâtre ou par résine. Elles offrent en effet un gain de poids et une plus grande facilité de mise en place tout en pouvant s'adapter aux fluctuations de volumes du membre immobilisé.

L'accessibilité aisée des tissus entourant la lésion autorise une meilleure gestion des plaies et une meilleure surveillance des signes de complications thromboemboliques.

Plus confortable et plus hygiénique pour le patient, malgré l'immobilisation stricte qu'elles assurent, les bottes d'immobilisation sont, de surcroît garnies de cellules pneumatiques capables de générer une compression intermittente facilitant la résorption de l'œdème.

Le saviez-vous ?

- Les bottes d'immobilisation facilitent l'appui partiel lorsque ce dernier est autorisé, ce qui génère des micro-contraintes connues pour favoriser la consolidation des structures osseuses.
- Pionnier dans le domaine de l'orthopédie, Aircast® a créé il y a plus de 30 ans la première botte d'immobilisation permettant de remplacer un plâtre.



Il existe 3 types de bottes d'immobilisation :

• Bottes classiques

Les montants latéraux de la coque rigide sont déformables par simple pression externe, ce qui permet d'adapter la botte à la morphologie du patient et d'accompagner les variations de volume résultant de l'œdème.

• Bottes pneumatiques

Des cellules pneumatiques garnissent la coque rigide et permettent un ajustement parfait de la botte aux reliefs de la région immobilisée. Les versions disposant de plusieurs compartiments d'air induisent une compression pneumatique intermittente qui favorise la résorption de l'œdème et accélère la guérison.

• Bottes avec pied équin

La coque rigide garantit une immobilisation stricte de la cheville dans l'amplitude articulaire prescrite. Cette botte est surtout indiquée pour le traitement fonctionnel ou chirurgical des ruptures du tendon d'Achille ainsi que pour les allongements du tendon d'Achille. L'angulation de la cheville est réglable et autorise les immobilisations avec pied en équin ou en talus.

Les Releveurs de pied

Les releveurs de pied sont des dispositifs amovibles et très légers portés dans la chaussure. Ils ont pour but d'éviter le mouvement de steppage du pied (drop foot) lors de la marche des personnes présentant une paralysie des muscles releveurs du pied comme les patients hémiplégiques ou ceux qui ont eu des complications neurologiques après un traumatisme ou une hernie discale.

**Bottes à coque rigide
pneumatiques****AirSelect™ Elite**
Page 21**AirSelect™ Standard**
Page 22**AirSelect™ Courte**
Page 22**Nextep™ Longue et Courte**
Page 23

Entorse grave de la cheville	•	•		•
Fracture uni ou bi malléolaire	•	•		•
Ostéosynthèse des fractures 1/3 inférieur de la jambe	•	•		•
Fracture stable 1/3 inférieur jambe	•	•		•
Fracture tarse antérieur			•	
Fracture métatarse			•	
Entorse sévère avant-pied			•	

Bottes classiques**Maxtrax®
Longue et Courte**
Page 24**Maxtrax® Air
Longue et Courte**
Page 24**Minitrax™**
Page 26**Walkabout™**
Page 26

Entorse - Stade 3 (Arrachement ligamentaire)	•	•	•	•
Fracture uni ou bi malléolaire	•	•	•	•
Fracture stable 1/3 inférieur de la jambe	•	•	•	•

Bottes articulées**Maxtrax® Rom
Longue et Courte**
Page 25**Maxtrax®
Rom Air**
Page 25

Fracture uni ou bi malléolaire	•	•
Fracture stable 1/3 inférieur de la jambe	•	•
Rupture Tendon d'Achille	•	•

**Releveurs de
Pied****Releveur de Pied**
Page 28**Releveur de Pied
Postérieur**
Page 28

Paralysie périphérique des releveurs de pied	•	•
Hémiplégie et autres atteintes neurologiques	•	•

AIRCAST

AirSelect™, l'ultime combinaison conçue pour le confort et une guérison optimale

AirSelect™ - la gamme de bottes d'immobilisation pneumatiques d'Aircast® - est la gamme la plus évoluée du marché.

Aircast® conforte sa position de leader, en offrant au patient plus de confort, plus de contrôle et plus de résultats.

Avec son design, élégant et profilé, la gamme AirSelect™ intègre des avancées technologiques brevetées qui contribuent à améliorer le traitement et les bénéfices thérapeutiques. Son système de gonflage intégré permet aux patients de contrôler chaque cellule pneumatique individuellement afin d'optimiser le confort et d'accélérer la résorption des oedèmes.

La technologie SoftStrike absorbe et dissipe les chocs, et la semelle à bascule, légère et testée en laboratoire, permet une démarche naturelle lors des activités quotidiennes.

Avec AirSelect™, Aircast® apporte des innovations cliniquement prouvées qui améliorent le confort, l'observance du traitement et les résultats.

Aucune autre botte n'est aussi complète.

Technologie SoftStrike

Le design breveté de la semelle quadrillée intègre un matériau compensé sous le talon qui permet d'absorber les chocs, de réduire la charge au niveau du talon et d'atténuer les forces d'impact.



L'appui du talon est absorbé et diffusé grâce à la technologie brevetée SoftStrike.

La section d'appui intermédiaire réduit le différentiel de la hanche et le mouvement de flexion du genou.

La section antérieure poursuit le mouvement d'oscillation, améliorant ainsi la mobilité au quotidien.

La semelle en caoutchouc antidérapante et non-marquante permet une meilleure adhérence et une meilleure durabilité.



La semelle à bascule, légèrement profilée, permet une démarche normale avec une moindre angulation de l'avant-pied, évitant ainsi une hyper-extension excessive du genou.



La technologie de gonflage désormais totalement intégrée permet un ajustement simple et rapide.

Les cellules pneumatiques étant superposées dans la coque semi-rigide, il se produit une fluctuation de l'air lors de l'ambulation. Cet effet de massage permet de résorber l'œdème efficacement et rapidement.



Prendre la pointure
du patient.

AIRCAS[®]

AirSelect™ Elite

Indications :

- Botte pneumatique offrant une combinaison de maintien et de compression pneumatique favorisant la réduction des œdèmes et la consolidation de la fracture.
- Fracture stable du 1/3 inférieur de la jambe, de la cheville ou du pied, entorse grave de la cheville, post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL) .
- La botte d'immobilisation la plus évoluée. Conçue pour optimiser la protection, le confort et la résorption des œdèmes.
- Les 3 cellules d'air Duplex™ postérieures et distales superposées génèrent une compression intermittente qui permet une réduction trois fois plus rapide de l'œdème.
- Le système de gonflage individualisé et la cellule d'air antérieure pré-gonflée permettent un ajustement anatomique.
- Prise en compte de l'équilibre controlatéral.
- Le chausson protège-orteil apporte une protection supplémentaire.
- Livré avec une chaussette extensible.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
AirSelect™ Elite - XS	≤ 35,5	01EP-XS	3401040685788
AirSelect™ Elite - S	35,5 - 39,5	01EP-S	3401040685849
AirSelect™ Elite - M	39,5 - 43	01EP-M	3401040685900
AirSelect™ Elite - L	43 - 47	01EP-L	3401040686099
AirSelect™ Elite - XL	> 47	01EP-XL	3401040686150

Accessoire	Code Article	Code ACL
Chaussette Extensible - Universelle	0129A	-
Housse de Protection hygiénique - PED/S	0130A-PED/S	3401098568958
Housse de Protection hygiénique - M/L	0130A-M/L	3401098569030
Housse de Protection hygiénique - XL	0130A-XL	3401098569269
Semelles compensées - Droite	01K-R	3401044630562
Semelles compensées - Gauche	01K-L	3401044630333
Anneau de verrouillage Aircast® (sachet de 10 ex)	01P414	3401598586933
Kit diabétique de rechange	01PI-x	-

Prescrire : Aircast® AirSelect™ Elite



Anneau de verrouillage.



Semelles Compensées



Découvrez la vidéo sur la
botte AirSelect™ Elite





Prendre la pointure du patient.



AIRCAST

AirSelect™ Standard

Indications :

- **Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.**
- Fracture uni ou bi malléolaire.
- Fracture du tarse.
- Entorse grave de la cheville.
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL) .**
- Protection par coque intégrale.
- Avec ses 2 cellules pneumatiques, AirSelect™ Standard offre un niveau de maintien modéré.
- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement.
- Prise en compte de l'équilibre controlatéral.
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
AirSelect™ Standard - XS	≤ 35,5	01EF-XS	34010 4068621
AirSelect™ Standard - S	35,5 - 39,5	01EF-S	34010 40686389
AirSelect™ Standard - M	39,5 - 43	01EF-M	34010 40686440
AirSelect™ Standard - L	43 - 47	01EF-L	34010 40686501
AirSelect™ Standard - XL	> 47	01EF-XL	34010 40686679

Accessoire	Code Article	Code ACL
Chaussette Extensible - Universelle	0129A	-
Housse de Protection hygiénique - Ped/S	0130A-PED/S	34010 98568958
Housse de Protection hygiénique - M/L	0130A-M/L	34010 98569030
Housse de Protection hygiénique - XL	0130A-XL	34010 98569269
Semelles compensées - Droite	01K-R	34010 44630562
Semelles compensées - Gauche	01K-L	34010 44630333
Anneau de verrouillage Aircast® (sachet de 10 ex)	01P414	34015 98568933
Kit diabétique de rechange	01PI-x	-



Découvrez la vidéo sur la botte AirSelect™ Standard

Prescrire : Aircast® AirSelect™ Standard



Prendre la pointure du patient.



AIRCAST

AirSelect™ Courte

Indications :

- **Fracture du tarse antérieur.**
- Fracture du métatarse.
- Entorse sévère de l'articulation médio-tarsienne.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL) .**
- Protection par coque intégrale.
- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement.
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code article	Code ACL
AirSelect™ Courte - XS	≤ 35,5	01ES-XS	34010 40686730
AirSelect™ Courte - S	35,5 - 39,5	01ES-S	34010 40686969
AirSelect™ Courte - M	39,5 - 43	01ES-M	34010 40687041
AirSelect™ Courte - L	43 - 47	01ES-L	34010 40687102
AirSelect™ Courte - XL	> 47	01ES-XL	34010 40687270

Accessoire	Code Article	Code ACL
Chaussette Extensible - Universelle	0129A	-
Housse de Protection hygiénique - Ped/S	0130A-PED/S	34010 98568958
Housse de Protection hygiénique - M/L	0130A-M/L	34010 98569030
Housse de Protection hygiénique - XL	0130A-XL	34010 98569269
Semelles compensées - Droite	01K-R	34010 44630562
Semelles compensées - Gauche	01K-L	34010 44630333
Anneau de verrouillage Aircast® (sachet de 10 ex)	01P414	34015 98568933
Kit diabétique de rechange	01PI-x	-



Découvrez la vidéo sur la botte AirSelect™ Courte

Prescrire : Aircast® AirSelect™ Courte



Prendre la pointure
du patient.



DONJOY

NextepTM (Version Longue et Courte)

Indications :

Version Longue :

- **Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.**
- Fracture uni ou bi malléolaire.
- Fracture du tarse.
- Entorse grave de la cheville.
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

Version courte :

- **Fracture du tarse antérieur.**
- Fracture du métatarse.
- Entorse sévère de l'articulation médio-tarsienne.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (S, M et L).**
- Pompe de gonflage intégrée.
- Coque fermée pour un meilleur maintien.
- Facilite le soin des plaies et l'hygiène.
- Semelle amortissante et anti-dérapante.
- Chausson d'orteils lavable peut se réassortir.
- Talonnettes à hauteur dégressive pour mise en équin, disponibles sur commande (3x2 cm + 1x1 cm = 7 cm).
- **Modèle bilatéral.**



Talonnette Universelle

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
S	< 39	79-95273	34010 4332696 1
M	39 - 44	79-95275	34010 4332704 3
L	> 44	79-95277	34010 4332710 4

Shortie - S	< 39	79-95443	34010 4409594 1
Shortie - M	39 - 44	79-95445	34010 4409602 3
Shortie - L	> 44	79-95447	34010 4409619 1

Accessoire	Pointure	Code Article	Code ACL
Talonnette Universelle	-	79-95130	34010 5137815 0
Chausson de Rechange - Long - S	-	79-95363	-
Chausson de Rechange - Long - M	-	79-95365	-
Chausson de Rechange - Long - L	-	79-95367	-
Chausson de Rechange - Court - S	-	79-95373	-
Chausson de Rechange - Court - M	-	79-95375	-
Chausson de Rechange - Court - L	-	79-95377	-



Prescrire : NextepTM Donjoy
NextepTM Shortie (Courte) Donjoy



Prendre la pointure du patient.

DONJOY

Maxtrax® (Version Longue et Courte)

Indications :

- Bottes destinées en priorité aux immobilisations avec autorisation de l'appui (partiel ou total).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).
- Entorse grave de la cheville.
- Talonnette universelle amovible autorisant l'immobilisation en équin du pied (à rajouter dans les caractéristiques, non livrée avec la botte).

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Habillage sans couture au talon, n'occasionnant aucune gêne en post-opératoire.
- Semelle large pour plus de confort et de stabilité.
- Semelle à absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Design favorisant la marche.
- Sangles ajustables.
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- La conception de la semelle favorise la marche, réduit les pressions plantaires, absorbe mieux les chocs et améliore le confort du patient.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
S	34 - 37,5	11-1382-2-00000	34010 43321300
M	38 - 43,5	11-1382-3-00000	34010 43321478
L	44 - 46,5	11-1382-4-00000	34010 43321539
XL	≥ 47	11-1382-5-00000	34010 43321768
Courte - XS	< 34	11-1384-1-00000	34010 43322420
Courte - S	34 - 37,5	11-1384-2-00000	34010 43322598
Courte - M	38 - 43,5	11-1384-3-00000	34010 43322659
Courte - L	44 - 46,5	11-1384-4-00000	34010 43322710
Courte - XL	≥ 47	11-1384-5-00000	34010 43322888

**Prescrire : Maxtrax® Donjoy
Maxtrax® Courte Donjoy**



Prendre la pointure du patient.

DONJOY

Maxtrax® Air (Version Longue et Courte)

Indications :

- Entorses graves de la cheville.
- Fracture du 1/3 inférieur de la jambe.
- Fracture uni ou bi-malléolaire.
- Fracture du tarse.
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Habillage sans couture au talon.
- Semelle à absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Design favorisant la marche.
- Sangles ajustables.
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
XS	30 - 34	11-1371-1	34010 43323489
S	34 - 37,5	11-1371-2	34010 43323540
M	38 - 43,5	11-1371-3	34010 43323601
L	44 - 46,5	11-1371-4	34010 43323779
XL	≥ 47	11-1371-5	34010 43323830
Courte - XS	30 - 34	11-1380-1	34010 43324080
Courte - S	34 - 37,5	11-1380-2	34010 43324141
Courte - M	38 - 43,5	11-1380-3	34010 43324202
Courte - L	44 - 46,5	11-1380-4	34010 43324370
Courte - XL	≥ 47	11-1380-5	34010 43324431
Accessoire	Pointure	Code Article	Code ACL
Talonnette Universelle	-	79-95130	34010 51378150

**Prescrire : Maxtrax® Air Donjoy
Maxtrax® Air Courte Donjoy**



Prendre la pointure
du patient.

DONJOY

Maxtrax[®] Rom (Version Longue et Courte)

Indications :

- Autorise l'immobilisation de la cheville avec le pied en équin ou en talus (avec étalonnage précis).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).
- Allongement chirurgical du tendon d'Achille.
- Fractures et entorses graves de la cheville.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Habillage sans couture au talon et design favorisant la marche.
- Semelle à absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- Possibilité de régler l'amplitude de 45° de flexion plantaire à 30° de flexion dorsale par incréments de 7,5°.
- Blocage possible à 0°, 7,5°, 15°, 22,5° et 30° de flexion plantaire ou dorsale.
- Sangles ajustables.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
XS	< 34	11-1383-1-00000	3401043321829
S	34 - 37,5	11-1383-2-00000	3401043321997
M	38 - 43,5	11-1383-3-00000	3401043322079
L	44 - 46,5	11-1383-4-00000	3401043322130
XL	≥ 47	11-1383-5-00000	3401043322369
Courte - XS	< 34	11-1385-1-00000	3401043322949
Courte - S	34 - 37,5	11-1385-2-00000	3401043323021
Courte - M	38 - 43,5	11-1385-3-00000	3401043323199
Courte - L	44 - 46,5	11-1385-4-00000	3401043323250
Courte - XL	≥ 47	11-1385-5-00000	3401043323311
Accessoire	Pointure	Code Article	Code ACL
Talonnnette Universelle	-	79-95130	3401051378150

Prescrire : Maxtrax[®] Rom DonJoy
Maxtrax[®] Rom Courte DonJoy



Prendre la pointure
du patient.

DONJOY

Maxtrax[®] Rom Air

Indications :

- Autorise l'immobilisation de la cheville avec le pied en équin ou en talus (avec étalonnage précis).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).
- Allongement chirurgical du tendon d'Achille.
- Fractures et entorses graves de la cheville.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Habillage pneumatique qui se gonfle grâce à une pompe intégrée, pour aider à la réduction de la douleur en favorisant la circulation.
- Habillage sans couture au talon et design favorisant la marche.
- Semelle à absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Sangles ajustables.
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- Le design de l'enveloppe pneumatique permet un gonflage équilibré.
- Possibilité de régler l'amplitude de 45° de flexion plantaire à 30° de flexion dorsale par incréments de 7,5°.
- Blocage possible à 0°, 7,5°, 15°, 22,5° et 30° de flexion plantaire ou dorsale.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
XS	< 34	11-1381-1	3401043324660
S	34 - 37,5	11-1381-2	3401043324721
M	38 - 43,5	11-1381-3	3401043324899
L	44 - 46,5	11-1381-4	3401043324950
XL	≥ 47	11-1381-5	3401043325032
Accessoire	Pointure	Code Article	Code ACL
Talonnnette Universelle	-	79-95130	3401051378150

Prescrire : Maxtrax[®] Rom Air DonJoy



Prendre la pointure du patient.



PROCARE

MiniTrax™

Indications :

- Bottes pédiatriques destinées aux lésions traumatiques de la cheville et du pied de l'enfant.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (S, M et L) .**
- MiniTrax™ est la seule botte pédiatrique qui intègre des éléments au design ludique afin de rendre son port moins intimidant. Plus qu'un design enfantin, MiniTrax™ offre de sérieux atouts thérapeutiques.
- Facilité d'application et d'ajustement grâce au système de sanglage simple.
- Structure légère avec montants latéraux anatomiques permettant un meilleur ajustement et une protection accrue.
- La semelle à profil bas de la MiniTrax™ dispose d'un revêtement durable et anti-dérapant, résistante aux épreuves du temps et de l'enfance !



Désignation	Long. Pied	Pointure	Code Article	Code ACL
S (1 à 2,5 ans)	≤ 15,2 cm	< 25	79-95510	3401521371575
M (2,5 à 5 ans)	15,2 - 17,8 cm	25 - 29	79-95520	3401521371636
L (5 à 8 ans)	17,8 - 20,3 cm	29 - 33	79-95530	3401521371865

Prescrire : Minitrax™ Procure



Prendre la pointure du patient.



DONJOY

Walkabout™

Indications :

- **Entorse grave de la cheville.**
- Fracture du 1/3 inférieur de la jambe.
- Fracture uni ou bi-malléolaire.
- Fracture du tarse.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (S, M et L).**
- La pièce principale, moulée par injection, est conçue pour être résistante et confortable.
- La semelle, fine, autorise une démarche normale.
- Légère.
- Sanglage intégré.
- Habillage en matériau respirant.
- Habillage large pour les patients de grande taille.
- **Modèle bilatéral.**











Talonnette Universelle

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
S	< 39	11-0461-2-13066	3401077499426
M	39 - 44	11-0461-3-13066	3401077499594
L	> 44	11-0461-4-13066	3401077499655
Accessoire	Pointure	Code Article	Code ACL
Talonnette Universelle	-	79-95130	3401051378150

Prescrire : Walkabout™ DonJoy

Accessoires Bottes d'Immobilisation

		Housse de Protection Hygiénique	Semelles Compensées	Anneau de Verrouillage Aircast®	Chaussette Extensible - Universelle	Kit Diabétique de rechange	Talonnette Universelle	Chausson de Rechange
AirSelect™ Elite Page 21		●	●	●	●	●		
AirSelect™ Standard Page 22		●	●	●	●	●		
AirSelect™ Courte Page 22		●	●	●	●	●		
Nextep™ Page 23							●	●
Maxtrax® Page 24							●	●
Maxtrax® Air Page 24							●	
Maxtrax® Rom Page 25							●	
Maxtrax® Rom Air Page 25							●	
Minitrax™ Page 26								
Walkabout™ Page 26							●	



HOUSSE DE PROTECTION
HYGIÉNIQUE

ED/S 0130A-PED/S 3401098568958
M/L 0130A-M/L 3401098569030
XL 0130A-XL 3401098569269



SEMELLES COMPENSÉES

Droite 01K-R 3401044630562
Gauche 01K-L 3401044630333



ANNEAU DE VERROUILLAGE
AIRCAS™
(sachet de 10 ex)

01P414 3401598586933



CHAUSSETTE EXTENSIBLE
UNIVERSELLE

0129A



KIT DIABÉTIQUE DE RECHANGE

01P1-X



TALONNETTE UNIVERSELLE

79-95130 3401051378150

CHAUSSON DE RECHANGE
LONG

S 79-95363 -
M 79-95365 -
L 79-95367 -

CHAUSSON DE RECHANGE
COURT

S 79-95373 -
M 79-95375 -
L 79-95377 -



Prendre la pointure
du patient.



Releveur de Pied

Indications :

- Evite la chute du pied (drop foot) lors de la marche de patients présentant une paralysie des muscles releveurs du pied.
- Paralysie périphérique post-traumatique ou métabolique (diabète...).
- Hémiplégie et autre atteinte neurologique centrale.

Caractéristiques :

- **Taille Universelle (Modèle Homme ou Femme)**
- Spécifier modèle Homme ou Femme et droite ou gauche.
- Maintient le pied à angle droit.
- Prévient tout déséquilibre latéral.
- Excellente tenue du calcanéum.
- Adaptable par découpe.
- Peut être chauffé pour un ajustement au mollet.

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Droit - Homme	Taille Universelle	79-81150	3401075627418
Gauche - Homme	Taille Universelle	79-81151	3401075627586
Droit - Femme	Taille Universelle	79-81160	3401075627647
Gauche - Femme	Taille Universelle	79-81161	3401075627708



Releveur de Pied Postérieur

Indications :

- Evite la chute du pied (drop foot) lors de la marche de patients présentant une paralysie des muscles releveurs du pied.
- Paralysie périphérique post-traumatique ou métabolique (diabète...).
- Hémiplégie et autre atteinte neurologique centrale.

Caractéristiques :

- **Disponible en 4 tailles (de S à XL).**
- Semelle courte, s'arrêtant au milieu de la voûte plantaire.
- Peut être chauffée au pistolet à air chaud pour une meilleure adaptation.
- Modèle rigide.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Droit - S	< 36	79-97743	3401045612963
Droit - M	36 - 39	79-97745	3401045613045
Droit - L	40 - 42	79-97747	3401045613106
Droit - XL	> 42	79-97748	3401045613274
Gauche - S	< 36	79-97733	3401045612444
Gauche - M	36 - 39	79-97735	3401045612505
Gauche - L	40 - 42	79-97737	3401045612673
Gauche - XL	> 42	79-97738	3401045612734

Prescrire : Releveur de pied DonJoy

Prescrire : Releveur de pied postérieur DonJoy

Chaussures Post-Op Gamme CHUT



Chaussures Post-Op




Les 26 os du pied reliés par 16 articulations constituent une mécanique complexe capable de supporter et d'amortir le poids du corps, de servir de levier de propulsion lors de la marche ou de la course, et d'adapter le contact du corps au sol, notamment en terrain accidenté.

Volontiers volumineux après un traumatisme ou une intervention chirurgicale, l'œdème du pied est long à se résorber et peut ralentir la convalescence.

Les chaussures post-opératoires autorisent une déambulation précoce en protégeant les structures fragilisées par l'acte chirurgical, ce qui favorise la résorption de l'œdème et raccourcit la durée de la réadaptation.

Le saviez-vous ?

- L'hallux valgus est une pathologie essentiellement féminine puisqu'elle touche 95 % de femmes. Dans une large majorité de cas, c'est après 40 ans que débute la déformation du gros orteil.
- Contrairement au pied égyptien, le pied grec (deuxième orteil plus long que l'hallux) contrarie la déviation du gros orteil, ce qui rend l'hallux valgus moins fréquent chez les femmes ayant des pieds grecs.
- La voûte plantaire possède un réseau de petits vaisseaux sanguins extrêmement dense dont les pressions répétées lors de la marche participent activement au retour veineux.



• **Les Chaussures post-op** permettent le chaussage des pieds volumineux et/ou douloureux. Elles sont indiquées après les interventions chirurgicales du pied (hallux valgus...) et les traumatismes de l'avant-pied (métatarsiens, orteils...) en réduisant ou en supprimant les contraintes mécaniques sur la partie antérieure du pied et des orteils.

Des pansements même volumineux peuvent prendre place dans le chaussant, ce qui permet de préserver une marche satisfaisante nécessaire pour améliorer la circulation sanguine.

• **Chaussures à usage temporaire (CHUT) :** chaussures légères à volume variable autorisant la marche lorsque le chaussage avec des chaussures de ville n'est pas possible. Certaines pathologies vasculaires, neurologiques, traumatiques ou métaboliques comme le diabète peuvent nécessiter le recours à des CHUT qui permettent de conserver l'autonomie de marche chez des personnes souvent fragilisées.

Chaussures Post-Op**Podalight™**
Page 32**Podalux™**
Page 32**PodaPro™**
Page 33**Halufix**
Page 33**Chaussure
pour plâtre**
Page 34**Chaussure
Post-Op**
Page 34

Chirurgie Hallux valgus	•	•	•	•		
Cédème et plaies de l'avant pied	•	•	•			•
Chirurgie du syndrome de Morton	•	•	•			
Maux perforants plantaires			•			
Fracture stable métatarse et orteils			•			•

Gamme CHUT**New Diane**
Page 37**Rejilla**
Page 37**Venus**
Page 38**Brice**
Page 38**Marchal**
Page 39**Adonis**
Page 39

Hallux Valgus	•	•	•	•	•	
Pieds bandés	•					
Pied oedémateux	•			•	•	
Pied diabétique						•

**Arlequin Sand**
Page 40**Cotton**
Page 40**Franki**
Page 41**Gary**
Page 41**Hélios**
Page 42**Wallaby**
Page 42

Hallux Valgus		•		•		
Pieds bandés			•		•	
Pied oedémateux		•	•	•	•	
Pied diabétique	•					•



Prendre la pointure du patient.

DONJOY

Podalight™

Indications :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocole mini-invasif).
- Protection des structures articulaires et péri-articulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Œdème et plaies de l'avant-pied rendant le chaussage impossible.
- Protection et maintien du pied, des orteils et de l'avant-pied en position adéquate durant la rééducation.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de S à XXXL).
- Semelle de forme ergonomique, plus légère que la version classique.
- Semelle à rigidité modulable (2 niveaux distincts).
- Le cambriion amovible permet de moduler la rigidité de la semelle, pour s'adapter aux différentes phases de rééducation et favoriser la reprise d'une foulée naturelle.
- L'utilisation du cambriion rigide autorise un déroulement progressif du pas, évite toute flexion des articulations métatarsiennes et permet une augmentation de la stabilité.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Chaussure large, ouverte, adaptable au volume du pied et pouvant accommoder tout type de pansements.
- Chaussette d'orteils amovible.
- Facilité de mise en place et d'ajustement grâce aux 2 lanières de fermeture auto-agrippantes.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Podalight™ - S	35-36	82-0248-1	3401563531074
Podalight™ - M	37-38	82-0248-2	3401563531135
Podalight™ - L	39-40	82-0248-3	3401563531364
Podalight™ - XL	41-42	82-0248-4	3401563531425
Podalight™ - XXL	43-45	82-0248-5	3401563531654
Podalight™ - XXXL	46-48	82-0248-6	3401563531593

Prescrire : Podalight™ Donjoy



Prendre la pointure du patient.

DONJOY

Podalux™

Indications :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocole mini-invasif).
- Protection des structures articulaires et péri-articulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Œdème et plaies de l'avant-pied rendant le chaussage impossible.
- Protection et maintien du pied, des orteils et de l'avant-pied en position adéquate durant la rééducation.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de S à XXL).
- Le cambriion amovible permet de moduler la rigidité de la semelle, pour s'adapter aux différentes phases de rééducation et favoriser la reprise d'une foulée naturelle.
- L'utilisation du cambriion rigide autorise un déroulement progressif du pas, évite toute flexion des articulations métatarsiennes et permet une augmentation de la stabilité.
- Semelle de forme ergonomique pour une tenue talonnière optimisée, avec un rebord pour la protection de l'avant-pied et des orteils et une structure en forme de "tampon de buvard" facilitant le passage du pas.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Chaussure large, ouverte, adaptable au volume du pied et pouvant accommoder tout type de pansements.
- Chaussette d'orteils amovible.
- Facilité de mise en place et d'ajustement grâce aux 2 lanières de fermeture auto-agrippantes.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Podalux™ - S	35 - 36	CPO-S	3401046370596
Podalux™ - M	37 - 38	CPO-M	3401046370657
Podalux™ - L	39 - 40	CPO-L	3401046370718
Podalux™ - XL	41 - 42	CPO-XL	3401046370886
Podalux™ - XXL	43 - 45	CPO-XXL	3401046370947

Prescrire : Podalux™ Donjoy



Prendre la pointure
du patient.



DONJOY

PodaPro[™]

Indications :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocoles Scarf, chevron).
- Protection des structures articulaires et péri-articulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Maux perforants plantaires.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Semelle à bout carré et antidérapante.
- Structure en caoutchouc et mousse avec semelle compensée au niveau du talon.
- Angle au talon facilitant le déroulement du pas.
- Stabilité accrue grâce à la large surface de la semelle en contact avec le sol.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Le design de la semelle permet de réduire la pression à l'avant du pied et de maintenir le poids en arrière des articulations métatarsiennes.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



S'ouvre entièrement

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
PodaPro [™] - XS	≤ 37	82-0247-1	3401563531715
PodaPro [™] - S	37-39	82-0247-2	3401563531883
PodaPro [™] - M	39-42	82-0247-3	3401563531944
PodaPro [™] - L	42-44	82-0247-4	3401563532026
PodaPro [™] - XL	> 44	82-0247-5	3401563532255

Prescrire : PodaPro[™] Donjoy



AIRCAS[®]

Hallufix[®]

Indications :

- **Hallux Valgus (oignon)**
- Corrige la déviation du gros orteil.
- Thérapie préventive et post-opératoire.
- Raccourcit le temps de rééducation.
- Diminue le risque d'arthrose.

Caractéristiques :

- **Taille Unique.**
- Permet de maintenir la mobilité du pied.
- S'adapte à tous types de chaussures confortables.
- **Modèle bilatéral.**



Hallux Valgus sans attelle



Correction Hallux Valgus
avec attelle Hallufix[®]

Désignation	Taille	Code article	Code ACL
Hallufix [®]	Unique	82-03H	3401053655976

Fabricant : Hallufix[®] AG

Prescrire : Hallufix[®] Aircas[®]



Mesurer la longueur du pied jusqu'au bout des orteils et la largeur du plâtre sous le pied.

DONJOY

Chaussure pour plâtre

Indications :

- Autorise un appui sécuritaire (réduction de la glissade) malgré une immobilisation réalisée avec un plâtre traditionnel.

Caractéristiques :

- Disponible en 9 tailles (de XXXS à XL).
- Semelle anti-dérapante.
- Protection des plâtres lors des déplacements.
- Fermeture par sangles auto-agrippantes sur le talon et le dessus du pied.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Pied	Larg. Plâtre	Code Article	Code ACL
XXXS*	11,5 cm	6,35 cm	79-81110	3401048404879
XXS*	14 cm	7,6 cm	79-81111	3401048426123
XS	18,5 cm	8,9 cm	79-81112	3401079295842
S	23,5 cm	10,8 cm	79-81113	3401079295903
S/M	26,5 cm	11,4 cm	79-81114	3401079296092
M	27,25 cm	12 cm	79-81115	3401079296153
M/L	30,5 cm	12,7 cm	79-81116	3401079296214
L	31,75 cm	13,3 cm	79-81117	3401079296382
XL	34,3 cm	15,25 cm	79-81118	3401079296443

*XXXS et *XXS : uniquement coloris bleu avec motifs



Modèle Pédiatrique
(XXXS et XXS)

Prescrire : Chaussure pour plâtre DonJoy



Prendre la pointure du patient.

DONJOY

Chaussure Post-Op

Indications :

- Chaussure avec ouverture complète et large permettant le chaussage de pieds douloureux ou avec présence de pansements mêmes volumineux.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles pour les hommes (de XS à XL).
- Disponible en 4 tailles pour les femmes (de XS à L).
- Semelle souple, résistante et anti-dérapante.
- Contour du talon confortable.
- Fermeture par sangles auto-agrippantes.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
XS - Homme	38 - 40	79-81132	3401079296504
S - Homme	40 - 43	79-81133	3401079296672
M - Homme	43 - 46	79-81135	3401079296733
L - Homme	46 - 48	79-81137	3401079296962
XL - Homme	> 48	79-81138	3401079297044
XS - Femme/Enfant	< 34	79-81142	3401079297105
S - Femme/Enfant	34 - 36	79-81143	3401079297273
M - Femme	36 - 39	79-81145	3401079297334
L - Femme	39 - 42	79-81147	3401079297563

Prescrire : Chaussure Post-Op DonJoy



Gamme CHUT

La société Dr. Comfort, spécialisée dans le domaine des chaussures pour pieds diabétiques, a développé une gamme qui allie élégance, confort et qualité.

Elle a pour but de soulager de nombreux troubles touchant les pieds et participe à l'amélioration de la santé des pieds et des jambes.

Les Chaussures à Usage Temporaire (CHUT) sont des dispositifs médicaux prescrits par un médecin.

Ces chaussures à volume variable permettent de prendre le relais des chaussures classiques dans le cas de pathologies diabétiques, rhumatologiques, neurologiques, vasculaires et traumatiques.

La reprise de la marche se fera dans un confort total afin de soulager ou cicatriser le pied.

Les modèles Adonis, Arlequin Sand, Cotton, Franki, Gary, Hélios, New Diane, Rejilla, Venus et Wallaby ont les caractéristiques suivantes :

- Elles sont toutes équipées d'un fil d'argent pur à 99,9%, ce qui garantit des caractéristiques antibactériennes et antistatiques ; de plus il est 100% naturel et sans aucun additif chimique. Le matériau thermorégulateur permet d'évacuer la chaleur en excès et maintient au frais en été et au chaud en hiver.
- Le fil d'argent est protecteur car il neutralise les charges électromagnétiques et les UVA.
- L'intérieur est à base de bambou, matériau écologique, naturel et respirant.



Tableau récapitulatif Gamme CHUT

MODÈLES	INDICATIONS PATHOLOGIES	TAILLAGE NORMAL	TAILLAGE GRAND	CAS PARTICULIERS (Pansements volumineux, pieds enflés)
NEW DIANE > du 35 au 42 <p>Existe en Bleu Marine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • POST-OPÉRATOIRE • ORTEILS EN GRIFFE • INSUFFISANCE VEINEUSE II 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
REJILLA > du 35 au 42 	<ul style="list-style-type: none"> • HALLUX VALGUS • PIEDS DÉFORMÉS • SÉQUELLES POST-TRAUMA 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
VENUS > du 35 au 42 	<ul style="list-style-type: none"> • HALLUX VALGUS • SÉQUELLES POST-TRAUMA • ARTHROSE 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
BRICE > du 39 au 46 	<ul style="list-style-type: none"> • ORTEILS EN GRIFFE • ORTEILS EN MARTEAU 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
MARCHAL > du 39 au 46 <p>EXTENSIBLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ORTEILS EN GRIFFE • ORTEILS EN MARTEAU 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
ADONIS > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • PIEDS DIABÉTIQUES • PIEDS DÉFORMÉS • NEUROPATHIE 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
ARLEQUIN > du 36 au 43 	<ul style="list-style-type: none"> • PIEDS DIABÉTIQUES • TROUBLES MÉTABOLIQUES • TROUBLES INFLAMMATOIRES • ARTHROSE 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
COTTON > du 36 au 46 	<ul style="list-style-type: none"> • HALLUX VALGUS • PIEDS DÉFORMÉS, VOLUMINEUX • CÈDÈMES • COU-DE-PIEDS FORTS 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
FRANKI > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • POST-OPÉRATOIRE • SÉQUELLES POST-OPÉRATOIRE 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
GARY > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • ARTHROSE • MALADIE MÉTABOLIQUE • TROUBLES DE LA STATIQUE • STABILITÉ RÉDUITE 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
HELIOS > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • POST-OPÉRATOIRE • POST TRAUMATIQUE • COU-DE-PIEDS FORTS • LYMPHŒDÈMES 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
WALLABY > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • PIEDS DIABÉTIQUES • SÉQUELLES POST-OPÉRATOIRE • COU-DE-PIEDS FORTS 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient

Toutes les chaussures bénéficient d'une semelle souple, amortissante ou anti-dérapante.
Chaussures lavables en machine à 30°, composition fibres de bambou/fil d'argent.



Prendre la pointure
du patient.



New Diane

• Pointures disponibles : 35 au 42.

- Modèle Femme.
- Utilisation en post-opératoire.
- Chaussure grand confort ouverte avec 2 velcros.
- Textile Nid d'Abeille.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle amovible.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
New Diane Beige	35	213F-35	34010 40131469
New Diane Beige	36	213F-36	34010 40131520
New Diane Beige	37	213F-37	34010 40131698
New Diane Beige	38	213F-38	34010 40131759
New Diane Beige	39	213F-39	34010 40131810
New Diane Beige	40	213F-40	34010 40131988
New Diane Beige	41	213F-41	34010 40132060
New Diane Beige	42	213F-42	34010 40132121

New Diane Bleu Marine	35	213M-35	34010 81473467
New Diane Bleu Marine	36	213M-36	34010 81473528
New Diane Bleu Marine	37	213M-37	34010 81473696
New Diane Bleu Marine	38	213M-38	34010 81473757
New Diane Bleu Marine	39	213M-39	34010 81473818
New Diane Bleu Marine	40	213M-40	34010 81473986
New Diane Bleu Marine	41	213M-41	34010 81474068
New Diane Bleu Marine	42	213M-42	34010 81474129

Fabricant : Celia Ruiz

Prescrire : CHUT New Diane Dr. Comfort



Prendre la pointure
du patient.



Rejilla

• Pointures disponibles : 35 au 42.

- Modèle Femme.
- Chaussure très confortable, munie d'un seul velcro et d'une semelle dimensionnée pour accueillir les pieds larges.
- Matière Nid d'Abeille.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Rejilla Noir	35	203F-35	34010 40134941
Rejilla Noir	36	203F-36	34010 40135023
Rejilla Noir	37	203F-37	34010 40135191
Rejilla Noir	38	203F-38	34010 40135252
Rejilla Noir	39	203F-39	34010 40135313
Rejilla Noir	40	203F-40	34010 40135481
Rejilla Noir	41	203F-41	34010 40135542
Rejilla Noir	42	203F-42	34010 40135603

Fabricant : Celia Ruiz

Prescrire : CHUT Rejilla Dr. Comfort



Prendre la pointure du patient.



Venus

• Pointures disponibles : 35 au 42.

- Modèle Femme.
- Hallux Valgus.
- Chaussure grand confort composée d'un velcro de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Tissu souple.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Venus Bordeaux	35	303F-35	34010 40129169
Venus Bordeaux	36	303F-36	34010 40129220
Venus Bordeaux	37	303F-37	34010 40129398
Venus Bordeaux	38	303F-38	34010 40129459
Venus Bordeaux	39	303F-39	34010 40129510
Venus Bordeaux	40	303F-40	34010 40129688
Venus Bordeaux	41	303F-41	34010 40129749
Venus Bordeaux	42	303F-42	34010 40129800

Fabricant : Celia Ruiz



Prendre la pointure du patient.



Brice

• Pointures disponibles : 39 au 46.

- Modèle Homme.
- Pour les orteils en griffe et orteils en marteau.
- Chaussure en matière mémoire de forme sur l'avant du pied afin de soulager les pieds déformés ou douloureux.
- Fermeture velcro réglable.
- Talon renforcé et semelle large antidérapante pour une meilleure stabilité.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Brice Noir	39	5189-39	34010 40122245
Brice Noir	40	5189-40	34010 40122306
Brice Noir	41	5189-41	34010 40122474
Brice Noir	42	5189-42	34010 40122535
Brice Noir	43	5189-43	34010 40122764
Brice Noir	44	5189-44	34010 40122825
Brice Noir	45	5189-45	34010 40122993
Brice Noir	46	5189-46	34010 40123075

Fabricant : Costa

EXTENSIBLE



Prescrire : CHUT Venus Dr. Comfort

Prescrire : CHUT Brice Dr. Comfort



Prendre la pointure
du patient.



EXTENSIBLE



Marchal

- Pointures disponibles : 39 au 46.
- Modèle Homme.
- Pour les orteils en griffe et orteils en marteau.
- Chaussure en matière mémoire de forme pour enrober tout le pied.
- Semelle large antidérapante pour une meilleure stabilité.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Marchal Noir	39	5289-39	34010 40123945
Marchal Noir	40	5289-40	34010 40123884
Marchal Noir	41	5289-41	34010 40123655
Marchal Noir	42	5289-42	34010 40123716
Marchal Noir	43	5289-43	34010 40123594
Marchal Noir	44	5289-44	34010 40123426
Marchal Noir	45	5289-45	34010 40123136
Marchal Noir	46	5289-46	34010 40123365

Fabricant : Costa



Prendre la pointure
du patient.



Adonis



- Pointures disponibles : 36 au 48.
- Modèle Mixte.
- Convient pour les pieds diabétiques.
- Chaussure grand confort composée d'un velcro de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans coutures.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Adonis Noir	36	210U-36	34010 40129978
Adonis Noir	37	210U-37	34010 40130059
Adonis Noir	38	210U-38	34010 40130110
Adonis Noir	39	210U-39	34010 40130288
Adonis Noir	40	210U-40	34010 40130349
Adonis Noir	41	210U-41	34010 40130400
Adonis Noir	42	210U-42	34010 40130578
Adonis Noir	43	210U-43	34010 40130639
Adonis Noir	44	210U-44	34010 40130868
Adonis Noir	45	210U-45	34010 40130929
Adonis Noir	46	210U-46	34010 40131001
Adonis Noir	47	210U-47	34010 40131179
Adonis Noir	48	210U-48	34010 40131230

Fabricant : Celia Ruiz

Prescrire : CHUT Marchal Dr. Comfort

Prescrire : CHUT Adonis Dr. Comfort



Prendre la pointure
du patient.



Arlequin Sand

- Pointures disponibles : 36 au 43.
- Modèle Mixte.
- Idéal pour les pieds larges.
- Convient pour les pieds diabétiques.
- Chaussure grand confort avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans coutures.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Arlequin Sand Bleu	36	305F-36	34010 40128100
Arlequin Sand Bleu	37	305F-37	34010 40128278
Arlequin Sand Bleu	38	305F-38	34010 40128339
Arlequin Sand Bleu	39	305F-39	34010 40128568
Arlequin Sand Bleu	40	305F-40	34010 40128629
Arlequin Sand Bleu	41	305F-41	34010 40128797
Arlequin Sand Bleu	42	305F-42	34010 40128858
Arlequin Sand Bleu	43	305F-43	34010 40128919

Fabricant : Celia Ruiz

Prescrire : **CHUT Arlequin Sand Dr. Comfort**



Prendre la pointure
du patient.



Cotton

- Pointures disponibles : 36 au 46.
- Modèle Mixte.
- Pour les cou-de-pieds forts.
- Chaussure très confortable, munie de 2 velcros de réglage avec doublure textile hypoallergénique.
- Semelle souple et amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Cotton Noir	36	306U-36	34015 74099334
Cotton Noir	37	306U-37	34015 74156617
Cotton Noir	38	306U-38	34015 74156785
Cotton Noir	39	306U-39	34015 74156846
Cotton Noir	40	306U-40	34015 74189783
Cotton Noir	41	306U-41	34015 74220462
Cotton Noir	42	306U-42	34015 74236722
Cotton Noir	43	306U-43	34010 81525258
Cotton Noir	44	306U-44	34010 81525319
Cotton Noir	45	306U-45	34010 81525487
Cotton Noir	46	306U-46	34010 81525548

Fabricant : Celia Ruiz

Prescrire : **CHUT Cotton Dr. Comfort**



Prendre la pointure
du patient.



Franki

• Pointures disponibles : 36 au 48.

- Modèle Mixte.
- Utilisation en post-opératoire.
- Idéal pour les gros pansements.
- Chaussure basse composée de deux velcros, l'un sur le cou-de-pied et l'autre au talon pour un enfilage très aisé.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Franki Bleu	36	310U-36	3401040132640
Franki Bleu	37	310U-37	3401040132701
Franki Bleu	38	310U-38	3401040132879
Franki Bleu	39	310U-39	3401040133821
Franki Bleu	40	310U-40	3401040133999
Franki Bleu	41	310U-41	3401040134071
Franki Bleu	42	310U-42	3401040134132
Franki Bleu	43	310U-43	3401040134361
Franki Bleu	44	310U-44	3401040134422
Franki Bleu	45	310U-45	3401040134590
Franki Bleu	46	310U-46	3401040134651
Franki Bleu	47	310U-47	3401040134712
Franki Bleu	48	310U-48	3401040134880

Fabricant : Celia Ruiz



Prendre la pointure
du patient.



Gary

• Pointures disponibles : 36 au 48.

- Modèle Mixte.
- Chaussure très confortable, munie d'un velcro avant et d'un velcro arrière.
- Tissu souple.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Semelle souple et amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Gary Noir	36	308U-36	3401574239273
Gary Noir	37	308U-37	3401574239334
Gary Noir	38	308U-38	3401574239563
Gary Noir	39	308U-39	3401574239624
Gary Noir	40	308U-40	3401574239792
Gary Noir	41	308U-41	3401574239914
Gary Noir	42	308U-42	3401574240163
Gary Noir	43	308U-43	3401574240224
Gary Noir	44	308U-44	3401574240392
Gary Noir	45	308U-45	3401574240453
Gary Noir	46	308U-46	3401574257772
Gary Noir	47	308U-47	3401574258083
Gary Noir	48	308U-48	3401574270269

Fabricant : Celia Ruiz

Prescrire : CHUT Franki Dr. Comfort

Prescrire : CHUT Gary Dr. Comfort



Prendre la pointure
du patient.



Hélios

- Pointures disponibles : 36 au 48.
- Modèle Mixte.
- Convient pour les cou-de-pieds forts.
- Chaussure munie d'un velcro avant et d'une fermeture arrière zippée permettant une ouverture plus profonde.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Semelle souple amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Hélios Noir	36	301U-36	3401574238214
Hélios Noir	37	301U-37	3401574238382
Hélios Noir	38	301U-38	3401574238443
Hélios Noir	39	301U-39	3401574238504
Hélios Noir	40	301U-40	3401574238672
Hélios Noir	41	301U-41	3401574238733
Hélios Noir	42	301U-42	3401574239044
Hélios Noir	43	301U-43	3401574239105
Hélios Noir	44	301U-44	3401574237323
Hélios Noir	45	301U-45	3401574237491
Hélios Noir	46	301U-46	3401574237552
Hélios Noir	47	301U-47	3401574237613
Hélios Noir	48	301U-48	3401574237903

Fabricant : Celia Ruiz

Prescrire : CHUT Hélios Dr. Comfort



Prendre la pointure
du patient.



Wallaby

- Pointures disponibles : 36 au 48.
- Modèle Mixte.
- Pour les cou-de-pieds très forts.
- Convient pour les pieds diabétiques.
- Chaussure grand confort avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans coutures.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
Wallaby Noir	36	307U-36	3401040126786
Wallaby Noir	37	307U-37	3401040126847
Wallaby Noir	38	307U-38	3401040126908
Wallaby Noir	39	307U-39	3401040127097
Wallaby Noir	40	307U-40	3401040127158
Wallaby Noir	41	307U-41	3401040127219
Wallaby Noir	42	307U-42	3401040127387
Wallaby Noir	43	307U-43	3401040127448
Wallaby Noir	44	307U-44	3401040127509
Wallaby Noir	45	307U-45	3401040127677
Wallaby Noir	46	307U-46	3401040127738
Wallaby Noir	47	307U-47	3401040127967
Wallaby Noir	48	307U-48	3401040128049

Fabricant : Celia Ruiz

Prescrire : CHUT Wallaby Dr. Comfort

Genouillères Ligamentaires



Le Genou



Le genou est l'articulation intermédiaire du membre inférieur et joue un rôle déterminant dans toutes les activités locomotrices (marche, course...) et la plupart des activités sportives (sauts, pédalage...).

Cette articulation est composée de 3 compartiments distincts : fémoro-patellaire (entre le fémur et la rotule), fémoro-tibial interne et fémoro-tibial externe, dont les surfaces en contact sont recouvertes de cartilage articulaire.

L'emboîtement (congruence) médiocre des pièces osseuses est partiellement compensé par des structures élastiques (ligaments) et fibro-cartilagineuses (ménisques) qui assurent la stabilité passive de l'articulation.

La musculature de la cuisse et notamment le quadriceps contribuent à cette stabilité (active) en guidant la rotule dans la gorge formée par les deux condyles fémoraux.

Les pathologies du genou les plus fréquentes concernent :

- Les lésions méniscales et ligamentaires
- L'érosion mécanique des cartilages articulaires (arthrose)
- Les syndromes fémoro-patellaires

Le saviez-vous ?

- Les atteintes ligamentaires peuvent compromettre sévèrement la stabilité fonctionnelle du genou si elles ne sont pas traitées correctement.
- Les atteintes ligamentaires sont la conséquence la plus fréquente d'un traumatisme du genou (35%), assez loin devant les lésions méniscales et/ou cartilagineuse (24%).
- Les lésions du ligament croisé antérieure (LCA) sont beaucoup plus fréquentes (80 à 90% des cas) que celles du ligament croisé postérieur (LCP).



Genouillères Ligamentaires



L'entorse du genou est une lésion ligamentaire qui peut concerner les ligaments latéraux ou les ligaments croisés.

Les lésions d'un ligament latéral compromettent la stabilité latérale du genou (varus-valgus). C'est la lésion du ligament latéral interne (LLI) qui est la plus fréquente.

Les lésions d'un ligament croisé exposent le genou à une instabilité antéro-postérieure (tiroir antérieur ou postérieur). Le ligament croisé antérieur (LCA) est beaucoup plus fréquemment touché que le ligament croisé postérieur (LCP).

Le mécanisme responsable de l'atteinte d'un ligament croisé provoque le plus souvent une lésion associée d'un ligament latéral et parfois celle d'un ménisque (triade : LCA + LLI + ménisque interne).

Il existe deux types de genouillères qui assurent un niveau de stabilité plus ou moins important :

- **Les attelles ligamentaires rigides** : attelles fonctionnelles indiquées pour les instabilités modérées à graves du LCA ou du LCP, reconstructions du LCA ou du LCP, fragilités du LLI ou du LLE, ainsi que pour un usage préventif ou en convalescence.
- **Les attelles ligamentaires textiles** : compression et maintien pour les instabilités ligamentaires légères à modérées.

Genouillères Ligamentaires Rigides



Defiance® III
Page 48



Defiance®
Page 48



Armor
Page 49



SE 4 Point
Page 50



ACL Everyday
Page 51

Instabilité des ligaments latéraux	•	•	•	•	•
Instabilité du ligament croisé antérieur	•	•	•	•	•
Instabilité du ligament croisé postérieur	•	•	•	•	•

Genouillères Ligamentaires Textiles



Support Everest
Page 52



Playmaker® Wrap II
Page 53



Drytex® Eco Wrap
Page 54



Drytex® Eco
Page 54

Immobilisation	•			
Instabilité des ligaments latéraux		•	•	•
Instabilité du ligament croisé antérieur		•	•	•
Instabilité du ligament croisé postérieur		•	•	•

Arbre décisionnel Genouillères Ligamentaires



GENOUILLÈRES LIGAMENTAIRES

Système Breveté 4 Points d'Appui

Le système breveté 4 Points d'Appui est conçu pour prévenir les translations antérieures excessives. Les 4 points d'appui constituent un dispositif capable de générer des forces s'opposant au mouvement de tiroir antérieur du tibia.

Un Système tout intégré

Le centre des charnières polycentriques est postérieur à la ligne médiane du genou et est situé légèrement au dessus de l'interligne articulaire. Cela permet aux points 1 et 3 de comprimer la masse musculaire de la cuisse, par 2 forces de directions opposées dont la résultante entraîne le fémur vers l'avant. Les points 2 et 4 génèrent 2 forces de direction opposées dont la résultante entraîne le tibia vers l'arrière, l'ensemble des forces appliquées sur le segment fémoral et jambier permet d'éviter tout tiroir antérieur du tibia.



Point 1

Le premier point de force est l'embrasse de cuisse. Elle agit comme un point de rotation pour faire pivoter le fémur antérieurement.

Point 2

Le deuxième point de force est l'embrasse de mollet. Elle agit comme un point de rotation pour faire pivoter le tibia postérieurement.

Point 3

Le troisième point de force est la sangle postérieure de cuisse. Elle place l'attelle postérieurement au genou.

Point 4

Le quatrième point de force génère une force d'opposition cruciale. Les trois premiers points positionnent l'attelle correctement sur la jambe. En serrant et fixant la sangle antérieure du tibia, le quatrième point de force entraîne l'attelle dans sa position appropriée en faisant pivoter le tibia postérieurement.

Le système Quatre Points d'Appui est indiqué pour les lésions du LCA. Pour la version LCP, les points de force sont inversés.

Prise de mesure Defiance :

CCMI Mark III

Chaque Defiance® est fabriquée sur mesure, expédiée dans les 14 jours ouvrés suivants.

Les mesures sont faites avec l'appareil CCMI Mark III ou avec un positif en résine.

Nous pouvons également procéder à la fabrication à l'aide d'un fichier AOP.

Le CCMI Mark III permet de relever certaines valeurs anatomiques de référence sur le membre du patient, tels que Varus, Valgus, largeur du genou, circonférence de la cuisse et du mollet.

- Option de mesure standard et courte.
- Facile d'utilisation.
- Gain de temps.
- Boîte de rangement et de transport.



Découvrez notre vidéo sur la prise de mesures Defiance®



Désignation	Code Article	Code ACL
CCMI Mark III	11-0183	-

Système 4 Points Defiance

ARMATURE

INCURVÉE



DEFIANCE[®] III

- Embrasse interne de cuisse incurvée : dégagement de l'intérieur de la cuisse, pratique si le patient doit porter une attelle à chaque jambe ou pour certains sports tels que Motocross, Ski, Équitation...
- Système breveté 4 Points d'Appui : la configuration des embrasses rigides et des sangles permet d'appliquer une charge postérieure constante sur le tibia afin d'éviter les mouvements de translation antérieure.
- Coussin supra-condylien anti-migration pour bien ancrer l'attelle (sauf modèles OA Defiance[®]).
- Attaches de sangles pivotantes pour ne pas entraver les mouvements de la jambe en flexion et en extension.
- Sangle fémorale haute pour musculature développée.
- Sangle de mollet anti-migration pour une meilleure suspension de l'attelle.

STANDARD



DEFIANCE[®]

- Armature classique, profilée, épousant la forme de la jambe.
- Système breveté 4 Points d'Appui : la configuration des embrasses rigides et des sangles permet d'appliquer une charge postérieure constante sur le tibia afin d'éviter les mouvements de translation antérieure.
- Coussin supra-condylien anti-migration pour bien ancrer l'attelle (sauf modèles OA Defiance[®]).
- Sangle de mollet anti-migration pour une meilleure suspension de l'attelle.

ARTICULATIONS

STANDARD POLYAXIALE



LCA/LCP/IC

Indications

- Lésions LCA, LCP, Instabilités Combinées (IC), Lésions LLI, LLE.

Caractéristiques

L'articulation polycentrique stabilise le genou tout en se conformant aux mouvements naturels de ce dernier. Une articulation polycentrique optimise également les forces stabilisatrices antérieures / postérieures et varus / valgus appliquées par l'attelle.

DROP LOCK VERROUILLAGE



IC UNIQUEMENT

Indications

- Syndromes et/ou déficiences avérées du quadriceps, support en station verticale, syndrome post-polio.

Caractéristiques

L'articulation polycentrique DropLock possède un système à ressort, qui verrouille automatiquement l'articulation lorsque le patient est en extension complète. L'articulation DropLock se déverrouille d'une simple pression sur un bouton, ce qui autorise une amplitude de mouvement contrôlée lors de la reprise de la déambulation.

FOURCEPOINT[™] AMORTISSEMENT



LCA UNIQUEMENT

Indications

- La seule articulation protégeant efficacement le LCA (cliniquement prouvé). Réduit le temps passé dans la zone d'hyper extension. Non indiquée pour les instabilités du LCP.

Caractéristiques

Cette articulation brevetée possède un mécanisme amortissant qui augmente la résistance dans les 25 derniers degrés d'extension, afin de réduire l'impact de l'extension et d'augmenter la charge tibiale postérieure. L'articulation FourcePoint[™] est livrée avec un plot d'extension à 10°, enclenchant une résistance à 25°.

OA DÉCHARGE

Poussée Fixe | Poussée réglable



LCA/LCP/IC

Indications

- Arthroses unicompartmentales associées ou non à des instabilités ligamentaires de type LCA, LCP, instabilités chroniques des ligaments latéraux (LLI, LLE), IC (Instabilités Combinées) et usage au quotidien.

Caractéristiques

Cette articulation polyaxiale, associée à un coussin condylien télescopique, permet au patient de contrôler lui-même la charge / décharge de l'attelle de 1° à 7° (modèle réglable). Un coussin condylien en Floam[™] est également livré avec l'articulation, pour plus de confort et une meilleure observance du patient.



Defiance® III



Defiance®

DONJOY



Defiance® III (incurvée)

Defiance® (classique)

Indications :

- **Instabilités modérées et graves du LCA, LCP, LLI, LLE.**

Caractéristiques :

- **Disponible en trois longueurs (Standard, courte, cuisse standard / mollet court).**
- Fabrication aux mesures du patient.
- Modèle Defiance® III : Possède une armature ultra-légère (matériau composite exclusif) qui permet de dégager la partie interne de la cuisse pour plus de confort dans la pratique de certains sports tels que moto-cross, snowboard, ski de bosse...
- Version LCA/LCP avec système breveté 4 Points d'Appui.
- Coussins condyliens anti-migration.
- Poids : 650 g environ (selon modèles).
- Version IC avec sangle de cuisse antérieure et postérieure.
- Version mollet court pour la pratique du ski et du moto-cross.
- Version Defiance® Extra avec embrasses renforcées en carbone pour les sports extrêmes.
- Large choix de coloris.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90° (sauf articulations DropLock).
- Limitation d'amplitude de l'extension à 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande.
- Prise de mesure : Appareil de mesure CCMi Mark III, ou avec un moulage positif en résine ou un fichier AOP.
- Articulations proposées : Standard, Fourcepoint, DropLock.

Prescrire : Defiance® III DonJoy
Defiance® DonJoy

Hauteur de l'attelle	
Standard	40,6 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	19 cm
Courte	35,5 cm*
Embrasse de cuisse	19 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm
Mollet Courte	38,1 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm

* Non disponible pour Defiance® III

Pour que la fabrication soit réalisable, les mesures doivent être comprises entre les valeurs ci-dessous :

	Circ.Cuisse	Circ.Mollet
Minimum	31,8 cm	26 cm
Maximum	97,3 cm	66,5 cm

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Defiance®	-	Sur Mesure	-
Defiance® III	-	Sur Mesure	-
Appareil de Mesure CCMi Mark III	-	11-0183	-

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Protection Anti-Chocs	-	11-1006-x-06000	-
Habillage Sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage Sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de Protection Lycra Noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de Protection Néoprène Noir	-	11-0122-x	-
Protection pour Mollet	Taille Unique	11-1367-9-06000	-
Kit Air Condyle	Taille Unique	25-1923-0-06000	-
Kit Condyle Gel	-	11-1107-0-00000	-
Coussin de sangle SILI-GRIP	-	11-1415	-
Attachement Rotulien TruPull XS/S	-	11-1525-2	34010 40229906
Attachement Rotulien TruPull M/L/XL	-	11-1525-3	34010 40230155
Attachement Rotulien TruPull XXL/XXXL	-	11-1525-4	34010 40230384
Kit de Coussin pour Atrophie	-	11-0059-9-00000	-
Plots de Blocage en Extension	Taille Unique	11-0398-9-00000	34010 40699808
Kit-Plots de Flexion/Extension	Taille Unique	Nous consulter	-
Revêtement Sangles en Suédine	-	Nous consulter	-
Revêtement Sangles en Peau de Chamois	-	Nous consulter	-
Embrasses Renforcées Carbone	-	Nous consulter	-
Couverture sangles Métal	-	Nous consulter	-
Renfort Interne de l'articulation	-	Nous consulter	-

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL




Tableau prises de mesure complètes page 4.

DONJOY

Armor

Indications :

- Entorses modérées et graves des ligaments croisés (LCA et/ ou LCP) ou latéraux du genou (LLI ou LLE).
- Reprise d'activités y compris pour les sports extrêmes.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).
- Système breveté 4 Points d'Appui.
- Coussin condylien anti-migration (non disponible pour les versions Ski).
- Embrasse de mollet courte pour l'utilisation de bottes.
- Disponible en version LCA, LCP, IC (Instabilités Combinées).
- Structure adaptable à la morphologie du patient.
- Réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande.
- Attaches de sangles tournantes (pivotantes).
- Grande protection du tibia et du genou.
- Déflecteur pour les charnières (uniquement disponible en version Ski).

Longueur version Action Courte/Ski	37,5 cm
Cuisse	21,5 cm
Mollet	16 cm

Prescrire : Armor DonJoy



Protection mollet



Protection des chocs



Usage Motocross et sports extrêmes

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Ligaments Croisés Antérieurs			
Action Courte - LCA - Droite	-	11-1004-x-26000	-
Action Courte - LCA - Gauche	-	11-1005-x-26000	-
Action Courte - LCA - Droite - Fourpoint	-	11-1440-x	-
Action Courte - LCA - Gauche - Fourpoint	-	11-1441-x	-
Ski - LCA - Droite - Fourpoint	-	11-1451-x	-
Ski - LCA - Gauche - Fourpoint	-	11-1452-x	-
Ligaments Croisés Postérieurs			
Action Courte - LCP - Droite	-	11-1025-x-26000	-
Action Courte - LCP - Gauche	-	11-1026-x-26000	-
Instabilités Combinées			
Action Courte - IC - Droite	-	11-1029-x-26000	-
Action Courte - IC - Gauche	-	11-1030-x-26000	-
Accessoire			
Protection Anti-Chocs (Sauf version Ski)	-	11-1006-x-06000	-
Habillage Sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage Sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de Protection Lycra Noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de Protection Néoprène Noir	-	11-0122-x	-
Anti-Pincement Mollet	Taille Unique	11-1095-9-06000	-
Plots de Blocage en Extension	Taille Unique	11-0398-9-00000	3401040699808
Kit-Plots de Flexion/Extension	Taille Unique	25-0422-0-00000	-
Attachement Rotulien TruPull XS/S	-	11-1525-2	3401040229906
Attachement Rotulien TruPull M/L/XL	-	11-1525-3	3401040230155
Attachement Rotulien TruPull XXL/XXXL	-	11-1525-4	3401040230384

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL




Tableau prises de mesure complètes page 4.

DONJOY

SE 4 Point

Indications :

- **Polyvalente : traitement fonctionnel post-traumatique, utilisation en pré ou post-opératoire après chirurgie ligamentaire, période de rééducation et réathlétisation, pratique sportive.**
- Stabilisation latérale du genou après entorse du LLI ou du LLE.
- Stabilisations antéropostérieure et rotatoire du genou en cas d'entorse du LCA et/ou du LCP.
- Réglage de l'amplitude articulaire dans la plage déterminée du protocole de soins.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).**
- Système breveté 4 Points d'Appui.
- Disponible en version LCA, LCP et IC (Instabilités Combinées).
- Légère (650 g) et peu encombrante.
- Revêtement en "Kraton™" : Possibilité d'utiliser l'attelle dans l'eau (y compris dans l'eau de mer). Rincer et sécher l'attelle après chaque utilisation.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande.

Accessoire	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Protection Anti-Chocs	-	11-1006-x-060 00	-
Habillage Sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage Sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra Noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection Néoprène Noir	-	11-0122-x	-
Anti-Pincement Mollet	Taille Unique	11-1095-9-06000	-
Plots de Blocage en Extension	Taille Unique	11-0398-9-00000	-
Kit-Plots de Flexion/Extension	Taille Unique	25-0422-0-00000	-
Attachement Rotulien TruPull XS/S	-	11-1525-2	34010 40229906
Attachement Rotulien TruPull M/L/XL	-	11-1525-3	34010 40230155
Attachement Rotulien TruPull XXL/XXXL	-	11-1525-4	34010 40230384

Prescrire : SE 4 Point Donjoy



Articulation standard



Revêtement Kraton

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Ligaments Croisés Antérieurs			
LCA - Droite - XS	-	11-0980-1-06160	34010 43113813
LCA - Droite - S	-	11-0980-2-06160	34010 43113981
LCA - Droite - M	-	11-0980-3-06160	34010 43114063
LCA - Droite - L	-	11-0980-4-06160	34010 43114124
LCA - Droite - XL	-	11-0980-5-06160	34010 43114292
LCA - Droite - XXL	-	11-0980-6-06160	34010 43114353
LCA - Droite - XXXL	-	11-0980-7-06160	34010 43114414
LCA - Gauche - XS	-	11-0981-1-06160	34010 43114582
LCA - Gauche - S	-	11-0981-2-06160	34010 43114643
LCA - Gauche - M	-	11-0981-3-06160	34010 43114704
LCA - Gauche - L	-	11-0981-4-06160	34010 43114872
LCA - Gauche - XL	-	11-0981-5-06160	34010 43114933
LCA - Gauche - XXL	-	11-0981-6-06160	34010 43115015
LCA - Gauche - XXXL	-	11-0981-7-06160	34010 43115183
Ligaments Croisés Postérieurs			
LCP - Droite - XS	-	11-0982-1-06160	34010 43115244
LCP - Droite - S	-	11-0982-2-06160	34010 43115305
LCP - Droite - M	-	11-0982-3-06160	34010 43115473
LCP - Droite - L	-	11-0982-4-06160	34010 43115534
LCP - Droite - XL	-	11-0982-5-06160	34010 43115763
LCP - Droite - XXL	-	11-0982-6-06160	34010 43115824
LCP - Droite - XXXL	-	11-0982-7-06160	34010 43115992
LCP - Gauche - XS	-	11-0983-1-06160	34010 43116074
LCP - Gauche - S	-	11-0983-2-06160	34010 43116135
LCP - Gauche - M	-	11-0983-3-06160	34010 43116364
LCP - Gauche - L	-	11-0983-4-06160	34010 43116425
LCP - Gauche - XL	-	11-0983-5-06160	34010 43116593
LCP - Gauche - XXL	-	11-0983-6-06160	34010 43116654
LCP - Gauche - XXXL	-	11-0983-7-06160	34010 43116715
Instabilités Combinées			
IC - Droite - XS	-	11-0984-1-06160	34010 43116883
IC - Droite - S	-	11-0984-2-06160	34010 43116944
IC - Droite - M	-	11-0984-3-06160	34010 43117026
IC - Droite - L	-	11-0984-4-06160	34010 43117194
IC - Droite - XL	-	11-0984-5-06160	34010 43117255
IC - Droite - XXL	-	11-0984-6-06160	34010 43117316
IC - Droite - XXXL	-	11-0984-7-06160	34010 43117484
IC - Gauche - XS	-	11-0985-1-06160	34010 43117545
IC - Gauche - S	-	11-0985-2-06160	34010 43117606
IC - Gauche - M	-	11-0985-3-06160	34010 43117774
IC - Gauche - L	-	11-0985-4-06160	34010 43117835
IC - Gauche - XL	-	11-0985-5-06160	34010 43118085
IC - Gauche - XXL	-	11-0985-6-06160	34010 43118146
IC - Gauche - XXXL	-	11-0985-7-06160	34010 43118207

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL




Tableau prises de mesure complètes page 4.

DONJOY



ACL Everyday

Indications :

- Entorses de gravité moyenne et sévère des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Parfaitement adaptée pour la convalescence et la reprise d'activités.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).
- Légère (450 g), réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
- Taille réduite (33 cm).
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Design ergonomique des embrasses de cuisse et de mollet, adaptable à la morphologie du patient.
- Confort accru, grâce aux sangles anti-dérapantes, doublées en "Sili-Grip" hypo-allergénique.
- Pas de possibilité de blocage à 0°.
- Ne convient pas aux personnes très corpulentes.

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Droite - XS	-	11-1601-1	3401046213770
Droite - S	-	11-1601-2	3401046213831
Droite - M	-	11-1601-3	3401046214081
Droite - L	-	11-1601-4	3401046214142
Droite - XL	-	11-1601-5	3401046214203
Droite - XXL	-	11-1601-6	3401046214371
Droite - XXXL	-	11-1601-7	3401046214432
Gauche - XS	-	11-1600-1	3401046214661
Gauche - S	-	11-1600-2	3401046214722
Gauche - M	-	11-1600-3	3401046214890
Gauche - L	-	11-1600-4	3401046214951
Gauche - XL	-	11-1600-5	3401046215033
Gauche - XXL	-	11-1600-6	3401046215262
Gauche - XXXL	-	11-1600-7	3401046215323

Prescrire : ACL Everyday DonJoy



Accessoire	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Habillage Sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage Sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra Noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection Néoprène Noir	-	11-0122-x	-
Kit-Plots de Flexion/Extension	Taille Unique	25-0422-0-00000	-



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY



Fermeture par clips



Attelle Postérieure Modelable

Support Everest

Indications :

- Entorses de gravité moyenne et sévère des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Convalescence post-opératoire et réadaptation fonctionnelle.
- Protection de la cicatrisation ligamentaire après entorses légères.
- Réathlétisation et reprise d'activité (sauf sports extrêmes).

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).**
- Hauteur Attelle : 42 cm.
- Attelle évolutive accompagnant la guérison du traumatisme et reprise d'activité.
- Genouillère articulée, réglable en flexion/extension.
- Attelle postérieure modelable, amovible par auto-agrippants, permettant d'intensifier la rigidité de l'immobilisation.
- Plots de limitation d'amplitude et blocage à 0°, 15°, 30°, 60°, 90°.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Hauteur Attelle	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
XS	42 cm	33 - 37 cm	ATA34XS	34010 43494493
S	42 cm	38 - 43 cm	ATA34S	34010 43494554
M	42 cm	44 - 49 cm	ATA34M	34010 43494615
L	42 cm	50 - 55 cm	ATA34L	34010 43494783
XL	42 cm	56 - 60 cm	ATA34XL	34010 43494844
XXL	42 cm	> 60 cm	ATA34XXL	34010 43494905



Prescrire : Support Everest DonJoy




Tableau prises de mesure complètes page 4.



Partie postérieure avec textile HI10™



Fibre ajourée respirante



Facilité d'ajustement

DONJOY

Playmaker[®] Wrap II

Indications :

- Entorses de gravité légère à modérée des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et/ou croisés (LCA ou LCP).
- Idéale pour les activités du quotidien ou les sports de loisirs.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).
- Confort optimal : la partie postérieure de l'attelle est composée de HI10™ (fibre de nylon et de Spandex haute résistance) pour un confort et un ajustement inégalés.
- Une sensation de fraîcheur : l'utilisation de matériaux novateurs (fibre ajourée hautement respirante) permet de maintenir une sensation de fraîcheur quel que soit le niveau d'activité.
- Les attaches permettent un ajustement facile et rapide des sangles.
- Efficacité de l'articulation Rom : l'articulation DIII de DonJoy, fine et discrète, permet un réglage facile et sécurisé de l'amplitude de mouvement.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Possibilité de blocage à 0° (extension complète), sur demande.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
XS	-	11-3497-1	3401041254020
S	-	11-3497-2	3401041254198
M	-	11-3497-3	3401041254259
L	-	11-3497-4	3401041254310
XL	-	11-3497-5	3401041254488
XXL	-	11-3497-6	3401041254549
XXXL	-	11-3497-7	3401041254600
Accessoire	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Plots de Blocage en Extension	Taille Unique	11-0398-9-00000	-
Kit-Plots de Flexion/Extension	Taille Unique	25-0422-0-00000	-



Découvrez notre vidéo sur la genouillère Playmaker[®] Wrap II

Prescrire : Playmaker[®] Wrap II DonJoy




Tableau prises de mesure complètes page 4.

DONJOY



Drytex® Eco Wrap

Indications :

- Entorse de gravité légère et modérée des ligaments latéraux (LLI ou LLE).
- Instabilité chronique bénigne.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).
- Version enveloppante, application sans enfillement.
- Fabriqué dans un produit alternatif au Néoprène, le Drytex® permet une contention respirante tout en laissant la peau respirer, idéale pour les patients ayant des allergies au Néoprène.
- Baleines articulées polycentriques amovibles, conformables.
- Légère et résistante.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Drytex® Eco Wrap			
Wrap - XS	-	11-0672-1	34010 45594771
Wrap - S	-	11-0672-2	34010 45594832
Wrap - M	-	11-0672-3	34010 45595082
Wrap - L	-	11-0672-4	34010 45595143
Wrap - XL	-	11-0672-5	34010 45595204
Wrap - XXL	-	11-0672-6	34010 45595372
Wrap - XXXL	-	11-0672-7	34010 45595433
Drytex® Eco Wrap - Avec Dégagement Creux Poplité			
Wrap - POP - XS	-	81-06732	34010 43120385
Wrap - POP - S	-	81-06733	34010 43120446
Wrap - POP - M	-	81-06735	34010 43120507
Wrap - POP - L	-	81-06737	34010 43120675
Wrap - POP - XL	-	81-06738	34010 43120736
Wrap - POP - XXL	-	81-06739	34010 43120965
Wrap - POP - XXXL	-	81-06739-10	34010 43121047

Prescrire : Drytex® Eco Wrap DonJoy



Tableau prises de mesure complètes page 4.

DONJOY

Drytex® Eco

Indications :

- Entorse de gravité légère et modérée des ligaments latéraux (LLI ou LLE).
- Instabilité chronique bénigne.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).
- Version tubulaire, application par enfillement.
- Fabriqué dans un produit alternatif au Néoprène, le Drytex® permet une contention respirante tout en laissant la peau respirer, idéale pour les patients ayant des allergies au Néoprène.
- Baleines articulées polycentriques amovibles, conformables.
- Légère et résistante.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Drytex® Eco			
XS	-	81-06702	34010 76949458
S	-	81-06703	34010 75627067
M	-	81-06705	34010 75627128
L	-	81-06707	34010 75627296
XL	-	81-06708	34010 75627357
XXL	-	81-06709	34010 79280824
Drytex® Eco - Avec Dégagement Creux Poplité			
POP - XS	-	81-06712	34010 79280992
POP - S	-	81-06713	34010 79283085
POP - M	-	81-06715	34010 79283146
POP - L	-	81-06717	34010 79283207
POP - XL	-	81-06718	34010 79283375
POP - XXL	-	81-06719	34010 79283665

Prescrire : Drytex® Eco DonJoy

Genouillères Rotuliennes & Elastiques



Genouillères Rotuliennes



Lors des mouvements de flexion-extension de l'articulation, la rotule (ou patella) coulisse dans une gorge étroite formée par le relief antérieur du fémur.

Les pressions qui s'exercent entre la rotule et le fémur peuvent atteindre plusieurs centaines de kilos lors de certains mouvements comme s'accroupir par exemple.

De nombreux facteurs comme une légère déviation de l'axe de l'articulation, une insuffisance musculaire, une anomalie osseuse... peuvent compromettre la stabilité de la rotule ce qui accroît encore les contraintes s'exerçant sur le compartiment fémoro-patellaire entraînant des douleurs de la partie antérieure du genou.

Le saviez-vous ?

- La rotule (ou patella) est l'os sésamoïde (contenu dans l'épaisseur d'un tendon) le plus volumineux du corps.
- Le signe du cinéma est fréquemment retrouvé chez les personnes qui présentent un syndrome rotulien, celui-ci se manifeste par des douleurs qui se déclenchent après une station assise prolongée
- La subluxation externe de la rotule est beaucoup plus fréquent chez la femme qui a plus souvent des genoux valgum.



Les genouillères rotuliennes DonJoy ont pour objectif le traitement des :

- Douleurs associées aux instabilités rotuliennes.
- Subluxations latérales.
- Mauvais alignements rotuliens.
- Chondropathies.
- Tendinopathies.
- Suites de transfert de tubérosité tibiale antérieure (TTA).
- Ménisectomies.

Genouillères Rotuliennes



Reaction
Page 59



Tru-Pull® Lite
Page 60



Tru-Pull®
Page 61



Bandeau Infra-Patellaire Aircast®
Page 62

Subluxation externe de la rotule		•	•
Douleur antérieure du genou	•		•
Instabilité rotulienne	•	•	•
Post-opératoire de la translation de la Tubérosité tibiale antérieure			•
Tendinopathie rotulienne	•	•	•
Maladie d'Osgood-Schlatter	•	•	•
Syndrome de l'essuie-glace		•	

Genouillères Élastiques



Strapping™ Genou
Page 63



Rotulax™ Ouverte
Page 64



Rotulax™ Fermée
Page 64



Aligua™
Page 65



Fortilax™ Genou
Page 66



Genouillère Élastique Fine
Page 66

Instabilité légère de la rotule	•	•	•	•	
Douleurs rotuliennes/méniscales	•	•	•	•	
Entorse bénigne	•	•	•	•	
Instabilité latérale modérée	•			•	
Stimulation proprioceptive (contention)	•	•	•	•	•
Contention légère pour traitement de l'œdème				•	•

Arbre décisionnel Genouillères Rotuliennes et Élastiques



GENOUILLÈRES ROTULIENNES & ELASTIQUES

Design en Croisillons : Absorption des chocs et Dispersion de l'Énergie.

- La structure favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou.
- Les trames extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse (Voir "Design" - Fig. 1).
- L'ajustement anatomique, la compression et les propriétés élastiques des trames apportent une action proprioceptive sur toute l'amplitude de mouvement.

Structure Ouverte : Confort optimal.

- Conception en forme de trame pour épouser parfaitement l'anatomie de la rotule.
- Le tissu ajouré en creux poplité assure respirabilité et confort.
- Attelle non contraignante, légère et aérée.
- Possibilité d'utiliser l'attelle dans l'eau.



Trames Extensibles : Stabilisation Patellaire.

- Le design en "croisillons" assure une stabilisation dynamique et complète de la rotule, ainsi qu'une compression au niveau des tendons du quadriceps et de la rotule afin d'atténuer la douleur.

Articulations bi-axiales.

- Les articulations flexibles sont un soutien additionnel pour le genou en position neutre.



Sangles Ajustables.

- Les sangles ajustables permettent un ancrage stable de l'attelle durant les activités quotidiennes ou sportives.
- Les sangles peuvent être ajustées en fonction des besoins du patient : confort, souplesse, retour proprioceptif...

Habillage de protection : Aisance accrue.

- Permet d'éviter les risques d'irritation.
- L'attelle peut être portée sans le manchon.

Design Trames Extensibles - Rôle & Fonction



Les **trames verticales** fournissent la majorité du retour énergétique.

Les **trames diagonales** reproduisent les lignes de force du quadriceps.

Les **trames horizontales** s'entrecroisent sur les tendons du quadriceps et de la rotule.



Les **trames parapatellaires** (médiales et latérales) assurent l'alignement de la rotule.

Fig 1 - Chaque jeu de trames assure une fonction particulière et indépendante.

Fig 2 - Les trames flexibles s'allongent et se rétractent avec le mouvement de l'articulation.



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Reaction

Indications :

Syndrome fémoro-patellaire, douleurs antérieures du genou ayant pour origine :

- **Arthrose fémoro-patellaire modérée, associée ou non à une gonarthrose bi-compartmentale débutante.**
- Chondromalacie.
- Maladie d'Osgood-Schlatter.
- Tendinopathie du tendon quadricipital et du tendon rotulien.
- Idéal pour la pratique sportive ou usages au quotidien par son faible encombrement.

Caractéristiques :

- **Disponible en 4 tailles (XS/S, M/L, XL/XXL et XXXL).**
- La structure en élastomère favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou.
- Les composants extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse.
- Les membranes extensibles apportent un contact proprio-ceptif sur toute l'amplitude de mouvement.
- La structure ouverte épouse parfaitement la forme de la rotule.
- Les articulations flexibles procurent un soutien additionnel pour le genou en position neutre.
- Facilité d'enfillement, finesse.
- Le design et les membranes entrecroisées assurent une stabilisation dynamique et complète de la rotule.
- Habillage de rechange livré avec l'attelle.
- **Modèle bilatéral.**



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Reaction Grise			
XS/S	33 - 46 cm	82-0215-2	34010 51282716
M/L	47 - 59 cm	82-0215-3	34010 51282365
XL/XXL	60 - 75 cm	82-0215-4	34010 51284208
XXXL	> 75 cm	82-0215-5	34010 51284437
Reaction Rouge			
XS/S	33 - 46 cm	82-0215-2-01000	34010 40386951
M/L	47 - 59 cm	82-0215-3-01000	34010 40387262
XL/XXL	60 - 75 cm	82-0215-4-01000	34010 40387491
XXXL	> 75 cm	82-0215-5-01000	34010 40388214
Reaction Bleue			
XS/S	33 - 46 cm	82-0215-2-02000	34010 40388443
M/L	47 - 59 cm	82-0215-3-02000	34010 40388672
XL/XXL	60 - 75 cm	82-0215-4-02000	34010 40388962
XXXL	> 75 cm	82-0215-5-02000	34010 40389105
Accessoire		Code Article	Code ACL
Habillage de Rechange Reaction - XS/S		11-0541-2	34010 53687335
Habillage de Rechange Reaction - M		11-0541-3	34010 53687564
Habillage de Rechange Reaction - L		11-0541-4	34010 53687625
Habillage de Rechange Reaction - XL		11-0541-5	34010 53687793
Habillage de Rechange Reaction - XXL		11-0541-6	34010 20690719
Habillage de Rechange Reaction - XXXL		11-0541-7	34010 20690887



Découvrez notre vidéo sur la genouillère Reaction

Prescrire : Reaction Donjoy




Tableau prises de mesure complètes page 4.

DONJOY



Tru-Pull® Lite


Indications :

- Assure le centrage correct de la rotule lors des mouvements du genou et dans toute l'amplitude articulaire.
- Subluxation externe (ou interne) de la rotule, instabilités rotuliennes
- Dysplasie fémoro-patellaire.
- Conçue pour soulager les douleurs aiguës de la partie antérieure du genou ou les douleurs chroniques légères à modérées.
- Syndrome de l'essuie-glace.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).
- Attelle peu volumineuse (longueur : 21,6 cm - épaisseur : 1,27 mm) et légère.
- Système breveté d'Insert Rotulien en silicone "Dual Durometer" : Se positionne à même la peau et applique une pression correctrice constante sur la rotule.
- Insert rotulien amovible, pour faciliter l'entretien de l'attelle.
- Sangles dédoublées en "Y", pour appliquer une traction dynamique au-dessus et en dessous de la rotule.
- Fabriquée en Drytex, textile fait de nylon et de lycra qui permet la circulation de l'air.
- Doublure en Lycra au niveau du creux poplité permettant la flexion/extension sans gêne.
- Articulations monocentriques semi-flexibles intégrées amovibles, pour un contrôle médial/latéral (interne/externe).
- Fixation indépendante des sangles au niveau du mollet et de la cuisse, pour prévenir la rotation de l'orthèse.

Prescrire : Tru-Pull® Lite Donjoy



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Droite - XS	-	81-0260-1	3401047838613
Droite - S	-	81-0260-2	3401047838781
Droite - M	-	81-0260-3	3401047838842
Droite - L	-	81-0260-4	3401047838903
Droite - XL	-	81-0260-5	3401047839092
Droite - XXL	-	81-0260-6	3401047839153
Droite - XXXL	-	81-0260-7	3401047839214
Gauche - XS	-	81-0261-1	3401047839382
Gauche - S	-	81-0261-2	3401047839443
Gauche - M	-	81-0261-3	3401047839504
Gauche - L	-	81-0261-4	3401047839672
Gauche - XL	-	81-0261-5	3401047839733
Gauche - XXL	-	81-0261-6	3401047839962
Gauche - XXXL	-	81-0261-7	3401047840043



Eclisse amovible



Tableau prises de mesure complètes page 4.



DONJOY

Tru-Pull[®]

Indications :

- **Maintien de la rotule en position physiologique dans toute l'amplitude articulaire du genou.**
- Après réduction d'une luxation de la rotule ou pour les subluxations sévères.
- Suites opératoires de la translation de la tubérosité tibiale antérieure (TTA).
- Chondropathie rotulienne sur rotule instable.
- Tendinopathie sévère du tendon rotulien.
- Elle est idéale pour les patients qui souhaitent conserver une activité physique exigeante.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).**
- Système de traction comprenant une sangle au-dessus et en dessous de la rotule, permettant une forte traction dynamique durant l'extension du genou.
- Fixation indépendante des sangles, pour prévenir la rotation de l'orthèse, mais également pour une réelle traction sur la rotule et éliminer le risque de luxation.
- Réalisée dans un matériau respirant - pour le confort - et en Néoprène (partie haute).
- Position du coussin rotulien au choix du praticien.
- Dégagement du creux poplité pour un plus grand confort lors de la pratique sportive, ou en flexion maximum.
- Articulations amovibles.
- Livrée avec 2 coussins rotuliens auto-agrippants (5 mm et 10 mm d'épaisseur).



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Droite - POP - XS	-	81-22922	34010 44083993
Droite - POP - S	-	81-22923	34010 44124269
Droite - POP - M	-	81-22925	34010 44084136
Droite - POP - L	-	81-22927	34010 44084365
Droite - POP - XL	-	81-22928	34010 44084426
Droite - POP - XXL	-	81-22929	34010 44084594
Droite - POP - XXXL	-	81-22929-10	34010 44306771
Gauche - POP - XS	-	81-22932	34010 44084655
Gauche - POP - S	-	81-22933	34010 44084716
Gauche - POP - M	-	81-22935	34010 44084884
Gauche - POP - L	-	81-22937	34010 44084945
Gauche - POP - XL	-	81-22938	34010 44085027
Gauche - POP - XXL	-	81-22939	34010 44085195
Gauche - POP - XXXL	-	81-22939-10	34010 44306832

Prescrire : Tru-Pull[®] DonJoy



Mesurer la circonférence sous le genou.



AIRCAS^T

Bandeau Infra-Patellaire

Indications :

- **Tendinopathies rotuliennes, maladie d'Osgood-Schlatter.**
- Permet de réduire les sollicitations exercées au niveau de la tubérosité tibiale et du tendon rotulien.
- Limite les vibrations exercées sur le tendon.

Caractéristiques :

- **Taille unique.**
- Bandeau avec cellule pneumatique pour compression localisée sur le tendon rotulien.
- Facilité de mise en place.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. sous genou	Code Article	Code ACL
Noir	25 - 43 cm	08A-B	3401079003331



Prescrire : Bandeau Infra-Patellaire Aircast®



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Strapping™ Genou

Indications :

- **Contention et maintien pour lésions du genou de gravité moyenne, instabilités chroniques.**
- Contention pour pathologies méniscales légères.
- Prévention des épisodes d'instabilité de rotule (Subluxation).
- Rappel proprioceptif lors de la reprise d'activité après entorses stabilisées et traitées du genou.

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Sangle additionnelle élastique de renforcement du maintien.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



Respirant, biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité multi-directionnelle



Compression graduelle



Maillage relâché en creux poplité



Stabilisateur rotulien silicone



Baleines souples bilatérales

Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
T1	35 - 38 cm	S135B-1	34010 96673036
T2	39 - 42 cm	S135B-2	34010 96673265
T3	43 - 46 cm	S135B-3	34010 96673326
T4	47 - 49 cm	S135B-4	34010 96673494
T5	50 - 53 cm	S135B-5	34010 96673555
T6	54 - 57 cm	S135B-6	34010 96673616

Prescrire : Strapping™ Genou DonJoy





Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY


Rotulax™ Ouverte

Indications :

- Prévention des épisodes d'instabilité de rotule (subluxation), stabilisation des lésions patellaires.
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Fenêtre rotulienne.
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
T1	35 - 38 cm	S145B-1	3401096673784
T2	39 - 42 cm	S145B-2	3401096673845
T3	43 - 46 cm	S145B-3	3401096673906
T4	47 - 49 cm	S145B-4	3401096674095
T5	50 - 53 cm	S145B-5	3401096674156
T6	54 - 57 cm	S145B-6	3401096674217

Prescrire : Rotulax™ Ouverte DonJoy



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY


Rotulax™ Fermée

Indications :

- Prévention des épisodes d'instabilité de rotule (subluxation), stabilisation des lésions patellaires.
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Maillage relâché sur la rotule (prévention des œdèmes).
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
T1	35 - 38 cm	S140B-1	3401096674385
T2	39 - 42 cm	S140B-2	3401096674446
T3	43 - 46 cm	S140B-3	3401096674507
T4	47 - 49 cm	S140B-4	3401096674675
T5	50 - 53 cm	S140B-5	3401096674736
T6	54 - 57 cm	S140B-6	3401096674965

Prescrire : Rotulax™ Fermée DonJoy



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

AliguaTM

Indications :

- **Contention post-opératoire pour lésions modérées des ligaments latéraux, lésions méniscales, entorses du genou de gravité moyenne.**
- Contention et maintien pour laxités chroniques du genou.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Baleines bilatérales articulées monocentriques amovibles.
- Sangles supérieures et inférieures non amovibles pour un ajustement adéquat.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Maillage relâché sur la rotule (prévention des œdèmes).
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**




Respirant, biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité multi-directionnelle



Compression graduelle



Maillage relâché en creux poplité



Stabilisateur rotulien silicone



Articulations bilatérales

Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
T1	35 - 38 cm	S130B-1	34010 96675856
T2	39 - 42 cm	S130B-2	34010 96675917
T3	43 - 46 cm	S130B-3	34010 96676167
T4	47 - 49 cm	S130B-4	34010 96676228
T5	50 - 53 cm	S130B-5	34010 96676396
T6	54 - 57 cm	S130B-6	34010 96676457

Prescrire : AliguaTM DonJoy





Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Fortilax™ Genou

Indications :

- **Contention et maintien pour lésions du genou.**
- Maintien après entorses légères, maintien sur atrophie du quadriceps.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de T0 à T6).**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Maillage relâché sur la rotule (prévention des œdèmes).
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



Respirant, biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité multi-directionnelle



Compression graduelle



Maillage relâché en creux poplité

Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
T0	30 - 34 cm	SI20B-0	34010 96675047
T1	35 - 38 cm	SI20B-1	34010 96675108
T2	39 - 42 cm	SI20B-2	34010 96675276
T3	43 - 46 cm	SI20B-3	34010 96675337
T4	47 - 49 cm	SI20B-4	34010 96675566
T5	50 - 53 cm	SI20B-5	34010 96675627
T6	54 - 57 cm	SI20B-6	34010 96675795

Prescrire : Fortilax™ Genou DonJoy



Mesurer la circonférence du genou.

DONJOY

Genouillère Elastique Fine

Indications :

- **Genouillère ligamentaire, lésions légères.**
- Traitement de l'œdème post-chirurgical.
- Rappel proprioceptif en phase de réathlétisation et/ou de reprise d'activités.
- Prévention de la récurrence d'entorse chez les sujets et/ou les activités à risque

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de T1 à T5).**
- Tricotage anatomique.
- Contention à visée proprioceptive.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. Genou	Code Article	Code ACL
T1	30 - 34 cm	GE522-1	34010 78334306
T2	34 - 38 cm	GE522-2	34010 78334474
T3	38 - 42 cm	GE522-3	34010 78334535
T4	42 - 47 cm	GE522-4	34010 78334764
T5	47 - 53 cm	GE522-5	34010 78334825


Fabricant : Cizeta

Prescrire : Genouillère Elastique Fine DonJoy

Genouillères Gonarthrose / O.A.



Genouillères Gonarthrose / O.A.



L'arthrose du genou est l'érosion dégénérative des cartilages articulaires de l'articulation.


Cette usure cartilagineuse peut concerner les 3 compartiments de l'articulation : fémoro-patellaire, fémoro tibial interne et externe ou ne toucher qu'un seul ou deux d'entre eux.

Outre la surcharge pondérale, des prédispositions génétiques, des antécédents traumatiques qui sont reconnus comme des facteurs favorisant la gonarthrose, une déviation, même modérée, de l'axe d'un membre inférieur augmente considérablement le risque d'usure du cartilage.

En effet, le genu varum accroît les pressions sur le compartiment interne du genou alors qu'un genu valgum augmente les contraintes sur le compartiment externe. Le compartiment du genou ainsi exposé à des forces de pressions excessives génère des douleurs et présente un risque élevé d'arthrose.

Le saviez-vous ?


- Le surpoids est l'un des facteurs favorisant la gonarthrose, lorsque l'IMC (indice de masse corporel) est supérieur à 27, le risque de souffrir d'une gonarthrose est multiplié par 3.
- Le maintien de bonnes qualités musculaires est bénéfique pour préserver une bonne stabilité du genou et ainsi réduire l'aggravation de la gonarthrose.
- Le genou est la localisation la plus fréquente de toutes les atteintes arthrosiques.



Les genouillères de gonarthrose / O.A. sont conçues pour le traitement des arthroses (légères, modérées ou graves) associées ou non à des instabilités ligamentaires.



Articulation normale :
Ménisque et
Cartilage sains.



Articulation avec
Arthrose :
Usure/Frottement.



Genouillères de Gonarthrose / Ostéo-Arthrose



OA Nano™
Page 71



OA Defiance®
Page 72



OA Everyday™
Page 73



OA Lite™
Page 74

Lésions Méniscales - Mise en décharge du ménisque lésé

Gonarthrose Unicompartmentale légère à modérée

Gonarthrose Unicompartmentale sévère

•

•


•

•

•

•

Arbre décisionnel Attelles de Gonarthrose



Rôle des orthèses pour le traitement de la gonarthrose

Role of bracing in the management of knee osteoarthritis

Rannou F, Poiraudou S, Beaudreuil J. *Curr Opin Rheumatol.* 2010 Mar;22(2):218-22. Review

Objectif de la revue

Cette revue de la littérature cherche à comparer les effets de différentes modalités d'orthèses chez des patients souffrants de formes variées de gonarthrose.

Connaissances actuelles

- Le port d'une orthèse du genou est fréquemment proposé lors de la prise en charge non chirurgicale de la gonarthrose.
- Il existe 3 types d'orthèses de genou :
 - Les attelles de repos qui entraînent une immobilisation de l'articulation
 - Les genouillères élastiques qui améliorent la stabilité globale du genou dans le plan frontal et la stabilité de la rotule.
 - Les orthèses de décharge qui permettent de réduire les contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique.
- Le port d'une orthèse doit être associé aux autres traitements conservateurs afin d'optimiser les résultats et ainsi améliorer la qualité de vie des patients souffrant de gonarthrose.

Résultats de cette revue :

- Les attelles de repos n'entraînent pas de correction biomécanique et ne sont pas fonctionnelles. Leur rôle est limité à des immobilisations de courte durée en cas d'épisodes d'épanchement de l'articulation.
- Les genouillères élastiques entraînent une diminution des douleurs après la marche et la montée des escaliers, mais sans réelle amélioration du score fonctionnel des patients. Une étude a mis en évidence l'intérêt de ces dispositifs pour améliorer l'équilibre et prévenir les risques de chutes chez les sujets à risque.
- Les orthèses de décharge : une étude randomisée de Kirkley réalisée en 1999 a cherché à comparer 3 groupes de patients arthrosiques. Un groupe a porté une genouillère élastique, un autre groupe a porté une orthèse de décharge et le troisième groupe ne portait aucun dispositif.
 - Les 2 groupes portant une orthèse ont présenté une amélioration fonctionnelle et une diminution des douleurs.
 - Cette amélioration était très significativement meilleure chez les patients qui portaient une orthèse de décharge.
 - Des dispositifs ajustables sont préférables en permettant d'améliorer le confort et la bonne observance du traitement.



Système "3 Points de décharge"

Permet de redistribuer la pression hors du compartiment atteint vers le compartiment sain.



Tableau prises de mesure complètes page 4.

DONJOY

OA Nano[™]

Indications :

Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique :

- Arthrose unicompartimentale débutante à modérée.
- Idéale pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.

Caractéristiques :

• Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

- Le design exclusif "3 Points de décharge" de DonJoy augmente la stabilité de l'attelle quelle que soit l'activité pratiquée et apporte une protection supplémentaire pour les ligaments. Ce système permet de redistribuer la pression hors du compartiment affecté vers le compartiment sain.
- Ajustement de la correction Varus/Valgus en 2 actions :
 - 4° par la forme de l'attelle.
 - 5° à 15° supplémentaires que le patient peut doser lui-même selon ses besoins.
- L'OA Nano[™] intègre le système "4 Points d'appui" de DonJoy, cliniquement prouvé*.
- La flexibilité de l'armature en magnésium permet un ajustement anatomique optimal des embrasses de cuisse et de mollet.
- De plus, les propriétés exceptionnelles du magnésium font de l'OA Nano[™] une attelle poids plume (402 g).
- L'utilisation du Nano MAG[™], matériau innovant et ultra léger utilisé pour la première fois en milieu médical, permet d'ajuster la charge/décharge du compartiment affecté de manière efficace.
- Déconseillée pour les sports extrêmes et les personnes corpulentes.

* Matthew Nadaud, Richard Komistek et al., 2006 (J Bone Joint Surg AM, 87:114-119, 2005).



Amplitude de correction varus/valgus de -5° à +15°.

Désignation	Compartiment Atteint	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Droite - XS	Interne - Médial	-	11-1214-1	3401053650605
Droite - S	Interne - Médial	-	11-1214-2	3401053650773
Droite - M	Interne - Médial	-	11-1214-3	3401053650834
Droite - L	Interne - Médial	-	11-1214-4	3401053651084
Droite - XL	Interne - Médial	-	11-1214-5	3401053651145
Droite - XXL	Interne - Médial	-	11-1214-6	3401053651206
Droite - XXXL	Interne - Médial	-	11-1214-7	3401053651374
Gauche - XS	Interne - Médial	-	11-1215-1	3401053651435
Gauche - S	Interne - Médial	-	11-1215-2	3401053651664
Gauche - M	Interne - Médial	-	11-1215-3	3401053651725
Gauche - L	Interne - Médial	-	11-1215-4	3401053651893
Gauche - XL	Interne - Médial	-	11-1215-5	3401053651954
Gauche - XXL	Interne - Médial	-	11-1215-6	3401053652036
Gauche - XXXL	Interne - Médial	-	11-1215-7	3401053652265
Droite - XS	Externe - Latéral	-	11-1216-1	3401053652326
Droite - S	Externe - Latéral	-	11-1216-2	3401053652494
Droite - M	Externe - Latéral	-	11-1216-3	3401053652555
Droite - L	Externe - Latéral	-	11-1216-4	3401053652616
Droite - XL	Externe - Latéral	-	11-1216-5	3401053652784
Droite - XXL	Externe - Latéral	-	11-1216-6	3401053652845
Droite - XXXL	Externe - Latéral	-	11-1216-7	3401053652906
Gauche - XS	Externe - Latéral	-	11-1217-1	3401053653095
Gauche - S	Externe - Latéral	-	11-1217-2	3401053653156
Gauche - M	Externe - Latéral	-	11-1217-3	3401053653217
Gauche - L	Externe - Latéral	-	11-1217-4	3401053653385
Gauche - XL	Externe - Latéral	-	11-1217-5	3401053653446
Gauche - XXL	Externe - Latéral	-	11-1217-6	3401053653507
Gauche - XXXL	Externe - Latéral	-	11-1217-7	3401053653675

Prescrire : OA Nano[™] DonJoy



Réglage charge / décharge



3 Points de décharge



Prise de mesure CCMI MARK III



Découvrez notre vidéo sur la prise de mesure Defiance

DONJOY

OA Defiance®

Indications :

Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique avec ou sans instabilité ligamentaire associée :

- Arthrose uni-compartmentale modérée à plus sévère.
- Pour les patients actifs soucieux de prévenir l'aggravation de leur pathologie arthrosique.

Caractéristiques :

• Fabrication sur mesure.

- Idéal lors de la pratique sportive.
- Prise de mesure aisée (appareil de mesure CCMI Mark III ou positif)
- Système breveté 4 Points d'Appui pour contrôler les instabilités ligamentaires.
- Système "3 Points de décharge". Permet de redistribuer la pression hors du compartiment atteint vers le compartiment sain.
- Ajustement de 1° à 7° (3° moyen) que le patient peut doser lui-même selon ses besoins (modèle réglable).
- Attelle légère (650 g environ), peu encombrante, fabriquée en matériau composite, adaptée au Varus/Valgus de chaque patient.
- Coussin condylien en gel possible pour un parfait confort et une meilleure observance.
- Configuration des sangles disponible en LCA, LCP ou IC.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Large choix de coloris.

Prescrire : OA Defiance® DonJoy

Hauteur de l'attelle

Standard	40,6 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	19 cm
Courte	35,5 cm*
Embrasse de cuisse	19 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm
Mollet Courte	38,1 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm

* Non disponible pour Defiance® III

Pour que la fabrication soit réalisable, les mesures doivent être comprises entre les valeurs ci-dessous :

	Circ.Cuisse	Circ.Mollet
Minimum	31,8 cm	26 cm
Maximum	97,3 cm	66,5 cm

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
OA Defiance® poussée fixe	-	Sur-mesure	-
OA Defiance® poussée réglable (ajustable)	-	Sur-mesure	-
Appareil de mesure CCMI Mark III	-	11-0183	-

Accessoire	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Protection Anti-Chocs	-	11-1006-x-06000	-
Habillage Sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage Sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de Protection Lycra Noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de Protection Néoprène Noir	-	11-0122-x	-
Protection pour Mollet	Taille Unique	11-1367-9-06000	-
Attachement Rotulien TruPull XS/S	-	11-1525-2	3401040229906
Attachement Rotulien TruPull M/L/XL	-	11-1525-3	3401040230155
Attachement Rotulien TruPull XXL/XXXL	-	11-1525-4	3401040230384
Kit Air Condyale	Taille Unique	25-1923-0-06000	-
Kit Condyale Gel	-	11-1107-0-00000	-
Coussin de sangle SILI-GRIP	-	11-1415	-
Plots de Blocage en Extension	Taille Unique	Nous consulter	-
Kit-Plots de Flexion/Extension	Taille Unique	Nous consulter	-
Revêtement Sangles en Suédine	-	Nous consulter	-
Revêtement Sangles en Peau de Chamois	-	Nous consulter	-
Embrasses Renforcées Carbone	-	Nous consulter	-
Couverture sangles Métal	-	Nous consulter	-
Renfort Interne de l'articulation	-	Nous consulter	-
Kit de Coussin pour Atrophie	-	11-0059-9-00000	-

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



Tableau prises de mesure complètes page 4.

DONJOY

OA Everyday[™]

Indications :

Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique :

- Arthrose uni-compartmentale débutante ou modérée.
- Légère et de taille réduite, elle est parfaitement adaptée pour les activités de la vie quotidienne ainsi que pour l'activité physique modérée.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).**
- Système "3 points de décharge" : Points d'appui permettant de redistribuer la pression hors du compartiment atteint.
- Ajustement de la charge / décharge effectué par le patient, selon ses besoins (jusqu'à 6° de correction).
- Coussin condylien en gel pour un meilleur ajustement et plus de confort.
- Légère (540 g), réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
- Taille réduite (32 cm de hauteur).
- Découpe ergonomique des embrasses de cuisse et de mollet.
- Facilité de mise en place grâce aux boucles détachables et pivotantes.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.

Prescrire : OA Everyday[™] DonJoy



Doublure d'embrasse



Clips de fermeture



Coussin Condylien

GENOUILLÈRES
GONARTHROSE / O.A.

Désignation	Compartiment Atteint	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Droite - XS	Interne - Médial	-	11-1338-1	3401045602100
Droite - S	Interne - Médial	-	11-1338-2	3401045602278
Droite - M	Interne - Médial	-	11-1338-3	3401045602339
Droite - L	Interne - Médial	-	11-1338-4	3401045602568
Droite - XL	Interne - Médial	-	11-1338-5	3401045602629
Droite - XXL	Interne - Médial	-	11-1338-6	3401045602797
Droite - XXXL	Interne - Médial	-	11-1338-7	3401045602858
Droite - XS	Externe - Latéral	-	11-1339-1	3401045602919
Droite - S	Externe - Latéral	-	11-1339-2	3401045603169
Droite - M	Externe - Latéral	-	11-1339-3	3401045603220
Droite - L	Externe - Latéral	-	11-1339-4	3401045603398
Droite - XL	Externe - Latéral	-	11-1339-5	3401045603459
Droite - XXL	Externe - Latéral	-	11-1339-6	3401045603510
Droite - XXXL	Externe - Latéral	-	11-1339-7	3401045603688
Gauche - XS	Interne - Médial	-	11-1340-1	3401045603749
Gauche - S	Interne - Médial	-	11-1340-2	3401045603800
Gauche - M	Interne - Médial	-	11-1340-3	3401045603978
Gauche - L	Interne - Médial	-	11-1340-4	3401045604050
Gauche - XL	Interne - Médial	-	11-1340-5	3401045604111
Gauche - XXL	Interne - Médial	-	11-1340-6	3401045604289
Gauche - XXXL	Interne - Médial	-	11-1340-7	3401045604340
Gauche - XS	Externe - Latéral	-	11-1341-1	3401045604401
Gauche - S	Externe - Latéral	-	11-1341-2	3401045604579
Gauche - M	Externe - Latéral	-	11-1341-3	3401045604630
Gauche - L	Externe - Latéral	-	11-1341-4	3401045611492
Gauche - XL	Externe - Latéral	-	11-1341-5	3401045611553
Gauche - XXL	Externe - Latéral	-	11-1341-6	3401045612215
Gauche - XXXL	Externe - Latéral	-	11-1341-7	3401045612383




Tableau prises de mesure complètes page 4.

DONJOY

OA Lite™

Indications :

- **Contrôle de la déviation latérale du genou (genu varum / genu valgum).**
- Arthrose uni-compartmentale débutante ou modérée associée ou non à une instabilité de la rotule.
- Recommandée pour des patients souhaitant conserver une activité, où soucieux d'avoir une genouillère plus discrète.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).**
- Articulation amovible conformable permettant le contrôle de la charge / décharge (jusqu'à 6° de correction).
- Ouverture rotulienne pour une stabilisation intégrale de la rotule.
- Coussins condyliens en gel pour un meilleur ajustement et plus de confort.
- Fabriquée en "Breath-O-Prene®", textile micro fibres qui permet la circulation de l'air et évite les irritations.
- Design ouvert au niveau de la cuisse pour faciliter l'application et le retrait de l'attelle.
- Facilité de mise en place grâce aux sangles renforcées, aux extrémités et aux boucles d'enfilement.
- Attelle fine, légère, respirante et lavable.
- Attelle au profil peu encombrant, non glissante et enveloppante.



Articulation amovible

Prescrire : OA Lite™ DonJoy



Microfibre



Insert rotulien



Articulation incorporée

Désignation	Compartment Atteint	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Droite - XS	Interne - Médial	-	11-1531-1	3401045598793
Droite - S	Interne - Médial	-	11-1531-2	3401045598854
Droite - M	Interne - Médial	-	11-1531-3	3401045598915
Droite - L	Interne - Médial	-	11-1531-4	3401045599165
Droite - XL	Interne - Médial	-	11-1531-5	3401045599226
Droite - XXL	Interne - Médial	-	11-1531-6	3401045599394
Droite - XXXL	Interne - Médial	-	11-1531-7	3401045599455
Gauche - XS	Interne - Médial	-	11-1532-1	3401045599516
Gauche - S	Interne - Médial	-	11-1532-2	3401045599684
Gauche - M	Interne - Médial	-	11-1532-3	3401045599745
Gauche - L	Interne - Médial	-	11-1532-4	3401045599806
Gauche - XL	Interne - Médial	-	11-1532-5	3401045599974
Gauche - XXL	Interne - Médial	-	11-1532-6	3401045600038
Gauche - XXXL	Interne - Médial	-	11-1532-7	3401045600267
Droite - XS	Externe - Latéral	-	11-1533-1	3401045601097
Droite - S	Externe - Latéral	-	11-1533-2	3401045601158
Droite - M	Externe - Latéral	-	11-1533-3	3401045601219
Droite - L	Externe - Latéral	-	11-1533-4	3401045601387
Droite - XL	Externe - Latéral	-	11-1533-5	3401045601738
Droite - XXL	Externe - Latéral	-	11-1533-6	3401045601967
Droite - XXXL	Externe - Latéral	-	11-1533-7	3401045602049
Gauche - XS	Externe - Latéral	-	11-1534-1	3401045600328
Gauche - S	Externe - Latéral	-	11-1534-2	3401045600496
Gauche - M	Externe - Latéral	-	11-1534-3	3401045600557
Gauche - L	Externe - Latéral	-	11-1534-4	3401045600618
Gauche - XL	Externe - Latéral	-	11-1534-5	3401045600786
Gauche - XXL	Externe - Latéral	-	11-1534-6	3401045600847
Gauche - XXXL	Externe - Latéral	-	11-1534-7	3401045600908

Attelles de Genou Post-Opératoires



Attelles de Genou Post-Op



Une immobilisation du genou de plus ou moins longue durée est parfois nécessaire après un geste chirurgical réalisé sur le genou ou à proximité de cette articulation. Cette immobilisation poursuit plusieurs buts : le soulagement de la douleur, la réduction de l'inflammation post-opératoire, la protection des structures cicatricielles ou fragilisées par l'intervention et/ou la prévention du déroboement du genou lors de la reprise de la marche.

Grande facilité de mise en place, confort et précision de l'immobilisation sont les qualités reconnues de la gamme DonJoy.

Ces dispositifs conviennent également très bien pour les prises en charge par un service d'urgence ou toutes immobilisations d'attente.

Le saviez-vous ?

- L'entorse du genou est l'accident le plus fréquent en ski alpin, nécessitant une immobilisation immédiate par les sauveteurs pour protéger le genou en attendant des examens plus approfondis.
- Le nombre de prothèses de genou posées chaque année en France est d'environ 50 000. Aux Etats-Unis c'est 720 000 prothèses qui sont implantées chaque année avec une augmentation considérable de plus de 90% au cours des 10 dernières années.



Deux familles de produits sont proposées :

- **Attelles de genou post-opératoires d'immobilisation** pour toutes les indications de l'immobilisation en extension : lésions ligamentaires, lésions patellaires ou de l'extenseur, urgences et diagnostics différés.
- **Attelles de genou post-opératoires articulées** pour de nombreuses indications post-chirurgicales : chirurgie ligamentaire (LCA, LCP, LLI, LLE), lésions méniscales, réalignement rotulien, chondroplastie, stabilisation de fractures fémorales et prothèse totale du genou (PTG).

Attelles de Genou Post-Opératoires



AT4*
Page 78



AT4* 3V
Page 78



Immo Genou 3 V
Page 79



Deluxe
Page 79

Immobilisation d'urgence	•	•	•	•
Immobilisation stricte du genou en extension	•	•	•	•
Immobilisation pré ou post-opératoire	•	•	•	•

Attelles de Genou Post-Opératoires articulées



X-Act Rom Genou
Page 80



Cool Irom®
Page 81



Support Everest
Page 82

Immobilisation d'urgence			•
Immobilisation stricte du genou en extension	•	•	•
Limitation de l'amplitude selon protocole post-opératoire	•	•	•
Ligamentoplastie du LCA et/ou du LCP	•	•	•

ATTILLES DE GENOU POST-OP

Arbre décisionnel Attelles de Genou Post-Opératoires





Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

AT4⁺ AT4⁺ 3V

Indications :

- **Toutes pathologies ou traumatismes requérant une immobilisation en extension (ou proche de l'extension).**
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgence.
- Suspicion de lésions osseuse ou ligamentaire sévères.
- Immobilisation d'attente avant imagerie, examens complémentaires et avis chirurgical.
- Immobilisation pré ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à XL).**
- Version Monobloc (AT4⁺).
- Version 3 Volets (AT4⁺ 3V).
- Disponible en 5 hauteurs : 30, 40, 50, 60 et 65 cm.
- Attelle de genou non articulée, en TRAYLEX (matière anti-transpiration ventilée) et système anti-glisse.
- Fermeture pratique par clips et ajustement aisé grâce au nouveau système de sangles auto-agrippantes.
- Bandes de serrage réglables en longueur.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion ou 20° de flexion (sur demande).
- **NB** - Sans précision de la part du prescripteur, l'attelle sera livrée avec des baleines 0° de flexion.
- **Modèle bilatéral.**

**Prescrire : AT4⁺ DonJoy
AT4⁺ 3V DonJoy**



AT4⁺ 3V

AT4⁺

Désignation	Hauteur Attelle*	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
Pédiatrique	30 cm	30 - 36 cm	AT430-/01	3401098366455
S	40 cm	< 46 cm	AT440-/01	3401098366516
M	40 cm	46 - 51 cm	AT440-/02	3401098366684
L	40 cm	52 - 57 cm	AT440-/03	3401098366745
XL	40 cm	> 58 cm	AT440-/04	3401098366806
S	50 cm	< 46 cm	AT450-/01	3401098366974
M	50 cm	46 - 51 cm	AT450-/02	3401098367056
L	50 cm	52 - 57 cm	AT450-/03	3401098367117
XL	50 cm	> 58 cm	AT450-/04	3401098367285
S	60 cm	< 46 cm	AT460-/01	3401098367346
M	60 cm	46 - 51 cm	AT460-/02	3401098367407
L	60 cm	52 - 57 cm	AT460-/03	3401098367575
XL	60 cm	> 58 cm	AT460-/04	3401098367636
S	65 cm	< 46 cm	AT465-/01	3401098367865
M	65 cm	46 - 51 cm	AT465-/02	3401098367926
L	65 cm	52 - 57 cm	AT465-/03	3401098368008
XL	65 cm	> 58 cm	AT465-/04	3401098368176

*Pour la hauteur adéquate, mesurer la longueur de la jambe de l'aîne à la malléole et retirer 20 cm.

AT4⁺ 3V

Désignation	Hauteur Attelle*	Code Article	Code ACL
Pédiatrique	30 cm	AT43V+/H30	3401098467213
S	40 cm	AT43V+/01	3401098368237
M	50 cm	AT43V+/02	3401098368466
L	60 cm	AT43V+/03	3401098368527
XL	65 cm	AT43V+/04	3401098368695

*Pour la hauteur adéquate, mesurer la longueur de la jambe de l'aîne à la malléole et retirer 20 cm. Circonférence de la cuisse ajustable grâce aux 3 volets.

Accessoire	Hauteur Attelle	Code Article	Code ACL
Baleines latérales 20° de flexion	40 cm	B201	3401099474395
Baleines latérales 20° de flexion	50 cm	B202	3401099474456
Baleines latérales 20° de flexion	60 cm	B203	3401099474517
Baleines latérales 20° de flexion	65 cm	B204	3401099474685



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Immo Genou 3V

Indications :

- Toutes pathologies ou traumatismes requérant une immobilisation en extension (ou proche de l'extension).
- Immobilisation post-opératoire après chirurgie ligamentaire.
- Immobilisation après toute chirurgie du genou (prévention du flexum).

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (S, M, L et XL).
- Attelle de genou non articulée.
- Constitué de 3 volets textiles permettant l'adaptation à la morphologie du patient.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion.
- Fermeture rapide, pratique et classique par velcro.
- Circonférence de la cuisse ajustable grâce aux 3 volets.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pastille	Hauteur Attelle*	Code Article	Code ACL
S	Jaune	40 cm	82-96105	3401041367713
M	Bleu	50 cm	82-96106	3401041367881
L	Vert	60 cm	82-96107	3401041367942
XL	Gris	65 cm	82-96108	3401041368024

*Mesurer la longueur de la jambe de l'aîne à la malléole et retirer 20 cm.

Prescrire : Immo Genou 3V DonJoy



Mesurer la circonférence de la cuisse 10 cm au-dessus du centre de la rotule.

PROCARE

Deluxe

Indications :

- Toutes pathologies ou traumatismes requérant une immobilisation en extension (ou proche de l'extension).
- Immobilisation post-opératoire après chirurgie ligamentaire.
- Immobilisation après toute chirurgie du genou (prévention du flexum).

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de S à XL).
- Disponible en 4 hauteurs (31, 41, 51 et 58 cm).
- Attelle de genou rigide monobloc.
- Sanglage 6 points.
- Baleines amovibles et modelables pour une meilleure adaptation.
- Grande rigidité.
- Bonne immobilisation et légère.

Tailles	Tour Cuisse	Haut. Attelle*	Code Article	Code ACL
S	41-47 cm	31 cm	11-0226-2	3401079283726
M	48-57 cm	31 cm	11-0226-3	3401079283894
L	58-65 cm	31 cm	11-0226-4	3401079283955
XL	> 65 cm	31 cm	11-0226-5	3401079284037
S	41-47 cm	41 cm	11-0227-2	3401079284266
M	48-57 cm	41 cm	11-0227-3	3401079284327
L	58-65 cm	41 cm	11-0227-4	3401079284495
XL	> 65 cm	41 cm	11-0227-5	3401079284556
S	41-47 cm	51 cm	11-0228-2	3401079284617
M	48-57 cm	51 cm	11-0228-3	3401079284785
L	58-65 cm	51 cm	11-0228-4	3401079284846
XL	> 65 cm	51 cm	11-0228-5	3401079284907
S	41-47 cm	58 cm	11-0229-2	3401079285096
M	48-57 cm	58 cm	11-0229-3	3401079285157
L	58-65 cm	58 cm	11-0229-4	3401079285218
XL	> 65 cm	58 cm	11-0229-5	3401079285386

*Mesurer le tour de cuisse 10 cm au-dessus du centre de la rotule. Mesurer du pli de l'aîne à la malléole moins 20 cm.

Prescrire : Deluxe Procure



DONJOY

X-Act Rom Genou

Indications :

- **Protection de la reconstruction chirurgicale et/ou des structures fragilisées par l'acte opératoire en autorisant la mobilité articulaire dans une plage d'amplitude déterminée.**
- Chirurgie ligamentaire (LCA et LCP).
- Réparation méniscale.
- Geste chirurgical touchant l'appareil extenseur.

Caractéristiques :

- **Taille Universelle adaptable à la morphologie du patient : le système Tele-Fit permet un réglage indépendant de la longueur des montants et de la position des sangles proximales et distales.**
- Les nouvelles articulations en aluminium, durables et au design épuré, offrent une protection haute précision et un contrôle de l'amplitude de mouvement par incréments de 10°.
 - Extension de -10° à 90°.
 - Flexion de -10° à 120°.
 - Blocage rapide à 0°, 15° et 30°.
- Les boucles pivotantes à fixation rapide s'adaptent parfaitement en un temps record au contour de la jambe.
- Réglage télescopique de 48 cm à 63,5 cm pour s'adapter à la plupart des patients.
- Les manchons coulissants sont individuellement repositionnables afin d'éviter de placer les sangles sur des sites sensibles (pansements chirurgicaux, par exemple).
- Les coussinets en mousse auto-adhésive sont uniques et constituent des points de contact autoadhérants entre la jambe et l'attelle afin d'éviter que celle-ci ne glisse.
- **Modèle bilatéral.**



Innovation

Les boucles à fixation rapide pivotent autour de la jambe



Clips de fermeture pour un enclenchement rapide.



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Universelle*	-	11-2151-9	3401053650544
Accessoire	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Kit de verrouillage	-	25-6755	3401053650315

Réglage de la longueur : 48 cm à 63,5 cm.

*Circonférence maximale de la cuisse : 71 cm.

Prescrire : X-Act Rom Genou DonJoy



Mesurer la longueur interne de la jambe, du pli crural à la malléole.

DONJOY

Cool IRom[®]

Indications :

- Protection de la reconstruction chirurgicale et/ou des structures fragilisées par l'acte opératoire en autorisant la mobilité articulaire dans une plage d'amplitude déterminée.
- Chirurgie ligamentaire (LCA et LCP).
- Réparation méniscale.
- Geste chirurgical touchant l'appareil extenseur.

Caractéristiques :

- Existe en 2 longueurs.
- Amplitude réglable de 10° en 10°.
- Montants sécables et adaptables au Varus/Valgus.
- Habillage ouvert pour un meilleur confort.
- 4 sangles aux points stratégiques.

IRom : "Improved Range of Motion" (Amplitude de Mouvement Améliorée).

Désignation	Long. Jambe	Code Article	Code ACL
Cool IRom [®] Courte	< 80 cm	24-0175-2-13066	3401071294416
Cool IRom [®] Longue	> 80 cm	24-0175-4-13066	3401071294584
Cool IRom [®] Téléscofique	-	11-0970-9-13066	3401079286567

	Cool IRom Courte	Cool IRom Longue
Longueur totale	61 cm	67 cm
Sans le haut	50 cm	56 cm
Sans le bas	47 cm	50 cm
Sans le haut ni le bas	39 cm	39 cm



Cool IRom Téléscofique



Articulation Rom



Montants télescopiques



Habillage ouvert



4 sangles aux points stratégiques

Prescrire : Cool IRom[®] DonJoy



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Support Everest

Indications :

- **Entorses de gravité moyenne et sévère des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).**
- Convalescence post-opératoire et réadaptation fonctionnelle.
- Protection de la cicatrisation ligamentaire après entorses légères.
- Réathlétisation et reprise d'activité (sauf sports extrêmes).

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).**
- Hauteur Attelle : 42 cm.
- Attelle évolutive accompagnant la guérison du traumatisme et reprise d'activité.
- Genouillère articulée, réglable en flexion/extension.
- Attelle postérieure modelable, amovible par auto-agrippants, permettant d'intensifier la rigidité de l'immobilisation.
- Plots de limitation d'amplitude et blocage à 0°, 15°, 30°, 60°, 90°.
- **Modèle bilatéral.**



Fermeture par clips



Baleine postérieure conformable

Désignation	Hauteur Attelle	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL
XS	42 cm	33 - 37 cm	ATA34XS	34010 4349493
S	42 cm	38 - 43 cm	ATA34S	34010 4349454
M	42 cm	44 - 49 cm	ATA34M	34010 43494615
L	42 cm	50 - 55 cm	ATA34L	34010 43494783
XL	42 cm	56 - 60 cm	ATA34XL	34010 43494844
XXL	42 cm	> 60 cm	ATA34XXL	34010 43494905



Prescrire : Support Everest DonJoy

Tronc Rachis



Tronc - Rachis




Huit Français sur dix souffrent ou souffriront du mal de dos.

Plus de 5 % des consultations des médecins généralistes sont motivées par ce problème.

Bien que l'affection soit le plus souvent bénigne, on redoute toujours une lombalgie symptomatique, c'est-à-dire révélatrice d'une affection évolutive. La lombalgie est très différente en fonction de sa durée d'évolution et de son retentissement social et psychologique, et éviter le passage à une pathologie chronique doit être une préoccupation centrale du thérapeute.

Le saviez-vous ?

- Le mal de dos représente la première cause d'invalidité avant 45 ans et coûte entre 1,5 et 2 milliards d'euros à la Sécurité Sociale.
- 90 % des patients souffrant d'une lombalgie sont guéris en moins de 2 mois.
- 47 % des Français déclarent avoir constamment mal au dos contre 30 % il y a 30 ans.



Afin de couvrir un maximum de pathologies à traiter, DJO propose 4 types de ceintures :

- **Ceinture lombaire baleinée** : traitement et prévention, contention et maintien pour lombalgies chroniques, modérées ou aiguës, assistance lors de travaux de force.
- **Ceinture lombo-abdominale** : contention et maintien des lombaires avec support additionnel de la paroi abdominale.
- **Ceinture pneumatique** : lombalgies chroniques, modérées ou aiguës.
- **Ceinture rigide** : corset d'immobilisation pour utilisation post-traumatique ou post-opératoire.

Ceintures Lombaires



Conforstrap™
Page 88



Mystrap™
Page 90



Porostrap™
Page 91



Actistrap™
Page 92



Immostrap™
Page 93



AirStrap™
Page 94

Lombalgie (sub)aigüe ou Lumbago		•	•	•	•	
Lombalgie chronique	•		•	•		
Hernie discale symptomatique					•	•
Lombo-sciatalgie/cruralgie				•	•	•
Reprise activité					•	•

Ceintures Lombaires



MyBabystrap
Page 95



Duostrap™
Page 96



Abdostrap™ II
Page 97



Exos Form™
Page 98



Ceinture Thoracique Deluxe
Page 99

Lombalgie (sub)aigüe ou Lumbago		•				
Hernie discale symptomatique aigüe				•		
Fracture tassement lombaire				•		
Déficience abdominale temporaire		•	•			
Déficience abdominale définitive (obésité)		•				
Laparotomie ou Stomie			•			
Post-op viscéral (prévention éventration)		•	•			
Grossesse et Post-partum	•					
Fracture costale					•	

Colliers Cervicaux



Collier Anatomique C1
Page 100



Collier Anatomique C2
Page 100



Collier C3
Page 101



Collier California
Page 102

Torticolis		•	•	•	
Entorse cervicale bénigne			•	•	
Entorse cervicale de gravité moyenne			•		
Cervicarthrose	•		•	•	
Cervicarthrose aigüe			•	•	
Néuralgie cervico-brachiale			•	•	
Traumatisme cervicaux - Immobilisation					•

Ceintures Lombaires DonJoy

Pourquoi a-t-on mal au dos ?


Le mal de dos est la **première cause d'invalidité avant 45 ans**. On considère que **80 % des Français ont ou auront mal au dos au courant de leur vie**.

Les douleurs du dos sont surtout localisées dans la région cervicale (cervicalgies) et dans la région lombaire (lombalgies). La douleur est avant tout liée à une fatigue musculaire.

La douleur, quelle que soit sa nature, est déclenchée lorsque les capacités de la colonne vertébrale sont dépassées. Plus la colonne vertébrale aura à subir de contraintes, plus un individu sera sujet au mal de dos.

Les causes graves avec lésions osseuses (compression nerveuse par une hernie discale) sont heureusement les moins fréquentes et il s'agit le plus souvent d'un dysfonctionnement articulaire intervertébral avec une forte réaction musculaire. Par ailleurs, certains mouvements répétitifs, certaines positions professionnelles ou gestes domestiques favorisent l'apparition de la lombalgie.

Après le traitement médical antalgique et décontractant de la phase aiguë, la réadaptation lombaire comporte, outre l'apprentissage des postures de protection lombaire et le renforcement musculaire, l'utilisation de ceintures lombaires ou de corsets.



Le rôle des ceintures de soutien lombaire DonJoy

Les ceintures lombaires DonJoy sont utilisées en phase aiguë afin de mettre en décompression la structure intervertébrale et par conséquent, diminuer les pressions et les douleurs.

Elles sont également utilisées en phase de rééducation assurant un contrôle postural et augmentant le niveau de conscience (meilleure position au repos et à l'effort).

DJO France est l'initiateur des baleines « auto-conformables » qui permettent une adaptabilité optimale afin d'allier confort et efficacité. Les ceintures lombaires DonJoy assurent une bonne stabilité et de conserver la tonicité musculaire dans le cadre du traitement fonctionnel.

Solutions Élégantes et Efficaces

4 Baleines postérieures pour stabiliser la zone lombaire

Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement



Plastron avec passe-mains pour faciliter la mise en place

Baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal

Languette de maintien interne pour maintenir les sangles de rappel

Crochet interne avec zone de pré-accrochage pour faciliter la mise en place

Technologie DonJoy



Textile respirant



PLB (Physiological Location Boning*)

*Emplacement Physiologique des Baleines



Contention forte



Elasticité multidirectionnelle




Adaptation Anatomique Optimale



Cellules d'air gonflables



Textile ventral indémaillable découpable



Double Compression antérieure & postérieure

Arbre décisionnel Ceintures Lombaires



TRONC RACHIS



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY

Conforstrap™ Homme

Indications :

- **Lombalgie chronique.**

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat par la compression souple exercée.**
- Soulagement des douleurs musculaires par thermothérapie (utilisation du pack de chaud/froid amovible).
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récides.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Tricotage 3D & élasticité multidirectionnelle assurant un ajustement anatomique et un confort optimal.
- 4 baleines postérieures rigides préformées pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Livré avec un pack de chaud/froid AXP1 amovible pour soulagement de la douleur par cryo/thermothérapie.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Ne contient pas de latex.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).



Usage / Profil Patient

- Sédentaire.
- Adaptée pour les activités du quotidien.
- Convient aux patients allergiques au latex.
- Posologie : port durant les phases algiques et usage préventif selon les besoins.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0234-1	3401597370212
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0234-2	3401597370380
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0234-3	3401597370441
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0234-4	3401597370502
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0234-5	3401597370670

Elaborée avec PBO Design



• PACK DE CHAUD INCLUS •
SOUTIENS EFFICACEMENT LES DOULEURS MUSCULAIRES

Prescrire : Conforstrap™ Homme DonJoy



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY

Conforstrap™ Femme

Indications :

- Lombalgie chronique.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- Effet antalgique immédiat par la compression souple exercée.
- Soulagement des douleurs musculaires par thermothérapie (utilisation du pack de chaud/froid amovible).
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récurrences.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Hauteur dorsale : 21 cm et 26 cm.
- Tricotage 3D & élasticité multidirectionnelle assurant un ajustement anatomique et un confort optimal.
- Design spécifiquement adaptée à la morphologie féminine grâce à une découpe spécifique au niveau des hanches.
- 4 baleines postérieures rigides préformées pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Livré avec un pack de chaud/froid AXPI amovible pour soulagement de la douleur par cryo/thermothérapie.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Ne contient pas de latex.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Prescrire : Conforstrap™ Femme DonJoy



Usage / Profil Patient

- Sédentaire.
- Adaptée pour les activités du quotidien.
- Convient aux patients allergiques au latex.
- Posologie : port durant les phases algiques et usage préventif selon les besoins.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
Conforstrap™ Femme - Hauteur 21 cm				
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0233-1	3401597135989
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0233-2	3401597136290
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0233-3	3401597367779
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0233-4	3401597367830
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0233-5	3401597368080
Conforstrap™ Femme - Hauteur 26 cm				
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0235-1	3401597369490
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0235-2	3401597369551
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0235-3	3401597369612
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0235-4	3401597369780
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0235-5	3401597369841

Elaborée avec PBO Design



• PACK DE CHAUD INCLUS •
• SOULAGE EFFICACEMENT LES DOULEURS MUSCULAIRES •



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY

Mystrap™

Indications :

- **Lombalgie aiguë ou subaiguë.**

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat par la compression modérée exercée.**
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récives.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (de T1 à T3).**
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- 4 baleines flexibles postérieures pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel pour ajuster le niveau de contention.
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Usage / Profil Patient

- Sédentaire.
- Idéale pour : reprise d'activité.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
T1	26 cm	70 - 89 cm	82-96110-1	34010 4068733
T2	26 cm	90 - 112 cm	82-96110-2	34010 40687560
T3	26 cm	113 - 135 cm	82-96110-3	34010 4068762



Prescrire : Mystrap™ DonJoy



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

DONJOY

Porostrap[™]

Indications :

- **Lombalgie aiguë ou subaiguë.**
- Prévention de la récurrence chez les personnes et/ou les activités à risque.
- Lombalgie chronique.
- Reprise d'activité.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat grâce à la compression modérée exercée.**
- Effet décontractant par le biais des sangles de rappel qui permettent d'ajuster la compression.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récurrences.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Hauteur dorsale : 21 cm & 26 cm.
- Ceinture profilée et légère, effet "seconde peau".
- Textile ajouré respirant pour un confort d'utilisation optimal.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines souples antérieures pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Prescrire : Porostrap[™] DonJoy



Usage / Profil Patient

- Sédentaire à Actif.
- Idéale pour : reprise d'activité, travaux légers, port sous un vêtement.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
Porostrap - Hauteur 21 cm				
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0227-1	3401597133169
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0227-2	3401597133220
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0227-3	3401597133398
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0227-4	3401597133459
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0227-5	3401597133510
Porostrap - Hauteur 26 cm				
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0228-1	3401597133749
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0228-2	3401597133800
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0228-3	3401597133978
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0228-4	3401597134289
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0228-5	3401597134401

Elaborée avec PBO Design





Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



Usage / Profil Patient

- Actif.
- Assistance lors de travaux de force, activités de loisirs.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

DONJOY

Actistrap™

Indications :

- **Lombalgie aiguë ou chronique.**
- Lumbago.
- Lombo-sciatalgie ou lombo-cruralgie aiguë.
- Prévention de la récurrence lors de travaux de force.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat par la compression forte exercée.**
- Effet décontractant par le biais des sangles de rappel qui permettent d'ajuster la compression.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récurrences.
- Correction posturale (baleinage rigide) favorisant la correction des attitudes pathologiques (lordose).
- Contention et Stabilisation accrue pour une amplitude de mouvement contrôlée et sécurisée.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Hauteur dorsale : 21 cm et 26 cm.
- Contention élastique forte en partie dorsale pour favoriser le contrôle postural.
- 4 baleines postérieures rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Doubles sangles de rappel pour ajuster le niveau de contenance.
- Sangles dédoublées en partie dorsale pour une contenance accrue.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Prescrire : Actistrap™ DonJoy

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
Actistrap - Hauteur 21 cm				
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0230-1	3401597360855
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0230-2	3401597361746
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0230-3	3401597362927
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0230-4	3401597363467
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0230-5	3401597363696
Actistrap - Hauteur 26 cm				
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0231-1	3401597364068
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0231-2	3401597364419
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0231-3	3401596922870
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0231-4	3401596922931
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0231-5	3401596923471

Elaborée avec PBO Design





Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

DONJOY

Immostrap[™]

Indications :

- **Lombalgie aiguë ou chronique.**
- Lumbago.
- Lombo-sciatlagie ou lombo-cruralgie aiguë.
- Hernies discales symptomatiques.
- Reprise d'activité.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action

- **Effet antalgique immédiat par la compression forte exercée.**
- Effet décontractant par le biais des sangles de rappel qui permettent d'ajuster la compression.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récurrences.
- Contention et stabilisation accrue pour une amplitude de mouvement contrôlée et sécurisée.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Contention élastique forte pour favoriser le contrôle postural.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Quadruples sangles de rappel postural permettant d'ajuster le niveau de compression.
- Serrage supérieur et inférieur indépendant pour une adaptation parfaite à la morphologie.
- Serrage sans effort grâce aux boucles coulissantes.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Prescrire : Immostrap[™] DonJoy



Usage / Profil Patient

- Actif.
- Idéale pour : activités de loisirs, assistance lors de travaux de force, femme avec des hanches prononcées.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0229-1	3401597364297
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0229-2	3401597359736
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0229-3	3401597359965
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0229-4	3401597360107
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0229-5	3401597360336

Elaborée avec PBO Design





Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



Usage / Profil Patient

- Conduite prolongée (Conducteurs, routiers).
- Idéale pour : pratique d'activité avec des vibrations.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

DONJOY

Airstrap™

Indications :

- Reprise d'activité après hernie discale symptomatique.
- Reprise d'activité après lombo-sciatalgie ou lombo-cruralgie.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat par la compression modérée exercée.**
- Effet de décharge par l'étirement léger de l'espace interdiscal venant libérer les nerfs comprimés, notamment L4/L5/S1.
- Effet massant et décontracturant sur les muscles lombaires généré par la circulation de l'air dans les cellules gonflables.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Ceinture pneumatique composée de plusieurs cellules d'air verticales.
- Aucune baleines rigides, ce qui procure un soutien lombaire avec un confort optimal dans toutes les positions.
- Effet de décharge, d'isolation thermique et de massage généré par les cellules d'air.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Double sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0236-1	3401596939441
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0236-2	3401596940270
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0236-3	3401596939502
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0236-4	3401596939960
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0236-5	3401596940041

Elaborée avec PBO Design



Prescrire : Airstrap™ DonJoy



Version Evolution



MyBabystrap

Indications :

- Supporte une partie du poids de l'abdomen de la femme enceinte et réduit l'hyperlordose lombaire.
- Lombalgie et douleurs pelviennes de la femme enceinte.
- Post-partum.

Caractéristiques :

- **Disponible en taille réglable.**
- Hauteur dorsale : 23 cm.
- Hauteur ventrale : 8,5 cm.
- Bande de soutien abdominal épousant parfaitement votre abdomen tout au long de la grossesse.
- Tissus et velours doux apportant un confort optimal lors de l'utilisation, utilisable directement à même la peau.
- 4 baleines postérieures préformées rigides pour épouser parfaitement la morphologie du patient.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention lors des phases algiques.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Ne contient pas de latex.
- **Version Evolution** : soutien du bas-ventre grâce aux bandes abdominales ajustables jusqu'à 135 cm.



Version Evolution :
Bandeau réglable
à toutes les étapes
de la grossesse



Usage / Profil Patient

- Maternité
- Adaptée pour une utilisation pendant et après la grossesse
- Posologie : port durant les phases algiques et usage préventif selon les besoins.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
MyBabystrap	Taille Réglable 23 cm	80 - 130 cm	82-0244	3401597133688
MyBabystrap Evolution	Taille Réglable 23 cm	80 - 135 cm	82-0245	3401597134869

Prescrire : MyBabystrap DonJoy
MyBabystrap Evolution DonJoy





Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY

Duostrap™

Indications :

- **Lombalgie associée à une insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire ou acquise (obésité morbide).**
- Eventration.
- Chirurgie viscérale avec laparotomie.
- Tétraplégie ou paraplégie haute.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action

- **Effet antalgique immédiat par la compression forte exercée.**
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récédives.
- Contention et Stabilisation accrue pour une amplitude de mouvement contrôlée et sécurisée.
- Compensation de la déficience abdominale par soutien compressif fort.

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).**
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Contention élastique forte pour un maintien lombaire et abdominal accru.
- Dimensions adaptées pour favoriser le maintien abdominal dans son ensemble.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines abdominales flexibles pour renforcer le soutien abdominal.
- Doubles sangles de rappel postural pour ajuster le niveau de contention.
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place.
- Possibilité d'équiper un tour de taille extrême jusqu'à 156 cm.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Prescrire : Duostrap™ DonJoy



Usage / Profil Patient

- Sédentaire.
- Idéale pour : patient obèse, post-op, reprise d'activité et patient tétraplégique.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0243-1	34015 96936310
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0243-2	34015 96938789
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0243-3	34015 96938840
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0243-4	34015 96938901
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0243-5	34015 96939090
XXL	26 cm	136 - 156 cm	82-0243-6	34015 96939151

Elaborée avec PBO Design





Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

DONJOY

Abdostrap[™] II

Indications :

- Insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire (post-partum) ou acquise (obésité morbide).
- Chirurgie viscérale avec laparotomie ou stomie.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (S à XXL).
- Hauteurs dorsales : 18, 25 et 32 cm.
- Contention élastique forte pour favoriser le maintien abdominal.
- 2 baleines postérieures souples pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines abdominales flexibles pour renforcer le soutien abdominal.
- Textile ventrale indémaillable, découpable sans risque d'effilement pour réaliser des soins sans retirer la ceinture.
- Livrée avec une patte hypogastrique.
- Ne contient pas de latex.



Livrée avec sa patte hypogastrique



Usage / Profil Patient

- Patient alité, sédentaire.
- Idéale pour : post-opératoire.
- Posologie : port continu en post-opératoire pendant la phase de cicatrisation ou jusqu'à la récupération totale de la déficience abdominale.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- Effet antalgique immédiat par la compression modérée exercée.
- Compensation des déficiences abdominales temporaires ou lors des risques d'éventration proche de la zone de stomie.
- Cicatrisation en post-opératoire par le soutien compressif modéré.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
Abdostrap[™] II - Hauteur 18 cm				
S	18 cm	68 - 82 cm	82-0256-1	3401582797406
M	18 cm	82 - 98 cm	82-0256-2	3401582797635
L	18 cm	98 - 116 cm	82-0256-3	3401582797864
XL	18 cm	116 - 136 cm	82-0256-4	3401582797925
XXL	18 cm	136 - 156 cm	82-0256-5	3401582798007
Abdostrap[™] II - Hauteur 25 cm				
S	25 cm	68 - 82 cm	82-0257-1	3401582798236
M	25 cm	82 - 98 cm	82-0257-2	3401582798465
L	25 cm	98 - 116 cm	82-0257-3	3401582798526
XL	25 cm	116 - 136 cm	82-0257-4	3401582798694
XXL	25 cm	136 - 156 cm	82-0257-5	3401582798816
Abdostrap[™] II - Hauteur 32 cm				
S	32 cm	68 - 82 cm	82-0258-1	3401582799066
M	32 cm	82 - 98 cm	82-0258-2	3401582799127
L	32 cm	98 - 116 cm	82-0258-3	3401582799295
XL	32 cm	116 - 136 cm	82-0258-4	3401582799356
XXL	32 cm	136 - 156 cm	82-0258-5	3401582799585

Elaborée avec PBO Design

Accessoire	Code Article	Code ACL
Patte Hypogastrique pour Ceinture Abdostrap [™] II Donjoy	82-0246	3401521372466

Prescrire : Abdostrap[™] II Donjoy



Nouveauté



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



Exos Form™

Indications :

- **Fractures vertébrales stables.**
- Fractures et tassements des corps vertébraux.
- Spondylodiscite.
- Chirurgie de la région dorso-lombaire.
- Hyperlordose symptomatique.

Caractéristiques :

- **Disponible en 2 tailles (S/M et L/XL).**
- Constitué d'un panneau avant et arrière thermoformables pré-formés permettant au patient de la porter immédiatement.
- Compression supérieure et inférieure indépendante: apporte une décompression vertébrale supérieure délivrée grâce au système de fermeture dynamique BOA®.
- Panneaux latéraux ajustables : permet de s'adapter à différents tours de taille pour une mise en place optimum.
- Possibilité d'ajustement de la ceinture tout au long de la rééducation et en post-rétablissement.

Désignation	Circ. Taille	Code Article	Code ACL
S/M	63 - 125 cm	200637-40	3401081517963
L/XL	125 - 152 cm	200637-60	3401081518045



Prescrire : Exos Form™

Mise en place simple et rapide





Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

PROCARE[®]

Ceinture Thoracique Deluxe

Indications :

- **Limitation des mouvements de la cage thoracique.**
- Fracture de côtes.
- Traumatisme de la cage thoracique.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles.**
- Structure à 2 panneaux élastiques.
- Hauteur : 15 cm.
- Doublure coton et fermeture auto-agrippante.
- Disponible en modèle masculin ou féminin.
- Sans latex.

Désignation	Tour Cage Thoracique	Code Article	Code ACL
Homme - standard	71-127 cm	79-89150	34010 99573203
Homme -XL	71-165 cm	79-89151	34010 99573432
Femme - standard	71-127 cm	79-89160	34010 99573661



TRONC
RACHIS

Prescrire : Ceinture Thoracique Deluxe Procure



Mesurer la
circonférence du cou.



DONJOY

Collier Anatomique C1

Indications :

- Soutien léger des vertèbres cervicales évitant les mouvements de grande amplitude associé à un effet thermique décontracturant.
- Torticolis modéré.
- Poussées douloureuses lors de la cervicarthrose.
- Sevrage d'une immobilisation stricte (collier rigide ou minerve).

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles.
- Disponible en 3 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm et 9,5 cm.
- Collier cervical pour soutien léger, non réglable en hauteur.
- Mousse habillée de jersey pur coton.
- Fermeture auto-agrippante.

Désignation	Haut. Collier	Circ. Cou	Code Article	Code ACL
Collier Anatomique C1 Bleu Marine				
Pédiatrique - Bleu Marine	6 cm	21 - 25 cm	CC10PPAB	3401098382882
T0 - Bleu Marine	7,5 cm	25 - 28 cm	CC10P0AB	3401098382943
T1 - Bleu Marine	7,5 cm	29 - 32 cm	CC10P1AB	3401098383025
T2 - Bleu Marine	7,5 cm	33 - 37 cm	CC10P2AB	3401098383193
T3 - Bleu Marine	7,5 cm	38 - 42 cm	CC10P3AB	3401098383254
T4 - Bleu Marine	7,5 cm	43 - 47 cm	CC10P4AB	3401098383315
T5 - Bleu Marine	7,5 cm	48 - 51 cm	CC10P5AB	3401098383483
T0 - Bleu Marine	9,5 cm	25 - 28 cm	CC10G0AB	3401098383544
T1 - Bleu Marine	9,5 cm	29 - 32 cm	CC10G1AB	3401098383605
T2 - Bleu Marine	9,5 cm	33 - 37 cm	CC10G2AB	3401098383773
T3 - Bleu Marine	9,5 cm	38 - 42 cm	CC10G3AB	3401098383834
T4 - Bleu Marine	9,5 cm	43 - 47 cm	CC10G4AB	3401098384084
T5 - Bleu Marine	9,5 cm	48 - 51 cm	CC10G5AB	3401098384145

Prescrire : Collier Anatomique C1 DonJoy



Mesurer la
circonférence du cou.



DONJOY

Collier Anatomique C2

Indications :

- Soutien semi-rigide du rachis cervical limitant les mouvements de rotations et de flexion-extension du cou.
- Torticolis aiguë.
- Poussées hyperlagiques lors de la cervicarthrose.
- Entorse cervicale bénigne.
- Névralgie Cervico-Brachiale.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles.
- Disponible en 4 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm, 9,5 cm et 10,5 cm.
- Collier cervical pour soutien léger, non réglable en hauteur.
- Mousse habillée de jersey pur coton, renforcée par une plaque rigide **non amovible, intégrée dans le collier.**
- Fermeture auto-agrippante.

Désignation	Haut. Collier	Circ. Cou	Code Article	Code ACL
Collier Anatomique C2 Gris				
Pédiatrique - Gris	6 cm	21 - 25 cm	CC20PPAG	3401098384206
T0 - Gris	7,5 cm	25 - 28 cm	CC20P0AG	3401098384374
T1 - Gris	7,5 cm	29 - 32 cm	CC20P1AG	3401098384435
T2 - Gris	7,5 cm	33 - 37 cm	CC20P2AG	3401098384664
T3 - Gris	7,5 cm	38 - 42 cm	CC20P3AG	3401098384725
T4 - Gris	7,5 cm	43 - 47 cm	CC20P4AG	3401098384893
T5 - Gris	7,5 cm	48 - 51 cm	CC20P5AG	3401098384954
T0 - Gris	9,5 cm	25 - 28 cm	CC20G0AG	3401098385036
T1 - Gris	9,5 cm	29 - 32 cm	CC20G1AG	3401098385265
T2 - Gris	9,5 cm	33 - 37 cm	CC20G2AG	3401098385326
T3 - Gris	9,5 cm	38 - 42 cm	CC20G3AG	3401098385494
T4 - Gris	9,5 cm	43 - 47 cm	CC20G4AG	3401098385555
T5 - Gris	9,5 cm	48 - 51 cm	CC20G5AG	3401098385616
T0 - Gris	10,5 cm	25 - 28 cm	CC20TG0AG	3401041366761
T1 - Gris	10,5 cm	29 - 32 cm	CC20TG1AG	3401041366822
T2 - Gris	10,5 cm	33 - 37 cm	CC20TG2AG	3401041366990
T3 - Gris	10,5 cm	38 - 42 cm	CC20TG3AG	3401041367072
T4 - Gris	10,5 cm	43 - 47 cm	CC20TG4AG	3401041367133
T5 - Gris	10,5 cm	48 - 51 cm	CC20TG5AG	3401041367243

Prescrire : Collier Anatomique C2 DonJoy



Mesurer la
circonférence du cou.



DONJOY

Collier C3

Indications :

- Réglage en hauteur et rigidité assurent une immobilisation plus stricte des vertèbres cervicales.
- Traumatisme cervical (coup du lapin, etc.).
- Névralgie Cervico-Brachiale.
- Entorse cervicale de gravité moyenne.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles.
- Collier cervical réglable en hauteur (10 cm minimum, 12 cm maximum), avec ou sans mentonnière.
- Ce collier est constitué de deux plaques de polyéthylène perforées pour une meilleure ventilation.
- Ses bords sont recouverts d'un bourrelet de protection assurant un bon confort.
- Fermeture auto-agrippante.

Désignation	Circ. Cou	Code Article	Code ACL
Collier C3 - Sans Mentonnière			
T1	27 - 38 cm	CC301	3401073151618
T2	38 - 47 cm	CC302	3401073151786
T3	> 47 cm	CC303	3401073151847

Désignation	Circ. Cou	Code Article	Code ACL
Collier C3 - Avec Mentonnière			
T1	27 - 38 cm	CC311	3401073152158
T2	38 - 47 cm	CC312	3401073152219
T3	> 47 cm	CC313	3401073152387


Fabricant : Simp



Collier C3 - Avec Mentonnière

TRONC
RACHIS

**Prescrire : Collier C3 avec mentonnière DonJoy
Collier C3 sans mentonnière DonJoy**



Mesurer la hauteur de l'appui mentonnier à l'appui sternal.



Mesurer la circonférence du cou.



DONJOY



Collier California

Indications :

- Immobilisation pour traumatismes cervicaux.
- Constitué de deux parties anatomiques en plastazote, cette mini minerve permet un appui mentonnier, occipital, dorsal et sternal.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de XS à L).
- Disponible avec ou sans ouverture trachéale.
- Hypoallergénique.
- Radio transparent.
- Fermeture par velcro.

Désignation	Hauteur	Circ. Cou	Code Article	Code ACL
California - Sans Ouverture Trachéale				
XS - Pédiatrique	5,7 cm	17,5 - 25,5 cm	79-83161	3401079295323
S	5,7 cm	25,5 - 33 cm	79-83163	3401043894149
M	5,7 cm	33 - 40,5 cm	79-83165	3401043894668
L	5,7 cm	40,5 - 48 cm	79-83167	3401043895030
S	8,3 cm	25,5 - 33 cm	79-83183	3401043894200
M	8,3 cm	33 - 40,5 cm	79-83185	3401043894729
L	8,3 cm	40,5 - 48 cm	79-83187	3401043895269
S	10,8 cm	25,5 - 33 cm	79-83193	3401043894378
M	10,8 cm	33 - 40,5 cm	79-83195	3401043894897
L	10,8 cm	40,5 - 48 cm	79-83197	3401043895320
S	13,3 cm	25,5 - 33 cm	79-83243	3401043894439
M	13,3 cm	33 - 40,5 cm	79-83245	3401043894958
L	13,3 cm	40,5 - 48 cm	79-83247	3401043895498
California - Avec Ouverture Trachéale				
XS - Pédiatrique	5,7 cm	17,5 - 25,5 cm	79-83122	3401043893197
S	5,7 cm	25,5 - 33 cm	79-83123	3401073152509
M	5,7 cm	33 - 40,5 cm	79-83125	3401043893548
L	5,7 cm	40,5 - 48 cm	79-83127	3401043893777
S	8,3 cm	25,5 - 33 cm	79-83133	3401043893258
M	8,3 cm	33 - 40,5 cm	79-83135	3401073152677
L	8,3 cm	40,5 - 48 cm	79-83137	3401043893838
S	10,8 cm	25,5 - 33 cm	79-83143	3401043893319
M	10,8 cm	33 - 40,5 cm	79-83145	3401073152738
L	10,8 cm	40,5 - 48 cm	79-83147	3401043894088
S	13,3 cm	25,5 - 33 cm	79-83153	3401043893487
M	13,3 cm	33 - 40,5 cm	79-83155	3401043893609
L	13,3 cm	40,5 - 48 cm	79-83157	3401073152967

Prescrire : Collier California DonJoy
Collier California - Ouverture Trachéale DonJoy

Attelles Poignet, Pouce



Attelles de poignet, pouce



La main est un formidable outil de préhension qui nous permet de saisir et de manipuler des objets de toutes formes. Le pouce qui a la faculté de s'opposer aux quatre autres doigts joue un rôle déterminant pour former une pince capable de réaliser des prises de force (frapper avec un marteau) ou de finesse (saisir une aiguille).

Les mouvements fins des doigts et de la main ne peuvent être efficaces que dans la mesure où le poignet est stabilisé dans une position favorable et à une bonne distance de la cible.

La main est aussi l'organe privilégié du toucher qui nous permet d'être en relation avec notre environnement mais aussi de communiquer avec les autres.

Les blessures et pathologies de la main et du poignet sont d'autant plus invalidantes qu'elles concernent la main dominante.

Les attelles de poignet, main et pouce ont pour objectif de conserver une fonction aussi bonne que possible tout en protégeant les structures endommagées et/ou douloureuses.

Le saviez-vous ?

- On enregistre chaque année en France 1 400 000 blessures de la main.
- La rhizarthrose touche 20% des femmes de plus de 50 ans, mais seulement 1 femme sur 5 en souffre.
- Les fractures du poignet sont très fréquentes et surviennent principalement chez les enfants et les personnes âgées chez lesquelles l'ostéoporose est un facteur favorisant souvent retrouvé.



Il existe plusieurs sortes d'attelles permettant de cibler l'immobilisation sur les articulations qui le nécessitent tout en conservant une fonction optimale des structures anatomiques environnantes.

- **Attelles de Poignet-Main** : permettent l'immobilisation plus ou moins stricte des articulations du poignet et carpo-métacarpiennes. Elles sont principalement indiquées pour les entorses et instabilités du poignet, le syndrome du canal carpien et la convalescence post-opératoire.
- **Attelles de poignet et pouce** : visent à immobiliser la colonne du pouce ce qui est nécessaire en cas de lésion traumatique ou de pathologie touchant les différentes structures anatomiques du pouce.
- **Attelles de pouce** : réduisent la mobilité et augmentent la stabilité des articulations métacarpo-phalangienne et trapézo-métacarpienne. L'indication principale est la rhizarthrose et les entorses bénignes du pouce.
- **Attelles de doigts** : permettent d'immobiliser les phalanges et/ou les métacarpiens en cas de fractures, luxations ou entorses touchant un ou plusieurs doigts.

Attelles de poignet-main



FlexiForm™ Poignet
Page 106



RespiForm™ Poignet
Page 106



Lace Up
Page 107



Silcast
Page 107



ManuForce®
Page 108



Quick Fit Poignet
Page 109

Entorse et traumatismes du poignet	•	•	•	•	•
Immobilisation pré ou post-opératoire	•	•	•	•	•
Syndrôme du canal carpien		•		•	•
Tendinopathie et teno synovite	•	•	•	•	•
Prévention et reprise activités			•		•
Arthrose du Poignet				•	

Attelles de Poignet-Pouce



FlexiForm™ Poignet-Pouce
Page 109



RespiForm™ Poignet-Pouce
Page 110



Quick Fit Poignet-Pouce
Page 110

Entorse métacarpophalangienne du pouce	•	•	
Tendinopathie de De Quervain	•	•	
Rhizarthrose	•	•	
Immobilisation Post-Op			•
Syndrôme du canal carpien			•
Instabilités ligamentaires			•

Attelles de Pouce



Pol'Ax 1
Page 111



Thumb-O-Prene
Page 111

Entorse métacarpophalangienne du pouce	•	•
Rhizarthrose	•	•
Pouce du Skieur		•

Attelles de Poignet-Main-Doigt



Confort Doigt
Page 112



Immo Splint
Page 112

Entorse phalangienne et métacarpophalangienne	•	•
Fracture des métacarpes	•	
Entorses et luxations de doigts		•
Fracture de phalanges		•

Arbre décisionnel Attelles de Poignet



ATTELLES POIGNET-POUCE



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.



DONJOY

FlexiForm™ Poignet

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Tendinopathies et teno-synovites.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique à XL).
- Structure interne en maille respirante pour le confort du patient.
- Doublure externe en tissus velours pour faciliter l'application et la tenue de l'attelle.
- Eclisse dorsale en aluminum, ajustable selon les besoins du patient.
- Eclisse palmaire en aluminum, ajustable à l'anatomie du patient.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL
Pédiatrique	< 14 cm	82-96030	3401099217183
S	14 - 16 cm	82-96032	3401099217244
M/L	16 - 21 cm	82-96033	3401099217305
XL	> 21 cm	82-96035	3401099217473



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.



DONJOY

RespiForm™ Poignet

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Tendinopathies et teno-synovites.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Spécifier droite ou gauche.
- Orthèse de poignet en forme de gant, avec sangles de fermetures ajustables et auto-agrippantes.
- Eclisse palmaire et deux éclisses dorsales pour une immobilisation complète de l'articulation.
- Ne contient pas de latex.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL
Droite - XS	< 14 cm	82-96061	3401099217992
Droite - S	14 - 16 cm	82-96062	3401099218074
Droite - M	16 - 19 cm	82-96063	3401099218135
Droite - L	19 - 21 cm	82-96064	3401099218364
Droite - XL	> 21 cm	82-96065	3401099218425
Gauche - XS	< 14 cm	82-96051	3401099218593
Gauche - S	14 - 16 cm	82-96052	3401099218654
Gauche - M	16 - 19 cm	82-96053	3401099218715
Gauche - L	19 - 21 cm	82-96054	3401099218883
Gauche - XL	> 21 cm	82-96055	3401099218944

Prescrire : Flexiform™ Poignet DonJoy

Prescrire : RespiForm™ Poignet DonJoy



17,5 cm

25 cm



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.

DONJOY

Lace Up

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Tendinopathies et teno-synovites.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Disponible en 2 longueurs pour s'adapter à la pathologie traitée : 17,5 cm et 25 cm.
- Spécifier droite ou gauche.
- Fabriquée en textile ajouré pour la circulation de l'air.
- Facilité d'application et de fermeture grâce au lacet de serrage.
- Ne contient pas de latex.

Désignation	Long. Attelle	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL
Droite - XS	17,5 cm	< 14 cm	82-87202	3401095084734
Droite - S	17,5 cm	14 - 16,5 cm	82-87203	3401095084963
Droite - M	17,5 cm	16,5 - 19 cm	82-87205	3401095085045
Droite - L	17,5 cm	19 - 21,5 cm	82-87207	3401095085106
Droite - XL	17,5 cm	> 21,5 cm	82-87208	3401095085274
Gauche - XS	17,5 cm	< 14 cm	82-87212	3401095085335
Gauche - S	17,5 cm	14 - 16,5 cm	82-87213	3401095085564
Gauche - M	17,5 cm	16,5 - 19 cm	82-87215	3401095085625
Gauche - L	17,5 cm	19 - 21,5 cm	82-87217	3401095085793
Gauche - XL	17,5 cm	> 21,5 cm	82-87218	3401095085854
Droite - XS	25 cm	< 14 cm	82-87222	3401095085915
Droite - S	25 cm	14 - 16,5 cm	82-87223	3401095086165
Droite - M	25 cm	16,5 - 19 cm	82-87225	3401095086226
Droite - L	25 cm	19 - 21,5 cm	82-87227	3401095086394
Droite - XL	25 cm	> 21,5 cm	82-87228	3401095086455
Gauche - XS	25 cm	< 14 cm	82-87232	3401095086516
Gauche - S	25 cm	14 - 16,5 cm	82-87233	3401095086684
Gauche - M	25 cm	16,5 - 19 cm	82-87235	3401095086745
Gauche - L	25 cm	19 - 21,5 cm	82-87237	3401095086806
Gauche - XL	25 cm	> 21,5 cm	82-87238	3401095086974

Prescrire : Lace Up Donjoy



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.



Mesurer la circonférence de la paume au niveau du métacarpe.

DONJOY

Silcast

Indications :

- Syndrome de canal carpien.
- Prévention et reprise d'activité.
- Téo-synovites, tendinites.
- Lésions ligamentaires.
- Repos nocturne.
- Douleurs articulaires.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Spécifier droite ou gauche.
- Par son faible encombrement et son caractère étanche, idéal pour la pratique sportive nautique ou montagne.
- Attelle rigide avec ouverture au niveau du canal carpien.
- Radio-transparente.
- Orthèse de poignet pour maintien de l'articulation poignet/main sans entraver l'usage des doigts.

Désignation	Circ. Paume	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL
Droite - S	17 - 20 cm	13 - 16,5 cm	POL42D1	3401079436504
Droite - M	20 - 23 cm	16,5 - 19,5 cm	POL42D2	3401079436672
Droite - L	23 - 26,5 cm	19,5 - 25,5 cm	POL42D3	3401079436733
Gauche - S	17 - 20 cm	13 - 16,5 cm	POL42G1	3401079436962
Gauche - M	20 - 23 cm	16,5 - 19,5 cm	POL42G2	3401079437044
Gauche - L	23 - 26,5 cm	19,5 - 25,5 cm	POL42G3	3401079437105

Fabricant : Ossur Europ BV

Prescrire : Silcast Donjoy

Nouveauté



Mesurer la circonférence du poignet au-dessous de la styloïde en cm.

DONJOY



ManuForce®

Indications :

- Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet.
- Entorses légères à modérées du poignet.
- Tendinopathies.
- Arthrose débutante, arthrite.
- Syndrome du canal carpien.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (T1 à T6).
- Spécifier droite ou gauche.
- Orthèse élastique tricotée avec baleine en aluminium amovible.
- Sangle extra-large pour une stabilisation optimale et un meilleur confort.
- Système de rabat élastique du crochet de la sangle de maintien, permet une protection additionnelle de la partie tricotée.

Désignation	Tour de Poignet	Code Article	Code ACL
ManuForce® Droite - T1	13-14,5 cm	82-0254-1	4250886809808
ManuForce® Droite - T2	14,5-16 cm	82-0254-2	4250886809815
ManuForce® Droite - T3	16-17,5 cm	82-0254-3	4250886809822
ManuForce® Droite - T4	17,5-19 cm	82-0254-4	4250886809839
ManuForce® Droite - T5	19-20,5 cm	82-0254-5	4250886809846
ManuForce® Droite - T6	20,5-22 cm	82-0254-6	4250886809853
ManuForce® Gauche - T1	13-14,5 cm	82-0255-1	4250886809860
ManuForce® Gauche - T2	14,5-16 cm	82-0255-2	4250886809877
ManuForce® Gauche - T3	16-17,5 cm	82-0255-3	4250886809884
ManuForce® Gauche - T4	17,5-19 cm	82-0255-4	4250886809907
ManuForce® Gauche - T5	19-20,5 cm	82-0255-5	4250886809914
ManuForce® Gauche - T6	20,5-22 cm	82-0255-6	4250886809921




Insert en silicone.
Permet de réduire la pression sur les nerfs et les vaisseaux.



Baleine aluminium amovible.
Peut être enlevée après la phase aiguë.



Sangle de maintien élastique amovible. Pour une meilleure stabilité.



Système élastique de rabat du crochet de la sangle de maintien.

Prescrire : ManuForce® DonJoy



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.

PROCARE

Quick Fit[®] Poignet

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Tendinopathies et teno-synovites.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- **Disponible en 2 tailles (Standard et XL).**
- Spécifier droite ou gauche.
- Matériau léger et résistant en nylon pour plus de confort et une meilleure observance du traitement par le patient.
- Eclisse dorsale repositionnable pour une amplitude de mouvement contrôlée.
- Permet d'éviter la flexion, l'extension ou la rotation du poignet.
- Eclisse palmaire amovible et modelable pour un ajustement sur mesure.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL
Droite - Taille Standard	Maxi ≤ 25,4 cm	81-87460	3401095084673
Gauche - Taille Standard	Maxi ≤ 25,4 cm	81-87470	3401095084505
Droite - Taille XL	> 25,4 cm	81-87461	3401066657691
Gauche - Taille XL	> 25,4 cm	81-87471	3401066504438

Prescrire : Quick Fit Poignet Procare



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.

DONJOY

FlexiForm[™] Poignet-Pouce

Indications :

- **Entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.**
- Traumatismes de la colonne du pouce.
- Rhizarthrose.
- Tendinopathie de De Quervain.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (S, M/L et XL).**
- Structure interne en maille respirante pour le confort du patient.
- Doublure externe en tissu velours pour faciliter l'application et la tenue de l'attelle.
- Eclisse palmaire en aluminium, ajustable selon les besoins du patient.
- Eclisse semi-rigide intégrée sur la colonne de pouce pour une stabilité accrue.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL
S	14 - 16 cm	82-96042	3401099217534
M/L	16 - 21 cm	82-96043	3401099217763
XL	> 21 cm	82-96045	3401099217824

Prescrire : Flexiform[™] Poignet-Pouce DonJoy



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.

DONJOY

RespiForm™ Poignet-Pouce

Indications :

- Entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
- Traumatismes de la colonne du pouce.
- Rhizarthrose.
- Tendinopathie de De Quervain.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Spécifier Gauche ou Droite.
- Attelle de poignet-pouce en forme de gant.
- Eclisses palmaire, dorsale et de colonne de pouce pour assurer l'immobilisation.
- Eclisse de colonne de pouce en aluminium ajustable, pour l'abduction du pouce.
- Sangles de fermeture ajustables et auto-agrippantes.
- Ne contient pas de latex.

Désignation	Circ. Poignet	Code article	Code ACL
Droite - XS	< 14 cm	82-96081	3401099219026
Droite - S	14 - 16 cm	82-96082	3401099219194
Droite - M	16 - 19 cm	82-96083	3401099219255
Droite - L	19 - 21 cm	82-96084	3401099219316
Droite - XL	> 21 cm	82-96085	3401099219484
Gauche - XS	< 14 cm	82-96071	3401099219545
Gauche - S	14 - 16 cm	82-96072	3401099219606
Gauche - M	16 - 19 cm	82-96073	3401099219774
Gauche - L	19 - 21 cm	82-96074	3401099219835
Gauche - XL	> 21 cm	82-96075	3401099220084

Prescrire : RespiForm™ Poignet-Pouce DonJoy



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.

PROCARE

Quick Fit® Poignet-Pouce

Indications :

- Instabilité articulaire du pouce.
- Entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
- Traumatismes de la colonne du pouce.
- Luxations du pouce.
- Pouce du skieur.
- Immobilisation post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Standard et XL).
- Spécifier gauche ou droite.
- Matériau léger et résistant en nylon pour plus de confort et une meilleure observance du traitement par le patient.
- Eclisse dorsale repositionnable pour une amplitude de mouvement contrôlée.
- Permet d'éviter la flexion, l'extension ou la rotation du poignet.
- Eclisse palmaire amovible et modelable pour un ajustement sur mesure.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL
Standard - Droite	< 28 cm	81-87480	3401099574903
Standard - Gauche	< 28 cm	81-87490	3401099575092
Droite - Taille XL	> 28 cm	81-87581	3401548912430
Gauche - Taille XL	> 28 cm	81-87591	3401521372008

Prescrire : Quick-Fit® Poignet-Pouce Procure



Mesurer la circonférence à la base du pouce en cm (1^{ère} phalange).

DONJOY

Pol'Ax 1

Indications :

- **Maintien des articulations de la base du pouce et limitation des amplitudes articulaires.**
- Entorse de gravité légère à modérée de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
- Rhizarthrose débutante.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (S, M et L).**
- Orthèse statique de pouce thermoformable "prête à l'emploi" s'adaptant parfaitement à la morphologie grâce à son composant thermoformable.
- Le Pol'ax 1 respecte l'anatomie et n'entrave pas la mobilité phalangienne notamment les mouvements de pince.
- Il est recommandé de s'adresser à un professionnel pour assurer une mise en place adéquate.
- Facilité d'ajustement grâce à la sangle de fermeture auto-agrippante.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. Pouce	Code Article	Code ACL
S	6 - 8,5 cm	POLIOS	3401073153100
M	9 - 10,5 cm	POL10M	3401073153278
L	11 - 12,5 cm	POL10L	3401073153339

Prescrire : Pol'Ax 1 DonJoy



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.

DONJOY

Thumb-O-Prene

Indications :

- **Maintien de l'ensemble de la colonne du pouce et protection des structures endommagées.**
- Entorses de gravité modérée à grave et luxations du pouce.
- Pouce du skieur.
- Hyper-extension .
- Rhizarthrose.

Caractéristiques :

- **Disponible en 2 tailles (Standard et XL).**
- Attelle de pouce en Néoprène avec éclisses amovibles, modelable en aluminium pour apporter rigidité et support.
- Sangle élastique additionnelle pour positionner le pouce en abduction ou en adduction.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL
Taille Standard	≤ 28 cm	82-82700	3401095087056
Taille XL	> 28 cm	82-82701	3401066518855

Prescrire : Thumb-O-Prene DonJoy



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.



Eclisse palmaire amovible



Mesurer la longueur, depuis le poignet jusqu'à la 3^{ème} phalange du doigt (extrémité distale).

DONJOY

Confort Doigt

Indications :

- Immobilisation du poignet et d'un nombre variable de doigts dans l'angulation recherchée.
- Fracture des métacarpes.
- Immobilisation post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de S à XL).
- Spécifier droite ou gauche.
- Orthèse de poignet-main-doigts en forme de gant, avec éclisse dorsale et fermeture auto-agrippante.
- Eclisse palmaire/digitale amovible et ajustable en fonction des doigts à immobiliser.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL
Droite - S	13 - 16 cm	POL48D1	3401042990880
Droite - M	17 - 20 cm	POL48D2	3401042990941
Droite - L	20 - 23 cm	POL48D3	3401042991023
Droite - XL	> 23 cm	POL48D4	3401043009406
Gauche - S	13 - 16 cm	POL48G1	3401042991191
Gauche - M	17 - 20 cm	POL48G2	3401042991252
Gauche - L	20 - 23 cm	POL48G3	3401042991313
Gauche - XL	> 23 cm	POL48G4	3401043009345

Prescrire : Confort Doigt DonJoy

DONJOY

Immo Splint

Indications :

- Attelle d'immobilisation d'un ou de plusieurs doigts avec éclisse modelable.
- Entorse et luxation des doigts.
- Fracture de phalange.
- Traumatisme et plaie des doigts.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Structure en mousse et vinyle, avec sangles de fermeture auto-agrippantes pour un ajustement adéquat.
- Eclisse modelable pour positionner le doigt en flexion ou en extension.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Long. Attelle	Code Article	Code ACL
S	19 x 1 cm	82-87123	3401095087117
M	23 x 1 cm	82-87125	3401095087285
L	25,5 x 1 cm	82-87127	3401095087346

Prescrire : Immo Splint DonJoy

DONJOY[®]

Attelle Grenouille

Indications :

- Assure l'immobilisation des articulations inter-phalangiennes proximale et distale.
- Entorse et luxation des dernières articulations du doigt.
- Fracture des 2 dernières phalanges.
- Traumatisme et plaies distales des doigts.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Attelles en aluminium facilement conformables pour un ajustement adéquat.
- Doublure capitonnée pour plus de confort.
- Livrée à l'unité.

Désignation	Doigt	Taille Attelle	Code Article	Code ACL
S	Auriculaire	5,7 x 7 cm	71963	3401079016928
M	Annulaire, Majeur, Index	6,35 x 7,3 cm	71965	3401079017000
L	Pouce	7,6 x 8,9 cm	71967	3401079017178

Prescrire : Attelle Grenouille Donjoy



Mesurer de la base du doigt jusqu'à son extrémité.

DONJOY[®]

Attelle Baseball

Indications :

- Assure l'immobilisation des articulations inter-phalangiennes proximale et distale.
- Entorse et luxation des dernières articulations du doigt.
- Fracture des 2 dernières phalanges.
- Traumatisme et plaies distales des doigts.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Attelle en aluminium capitonnée facilement ajustable pour le confort du patient.
- Livrée à l'unité.

Désignation	Long.	Code Article	Code ACL
S	10,1 cm	72093	3401045938537
M	11,4 cm	72095	3401045938766
L	12,7 cm	72097	3401045938827

Prescrire : Attelle Baseball Donjoy



DONJOY

Attelle Aluminium Mousse

Indications :

- **Maintien des phalanges proximales et distales.**
- Maintien métacarpophalangien.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de 1,25 x 23 cm à 5 x 46 cm).**
- Attelle aluminium mousse découpable et conformable.
- Livrée à l'unité.

Désignation	Taille Attelle	Code Article	Code ACL
Attelle Alu Mousse	5 x 46 cm	72010	3401079114204
Attelle Alu Mousse	2,5 x 46 cm	72020	3401079114143
Attelle Alu Mousse	1,25 x 23 cm	72030	3401079113771
Attelle Alu Mousse	1,25 x 46 cm	72163	3401079113832
Attelle Alu Mousse	2 x 46 cm	72165	3401079114082
Attelle Alu Mousse	2 x 23 cm	72166	3401045613915
Attelle Alu Mousse	2,5 x 23 cm	72168	3401596430535

Prescrire : Attelle Aluminium Mousse DonJoy



DONJOY

Attelle Staxx

Indications :

- **Lésions de l'articulation distale (3ème phalange - P3).**

Caractéristiques :

- **Disponible en 8 tailles.**

- Coloris : transparent. Pour le Kit : Chair et transparent.
- Kit Attelle Staxx : Assortiment de 30 par boîte.
- Composition d'un kit Attelle Staxx de 30 :
 - 3 x T1
 - 3 x T2
 - 3 x T3
 - 5 x T4
 - 4 x T5
 - 4 x T5,5
 - 4 x T6
 - 4 x T7
- En option : sangle de maintien (boîte de 25).
- Livrée à l'unité.

Désignation	Circ. Phalange*	Code Article	Code ACL
T1 - Transparent	4,5 cm	72251	3401079016058
T2 - Transparent	4,8 cm	72252	3401079016119
T3 - Transparent	5,1 cm	72253	3401079016287
T4 - Transparent	5,7 cm	72254	3401079016348
T5 - Transparent	6 cm	72255	3401079016409
T5,5 - Transparent	6,9 cm	72256	3401079016577
T6 - Transparent	7,2 cm	72257	3401079016638
T7 - Transparent	8,1 cm	72258	3401079016867

Désignation	Code Article	Code ACL
Kit Attelle de doigt Staxx - Boîte de 30 - Transparent	79-72260	3401076950638
Kit Attelle de doigt Staxx - Boîte de 30 - Chair	79-72250	3401045616466
Sangles Attelle de doigt Staxx - Boîte de 25	79-72240	3401045616237

*mesurer la circonférence 1^{ère} phalange sous l'ongle

Prescrire : Attelle Staxx DonJoy

Gamme Thermoformable



Gamme EXOS



Fort de son expertise dans la conception de dispositifs médicaux innovants, plusieurs brevets ont été déposés aux USA par DJO concernant les matériaux utilisés pour la gamme Exos, l'assemblage de ces derniers ainsi que ses applications.

DJO a aussi, comme pour ses autres produits, une démarche constante d'amélioration de la qualité de ses dispositifs.

Le saviez-vous ?

Une réelle alternative aux plâtres et résines classiques !

Grâce à sa technologie exclusive, Exos est la seule marque à vous proposer une gamme d'orthèses thermoformables préformées, amovibles, ajustables, remodelables et étanches. Une solution innovante pour le traitement de fractures et autres lésions traumatiques du poignet et de la main.



Ouvrez, fermez !

AMOVIBLE

Thermoformées selon la morphologie de votre patient, les orthèses Exos peuvent se retirer facilement pour :

- Procéder à l'examen clinique de la zone fracturée, de la plaie ou de la cicatrice
- Evaluer l'atrophie musculaire
- Entamer la rééducation de façon précoce
- Nettoyer la peau et l'orthèse
- Retirer l'orthèse sans utiliser une scie à plâtre

Matériau confortable et léger

Système exclusif de fermeture dynamique BOA®



Anneau de verrouillage BOA®

Traitement anti-microbien

Lavable et résistante à l'eau

Chauffez, modelez !

Remodelables

Les orthèses Exos sont remodelables pour :

- S'adapter aux fluctuations morphologiques au cours de la convalescence / rétablissement.
- Repositionner l'orthèse en fonction des besoins.
- Utiliser une seule orthèse pendant toute la durée du traitement.

Ajustables

Les orthèses Exos sont munies du système exclusif de fermeture dynamique BOA[®] pour :

- Ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression excessive.
- Modifier la tension des lacets de façon personnalisée en cas d'atrophie musculaire.
- Améliorer le confort et l'ajustement pour le patient.

Résistantes à l'eau

Les orthèses Exos sont waterproof, ce qui permet :

- Aux patients de ne pas entraver les soins d'hygiène quotidiens (douche, bain...).
- Aux enfants de ne pas restreindre leurs activités scolaires et ludiques.
- La pratique de sports aquatiques.
- Un séchage rapide de l'orthèse et de la peau, réalisé au moyen d'un sèche-cheveux, pour éviter toute macération indésirable.



Ouvrez l'orthèse et positionnez-la sur le membre du patient.



Modelez l'orthèse avec précaution et ajustez-la de manière confortable pour le patient.



Utilisez le système BOA[®] (bobine + lacets) et serrez en fonction des besoins du patient.

Entretien Facile

Les orthèses Exos garantissent une meilleure hygiène lors de la convalescence (ou le rétablissement voir la phase de consolidation/cicatrisation) :

- Lorsque cela est autorisé, le patient ou un professionnel de santé peut retirer l'attelle pour procéder aux soins de la plaie ou de la cicatrice.
- De la même façon, l'orthèse peut être lavée puis séchée à chaque fois que cela est nécessaire.
- Les odeurs sont réduites grâce au traitement anti-microbien de la couche interne.

Radiotransparentes et Légères

Les orthèses Exos sont radiotransparentes, idéal pour :


- Effectuer une radio sans retirer l'orthèse.
- Vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Les orthèses Exos sont beaucoup plus légères que les plâtres ou les résines.



Accessoire	Code Article	Code ACL
Ruban de finition Bordure noir (paquet de 10 ex. 2 x 30,5 cm)	800-02-1111	3401521495974
Anneau de verrouillage BOA [®] (à l'unité)	800-LR	3401521496056
Mètre Ruban Exos (à l'unité)	800-SIZINGTAPE	3401521496285

PRISES DE MESURE EXOS

Taille	Circ. Main
XS	18,5 - 20 cm
S	20 - 23 cm
M	23 - 25,5 cm
L	25,5 - 28 cm
XL	> 28 cm




Attelles de Pouce et Poignet-Pouce




	Exos Pouce II Page 119	Exos Rhiza Page 120	Exos Poignet-Pouce Court II Page 121	Exos Poignet-Pouce Long Page 122
Pouce du skieur	•	•		•
Entorses, luxations	•	•	•	•
Hyper-extension de l'articulation	•	•		
Fractures du scaphoïde				•

Attelles de Poignet-Main



	Exos Poignet-Main Long II Page 122	Exos Poignet-Main Page 123
Fractures stables du poignet		•
Lesions du carpe ou des ligaments		•
Entorses graves du poignet	•	
Immobilisation Post-traumatique ou Post-Op	•	

Attelles Poignet-Doigts



	Exos Boxer Externe Page 124	Exos Boxer Interne Page 124
Fracture 2 ^{ème} /3 ^{ème} métacarpien	•	
Fracture 4 ^{ème} /5 ^{ème} métacarpien		•



Four

- **Lisez tous les avertissements, mesures de sécurité et autres instructions avant d'utiliser l'appareil dans le manuel correspondant.**
- Ce four a été conçu pour chauffer uniquement des produits Exos. Ne chauffez aucun produit Exos pendant plus de 15 minutes.
- Dimensions : 39,1 cm x 36,8 cm x 38,1 cm
- Poids : 4,1 kgs
- Cycle de fonctionnement : continu
- Plage de températures du four : température ambiante à 99 °C +/- 20 %
- Garantie 1 an.
- Le four Exos est 100 % conforme à la directive RoHS.



Récylum vous apporte une réponse simple et adaptée pour l'évacuation de vos équipements électriques.

www.recylum.com

Les attelles Exos sont garanties dans le cadre de l'utilisation stricte du four Exos.

Désignation	Code Article	Code ACL
Four Exos	800-OVEN-EURO	3401521495684

Accessoire	Code Article	Code ACL
Sac de transport Four Exos	800-OVENBAG	3401521371926
Anneau d'extension de four Exos	800-XR	3401060118174

Non Remboursé S.S.



Mesurer la circonférence de la main.



Exos Pouce



Exos Pouce II

Indications :

- Pouce du skieur, entorses, dislocations.
- Hyper-extension de l'articulation du pouce.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- **Modèles pédiatriques disponibles en version Pouce (de XXS à S).**
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Lycra.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Ouverture du pouce plus large adaptée à un plus grand nombre de morphologies.
- Bordure de finition autour du pouce pour un confort additionnel.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- **Temps de chauffe : 3 minutes.**

Exos Pouce II

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	212-31-1111	34010 29568149
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	212-41-1111	34010 29568200
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	212-51-1111	34010 29568378
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	212-61-1111	34010 29568439
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	212-71-1111	34010 29568668
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	212-32-1111	34010 29568897
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	212-42-1111	34010 29568958
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	212-52-1111	34010 29569030
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	212-62-1111	34010 29569269
Droite - XL - Noir	> 28 cm	212-72-1111	34010 29569498

Exos Pouce

Gauche - XXS - Spider	16,5 - 18,5 cm	210-21-2293	34010 20237327
Gauche - XS - Spider	18,5 - 20 cm	210-31-2293	34010 20237495
Gauche - S - Spider	20 - 23 cm	210-41-2293	34010 20237785
Droite - XXS - Spider	16,5 - 18,5 cm	210-22-2293	34010 20237266
Droite - XS - Spider	18,5 - 20 cm	210-32-2293	34010 20237556
Droite - S - Spider	20 - 23 cm	210-42-2293	34010 20237617



Découvrez les vidéos de la gamme Exos

Prescrire : Exos Pouce II



Mesurer la circonférence de la main.



Exos Rhiza

Indications :

- **Rhizarthrose.**
- Entorse bénigne du poignet.
- Entorse bénigne à modérée de la colonne du pouce.
- Fracture simple de la colonne du pouce.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Lycra.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- **Temps de chauffe : 5 minutes.**



Strap amovible



Système de fermeture BOA®

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	213-31-1111	34010 29527627
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	213-41-1111	34010 29527795
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	213-51-1111	34010 29527917
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	213-61-1111	34010 29528167
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	213-71-1111	34010 29528228
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	213-32-1111	34015 63532316
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	213-42-1111	34015 63532545
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	213-52-1111	34015 63532606
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	213-62-1111	34010 29502952
Droite - XL - Noir	> 28 cm	213-72-1111	34010 29503034



Découvrez les vidéos de la gamme Exos

Prescrire : Exos Rhiza





Mesurer la circonférence de la main.



Exos Poignet - Pouce Court



Exos Poignet-Pouce Court II

Indications :

- Fractures de la base du 1^{er} métacarpien.
- Entorses, luxations.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Modèles pédiatriques disponibles en version Poignet-Pouce Court (de XXS à S).
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA® pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Lycra.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	232-31-1111	3401029567548
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	232-41-1111	3401029567487
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	232-51-1111	3401029567609
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	232-61-1111	3401029567777
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	232-71-1111	3401029567838

Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	232-32-1111	3401029566886
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	232-42-1111	3401029566947
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	232-52-1111	3401029567029
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	232-62-1111	3401029567197
Droite - XL - Noir	> 28 cm	232-72-1111	3401029567258

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Gauche - XXS - Spider	16,5 - 18,5 cm	231-21-2293	3401020238447
Gauche - XS - Spider	18,5 - 20 cm	231-31-2293	3401020238966
Gauche - S - Spider	20 - 23 cm	231-41-2293	3401020239277

Droite - XXS - Spider	16,5 - 18,5 cm	231-22-2293	3401020238508
Droite - XS - Spider	18,5 - 20 cm	231-32-2293	3401020239048
Droite - S - Spider	20 - 23 cm	231-42-2293	3401020239109

ATTELLES
POIGNET-POUCE



Découvrez les vidéos de la gamme Exos

Prescrire : Exos Poignet-Pouce Court II



Mesurer la circonférence de la main.



Exos Poignet-Pouce Long

Indications :

- Pouce du skieur, entorses, luxations.
- Fractures du scaphoïde.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA® pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Velours.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	315-31-1111	3401021493500
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	315-41-1111	3401021493098
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	315-51-1111	3401021492787
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	315-61-1111	3401021492497
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	315-71-1111	3401021492268
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	315-32-1111	3401021490608
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	315-42-1111	3401021491087
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	315-52-1111	3401021491209
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	315-62-1111	3401021491438
Droite - XL - Noir	> 28 cm	315-72-1111	3401021491896

Prescrire : Exos Poignet-Pouce Long



Mesurer la circonférence de la main.



Exos Poignet-Main Long II

Indications :

- Fractures stables de l'extrémité distale du radius et/ou cubitus.
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire.
- Entorses graves du poignet.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA® pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Lycra.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	310-31-1111	3401020240167
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	310-41-1111	3401020240518
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	310-51-1111	3401020240686
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	310-61-1111	3401020240976
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	310-71-1111	3401020241058
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	310-32-1111	3401020240396
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	310-42-1111	3401020240457
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	310-52-1111	3401020240747
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	310-62-1111	3401020240808
Droite - XL - Noir	> 28 cm	310-72-1111	3401020241119

Prescrire : Exos Poignet-Main Long II



Mesurer la circonférence de la main.



Exos Poignet-Main

Indications :

- Lésions du carpe ou des ligaments.
- Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe).

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).**
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA[®] pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Lycra.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- **Temps de chauffe : 3 minutes.**



Modèle Spider



ATTÈLLES
POIGNET-POUCE

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Gauche - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	221-21-1111	34010 41423693
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	221-31-1111	34010 41423983
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	221-41-1111	34010 41424126
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	221-51-1111	34010 41424355
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	221-61-1111	34010 41424645
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	221-71-1111	34010 41424706
Droite - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	221-22-1111	34010 41424935
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	221-32-1111	34010 41425017
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	221-42-1111	34010 41425185
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	221-52-1111	34010 41425246
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	221-62-1111	34010 41425307
Droite - XL - Noir	> 28 cm	221-72-1111	34010 41425475

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Gauche - XXS - Spider	16,5 - 18,5 cm	221-21-2293	34010 20235606
Gauche - XS - Spider	18,5 - 20 cm	221-31-2293	34010 20236085
Gauche - S - Spider	20 - 23 cm	221-41-2293	34010 20236146
Droite - XXS - Spider	16,5 - 18,5 cm	221-22-2293	34010 20235774
Droite - XS - Spider	18,5 - 20 cm	221-32-2293	34010 20235835
Droite - S - Spider	20 - 23 cm	221-42-2293	34010 20236207



Découvrez les vidéos de la gamme Exos

Prescrire : Exos Poignet-Main



Mesurer la circonférence de la main.



Exos Boxer Externe

Indications :

- Fractures du 2^{ème} et/ou 3^{ème} métacarpien.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA® pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Velours.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	326-31-1111	3401021480890
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	326-41-1111	3401021481033
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	326-51-1111	3401021481323
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	326-61-1111	3401021481491
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	326-71-1111	3401021481552
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	326-32-1111	3401021482092
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	326-42-1111	3401021481903
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	326-52-1111	3401021481842
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	326-62-1111	3401021481781
Droite - XL - Noir	> 28 cm	326-72-1111	3401021481613

Prescrire : Exos Boxer Externe



Mesurer la circonférence de la main.



Exos Boxer Interne

Indications :

- Fractures du 4^{ème} et/ou 5^{ème} métacarpien.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA® pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Velours.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	325-31-1111	3401021482962
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	325-41-1111	3401021483044
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	325-51-1111	3401021483273
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	325-61-1111	3401021483334
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	325-71-1111	3401021483624
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	325-32-1111	3401021484454
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	325-42-1111	3401021484225
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	325-52-1111	3401021484164
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	325-62-1111	3401021483914
Droite - XL - Noir	> 28 cm	325-72-1111	3401021483853

Prescrire : Exos Boxer Interne

Epaule Coude



Epaule - Coude




L'épaule est une articulation extrêmement mobile capable de réaliser des mouvements de grande envergure malgré la stabilité médiocre des structures qui la composent. Ce sont en effet de nombreux petits muscles et leurs tendons qui assurent l'essentiel de la stabilité de l'articulation et qui sont soumis à des frictions répétées pouvant être source d'inflammation et de ruptures.

La chirurgie réparatrice des tendons dits de la coiffe des rotateurs s'est considérablement développée au cours des dernières années et nécessite des immobilisations de quelques semaines dans des positions plaçant le tendon réparé en position relâchée.

Les fractures et luxations de l'épaule sont les conséquences les plus fréquentes des traumatismes directs ou indirects (chute sur la main) et requièrent des immobilisations plus ou moins strictes selon la nature des dégâts anatomiques engendrés.

Le saviez-vous ?

- Près de la moitié des consultations pour une douleur de l'épaule concerne une atteinte de la coiffe des rotateurs.
- La luxation de l'épaule est la plus fréquente de toutes les luxations. La récurrence est d'autant plus fréquente que le patient est jeune (90 % de récurrence lorsque la luxation se produit avant 20 ans !).
- Les joueurs de tennis ne représentent que 5 à 10 % des personnes souffrant d'une épicondylite (tennis elbow) qui est beaucoup plus souvent corrélée à une activité professionnelle.



Il existe plusieurs types d'attelles pour accompagner le patient de façon optimale dans son processus de guérison :



- **Les écharpes** : réduisent la mobilité de l'épaule et suppriment le poids du membre supérieur. Elles peuvent être proposées pour l'effet antalgique, les immobilisations non strictes pré- ou postopératoires ou la prévention de certaines complications (sub-luxation de l'épaule hémiparalysée)
- **Les immobilisations type "Dujarier"** : immobilisation coude au corps évitant les mouvements d'abduction et de rotation. C'est l'immobilisation classique après luxation ou fracture de la tête de l'humérus ainsi qu'après chirurgie des épaules instables (interventions de Bankart ou de Latarjet)
- **Les immobilisations de détente tendineuse** : présence d'un coussin d'épaisseur variable plaçant l'épaule en abduction ou en rotation externe. La position place de façon sélective le tendon réparé en position de détente, favorable à sa cicatrisation.
- **Les anneaux claviculaires dits de « Delbet »** : maintiennent les épaules en position anatomique en évitant l'antépulsion du moignon de l'épaule qui peut être responsable d'une augmentation du déplacement de la fracture claviculaire.

- **Les orthèses d'immobilisation du coude** : évitent toute mobilité du coude ainsi que celle du poignet lorsque cela est nécessaire. Ces orthèses autorisent également la protection sélective des structures endommagées en limitant la mobilité du coude à un secteur angulaire préétabli.
- **Les contentions souples péri-tendineuses** : constituent le traitement de choix des épicondylites et épitrochléites. Elles réduisent les vibrations et les tensions au niveau des tendons et de leur insertion osseuse sur le coude et produisent un effet antalgique significatif.



**Echarpes d'épaule
et de bras****Gilet GCI™**
Page 128**Immo™**
Page 128**Immoscap™**
Page 129**Echarpe de contention**
Page 129**Echarpe "Bear"**
Page 130

Traumatisme de l'épaule ou du coude	•	•	•	•	•
Luxation antéro-interne de l'épaule		•	•		
Luxation acromio-claviculaire	•			•	•
Fracture de la clavicule	•	•			•
Fracture tête humérale			•		
Tendinopathie coiffe des rotateurs	•			•	
Epaule de l'hémiplégique				•	

**Coussins
d'Abduction****PSA 2**
Page 130**Coussin d'Adduction
d'Epaule**
Page 131**UltraSling®**
Page 131**UltraSling® IV**
Page 132**UltraSling® IV AB**
Page 132**UltraSling® IV ER**
Page 133

Rupture coiffe des rotateurs (supra-épineux)	•	•		•	
Rupture coiffe des rotateurs (rotateurs externes)					•
Intervention de Bankart ou de Latarjet					•
Luxation antéro-interne épaule		•	•		•
Post-opératoire épaule (selon protocole)	•	•	•	•	•

**Sangles Acromio-
Claviculaires****Cromax**
Page 134

Fracture de la clavicule	•
--------------------------	---

Attelles de Coude**X-Act ROM Coude**
Page 134**Ranger**
Page 135**Bandage Pneumatique
de coude**
Page 135**Condilax™**
Page 136

Lésion coude et avant-bras	•	•		
Fracture du coude	•	•		
Post-Opératoire Coude	•	•		
Epicondylite			•	•
Epitrochléite			•	•
Reprise d'Activité				•



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

DONJOY

Gilet GCI™

Indications :

- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic.
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, post-opératoire).
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgences.
- Immobilisation d'attente avant imagerie, examens complémentaires et/ou avis chirurgical.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Pédiatrique et Standard).
- Composé de 2 sangles indépendantes en mousse.
- Concept polyvalent permettant une utilisation en écharpe / contre-écharpe, avec ceinture de stabilisation amovible.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Tour de poitrine	Code article	Code ACL
Pédiatrique (2-9 ans)	≤ 75 cm	GCI-P	3401078921605
Standard	> 75 cm	GCI	3401072643633

Prescrire : Gilet GCI™ DonJoy



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

Immo™

Indications :

- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic.
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, post-opératoire).
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgences.
- Immobilisation d'attente avant imagerie, examens complémentaires et/ou avis chirurgical.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique à XL).
- Echarpe de bras avec sangles intégrées et ceinture de stabilisation amovible.
- Sangles en mousse doublées de tissu éponge.
- Le positionnement des sangles permet d'éviter toute pression cervicale.
- Code couleur par taille (biais)
- Modèle bilatéral.

Désignation	Long. Av. Bras-Paume	Tour Poitrine	Code Article	Code ACL
Pédiatrique	< 23 cm	≤ 12 mois	225-P	3401563082590
XS	23 - 25 cm	+ ou -1 à 4 ans	225-01	3401076952700
S	26 - 29 cm		225-02	3401076965656
M	30 - 32 cm	< 95 cm	225-03	3401076965595
L	33 - 34 cm	> 95 cm	225-04	3401076965427
XL	35 - 37 cm		225-05	3401077454999

Prescrire : Immo™ DonJoy



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

DONJOY

Immoscap[™]

Indications :

- Immobilisation coude au corps de type Dujarier.
- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Luxation acromio-claviculaire.
- Fracture de la tête humérale.
- Fracture de la clavicule.
- Post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).
- Gilet de contention et d'immobilisation de l'épaule et du membre supérieur dans son ensemble.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Tour de poitrine	Code Article	Code ACL
XS	80 - 90 cm	GI-XS	3401044641568
S	91 - 100 cm	GI-S	3401044641629
M	101 - 110 cm	GI-M	3401044641797
L	111 - 120 cm	GI-L	3401044642459
XL	121 - 130 cm	GI-XL	3401044642510
XXL	> 130 cm	GI-XXL	3401044642688

Prescrire : Immoscap[™] DonJoy



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude jusqu'à l'extrémité des doigts allongés.

DONJOY

Echarpe de Contention

Indications :

- Immobilisation du membre supérieur sans immobilisation stricte de l'épaule.
- Immobilisation à visée antalgique pour les tendinopathies de la coiffe des rotateurs et le syndrome douloureux régional complexe de type I.
- Prévention de la subluxation inférieure de la tête humérale chez le patient hémiparétique.
- Immobilisation d'attente avant diagnostic et prise en charge thérapeutique adaptée.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique à Adulte Fort).
- Sangle arrière permettant une très bonne immobilisation avec un grand confort.
- Passe-pouce dans le manchon pour le confort et facilite la suspension du membre.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Long. Av.Br.-Main	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - Tissu	≤ 30 cm	EC01	3401077655853
Enfant/Adolescent - Tissu	31 - 40 cm	EC11	3401077036218
Adulte Normal - Tissu	41 - 50 cm	EC21	3401077036157
Adulte Fort - Tissu	> 51 cm	EC31	3401077036096

Prescrire : Echarpe de Contention DonJoy





Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY



Echarpe "Bear"

Indications :

- Immobilisation post-opératoire ou post-traumatique de l'épaule et de l'avant-bras.
- Contention facile dans tous les cas nécessitant une mobilité réduite du membre supérieur (traumatismes de l'épaule ou du coude).

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Pédiatrique XS et Enfant S).
- Manchon en textile à motifs colorés (mélange coton).
- Facilité de mise en place grâce au clip de fermeture.
- Peut-être utilisé en combinaison avec un plâtre.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Dimensions Manchon	Code Article	Code ACL
Pédiatrique XS	11,5 x 28 cm	79-99132	3401048404299
Enfant S	16,5 x 33 cm	79-99133	3401048404350



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

PSA 2

Indications :

- Immobilisation de l'épaule à 30° d'abduction.
- Traitement fonctionnel de la rupture partielle du supra-épineux.
- Réparation chirurgicale de la rupture de la coiffe des rotateurs (supra-épineux).
- Acromioplastie.
- Immobilisation post-opératoire nécessitant la détente des abducteurs.

Caractéristiques :

- Disponible en deux versions : Petit modèle et modèle Standard
- Coussin de forme anatomique pour un positionnement du bras précis et sécurisé.
- Sangles et fermetures conçues pour une manipulation facile.
- Textile respirant empêchant l'accumulation de chaleur, confortable pour la peau.
- Sangle d'épaule avec coussinet pour alléger la pression autour du cou et des cervicales

Désignation	Long. Av. Bras	Code Article	Code ACL
PSA 2 30° DonJoy - Modèle Standard Gauche	> 25 cm	OX0390-2L	3401053656409
PSA 2 30° DonJoy - Modèle Standard Droit	> 25 cm	OX0390-2R	3401053656348
PSA 2 30° DonJoy - Petit Modèle Gauche	< 25 cm	OX0391-2L	3401053656119
PSA 2 30° DonJoy - Petit Modèle Droit	< 25 cm	OX0391-2R	3401053656058

Prescrire : Echarpe Bear Donjoy

Prescrire : PSA 2 DonJoy



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

Coussin d'Abduction d'Epaule

Indications :

• **Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des structures antérieures.**

- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Intervention de Bankart ou de Latarjet.
- Réparation chirurgicale du labrum.
- Réparation chirurgicale de la rupture de la coiffe des rotateurs (supra-épineux).

Caractéristiques :

- **Disponible en 2 tailles (Etroit et Large).**
- Suivant le positionnement du coussin, on obtient un degré d'abduction différent (45° ou 90°).
- Coussin permettant de positionner le bras (droit ou gauche) en abduction.
- Le corps central est constitué d'une structure en mousse de haute densité découpée anatomiquement et habillée d'une housse de protection et de fixation.
- Agrippant permettant de fixer de manière très fiable le membre sur le coussin.
- Revêtement amovible et lavable
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Code Article	Code ACL
Etroit (Modèle Standard)	< 35 cm	CA201	3401075850151
Large	> 35 cm	CA202	3401075850212



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

UltraSling[®]

Indications :

- **Protocoles comportant une immobilisation.**
- Réparation de la coiffe des rotateurs.
- Déplacement de la capsule articulaire.
- Procédures post-opératoires de Bankart.
- Luxation ou subluxation de l'articulation gléno-humérale.
- Distension / Réparation des tissus mous.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (S, M et L).**
- Livré avec coussin d'abduction 10°.
- Matériau respirant.
- Facilité de mise en place.
- Passe-pouce dans le manchon pour le confort et facilite la suspension du membre.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Code Article	Code ACL
S	< 31,5 cm	11-0138-2-13130	3401071294645
M	de 31,5 à 39,5 cm	11-0138-3-13130	3401072221176
L	> 39,5 cm	11-0138-4-13130	3401071294706

Prescrire : Coussin d'Abduction d'Epaule Donjoy

Prescrire : UltraSling[®] Donjoy



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

UltraSling® IV

Indications

- Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des structures antérieures.
- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Intervention de Bankart ou de Latarjet.
- Réparation chirurgicale du labrum.
- Réparation chirurgicale de la rupture de la coiffe des rotateurs (sous-scapulaire).

Caractéristiques

- **Disponible en 4 tailles (de S à XL).**
- Disponible en 15°.
- Système 3 points d'attache doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Le coussin profilé 15° fournit l'abduction nécessaire tout en soulageant la pression sur le nerf cubital.
- La doublure respirante en maille douce interne permet d'améliorer la ventilation.
- Livré avec sa balle d'exercices pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille)
- Tissu à mailles évacuant l'humidité pour plus de confort, en particulier pour l'utilisation à long terme.
- Aide à prévenir les contractures post-opératoires en rotation interne.
- Favorise l'échange d'air auxiliaire pour réduire le risque d'infections secondaires.
- Panneau avant avec ouverture facile, favorisant les exercices avant-bras.
- Permet de placer le bras dans plusieurs positions selon les exigences post-opératoires.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Code Article	Code ACL
S	< 28 cm	11-0445-2	3401029490044
M	28 - 33 cm	11-0445-3	3401029490105
L	33 - 38 cm	11-0445-4	3401029490273
XL	> 38 cm	11-0445-5	3401029490334

Prescrire : UltraSling® IV DonJoy



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

UltraSling® IV AB

Indications :

- Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des abducteurs.
- Réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs (supra-épineux).
- Acromioplastie.
- Traitement fonctionnel de la rupture partielle du supra-épineux.

Caractéristiques :

- **Disponible en 4 tailles (de S à XL).**
- Système d'attache 3 points doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Coussin large et confortable qui se positionne aussi bien à droite qu'à gauche, **donne une abduction supérieure si nécessaire (45° ou 60°).**
- Tissu à mailles évacuant l'humidité pour plus de confort, en particulier pour l'utilisation à long terme.
- Aide à prévenir les contractures post-opératoires en rotation interne.
- Favorise l'échange d'air auxiliaire pour réduire le risque d'infections secondaires.
- Panneau avant avec ouverture facile, favorisant les exercices avant-bras.
- Permet de placer le bras dans plusieurs positions selon les exigences post-opératoires.
- La sangle de dérotation s'accroche à l'UltraSling® IV et empêche la rotation interne par le maintien du bras du patient en position neutre.
- Balle d'exercice pour activer la circulation sanguine.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Code Article	Code ACL
S	< 28 cm	11-0439-2	3401029491454
M	28 - 33 cm	11-0439-3	3401029491515
L	33 - 38 cm	11-0439-4	3401029491683
XL	> 38 cm	11-0439-5	3401029491744

Prescrire : UltraSling® IV AB DonJoy



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

UltraSling[®] IV ER

Indications :

- **Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des rotateurs externes.**
- Réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs (infra-épineux et/ou petit rond).
- Traitement fonctionnel des ruptures tendineuses partielles de l'infra-épineux et/ou du petit rond.
- Luxation antéro-interne de l'épaule avec lésion de Bankart (protocole en rotation externe).

Caractéristiques :

- **Disponible en 4 tailles (de S à XL).**
- Disponible en 15° et 30°.
- Système d'attache 3 points doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Le nouveau coussin profilé 15° fournit l'abduction nécessaire tout en soulageant la pression sur le nerf cubital.
- La doublure respirante en maille douce interne permet d'améliorer la ventilation.
- Livré avec sa balle d'exercice pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Av. Bras-Paume	Code Article	Code acl
15° - S	< 28 cm	11-1304-2	3401029490563
15° - M	28 - 33 cm	11-1304-3	3401029490624
15° - L	33 - 38 cm	11-1304-4	3401029490792
15° - XL	> 38 cm	11-1304-5	3401029490853
30° - S	< 28 cm	11-1305-2	3401029490914
30° - M	28 - 33 cm	11-1305-3	3401029491164
30° - L	33 - 38 cm	11-1305-4	3401029491225
30° - XL	> 38 cm	11-1305-5	3401029491393

Prescrire : UltraSling[®] IV ER DonJoy



EPAULE
COUDE

Profil axillaire de l'articulation gléno-humérale



Déchirure du bourrelet et de la capsule articulaire



Lésion de Bankart déplacée avec rotation interne



Lésion de Bankart réduite par immobilisation du bras en rotation externe à l'aide de l'UltraSling[®] IV



Mesurer la longueur de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).

DONJOY



DONJOY

Cromax

Indications :

- Traitement fonctionnel des fractures de la clavicule avec ou sans déplacement.
- Maintien confortable des épaules vers l'arrière.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Sangles acromio-claviculaires avec système d'attache dorsale.
- Attache dorsale par système auto-agrippant.
- Ces sangles permettent un maintien réglable de la traction.
- Les épaulières molletonnées assurent un bon confort.
- Modèle bilatéral.



Désignation	Long. Carrure	Code Article	Code ACL
Pédiatrique	≤ 24 cm	H-CR120	3401078178337
Petit Enfant	25 - 30 cm	H-CR124	3401078178276
Enfant	31 - 40 cm	H-CR121	3401074987018
Adulte	41 - 49 cm	H-CR122	3401074987186
Grand Adulte	≥ 50 cm	H-CR123	3401078178566

X-Act ROM Coude

Indications :

- Immobilisation du coude dans une angulation spécifique.
- Restriction de la mobilité articulaire du coude dans un secteur angulaire déterminé.
- Fractures du coude.
- Luxations du coude.
- Entorses sévères et/ou chirurgie ligamentaire du coude.

Caractéristiques :

• Taille Adaptable latéralisée.

- Les boucles pivotantes à fixation rapide, et réglables d'une seule main, s'adaptent parfaitement et en un temps record au contour du bras.
- La nouvelle articulation latérale en aluminium, durable et au design épuré, offre une protection maximale pour un poids minimal.
- Les réglages simples permettent un contrôle précis de l'amplitude de mouvement :
 - Flexion de -10° à 120°, par incréments de 10°.
 - Extension de -10° à 90°, par incréments de 10°.
 - Verrouillage rapide de 0° à 90°, par incréments de 15°.

Désignation	Prise de mesure	Code Article	Code ACL
Droite	Taille Adaptable	11-9121	3401053649883
Gauche	Taille Adaptable	11-9122	3401053649944
Accessoire	Prise de mesure	Code Article	Code ACL
Kit de Verrouillage	-	25-6755	3401053650315
Kit de Pronation / Supination - Droit	-	25-6756	3401053650483
Kit de Pronation / Supination - gauche	-	25-6759	3401041202151

Prescrire : Cromax DonJoy

Prescrire : X-Act ROM Coude DonJoy



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

Ranger

Indications :

• Immobilisation du coude et du poignet dans des amplitudes articulaires déterminées.

- Fracture du scaphoïde.
- Fracture de la palette humérale, de l'olécrane et de la tête radiale.
- Chirurgie ligamentaire du coude.
- Fractures de l'avant-bras nécessitant une immobilisation du coude et du poignet.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Cette attelle de coude articulée autorise le contrôle de l'amplitude du coude ainsi que du mouvement de prono-supination du poignet.
- Légère (550 g).
- Coques semi-rigides pour le réglage et une meilleure contention.
- Amplitude réglable par incréments de 30°.
- Possibilité de blocage en extension totale ou dans une autre position (4 blocages possibles entre 90° et 180°).
- Les différents réglages du bras et de l'avant-bras permettent une parfaite adaptation au patient.
- Charnières réglables protégées pour plus de sécurité.
- Livré avec une sangle de maintien amovible.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Avant Bras-Paume	Code Article	Code ACL
S	20 - 29 cm	79-94200	3401077499716
M	29 - 37 cm	79-94210	3401077499884
L	37 - 48 cm	79-94220	3401077499945

Prescrire : Ranger DonJoy



Mesurer la circonférence du coude (sur un coude fléchi).

AIRCAST

Bandage Pneumatique de Coude

Indications :

- **Toutes tendinopathies d'insertion au niveau du coude.**
- Epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (golf elbow).
- Prévention dans le cas d'activités physiques ou professionnelles.

Caractéristiques :

- **Taille Unique.**
- Avec la cellule pneumatique amovible, la compression exercée est localisée sur le muscle extenseur, et non pas sur la circonférence du bras : davantage de maintien, constriction réduite.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. Coude	Code Article	Code ACL
Noir	20 - 35,5 cm	81-05AB	3401078504051

Prescrire : Bandage Pneumatique de Coude Aircast®



Mesurer la circonférence du coude (sur un coude fléchi).

DONJOY

Condilax™

Indications :

- **Epicondylite et épitrochléite (tennis et golf elbow).**
- Arthrose du coude.
- Reprise de l'activité après traumatisme ou chirurgie du coude.

Caractéristiques :


- **Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).**
- Inserts épicondiliens silicone.
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



Respirant,
biocompatible




Tricotage anatomique
& élasticité
multi-directionnelle



Compression
graduelle



Inserts silicone



Insert épicondylien



Désignation	Circ. Coude	Code Article	Code ACL
T1	18 - 20 cm	S400B-1	34010 96629903
T2	21 - 24 cm	S400B-2	34010 97323831
T3	25 - 28 cm	S400B-3	34010 97324081
T4	29 - 31 cm	S400B-4	34010 97324142
T5	32 - 35 cm	S400B-5	34010 97324203
T6	36 - 39 cm	S400B-6	34010 97324371

Prescrire : Condilax™ DonJoy

Tens Electrodes Sondes de Rééducation





Reconnu dans le monde de la rééducation et du traitement de la douleur, CefarCompex vous propose le meilleur de l'électrothérapie.

Faire confiance à CefarCompex, c'est bénéficier du savoir faire du premier fabricant mondial d'électrostimulateurs.

La neurostimulation transcutanée (TENS) est une méthode de prise en charge particulièrement prescrite en Centre de LUTte contre la Douleur (CLUD), offrant une thérapie naturelle et sans effet secondaire. Aujourd'hui considérée comme l'une des techniques non médicamenteuses les plus reconnues pour le traitement de la douleur, la Neurostimulation Transcutanée TENS offre une véritable alternative dans de nombreuses indications de douleurs chroniques.

En pratique.

Le Cefar® Primo Pro est un appareil portable (de la taille d'un téléphone portable) qui peut se porter à la ceinture ou pendu autour du cou. Il n'entrave pas le mouvement et son utilisation est compatible avec les activités quotidiennes. Il produit des courants thérapeutiques de très faible intensité, transmis aux nerfs à travers la peau par deux ou quatre patches ou électrodes autocollants. La région douloureuse détermine la position des électrodes.

Avantages.

- Effet antalgique physiologique.
- Sans effet secondaire.
- Compatible avec tout autre traitement.
- Facile et sans entrave pour les activités de la vie quotidienne.
- Economique.
- Applicable à volonté.

Faire confiance à CefarCompex, c'est aussi proposer une gamme de sondes de rééducation

reconnue et appréciée. Respectant l'anatomie des patients pour une stimulation optimale des points moteurs et composées de matériaux biocompatibles pour une hygiène irréprochable et un nettoyage facilité, les sondes de rééducation Saint-Cloud® sont reconnues comme faisant référence sur le marché de la rééducation périnéale. Elles sont utilisées quotidiennement dans le traitement de l'incontinence et la prévention post-partum.





CefarCompex^e

Cefar[®] Primo Pro

Caractéristiques :

Cefar[®] Primo Pro offre des programmes TENS permettant de traiter différents types de douleurs. Il comprend 7 programmes de traitement présélectionnés, dont TENS Conventionnel, BURST, TENS modulé (largeur d'impulsion), fréquence mixte, Cefar Flow TENS et la stimulation destinée au traitement des nausées.

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Cefar Primo Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions). Livré avec un kit chargeur 4 piles rechargeables.

Avantages :

- **Cefar Flow TENS** : un programme prédéfini comprenant une nouvelle méthode de stimulation confortable. L'utilisation des deux canaux simultanément combine le soulagement de la douleur et une agréable sensation de massage.
- **Tour de cou** : le stimulateur est fourni avec un tour de cou détachable et un clip de ceinture qui facilitent son utilisation à domicile.

Désignation	Code Article	Code ACL
Cefar [®] Primo Pro avec kit chargeur 4 piles	111.125+	34010 45507375
Accessoire		
Jeu de 2 câbles bipolaires Cefar [®] Primo Pro	1240	76401 09605350
Kit Chargeur 4 Piles	- 111.960	34010 42205434
Clip ceinture + mousqueton + tour de cou	1495	76401 09605381

Prescrire : Cefar[®] Primo Pro

Le Cefar[®] Primo Pro est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.
Lire attentivement la notice.
Fabricant : DJO France S.A.S.

Technologies :

- **Cefar Easy Touch[™]** : réglage automatique de l'intensité. Une simple pression sur un bouton permet de régler et d'ajuster automatiquement l'intensité en fonction des résultats de l'analyse Auto-test. Cefar Easy Touch[™] facilite le traitement et garantit que la stimulation est réalisée à un niveau optimal et efficace.
- **2 Canaux indépendants** : réalisez un traitement en associant deux programmes différents simultanément.
- **Programmation** : Cefar[®] Primo Pro dispose de 3 emplacements libres permettant de créer des programmes personnalisés.
- **Ecran rétroéclairé** : Cefar[®] Primo Pro dispose d'un écran plus grand et le rétroéclairage facilite considérablement sa lecture, même si l'éclairage ambiant est faible.
- **Autres avantages** : fonction pause, verrouillage du programme, verrouillage du clavier de surveillance, auto-contrôle.
- **Garantie 2 ans.**





Dura-Stick[®]
plus

Dura-Stick[®] Plus

Avantages :

Qualité : Une longévité estimée à 40 séances et la technologie 1 000 brins favorisant une conduction optimale du courant.

Prix : La référence des électrodes sur le marché.

Caractéristiques :

Dessus : film textile non lavable.

Dessous : microtissage de fil métal.

Gel hypoallergénique.

Connexion universelle : électrodes à fil pour toutes les dimensions.

Informations :

Les électrodes Dura-Stick[®] Plus sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollement facilité.

D'un rapport qualité/prix sans égal, les électrodes Dura-Stick[®] Plus fil répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

Désignation	Code Article	Code ACL
Dura-Stick [®] Plus Fil ø 32 mm (sachet de 4)	42219V	3401097384344
Dura-Stick [®] Plus Fil ø 50 mm (sachet de 4)	42197V	3401097384405
Dura-Stick [®] Plus Fil 50 x 90 mm (sachet de 4)	42199V	3401097384573
Dura-Stick [®] Plus Fil 50 x 50 mm (sachet de 4)	42198V	3401097547008

Prescrire : Dura-Stick[®] Plus



Dura-Stick[®]
premium

Dura-Stick[®] Premium

Avantages :

Souplesse : Particulièrement adaptées aux plis cutanés, articulations et toutes les zones au relief prononcé.

Longévité : Permet de travailler pendant plus de 60 séances.

Caractéristiques :

Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable.

Dessous : microtissage de fil métal.

Gel hypoallergénique.

Connexion : électrodes à fil.

Informations :

La gamme Dura-Stick[®] Blue Gel est idéale pour les patients à peau sensible présentant des irritations suite à l'utilisation d'électrodes traditionnelles.

Les électrodes Dura-Stick[®] Premium répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

Désignation	Code Article	Code ACL
Dura-Stick [®] Premium Blue Gel 50 x 50 mm (sachet de 4)	42211V	3401097384283
Dura-Stick [®] Premium Blue Gel 40 x 90 mm (sachet de 4)	42212V	3401097384115

Prescrire : Dura-Stick[®] Premium



CONFORT

Les sondes Saint-Cloud[®] sont adaptées à la morpho-physiologie du patient, permettant une stimulation optimale des points moteurs tout en respectant le confort du patient.

CONNECTIQUE

Proposées selon différents modèles de connectiques, les sondes Saint-Cloud[®] permettent une adaptabilité à tous les appareils de rééducation.

HYGIÈNE

Les matériaux de contact biocompatibles ABS et INOX 316L permettent la décontamination par nettoyage ou trempage dans des bains désinfectants (type Stéranios[®]).

QUALITÉ DU TRAITEMENT

Blindage des câbles limitant le risque d'artefacts pour l'enregistrement EMG et le biofeedback.

FACILITÉ D'UTILISATION

Design et avancées technologiques pour faciliter la mise en place et le maintien pendant la séance.

CONDITIONNEMENT

En pochette thermo-soudée avec zip refermable.

CefarCompex^e

Sonde Vaginale Saint-Cloud[®] Classic 2 Bagues

Caractéristiques :

Étranglement améliorant le maintien dans le vagin tout en évitant l'expulsion lors des contractions.

Double électrodes bagues pour un recrutement circulaire sur tous les côtés de la paroi vaginale.

Polissage des aspérités potentiellement inconfortables pour la patiente.

Extrémité allongée de la sonde facilitant la prise en main et permettant une meilleure visualisation en stimulation comme en biofeedback.

Connectique DIN 3 broches.

- Longueur 13 cm.
- Diamètre 2,5 cm.

Désignation	Code Article	Code ACL
Sonde Vaginale Saint-Cloud [®] Classic 2 bagues DIN 3 Broches Mâle	114.502+	3401074459522
Accessoire		
Adaptateur 2 fiches bananes pour sonde DIN 3 Broches Mâle	A14.913	-

Prescrire : Sonde Vaginale Saint-Cloud[®] Classic

La sonde vaginale Saint Cloud Classic est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.
Lire attentivement la notice.
Fabricant : DJO France S.A.S.



CefarCompex 

Sonde Vaginale Saint-Cloud® Plus

Caractéristiques :

Courbure anatomique respectant la morphophysiologie vaginale pour améliorer le confort et la qualité du recrutement musculaire.

Grandes électrodes à bandelettes ventro-latérales pour une meilleure surface de contact et une efficacité optimale.

Collerette de maintien amovible pour retrouver la bonne profondeur de stimulation à chaque séance.

Déconnexion des câbles favorisant une immersion complète dans un bain désinfectant (type Stéranios®).

Connectique 2 fiches bananes 2 mm.

- Longueur 12,8 cm.
- Diamètre 2,4 cm.

Désignation	Code Article	Code ACL
Sonde Vaginale Saint-Cloud® Plus 2 fiches bananes 2 mm	114.610+	3401075793687
Accessoire		
Câble monopolaire	114.901	-
Adaptateur DIN 3 Broches Mâle pour sonde 2 fiches bananes femelles	A14.920	-

Prescrire : Sonde Vaginale Saint-Cloud® Plus

La sonde vaginale Saint Cloud® Plus est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.
Lire attentivement la notice.
Fabricant : DJO France S.A.S.



CefarCompex 

Sonde Anale Saint-Cloud®

Caractéristiques :

Double recrutement musculaire (pubo-rectal et sphincter strié anal) assuré par une bague située au niveau de l'angle anorectal (angle 110°).

Languette de maintien amovible permettant le maintien à une main de la sonde par le patient et évitant ainsi l'expulsion en cours de séance.

Connectique 2 fiches bananes 2 mm ou DIN 3 broches.

- Longueur 11 cm.
- Diamètre 1,3 cm.

Désignation	Code Article	Code ACL
Sonde Anale Saint-Cloud® Din 3 Broches	114.240+	3401079669704
Sonde Anale Saint-Cloud® 2 Fiches bananes 2 mm	114.242+	3401043101407

Prescrire : Sonde Anale Saint-Cloud®

La sonde anale Saint-Cloud® est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.
Lire attentivement la notice.
Fabricant : DJO France S.A.S.

AIRCAST

DONJOY

Dr.
Comfort

EXOS

Véinar

Cryothérapie Bien-Etre





**MANCHON
EPAULE**



**MANCHON
COUDE**



**MANCHON
DOS/HANCHE/COTES**



**MANCHON
CHEVILLE**



**MANCHON
MAIN/POIGNET/
AVANT-BRAS**



**MANCHON
PIED**



**MANCHON
CUISSÉ**



**MANCHON
GENOU**



**MANCHON
MOLLET**

AIRCAS^T

Cryo CuffTM

Indications :

- **Le système Cryo CuffTM d'Aircast[®] associe cryothérapie et compression localisée permettant ainsi de réduire de manière optimale les œdèmes, les hématomes et la douleur. Il est aussi indiqué dans les phénomènes arthrosiques, douleurs articulaires, entorses, lésions ligamentaires, suites de chirurgie...**
- Grâce à sa simplicité d'utilisation, son maniement aisé, ce système est parfait pour une utilisation post-traumatique ou post-opératoire, en milieu médical, hospitalier ou à domicile.
- Des études cliniques ont montré que le traitement par contention compressive froide permet de réduire la tuméfaction post-opératoire, d'atteindre une mobilité précoce et une réduction de la douleur engendrant un retour à la fonction plus rapide.

Caractéristiques :

- **Glacière et manchons déconnectables.**
- Le système Cryo CuffTM se compose d'une glacière et de manchons anatomiques. La glacière, positionnée au-dessus du manchon, génère une source de froid et alimente le manchon. Le système peut être déconnecté à tout moment, sans incidence sur le traitement et permet d'avoir du froid pendant environ 3 heures.
- Facilité d'utilisation.
- Manchons de forme anatomique pour un maintien optimal.
- Application contrôlée du froid, sans risque de lésions des tissus.
- Système ambulatoire.
- Système économique et durable.

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Glacière Cryo Cuff TM	-	2125	-
Manchon Pied - Moyen	Circ. Av-Pied : 23-33 cm	10C01	34010 40700030
Manchon Pied - Large	Circ. Av-Pied : 33-43 cm	10B01	34010 40699976
Manchon Cheville	Pédiatrique < 7 Ans	10P01	34010 40700320
Manchon Cheville	Taille Unique	10A01	-
Manchon Mollet	Circ. Mollet : 36-51 cm	13C01	34010 40701501
Manchon de Genou Autonome	Taille Unique	11ASC	34010 40700849
Manchon Genou/Coude	Pédiatrique < 7 ans	11P01	34010 40700788
Manchon Genou - Petit	Circ. Cuisse : 25-48 cm	11C01	34010 40700610
Manchon Genou - Moyen	Circ. Cuisse : 48-58 cm	11A01	34010 40700498
Manchon Genou - Large	Circ. Cuisse : 58-78 cm	11B01	34010 40700559
Manchon Cuisse - Moyen	Circ. Cuisse : 43-58 cm	13A01	34010 40701389
Manchon Cuisse - Large	Circ. Cuisse : 51-69 cm	13B01	34010 40701440
Manchon Epaule - Bande Standard	Circ. Thorax : 81-122 cm	12A01	34010 40700900
Manchon Epaule - Bande Extra-Large	Circ. Thorax : 107-137 cm	12AXL01	34010 40701099
Bande Standard pour Epaule	-	1220	34010 40701150
Manchon Dos/Hanches/Cotes	Taille Unique	14A01	34010 40701679
Manchon Coude	Taille Unique	15A01	34010 40701730
Manchon Main/Poignet/Avant-Bras	Taille Unique	16A01	34010 40701969
Tuyau pour Glaciere	-	2130	34010 40702041
Système de Pompe Automatique	-	20BG-F	34010 40702102
Disque d'Isolation	-	2002	34010 40702270
Tuyau d'Air	-	2007XL	34010 40702331

Prescrire : Cryo Cuff Aircast[®]



Pack de Chaud/Froid Réutilisable

Indications :

Froid :

- **Post-opératoire (notamment orthopédique), traumatismes.**

Le froid a un effet antalgique par ralentissement de conduction nerveuse. Il évite également la formation d'œdème et diminue l'importance de l'hématome.

Chaud :

- **Calme la douleur (torticolis, lumbago).**

Caractéristiques :

- **Pour le froid : Conservé dans une glacière ou un congélateur, il reste souple et remplace la vessie de glace.**
- Essuyer et appliquer sur la peau préalablement protégée par un linge.
- Pour le chaud : Réchauffer dans de l'eau chaude (60°) de 5 à 10 minutes et appliquer sur la peau protégée par un linge.
- Livré avec sa housse de protection.

Désignation	Dimensions	Code Article	Code ACL
Chaud/Froid Réutilisable	21 x 14 cm	AXP1	3401072645934
Chaud/Froid Réutilisable	29 x 27 cm	AXP3	3401078921315

Fabricant : Rapid Aid Corp.



Prescrire : Pack de Chaud/Froid Réutilisable DonJoy



DONJOY

Pack de Froid Instantané

Indications :

- Usage instantané et unique : urgence de terrain, activités de loisirs.

Caractéristiques :

- Le froid a un effet antalgique par ralentissement de la conduction nerveuse.
- Il évite également la formation d'œdème et diminue l'importance de l'hématome.

Désignation	Dimensions	Code Article	Code ACL
Froid Instantané	21 x 14 cm	AXP2	3401072646184
Froid Instantané à Strap	21 x 14 cm	AXP4	3401521370455

Fabricant : Rapid Aid Corp.



Avec sangle auto-adhésive applicable directement sur la peau

Prescrire : Pack de Froid Instantané DonJoy



DONJOY

Bombes de Froid

Indications :

- Traumatologie sportive.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (200 ml et 400 ml).
- Apporte un froid local entraînant une diminution instantanée de la conduction nerveuse.



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Bombe de Froid 200 ml	-	BMF200	3401072645705
Bombe de Froid 400 ml	-	BMF400	3401072645873

Fabricant : DJO France

Prescrire : Bombes de Froid DonJoy



DONJOY

Talonnettes "Heel Cups"

Indications :

- Talonnettes silicone conçues pour l'absorption des chocs et l'amortissement de l'impact talon/sol.
- Soulagement de la douleur, réduction de la sensation d'inconfort en cas d'épine calcanéenne, de fasciite plantaire et de tendinites achilléennes.
- Permettent également d'amortir les vibrations exercées sur les articulations.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (S/M et L/XL).
- Silicone de qualité médicale qui ne se déforme pas, assurant ainsi un support et un confort à long terme.
- Partie centrale du talon plus souple pour atténuer la pression au niveau de la zone sensible.
- Vendues par paire.
- Talonnets bilatérales.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
S/M	36 - 41	81-81103	3401095087575
L/XL	> 41	81-81107	3401095087636

Prescrire : Talonnets "Heel Cups" DonJoy



Seconde Peau

Indications :

- Protection contre la douleur et aide à la cicatrisation pour les ampoules et plaies.

Caractéristiques :

- Pansement ayant la consistance de la peau, absorbant et aéré.
- Ne colle pas à la plaie.
- Ce pansement est un hydrogel composé de 96% d'eau et de 4% d'oxyde de polyéthylène.



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Seconde Peau 2 feuilles	-	47209	3401076951000

Fabricant : Spenco Médical

Prescrire : Seconde Peau Spenco



Coussinet Dermique

Indications :

- Prévention des échauffements.

Caractéristiques :

- Mousse en polyéthylène souple pour une adhésion parfaite à la peau malgré les mouvements.
- Fine, résistante et confortable.
- Non allergique.

Désignation	Code Article	Code ACL
Coussinet Dermique Epaisseur 3 mm - 10 x 10 cm	10555	340107972879

Fabricant : NMT

Prescrire : Coussinet Dermique DonJoy



Prendre la pointure du patient.



DONJOY

Semelles de Confort

Indications :

- **Semelle plantaire pour support amortissant, confort et fraîcheur.**
- Allègement de la pression et absorption des chocs au talon.
- Aide à la prévention des ampoules et des odeurs.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de T1 à T5).**
- Revêtement CoolMax™ : évacue la transpiration et maintient au sec.
- Revêtement résistant à l'usure, anti-glisse et amortissant.
- Design anatomique pour un excellent soutien de la voûte plantaire.
- Renfort talonnier pour un support accru.
- Possibilité de découper la semelle pour un ajustement optimal.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL
T1	36 - 37	82-0225-1	34010 53653736
T2	38 - 39	82-0225-2	34010 53653965
T3	40 - 41	82-0225-3	34010 53654047
T4	42 - 43	82-0225-4	34010 53654108
T5	44 - 46	82-0225-5	34010 53654276

Prescrire : Semelles de Confort DonJoy



DONJOY

Housse de Protection

Indications :

- **Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies.**
- Botte ou gant hydrofuge totalement imperméable à l'eau.
- Protège le membre même lors d'une immersion totale.
- Facilite la toilette (bain ou douche).

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (HP1 à HP3) et en Taille Enfant pour les "HP1" et "HP2".**
- Réutilisable environ 50 fois.
- Non stérilisable.
- Lors de l'immersion totale, bien chasser l'air au préalable.
- N'adhère pas à l'épiderme.
- Lavable.
- Réutilisable.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Prise de mesure	Code article	Code ACL
Membres inférieurs			
Taille Unique	-	HP2	34010 73943961
Taille Enfant	-	HP2E	34010 79539212
Membres supérieurs			
Taille Unique	-	HP1	34010 73943732
Taille Enfant	-	HP1E	34010 79539151
Coude Genou			
Taille Unique	-	HP3	34010 78346712

Fabricant : IPA

Prescrire : Housse de Protection DonJoy



Mesurer la hauteur
du patient.

DONJOY

Canne Anglaise Modèle Adulte

Indications :

- Destinée à l'aide à la marche en cas de blessures ou de besoin de stabilité.
- Usage à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques :

- Modèle Adulte, peut convenir aux adolescents.
- Hauteur poignée sol : de 72 à 98 cm.
- Hauteur appuie-bras : 22 cm.
- Largeur repose-bras : 11 cm.
- Hauteur patient : de 1,35 à 2 m.
- Poids supporté : 130 kg par canne.
- Poids par canne : 500 gr.
- Poignée design très confortable.
- Tube inférieur équipé d'un bouchon anti-bruit.
- Fabrication française.
- Coloris : Noir.

Désignation	Code Article	Code ACL
Canne Anglaise Adulte - 6 Paires	24-2000-U-36060	3401029528518

Accessoire	Code Article	Code ACL
Embout de Rechange pour Canne Anglaise	25-920100	3401029528747
Clip de Réglage pour Canne Anglaise	25-921019	3401081527269

Fabricant : Herdegen

Prescrire : Canne Anglaise Adulte DonJoy



Mesurer la hauteur
du patient.

DONJOY

Canne Anglaise Modèle Enfant

Indications :

- Destinée à l'aide à la marche en cas de blessures ou de besoin de stabilité.
- Usage à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques :

- Modèle Enfant.
- Hauteur poignée sol : de 55 à 77 cm.
- Accoudoir réglable : 11 à 21 cm.
- Largeur repose-bras : 7 cm.
- Hauteur patient : < 1,30 m.
- Poids supporté : 100 kg par canne.
- Poids par canne : 331 gr.
- Poignée design très confortable.
- Tube inférieur équipé d'un bouchon anti-bruit.
- Fabrication française.
- Coloris : Violet/Turquoise.

Désignation	Code Article	Code ACL
Canne Anglaise Enfant - La paire	11-2510-P-360710	3401081527320

Accessoire	Code Article	Code ACL
Embout de Rechange pour Canne Anglaise	25-920100	3401029528747
Clip de Réglage pour Canne Anglaise	25-921019	3401081527269

Fabricant : Herdegen

Prescrire : Canne Anglaise Enfant DonJoy





DONJOY

Strapping

Indications :

- **Traitement des entorses des ligaments latéraux, contention dans le cadre de légère laxité chronique, protection et prévention des récives d'entorses.**

Caractéristiques :

- **Taille Unique.**
- Disponible en Blanc et en Noir.
- Bandes Spandex extensibles en longueur et parfaitement rigides latéralement.
- Contient du Latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Cheville Blanc - Taille Unique	-	S800	34010 76950928
Cheville Noir - Taille Unique	-	S800N	34010 60477646
Genou Blanc - Taille Unique	-	S900	34010 72644982
Genou Noir - Taille Unique	-	S900N	34010 60478476
Poignet Blanc - Taille Unique	-	S600	34010 72644234
Poignet Noir - Taille Unique	-	S600N	34010 60772970

Prescrire : Strapping Poignet Donjoy



DONJOY

Bandes Rezin

Indications :

- **Immobilisation des fractures, avant et après intervention chirurgicale, correction orthopédique.**

Caractéristiques :

- **Résine rigide polymérisable qui, après séchage complet, résiste à l'eau.**
- Radio-transparente.
- Coloris crème.
- Contient du latex.

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Surface ≥ 1800 cm ² et			
< 2700 cm ² - 5 cm x 3,6 m	-	PC3702-W	34010 43647622
Surface ≥ 2700 cm ² et			
< 3600 cm ² - 7,5 cm x 3,6 m	-	PC3703-W	34010 43647790
Surface ≥ 3600 cm ² et			
< 4500 cm ² - 10 cm x 3,6 m	-	PC3704-W	34010 43647851
Surface ≥ 4500 cm ² et			
< 5400 cm ² - 12,5 cm x 3,6 m	-	PC3705-W	34010 40937603

Fabricant : Mika

Prescrire : Bandes Rezin Donjoy

Compression
Veineuse

Veinax



Compression Veineuse



L'insuffisance veineuse est une pathologie fréquente qui n'a pas pour seule conséquence des désagréments esthétiques ou de confort, elle témoigne également d'une mauvaise circulation dans les jambes qui se traduit par une stase veineuse qu'un praticien doit diagnostiquer et traiter le plus tôt possible.

DJO France propose en compression médicale sa gamme étendue de solutions visant à améliorer la santé vasculaire des utilisateurs en suivant les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé.

La nouvelle gamme Veinax, c'est la bonne pression au bon endroit.

DJO France propose également une gamme hospitalière pour les patients en post-opératoire, VenaPure.

Le saviez-vous ?

- Tous les professionnels de santé peuvent prescrire de la compression veineuse : médecin généraliste, médecin du sport, chirurgien orthopédiste, phlébologue, angiologue, obstétricien, gynécologue, cardiologue, masseur kinésithérapeute et sages-femmes. Les infirmières ne sont autorisées aujourd'hui qu'à faire que des renouvellements d'ordonnance.
- Si votre prise de mesure vient se situer entre deux tailles DJO France préconise la taille supérieure.
- Il existe un consensus par les professionnels de santé pour admettre que la compression médicale est le traitement de base de toute IVC (Insuffisance veineuse chronique).
- Il vous suffit de nettoyer la bande autofixante de votre BMC (bas) avec de l'eau savonneuse pour lui redonner toute son adhérence.



Chez DJO France, Il existe plusieurs gammes pour accompagner le patient :

- **Gamme de compression veineuse classique**
- **Gamme ATE**
- **Gamme ATE Hospitalière**

Certains de nos produits peuvent être proposés en pied ouvert.

Compression Veineuse

**Classe 1 Veinax
Microtrans Femme**
Page 157



**Classe 2 Veinax
Microtrans Femme**
Page 158



**Classe 2 Veinax
Transparent Femme**
Page 160

Jambes lourdes	•		
Douleurs	•		
Sensation de gonflement	•		
Démangeaisons	•		
Prévention (voyages et longs trajets, phlébites et œdèmes)		•	
Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante		•	•
Varices de petit calibre		•	•
Prévention de la thrombose veineuse profonde		•	•
Troubles trophiques			
Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde			

Compression Veineuse

**Classe 2 Veinax
Fantaisie Femme**
Page 162



**Classe 2 Veinax
Coton**
Page 165



**Classe 3 Veinax
Microtrans 30 Femme**
Page 166



**Classe 3 Veinax
Transparent 25 Femme**
Page 167

Jambes lourdes				
Douleurs				
Sensation de gonflement				
Démangeaisons				
Prévention (voyages et longs trajets, phlébites et œdèmes)	•	•		
Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante	•	•		
Varices de petit calibre	•	•		
Prévention de la thrombose veineuse profonde	•	•		
Troubles trophiques			•	•
Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde			•	•

Récapitulatif Couleurs gamme Veinax

CLASSE 1	MICROTRANS	Mi-Bas Bas autofixant Collant	Noir ●						
	MICROTRANS	Mi-Bas Bas autofixant Collant	Beige ● Beige des Iles (Sauf Collants) ● Moka ● Gris Fumé ● NOUVEAUTÉ Bleu Marine ● Noir ●						
Mi-Bas Pied Ouvert Bas autofixant Pied Ouvert		Beige ● Beige des Iles ●							
Mi-Bas Bas autofixant Collant		Nuage ● Beige Discret ● Beige ● Gris Fumé ● Noir ●							
Mi-Bas Pied Ouvert Bas autofixant Pied Ouvert		Beige ●							
CLASSE 2	FANTAISIE	Mi-Bas Bas autofixant Collant	Noir Petits Losanges ● Noir Grands Losanges ●						
		Mi-Bas NOUVEAUTÉ	Dune ● Gris Fumé ● Noir ●						
	COTON FEMME	Chaussettes	NOUVEAUTÉ Sable ● Marron ● Bleu Marine ● Gris ● Noir ●						
		Bas autofixant	Noir ●						
	ATE ANTI-THROMBOSE	Bas	Blanc ●						
CLASSE 3	MICROTRANS	Mi-Bas Bas autofixant Collant	Beige ● Noir ●						
	TRANSPARENT	Mi-Bas Bas autofixant Collant	Beige ● Noir ●						

Prises de mesure


Il est important de reprendre les mesures du patient à chaque nouvelle délivrance, en position debout sans chaussures et de préférence le matin.

FEMME

PRISE DE MESURE MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A	B	C-	C	C+
0	16-18	26-29	-	42-52	-
1	18-20	29-32	38-44	45-56	54-60
2	20-23	32-36	42-48	48-59	60-66
3	23-26	36-40	46-52	51-62	66-72
4	26-29	40-44	50-56	54-65	72-78
5	29-33	43-48	-	62-74	-

© Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40
 © Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72
Les C- et C+ ne concernent que la classe II




HOMME

PRISE DE MESURE CHAUSSETTES, BAS

Taille	A	B	C
1	19-21	32-36	50-60
2	21-24	36-40	53-63
3	24-27	40-44	56-66
4	27-30	44-48	59-69
5	30-33	48-52	65-75

© Chaussettes : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40
 © Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72




ATE

PRISE DE MESURE BAS

Taille	A	B	C
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

© Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72






PRISE DE MESURE MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A	B	C
	Cheville	Mollet	Cuisse
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

© Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

© Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



Veinax

Classe 1 Microtrans Femme

Mi-Bas, Bas & Collants

Indications :

- Jambes lourdes.
- Douleurs.
- Sensation de gonflement.
- Démangeaisons.
- Prévention (voyages et longs trajets en avion, phlébites et œdèmes).

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles.
- Disponible en 2 hauteurs (Normal et Long).
- Microfibre extra douce et résistante.
- Coutures extra plates.

COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE

LARGE BORD

BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR

- Intérieur doux pour peaux sensibles.
- Bout de pied extensible.
- S'adapte à toutes les morphologies.
- Semelle renforcée.
- Renfort au talon.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.

Microtrans Mi-Bas Classe 1

	Taille	Désignation	Couleur	Code ACL	Désignation	Couleur	Code ACL
MI-BAS	1	Normal	Noir	3401021290635	Long	Noir	3401021290864
	2	Normal	Noir	3401021290925	Long	Noir	3401021291007
	3	Normal	Noir	3401021291175	Long	Noir	3401021291236
	4	Normal	Noir	3401021291465	Long	Noir	3401021291526

Microtrans - Bas Autofixant - Classe 1

	Taille	Désignation	Couleur	Code ACL	Désignation	Couleur	Code ACL
BAS	1	Normal	Noir	3401021291694	Long	Noir	3401021291755
	2	Normal	Noir	3401021291816	Long	Noir	3401021291984
	3	Normal	Noir	3401021292066	Long	Noir	3401021292127
	4	Normal	Noir	3401021292295	Long	Noir	3401021292356

Microtrans - Collant - Classe 1

	Taille	Désignation	Couleur	Code ACL	Désignation	Couleur	Code ACL
COLLANT	1	Normal	Noir	3401021292417	Long	Noir	3401021292585
	2	Normal	Noir	3401021292646	Long	Noir	3401021292707
	3	Normal	Noir	3401021292875	Long	Noir	3401021292936
	4	Normal	Noir	3401021293018	Long	Noir	3401021293186

Coloris disponible



Noir

Prescrire : Classe 1 Microtrans Femme Veinax




PRISE DE MESURE MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A	B	C-	C	C+
0	16-18	26-29	-	42-52	-
1	18-20	29-32	38-44	45-56	54-60
2	20-23	32-36	42-48	48-59	60-66
3	23-26	36-40	46-52	51-62	66-72
4	26-29	40-44	50-56	54-65	72-78
5	29-33	43-48	-	62-74	-

© Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

© Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



Veinax

Classe 2 Microtrans

Femme

Mi-Bas, Bas & Collants

COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE

LARGE BORD

BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR**Indications :**

- **Symptômes de maladie veineuse chronique débutante.**
- Varices de petit calibre.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde.
- Prévention (voyages et longs trajets en avion, phlébites et œdèmes).
- Prévention du risque vasculaire chez la femme enceinte (sauf modèle pied ouvert).

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (Beige et noir).**
- **Disponible en 2 hauteurs (Normal et Long).**

- Microfibre extra douce et résistante.
- Coutures extra plates.
- Intérieur doux pour peaux sensibles.
- Bout de pied extensible.
- S'adapte à toutes les morphologies.
- Semelle renforcée.
- Renfort au talon.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.

Microtrans - Mi-Bas - Classe 2**> NOUVEAUTÉ 2016 : BLEU MARINE**

	Taille	Désignation	BEIGE	BEIGE DES ILES	MOKA	GRIS FUME	BLEU MARINE	NOIR
			Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL
MI-BAS	0	Normal	3401597365010	-	-	-	-	3401063751033
	0	Long	3401551003217	-	-	-	-	3401063750661
	1	Normal	3401021293247	3401054355769	3401021294138	3401563022800	3401060040956	3401021295029
	1	Long	3401021293308	3401054356421	3401021294367	3401563022398	3401060040864	3401021295197
	2	Normal	3401021293476	3401054356070	3401021294428	3401563022978	3401060040987	3401021295258
	2	Long	3401021293537	3401054356599	3401021294596	3401563022459	3401060040871	3401021295319
	3	Normal	3401021293766	3401054356131	3401021294657	3401563023050	3401060041007	3401021295487
	3	Long	3401021293827	3401054356650	3401021294718	3401563022688	3401060040901	3401021295548
	4	Normal	3401021293995	3401054356360	3401021294886	3401563023111	3401060041021	3401021295609
	4	Long	3401021294077	3401054356711	3401021294947	3401563022749	3401060040918	3401021295777
	5	Normal	3401597366888	-	-	-	-	3401063751323
	5	Long	3401548808023	-	-	-	-	3401063750951

Microtrans - Mi-Bas Pied Ouvert - Classe 2

	BEIGE	BEIGE DES ILES
	Code ACL	Code ACL
MI-BAS PIED OUVERT	-	-
	-	-
	3401528512742	3401054356889
	3401528513633	3401054357251
	3401528512803	3401054356940
	3401528513114	3401054357541
	3401528512971	3401054357022
	3401528513862	3401054357770
	3401528513053	3401054357190
	3401528513923	3401054358203
	-	-
	-	-

Coloris disponibles

Beige



Beige des Iles



Moka



Gris Fumé



Bleu Marine



Noir

Microtrans - Bas Autofixant - Classe 2

Taille	Désignation	BEIGE	BEIGE DES ILES	MOKA	GRIS FUME	BLEU MARINE	NOIR
		Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL
0	Normal	3401597135699	-	-	-	-	3401063756236
0	Long	3401597134920	-	-	-	-	3401063756007
1	Normal	3401021295838	3401054359491	3401021296897	3401563021100	3401060041038	3401021297788
1	Long	3401021296088	3401054360381	3401021296958	3401563021797	3401060041083	3401021297849
2	Normal	3401021296149	3401054359781	3401021297030	3401563021278	3401060041045	3401021297900
2	Long	3401021296200	3401054360442	3401021297269	3401563021858	3401060041090	3401021298099
3	Normal	3401021296378	3401054359903	3401021297320	3401563021339	3401060041069	3401021298150
3	Long	3401021296439	3401054360671	3401021297498	3401563022169	3401060041106	3401021298211
4	Normal	3401021296668	3401054360152	3401021297559	3401563021629	3401060041076	3401021298389
4	Long	3401021296729	3401054360961	3401021297610	3401563022220	3401060041120	3401021298440
5	Normal	3401597135750	-	-	-	-	3401063756465
5	Long	3401597135170	-	-	-	-	3401063756175
BAS AUTOFIXANT							
1	Normal C -	3401562374535	-	-	-	-	3401562266793
1	Long C -	3401562342657	-	-	-	-	3401562287446
2	Normal C -	3401162381162	-	-	-	-	3401562295311
2	Long C -	3401562342718	-	-	-	-	3401562313213
3	Normal C -	3401162430051	-	-	-	-	3401562312322
3	Long C -	3401562345498	-	-	-	-	3401562334782
4	Normal C -	3401162430112	-	-	-	-	3401562313152
4	Long C -	3401562373125	-	-	-	-	3401562335673
1	Normal C +	3401551081857	-	-	-	-	3401551049451
1	Long C +	3401551081918	-	-	-	-	3401551049512
2	Normal C +	3401551082229	-	-	-	-	3401551080737
2	Long C +	3401551082397	-	-	-	-	3401551081277
3	Normal C +	3401551082458	-	-	-	-	3401551081338
3	Long C +	3401551082519	-	-	-	-	3401551081567
4	Normal C +	3401551085350	-	-	-	-	3401551081628
4	Long C +	3401551089082	-	-	-	-	3401551081796

Microtrans - Bas Pied Ouvert - Classe 2

BEIGE	BEIGE DES ILES
Code ACL	Code ACL
-	-
-	-
3401021298501	3401054361043
3401021298679	3401054362163
3401021298730	3401054361272
3401021298969	3401054362392
3401021299041	3401054361562
3401021299102	3401054362514
3401021299270	3401054361791
3401021299331	3401054362682
-	-
-	-
BAS AUTOFIXANT PIED OUVERT	
3401162435834	-
3401162436725	-
3401162436084	-
3401162436954	-
3401162436206	-
3401162437265	-
3401162436374	-
3401162437845	-
3401562095287	-
3401562100523	-
3401562126837	-
3401162178410	-
3401562186510	-
3401562194904	-
3401562198056	-
3401562204061	-

Microtrans - Collant - Classe 2

Taille	Désignation	BEIGE	MOKA	GRIS FUME	BLEU MARINE	NOIR
		Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL
0	Normal	3401521372176	-	-	-	3401063756694
0	Long	3401596940102	-	-	-	3401063751262
1	Normal	3401021299560	3401021300372	3401563023289	3401060041175	3401021301324
1	Long	3401021299621	3401021300433	3401563037019	3401060041137	3401021301492
2	Normal	3401021299799	3401021300662	3401563023340	3401060041182	3401021301553
2	Long	3401021299850	3401021300723	3401563057468	3401060041144	3401021301614
3	Normal	3401021299911	3401021300891	3401563023401	3401060041199	3401021301782
3	Long	3401021300082	3401021300952	3401563060659	3401060041151	3401021301843
4	Normal	3401021300143	3401021301034	3401563028253	3401060041212	3401021301904
4	Long	3401021300204	3401021301263	3401563062899	3401060041168	3401021302093
5	Normal	3401521372237	-	-	-	3401063756755
5	Long	3401574238092	-	-	-	3401063756526

Prescrire : Classe 2 Microtrans Femme Veinax






PRISE DE MESURE MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A	B	C	C	C+
	Cheville	Mollet	Cuisse	Cuisse	Cuisse +
0	16-18	26-29	-	42-52	-
1	18-20	29-32	38-44	45-56	54-60
2	20-23	32-36	42-48	48-59	60-66
3	23-26	36-40	46-52	51-62	66-72
4	26-29	40-44	50-56	54-65	72-78
5	29-33	43-48	-	62-74	-

© Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40
 © Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



Veinax

Classe 2 Transparent Femme

Mi-Bas, Bas & Collants

COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE

LARGE BORD

BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR**Indications :**

- **Symptômes de maladie veineuse chronique débutante.**
- Varices de petit calibre.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde.
Prévention (voyages et longs trajets en avion, phlébites et œdèmes).
- Prévention du risque vasculaire chez la femme enceinte.

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (Beige et noir).**
- **Disponible en 2 hauteurs (Normal et Long).**

- La compression en toute discrétion.
- Solidité optimisée.
- Coutures extra plates.
- Bande autofixante avec couture bord à bord.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.

Transparent - Mi-Bas - Classe 2

	Taille	Désignation	NUAGE	BEIGE DISCRET	BEIGE	GRIS FUME	NOIR
			Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL
MI-BAS	0	Normal	-	-	3401063757127	-	3401563682677
	0	Long	-	-	3401063756816	-	3401563681908
	1	Normal	3401021308248	3401563793601	3401021307418	3401041378719	3401021309139
	1	Long	3401021308309	3401563793199	3401021307586	3401041379198	3401021309368
	2	Normal	3401021308477	3401563793830	3401021307647	3401041378887	3401021309429
	2	Long	3401021308538	3401563793250	3401021307708	3401041379259	3401021309597
	3	Normal	3401021308767	3401563794080	3401021307876	3401041378948	3401021309658
	3	Long	3401021308828	3401563793311	3401021307937	3401041379310	3401021309719
	4	Normal	3401021308996	3401563794370	3401021308019	3401041379020	3401021309887
	4	Long	3401021309078	3401563793489	3401021308187	3401041379488	3401021309948
	5	Normal	-	-	3401063757295	-	3401563682967
	5	Long	-	-	3401063757066	-	3401563682448

**Transparent
Mi-Bas Pied Ouvert - Classe 2**

	BEIGE
	Code ACL
MI-BAS PIED OUVERT	-
	-
	3401528514005
	3401528514524
	3401528514173
	3401528514692
	3401528514234
	3401528514753
	3401528514463
	3401528514814
	-
	-

Coloris disponibles

Nuage



Beige Discret



Beige



Gris Fumé



Noir

Transparent - Bas Autofixant - Classe 2

	Taille	Désignation	NUAGE	BEIGE DISCRET	BEIGE	GRIS FUME	NOIR
			Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL
BAS AUTOFIXANT	0	Normal	-	-	3401563791188	-	3401563688303
	0	Long	-	-	3401563790877	-	3401563683278
	1	Normal	3401021316403	3401564255689	3401021310029	3401041379549	3401021317462
	1	Long	3401021316571	3401563794660	3401021310197	3401041380088	3401021317523
	2	Normal	3401021316632	3401564326341	3401021310258	3401041379600	3401021317691
	2	Long	3401021316861	3401563794721	3401021310319	3401041380149	3401021317752
	3	Normal	3401021316922	3401564326631	3401021310487	3401041379778	3401021317813
	3	Long	3401021317004	3401563795322	3401021316113	3401041380200	3401021317981
	4	Normal	3401021317172	3401564327003	3401021316281	3401041379839	3401021318063
	4	Long	3401021317233	3401563795780	3401021316342	3401041380378	3401021318124
	5	Normal	-	-	3401563791249	-	3401563688471
	5	Long	-	-	3401563791010	-	3401563682738

Transparent
Bas Autofixant Pied Ouvert - Classe 2

	BEIGE
	Code ACL
BAS AUTOFIXANT PIED OUVERT	-
	-
	3401528515354
	3401528514982
	3401528515415
	3401528515064
	3401528515583
	3401528515125
	3401528515644
	3401528515293
-	
-	

Transparent - Collant - Classe 2

	Taille	Désignation	NUAGE	BEIGE DISCRET	BEIGE	GRIS FUME	NOIR
			Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL
COLLANT	0	Normal	-	-	3401563792949	-	3401563689713
	0	Long	-	-	3401563791478	-	3401563688013
	1	Normal	3401021319015	3401564328352	3401021318292	3401041380439	3401021319992
	1	Long	3401021319183	3401564327690	3401021318353	3401041380958	3401021320073
	2	Normal	3401021319244	3401564328413	3401021318414	3401041380668	3401021320134
	2	Long	3401021319305	3401564327812	3401021318582	3401041381030	3401021320363
	3	Normal	3401021319473	3401564328581	3401021318643	3401041380729	3401021320424
	3	Long	3401021319534	3401564328062	3401021318704	3401041381269	3401021320592
	4	Normal	3401021319763	3401564328642	3401021318872	3401041380897	3401021320653
	4	Long	3401021319824	3401564328291	3401021318933	3401041381320	3401021320714
	5	Normal	-	-	3401563793021	-	3401563706144
	5	Long	-	-	3401563792710	-	3401563689652

Prescrire : Classe 2 Transparent Femme Veinax






PRISE DE MESURE MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

© Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

© Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



Veinax

Classe 2 Fantaisie Femme

Mi-Bas, Bas & Collants

COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE



LARGE BORD

BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR**Indications :**

- **Symptômes de maladie veineuse chronique débutante.**
- Varices de petit calibre.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde.
Prévention (voyages et longs trajets en avion, phlébites et œdèmes).
- Prévention du risque vasculaire chez la femme enceinte.

Caractéristiques :

- **Disponible en 4 tailles.**
- **Disponible en 2 hauteurs (Normal et Long).**
- Solidité optimisée.
- Coutures extra plates.
- Fibre biocompatible.
- Bande autofixante à fleurs.
- Motifs Petits Losanges et Grands Losanges.
- Sans latex.

Coloris et motifs disponiblesNoir
Petits LosangesNoir
Grands Losanges

Fantaisie - Mi-Bas - Classe 2

			NOIR - PETITS LOSANGES	NOIR - GRANDS LOSANGES
	Taille	Désignation	Code ACL	Code ACL
MI-BAS	1	Normal	3401021280810	3401021279920
	1	Long	3401021280988	3401021280001
	2	Normal	3401021281060	3401021280179
	2	Long	3401021281121	3401021280230
	3	Normal	3401021281299	3401021280469
	3	Long	3401021281350	3401021280520
	4	Normal	3401021281411	3401021280698
	4	Long	3401021281589	3401021280759

Fantaisie - Bas Autofixant - Classe 2

			NOIR - PETITS LOSANGES	NOIR - GRANDS LOSANGES
	Taille	Désignation	Code ACL	Code ACL
BAS AUTOFIXANT	1	Normal	3401021282470	3401021281640
	1	Long	3401021282531	3401021281701
	2	Normal	3401021282760	3401021281879
	2	Long	3401021282821	3401021281930
	3	Normal	3401021282999	3401021282012
	3	Long	3401021288625	3401021282180
	4	Normal	3401021288793	3401021282241
	4	Long	3401021288854	3401021282302

Fantaisie - Collant - Classe 2

			NOIR - PETITS LOSANGES	NOIR - GRANDS LOSANGES
	Taille	Désignation	Code ACL	Code ACL
COLLANT	1	Normal	3401021289806	3401021288915
	1	Long	3401021289974	3401021289165
	2	Normal	3401021290055	3401021289226
	2	Long	3401021290116	3401021289394
	3	Normal	3401021290284	3401021289455
	3	Long	3401021290345	3401021289516
	4	Normal	3401021290406	3401021289684
	4	Long	3401021290574	3401021289745

Prescrire : Classe 2 Transparent Femme Veinax





Veinax

Classe 2 Coton Femme

Mi-Bas

Indications :

- **Symptômes de maladie veineuse chronique débutante.**
- Varices de petit calibre.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde.
- Prévention (voyages et longs trajets en avion, phlébites et œdèmes).

Caractéristiques :


- **Disponible en 4 tailles (T1 à T4).**
- **Disponible en 2 hauteurs : Normal et Long.**



PRISE DE MESURE CHAUSSETTES, BAS

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
1	19-21	32-36	50-60
2	21-24	36-40	53-63
3	24-27	40-44	56-66
4	27-30	44-48	59-69
5	30-33	48-52	65-75

© Chaussettes : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40
© Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE



LARGE BORD



MOTIF COTON
TORSADÉ

- Texture très douce à base de coton qui respecte les peaux sensibles.
- Facilité d'enfilage.
- Renfort au talon.
- Sans latex.

Coton Femme - Mi-Bas - Classe 2

	Taille	Désignation	DUNE	GRIS FUMÉ	NOIR
			Code ACL	Code ACL	Code ACL
MI-BAS	1	Normal	3401081524886	3401081518625	3401081519516
	1	Long	3401081524428	3401081518106	3401081519165
	2	Normal	3401081524947	3401081518793	3401081524077
	2	Long	3401081524596	3401081518274	3401081519226
	3	Normal	3401081525029	3401081518854	3401081524138
	3	Long	3401081524657	3401081518335	3401081519394
	4	Normal	3401081525197	3401081518915	3401081524367
	4	Long	3401081524718	3401081518564	3401081519455

Prescrire : Mi-Bas Coton Femme Classe 2 Veinax


Coloris disponibles



Dune



Gris Fumé



Noir



Veinax

Classe 2 Coton Homme Chaussettes & Bas

Indications :

- **Symptômes de maladie veineuse chronique débutante.**
- Varices de petit calibre.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde.
- Prévention (voyages et longs trajets en avion, phlébites et œdèmes).

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles.**
- **Disponible en 2 hauteurs (Normal et Long).**

Coton Homme - Chaussettes - Classe 2


Taille	Désignation	SABLE NOUVEAUTÉ	MARRON	BLEU MARINE	GRIS	NOIR
		Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL	Code ACL
CHAUSSETTES	1 Normal	3401081474358	3401021276387	3401021277278	3401021275557	3401021278220
	1 Long	3401081526200	3401021276448	3401021277339	3401021275618	3401021278398
	2 Normal	3401081525609	3401021276509	3401021277568	3401021275786	3401021278459
	2 Long	3401081526439	3401021276677	3401021277629	3401021275847	3401021278510
	3 Normal	3401081525777	3401021276738	3401021277797	3401021275908	3401021278688
	3 Long	3401081526729	3401021276967	3401021277858	3401021276097	3401021278749
	4 Normal	3401081525838	3401021277049	3401021277919	3401021276158	3401021278800
	4 Long	3401081526958	3401021277100	3401021278169	3401021276219	3401021278978
	5 Normal	3401081526088	3401597363757	3401063747760	3401597368141	3401063747470
	5 Long	3401081527030	3401597360565	3401063747302	3401597364709	3401063747241

Prescrire : Classe 2 Coton Homme Veinax

Coton Homme - Bas Autofixant - Classe 2


Taille	Désignation	NOIR
		Code ACL
BAS AUTOFIXANT	1 Normal	3401021279050
	1 Long	3401021279111
	2 Normal	3401021279289
	2 Long	3401021279340
	3 Normal	3401021279401
	3 Long	3401021279579
	4 Normal	3401021279630
	4 Long	3401021279869
	5 Normal	3401597370151
	5 Long	3401597370731

Coloris disponibles



PRISE DE MESURE CHAUSSETTES, BAS			
Taille	A	B	C
1	19-21	32-36	50-60
2	21-24	36-40	53-63
3	24-27	40-44	56-66
4	27-30	44-48	59-69
5	30-33	48-52	65-75

© Chaussettes : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40
© Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE



LARGE BORD

- Texture très douce à base de coton qui respecte les peaux sensibles.
- Facilité d'enfilage.
- Renfort au talon.
- Se porte aussi bien par Monsieur que par Madame.
- Sans latex.






PRISE DE MESURE MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

© Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

© Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



Veinax

Classe 3 Microtrans

30 Femme

Mi-Bas, Bas & Collants

COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE

LARGE BORD

BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR

Indications :

- Troubles trophiques.
- Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles.
- Disponible en 2 hauteurs (Normal et Long).
- Microfibre extra douce et résistante.
- Coutures extra plates.

- Intérieur doux pour peaux sensibles.
- Bout de pied extensible.
- S'adapte à toutes les morphologies.
- Semelle renforcée.
- Renfort au talon.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.

Microtrans Mi-Bas Classe 3

			BEIGE	NOIR
	Taille	Désignation	Code ACL	Code ACL
MI-BAS	1	Normal	3401021302154	3401021303045
	1	Long	3401021302215	3401021303106
	2	Normal	3401021302383	3401021303274
	2	Long	3401021302444	3401021303335
	3	Normal	3401021302505	3401021303564
	3	Long	3401021302673	3401021303625
	4	Normal	3401021302734	3401021303793
	4	Long	3401021302963	3401021303854

Microtrans Bas Autofixant Classe 3

			BEIGE	NOIR
	Taille	Désignation	Code ACL	Code ACL
BAS AUTOFIXANT	1	Normal	3401021303915	3401021304806
	1	Long	3401021304165	3401021304974
	2	Normal	3401021304226	3401021305056
	2	Long	3401021304394	3401021305117
	3	Normal	3401021304455	3401021305285
	3	Long	3401021304516	3401021305346
	4	Normal	3401021304684	3401021305407
	4	Long	3401021304745	3401021305575

Microtrans Collant Classe 3

			BEIGE	NOIR
	Taille	Désignation	Code ACL	Code ACL
COLLANT	1	Normal	3401021305636	3401021306695
	1	Long	3401021305865	3401021306756
	2	Normal	3401021305926	3401021306817
	2	Long	3401021306008	3401021306985
	3	Normal	3401021306176	3401021307067
	3	Long	3401021306237	3401021307128
	4	Normal	3401021306466	3401021307296
	4	Long	3401021306527	3401021307357

Coloris disponibles



Beige



Noir

Prescrire : Classe 3 Microtrans Femme Veinax




PRISE DE MESURE MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

Ⓜ Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

Ⓢ Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



Veinax

Classe 3 Transparent 25 Femme

Mi-Bas, Bas & Collants

Indications :

- Troubles trophiques.
- Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles.
- Disponible en 2 hauteurs (Normal et Long).
- La compression en toute discrétion.
- Solidité optimisée.

- Coutures extra plates.
- Bande autofixante avec couture bord à bord.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.

Transparent Mi-Bas Classe 3

			BEIGE	NOIR
	Taille	Désignation	Code ACL	Code ACL
MI-BAS	1	Normal	3401021320882	3401021321605
	1	Long	3401021320943	3401021321773
	2	Normal	3401021321025	3401021321834
	2	Long	3401021321193	3401021322084
	3	Normal	3401021321254	3401021322145
	3	Long	3401021321315	3401021322206
	4	Normal	3401021321483	3401021322374
	4	Long	3401021321544	3401021322435

Transparent Bas Autofixant Classe 3

			BEIGE	NOIR
	Taille	Désignation	Code ACL	Code ACL
BAS AUTOFIXANT	1	Normal	3401021322664	3401021323555
	1	Long	3401021322725	3401021323616
	2	Normal	3401021322893	3401021323784
	2	Long	3401021322954	3401021323845
	3	Normal	3401021323036	3401021323906
	3	Long	3401021323265	3401021324095
	4	Normal	3401021323326	3401021324156
	4	Long	3401021323494	3401021324217

Transparent Collant Classe 3

			BEIGE	NOIR
	Taille	Désignation	Code ACL	Code ACL
COLLANT	1	Normal	3401021324385	3401021325276
	1	Long	3401021324446	3401021325337
	2	Normal	3401021324507	3401021325566
	2	Long	3401021324675	3401021325627
	3	Normal	3401021324736	3401021325795
	3	Long	3401021324965	3401021325856
	4	Normal	3401021325047	3401021325917
	4	Long	3401021325108	3401021326167

Coloris disponibles



Beige



Noir

Prescrire : Classe 3 Transparent Femme Veinax



Veinax

Classe 2 A.T.E. Bas Anti-Thrombose

Indications :

- **Prévention des TVP (Thromboses Veineuses Profondes) chez les sujets alités.**
- Risques élevés : Chirurgie de la hanche et du genou, poly-traumatismes, chirurgie néoplasique, chirurgie pelvienne majeure étendue.
- Risques modérés : Chirurgie viscérale inflammatoire, chirurgie abdominale ou pelvienne non néoplasique.


Caractéristiques :

- **Disponible en 4 tailles.**
- Disponible en 2 hauteurs : Normal et Long.
- Pointe de pied escamotable par le dessus.
- Coloris : Blanc.

PRISE DE MESURE BAS

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

© Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



Microtrans - Bas ATE - Classe 2

BAS	Taille 1		Taille 2		Taille 3		Taille 4	
	Désignation	Code ACL	Désignation	Code ACL	Désignation	Code ACL	Désignation	Code ACL
Normal	822R-ATE1	3401162483101	822R-ATE2	3401162483279	822R-ATE3	3401162483620	822R-ATE4	3401162484160
Long	822L-ATE1	3401162484221	822L-ATE2	3401162484399	822L-ATE3	3401162484740	822L-ATE4	3401162484801

Prescrire : Bas Anti-Thrombose A.T.E. Classe 2 Veinax



Veinax

Enfile-Bas Métal

Indications :

- **Facilite la mise en place des produits de contention veineuse.**
- Particulièrement utile pour les personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques :

- **Matière acier.**
- Léger et résistant.
- Peu encombrant.
- Poignées à angle.



Désignation	Code Article	Code ACL
Enfile-Bas Métal Veinax	ACEB-M	3401040385251

Prescrire : Enfile-Bas Métal Veinax



Veinax

Enfile-Bas

Indications :

- **Facilite la mise en place des produits de contention veineuse.**
- Particulièrement utile pour les personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques :

- **Léger et souple.**
- Peu encombrant.



Désignation	Code Article	Code ACL
Enfile-Bas Veinax	ACEB-G	3401079772701

Prescrire : Enfile-Bas Veinax

Compression Anti-Thrombose VenaPure™

Les bas anti-thrombose VenaPure™ Aircast® sont indiqués pour une utilisation pré-opératoire et post-opératoire, pour les patients alités et les maladies telles que les troubles veineux et les varices.


Contre-indications

- Dermatite avec plaie ouverte ou gangrène.
- Artériosclérose grave, autre maladie vasculaire ischémique ou absence de pouls pédiéux.
- Œdème excessif ou difformité extrême de la jambe.
- Diabète avec circulation compromise.

Nous recommandons de remplacer la paire de bas en moyenne tous les 3 jours.

Instruction de prise de mesures

1. Mesurer la circonférence au haut de la cuisse	
Si la circonférence de la cuisse est inférieure à 91 cm, vous pouvez choisir le bas avec ou sans ceinture	Si la circonférence de la cuisse est supérieure à 91 cm, choisir le mi-bas
2. Mesurer la circonférence du mollet au plus large	2. Mesurer la circonférence du mollet au plus large
3. Mesurer la distance entre le sol et 5 cm sous le pli fessier pour un bas	3. Mesurer la distance entre le sol et le creux poplité pour un mi-bas



AIRCAS^T

Mi-Bas

Indications :

- **Prévention des thromboses veineuses profondes chez les patients médicaux et chirurgicaux.**

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de S à XXXL).**
- Existe en 2 hauteurs Regular ou Long.
- Procurent une compression graduelle qui décroît du bas vers le haut de la jambe.
- Permet de générer un effet de pompage en accélérant le retour veineux, de prévenir la formation de caillots sanguins (embolie) et de réduire le gonflement des jambes.
- Ouverture d'inspection des orteils.
- Compression faible au niveau du creux poplité.
- Zone anti-pression.
- Code couleur orteils.
- Sérigraphie des indications produit et taille.
- Tricotage circonférentiel incrusté.
- Pour un usage unique.
- Conditionnement : 12 paires par boîte.

Désignation	Circ. Mollet	Hauteur Sol-Creux Poplité	Code Article	Code ACL
S	< 30,5	< 41	400R-2	3401021351060
M	30,5-38	< 43	400R-3	3401021351299
L	38-44,5	< 46	400R-4	3401021351411
XL	44,5-51	< 46	400R-5	3401021351640
XXL	51-58,4	< 46	400R-6	3401021351879
XXXL	58,5-66	< 46	400R-7	3401021352012
S	< 30,5	> 41	400L-2	3401021351121
M	30,5-38	> 43	400L-3	3401021351350
L	38-44,5	> 46	400L-4	3401021351589
XL	44,5-51	> 46	400L-5	3401021351701
XXL	51-58,4	> 46	400L-6	3401021351930
XXXL	58,5-66	> 46	400L-7	3401021352180

Prescrire : Mi-bas VenaPure™ Aircast®



AIRCAST

Bas Autofixant

Indications :

- Prévention des thromboses veineuses profondes chez les patients médicaux et chirurgicaux.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de S à XXL).
- Existe en 3 hauteurs (Small, Regular ou Long).
Procurent une compression graduelle qui décroît du bas vers le haut de la jambe.
- Permet de générer un effet de pompage en accélérant le retour veineux, de prévenir la formation de caillots sanguins (embolie) et de réduire le gonflement des jambes.
- Ouverture d'inspection des orteils.
- Compression faible au niveau du creux poplité.
- Zone anti-pression.
- Code couleur haut de cuisse et orteils.
- Sérigraphie des indications produit et taille.
- Tricotage circonférentiel incrusté.
- Pour un usage unique.
- Conditionnement : 6 paires par boîte.

Désignation	Circ. Cuisse	Circ. Mollet	Hauteur Sol-Creux Poplité*	Code Article	Code ACL
S	< 63,5	< 30,5	< 74	401S-2	3401021352241
M	< 63,5	30,5-38	< 74	401S-3	3401021352531
L	< 63,5	38-44,5	< 74	401S-4	3401021352999
XL	63,5-81,5	44,5-55	< 74	401S-5	3401021353361
XXL	81-91	55-66	< 74	401S-6	3401021353651

Désignation	Circ. Cuisse	Circ. Mollet	Hauteur Sol-Creux Poplité*	Code Article	Code ACL
S	< 63,5	< 30,5	74-84	401R-2	3401021352302
M	< 63,5	30,5-38	74-84	401R-3	3401021352760
L	< 63,5	38-44,5	74-84	401R-4	3401021353071
XL	63,5-81,5	44,5-55	74-84	401R-5	3401021353422
XXL	81-91	55-66	74-84	401R-6	3401021353712

Désignation	Circ. Cuisse	Circ. Mollet	Hauteur Sol-Creux Poplité*	Code Article	Code ACL
S	< 63,5	< 30,5	> 84	401L-2	3401021352470
M	< 63,5	30,5-38	> 84	401L-3	3401021352821
L	< 63,5	38-44,5	> 84	401L-4	3401021353132
XL	63,5-81,5	44,5-55	> 84	401L-5	3401021353590
XXL	81-91	55-66	> 84	401L-6	3401021353880

*Mesurer 5 cm au-dessus du creux poplité

AIRCAS^T

Bas avec ceinture

Indications :

- Prévention des thromboses veineuses profondes chez les patients médicaux et chirurgicaux.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de S à XXL).**
- Existe en 3 hauteurs Small, Regular ou Long.
- Procurent une compression graduelle qui décroît du bas vers le haut de la jambe.
- Permet de générer un effet de pompage en accélérant le retour veineux, de prévenir la formation de caillots sanguins (embolie) et de réduire le gonflement des jambes.
- Ouverture d'inspection des orteils.
- Compression faible au niveau du creux poplité.
- Zone anti-pression.
- Code couleur haut de cuisse et orteils.
- Sérigraphie des indications produit et taille.
- Tricotage circonférentiel incrusté.
- Pour un usage unique.
- Conditionnement : 6 paires par boîte.

Désignation	Circ. Cuisse	Circ. Mollet	Hauteur Sol-Creux Poplité [®]	Code Article	Code ACL
S	< 63,5	< 30,5	< 74	402S-2	3401021353041
M	< 63,5	30,5-38	< 74	402S-3	3401021354252
L	< 63,5	38-44,5	< 74	402S-4	3401021354542
XL	63,5-81,5	44,5-55	< 74	402S-5	3401021354832
XXL	81-91	55-66	< 74	402S-6	3401021355204


Désignation	Circ. Cuisse	Circ. Mollet	Hauteur Sol-Creux Poplité [®]	Code Article	Code ACL
S	< 63,5	< 30,5	74-84	402R-2	3401021354023
M	< 63,5	30,5-38	74-84	402R-3	3401021354313
L	< 63,5	38-44,5	74-84	402R-4	3401021354603
XL	63,5-81,5	44,5-55	74-84	402R-5	3401021355082
XXL	81-91	55-66	74-84	402R-6	3401021355372

Désignation	Circ. Cuisse	Circ. Mollet	Hauteur Sol-Creux Poplité [®]	Code Article	Code ACL
S	< 63,5	< 30,5	> 84	402L-2	3401021354191
M	< 63,5	30,5-38	> 84	402L-3	3401021354481
L	< 63,5	38-44,5	> 84	402L-4	3401021354771
XL	63,5-81,5	44,5-55	> 84	402L-5	3401021355143
XXL	81-91	55-66	> 84	402L-6	3401021355433

[®]Mesurer 5 cm au-dessus du creux poplité

Prescrire : Bas avec ceinture VenaPure™ Aircast®

Instructions d'Application




- A** Tenir le bas et insérer la main jusqu'au talon. Saisir le talon et retourner complètement le bas jusqu'à la zone du talon.




- B** Placer le bas sur le pied en veillant à ce que la fenêtre dédiée à l'inspection des orteils soit positionnée en amont des orteils et que le talon soit bien centré.

- C** Déployer le bas ou le mi-bas (en tirant doucement) sur la cheville, puis le mollet.

Pour les bas, déployer ensuite (toujours en tirant doucement) le bas sur la cuisse. Faites effectuer ensuite une rotation au bas de manière à positionner la zone anti-pression à l'intérieur de la cuisse.



- D** Lisser les plis.



Conditionnement



Polybag

Contient une paire.



Boîte distributrice

Les polybags sont conditionnés dans une boîte distributrice :

- Mi-bas : 12 paires par boîte.
- Bas (avec ou sans ceinture) : 6 paires par boîte.



Étiquetage des boîtes distributrices

Les étiquettes sur la boîte distributrice indique le modèle (mi-bas, bas avec ou sans ceinture), la taille, le code couleur et le code EAN.



Mètre ruban

Chaque boîte distributrice contient un mètre ruban.

Outils de théâtralisation


Orthopédie



**PRESENTOIR 6 CHUT
DR COMFORT**
MKGBS89



TOTEM ORTHO
MKGBS10



TOTEM EXOS
MKGBS88



POSTER EXOS
LIV548



**PANNEAU VITRINE
MYBABYSTRAP**
LIV454



**PANNEAU VITRINE CHUT
DR COMFORT**
MKGBS30



**DISPLAY DE COMPTOIR
DR COMFORT**
LIV375

Outils de théâtralisation

Compression Veineuse



PANNEAU VEINAX
MKGBS193



PANNEAU BEIGE DISCRET
MKGBS12



PANNEAU GRIS FUMÉ
LIV672



PANNEAU BEIGE DES ILES
LIV505



PANNEAU VEINAX HOMME
MKGBS62



PANNEAU MICROTRANS GRIS FUMÉ
MKGBS47



PANNEAU MICROTRANS MARSALA VEINAX
MKGBS210



JAMBE TRANSPARENTE
LIV134



CUBE VITRINE
MKGBS195




TOTEM VEINAX
MKGBS187



POSTER PRISE DE MESURE
LIV427

DJO France, c'est aussi :



Catalogue Prescripteurs



Brochure Veinax 2015



Brochure Exos



Brochure Ceinture Exos FORM™



Catalogue Pédiatrique



Leaflet CHUT
Dr. Comfort



Leaflet Hallufix®
Aircast®



Leaflet AchilloForce® Air

Contactez notre Service Clients au 05 59 52 86 90



++
MOTION IS MEDICINE^{®*}

Fabricant :
DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista
CA 92081-8553
USA

Sauf si mentionné
dans le catalogue

*Le mouvement, c'est la santé

Distribué par
DJO France S.A.S.
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre
France
Tél : +33 (0)5 59 52 86 90
Fax : +33 (0)5 59 52 86 91
Email: sce.cial@DJOglobal.com
www.DJOglobal.fr
www.veinax.fr



www.DJOglobal.fr



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.