

Catalogue Pharmacie
Orthèses & Compression VeinoCare[®]



**BIEN PENSÉ
POUR BIEN
PANSER**



Informations pratiques



- Horaires : Nos assistants commerciaux sont à votre disposition du lundi au vendredi de **8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45**.
- Pour passer vos commandes :
 - par téléphone : **03 29 26 25 79**
 - par fax : 03 29 26 25 78
 - par pharma ML (contactez-nous pour plus de renseignements)
 - par e-mail : pharmacie@fr.LRmed.com
- Les commandes passées avant 12 h 00 sont expédiées le jour même (dans la limite des stocks disponibles).
- Possibilité de livraison le samedi matin si votre commune est livrable (prestation non garantie).
- Franco de port pour toute commande ≥ 40 € HT. Si votre commande passée par fax ou pharma ML n'atteint pas ce montant, nous vous recontactons afin de vous laisser la possibilité de compléter votre commande.
- Pour toute demande d'échange ou de reprise, contactez notre Service Client qui vous transmettra un formulaire de retour.

Notre site : www.Velpeau.fr

Venez découvrir nos vidéos pratiques de mise en place des produits.

Découvrez notre nouvelle application d'aide à la délivrance auprès de votre délégué.



Histoire

L&R – Un succès aux racines solides

Le groupe L&R compte plus de 160 ans d'expérience dans le domaine des matériels pour pansements et dispositifs médicaux : une histoire riche, qui se reflète dans nos MARQUES – Velpeau® ou Cotopads® – bien connues du grand public et gage de sérieux.

Nos produits, nos concepts et nos services sont pensés par leur niveau de qualité, de fonctionnalité ou leur efficacité thérapeutique pour les professionnels de santé et pour leurs patients.

 **Velpeau®**

Qualité

Toutes nos orthèses sont validées par des médecins spécialistes en orthopédie ainsi que par des évaluateurs cliniques (indications et utilisations prévues).

Dans tous les domaines de l'entreprise, nous veillons à respecter des normes et procédures les plus exigeantes.

L'exigence de qualité du groupe L&R, appliqué à la marque Velpeau® couvre les activités de R&D, de production, de stockage, de distribution. Un travail constant est réalisé avec les différents organismes

de certification suivants : le TÜV SUD, ASQUAL, GOTS par Ecocert.

Le site de R&D et de production Richard Frères (Saint-Genest-Lerpt – 42) est reconnu comme un centre d'expertise mondiale en orthopédie pour le groupe L&R.

Technicité

A l'écoute de ses clients (pharmaciens, médecins,...) Velpeau® conçoit et développe des technologies innovantes avec un certain savoir faire : tissage Jacquard, tricotage 3D intégral, découpe numérique, assemblage par haute fréquence, transfert thermique, moulage de silicone avec un contrôle continu et régulier de la qualité.

ISO 14001 – un engagement pour la protection de l'environnement

Le groupe Lohmann & Rauscher se consacre à une croissance d'entreprise durable et à une responsabilité sociétale dans le domaine économique, social, environnemental, éthique et culturel.

Avec la mise en place volontaire et la certification de notre Système de Management Environnemental selon la norme ISO 14001, le groupe L&R s'est engagé dans un principe d'amélioration continue en réduisant son impact environnemental, dans le respect des réglementations liées à l'environnement et dans l'application de ses objectifs.

L'objectif étant de promouvoir la protection de l'environnement et de réduire les impacts environnementaux en accord avec les exigences économiques, sociales et politiques.



Partenaire

Velpeau® est partenaire des pharmaciens, de leurs équipes et des spécialistes en orthopédie et compression en France !

Retrouvez nous et découvrez toutes nos nouveautés lors des prochains événements



Velpeau,
Partenaire des trailers !

Groupement

Velpeau® – une marque ancrée dans les territoires au cœur des groupements.



groupements
partenaires !

Accompagnement

- Formation
- Posters arbre décisionnel
- Fiche d'aide à la délivrance
- Eventail de la gamme
- Covering* clé en main
- Mannequin
- PLV

Demandez les à votre délégué ou rendez-vous sur Velpeau.fr espace pro pour en faire la demande.

Retrouvez-nous sur la toile ! **NOUVEAU**

Velpeau.fr : Retrouvez et commander nos outils de sell-out sur votre espace dédié (Vidéo de mise en place, Appli de formation orthèses).



* adhésif vitrine

Sommaire



p. 8 à 11 Nouveautés orthèses

p. 12 à 21 Orthèses

Tronc / Rachis

p. 12 à 13 Cou

p. 14 à 21 Dos



p. 22 à 33 Orthèses

Membres supérieurs

p. 22 à 27 Épaule/Coude

p. 28 à 33 Poignet/Main/Pouce



p. 34 à 47 Orthèses

Membres inférieurs

p. 34 à 41 Genou

p. 42 à 47 Cheville



p. 50 à 61 Compression

VeinoCare®

Prise de mesure

Cou
Circonférence du cou

Carrure
Largeur d'épaule

Poitrine
Circonférence de la poitrine sous les bras

Coude
Circonférence de l'avant-bras 9 cm au-dessous du pli du coude


Tour de taille
Circonférence de la taille au niveau du nombril

Poignet
Circonférence du poignet

Cuisse / Genou
Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule, et du genou au centre de la rotule

Genou
Circonférence du genou au centre de la rotule

Cheville
Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles





PENSER LES ARTICULATIONS

Orthèse de poignet avec Tissage 3D¹ Manu[®] Control Comfort **NOUVEAU**

Respirabilité.³



Mise en place et ajustement facilité.²

Confort de port.⁴



Soufflet anatomique⁶

Ouverture tricotée de forme anatomique pour le pouce⁵

Bord sans couture

3 sangles pour un ajustement adapté et une bonne stabilité⁸

Intérieur microfibre et tissu respirant³

Combinaison de deux baleines latérales intégrées ...⁷

... et d'une baleine palmaire amovible⁷




Manu[®] Control Comfort **NOUVEAU**

Nos conseils pour la prise de mesure

Une orthèse adaptée dépend aussi d'une bonne prise de mesure. Pour choisir la bonne taille d'orthèse de poignet, il faut mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.

Pour les morphologies atypiques, les 3 sangles sont ajustables individuellement⁹.



Velpeau Manu Control T1G N LPP

REF 190289 | Code EAN 4063591106014



Velpeau Manu Control T2G N LPP

REF 190290 | Code EAN 4063591106038



Velpeau Manu Control T3G N LPP

REF 190291 | Code EAN 4063591106052



Velpeau Manu Control T4G N LPP

REF 190429 | Code EAN 4063591153667



Velpeau Manu Control T1D N LPP

REF 190292 | Code EAN 4063591106311



Velpeau Manu Control T2D N LPP

REF 190293 | Code EAN 4063591106335



Velpeau Manu Control T3D N LPP

REF 190294 | Code EAN 4063591106359



Velpeau Manu Control T4D N LPP

REF 190428 | Code EAN 4063591153643



Ceinture de soutien lombaire

Dotop® Comfort **NOUVEAU**


Ceinture pour le soulagement de la région lombaire



Soulagement des articulations.²

Effet stabilisant ajustable.¹

Confort de port.³




Dotop® Comfort **NOUVEAU**

Nos conseils pour la prise de mesure

Une ceinture adaptée dépend aussi d'une bonne prise de mesure. Pour choisir la bonne taille de ceinture lombaire, il faut mesurer le tour de hanche en passant par le nombril au moyen d'un mètre.

Pour les morphologies atypiques, nous conseillons une prise de mesure au point le plus fort du ventre.



Velpeau Dotop Comfort T1

REF 190295 | Code EAN 4063591108339



Velpeau Dotop Comfort T2

REF 190296 | Code EAN 4063591108353



Velpeau Dotop Comfort T3

REF 190297 | Code EAN 4063591108377



Velpeau Dotop Comfort T4

REF 190298 | Code EAN 4063591108476



Velpeau Dotop Comfort T5

REF 190299 | Code EAN 4063591108490



ORTHÈSES Tronc / Rachis



**CLASSIC
COMFORT**



ORTHÈSES COU

Cervix 1	Cervix 2	Cervix 3
		
<p>Syndromes douloureux</p>	<p>Syndromes douloureux</p>	<p>Entorses stade 1 ou 2</p>
<p>Torticolis</p>	<p>Distorsion de la colonne cervicale</p>	

CLASSIC

Cervix® 1

Désignation : Orthèse pour le soutien et la stabilisation de la colonne cervicale.

Indications : Syndromes douloureux de la colonne cervicale, torticolis, affections dégénératives de la colonne cervicale sans déficience neurologique, entorse de la colonne cervicale (temporairement après un traumatisme), dysfonction récidivante des facettes articulaires, spondylarthrite (notamment la spondylarthrite ankylosante), discectomie (uniquement temporairement après une intervention chirurgicale).

Caractéristiques¹ : Stabilise la colonne cervicale et aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou en conservant la chaleur.

1 : Notice d'utilisation



Retrouvez
nos vidéos sur
Velveau.fr

Référence R 5140/DM Classe I

Code LPP : 7121630

9,²⁵€

LPP

Taille	1			2			3		
Hauteur en cm	7,5	9	11	7,5	9	11	7,5	9	11
Tour de cou	28-34 cm	28-34 cm	28-34 cm	34-42 cm	34-42 cm	34-42 cm	42-50 cm	42-50 cm	42-50 cm
Coloris ■	3401081404850	3401081404911	3401081405161	3401081405222	3401081405451	3401081405512	3401081405680	3401081405741	3401081405802

CLASSIC

Cervix® 2

Désignation : Orthèse pour le soutien et la stabilisation de la colonne cervicale.

Indications : Syndromes douloureux de la colonne cervicale, torticolis, affections dégénératives de la colonne cervicale sans déficience neurologique, spondylarthrite, spondylite, entorse de la colonne cervicale (temporairement après un traumatisme), dysfonction récidivante des facettes articulaires, spondylarthrite (notamment la spondylarthrite ankylosante), discectomie (uniquement temporairement après une intervention chirurgicale).

Caractéristiques¹ : Stabilise la colonne cervicale et aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou en conservant la chaleur.

1 : Notice d'utilisation



Retrouvez
nos vidéos sur
Velveau.fr

Référence R 5141/DM Classe I

Code LPP : 7121646

13,¹⁰€

LPP

Taille	1			2			3		
Hauteur en cm	7,5	9	11	7,5	9	11	7,5	9	11
Tour de cou	28-34 cm	28-34 cm	28-34 cm	34-42 cm	34-42 cm	34-42 cm	42-50 cm	42-50 cm	42-50 cm
Coloris ■	3401081385258	3401081385487	3401081385777	3401081386378	3401081386729	3401081386088	3401081386668	3401081386897	3401081386149

CLASSIC

Cervix® 3

Désignation : Collier cervical avec mentonnière pour soutien moyen, réglable en hauteur.

Indications : Entorses bénignes ou moyennes, névralgie cervico-brachiale.

Caractéristiques¹ : Polyéthylène aéré, réglable en hauteur.

1 : Notice d'utilisation



Référence R 5135/DM Classe I

Code LPP : 7121623

15,⁷¹€

LPP

Tour de cou (cm)	29-34	34-39	39-44	44-49
Taille	1	2	3	4
Coloris □	3401046615086	3401046615147	3401046615208	3401046615376

*Poursuivre
le mouvement !*



« Je soigne mon dos. »

Le plus souvent, c'est parce qu'il est trop peu ou mal sollicité que le dos est douloureux. Une des préventions des lombalgies est la pratique sportive :

- Un minimum de 3 heures de sport par semaine ou 30 minutes de marche active par jour est recommandé.
- Limiter les temps de sédentarité (maximum 1 heure assis sans bouger, marcher au moins 3 minutes par heure).
- En l'absence de pathologie, il n'y a pas de mauvaises activités physiques, faites dans de bonnes conditions.
- Faire des petits exercices d'étirements, de tonification ou de relaxation.
- Adopter la bonne position dans les situations de la vie quotidienne.



**CLASSIC
COMFORT**



ORTHÈSES DOS

Materna Classic	Dorsafit	Dorsamix
Materna Comfort	21/26	Comfort 26
		
Lombalgie (femme enceinte)	Syndrome douloureux Lombalgie chronique	Syndrome douloureux Lombalgie chronique
Dorsamix	Vertélibre	Dotop
Classic 21/26		
		
Lombalgie aiguë	Lombalgie aiguë Lombalgie chronique	Lombalgie aiguë

L'organisation du rachis repose sur une triple finalité :
Stabilité et mobilité, assurées par le disque intervertébral et les structures ligamentaires antérieures et postérieures, et protection du système nerveux dans le canal rachidien. La moelle s'arrête au niveau du L2.

Le disque intervertébral est formé d'une partie centrale très hydratée (80 %) de type cartilagineux et d'une structure périphérique de type ligamentaire. A l'étape lombaire, la charge est importante (60 % du poids du corps) au niveau L4-L5 en position debout. Elle augmente en position assise et en flexion antérieure.*



CLASSIC

Materna

Désignation : Orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire pendant la grossesse.

Indications : Douleur non spécifique dans la colonne lombaire et dans la région ilio-sacrée pendant la grossesse causée par une charge non adaptée ou une posture incorrecte.

Caractéristiques : Cette ceinture a pour objectif d'apporter une sensation de soutien, de compression, de repos et de soulager la douleur¹. Elle peut améliorer la posture².

4 baleines intégrées contribuent à la stabilisation de la colonne lombaire et des sangles supplémentaires permettent un ajustement personnalisé^{3,4}. La manipulation est simple grâce au système de fermeture facile à utiliser.⁵ Elle possède une conception attrayante par sa forme anatomique et ses motifs floraux pour un design féminin^{6,7}.

1 : DF-2018-028 2 : DF-2018-029 3 : DF-2018-030 4 : DF-2018-031
5 : DF-2018-032 6 : DF-2018-033 7 : DF-2018-034

Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr

Référence R 2221/DM Classe I

Code LPP : 201E00.021

47,19€

LPP

Taille unique	Circonférence de la hanche (cm)	1
Coloris ■	80-125	4056649550198



COMFORT

Materna

Désignation : Orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire pendant la grossesse.

Indications : Douleur non spécifique dans la colonne lombaire et dans la région ilio-sacrée pendant la grossesse causée par une charge non adaptée ou une posture incorrecte.

Caractéristiques : Cette ceinture a pour objectif d'apporter une sensation de soutien, de compression, de repos et de soulager la douleur¹. Elle possède 4 tailles pour un ajustement personnalisé.

4 baleines intégrées contribuent à la stabilisation de la colonne lombaire et des sangles supplémentaires permettent un ajustement personnalisé². La manipulation est simple grâce à la découpe spéciale du système de fermeture pour faciliter la mise en place, au passe main facilitant l'ajustement des sangles et conçu pour faciliter l'ouverture³.

Elle possède une conception moderne et féminine et un confort d'utilisation grâce à la douceur des matériaux sur la face interne de la ceinture, à ses bords doux et au fait qu'elle ne contient pas de latex de caoutchouc naturel⁴.

1 : DF-2018-035 2 : DF-2018-036 3 : DF-2018-037 4 : DF-2018-038

Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr


Référence R 2226/DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

55,86€

LPP

Tour de hanche (cm)	80-95	95-110	110-125	125-140
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649576037	4056649576051	4056649576075	4056649576099



COMFORT

Dorsamix®

Désignation : Orthèse pour le soutien et la stabilisation du rachis lombaire, 26 cm.

Indications :

- syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée (surcharge biomécanique anormale) ou par une surcharge (en terme de poids) des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.
- syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique affectant le rachis lombaire en cas :
 - d'ostéochondrose dans la région du rachis lombaire
 - de spondylarthrite dans la région du rachis lombaire

1 : DFC-2019-074 2 : DFC-2019-081 3 : DFC-2019-080 4 : DFC-2019-078
5 : DFC-2020-065



DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

55,⁸⁶€

LPP

Tour de taille (cm)	65-85	85-105	105-125
Taille	1	2	3
Coloris ■	4056649781189	4056649781196	4056649781202

Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr



COMFORT

Dorsafit®

Désignation : Orthèse pour le soutien et la stabilisation du rachis lombaire.

Indications :

- syndrome douloureux non spécifique aigu ou chronique du rachis lombaire, causé par une charge inadéquate (stress biomécanique anormal) ou par un stress (lié à la charge) des muscles et ligaments du rachis lombaire et du sacrum.
- syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas de :
 - d'ostéochondrose dans la région du rachis lombaire
 - de spondylarthrose dans la région du rachis lombaire

Caractéristiques¹ : Ceinture de soutien lombaire à effet stabilisant. Quatre baleines intégrées contribuent à la stabilisation de la colonne lombaire.

1 : Notice d'utilisation

Référence R 2521 & R 2526/DM Classe I

Code LPP : 201E00.021 et 201E00.022

Hauteur 21 cm

47,¹⁹€

LPP

Hauteur 26 cm

55,⁸⁶€

LPP

Tour de taille (cm)	65-80	80-95	95-110	110-125
Taille	1	2	3	4
Hauteur 21 cm – Code LPP 201E00.021				
Coloris ■	4056649583011	4056649583028	4056649583035	4056649583042
Hauteur 26 cm – Code LPP 201E00.022				
Coloris ■	3401060314729	3401060314743	3401060314750	3401060314767

Retrouvez
nos vidéos sur
Velveau.fr

MODÈLE
BREVETÉ



Rotation
(2 positions)

COMFORT

Vertélibre®

Désignation : Orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. 26 cm.

Indications :

- syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée et une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.
- syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas de :
 - ostéochondrose dans la région du rachis lombaire
 - spondylarthrite affectant la région du rachis lombaire

Caractéristiques¹ : Les deux positions du dispositif de contention élastique (DCE) permettent par rotation de 180°, d'assurer un soutien dorso-lombaire ou lombo-sacré selon le siège de la douleur et le degré d'activité physique pratiquée. En position dorso-lombaire, stabilisation des articulations inter-vertébrales et en position lombo-sacrée, stabilisation des articulations sacro-iliaques. Deux systèmes facilitent l'ajustement : un système d'ouverture fermeture du corps de la ceinture par passe main-pouce, un système Velpeau lock pour le dispositif de contention élastique (DCE). Dossieret muni de quatre baleines rigides. Baleines double cambrures soutenant la colonne en position physiologique. Tissu élastique fort et résistant en coton.

1 : Notice d'utilisation.

Référence R 2926/DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

55,⁸⁶€

LPP

Tour de taille (cm)	65-75	75-95	95-115	115-135	> 135
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	3401098304303	3401098304471	3401098304532	3401098304761	3401098304822



Dorsamix® 26 cm

CLASSIC

Dorsamix®

Désignation : Orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. 21 et 26 cm.

Indications : syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée et une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum, syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas de :

- ostéochondrose dans la région du rachis lombaire
- spondylarthrite affectant la région du rachis lombaire

Caractéristiques¹ : Six baleines rigides (2 abdominales et 4 dorsales) assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse. Les deux baleines latérales sont amovibles. Deux sangles de contention élastiques complètent la stabilisation et assurent un ajustement flexible de l'orthèse. Contient du latex.

1 : Notice d'utilisation.



Dorsamix® 21 cm



Facile à ajuster¹ : L'ouverture et la fermeture sont facilitées par les passe-mains Velpeau® lock.


Références R 2021 & R 2026/DM Classe 1

Codes LPP : 201E00.021 et 201E00.022

Hauteur 21 cm **47,19€** LPP Hauteur 26 cm **55,86€** LPP

Tour de taille (cm)	65-75	75-90	90-105	105-120	120-135
Taille	1	2	3	4	5
Hauteur 21 cm – Code LPP 201E00.021					
Coloris ■	3401597451096	3401597456640	3401597460432	3401597465055	3401597505829
Hauteur 26 cm – Code LPP 201E00.022					
Coloris ■	3401560561609	3401560587104	3401560562729	3401560587333	3401560587623

Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr



Dotop® Lady

COMFORT

Dotop® NOUVEAU

Stabilise², soulage³ avec un confort de port⁴

Désignation : Orthèse pour la décharge et la stabilisation du rachis lombaire.

Indications :

- syndrome douloureux non spécifique aigu ou chronique du rachis lombaire, causé par une charge inadéquate (stress biomécanique anormal) ou par un stress (lié à la charge) des muscles et ligaments du rachis lombaire et du sacrum.
- syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas
 - d'ostéochondrose dans la région du rachis lombaire
 - protrusions/prolapsus des disques intervertébraux dans la région du rachis lombaire
 - de spondylarthrose dans la région du rachis lombaire
 - pondylolyse avec ou sans spondylolisthésis (stade I)
- Traitement de suivi d'opérations des disques intervertébraux.


Caractéristiques¹ : Orthèse dorsale avec effet de stabilisation et de soulagement. Quatre baleines en métal intégrées adaptables et un système de sangles additionnelles à 3 points contribuent à soutenir et à soulager le rachis lombaire.

1 : Notice d'utilisation 2 : DFC-2020-059 3 : DFC-2020-060 4 : DFC-2020-061

Principe de la pince ouvrante

SSR

Point d'appui



Amortisseur direct et passif

Amortisseur indirect et actif

Dotop®

Référence DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

55,86€ LPP

Tour de taille (cm)	65-75	75-90	90-105	105-120	120-135
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4063591108339	4063591108353	4063591108377	4063591108476	4063591108490

Principe de correction

Correction d'une position pathologique en lordose physiologique



SSR : Système de Strapps Rigides



Dotop® Lady

Référence R 2326/DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

55,86€ LPP

Tour de taille (cm)	65-75	75-90	90-105	105-120	120-135
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	3401048170347	3401048170408	3401048170576	3401048170637	3401048170866

CLASSIC

Velpeau Thorax

Désignation : Soutien pour la stabilisation de la région thoracique.

Indications :

- après opération du thorax
- fractures des côtes
- traitement conservateur de contusions du thorax

Caractéristiques : Modèle "M" avec une coupe droite disponible en 2 versions pour une circonférence de la cage thoracique comprise entre 75 à 145 cm

Modèle "F" avec une coupe spécifique au niveau de la poitrine, disponible en 2 versions pour une circonférence de la cage thoracique comprise entre 65 à 125 cm.

DM Classe I

Non remboursé

Tour de taille (cm)	65-100	95-125	75-110	105-145
Taille	1 F (Femmes)	2 F (Femmes)	1 M (Hommes)	2 M (Hommes)
Coloris □	8436003478171	8436003478188	8436003478195	8436003478201

CLASSIC

Velpeau Abdominal

Désignation : Soutien pour la stabilisation de la région abdominale

Indications : Déficience de la paroi abdominale suivant une opération de l'abdomen

Caractéristiques : Une grande plage de réglage auto-agrippante facilite l'ajustement et le réglage précis de la compression¹. Eléments stabilisants permettant de conserver la forme du soutien et évitent que les bords ne s'enroulent². Tissu élastique, respirant³.

1 : DFC-2020-043. 2 : DFC-2020-040. 3 : DFC-2020-046

DM Classe I

Code LPP : 201E00.032

71,⁹⁰€

LPP

Tour de taille (cm)	< 120	120-150	> 150
Taille	1	2	3
Coloris □	4063591222240	4063591222301	4063591222325

CLASSIC

Bandage herniaire

Désignation : Bandage herniaire sans ressort.

Indications : Hernie inguinale non compliquée : pré ou post-opératoire.

Caractéristiques¹ : Bande élastique. Fermeture et réglage par auto-agrippant. Pelotes amovibles. Contient du latex.

1 : Notice d'utilisation.

Référence R 3167 / DM Classe I

Code LPP : 201A00.23

33,⁷²€

LPP

Tour de taille (cm)	76-89	89-104	104-117
Taille	1	2	3
Coloris □	3401046577834	3401046578084	3401046578145



ORTHÈSES

Membres supérieurs




CLASSIC
COMFORT



ORTHÈSES ÉPAULE / COUDE

EpBloc	Écharpe immo	Gilet orthopédique	Epi
			
Immobilisation	Immobilisation	Contention Immobilisation	Tendinopathie



La mise en place et le retrait peuvent être effectués sans aide (en fonction de la pathologie).¹

Matériau respirant.²

Ambidextre.

Design ouvert du produit pour pouvoir être porté également par-dessus les vêtements.

CLASSIC

EpBloc

Indications : Affection douloureuse des muscles et des tendons de l'épaule, instabilité légère aiguë de l'épaule, traitement aigu de la luxation de l'épaule, distorsion ou contusion de l'épaule, lésion aiguë de la coiffe des rotateurs, pour le traitement post-opératoire de suivi après les chirurgies de la coiffe des rotateurs, lésion aiguë de l'articulation acromio-claviculaire.

Caractéristiques : Velpeau EpBloc Classic est une orthèse pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule et du bras dans une position déterminée. Elle est conçue pour soulager les contraintes appliquées à l'articulation de l'épaule.³ Le système de fermeture assure un bon soutien et une bonne immobilisation.⁴

1 : DF-2018-014 2 : DF-2018-015 3 : DF-2018-019 4 : DF-2018-016



Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr

Référence R 4150/DM Classe I

Code LPP : 6121650

15,²⁴€ **LPP**

Tour de poitrine (cm)	65-80	75-95	90-110	105-125	120-140
Taille	0	1	2	3	4
Coloris ■	4056649406556	4056649406808	4056649406853	4056649406860	4056649406914

COMFORT

Gilet orthopédique

Désignation : Gilet de série pour contention et immobilisation scapulo-humérale.

Indications : Pathologies de l'épaule en traumatologie, en rhumatologie, en neurologie, en rééducation et en post-opératoire.

Caractéristiques' : Gilet en tissu réversible microperforé permettant une utilisation gauche ou droite. Système auto-agrippant breveté : permet de passer de l'épaule gauche à l'épaule droite. Le réglage se fait par auto-agrippant.

Mise en place simple et rapide. Léger et peu encombrant.

1 : Notice d'utilisation.

MODÈLE
BREVETÉ



Référence R 4146/DM Classe I

Code LPP : 6121650

15,24€ LPP

Tour de poitrine (cm)	60-75	70-90	90-120	> 120
Taille	0	1	2	3
Coloris ■	3401046622701	3401046622879	3401046635367	3401046635428

Membres supérieurs



CLASSIC

Écharpe d'immobilisation

Désignation : Gilet de série pour contention et immobilisation scapulo-humérale.

Indications : Luxation de l'épaule, contention après chirurgie de l'épaule, fracture de l'omoplate, paralysie plexique, immobilisation après traumatisme du coude.

Caractéristiques : Manchon coton. Sangles réglables.

Référence R 4144/DM Classe I

Code LPP : 6121650

15,24€ LPP

Tour de poitrine (cm)	70-100	100-130	> 130
Taille	1	2	3
Coloris ■	3401046635947	3401046636029	3401046636197

CLASSIC

Support d'avant-bras

Indications : Support du membre supérieur : port de plâtre, paralysie.

Caractéristiques' : Coton. Rembourrage mousse.

1 : Etiquetage.

Référence R 4143/DM Classe I

Non remboursé

Taille unique	1
Coloris ■	3401046637088





CLASSIC

Clavicula


Désignation : Bandage pour l'immobilisation de la ceinture scapulaire selon le principe du bandage en huit classique.

Indications :

- pour le traitement conservatoire des fractures de la clavicule
- pour les soins postopératoires et post-traumatiques

Caractéristiques¹ : Bandage pour réduire la mobilité de la clavicule et mettre les épaules en extension. Selon le principe du bandage en huit. Sangles découpables.² Disponible en tailles pour adultes et enfants.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2019-038



DM Classe I

Non remboursé

Tour de buste sous la poitrine (cm)	50-75	> 75
Taille	1	2
Coloris ■	4056649685760	4056649685869

Retrouvez
nos vidéos sur
[Velpeau.fr](https://www.velpeau.fr)

COMFORT

Epi


Désignation : Bandage avec inserts en silicone et sangle de stabilisation pour le coude.

Indications : Traitement des douleurs aiguës ou chroniques : épicondylite radiale (tennis elbow), épitrochléite médiale (tendinite du golfeur).

Caractéristiques' : Triple action :

- effet compressif du tricot,
 - effet massant grâce aux inserts en silicone,
 - compression supplémentaire ciblée grâce à la sangle.
- Bon ajustement grâce à sa forme anatomique. Finition sans couture aux extrémités. Tricot bi-élastique. Se porte à droite ou à gauche.

1 : Notice d'utilisation.



Aide à l'utilisation' :
Sangle élastique avec indicateur de tension

Evolutive' : Compression supplémentaire grâce à la sangle

Confortable' :

- microfibres
- compression réduite à l'intérieur du coude

Référence R 4001/DM Classe I

Non remboursé

Tour d'avant-bras (cm)	18-20	20-22	22-24	24-27	27-30	30-33
Taille	0	1	2	3	4	5
Coloris ■	3401060021962	3401060021979	3401060021986	3401060021993	3401060022006	3401060022020



Pour en savoir plus
www.Velpeau.fr

COMFORT

Bandage anti-épicondylite

Indications : Epicondylites, en curatif et en préventif (travail et sport : tennis elbow, golf elbow, etc.).

Référence R 4427/DM Classe I

Non remboursé

Taille unique	1
Coloris ■	3401046637149



« Je soigne
mon coude. »

Tennis elbow (épicondylite latérale) ou golf elbow (épicondylite médiale) :

Dans le cas de la vie quotidienne, éviter les mouvements de préhension forcée (mouvement avec un tournevis). Selon la prescription de votre médecin, une attelle de poignet peut être utile pour limiter les mouvements douloureux.

Dans le cadre sportif (tennis, golf...), adapter le matériel à votre morphologie et à votre pratique. Un bracelet épicondylien avec son effet de contention peut être utilisé pendant l'exercice, en cas de douleur. Les conseils d'un professionnel, pour corriger le geste sportif, limitera le risque de récurrence.

Selon votre situation, de la kinésithérapie pourra être prescrite par votre médecin traitant.

*Pratiquer avec un
équipement adapté.*








**CLASSIC
COMFORT**



ORTHÈSES POIGNET/MAIN/POUCE


Manus	Manu Control	Manu Control
		
Tendinopathie Arthrose	Tendinopathie Arthrose	Entorses Canal Carpien
Rhizo	Rhiza Pro	Rhizocast
		
Rhizarthrose Entorses	Rhizarthrose	Entorses Tendinopathie

L'articulation du poignet :

L'articulation du poignet est une articulation complexe indissociable sur le plan fonction des autres articulations du membre supérieur, épaule, coude, avant-bras et de la main.

Le poignet est très exposé aux traumatismes, au surmenage articulaire sportif ou professionnel, aux différentes pathologies rhumatismales, arthrose, arthrite inflammatoire et métabolique, tendinopathies diverses.*

Prendre la main.



CLASSIC

Rhizo

Désignation : Orthèse pour le pouce. Immobilisation de l'articulation carpo-métacarpienne et de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.^{1,2}

Indications :

- Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et post-opératoires de l'articulation métacarpophalangienne du pouce.
- Immobilisation en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur).
- Immobilisation en cas d'instabilité chronique des articulations du pouce.
- Immobilisation en cas d'altérations dégénératives dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).

Caractéristiques :

- L'immobilisation de l'articulation carpométacarpienne et de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.^{1,2}
- Préserve la fonction de préhension.³
- L'application est facile grâce à une seule sangle sur le pouce et sur le poignet et à la fermeture auto-agrippante avec système antiretour, facilitant l'application du produit.^{4,5} Les sangles sont ajustables individuellement.⁶
- Rhizo est confortable grâce aux matériaux de base doux et respirants.^{7,8}

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2019-093 3 : DFC-2019-096 4 : DFC-2019-097 5 : DFC-2019-098
6 : DFC-2019-099 7 : DFC-2019-101 8 : DFC-2019-102

Référence R 4471/DM Classe I

Code LPP : 7122114

43,32€ LPP

Tour de poignet (cm)	12,5-17,5	16,5-21,5
Taille	1	2
Coloris ■	4056649777144	4056649777274



CLASSIC

Rhizocast

Désignation : Orthèse pour le poignet et le pouce permettant l'immobilisation dans deux directions. Immobilisation de l'articulation carpo-métacarpienne et de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.

Indications :

- Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et postopératoires au niveau du poignet et dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, ainsi qu'en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur).
- Immobilisation en cas d'altérations dégénératives au niveau du poignet et dans l'articulation métacarpophalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).
- Immobilisation en cas d'inflammations de l'appareil tendineux de la main (tendovaginite).
- Immobilisation en cas de syndrome du canal carpien initial (SCC).

Caractéristiques : réduit les sollicitations articulaires et ligamentaires grâce aux baleines de stabilisation radiale et latérale et à la baleine de stabilisation palmaire.^{2,8} L'ajustement est facile grâce à trois sangles réglables séparément au niveau du poignet et une sangle au niveau du pouce.³ La sangle sur la pouce est ajustable individuellement et permet d'adapter l'orthèse à la taille du pouce.⁴ La fermeture auto-agrippante avec système antiretour facilite l'application du produit.⁹ Rhizocast est confortable grâce aux matériaux doux et respirants.^{5,7} Les baleines sont préformées de façon anatomique.⁵

1 : DFC-2019-083 2 : DFC-2019-087 3 : DFC-2019-088 4 : DFC-2019-089 5 : DFC-2019-090
6 : DFC-2019-091 7 : DFC-2019-092 8 : Notice d'utilisation. 9 : DFC-2019-103.

DM Classe I

Code LPP : 7122083

53,18€ LPP

Tour de poignet (cm)	13,5-17,5	16,5-20,5	19,5-25
Taille	1	2	3
Droite ■	4056649777311	4056649777434	4056649777656
Gauche ■	4056649777359	4056649777496	4056649777748



CLASSIC


Manu Control

Désignation : Orthèse pour la compression et la stabilisation du poignet.

Indications : Traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves (entorses). Arthrose activée ou arthrite du poignet. Inflammation tendineuse de la main (tendinite). Traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre. Syndrome initial du canal carpien. Instabilité et surcharge fonctionnelle du poignet. Inflammation de la gaine tendineuse (tendovaginite). Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I.

Caractéristiques¹ : La combinaison de deux baleines latérales intégrées, d'une baleine palmaire amovible et de trois sangles de stabilisation assure l'immobilisation du poignet. Les baleines peuvent être adaptées individuellement par un spécialiste en cas de besoin. L'orthèse peut être portée sur le poignet droit ou gauche.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DF-2017-053 3 : DF-2017-054 4 : DF-2017-055



Référence R 4131/DM Classe I

Code LPP : 7121669

56,⁶⁴€ **LPP**

Tour de poignet (cm)	13,5-17,5	16,5-20,5	19,5-25
Taille	1	2	3
Coloris ■	3401060315542	3401060315559	3401060315573

COMFORT

Manus

Désignation : Orthèse pour la compression et la stabilisation du poignet.

Indications : Arthrose activée ou arthrite du poignet. Tendovaginite (tendinite du poignet). En cas d'instabilité et de surcharge fonctionnelle au niveau du poignet. Algoneurodystrophie de stade I (SRDC). Traitement post-traumatique des entorses modérées à graves, tendinite au niveau de la main, traitement ultérieur suite à des fractures du poignet, des opérations ou la pose d'un plâtre.

Caractéristiques¹ : Velpeau Manus Comfort comprime grâce à la combinaison du tricot, de l'insert en silicone en demi-lune et de la sangle de stabilisation au niveau du poignet et réduit ainsi la tendance au gonflement. Le poignet est stabilisé grâce à la baleine anatomique amovible et la sangle de stabilisation. Si la baleine est enlevée, la fonction principale de l'orthèse de poignet sera de comprimer et stabiliser grâce à la sangle de stabilisation.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DF-2018-049 3 : DFC-2020-066




Référence R 4125/DM Classe I

Code LPP : 7121824

41,⁶⁴€ **LPP**

Tour de poignet (cm)	13-14,5	14,5-16,5	16,5-19	19-23
Taille	0	1	2	3
Droite ■	3401060139117	3401060139124	3401060139131	3401060139155
Gauche ■	3401060139063	3401060139070	3401060139094	3401060139100



COMFORT

Manu Control NOUVEAU

Désignation : Orthèse pour l'immobilisation du poignet / main.

Indications :

- traitement post-traumatique après des entorses modérées à graves
- arthrose activée et/ou arthrite du poignet
- inflammation tendineuse de la main (tendinite)
- inflammation de la gaine tendineuse (tendovaginite)
- traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre
- syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I
- syndrome initial du canal carpien
- instabilité et surcharge fonctionnelle du poignet

Caractéristiques¹ : Velpeau Manu Control Comfort est une orthèse pour le poignet. La combinaison de deux baleines latérales intégrées, d'une baleine palmaire amovible et de trois sangles de stabilisation assure l'immobilisation du poignet. Les baleines peuvent être adaptées individuellement par un spécialiste en cas de besoin.

1 : Notice d'utilisation 2 : DFC-2020-073 3 : DFC-2020-077 4 : DFC-2020-074



DM Classe I

Code LPP : 7121824

56,⁶⁴€ LPP

Tour de poignet (cm)	13-16.5	15.5-19.5	18.5-22.5	21.5-26
Taille	1	2	3	4
Droite ■	4063591106311	4063591106335	4063591106359	4063591153643
Gauche ■	4063591106014	4063591106038	4063591106052	4063591153667

COMFORT

Rhiza Pro


Désignation : Orthèse pour l'immobilisation du pouce.

Indications :

- immobilisation en cas d'états post-traumatiques et post-opératoires de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- immobilisation en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur)
- immobilisation en cas d'instabilité chronique des articulations du pouce
- immobilisation en cas d'altérations dégénératives dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).

Caractéristiques' : Tricot 3D, intérieur coton. Légère et peu encombrante. Plaque thermoformable. Pince pouce/index conservée. Ambidextre.

1 : Notice d'utilisation.



Référence R 4127/DM Classe I

Code LPP : 7122083

53,18€ LPP

Tour de poignet (cm)	14-17	17-21	21-25
Taille	1	2	3
Coloris ■	3401046638849	3401046638900	3401046639099

COMFORT

Poignet de contention réglable

Indications : Séquelles de traumatisme, sport, maintien du poignet lors d'efforts.

Propriétés : Fermeture réglable par auto-agrippant. Contention élastique. Contient du latex.



Référence R 4471/DM Classe I

Non remboursé

Tour de poignet (cm)	< 17	> 17
Taille	1	2
Coloris □	3401046639389	3401046639440

ORTHÈSES

Membres inférieurs

Ne jamais mettre genou à terre !

« Je soigne mon genou. »

GENOU ARTHROSIQUE

Protéger l'articulation


- Pas de position accroupie ou à genou (hyperflexion)
- Éviter les hyperextensions
- Pratiquer une activité physique régulière en favorisant la marche, le vélo, la natation, la marche nordique (sauf en cas de poussée inflammatoire) pour améliorer le tonus.

GENOU MICRO TRAUMATIQUE (TENDINITES)

- Limiter les activités traumatisantes (sauts répétés type volley-ball...), course à pied avec dénivelé.
- Favoriser temporairement les sports en décharges type vélo, natation.
- Étirer les quadriceps, mollets ischio-jambiers.

GENOU TRAUMATIQUE

Ne rien faire sans avis médical.





**CLASSIC
COMFORT**



ORTHÈSES GENOU

Ligation City	Ligation Pro	Xpro	Genucast 0° / 20° / Modular
			
Pathologies rotuliennes Pathologies ligamentaires	Pathologies ligamentaires	Pathologies ligamentaires Immobilisation réglable	Immobilisation
Anatomique	Genu	Laxitéral	Ligation
			
Syndromes douloureux	Pathologies rotuliennes	Pathologies rotuliennes	Pathologies ligamentaires

L'articulation du genou :

Articulation intermédiaire du membre inférieur, rôle statique et dynamique important, elle est formée de deux ensembles fémoro-tibial et fémoro-patellaire.

Le système ligamentaire est complexe et fragile avec des structures périphériques internes, externes et axiales. Les ménisques fixés au tibia ont un rôle à la fois de stabilisation et d'amortissement et de répartition des charges.*

* L'observatoire du mouvement 2007.

COMFORT

Genouillère articulaire

Désignation : Orthèse élastique.

Indications : Dégénérescence arthrosique, genou douloureux chronique.

Caractéristiques : Tricotage en forme. Décompression poplitée¹. Multi-extensible. Contient du latex.

1 : DF_2016_029



Référence R 1430/DM Classe I

Code LPP : 201D00.5

7,39€ LPP*

Tour de genou (cm)	24-28	28-32	32-37	37-42	42-48
Taille	1	2	3	4	5
Coloris □	3401046584177	3401046584238	3401046584467	3401046584528	3401046584696

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

CLASSIC

Genouillère anatomique

Désignation : Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur.

Indications : Traitement des syndromes douloureux, inflammatoires et dégénératifs du genou.

Caractéristiques¹ : Zone postérieure de confort sans compression pour le creux poplité. Zone antérieure déformable multi-extensible sur le quadriceps permettant un maintien efficace de la genouillère lors des mouvements de flexion, extension. Tricotage en forme. Élasticité tous sens. Structure double face brevetée pour favoriser le transfert d'humidité. Fenêtre rotulienne. Contient du latex.

1 : Notice d'utilisation.



Référence R 1400/DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2

19,30€ LPP*

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris □	3401096822540	3401096822601	3401096822779	3401096822830	3401060977566
Coloris ■	3401096882742	3401096882803	3401096882971	3401096883053	3401060979928

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.



COMFORT

Genu

Désignation : Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur.

- Indications :** Traitement de douleurs chroniques et aiguës
- arthrose avec et sans épanchement artriculaire,
 - instabilité ligamentaire légère,
 - syndrome rotulien combiné avec une thérapie fonctionnelle.

Caractéristiques : Bonne tenue grâce à sa forme anatomique.³ L'élasticité importante aide à limiter son glissement.⁴ L'insert silicone intégré permet de répartir la pression.⁵

1 : DFC-2020-067 2 : DFC-2020-068 3 : DFC-2020-069 4 : DFC-2020-070 5 : DFC-2020-071



Pour en savoir plus
www.Velpeau.fr

Référence R 1303/DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

24,⁴⁶€ LPP*

Tour de genou (cm)	25-29	29-33	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53
Taille	0	1	2	3	4	5	6
Coloris ■	3401060063931	3401060063948	3401060063955	3401060063962	3401060063979	3401060063986	3401060063993

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT

Laxitéral®

Désignation : Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur.

Indications : Lésions traumatiques, dysplasiques et dégénératives du genou. Traitement des instabilités rotuliennes. Protection post-chirurgicale.

Caractéristiques¹ : Bandes de maintien amovibles pour limiter l'ascension de la rotule par le quadriceps et améliorer la congruence. Tricotage en forme. Élasticité tous sens. Structure double face brevetée pour favoriser le transfert d'humidité. Baleines latérales souples. Guide rotulien en silicone avec échancrure pour le tendon. Contient du latex.

1 : Notice d'utilisation.



Référence R 1402/DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

24,⁴⁶€

LPP*

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	3401046578725	3401046578893	3401046578954	3401046579036	3401060979119

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT

Ligation®

Désignation : Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur.

Indications : Lésions traumatiques des ligaments du genou. Traitement des entorses de gravité moyenne et à la suite d'entorses graves du genou. Traitement des séquelles d'entorses. Traitement des instabilités du genou.

Caractéristiques¹ : Bandes de maintien amovible, augmentant de façon concomitante l'action des baleines. Zone antérieure permettant un maintien efficace de la genouillère lors des mouvements de flexion/extension. Zone postérieure de confort sans compression pour le creux poplité. Tricotage en forme. Élasticité tous sens. Structure double face brevetée pour favoriser le transfert d'humidité. Baleines articulées double axe. Guide rotulien. Contient du latex.

1 : Notice d'utilisation.



Référence R 1403/DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

24,⁴⁶€

LPP*

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	3401096885125	3401096885293	3401096885354	3401096885415	3401060980177
Coloris ■	3401046585129	3401046585297	3401046585358	3401046585419	3401061062544

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.



COMFORT

Ligaction® City

MODÈLE
BREVETÉ

Désignation : Correction orthopédique, genou, attelle et orthèse articulée.

Indications : Traitement de douleurs chroniques ou aiguës

- instabilité ligamentaire légère,
- hypermobilité, subluxation et luxation de la rotule,
- syndrome douloureux fémoro-patellaire en cas d'arthrose rétropatellaire débutante,
- arthrite (inflammation articulaire) avec ou sans épanchement articulaire.

Le produit est également indiqué pour la reprise d'activités sportives.

Caractéristiques¹ : Velpeau® Ligaction® City est une genouillère ajustable, ouverte et symétrique qui est conçue pour stabiliser la fonction du genou et de la rotule. Elle est dotée d'un évidement pour la rotule et d'un coussin semi-circulaire sur la face avant, ainsi que de baleines spiralées latérales et de baleines amovibles sur la face interne et la face externe.

¹ : Notice d'utilisation.

Référence R 1408/DM Classe I

Code LPP : 7121764

102,²⁹€ LPP

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	3401020326076	3401020326137	3401020326366	3401020326427

Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr



Creux poplité déga-
gagé



Orthèse avec
strapping amovible¹



Baleines amovibles
pour un soutien
évolutif¹



Orthèse ouverte
et symétrique

COMFORT

Ligaction® Pro

La première genouillère Velpeau® ouverte

Désignation : Correction orthopédique, genou, attelle et orthèse articulée.

Indications : Traitement orthopédique des entorses. Rééducation post-chirurgicale, reprise du sport. Laxité chronique.

Caractéristiques¹ : Orthèse ouverte, avec fermeture et réglage par 4 sangles semi-circulaires, évitant une mise en place par enfilage. Plages de réglages importantes. Dégagement du creux poplité. Baleines rigides articulées double axe, permettant de respecter les mouvements physiologiques de l'articulation, anti-recurvatum. Bandes de renfort amovibles. Élasticité tous sens. Système anti-glisse. Contient du latex.

¹ : Notice d'utilisation.

Référence R 1406/DM Classe I

Code LPP : 7121764


102,²⁹€ LPP

Tour de genou (cm)	29-38	34-42	39-45	43-48	47-52
Tour de cuisse (cm)	36-47	41-50	44-53	50-56	56-65
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	3401098155776	3401098155837	3401098156087	3401098156148	3401098156209

MODÈLE
BREVETÉ



Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr



CLASSIC
Xpro

Désignation : Correction orthopédique, genou, attelle et orthèse articulée.

Indications : Traitement orthopédique des lésions ligamentaires du genou, rééducation après chirurgie ligamentaire du genou.

Caractéristiques¹ : Attelle de genou articulée ouverte, avec fermeture et réglage par quatre sangles semi-circulaires. Les articulations monocentriques comportent un secteur de mobilité articulaire réglable (flexion et extension réglables tous les 10°, de 0 à 120° en flexion et de -10 à 60° en extension).

1 : Notice d'utilisation.

Référence R 1407 /DM Classe I

Code LPP : 7121764

102,²⁹€ **LPP**

Tour de genou (cm)	29-38	34-42	39-45	43-48
Tour de cuisse (cm)	36-47	41-50	44-53	50-56
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	3401046607623	3401046607791	3401046607852	3401046607913

Retrouvez nos vidéos sur **Velpeau.fr**



CLASSIC

Genucast

Désignation : Orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du genou.

Indications : Immobilisation temporaire de l'articulation du genou après des blessures/opérations.

Caractéristiques' : **Velpeau Genucast 0° Classic** est une orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du genou en extension à 0° : les bandes adhésives réduisent le risque de glissement de l'orthèse¹, celle-ci peut être portée sur la jambe droite ou gauche.²

Velpeau Genucast 20° Classic est une orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du genou en position de légère flexion : flexion de 20°, les bandes adhésives réduisent le risque de glissement de l'orthèse³, celle-ci peut être portée sur la jambe droite ou gauche.⁴

Velpeau Genucast Modular Classic est une orthèse de genou en trois parties pour l'immobilisation de l'articulation, orthèse conçue en trois panneaux, peut être portée sur la jambe droite ou gauche.⁵

1 : DFC-2019-011 2 : DFC-2019-012 3 : DFC-2019-020 4 : DFC-2019-021 5 : DFC-2019-029

DM Classe I

Code LPP : 7121770

57,²³€

LPP

Tour de mollet (cm)	24-28	28-32	32-40	40-48
Tour de cuisse (cm)	30-38	38-46	46-54	54-68
Taille	1	2	3	4

Genucast 0°

Coloris ■ 4056649686309 4056649686323 4056649686347 4056649686361

Genucast 20°

Coloris ■ 4056649686385 4056649686408 4056649686422 4056649686446

Taille du patient (cm)	< 160	160-180	> 180
Hauteur (cm)	45	55	65
Taille	1	2	3

Genucast Modular

Coloris ■ 4056649686460 4056649686484 4056649686507



Genucast 0°

Genucast 20°

Genucast Modular

*Faire une
entorse à la vie !*

« Je soigne
ma cheville. »

Dans le cadre d'une entorse, un avis médical
reste nécessaire. Il est conseillé de suivre le
protocole RICE (GREC) :

R	I	C	E
Rest (= Repos)	Ice (= Glace)	Compression	Élévation



**CLASSIC
COMFORT**



ORTHÈSES CHEVILLE

Anatomique	Laxitéral	Ligation
		
Syndrôme douloureux	Tendinopathie	Entorse grade 1
Freecast Adjust	Freecast	Airstep Walker
		
Entorse grade 2	Entorse grade 2	Entorse grade 3

L'articulation de la cheville :

L'articulation talo-crurale est une structure articulaire complexe et fragile. Elle permet d'orienter le pied dans le plan sagittal (flexion dorsale et plantaire).

Les structures ligamentaires externes et internes très exposées sont renforcées par de puissants tendons.*

* L'observatoire du mouvement, 2007.



COMFORT

Chevillère articulaire

Désignation : Orthèse élastique.

Indications : Dégénérescence arthrosique, cheville douloureuse.

Caractéristiques' : Elasticité transversale¹. Talon fermé.

1 : DF-2016-030

Référence R 1421/DM Classe I

Code LPP : 201D01.12

6,78€ LPP*

Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris □	3401046610173	3401046610234	3401046610463	3401046610524

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.



CLASSIC

Chevillère anatomique

Désignation : Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur.

Indications : Chevillère de contention à effet anti-oedémateux. Effet anti-inflammatoire. Effet antalgique. Effet proprioceptif.

Caractéristiques' : Elasticité tous sens (forte extensibilité pour faciliter l'enfilage). Structure double face brevetée pour favoriser le transfert d'humidité. Talon fermé. Contient du latex.

1 : Notice d'utilisation.

Référence R 1405/DM Classe I

Code LPP : 201D02.6

16,19€ LPP*

Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris □	3401096823431	3401096823660	3401096823721	3401096823899
Coloris ■	3401096823950	3401096824032	3401096824261	3401096884173

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.



COMFORT

Laxitéral®

Désignation : Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur.

Indications : Lésions traumatiques, dégénératives ou inflammatoires. Œdèmes de la cheville.

Caractéristiques' : Silicone rétro malléolaire et achilléen avec une surface interne spécifique, favorisant la résorption de l'œdème. Elasticité tous sens (forte extensibilité pour faciliter l'enfilage). Structure double face brevetée pour favoriser le transfert d'humidité. Talon fermé. Contient du latex.

1 : Notice d'utilisation. 2 : Etiquetage



Surface favorisant la résorption de l'œdème²

Référence R 1414/DM Classe I

Codes LPP : 201D02.6, 201D04.4

18,77€ LPP*

Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	3401046608972	3401046609054	3401046609115	3401046609283

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

CLASSIC

Ligation®



Désignation : Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur.

Indications : Lésions traumatiques des ligaments de la cheville. Traitement des entorses bénignes et de gravité moyenne. Suite des entorses graves (protection). Traitement des séquelles d'entorses. Traitement des instabilités de la cheville. Protection post-chirurgicale.

Caractéristiques¹ : Elasticité tous sens (forte extensibilité pour faciliter l'enfilage). Structure double face brevetée pour favoriser le transfert d'humidité. Talon fermé. Bande de maintien. Contient du latex.

1 : Notice d'utilisation.

Référence R 1415/DM Classe I

Codes LPP : 201D02.6, 201D04.4

18,77€ LPP*

Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	3401046608514	3401046608682	3401046608743	3401046608804

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.



Taille unique.

Pour la cheville gauche ou droite.

Confortable grâce à la mousse à l'intérieur des coques de forme anatomique et de la zone malléolaire souple.¹

CLASSIC

Freecast® Adjust

Désignation : Correction orthopédique, pied, orthèse stabilisatrice de cheville, plan frontal.

Indications : Lésions ligamentaires de l'articulation tibio-tarsienne, stade 1-2. Instabilités ligamentaires chroniques. Arthrose, arthrite active.

Caractéristiques¹ : Deux coques rigides, reliées par une talonnette.

1 : Notice d'utilisation.

Référence R 1426/DM Classe I


Code LPP : 7121801

27,44€ LPP*

Pointure	35-45
Taille	Standard
Coloris ■	3401528536526

* Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.

Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr



COMFORT

Freecast®

Désignation : Orthèse pour le traitement aigu de l'articulation de la cheville.

Indications : Blessures ligamentaires de l'articulation supérieure de la cheville (degrés 1 et 2), gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra-articulaire, arthrose activée, arthrose, instabilité ligamentaire chronique.

Caractéristiques¹ : Velpeau® Freecast® Comfort est une orthèse qui stabilise l'articulation de la cheville dans le plan frontal pour le traitement des entorses. Elle est constituée de deux coques rigides reliées par une bride de talon.

La cheville est maintenue côté médial et latéral, permettant de la stabiliser (effet d'attelle en U).²

Rembourrage doux pour la malléole³, coques munies d'ailettes souples pour un bon ajustement⁴, produit disponible en 2 tailles.

1 : Notice d'utilisation 2 : DFC-2019-044 3 : DFC-2019-045 4 : DFC-2019-046 5 : DFC-2019-050 6 : DFC-2019-049

Sangle de talon adaptable pendant le port de l'orthèse.⁵



L'aide à l'application sur le produit soutient une application correcte.⁶

Référence R 1428/DM Classe I

Code LPP : 7121801

27,44€ LPP*

Taille du patient (cm)	< 160	> 160
Taille	1	2
	droite	
Coloris ■	4056649874607	4056649874645
	gauche	
Coloris ■	4056649874621	4056649874669

* Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.



CLASSIC

Airstep® Walker

Désignation : Correction orthopédique, pied, attelle montée sur chaussures.

Indications : Entorses de cheville (grades 2 et 3), Fractures stables, stabilisation en postopératoire, traumatisme et rééducation.

Caractéristiques : AirStep® Walker est une botte de marche en deux parties avec des coussins d'air gonflables. Elle se compose d'un complexe textile respirant, d'une coque en plastique rigide, d'une protection antérieure en plastique et d'un système de réglage circulaire par auto-agrippant. Le volume des coussins d'air peut être augmenté en pressant les pompes ou diminué en appuyant sur les valves de décompression. Le gonflage des coussins d'air a pour but d'apporter un maintien, une compression, une immobilisation supplémentaire de la cheville. La forme de la semelle est conçue pour aider à la marche tout en gardant la cheville immobilisée. Protection d'orteils réglable.

1 : Notice d'utilisation.



Référence R 1427/DM Classe I

Code LPP : 7121818

64,⁴⁰€ LPP*

Pointure	35-38	39-43	44-46
Taille	S	M	L
Coloris ■	3401060051563	3401060246662	3401060246679

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

Demandez nos outils d'aide à la vente et de merchandising auprès de votre délégué !

Poster d'aide à la délivrance

Boîte de démonstration

Velpeau.fr
vidéo de mise en place
et formation des équipes

Présentoir de comptoir



PLV¹

Mannequin

Covering²

Merchandising

1) publicité sur le lieu de vente
2) adhésif vitrine

Prise de mesures


Nos conseils pour une compression efficace.

Velpeau® VeinoCare® Microfibre
 Velpeau® VeinoCare® Coton
 Velpeau® VeinoCare® Ultra

Taille	S Taille 1	M Taille 2	L Taille 3	XL Taille 4	XXL Taille 5
Cheville B	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet C	31-34	34-37	37-40	40-48	43-51
Cuisse G	48-57	52-62	56-67	56-69	62-75

Les collants microfibre sont uniquement disponibles de la taille S à la taille L.

Hauteur		Normal	Long
Mesures en cm	AD	≤ 39	> 39
	AG	≤ 75	> 75




Velpeau® VeinoCare® Homme

Taille	S Taille 1	M Taille 2	L Taille 3	XL Taille 4	XXL Taille 5
Cheville B	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
Mollet C	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47

Velpeau® VeinoCare® City 3

Taille	S Taille 1	M Taille 2	L Taille 3	XL Taille 4
Cheville B	18-21	21-24	24-27	27-30
Mollet C	31-34	34-37	37-40	40-43



1. Introduisez une main à l'intérieur du bas et pincez le talon
2. Retournez le produit jusqu'à hauteur du talon
3. Introduisez le pied dans le bas jusqu'à ce que le talon soit parfaitement mis en place
4. Faites glisser le bas soigneusement sur votre cheville et votre jambe
5. Massez votre jambe pour répartir uniformément le bas
6. Le produit est en place

Nos conseils d'enfilage et entretien¹

- Préférez la prise de mesure le matin
- Attention aux variations morphologiques (grossesse, prise ou perte de poids ...); pensez à réitérer la prise de mesure
- Lors de l'enfilage, ne pas tirer sur le bas et prenez garde aux ongles cassés, bijoux ...
- Ne pas repriser les bas afin de ne pas altérer leur efficacité
- Lavage en machine à 30° en cycle délicat¹
- Lavable jusqu'à 90 fois¹
- Ne pas mettre au sèche-linge ou sur une source de chaleur¹
- Ne pas repasser ni nettoyer à sec¹



PANSER LES VEINES

PROBLÈMES DE
CIRCULATION
VEINEUSE
**FAITES LE
BON
CHOIX**

« **Les Essentiels** » la gamme de compression Velpeau®
VeinoCare® pour le bien-être de vos patients au quotidien.

MARCHÉ
ACTUEL

12
millions

Nombre de paires de
bas de compression
en France

MARCHÉ
POTENTIEL

36
millions

18

millions

de personnes en
France souffrent
d'insuffisance
veineuse

Stock
RÉDUIT

Moins de 200 références

Gamme
OPTIMISÉE

Délivrance
RAPIDE

Prise de mesure facilitée
avec un taillage et des coloris bien pensés.

Notre gamme s'agrandit !

Deux nouvelles gammes qui permettront à votre patientèle de se remettre en jambes !

La gamme Velpeau® VeinoCare® accompagnera vos patients dans leur quotidien.



ULTRA

Mesdames !

Osez la transparence avec Velpeau® VeinoCare® Ultra.



HOMME

Messieurs !

Il est temps de prendre soin de vous. Faites le bon choix avec Velpeau® VeinoCare® Homme.

Mise en avant
Demandez votre PLV à votre délégué pharmaceutique

Velpeau®
VeinoCare®

REMETTEZ-VOUS EN JAMBES !

Chaussettes, bas et collants de compression. Découvrez notre gamme pour Homme et Femme.

NOUVEAU

CONFORT
EFFICACITÉ
DURABILITÉ

ER

Augmenter votre sell-out¹ !

Bon de commande



PLV²



Coffret City 3



Mètre périmétrique

1) vente

2) Publicité sur le lieu de vente

Compression

Velpeau® VeinoCare® **NOUVEAU**

Indications Velpeau® VeinoCare® - Gammes Ultra, Homme, Microfibre et Coton

Classe de compression 2 – 15,1 à 20 mmHg / 20,1 à 27,0 hPa : insuffisance veineuse modérée, suite de sclérothérapie ou chirurgie des varices, varices de plus de 3 mm, varices de grosseur (à l'exception de la gamme Velpeau® VeinoCare® Homme), voyages durant plus de 2 heures, en cas de douleur et troubles fonctionnels liés à la station debout.

Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, micro-angiopathie diabétique avancée (pour une pression > 30 mmHg), phlébite bleue, thrombose septique, allergie connue et/ou hyper-sensibilité à l'un des composants, maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou ouverte). Ne pas appliquer le produit directement sur une peau lésée. Celle-ci doit être recouverte au préalable par un pansement adapté.

Une surveillance médicale régulière des bénéfices par rapport aux risques doit être réalisée en cas de :

- AOMI avec un IPS >0,6 et <0,9
- Neuropathie périphérique avancée
- Dermatose suintante ou eczématisque
- Intolérance aux fibres utilisées



Velpeau® VeinoCare® Ultra **NOUVEAU**

Classe de compression 2

DM Classe I

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Naturel		Fumé		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190311	4063591109831	190304	4063591109633	190317	4063591110073
	Long	190312	4063591109893	190305	4063591109657	190318	4063591110172
Taille 2 - M	Normal	190313	4063591109954	190306	4063591109671	190319	4063591111711
	Long	190314	4063591110011	190307	4063591109695	190320	4063591111773
Taille 3 - L	Normal	190315	4063591110035	190308	4063591109794	190321	4063591111834
	Long	190316	4063591110059	190309	4063591109817	190322	4063591111858
Taille 4 - XL	Normal	190331	4063591115559	190335	4063591115917	190339	4063591115993
	Long	190332	4063591115733	190336	4063591115931	190340	4063591116013
Taille 5 - XXL	Normal	190333	4063591115870	190337	4063591115955	190341	4063591116037
	Long	190334	4063591115894	190338	4063591115979	190342	4063591116174



Bas Code LPP : 201D01.8

29,78€ LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Naturel		Fumé		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190353	4063591117836	190343	4063591117430	190363	4063591118031
	Long	190354	4063591117850	190344	4063591117454	190364	4063591118055
Taille 2 - M	Normal	190355	4063591117874	190345	4063591117478	190365	4063591118079
	Long	190356	4063591117898	190346	4063591117492	190366	4063591118093
Taille 3 - L	Normal	190357	4063591117911	190347	4063591117515	190367	4063591118116
	Long	190358	4063591117935	190348	4063591117539	190368	4063591118130
Taille 4 - XL	Normal	190359	4063591117959	190349	4063591117553	190369	4063591118154
	Long	190360	4063591117973	190350	4063591117577	190370	4063591118291
Taille 5 - XXL	Normal	190361	4063591117997	190351	4063591117591	190371	4063591118314
	Long	190362	4063591118017	190352	4063591117652	190372	4063591118338



* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.

Velpeau® VeinoCare® Homme NOUVEAU

Classe de compression 2

DM Classe I

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP*



	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille	Gris		Noir		Marine	
Taille 1 - S	190373	4063591118352	190383	4063591118994	190378	4063591118536
Taille 2 - M	190374	4063591118413	190384	4063591119014	190379	4063591118550
Taille 3 - L	190375	4063591118437	190385	4063591119038	190380	4063591118574
Taille 4 - XL	190376	4063591118499	190386	4063591119052	190381	4063591118635
Taille 5 - XXL	190377	4063591118512	190387	4063591119076	190382	4063591118857

* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.



CONFORT²



EFFICACITÉ²



DURABILITÉ²



Talon
Tricot en Y¹

Tricotage
spécifique
sur le cou-de-pied¹

1 : Notice d'utilisation
2 : DF-2020-002

Velpeau® VeinoCare® Microfibre NOUVEAU

Classe de compression 2

DM Classe I

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP*



		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190141	4056649905790	190197	4056649907794
	Long	190142	4056649905851	190198	4056649907817
Taille 2 - M	Normal	190143	4056649905875	190199	4056649907831
	Long	190144	4056649905899	190204	4056649907855
Taille 3 - L	Normal	190145	4056649905912	190205	4056649907879
	Long	190146	4056649905974	190206	4056649907893
Taille 4 - XL	Normal	190392	4063591120119	190388	4063591119410
	Long	190393	4063591120133	190389	4063591119465
Taille 5 - XXL	Normal	190394	4063591120195	190390	4063591119489
	Long	190395	4063591120218	190391	4063591120058



Bas Code LPP : 201D01.8

29,78€ LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190147	4056649905998	190207	4056649907916
	Long	190148	4056649906018	190208	4056649907930
Taille 2 - M	Normal	190149	4056649906032	190209	4056649907954
	Long	190150	4056649906056	190210	4056649907978
Taille 3 - L	Normal	190151	4056649906070	190211	4056649907992
	Long	190152	4056649906094	190212	4056649908012
Taille 4 - XL	Normal	190400	4063591120317	190396	4063591120232
	Long	190401	4063591120379	190397	4063591120256
Taille 5 - XXL	Normal	190402	4063591120393	190398	4063591120270
	Long	190403	4063591120416	190399	4063591120294



Collant Code LPP : 201D04.1, 201D01.8

42,03€ LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190153	4056649906117	190213	4056649908036
	Long	190154	4056649906131	190214	4056649908050
Taille 2 - M	Normal	190155	4056649906155	190215	4056649908074
	Long	190156	4056649906179	190216	4056649908098
Taille 3 - L	Normal	190157	4056649906193	190217	4056649908111
	Long	190158	4056649906216	190218	4056649908135



* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans œdèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.

Velpeau® VeinoCare® Coton **NOUVEAU**

Classe de compression 2

DM Classe I

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Marine		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190183	4056649907435	190171	4056649907077
	Long	190184	4056649907459	190172	4056649907138
Taille 2 - M	Normal	190185	4056649907473	190173	4056649907152
	Long	190186	4056649907497	190174	4056649907176
Taille 3 - L	Normal	190187	4056649907510	190175	4056649907190
	Long	190188	4056649907572	190176	4056649907213
Taille 4 - XL	Normal	190416	4063591122373	190412	4063591122175
	Long	190417	4063591122557	190413	4063591122199
Taille 5 - XXL	Normal	190418	4063591122694	190414	4063591122212
	Long	190419	4063591122717	190415	4063591122236



Bas Code LPP : 201D01.8

29,78€ LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190189	4056649907596	190177	4056649907237
	Long	190192	4056649907657	190178	4056649907299
Taille 2 - M	Normal	190193	4056649907671	190179	4056649907312
	Long	190194	4056649907695	190180	4056649907336
Taille 3 - L	Normal	190195	4056649907718	190181	4056649907350
	Long	190196	4056649907497	190182	4056649907374
Taille 4 - XL	Normal	190408	4063591121871	190404	4063591121796
	Long	190409	4063591121895	190405	4063591121819
Taille 5 - XXL	Normal	190410	4063591121918	190406	4063591121833
	Long	190411	4063591121932	190407	4063591121857



* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.

La plupart des matériaux et colorants utilisés pour la teinture ont reçu le certificat OEKO-TEX.

Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.²



Velpeau® VeinoCare® City 3 NOUVEAU

Classe de compression 3

Classe de compression 3 - 20,1 à 36,0 mmHg / 27.1 à 48.0 hPa

Indications : insuffisance veineuse modérée, suite de sclérothérapie ou chirurgie des varices, en cas de douleur et troubles fonctionnels liés à la station debout, varices de plus de 3 mm, varices pendant la grossesse, oedème chronique, pigmentation de l'eczéma veineux, ulcère cicatrisé.

Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) <0,6, micro-angiopathie diabétique avancée (pour une pression >30 mmHg), phlébite bleue, thrombose septique, maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou ouverte), allergie connue et/ou hyper-sensibilité à l'un des composants.



Une surveillance médicale régulière des bénéfices par rapport aux risques doit être réalisée en cas de :

- AOMI avec un IPS >0,6 et <0,9
- Neuropathie périphérique avancée
- Dermatose suintante ou eczématisée
- Intolérance aux fibres utilisées

DM Classe I

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Noir		Gris		Chair	
Taille 1 - S	Normal	190159	4056649906711	190163	4056649906797	190167	4056649906872
Taille 2 - M	Normal	190160	4056649906735	190164	4056649906810	190168	4056649906896
Taille 3 - L	Normal	190161	4056649906759	190165	4056649906834	190169	4056649906919
Taille 4 - XL	Normal	190162	4056649906773	190166	4056649906858	190160	4056649906933



* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.

Retournez votre catalogue
et découvrez en page 26
**nos bandes de
compression Rosidal®.**



Compression Médicale

Classification CEAP



Les affections veineuses chroniques sont ordonnées selon la classification CEAP. Les principes fondamentaux de la classification CEAP incluent une description de la classe clinique (C) basée sur des signes objectifs, l'étiologie (E), la répartition anatomique (A) des reflux et obstructions dans les veines superficielles, profondes et perforantes et la pathophysiologie (P) sous-jacente, qu'elle soit liée aux reflux ou aux obstructions².
 Aux premiers stades cliniques de cette classification

(C0 et C1), aucune étude ne permet de montrer que la compression veineuse freine l'évolution de l'affection. La compression veineuse est le traitement de base des affections veineuses chroniques à partir du stade C2.

Au regard des recommandations publiées en 2010 par la Haute Autorité de Santé, les Laboratoires Lohmann & Rauscher accompagneront vos patients quel que soit le degré de sévérité de leur affection veineuse.

La Compression Médicale dans les affections veineuses chroniques.

D'après les recommandations de la HAS¹

Indications de la compression médicale

Situation clinique	Dispositifs	Modalités
Varices 3 mm (stade C2)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 15 à 20 ou 20 à 36 mmHg 	Traitement au long cours
Après sclérothérapie ou chirurgie des varices	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas indiqués pour les varices ■ ou bandes sèches à allongement court 	4 à 6 semaines
Œdème chronique (stade C3)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg ■ ou bandes sèches à allongement court ou long 	Traitement au long cours, avec réévaluation régulière du rapport bénéfices/risques
Pigmentation, eczéma veineux (stade C4a)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg ■ ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites 	
Lipodermatosclérose, hypodermite veineuse, atrophie blanche (stade C4b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites ■ ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg (au stade chronique) 	
Ulcère cicatrisé (stade C5)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 ou > 36 mmHg ■ ou bandes sèches à allongement court 	
Ulcère ouvert (stade C6)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bandages multitypes en première intention ■ ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites ■ ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mmHg 	Jusqu'à cicatrisation complète

La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.

Les contre-indications absolues de la compression médicale sont¹ : L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0,6 ; la microangiopathie diabétique évoluée (par une compression > 30 mmHg) ; la *phlegmatia cerulea dolens* (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) ; la thrombose septique.

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de² : AOMI avec IPS entre 0,6 et 0,9 ; neuropathie périphérique évoluée ; dermatose suintante ou eczématisée ; intolérance aux fibres utilisées.

1 : La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS, 2010.

2 : Porter JM, Moneta GL. Reporting standards in venous disease: an update. International Consensus Committee on Chronic Venous Disease. J Vasc Surg 1995;21:635-45, <https://www.sf-phlebologie.org/classification-ceap-de-la-maladie-veineuse-chronique/>, consulté le 30 juin 2020.

Nos conseils aux patients¹

Mauvaise circulation veineuse

Des précautions lors des voyages en avion.

Les voyages aériens peuvent accentuer les troubles de la circulation veineuse, essentiellement parce qu'ils impliquent une immobilisation prolongée en position assise. Ce phénomène survient surtout en cas de vols longs ou répétés. Si vous avez déjà eu des problèmes veineux, consultez votre médecin avant vos déplacements.

Dans tous les cas, essayez aussi de respecter les conseils suivants à bord de l'avion :

- mettez des vêtements larges et évitez les gaines, ceintures et bottes ;
- portez une contention ou compression élastique veineuse (chaussettes, bas ou collant de contention), si elle vous a été prescrite ;
- bougez les pieds très souvent, faites des mouvements de flexion-extension des chevilles, ne croisez pas les jambes et marchez régulièrement dans le couloir de l'avion ;
- buvez abondamment (un litre toutes les quatre heures) car la pressurisation de la cabine entraîne une forte déshydratation ;
- évitez de consommer des somnifères : ils vous plongeraient dans un sommeil lourd pendant plusieurs heures et l'immobilité augmenterait la stase veineuse.

Ces recommandations sont également valables si vous devez entreprendre de longs trajets en voiture.

Insuffisance veineuse

Ne pas exposer ses jambes à la chaleur.

La chaleur sur les jambes est néfaste en cas de problèmes veineux. Évitez :

- les bains trop chauds (les douches d'eau fraîche ne provoquent pas de dilatation des veines et soulagent les symptômes),
- le sauna et le hammam,
- l'épilation à la cire chaude,
- les expositions au soleil.

Circulation veineuse

Attention au choix des vêtements et chaussures.

Le choix de vos vêtements et chaussures est important pour ne pas entraver la circulation sanguine veineuse au niveau des membres inférieurs. Il est préférable de ne pas porter de vêtements trop serrés, de ceintures ou de gaines. Évitez les bottes hautes qui compriment le mollet. Ne portez pas de mi-bas dont l'élastique serre le mollet. Chaussez-vous confortablement. Préférez aux chaussures à hauts talons des chaussures confortables avec des talons de 3 cm maximum.





People.Health.Care.™



Catalogue Pharmacie

SEPTEMBRE
2020



Bienvenue chez Lohmann et Rauscher !



Le bien-être de nos collaborateurs, clients, utilisateurs et patients est au cœur de nos activités.

People.



Avec expertise et soin, nous sommes aux côtés de nos clients, collaborateurs, utilisateurs et patients.



Care.

Health.

Notre champ de compétences. La santé définit notre vision et nos valeurs.

N° de client :

Coordonnées de votre délégué



Un seul numéro :
03 29 26 25 79



Sommaire



- p. 4 à 23** **Traitement des plaies**
- p. 6 à 17 Pansements techniques
- p. 18 à 19 Sets de soins
- p. 20 à 21 Soins post-opératoires
- p. 22 à 23 Pansements Velpeau®



- p. 24 à 31** **Compression médicale**




- p. 32 à 43** **Gamme blanche et Hygiène**
- p. 34 à 35 Maintien et fixation
- p. 36 Compresse
- p. 37 Ophtalmologie
- p. 38 à 40 Coton
- p. 41 à 43 Immobilisation
- p. 44 à 45 Gants Sempermed



- p. 46 à 53** **Incontinence**



Pansements techniques



Debrisoft® Pad Compresse de déterision



Indications : déterision des plaies aiguës ou chroniques superficielles et ainsi que pour le tissu cutané environnant :

- ulcère diabétique
- ulcère artériel ou veineux
- ulcère de décubitus
- plaies postopératoires, en seconde intention
- plaies traumatiques ou chirurgicales (notamment les égratignures, incisions, lacérations)
- brûlures et ébouillantage (3e degré après débridement chirurgical)
- oedèmes lymphatiques

Convient aux peaux sèches, fragiles, hyperkératosiques, séborrhéiques ou grasses, saines ou endommagées.

Caractéristiques¹ : Debrisoft Pad est un élément composé de fibres de polyester et d'une couche de support en polyacrylate, ainsi que d'une languette de préhension en polyester, polyamide et élasthane.

Debrisoft Pad permet un débridement rapide, efficace et quasiment sans douleur. Il peut être utilisé pendant le débridement pour l'absorption d'exsudats, de débris et de kératose et préserve les tissus sains.

Debrisoft Pad procure également de bons résultats, y compris pour les plaies avec une couche de kératose ou de nécrose importante si ces plaies ont subi au préalable un traitement autolytique.

¹ : Notice d'utilisation

DM Classe Is

Non remboursé



Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 x 10	34321	4056649070351	1 boîte de 5
13 x 20	34323	4056649070436	1 boîte de 5

La maîtrise de l'exsudat.

Vliwasorb® Pro Super-absorbant non adhésif



Désignation : Pansement super-absorbant, une solution pour le traitement des plaies en phase d'exsudation.

Indications : Prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives (comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré).

Caractéristiques¹ : Bonne capacité d'absorption et de rétention². Limite l'adhésion à la plaie grâce à son interface en polyéthylène, prévient le phénomène de macération favorisant le confort du patient. Ses bords larges et son design ergonomique favorisent une application aisée sur les zones difficiles à panser.

Combinaison : Peut-être utilisé comme pansement secondaire en combinaison avec Suprasorb A pour soigner les plaies profondes.¹

1 : Notice d'utilisation 2 : DFC-2019-112

DM Classe IIb

Codes LPP : 6323589, 6323566, 6323550, 6323508, 6323520, 6323537, 6323520, 6323508

LPP*

Dimensions (cm)	Comresse (cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
10 x 10	6 x 6	34460	3401563805069	1 boîte de 10
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	34461	3401563805120	1 boîte de 10
12,5 x 22,5	18,5 x 8,5	34462	3401563805298	1 boîte de 10
22 x 22	18 x 18	34463	3401563805359	1 boîte de 10
22 x 32	28 x 18	34464	3401563805588	1 boîte de 10
17,5 x 17,5	12,5 x 12,5	34465	3401060082635	1 boîte de 10
25 x 30	25 x 20	34466	3401060083076	1 boîte de 10
20 x 25	20 x 15	34467	3401060082642	1 boîte de 10

* Prise en charge dans le cadre du traitement des plaies aiguës ou chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déterision et de bourgeonnement.

Vliwasorb® Super-absorbant adhésif

Désignation : Combine l'efficacité du pansement super-absorbant avec les atouts d'une membrane adhésive pour une application aisée.

Indications : Prise en charge des plaies très exsudatives (comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré).

Caractéristiques¹ : Bonne capacité d'absorption et de rétention. Prévient l'adhésion aux tissus néoformés grâce à son interface en polyéthylène. Limite le relargage d'exsudat, prévient le phénomène de macération².

1 : Notice d'utilisation 2 : DFC-2016-015

DM Classe IIb

Codes LPP : 6323448, 6323431, 6323419

LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
12 x 12	31991	3401051059332	1 boîte de 10
15 x 15	31992	3401051059271	1 boîte de 10
15 x 25	32993	3401020607854	1 boîte de 10

* Prise en charge pour les plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déterision et de bourgeonnement.



Couche côté plaie
non adhérente en polyéthylène

Couche de distribution

Couche super-absorbante :
billes de polyacrylate de sodium
fixées dans la partie en cellulose

Couche de protection des
vêtements en non-tissé bleu



Suprasorb® P sensitive

Pansements hydrocellulaires siliconés

Indications border, sacrum, heel et multisite: Prise en charge des plaies moyennement à fortement exsudatives.

Indications border lite : Prise en charge des plaies faiblement à moyennement exsudatives.

Indiqué pour les plaies superficielles ou profondes** telles que : ulcères de jambe, ulcères du pied diabétique, escarres, sutures/agrafes chirurgicales, chirurgies mini-invasives, plaies déhiscentes, dermabrasions, déchirures cutanées, sites de prélèvement de greffes.

Propriétés' : La construction triple couche (version border lite³) ou la construction quadruple couche (version border⁴) permet une gestion dynamique des fluides afin de fournir un environnement humide nécessaire pour une cicatrisation rapide et une réduction du risque de macération. La couche douce en silicone peut être soulevée puis repositionnée sans perte d'adhérence. De plus, cette couche peut aider à minimiser la douleur chez les patients ainsi que les traumatismes au niveau des plaies et de la peau environnante lors du changement de pansement. La couche de mousse polyuréthane fournit une absorption supérieure et permet d'éloigner les exsudats.

Composition : Une couche de contact avec la plaie en silicone, une couche de mousse polyuréthane, une couche avec rembourrage super-absorbant (version border⁴), un film imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau².

1 : Notice d'utilisation 2 : DFC-2019-119 3 : Extra mince avec bord auto-fixant 4 : Avec bord auto-fixant
5 : DF-2018-061 6 : DF-2018-053

** En association avec un pansement primaire.



DM classe IIb

Code LPP : 6319783, 6319808, 6319790, 6319777, 6319760

LPP*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
border (avec bord auto-fixant)				
8,5 x 7,5	5 x 4,5	109068	4056649355366	1 boîte de 10
10 x 10	6,2 x 6,2	109061	4056649355182	1 boîte de 10
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	109062	4056649355205	1 boîte de 10
15 x 15	10,5 x 10,5	109069	4056649355380	1 boîte de 10
20 x 20	15 x 15	109070	4056649355434	1 boîte de 10

Code LPP : 6319754, 6319748, 6319725, 6319731, 6319719, 6319702

LPP*

border lite (extra mince avec bord auto-fixant)

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 5	2,5 x 2,5	109080	4056649356165	1 boîte de 10
10 x 5	6 x 2,5	109081	4056649356189	1 boîte de 10
8,5 x 7,5	5 x 4,5	109086	4056649356288	1 boîte de 10
10 x 10	6,2 x 6,2	109083	4056649356226	1 boîte de 10
15 x 9	10,5 x 5	109087	4056649356301	1 boîte de 10
20 x 10	15 x 5	109088	4056649356325	1 boîte de 10

DM classe IIb

Codes LPP : 1373393, 1351368, 1305606

LPP*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
sacrum				
17 x 17,5	12 x 12,5	139365	4056649917731	1 boîte de 10
23 x 23	16,5 x 17	139566	4056649929512	1 boîte de 10
heel (talon)				
23,5 x 25	17,5 x 19	139366	4056649917755	1 boîte de 10

DM classe IIb

Codes LPP : 6319790

LPP*


Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
multisite				
12 x 15	7 x 10	139367	4056649917816	1 boîte de 10

* Prise en charge assurée dans le cadre du traitement des plaies aiguës, sans distinction de phase et traitement des plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel (localisés dans les endroits difficiles à panser, pour la version Multisite, Heel et Sacrum).

SUPRASORB P SENSITIVE

La force de la douceur.

DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES VERSIONS:



BORDER

BORDER LITE

NOUVEAU
MULTISITE

NOUVEAU
SACRUM

NOUVEAU
HEEL



Application facile⁵



GRÂCE À SES 2 OU 3 FEUILLETS PERMETTANT D'ÉVITER DE TOUCHER L'ADHÉSIF AVEC LES GANTS

Cinq couches de douceur pour les peaux sensibles⁶

Film externe protecteur :

Noyau super-absorbant :


LINIQUEMENT POUR LA VERSION „BORDER“

Couche en non-tissé :


Mousse absorbante en PU* :

Couche de contact avec la plaie en silicone OptiSil :

* polyuréthane



Suprasorb® P Hydrocellulaire



Voile de protection en polyuréthane

Désignation : Pansement hydrocellulaire avec une haute conformabilité¹, souple et doux.¹

Indications : Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément exsudatives (par exemple : ulcères, escarres, etc.).

Caractéristiques¹ : Mousse de polyuréthane à pores fins et une interface micro-perforée au contact de la plaie. Suprasorb P favorise la cicatrisation grâce au maintien du milieu humide², gère efficacement l'exsudat³ et favorise le confort patient grâce à un retrait facilité⁴. Maintien du milieu humide qui préserve les tissus néo-formés lors du retrait¹.

1 : DFC-2016-019 2 : DFC-2016-051 3 : DFC-2016-020 4 : Notice d'utilisation

DM Classe IIb

Codes LPP : adhésif : 6319949, 6319808, 6319777, 6319978 ; sacrum adhésif : 1345907 ; non adhésif : 6319837, 6319820, 6319814, 6319872, 6319850


LPP*

Dimensions (cm)	Comresse (cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
adhésif				
7,5 x 7,5	4 x 4	82014	3401043187913	1 boîte de 10
10 x 10	6 x 6	82035	3401043188163	1 boîte de 10
15 x 15	10 x 10	20425	3401043188224	1 boîte de 10
15 x 20	15 x 10	20426	3401043188392	1 boîte de 10
sacrum, adhésif				
18 x 20,5	14,3 x 12	20535	3401045731930	1 boîte de 10
non adhésif				
5 x 5		82039	3401043188453	1 boîte de 10
7,5 x 7,5		82044	3401043188514	1 boîte de 10
10 x 10		82045	3401043188682	1 boîte de 10
15 x 15		20421	3401043188743	1 boîte de 10
15 x 20		20422	3401043188804	1 boîte de 10



* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les phases de déterision et de bourgeonnement.

Suprasorb® G Hydrogel



Désignation : Pansement hydrogel non adhésif.

Indications : Gestion de la douleur nociceptive liée à la plaie. Brûlures superficielles du second degré, dommages liés à la radiothérapie.

Caractéristiques¹ : Produit stérile avec une teneur importante en eau. Suprasorb G redistribue l'humidité à la plaie. Hydrogel auto-adhérent. Découpable.

1 : Notice d'utilisation

DM Classe IIb

Codes LPP : 6320119, 6320102

LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
Pansement hydrogel			
5 x 6,5	34630	3401060201340	1 boîte de 5 LPP
10 x 10	34631	3401060201326	1 boîte de 5 LPP
20 x 20	33632		1 boîte de 3 Non remboursé



* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de déterision.

Suprasorb® A Alginate de calcium

Suprasorb® A+ Ag Alginate de calcium antimicrobien

Indications : Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons. Pour plaies infectées ou présentant un risque d'infection utiliser Suprasorb A + Ag).

Caractéristiques : Fibre d'alginate de calcium pur, grande capacité d'absorption des exsudats¹. Formation rapide de gel² qui maintient le milieu humide. Doux et souple⁵ pour une haute conformabilité⁴. Polymères d'acides alginiques caractérisés par leurs propriétés hémostatiques³.

Combinaison : Fixer à l'aide du Suprasorb H.⁵

1 : DFC-2016-052 2 : DFC-2016-053 3 : Bon usage des technologies médicales – Les pansements HAS. 2011.
4 : DFC-2016-010 5 : Notice d'utilisation



Suprasorb® A : DM Classe IIb

Codes LPP : 6320250, 6320243

LPP*

Dimensions (cm)	Poids	RÉF.	ACL	Conditionnement	
Compresses					
5 x 5		24868	3401047946981	1 boîte de 10	Non remboursé
10 x 10		24869	3401047947063	1 boîte de 10	LPP
10 x 20		24870	3401047947124	1 boîte de 10	LPP
Mèche					
30 x 5	2 g	24867	3401047947292	1 boîte de 5	Non remboursé

* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de déterision, ainsi que pour les plaies très exsudatives.

Suprasorb® A+ Ag : DM classe III

Non remboursé

Dimensions (cm)	Poids	RÉF.	Conditionnement
Compresses			
5 x 5		20570	1 boîte de 10
10 x 10		20571	1 boîte de 10
10 x 20		20572	1 boîte de 5
Mèche			
30 x 5	2 g	20573	1 boîte de 5

Respecter l'environnement de la plaie.

Suprasorb® H Hydrocolloïde

Indication Standard, Border et Sacrum^{1,2} : Plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement à moyennement exsudatives telles que les ulcères de pression, de jambe et diabétiques, brûlures superficielles du 1er et 2e degré, sites donneurs et récepteurs de greffe, plaies post-opératoires et écorchures.

Indication Fin : Brûlures superficielles du 1er et 2e degré, sites donneurs et récepteurs de greffe, ulcères diabétiques, plaies post-opératoires et écorchures.

Caractéristiques¹ : Formation de gel lors de l'absorption des exsudats, qui favorise le maintien de la plaie en milieu humide. Pansement perméable à la vapeur d'eau et permet la douche³.

1 : Notice d'utilisation 2 : DFC-2020-014 3 : DFC-2020-024

Standard/sacrum/border** : DM Classe IIb

Codes LPP : 6320295, 6320361, 6320326, 6320272, 6382770



LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Standard			
10 x 10	140128	4063591042299	1 boîte de 10
15 x 15	140129	4063591042336	1 boîte de 10
20 x 20	140130	4063591042374	1 boîte de 10
Sacrum			
14 x 16	140127	4063591042251	1 boîte de 10
Border			
14 x 14	140126	4063591042213	1 boîte de 10

Fin : DM Classe IIa

Codes LPP : 6320289, 6320303, 6320295, 6320295, 6320361, 6320326




LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Fin			
5 x 5	140125	4063591042176	1 boîte de 10
5 x 10	140124	4063591042091	1 boîte de 10
5 x 20	140121	4063591041490	1 boîte de 10
10 x 10	140123	4063591041773	1 boîte de 10
15 x 15	140122	4063591041575	1 boîte de 10
20 x 20	140120	4063591041254	1 boîte de 10

* Prise en charge assurée pour les plaies chroniques en cas de traitement séquentiel.


** Border : à bord auto-fixant



Pour plus d'informations consultez :
www.Lohmann-Rauscher.com



Lomatuell® H Pansement gras



Indications : Prise en charge des sites donneurs de greffes, ulcères de jambe, escarres, brûlures, coupures et abrasions.

Caractéristiques : Produit stérile composé d'une trame 100 % coton imprégnée de vaseline¹.

1 : Notice d'utilisation

DM Classe IIb
Code LPP : 6320473

LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	
10 x 10	18295	4056649396789	1 boîte de 10	LPP
5 x 5	23314	4021447233161	1 boîte de 10	Non remboursé
20 x 10	23316	4021447233147	1 boîte de 10	Non remboursé

* Prise en charge assurée en phase de bourgeonnement.

Suprasorb® F Film polyuréthane Une fixation adaptée

Indications Non Stérile : Prophylaxie de soutien des zones cutanées à risque d'escarres², à la fixation dans le traitement des plaies et aux premiers soins pour les plaies mineures et superficielles.

Indications Stérile : Plaies superficielles peu exsudatives, fixation de cathéters.

Caractéristiques : Film transparent en polyuréthane avec une couche adhésive en polyacrylate. Imperméable aux bactéries et à l'eau, perméable à la vapeur d'eau¹. Système de pose pratique pour une application facilitée.

Version non stérile en rouleau à découper.

1 : Notice d'utilisation 2 : DF-2016-025

Non stérile : DM Classe I

Codes LPP : 6320208, 6320214, 6320214

LPP*

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
en rouleau, non stérile			
1 m x 10 cm	82084	3401044346463	1
10 m x 10 cm	82063	3401043190692	1
10 m x 15 cm	82064	3401043190753	1

Stérile : DM Classe IIa

Codes LPP : 6320154, 6320148, 6320183, 6320131, 6320177

LPP*

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
stérile, scellé en emballage individuel			
5 cm x 7 cm	82799	3401075630838	1 boîte de 10
10 cm x 12 cm	82800	3401075631088	1 boîte de 10
10 cm x 25 cm	82061	3401043190463	1 boîte de 10
15 cm x 20 cm	82801	3401075631149	1 boîte de 10
20 cm x 30 cm	82062	3401043190524	1 boîte de 10

* Pour la version stérile, prise en charge en cas de maintien d'autres pansements utilisés pour les soins des plaies chroniques, en tant que pansement, pour les plaies chroniques et aiguës dans la phase d'épithélialisation de plaies peu ou pas exsudatives, protection de sites de cathéters intraveineux.




Vliwaktiv® Vliwaktiv® Ag

Indications : Traitement des plaies malodorantes. Vliwaktiv Ag est indiqué pour le traitement des plaies malodorantes présentant une colonisation critique ou à risque d'infection élevé¹.

Caractéristiques : Vliwaktiv : compresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs², agit comme un anti-bactérien³. Vliwaktiv Ag : diminue la multiplication des germes dans la plaie et prévient l'infection¹.

1 : Notice Vliwaktiv Ag 2 : DFC-2020-015 3 : DFC-2020-016



Vliwaktiv® : DM classe Is

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	Conditionnement
10 x 10	20254	20
10 x 20	20255	20

Vliwaktiv® Ag : DM classe IIb

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	Conditionnement
Mèche au charbon actif et à l'argent		
6,5 x 10	20700	10
10 x 10	20701	10
10 x 15	20702	10
Compresses absorbante au charbon actif et à l'argent		
10 x 10	20705	10
10 x 20	20706	10
20 x 20	20707	10

Vliwazell® Pansement américain stérile

Indications : Pansement pour plaies exsudatives.

Caractéristiques : Stérile. Enveloppe en non-tissé. Garnissage absorbant¹.
1 : DF-2016-054

DM Classe Is

Codes LPP : 6323394, 6323388, 6323371

LPP

Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
stérile, scellé en emballage individuel			
10 x 10	98088	3401070654976	8 boîtes de 10
15 x 20	98089	3401070655058	6 boîtes de 10
20 x 25	98090	3401070655119	4 boîtes de 10



Metalline® trachéo

Indications : Compresse pour trachéotomie.

Caractéristiques : Compresse en non-tissé absorbant, associée à un voile dont les fibres sont très finement aluminées sur la face en contact avec la plaie. Cette surface lisse et brillante est non-adhérente à la plaie¹.

1 : DFC-2016-055

DM Classe Is

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
stérile, scellée en emballage individuel			
8 x 9	23094	3401061232701	50 compresses



Suprasorb® C Collagène



Indications : Soins des ulcères diabétiques, des escarres de décubitus, des ulcères veineux ou vasculaires mixtes et à la cicatrisation secondaire des plaies chirurgicales. Suprasorb C est notamment indiqué pour des plaies stagnantes lorsque les autres types de pansements ont débouché sur des impasses thérapeutiques.

Caractéristiques¹ : Composé de collagène bovin, il favorise la cicatrisation par apport de collagène qui va favoriser la formation de fibres de collagènes propres à l'organisme.

¹ : Notice d'utilisation

DM Classe III

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
4 x 6 x 0,8	23267	3401046671846	1 boîte de 5
6 x 8 x 0,8	23268	3401046658830	1 boîte de 5
8 x 12 x 0,8	23269	3401046658779	1 boîte de 5



Suprasorb® X Hydrobalance Suprasorb® X+ PHMB



Indications : Prise en charge des plaies faiblement à modérément exsudatives, superficielles ou profondes. Ulcères de jambe, brûlures superficielles du second degré, plaies chirurgicales post-opératoires, greffe de peau.

Caractéristiques¹ : Pansement capable d'absorber et/ou d'hydrater suivant le niveau d'exsudat pour obtenir un milieu humide favorisant la cicatrisation. Pour les plaies à risque d'infection ou infectées, utilisez le Suprasorb X+ PHMB.

¹ : Notices d'utilisation

Suprasorb® X : DM Classe IIb

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
Compresse			
5 x 5	23274	3401046658601	1 boîte de 5
9 x 9	23275	3401046658540	1 boîte de 5
14 x 20	23276	3401046658489	1 boîte de 5
Mèche			
21 x 2	23278	3401046658311	1 boîte de 5



mèche

Suprasorb® X+ PHMB : DM Classe IIb

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
Compresse			
5 x 5	23279	3401046658250	1 boîte de 5
9 x 9	23281	3401046657949	1 boîte de 5
14 x 20	23282	3401046658021	1 boîte de 5
Mèche			
21 x 2	23283	3401046658199	1 boîte de 5

Opraclean® Gaze iodoformée

Indications : Pour le mècheage et le drainage antiseptiques des plaies après débridement chirurgical, d'abcès, fistules, ulcères ainsi que des cavités corporelles.

Caractéristiques¹ : Gaze en coton, absorbante et imprégnée de iodoforme¹.

¹ : Notice d'utilisation

DM Classe III

Non remboursé

Dimensions (m x cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Opraclean Mèche de gaze iodoformée 23g/100 cm²			
5 x 1	13580	4021447135809	216
5 x 2	13581	4021447135816	120
5 x 5	13582	4021447135823	60
Opraclean Gaze tubulaire iodoformée 28g/100 cm²			
5 x 8	13583	4021447135830	30
Opraclean Gaze absorbante iodoformée 57g/100cm²			
5 x 6	13584	4021447135847	30
5 x 8	13585	4021447135854	30



Sets de soins

Réalisation de pansements étanches permettant la douche.



Un set permet de faire 3 soins (post-op) ou 5 soins (standard et déterision).

Velpeau® set Post-opérateur

Set de pansement pour plaies suturées non infectées

Indications : Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires suturées et non infectées. Ablation des fils sur plaies suturées. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.

Source : Étiquetage



Codes LPP : 6323939, 6323922, 6323916

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Velpeau set Post-op Petites plaies	190036	4063591022345	1 carton de 6
Velpeau set Post-op Moyennes plaies	190037	4063591022338	1 carton de 6
Velpeau set Post-op Grandes plaies	190038	4063591022321	1 carton de 6

Velpeau® set Post-opérateur

Set de pansement pour plaies suturées non infectées

	190036 Velpeau® set Post-op petites plaies	190037 Velpeau® set Post-op moy. plaies	190038 Velpeau® set Post-op grandes plaies
--	---	--	---

3 Blisters Stériles composés chacun de :	< 5cm	5 à 10cm	> 10cm
Champ de soin 38 cm x 45 cm	1	1	1
Pincés anatomiques	2	2	2
Compresse non-tissées 7,5 cm x 7,5 cm	5		
Compresse non-tissées 10 cm x 10 cm		5	10

Hors blister

Pansements adhésifs avec compresse stériles 8 cm x 10 cm	3		
Films adhésifs transparents stériles 10 cm x 15 cm	3		
Pansements adhésifs avec compresse stériles 10 cm x 15 cm		3	
Films adhésifs transparents stériles 15 cm x 20 cm		3	
Pansements adhésifs avec compresse stériles 10 cm x 25 cm			3
Films adhésifs transparents stériles 15 cm x 30 cm			3
Sacs collecteurs de déchets	3	3	3
Coupe-fils stérile	1	1	1
Notice	1	1	1

Velpeau® set Standard

Set de pansement pour plaies chroniques avec paire de ciseaux

Indications : Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine.

Caractéristiques : Set de pansement avec paire de ciseaux pour ajuster au besoin la dimension du pansement primaire (non fourni).

Source : Notice



Velpeau® set Détersion

Set de pansement pour plaies chroniques avec curette

Indications : Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine nécessitant une détersion mécanique.

Caractéristiques : Set de pansement avec curette pour la détersion et/ou le nettoyage des plaies avec présence de tissus nécrotiques et/ou fibrineux (se conformer à la prescription médicale).

Source : Notice



Codes LPP : 6323951, 6323945

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Velpeau set Standard	108870	4056649377320	1 carton de 6
Velpeau set Détersion	108871	4056649377337	1 carton de 6

Velpeau® sets Standard et Détersion

Sets de pansement pour plaies chroniques

108870
Velpeau® set
Standard
avec paire de ciseaux

108871
Velpeau® set
Détersion
avec curette

5 Blisters Stériles composés chacun de :

Champ de soin 38 cm x 45 cm	1	1
Pincés anatomiques	2	2
Compresse non-tissées 10 cm x 10 cm	10	
Compresse gaze coton hydrophile 10 cm x 10 cm		10

Hors blister

Films adhésifs transparents stériles 10 cm x 15 cm	5	5
Sacs collecteurs de déchets	5	5
Paire de ciseaux stérile	1	
Curette avec grattoir stérile		1
Notice	1	1

Soins post-opératoires



Curafix® H

Désignation : Sparadrap non-tissé extensible, découpable.

Indications : Fixation sur toute une surface, particulièrement en soins post-opératoires, de drains et de cathéters.



DM Classe I

Codes LPP : 6324152, 6324130, 6324130, 6324130

LPP*

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 m x 5 cm	190200	4056649889328	1
10 m x 10 cm	190201	4056649889335	1
10 m x 15 cm	190202	4056649889342	1
10 m x 20 cm	190203	4056649889359	1

* Indiqués pour de la fixation sur zone de mouvement.

Curapor®

Désignation : Pansement adhésif chirurgical stérile.

Indications : Traitement des plaies post-opératoires, des plaies aiguës ou superficielles, 1^{ers} soins (coupures, entailles...). Plaies légèrement à modérément exsudatives. La compresse du pansement est appliquée sur la peau lésée (plaies superficielles, plaies suturées). La partie adhésive est posée sur la peau saine.

Caractéristiques : Support blanc non-tissé en polyester, masse adhésive en polyacrylate, perméable à la vapeur d'eau¹, laisse la peau respirer². Compresse centrale. 2 films applicateurs/protecteur en silicone. Produit fini non fabriqué à partir de matériaux contenant du latex d'origine naturelle³.

1 : DFC-2016-075 2 : DFC-2016-076 3 : DFC-2016-077



DM Classe Is

Codes LPP : 6323365, 6323359, 6323342, 6323336

LPP*

Désignation	RÉF.	ACL	Conditionnement
5 x 7 cm	32960	3401060139162	1 boîte de 10
8 x 10 cm	32961	3401060139223	1 boîte de 10
10 x 15 cm	32962	3401060139230	1 boîte de 10
10 x 20 cm	32963	3401060139247	1 boîte de 10

* Prise en charge assurée en tant que pansements dans les soins des plaies aiguës suturées et des incisions chirurgicales.

Curapor® transparent

Indications : Protection des plaies post-opératoires et petites blessures.

Caractéristiques : Recommandé pour la douche¹. Support transparent en polyuréthane

avec compresse centrale non adhérente et absorbante et masse adhésive en polyacrylate¹.

1 : DF-2016-007



DM Classe Is

Codes LPP : 6323320, 632313

LPP*

Désignation	RÉF.	ACL	Conditionnement
5 x 7 cm	82081	3401043460894	1 boîte de 5
8 x 10 cm	82082	3401043460955	1 boîte de 5

* Prise en charge assurée pour la protection des plaies aiguës suturées légèrement hémorragiques et/ou exsudatives.

Pour plus d'informations consultez :
www.Lohmann-Rauscher.com



Pansements Velpeau®

Pour toutes les petites
blessures du quotidien



protect



Pansement spécial pour doigts

Indications : Pansement élaboré pour les blessures au niveau des articulations ou extrémités du doigt.

Caractéristiques : Pansement textile extensible et robuste en coton et polyamide permettant la mobilité des doigts et respectant la peau'.

1 : DF-2016-065

DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
10 pansements 65 x 35 mm	31229	3401099350408	1
10 pansements 75 x 40 mm			

aqua



Pansement film bain, douche

Indications : Pour toutes les petites blessures du quotidien.

Caractéristiques : Pansement film pour le bain et la douche discret et résistant à l'eau'. Pansement avec une compresse absorbante de couleur chair. Son film transparent protège la plaie lorsque celle-ci est exposée à l'eau'. A utiliser sur peau saine.

1 : Etiquetage 2 : DF-2016-066

DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
6 pansements 50 x 72 mm	30970	3401098442197	1
4 pansements 38 x 72 mm			
2 pansements 25 x 57 mm			

kids



Pansement tattoo pour enfants

Indications : Pour toutes les petites blessures du quotidien.

Caractéristiques : Pansement pour enfant avec 4 motifs différents imprimés sur un film transparent protégeant la plaie lorsque celle-ci est exposée à l'eau'. A utiliser sur peau saine.

1 : DF-2016-067

DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
12 pansements 25 x 57 mm	30981	3401098712979	1

sensitive



Bande à découper

Pansements classiques

Indications : Pour toutes les petites blessures du quotidien.

Caractéristiques^{1,2} : Bande à découper avec une compresse centrale absorbante en viscose.

Disponible dans 2 matières :

- Haute résistance : support textile en coton et polyamide de couleur chair.
- Multi-extensible : support extensible non-tissé de couleur chair.

1 : DF-2016-068 2 : DF-2016-069

DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
Haute résistance 1 m x 6 cm	31210	3401046187255	1
Haute résistance 1 m x 8 cm	31211	3401046187194	1
Multi-extensible 1 m x 6 cm	31212	3401046187026	1

sensitive



Pansement prédécoupé

Multi-extensible – Haute résistance – Transparent

Indications : Pour toutes les petites blessures du quotidien.

Caractéristiques : Pansement prédécoupé prêt à l'usage avec une compresse centrale absorbante en viscose^{1,2,3}.

Disponible dans 3 matières :

- Haute résistance : support textile en coton et polyamide de couleur chair.
- Multi-extensible : support extensible non-tissé de couleur chair.
- Transparent : compresse de couleur chair et support en PVC plastifié transparent résistant à l'eau³.

1 : DF-2016-070 2 : DF-2016-071 3 : DF-2016-072

DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
Haute résistance – 30 pansements	31213	3401046075491	1
Multi-extensible – 30 pansements	31214	3401046075552	1
Transparent – 30 pansements	31215	3401046075613	1

Velpeau® Colis type

Pansements classiques

Assortiment de pansements classiques Velpeau.

140 boîtes

Référence : 31369

ACL : 3401026331005

Composition du colis type :

RÉF.	Désignation	Conditionnement
31214	Pansement prédécoupé multi-extensible	14 boîtes
31213	Pansement prédécoupé haute résistance	28 boîtes
31215	Pansement prédécoupé transparent	14 boîtes
31210	Bande à découper haute résistance 1 m x 6 cm	30 boîtes
31211	Bande à découper haute résistance 1 m x 8 cm	16 boîtes
31212	Bande à découper multi-extensible 1 m x 6 cm	22 boîtes
30981	Pansement tattoo pour enfant	16 boîtes



Augmenter votre sell-out* !

Retournez votre catalogue et découvrez en page 50 notre gamme de chaussettes, bas et collants de compression Velpeau® VeinoCare®



Cas cliniques

Nos aides à la prescription et à l'utilisation

Tiré à part symposium JC2020 et séquences vidéos disponible sur le site L&R

* vente

PANSER LES VEINES



Rosidal® K

Une nouvelle donne dans la compression veineuse.



Désignation : Bande de compression à **allongement court**.

Indications : Après sclérothérapie ou chirurgie des varices, œdèmes, ulcère veineux de jambe, thrombose veineuse, lymphœdème (membre inférieur ou supérieur). Efficacité cliniquement prouvée pour la prise en charge de l'ulcère veineux et de l'insuffisance veineuse chronique.^{1,4}

Pas d'étalonnage nécessaire : la bande se pose à tension complète pour obtenir la pression recommandée.

Caractéristiques⁵ : Bande de compression à allongement court. Composition : en coton. Peut rester en place jour et nuit² (sauf contre-indication médicale). Lavable jusqu'à 50 fois à 95 °C.³

Coloris : Chair.

1 : Randomized controlled trial comparing treatment outcome of two compression bandaging systems and standard care without compression patients with venous leg ulcers, Wong, I.K, et al. 2012

2 : DF-2016-012 3 : DF-2016-032 4 : Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus shortstretch bandaging in the treatment of venous leg ulcers, Partsch et al., 2011 5 : Notice d'utilisation

DM Classe I

Codes LPP : 1346574, 1314746, 1359714, 1312598, 1352741, 1328518, 1387030

LPP*

Dimensions (longueur étirée)	RÉF.	ACL	Conditionnement	Quantité par carton
5 m x 4 cm	108820	3401042726465	1	125
5 m x 6 cm	108821	3401076524679	1	108
5 m x 8 cm	108822	3401076524501	1	108
5 m x 10 cm	108823	3401076524440	1	90
5 m x 12 cm	108824	3401076524389	1	54
10 m x 10 cm	108825	4056649334729	1	60
10 m x 12 cm	108826	4056649334736	1	40

* Prise en charge dans le cadre d'un traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8.



Jusqu'à 50 fois.

Retrouvez la technique de pose sur youtube et

www.Lohmann-Rauscher.fr

Retournez votre catalogue et découvrez en page 55 notre gamme de chaussettes, bas et collants de compression Velpeau® VeinoCare®.

NOUVEAU



Efficacité thérapeutique :
cliniquement prouvée pour la prise en charge de l'ulcère veineux.¹

Pose simple à tension complète pour obtenir la pression recommandée.

Confort du patient.
Peut être porté jour et nuit* : le bandage génère une pression de travail élevée et une pression au repos faible³. Aucun reste à charge pour le patient.
*sauf contre-indication



Réutilisable.
Les bandes Rosidal® K et Rosidal® Soft sont réutilisables et lavables jusqu'à 50 fois à 95 °C.⁴

Simplicité de prescription et d'utilisation. Le kit possède tous les composants nécessaires à un traitement complet : gain de temps pour la prescription et l'utilisation.

Économique^{2,4}
Solution pour réduire le coût en cas de soins sur une période prolongée.

Rosidal® sys

Le kit de compression tout-en-un pour un traitement complet et efficace.

Le premier kit réutilisable et remboursé

Désignation : Kit de compression à allongement court.

Indications : Pour les bandages de contention employés dans le traitement des ulcères veineux.

1 : DF-2018-047 2 : DF-2018-048 3 : DF-2016-012 4 : Notice d'utilisation


Codes LPP : 1338557

LPP*

RÉF.	EAN	Conditionnement
190008	4056649683674	4

Retrouvez la technique de pose sur youtube et www.Lohmann-Rauscher.fr

* Prise en charge dans le cadre d'un traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8.





Utilisation des repères de pose avec Velpeau® veine plus sans latex

Tension de la bande



Pour que la pression soit régulière et appropriée, le triangle isocèle devient équilatéral lors de la pose.

Recouvrement



A chaque tour, recouvrir complètement le triangle afin d'obtenir un recouvrement de 2/3 ou recouvrir de 50 % en utilisant la ligne bleue comme repère. Pour mieux distinguer la force de compression : une ligne bleue pour la légère et deux lignes bleues pour la forte.

Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr

Velpeau® veine plus

Désignation : Bande de compression à allongement long sans latex étalonnée (force 2 ou force 3 selon la LPP).

Indications : Pour la compression, la rétention, le soutien, le soulagement et l'immobilisation.

Caractéristiques : Les repères de pose permettent une application facilitée du bandage grâce à la gestion de la tension de la bande et au guide pour le recouvrement.¹ Velpeau veine plus permet au patient de se chausser tout en portant sa compression (avec une chaussure adaptée).²

Composition : Viscose, polyester, polyamide, élasthanne.

Coloris : Chair.

1 : DF-2016-001 2 : DF-2016-002

DM Classe I

Codes LPP : 6324318, 6324293, 6324270, 6324301, 6324287, 6324264, 6324258, 6324235, 6324212, 6324198, 6324229, 6324206, 6324181, 6324175

Velpeau veine plus sans latex légère Force 2

LPP

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement	Quantité par carton
3 m x 8 cm	32980	3401564462117	1	40
3,5 m x 8 cm	32982	3401564461974	1	12
4 m x 8 cm	32984	3401564462407	1	12
3 m x 10 cm	32981	3401564462285	1	36
3,5 m x 10 cm	32983	3401564462056	1	24
4 m x 10 cm	32985	3401564462575	1	24
5 m x 10 cm	32986	3401564462636	1	24

Velpeau veine plus sans latex forte Force 3

LPP

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement	Quantité par carton
3 m x 8 cm	33250	3401560132519	1	40
3,5 m x 8 cm	33252	3401560132458	1	12
4 m x 8 cm	33254	3401560132748	1	12
3 m x 10 cm	33251	3401560133059	1	36
3,5 m x 10 cm	33253	3401560132809	1	24
4 m x 10 cm	33255	3401560135640	1	24
5 m x 10 cm	33256	3401564461806	1	24

La compression médicale dans les affections veineuses chroniques

D'après les recommandations de la HAS¹

Indications de la compression médicale

Situation clinique	Dispositifs	Modalités
Varices 3 mm (stade C2)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 15 à 20 ou 20 à 36 mmHg 	Traitement au long cours
Après sclérothérapie ou chirurgie des varices	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas indiqués pour les varices ■ ou bandes sèches à allongement court 	4 à 6 semaines
Œdème chronique (stade C3)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg ■ ou bandes sèches à allongement court ou long 	Traitement au long cours, avec réévaluation régulière du rapport bénéfiques / risques
Pigmentation, eczéma veineux (stade C4a)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg ■ ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites 	
Lipodermatosclérose, hypodermite veineuse, atrophie blanche (stade C4b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites ■ ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg (au stade chronique) 	
Ulcère cicatrisé (stade C5)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 ou > 36 mmHg ■ ou bandes sèches à allongement court 	
Ulcère ouvert (stade C6)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bandages multitypes en première intention ■ ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites ■ ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mmHg 	Jusqu'à cicatrisation complète

La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.

Les contre-indications absolues de la compression médicale sont¹ : L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0,6 ; la microangiopathie diabétique évoluée (par une compression > 30 mmHg) ; la *phlegmatia coerulea dolens* (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) ; la thrombose septique.

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de¹ : AOMI avec IPS entre 0,6 et 0,9 ; neuropathie périphérique évoluée ; dermatose suintante ou eczématisée ; intolérance aux fibres utilisées.

1 : La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS, 2010.

Les règles d'or d'un bandage compressif

Quelques conseils pour choisir la taille de la bande adéquate :

Choix de la largeur : inférieure à la distance entre la base des orteils et le pli de la cheville.

Choix de la longueur (pour Velpeau veine plus)

Recouvrement jusqu'au genou	Taille du patient	Longueur
	< 1,65 m	3 m
	Entre 1,65 m et 1,75 m	3,5 m
	> 1,75 m	4 m
	Recouvrement jusqu'à la cuisse	5 m





Velpeau® press

Désignation : Bande de compression cohésive à allongement long.

Indications : Pour les maladies veineuses chroniques

- Prévention et traitement d'œdèmes veineux
 - Prévention et traitement d'altérations cutanées d'origine veineuse
- Pour les maladies veineuses thrombo-emboliques
- Thrombose veineuse superficielle
 - Thrombose veineuse profonde du bras et de la jambe
- Œdèmes
- Œdèmes survenant pendant la grossesse
 - Œdèmes post-traumatiques
- Etats congestifs consécutifs liés à des immobilisations

Caractéristiques : Bande de compression cohésive en non-tissé. Colle sur elle-même, mais ne colle pas à la peau.¹ Sécable à la main et repositionnable¹. A utiliser sur peau intacte.

Composition : Polypropylène, élasthanne. Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex¹.

Coloris : Blanc ou chair.

1 : Etiquetage

DM Classe I

Codes LPP : 6324330, 6324324

LPP

Dimensions	RÉF. (blanc)	EAN (blanc)	RÉF. (chair)	EAN (chair)	Condition- nement	Quantité par carton
3 m x 7 cm	190448	4004221010660	190449	4004221010684	1	12
3,5 m x 10 cm	190450	4004221010707	190451	4004221010721	1	8



Porotape®

Indications : Immobilisation partielle avec soutien des articulations, des muscles et des ligaments¹.

Peut également être utilisé en prévention, pour éviter une sollicitation excessive des articulations².

Caractéristiques : Sparadrap non élastique. Facilement sécable dans les deux sens grâce à ses lisières dentelées, résistant à la traction.³

Coloris : Blanc.

1 : DF-2016-034 2 : DF-2016-037 3 : DF-2016-035

LPP


DM Classe I

Code LPP : 6323968

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement	Quantité par carton
10 m x 3,8 cm	26816	3401076508181	1	96

Pour plus d'informations consultez :
www.Lohmann-Rauscher.com





Velpeau® strapp

Bande de compression adhésive élastique.

Indications : Traumatologie générale et médecine du sport. Prévention et traitement des systèmes musculotendineux et ligamentaires des articulations.

Phlébologie : traitement de l'insuffisance veineuse et de ses diverses complications.

Maintien de pansement : fixation de pansements sur toutes les parties du corps.

Caractéristiques : Allongement longitudinal > 50%. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau¹.

Coloris : blanc.

1 : Étiquetage

DM Classe I

LPP

Codes LPP : 6324117, 6324100, 6324092, 6324086


Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
2,5 m x 3 cm	190438	8428012300345	1	24
2,5 m x 6 cm	190439	8428012300352	1	18
2,5 m x 8 cm	190440	8428012300369	1	12
2,5 m x 10 cm	190441	8428012300376	1	9
2,5 m x 20 cm	190442	8428012300390	1	6
2,5 m x 15 cm	190443	8428012300383	1	6

Conditionnement Clubs de sport, collectivités...

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	
2,5 m x 3 cm	190444	8428012300543	60	Non remboursé
2,5 m x 6 cm	190445	8428012300550	30	Non remboursé
2,5 m x 8 cm	190446	8428012300567	30	Non remboursé
2,5 m x 10 cm	190447	8428012300574	30	Non remboursé



Augmenter votre sell-out* !



Présentoir Cotopads® par Velpeau®



Présentoir CotoBio par Velpeau®

* vente

A baby is crawling on a grey surface, looking to the right with a joyful expression. The text 'PANSER LA PEAU' is overlaid in large, white, sans-serif capital letters across the baby's body. The word 'PANSER' is on the top line and 'LA PEAU' is on the bottom line. The letters are semi-transparent, allowing the baby's skin to be seen through them. There are some small, orange, particle-like effects around the letters 'A' and 'P' in the second line.

PANSER
LA PEAU

Maintien et fixation

tg[®] fix



Désignation : Filet tubulaire. Polyamide/élastodiène (= latex). Longueur étirée : 4 m.

Indications : Fixation de pansement.

Caractéristiques : Grandes mailles et élasticité bi-sens, permettant une fixation aisée sur toutes les parties du corps. Lavable. Contient du latex.

Coloris : Blanc.

1 : Etiquetage

DM Classe I

Code LPP : 6323997

LPP

Taille	RÉF.	ACL	Conditionnement
4 m en rouleau			
A doigt	82816	3401075792918	1
B petite extrémité (plusieurs doigts/main/pied)	82825	3401075793168	1
C grande extrémité (petite tête/bras/jambe)	82826	3401075793229	1
D grande tête, petit tronc	82829	3401075793397	1
E grand tronc, hanches, aisselles	82830	3401075793458	1

Velpeau[®] pore



Indications : Sparadrap permettant la fixation et le maintien de pansements ou de bandages.

Caractéristiques : Sparadrap en non-tissé.

DM Classe I

Codes LPP : 6320504, 6320496

LPP

Désignation	RÉF.	ACL	Conditionnement
5 m x 2,5 cm	17895	3401071304092	1
9,14 m x 2,5 cm	17896	3401073440040	1

Velpeau® crêpe sous cello

Désignation : Bande de crêpe en coton. Grammage : 100 g/m². 100 % coton blanchi. Extensible en longueur.¹ Disponible sous boîte (consulter le tarif).

Indications : Pour la rétention, soutien léger et soulagement.

Caractéristiques : Lavable à la main ou en machine à 40 °C (cycle délicat).²

Coloris : Blanc avec des lisières bleues.

1 : DF-2016-005 2 : Etiquetage

DM Classe I

Codes LPP : 6324554, 6324548, 6324531, 6324519, 6324488

LPP

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
4 m x 5 cm	81473	3401072400267	1
4 m x 7 cm	81476	3401072400328	1
4 m x 10 cm	81477	3401072400496	1
4 m x 15 cm	81478	3401072400557	1
5 m x 20 cm	81479	3401072400847	1

Velpeau® nyl sous cello

Désignation : Bande extensible. Polyamide/polyester. Disponible sous boîte (consulter le tarif).

Indications : Fixation élastique de pansements, compression légère.

Caractéristiques : Allongement 100 %¹.

Coloris : Blanc.

1 : DF-2016-056

DM Classe I

Codes LPP : 6324413, 6324407, 6324399, 6324382, 6324376, 6324360, 6324353

LPP

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
3 m x 5 cm	81395	3401072401097	20
3 m x 7 cm	81396	3401072401158	20
3 m x 10 cm	81397	3401072401219	20
4 m x 5 cm	81400	3401072401509	20
4 m x 7 cm	81402	3401072401677	20
4 m x 10 cm	81403	3401072401738	20
4 m x 15 cm	81405	3401072401967	20

Mollelast® haft

Désignation : Bande de fixation cohésive. Viscose/polyamide, avec enduction de latex.

Indications : Pour la rétention et l'immobilisation.

Coloris : Blanc.

DM Classe I

Codes LPP : 6318571, 6324465, 6324459, 6324436, 6324420

LPP

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
4 m x 4 cm	109510	3401072934076	1
4 m x 6 cm	82691	3401072934137	1
4 m x 8 cm	82693	3401072934366	1
4 m x 10 cm	82697	3401072934427	1
4 m x 12 cm	82700	3401072934595	1

Compresse

Gazin® compresses de gaze

Désignation : Compresse de gaze 100 % coton hydrophile, 17 fils, 8 plis, sachet de 2.

Indications : Soins des plaies et réalisation de pansements.

DM Classe IIa

Codes LPP : 6323900, 6323891, 6323885, 6323879, 6323862, 6323856

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Quantité par carton
Stérile	7,5 x 7,5	98200	3401076392834	40
	7,5 x 7,5	98201	3401076393084	16
	7,5 x 7,5	98202	3401076393145	8
	10 x 10	98203	3401076393435	40
	10 x 10	98204	3401076393664	16
	10 x 10	98205	3401076393725	8

Désignation : Compresse de gaze 100 % coton hydrophile, 17 fils, 16 plis, sachet de 1.

Indications : Soins des plaies et réalisation de pansements.

	Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Quantité par carton
Stérile	5 x 5	80641	3401062114655	40
	5 x 5	80653	3401065912784	4



Vliwasoft® compresses en non-tissé

Désignation : Compresse non tissée stérile, 4 plis, 30 g/m², sachet de 2.

Viscose/polyester.

Indications : Nettoyage et soins des plaies.

DM Classe Is

Codes LPP : Vliwasoft Compresse en non-tissé 30 g S/2 :

6323827, 6323810, 6323804, 6323796, 6323780, 6323773

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Quantité par carton
Stérile	7,5 x 7,5	80949	3401075982654	40
	7,5 x 7,5	80960	3401076524211	16
	7,5 x 7,5	80966	3401077345501	8
	10 x 10	80950	3401075982715	40
	10 x 10	80958	3401076524150	16
	10 x 10	80965	3401077345440	8

Désignation : Compresse non tissée non stérile, 4 plis, 40 g/m².

Indications : Soins des plaies superficielles.

DM Classe I

Vliwasoft Compresse en non-tissé 40 g : 6323840, 6323833

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	ACL	Quantité par carton
Non Stérile	7,5 x 7,5	34534	3401060143664	6
	10 x 10	34535	3401060143671	6



Ophtalmologie



Rondelle oculaire

Indications : Soins ophtalmologiques (nettoyage, protection, absorption).

Caractéristiques : Nappe de coton hydrophile maintenue entre deux voiles en gaze hydrophile de coton 17 fils. Bords soudés.

DM Classe Is

Code LPP : 6319694

LPP

Désignation	RÉF.	ACL	Conditionnement	Quantité par carton
Rondelle oculaire – dimensions 7 x 5,3 cm (forme ovale/Boîte de 10)	98086	3401061323812	1	20

Pro-ophta® S

Indications : Protection de l'oeil, des sécheresses oculaires et après chirurgies de l'oeil.

Caractéristiques : Pansement adhésif anatomique avec coquille transparente.

2 tailles disponibles : adulte et enfant.



DM Classe I

Non remboursé

Taille	Dimensions (cm)	Ø (cm)	Zone bombée (cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
Enfant	10 x 7,2	4,6	0,6	34227	3401074764732	1 boîte de 5
Adulte	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34229	3401072195521	1 boîte de 5

Coton



Coton hydrophile

Désignation : Nappe 100 % coton hydrophile, pliage accordéon.

Indications : Nettoyage local de la peau, sans plaie ouverte.

Coloris : Blanc.

DM Classe I

Code LPP : 6324123

Poids (g)	RÉF.	ACL	Conditionnement	
Sachet avec cordonnet				
100	34091	3401060054250	1/24	LPP
250	34093	3401060054274	1/10	Non remboursé
500	34095	3401060054281	1/12	Non remboursé
50	34090	3401060054229	1/40	Non remboursé

Boules de coton

Désignation : Boules 100 % coton.

Indications : Nettoyage de la peau, application de crème ou pommade, absorption des fluides corporels sans plaie ouverte.

Coloris : Blanc.



DM Classe I

Non remboursé

RÉF.	ACL	Conditionnement
31218	3401029552759	20 sachets de 500
31219	3401029552810	16 sachets de 700

Mouchoirs

Désignation : Mouchoirs 100 % cellulose.

Indications : Hygiène.

Coloris : Blanc.



Non remboursé

RÉF.	ACL	Désignation	Conditionnement
82329	3401551057845	Etuis	48
82385	3401551057616	Boîte distributrice	40

Cotopads® par Velpeau®



Désignation : Carrés et rectangles de coton. 100 % coton.

Indications : Pour soins infirmiers et hygiène corporelle : nettoyage de la peau, absorption des fluides corporels en cas de plaies superficielles ou sur sites d'injection.

Coloris : Blanc.

DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
5 x 5 cm	90000	3401095147460	24 sachets de 500 carrés
8 x 10 cm	90001	3401095147521	16 sachets de 200 rectangles

CotoBio® par Velpeau®



Désignation : Rectangles de coton biologique.*

Propriétés : La toilette de bébé et le démaquillage au naturel. Hygiène, respect de la peau et de l'environnement. Traçabilité des matières premières garantie. Sachet fabriqué à partir de matières recyclées.

0% OGM / Colorant / Chlore.

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
8 x 10 cm	190190	4056649792758	16 sachets de 180 rectangles

* 100% des fibres sont issues de l'agriculture biologique.



CotoAccess® par Velpeau®



Désignation : Rectangles 50 % coton et 50 % viscose.

Propriétés : Hygiène de la peau et toilette de bébé.

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
8 x 10 cm	190191	4056649806646	Sachets de 180 rectangles

Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr

Cototiges par Velpeau®



Désignation : Cotons-tiges. Embouts 100 % coton. Bâtonnets en papier.

Indications : Hygiène et soins.

Coloris : Blanc.

Non remboursé

RÉF.	EAN	Conditionnement
190310	4056649931478	24 boîtes de 200 bâtonnets

Cototiges BB par Velpeau®



Désignation : Cotons-tiges pour enfants. Embouts sécurité 100 % coton. Bâtonnets en papier.

Indications : Toilette et soins de bébé.

Coloris : Blanc.

Non remboursé

RÉF.	ACL	Conditionnement
34821	3401360189652	24 boîtes de 50 bâtonnets

Cotodisques par Velpeau®



Désignation : Disques de coton 100 % coton.

Indications : Soins du visage, démaquillage et nettoyage de la peau.

Coloris : Blanc.

Non remboursé

RÉF.	ACL	Conditionnement
34822	3401360189591	24 sachets de 80 disques

Immobilisation



Cellacast® Xtra

Indications : Immobilisation des parties du corps après fractures, opérations, corrections orthopédiques et pour le traitement des maladies osseuses et articulaires.

Caractéristiques¹ : Résine synthétique constituée d'une trame en fibre de verre enduite d'une résine de polyuréthane. Non collante, extensible en largeur pour une application et un façonnage facilités. Légère.

Utilisation¹ : Température de trempage : entre 20 et 24°C.

Temps de prise : 2,5 à 5 minutes. Temps de séchage : 30 minutes.

1 : Notice d'utilisation

DM Classe I

Codes LPP : 6124045, 6124039, 6124022, 6124016, 6124000

LPP

Dimensions (cm x m)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Emballé individuellement sous sachet			
2,5 x 1,8	190323	4063591112220	Sachet de 10
5 x 3,6	190324	4063591112244	Sachet de 10
7,5 x 3,6	190325	4063591112312	Sachet de 10
10 x 3,6	190326	4063591112336	Sachet de 10
12,5 x 3,6	190327	4063591112435	Sachet de 10

Cellona® bande plâtrée



Indications : Immobilisation des membres blessés ou fracturés.

Caractéristiques : Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande plâtrée prête à l'emploi. Temps de prise : 3 à 4 minutes.¹

Coloris : Blanc.

1 : DF-2016-043

DM Classe I

Codes LPP : 6124074, 6124068, 6124051

LPP

Dimensions (cm x m)	RÉF.	ACL	Conditionnement
scellé en emballage individuel			
10 x 2	82386	3401060882723	10
15 x 2	82387	3401060882891	10
20 x 2	82388	3401060882952	10
scellé par 5 unités			
6 x 2	25000	3401070853768	10

Non remboursé

Cellona® ouate orthopédique



Indications : Capitonnage pour la protection des tissus cutanés et des nerfs en regard des saillies osseuses sous les plâtres, résines et sous les bandages de compression.

Caractéristiques : Souple et extensible¹, sécable à la main.

Coloris : Blanc.

1 : DF-2016-003

DM Classe I

Non remboursé

Dimensions (m x cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
2,75 x 5	34585	3401061964879	96
2,75 x 7,5	34586	3401070853997	72
2,75 x 10	34588	3401061964930	48
2,75 x 15	34589	3401070854079	36
2,75 x 20	34590	3401070854130	24

Jersey côte coton



Indications : Grâce à son élasticité, le jersey coton est utilisé pour le capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

Caractéristiques : Tricot tubulaire à mailles fines. 100 % coton non blanchi. Doux pour la peau¹, le jersey côtelé est élastique en longueur et transversalement. Il peut être coupé sans s'effiloche².

Coloris : Blanc.

1 : DF-2016-044 2 : DF-2016-045

DM Classe I

Codes LPP : 6123985, 6123979

LPP

Dimensions (m x cm)	RÉF.	ACL	Conditionnement
5 x 5	81781	3401062529909	1
5 x 7	81782	3401062530097	1
5 x 10	81783	3401062530158	1
5 x 15	81785	3401062530219	1
5 x 20	81786	3401062530387	1

Non remboursé

Non remboursé



tg® bandage tubulaire

Indications : Pour la fixation de pansements.
Pour la protection de la peau sous plâtres et résines synthétiques.

Propriétés : Jersey tubulaire, élastique en largeur¹.

Coloris : Blanc.

1 : DF-2017-032

DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
rouleau de 20 m			
Taille 1 (1,4 cm) doigt, orteil	24000	3401060152314	1
Taille 2 (2,3 cm) doigt, orteil	24001	4021447240015	1
Taille 3 (3,0 cm) plusieurs doigts, bras d'enfant	24002	4021447240022	1
Taille 5 (5,5 cm) bras, mollet, jambe d'enfant	24003	4021447240039	1
Taille 6 (6,5 cm) bras, jambe (moyenne)	24004	4021447240046	1
Taille 7 (7,0 cm) bras (grand), jambe, tête d'enfant	24005	4021447240053	1
Taille 9 (8,5 cm) cuisse (grande), tête, aisselle	24006	4021447240060	1

Cellona® Shoecast

Indications : Aide à la marche permettant un déplacement physiologiquement correct en cas d'appareillage plâtré ou de résine.

Caractéristiques : Semelle de marche. Large surface de contact avec le sol permettant une stabilité latérale et transversale. Semelle très résistante à l'abrasion. Mousse intérieure absorbant les chocs. Haut rebord au niveau du talon et fixation par des bandes auto-adhérentes permettant un soutien adapté¹. Protège également de l'humidité et de la saleté.²

Coloris : Noir.

1 : DF-2016-038 2 : DF-2016-039



DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	ACL	Conditionnement
pour enfant			
Taille 0, gauche, (pointure 32-35)	50858	3401070652156	1
Taille 0, droite	50859	3401070652217	1
pour adulte			
Taille 1, gauche, (pointure 36-38)	50860	3401070652385	1
Taille 1, droite	50861	3401070652446	1
Taille 2, gauche, (pointure 39-42)	50862	3401070652507	1
Taille 2, droite	50863	3401070652675	1
Taille 3, gauche, (pointure 43-46)	50864	3401070652736	1
Taille 3, droite	50865	3401070652965	1
Taille 4, gauche, (pointure > 46)	50869		1
Taille 4, droite	50870		1

Découvrez nos masques !

Plus d'informations auprès
de votre délégué ou
de votre service client.



Gant vinyle Sempercare® Vinyl Non poudré, non stérile

Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

Caractéristiques' : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles, avec une surface lisse, longueur médiane 240 mm. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel et sans accélérateur.

Coloris : Transparent.

1 : DF-2016-141



DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	ACL	Conditionnement
5/6 XS	34766	3401060201401	Boîte de 100
6/7 S	45010	3401060215309	Boîte de 100
7/8 M	45011	3401060215293	Boîte de 100
8/9 L	45012	3401060215286	Boîte de 100
9/10 XL	48468	3401060215279	Boîte de 90

Gant synthétique Sempercare® Syn-stretch, non poudré, non stérile

Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

Caractéristiques' : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles, avec une surface lisse et une longueur médiane de 240 mm, plus élastiques que les gants vinyle classiques. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel et sans accélérateur.

Coloris : Jaune.

1 : DF-2016-142



DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	ACL	Conditionnement
6/7 S	39488	3401060212971	Boîte de 100
7/8 M	39487	3401060212964	Boîte de 100
8/9 L	39486	3401060212940	Boîte de 100
9/10 XL	39489	3401060212933	Boîte de 90

Gant latex Sempercare® Edition non poudré, non stérile

Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

Caractéristiques¹ : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles. Longueur médiane de 240 mm. L'extrémité texturée des doigts permet une bonne préhension. Produits fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel.

Coloris : Blanc écru.

1 : DF-2016-139



DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6 XS	152240	9001570519757	Boîte de 100
6/7 S	152241	9001570519764	Boîte de 100
7/8 M	152242	9001570519771	Boîte de 100
8/9 L	152243	9001570519788	Boîte de 100
9/10 XL	152244	9001570519795	Boîte de 90

Gant nitrile Sempercare® Velvet Sans latex, non poudré, non stérile

Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

Caractéristiques¹ : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles. Longueur médiane de 240 mm. L'extrémité texturée des doigts permet une bonne préhension. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.

Coloris : Bleu lavande.

1 : DF-2017-018



DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6 XS	106401	9001570532701	Boîte de 200
6/7 S	106402	9001570532732	Boîte de 200
7/8 M	106403	9001570532749	Boîte de 200
8/9 L	106404	9001570532817	Boîte de 200
9/10 XL	106405	9001570532824	Boîte de 180

tg® gants non stérile

Indications : Gant assurant une protection de la peau en cas de maladies dermatologiques (eczéma de contact, photo-dermatose), indiqué comme prophylaxie de surinfections.

Caractéristiques : En coton non blanchi.

Coloris : Écru.



DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	ACL	Conditionnement
enfant	24749	3401062357090	1 paire
6-7	24750	3401061500831	1 paire
7,5-8,5	24751	3401061501081	1 paire
9-10	24752	3401061501142	1 paire




BY *Ontex*

iD est l'une des marques phares du groupe Ontex, un fabricant de soins de santé de pointe essentiellement axé sur l'innovation, la technologie et les programmes de recherche.

INCON



Brochure utilisateur iD Pants



Disque décisionnel

Sources pages 46 à 53 : dossier technique Ontex

Stop rayon iD Pants



TINENCE

Petits Inconforts

Vous avez quelques fuites quand vous toussiez, riez, éternuez ou lorsque vous effectuez un effort physique ?	C'est très irrégulier, j'utilise parfois des serviettes hygiéniques féminines, mais je recherche une solution plus adaptée.	♀	iD Light Advanced Ultra Mini	
	C'est régulier et j'ai quelques fuites plusieurs fois par jour.	♀	iD Light Advanced Mini Plus	
			iD Light Advanced Normal	

Faiblesse De Vessie

Vous avez parfois de légères fuites et des accidents ? Il vous arrive parfois de ne pas arriver aux toilettes à temps ?	Vos accidents sont réguliers ?	♀	Je préfère des protections ANATOMIQUES	iD Light Advanced Extra	
				iD Light Advanced Maxi	
		♂	Je préfère un produit de type SOUS-VÊTEMENT	iD Intime Normal	
			Il m'arrive de temps en temps de perdre quelques gouttes plusieurs fois en une journée	iD for Men Level 2	
Mes fuites ont augmenté. J'ai de plus en plus de petits accidents. Parfois, j'ai des fuites avant même d'avoir le temps de me dire que je dois aller aux toilettes.		♀	Je suis souvent en déplacement et je ne peux pas accéder facilement à des toilettes. Les accidents surviennent de jour comme de nuit	iD for Men Level 3	
		♀	Je préfère utiliser une protection qui ressemble à un SOUS-VÊTEMENT pour plus de discrétion et de féminité	iD Intime Plus	
				iD Intime Super	
		♀	Je préfère utiliser des PROTECTIONS ANATOMIQUES (pour plus de sécurité, confort et douceur)	iD Form Normal	
				iD Form Plus	
		♂	Je préfère utiliser une protection qui ressemble à un SOUS-VÊTEMENT pour le côté pratique et un maximum de confort	iD Pants Plus	

Incontinence

Contrôle très limité de la vessie et difficultés à aller aux toilettes à temps, les accidents arrivent parfois la nuit.	Je suis toujours actif et je peux aller aux toilettes seul.	♂	Je préfère des protections ANATOMIQUES	iD Form Super	
				iD Form Maxi	
				iD Form Extra	
			Je préfère utiliser des protections semblables à un SOUS-VÊTEMENT pour me permettre d'aller facilement aux toilettes	iD Pants Super	
				iD Pants Maxi	

iD Produits

Gouttes	Taille	Tours de taille	Quantité par sachet	EAN13	ACL7	Réf. Ontex	REF L&R
	Protection anatomique		28	5414874001974	5359504	5111010281	109330
	Protection anatomique		20	5414874001998	5359527	5121020201	190532
	Protection anatomique		16	5414874002018	5359533	5171025161	190531
	Protection anatomique		12	5414874002032	5359562	5171030121	109333
	Protection anatomique		10	5414874002056	5359496	5171040101	109334
	Protection anatomique		10	5414874002070	5359467	5171055101	109335
	M	80-120 cm	10	5414874009567	6096652	5551255120	190042
	L	100-140 cm	12	5414874009628	6096649	5551355100	190043
	Protection anatomique		16	5414874005675	2023549	5221040100	32789
	Protection anatomique		12	5414874007914	6011558	5231050140	108901
	M	80-120 cm	10	5414874009581	6096651	5551265120	190044
	L	100-140 cm	12	5414874009642	6096648	5551365100	190045
	M	80-120 cm	10	5414874009604	6096650	5551275120	190046
	L	100-140 cm	12	5414874009666	6096647	5551375100	190047
	Protection anatomique		28	5414874002193	2052099	5310155280	32467
	Protection anatomique		21	5414874002230	2052107	5310260210	190533
	XS	50-70 cm	14	5414874004135	5381194	5531065141X	31807
	S	60-90 cm	14	5414874002797	5381107	5531165140	31808
	M	80-120 cm	14	5414874002858	5381171	5531265140	31810
	L	100-145 cm	14	5414874002933	5381159	5531365140	31811
	XL	130-170 cm	14	5414874002971	5381099	5531465140	31812
	Protection anatomique		21	5414874002254	2052113	5310265210	190534
	Protection anatomique		21	5414874002315	2052171	5310275210	32470
	Protection anatomique		21	5414874002353	2052159	5310380210	32471
	M	80-120 cm	12	5414874010280	6253973	5531275120	190535
	L	100-145 cm	12	5414874010327	6253974	5531375120D	190536
	XL	130-170 cm	12	5414874010303	6253975	5531475120	190537
	M	80-115 cm	10	5414874010341	6253976	5531280100	190538
	L	100-145 cm	10	5414874010365	6253977	5531380100	190539



Femmes



iD light advanced

Vous rencontrez parfois de petites fuites ou quelques gouttes irrégulières, mais vous sentez que vous pouvez continuer à utiliser des produits sanitaires ?

Les protections iD Light Advanced ont été conçues pour protéger les femmes des petits inconforts et des fuites urinaires passagères, légères à modérées. Semblables à des protections hygiéniques, elles sont plus absorbantes tout en garantissant discrétion et confort au quotidien. Nos solutions vous permettent de vivre sans le moindre souci, comme auparavant.

Avantages du produit:

- 30% plus fine qu'avant
- forme anatomique pour une adaptation à vos formes et une discrétion totale
- contrôle des odeurs pour une sensation de fraîcheur pendant 10 heures
- absorption rapide
- double barrières anti-fuites pour rester bien au sec
- extrêmement flexible



Hommes



iD for men

Vous êtes un homme, et vous avez parfois quelques fuites urinaires: vous êtes donc à la recherche d'un produit discret et absorbant?

Les protections iD For Men sont dédiées aux hommes souffrant d'incontinence légère à modérée. Leur technologie permet une adaptation à l'anatomie masculine. La bande adhésive et les côtés élastifiés assurent un bon maintien au quotidien, alliant sécurité et confort. iD for Men Level 2 est emballé individuellement.

Avantages du produit:

- forme adaptée à l'anatomie masculine
- contrôle des odeurs
- absorption rapide
- bon maintien
- sensation coton
- très discret



Femmes



iD intime

Vous êtes une femme et vos fuites deviennent de plus en plus fréquentes : difficile d'arriver à temps aux toilettes ? Vous recherchez un sous-vêtement absorbant discret et féminin qui offre une protection complète ?

Les culottes absorbantes jetables iD Intime sont une gamme consacrée aux femmes actives souffrant de fuites urinaires modérées. Très féminines et discrètes et conçues comme de véritables sous-vêtements, iD intime se porte et s'enlève de la même manière. Ces culottes allient une absorption renforcée et une discrétion totale pour continuer à profiter pleinement du quotidien.

Avantages du produit:

- contrôle des odeurs
- absorption rapide
- féminin et discret
- témoin d'humidité
- sensation coton
- testé dermatologiquement
- sans latex

NOUVEAU packaging à partir du 1er octobre 2020



Hommes / Femmes



iD Pants

Vous avez des fuites importantes ou des accidents occasionnels ? Parfois, vous essayez d'atteindre les toilettes et vous sentez qu'il est trop tard ? Vous recherchez une protection ultra-confortable aux performances maximales ?

Les culottes jetables iD Pants sont dédiées aux personnes actives rencontrant des épisodes d'incontinence moyenne à sévère. Conçues comme de véritables sous-vêtements, elles s'enfilent et s'enlèvent de la même manière. Cette culotte douce et 100% respirable protège votre peau tout au long de la journée, grâce à son voile intérieur enrichi en ingrédients naturels. Faciles d'utilisation, confortables et discrètes, les culottes iD Pants permettent de profiter pleinement de la vie. Approuvé par les dermatologues.

Avantages du produit:

- contrôle des odeurs
- absorption rapide
- bon ajustement
- témoin d'humidité
- sensation coton
- testé dermatologiquement
- sans latex



Hommes / Femmes



iD Expert Form

Vous avez des fuites importantes avec des accidents occasionnels, mais vous souhaitez toujours utiliser des sous-vêtements normaux ? Vous êtes à la recherche d'une protection très absorbante et sécurisante, vous permettant de continuer à aller aux toilettes ?

Les protections anatomiques iD Expert Form sont conçues pour les personnes mobiles ou dépendantes souffrant d'incontinence modérée à sévère. Son voile doux et ses nombreux niveaux d'absorption allient confort et sécurité en restant au sec toute la journée. Un double indicateur d'humidité facilite le change au bon moment.

Avantages du produit:

- contrôle des odeurs
- absorption rapide
- barrières de protection anti-fuites
- témoin d'humidité
- sensation coton
- testé dermatologiquement
- sans latex

NOUVEAU packaging à partir du 1er novembre 2020



Hommes / Femmes

iD SLIP / iD EXPERT SLIP

Vous avez des fuites importantes et répétitives avec des accidents fréquents ? Vous sentez qu'il devient très difficile de contrôler votre vessie ?

Les protections iD Slip sont des changes complets qui apportent une solution efficace lors d'incontinence modérée à forte. Les attaches adhésives de la couche permettent de repositionner le produit pour garantir confort et sécurité. Ses barrières anti-fuites et son double indicateur d'humidité assurent un maintien au sec et un change au bon moment. Leur sensation coton procurent un sentiment de douceur. Approuvé par les dermatologues.

Avantages du produit:

- contrôle des odeurs
- absorption rapide
- barrières de protection anti-fuites
- témoin d'humidité
- sensation coton
- testé dermatologiquement
- sans latex

DM Classe I

			Avant le 1er novembre 2020			
Absorption	Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	EAN13	ACL 7	RÉF.
Super	XS	40-70 cm	20	5414874003114	5369419	31784
Super	S	50-90 cm	20	5141874003138	5369365	31785
Super	M	80-125 cm	20	5141874003176	5369371	31786
Super	L	115-155 cm	20	5141874003213	5375443	31787
Super	XL	120-170 cm	20	5141874003237	5369402	31788
Expert Maxi	XL	120-170 cm	15	5141874007013	6044860	190029
Expert Maxi Prime	M	80-125 cm	15	5414874009386	6079806	190027
Expert Maxi Prime	L	115-156 cm	15	5414874009409	6079805	190028

DM Classe I

			Après le 1er novembre 2020			
Absorption	Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	EAN13	ACL 7	RÉF.
Super	XS	40-70 cm	14	5141874003251	5398504	190540
Super	S	50-90 cm	14	5414874003299	5398705	190541
Super	M	80-125 cm	15	5414874010488	6257647	190542
Super	L	115-155 cm	15	5414874010501	6257646	190543
Super	XL	120-170 cm	14	5414874003596	5398579	190544
Expert Maxi	XL	120-170 cm	15	5141874007013	6044860	190029
Expert Maxi Prime	M	80-125 cm	15	5414874009386	6079806	190027
Expert Maxi Prime	L	115-156 cm	15	5414874009409	6079805	190028



iD Protect / Expert Protect

Vous pensez avoir besoin d'une protection supplémentaire pour protéger votre literie ? Les alèses iD Expert Protect et alèses alvéolées iD Protect, jetables, offrent une protection complémentaire aux produits d'incontinence. Elles permettent de garder la literie et les fauteuils au sec. Elles sont composées d'un coussin de fluff et d'un gaufrage qui permettent une diffusion homogène et une absorption rapide des liquides. Son voile non tissé procure une douceur au toucher.

Avantages du produit:

Ses nombreuses tailles assurent une bonne adaptabilité sur tous vos supports

Hommes / Femmes

DM Classe I

Absorption	Dimensions	Quantité par sachet	EAN13	ACL7	Réf. Ontex	REF L&R
Expert Protect Super	40*60 cm	30	5414874003954	5396244	5800460300	31817
Protect Super	60*90 cm	30	5414874009871	6112712	5801960300	190033
Protect Super	60*60 cm	30	5414874009857	6112713	5801672300	190034
Protect Super	60*90 cm	30	5414874009918	6112710	5801975300	190048
Expert Protect Super	90*180 cm	20	5414874004098	5396356	5800075200	31824



iD Expert Fix confort super

Vous recherchez un slip de maintien efficace et durable ? Les slips de maintien iD Expert Fix ont été conçus pour être utilisés avec les protections iD Expert Form pour un ajustement sûr.

Les slips de maintien iD Expert Fix permettent le maintien contre le corps de la protection d'incontinence utilisée. Composés de fibres douces, ce slip assure du confort dans tous les mouvements. De plus, ils sont disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à la morphologie de chacun. Sa matière, douce et extensible, procure un maximum de confort.

Avantages du produit:

- sans latex
- doux et confortables
- très extensibles
- lavables à 60°
- sans coutures (hors entrejambe)

Hommes / Femmes

DM Classe I

Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	EAN13	ACL7	Réf. Ontex	REF L&R
M	60-100 cm	5	5414874002612	5445385	5410200050	32473
L	80-120 cm	5	5414874002636	5440749	5410300050	32474
XL	100-160 cm	5	5414874002650	5445379	5410400050	32475

Informations

Dans le cadre du nouveau Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, les informations concernant les dispositifs médicaux de classe I (non-stérile) sont susceptibles d'être modifiées, après le 26 Mai 2021.

Dans le cadre du Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l'identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale, nos codes LPP sont susceptibles d'être modifiés au cours de l'année.

Mentions légales

Dispositifs médicaux (classes et indications mentionnées sous chaque article), sauf mouchoirs, cotobio, cotoaccess, cotodisques, cototiges, cototiges BB. Consulter les notices (ou les étiquetages) spécifiques à chacun pour plus d'informations (notamment pour les contre-indications, le cas échéant).

Fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH&Co. KG, évaluation de conformité approuvée par le TÜV (CE0123), excepté pour les dispositifs médicaux de classe I, sauf :

- Velpeau® Clavicula Classic, Velpeau® Genucast 0° / 20°/ Modular Classic, Airstep® Walker, Velpeau abdominal Classic, fabriqués par Promedics Orthopaedics Ltd.
- Suprasorb® P sensitive border, border lite, multisite, heel, sacrum, fabriqués par Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. Évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
- Suprasorb® G (pansement), fabriqué par Activa Healthcare Ltd. Évaluation de conformité réalisée par BSI(CE0086).
- Velpeau® Set Post-opératoire, Velpeau® Set Standard, Velpeau® Set Détersion, Rosidal® sys : assemblages de dispositifs médicaux. Assembleur : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.
- Velpeau® Press fabriqué par KOB GmbH.
- Velpeau® Strapp fabriqué par FARMABAN s.a.
- Velpeau® Thorax Classic fabriqué par Intex.s.a.
- Curafix® H fabriqué par Zhende Medical Co.Ltd.
- Cellacast® Xtra, Suprasorb® H, fabriqué par T&L Co., Ltd.
- Boules de coton, fabriqué par Lohmann & Rauscher SAS.
- iD light, iD Intime, iD for men, iD pants, iD SLIP / iD EXPERT SLIP, iD EXPERT PROTECT alèse, iD EXPERT FORM et iD EXPERT FIX COMFORT SUPER fabriqués par Ontex BVBA.

Dispositifs médicaux distribués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Les produits portant la mention « LPP » sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie.

Velpeau® genouillère anatomique, Velpeau® genouillère Laxilatéral, Velpeau® genouillère Ligaction, Velpeau® genouillère articulaire, Velpeau® Genu, Velpeau® cheville anatomique, Velpeau® cheville Laxilatéral, Velpeau® cheville Ligaction, Velpeau® cheville articulaire sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les chevillères, genouillères et cuissards de compression.

Velpeau® Press, Velpeau® Veine plus légère et Velpeau® Veine plus forte sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les bandes élastiques de contention.

Velpeau® VeinoCare® Coton, Microfibre, Ultra, Homme, et City 3 sont certifiées ASQUAL selon le référentiel chaussettes, bas, collants, manchons et bonnets couvre-moignons élasto-compressifs de compression médicale des membres.

Consulter www.asqual.com



Laboratoires Lohmann & Rauscher

ZA de Choisy · 88200 Remiremont – France
Tél. : 03 29 62 36 06 · Fax : 03 29 62 36 07

E-mail : LRmed@fr.LRmed.com

SIREN : 380 236 091 RCS Epinal B 380 236 091

Certifié ISO 9001 : 2015, EN ISO 13485 : 2016 et ISO 14001 : 2015

