



# CATALOGUE

## DE RÉFÉRENCES SEPTEMBRE 2020

[WWW.VARISMA-INNOTHERA.COM](http://WWW.VARISMA-INNOTHERA.COM)

[WWW.SMARTLEG.FR](http://WWW.SMARTLEG.FR)

Votre n° client :

Commander  
nos produits

0 800 400 067

Service & appel  
gratuits



SMARTLEG®

Varisma®



Legger®

Actys®

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

## Une entreprise familiale

Fondation de la Pharmacie Chantereau par le Docteur Chantereau, grand-père de M. A. Gobet, l'actuel Président. Cette pharmacie devient, par la suite, Innothéra et se spécialise dans le traitement des pathologies quotidiennes.

## Des produits fabriqués en France

Innothéra fabrique l'ensemble de ses produits de compression veineuse élastique à Nomexy dans les Vosges.

## Une entreprise qui a fêté ses 100 ans d'existence



Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



« Ambitieux et modestes, nous œuvrons sur la durée avec patience, détermination et bon sens pour l'amélioration continue du traitement **des pathologies quotidiennes dans le monde**. Nous nous appuyons d'abord et avant tout sur notre énergie, notre engagement individuel et collectif, fondé sur l'intégration de nombreuses cultures et disciplines, dans un esprit de confiance et d'entraide. »

**Arnaud Gobet,**  
Président du Groupe INNOTHÉRA

## SOMMAIRE

Prise de mesures  
et aide à la délivrance ..... 4

Produits Innothéra,  
un savoir-faire à la Française ..... 6

Récapitulatif  
des gammes ..... 8

Commander nos produits ..... 10

Smartleg® ..... 12

Varisma® ..... 24

Legger® ..... 50

Actys® ..... 64

Matéριοvigilance  
et information médicale ..... 82

Résumé  
caractéristiques des produits ..... 83

Références  
bibliographiques ..... 84

Charte  
CVE Premium ..... 85

Conditions  
générales de vente ..... 86

Services EasySkin/EasyDéli ..... 88

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II


Classe III

Classe II

Classe III

ATH

# PRISE DE MESURES ET AIDE À LA DÉLIVRANCE



**innothera**  
LABORATOIRES

4

**Vous avez un rôle essentiel auprès de vos patients pour garantir l'efficacité et l'observance de leur traitement.**

Chaque patient est unique, pour accepter au mieux son traitement, il se doit d'avoir un produit qui respecte parfaitement :

## SA PATHOLOGIE :

Questionner votre patient sur sa pathologie et vérifier sa prescription

## SA MORPHOLOGIE :

Prenez les mesures des 2 jambes dénudées à chaque renouvellement d'ordonnance

*Une prise de mesures non adéquate entraîne un inconfort, une pression non optimale, et le risque de la **non observance du traitement***

**CF : prise de mesures : quand et comment ?**

## SES HABITUDES VESTIMENTAIRES :

Interroger votre patient sur le/les formats qu'il portent habituellement

## SES PRÉFÉRENCES :

Grâce à un large choix de textures et de coloris, vous pourrez répondre à toutes ses attentes

Votre patient porte pour la 1<sup>ère</sup> fois de la compression médicale ?  
Informez le sur l'enfilage, le lavage du produit, le remboursement.

Pour vous aider dans la délivrance : une vidéo sur l'enfilage du produit est disponible sur le packaging de chaque produit - votre patient pourra alors la regarder si besoin

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

# PRISE DE MESURES : QUAND ET COMMENT ?

Un décalage d'une taille, en plus ou en moins, équivaut à un décalage d'une classe de compression.


Une taille en plus : l'efficacité est moindre<sup>(39)(40)</sup>

Une taille en moins : le confort est fortement diminué<sup>(39)(40)</sup>


Les recommandations pour effectuer une prise de mesures et optimiser l'observance :

- Effectuer les mesures de préférence le matin avant l'apparition d'éventuelle œdème, en position debout et sans chaussures ;
- Effectuer les mesures sur les deux jambes dénudées ;
- Les reprendre à chaque renouvellement de prescription.


## FORMAT CHAUSSETTES OU MI-BAS



## FORMAT BAS AUTOFIXANT



## FORMAT COLLANT



La précision dans les mesures que vous prenez est essentielle, elle sera le garant du confort et de l'efficacité du produit.

Depuis leur création, les Laboratoires Innothéra ont la volonté d'être au plus près de leurs patients, et cela passe avant tout par des produits fabriqués en France.

Dans un contexte où les citoyens sont de plus en plus soucieux de la provenance et des conditions de fabrication des produits qu'ils choisissent, les Laboratoires Innothéra ont toujours fait le choix de la France pour la Recherche et la production industrielle.

Les labels « **Origine France Garantie** » et « **Vosges Terre Textile** » dont nous sommes fiers, nous permettent ainsi de certifier et de garantir à nos patients la traçabilité d'origine des produits qu'ils portent et de maintenir une relation de confiance exemplaire.



# LES PRODUITS INNOTHÉRA,



**Collant** de compression médicale



Transparent



Semi-transparent



Opaque



Motifs




**Chaussette et Bas** de compression médicale pour **les hommes**



Fibres naturelles



Fibres techniques



# UN SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE

Varisma<sup>®</sup>

Chaussette, Mi-bas et Bas de compression médicale pour **Les femmes**



Transparent

Semi-Transparent


Texture Chaussettes/Opaque

Actys<sup>®</sup>

Collant, Mi-bas et Bas de compression médicale pour **les hommes et les femmes**



Mi-bas et Bas anti-thromboses



# LES PRODUITS INNOTHÉRA, UN SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE


DES PRODUITS QUE VOUS POUVEZ DÉLIVRER À TOUTES VOS PATIENTES (98%)



## LES PRODUITS PREMIUM POUR FEMMES

|           | PRODUITS                                             | SEMI-TRANSPARENT                                   | TRANSPARENCE "EFFET PEAU NUE"                                                     | OPAQUE                                                      | MOTIFS                                             | FORMATS                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CLASSE II | <br>3 TEXTURES CLASSE II                             | <br>SMARTLEG®                                      | <br>SMARTLEG® Transparent                                                         | <br>SMARTLEG® Opaque                                        | <br>SMARTLEG® Collection                           |                                                                      |
| CLASSE II | <br>LE PENDANT DU COLLANT SMARTLEG® EN MI-BAS ET BAS | <br>Varisma® douceur                               | <br>Varisma® Nuances                                                              | <br>Varisma® zen                                            |                                                    |                                                                      |
|           | QUEL BESOIN PATIENT                                  | RECHERCHE D'ÉLÉGANCE/ CONFORT TOUTES CIRCONSTANCES | DISCRÉTION EFFET "PEAU NUE" EFFET HARMONIEUX                                      | COUVRIR LES JAMBES EFFET COCOONING                          | RECHERCHE D'ORIGINALITÉ ET DE FÉMINITÉ             | LES AUTRES PRODUITS VARISMA®                                         |
|           | NOTRE CONSEIL                                        | A PROPOSER AUX PATIENTES DÉÇUES OU DÉBUTANTES      | GAGNER DU TEMPS POUR TROUVER LE COLORIS IDÉAL EN UTILISANT L'APPLICATION EASYSKIN | UNE FEMME A TOUJOURS UN OPAQUE DANS SA GARDE-ROBE, PENSEZ-Y | IDÉAL POUR SUBLIMER UNE TENUE CHIC OU DÉCONTRACTÉE | <br>Varisma® comfort<br>Varisma® zen coton<br>Varisma® comfort coton |
|           | SAISONS                                              |                                                    |                                                                                   |                                                             |                                                    |                                                                      |
|           | SITUATIONS                                           |                                                    |                                                                                   |                                                             |                                                    |                                                                      |

# LES PRODUITS PREMIUM POUR HOMMES

|                  | GAMMES                                                                                                                                                                                                                                            | FORMATS                                                                                       | SITUATIONS                                                                                                                                                                                    | QUEL BESOIN PATIENT                                | NOTRE CONSEIL                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE II ET III | <div>FIBRES NATURELLES</div> <div>Legger® classic</div> <div></div> <div></div> | <div></div> | <div></div> <div></div> | BIEN-ÊTRE<br>ÉPAISSEUR<br>SENSATION<br>MOELLEUSE   | IDÉAL POUR CEUX QUI<br>RECHERCHENT UNE <b>CHAUSSETTE ÉPAISSE ET UNE SENSATION MOELLEUSE SOUS LES PIEDS, IDÉAL DANS LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ</b> |
| CLASSE II        | <div>FIBRES NATURELLES</div> <div>Legger® fine</div> <div></div> <div></div>    | <div></div> | <div></div> <div></div> | BIEN-ÊTRE<br>LÉGÈRETÉ                              | IDÉAL POUR CEUX QUI<br>RECHERCHENT UN <b>COMPROMIS ENTRE CONFORT ET LÉGÈRETÉ</b>                                                                  |
| CLASSE II        | <div>FIBRES TECHNIQUES</div> <div>Legger® surfine</div> <div></div> <div></div> | <div></div> | <div></div> <div></div> | ÉLÉGANCE<br>DISCRÉTION<br>FINESSE<br>TRANSPIRATION | IDÉAL POUR CEUX QUI ONT LES<br><b>PIEDS MOITES, TRANSPIRANTS</b>                                                                                  |
| CLASSE II        | <div>FIBRES TECHNIQUES</div> <div>Legger® zen</div> <div></div> <div></div>     | <div></div> | <div></div> <div></div> | ÉLÉGANCE<br>TRANSPIRATION                          | IDÉAL POUR CEUX QUI<br>RECHERCHENT UNE <b>CHAUSSETTE CONFORTABLE ET TECHNIQUE</b>                                                                 |

# LA COMPRESSION POUR TOUS / SANS DÉPASSEMENT

|            |                                         |                                                                                     |             |                                                                                       |            |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE II  | <b>Actys<sup>®</sup></b><br>20<br>Femme |  | 20<br>Homme |  | <b>ATH</b> |  |
| CLASSE III | <b>Actys<sup>®</sup></b><br>25          |  | 35          |  |            |                                                                                       |



\*POUR LE COLLANT : GROSSESSE,  
DANS LA LIMITE DE L'ELASTICITÉ  
DU PRODUIT



STATION DEBOUT/  
ASSISE PIÉTINEMENT



VOYAGE

P.O : PIEDS OUVERTS



## LES AVANTAGES INNOTHÉRA

Pour satisfaire au mieux votre patientèle et qu'elle soit observante, tous nos produits disposent des brevets FIP et 3UP, répondent à de stricts critères, sont testés et comparés par différents experts, afin de valider les 4 paramètres essentiels de l'observance :

- Le **taillage**
- L'**enfilage**
- Le **confort**
- La **solidité**

Avec les produits des Laboratoires Innothéra, vos patients auront la garantie d'avoir des produits faciles à enfiler, confortables, s'adaptant à toutes les morphologies, esthétiques et solides à la fois.



10

## LES PRODUITS INNOTHÉRA... UNE GAMME DE PRODUITS SOLUTION CLÉ EN MAIN POUR DÉLIVRER MIEUX, DÉLIVRER VITE



Une **facilité d'enfilage** brevetée, validée en essai clinique, grâce à un profil de pression adapté à la zone du pied<sup>(1)(2)</sup>



Un **système de taillage adapté**

Un traitement adapté à la morphologie des patients avec un taux de couverture approchant les 100%<sup>(45)</sup>

Existe en **Taille 0** Petites chevilles / Existe en **Taille -** Petites cuisses et petits mollets  
Existe en **Taille +** Cuisses larges et mollets forts



Une **bonne tenue au porter**

Un brevet qui assure une bonne tenue au porter des chaussettes et des mi-bas<sup>(3)(4)</sup>



**Confort genoux**

Un tricotage spécifique en zone genou pour un confort amélioré<sup>(37)(38)</sup>

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II



Classe III

Classe II

Classe III

ATH

# COMMENT COMMANDER NOS PRODUITS

|                                                                                   | DÉSIGNATION          | CODE NOMENCLATURE                    | TARIF DE RESPONSABILITÉ (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | Mi-bas<br>Chaussette | 201D01.2<br>+ 201D01.2               | 22,40                       |
|  | Bas                  | 201D01.8<br>+ 201D01.8               | 29,78                       |
|  | Collant              | 201D01.8<br>+ 201D01.8<br>+ 201D04.1 | 42,03                       |

► TVA applicable au taux de 5,5%. Inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165 -I du Code de la Sécurité sociale.

## PAR TÉLÉPHONE

Notre centre d'appels est ouvert de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi (sauf les jours fériés)

**0 800 400 067**

Service & appel  
gratuits

PAR FAX : 01 46 15 28 32

PAR E-MAIL : [commandes@innothera.com](mailto:commandes@innothera.com)

PAR INTERNET : <https://www.easydeli.com>



Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



# Femme

12

**CLASSE II**  
15,1 à 20 mmHg (20,1 à 27 hPa)



# SMARTLEG®

## Indications de classe II :

- jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée,
- varices de plus de 3 mm (C2),
- après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne),
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures,
- prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Smartleg® Transparent .....      | 16 |
| Smartleg® Semi-transparent ..... | 18 |
| Smartleg® Opaque .....           | 20 |
| Smartleg® Collection .....       | 22 |



Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

# SMARTLEG®

LE COLLANT DE COMPRESSION MÉDICALE ENFIN...



PARCE QUE LE COLLANT EST LE FORMAT PRÉFÉRÉ DES FEMMES !<sup>(13)</sup>

Smartleg® Transparent



Smartleg® Semi-Transparent



Smartleg® Opaque



Smartleg® Collection



## Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

## BREVET INNOTHERA



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>

## + PRODUIT

...Facile à enfiler<sup>(9)(10)(11)</sup>

...Taillé au plus près de la morphologie des femmes dans toutes les textures<sup>(12)</sup>

14

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH




## GRILLE DE TAILLES

| 8 TAILLES                     | T0     | T1     | T1+    | T2     | T2+    | T3     | T3+     | T4      |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Tour de taille maxi conseillé | 88,5   |        | 96     | 95     | 106    |        | 120     | 129     |
| Tour de Hanche                | 80/120 | 70/110 | 90/130 | 80/120 | 95/135 | 90/130 | 115/155 | 110/150 |
| Tour de Cuisse                | 43/57  | 40/54  | 54/66  | 45/59  | 59/71  | 51/65  | 65/77   | 60/74   |
| Tour de Cheville              | 16/19  | 19/22  |        | 22/25  |        | 25/28  |         | 28/31   |

| HAUTEUR SOL / ENTREJAMBE |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| COURT                    | Inférieur ou égal à 69 cm |
| NORMAL                   | Entre 69,1 et 77 cm       |
| LONG                     | Supérieur à 77 cm         |

| POINTURES* |                            |
|------------|----------------------------|
| Tailles    | Pointures maxi conseillées |
| 0          | 41                         |
| 1 / 1+     | 41                         |
| 2 / 2+     | 42                         |
| 3 / 3+     | 43                         |
| 4 / 4+     | 44                         |

\*Pour toutes les hauteurs



► Pour que votre patiente profite au maximum du confort qu'offre le Smartleg®, **soyez vigilant et précis sur la prise de mesures à la hauteur sol / entrejambe !**



# SMARTLEG®

Transparent



## PIEDS OUVERTS

### TAILLES STANDARD



| COLLANT           | Délicate      | Délicate Intense | Ravissante    | Radieuse Soft | Radieuse      |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 0 / Court  | 3664540009878 | 3664540012045    | 3664540010119 | 3664540012205 | 3664540010355 |
| Taille 0 / Normal | 3664540009953 | 3664540011949    | 3664540010195 | 3664540012281 | 3664540010430 |
| Taille 0 / Long   | 3664540010034 | 3664540012120    | 3664540010270 | 3664540012366 | 3664540010515 |
| Taille 1 / Court  | 3664540009885 | 3664540012052    | 3664540010126 | 3664540012212 | 3664540010362 |
| Taille 1 / Normal | 3664540009960 | 3664540011956    | 3664540010201 | 3664540012298 | 3664540010447 |
| Taille 1 / Long   | 3664540010041 | 3664540012137    | 3664540010287 | 3664540012373 | 3664540010522 |
| Taille 2 / Court  | 3664540009908 | 3664540012076    | 3664540010140 | 3664540012236 | 3664540010386 |
| Taille 2 / Normal | 3664540009984 | 3664540011970    | 3664540010225 | 3664540012311 | 3664540010461 |
| Taille 2 / Long   | 3664540010065 | 3664540012151    | 3664540010300 | 3664540012397 | 3664540010546 |
| Taille 3 / Court  | 3664540009922 | 3664540012090    | 3664540010164 | 3664540012250 | 3664540010409 |
| Taille 3 / Normal | 3664540010003 | 3664540011994    | 3664540010249 | 3664540012335 | 3664540010485 |
| Taille 3 / Long   | 3664540010089 | 3664540012175    | 3664540010324 | 3664540012410 | 3664540010560 |
| Taille 4 / Court  | 3664540009946 | 3664540012113    | 3664540010188 | 3664540012274 | 3664540010423 |
| Taille 4 / Normal | 3664540010027 | 3664540012014    | 3664540010263 | 3664540012359 | 3664540010508 |
| Taille 4 / Long   | 3664540010102 | 3664540012199    | 3664540010348 | 3664540012434 | 3664540010584 |

### TAILLES +



| COLLANT            | Délicate      | Délicate Intense | Ravissante    | Radieuse Soft | Radieuse      |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 1+ / Court  | 3664540009892 | 3664540012069    | 3664540010133 | 3664540012229 | 3664540010379 |
| Taille 1+ / Normal | 3664540009977 | 3664540011963    | 3664540010218 | 3664540012304 | 3664540010454 |
| Taille 1+ / Long   | 3664540010058 | 3664540012144    | 3664540010294 | 3664540012380 | 3664540010539 |
| Taille 2+ / Court  | 3664540009915 | 3664540012083    | 3664540010157 | 3664540012243 | 3664540010393 |
| Taille 2+ / Normal | 3664540009991 | 3664540011987    | 3664540010232 | 3664540012328 | 3664540010478 |
| Taille 2+ / Long   | 3664540010072 | 3664540012168    | 3664540010317 | 3664540012403 | 3664540010553 |
| Taille 3+ / Court  | 3664540009939 | 3664540012106    | 3664540010171 | 3664540012267 | 3664540010416 |
| Taille 3+ / Normal | 3664540010010 | 3664540012007    | 3664540010256 | 3664540012342 | 3664540010492 |
| Taille 3+ / Long   | 3664540010096 | 3664540012182    | 3664540010331 | 3664540012427 | 3664540010577 |



R

Fabuleuse

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

## TAILLES STANDARD

| COLLANT           | Irrésistible  | Délicate      | NOUVEAU<br>Délicate Intense | Ravissante    | NOUVEAU<br>Radieuse Soft | Radieuse      | Rayonnante    | Fabuleuse     |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 0 / Court  | 3664540004446 | 3664540003722 | 3664540009397               | 3664540004927 | 3664540009632            | 3664540004682 | 3664540005160 | 3664540004200 |
| Taille 0 / Normal | 3664540004521 | 3664540003807 | 3664540009472               | 3664540005009 | 3664540009717            | 3664540004767 | 3664540005245 | 3664540004286 |
| Taille 0 / Long   | 3664540004606 | 3664540003883 | 3664540009557               | 3664540005085 | 3664540009793            | 3664540004842 | 3664540005320 | 3664540004361 |
| Taille 1 / Court  | 3664540004453 | 3664540003739 | 3664540009403               | 3664540004934 | 3664540009649            | 3664540004699 | 3664540005177 | 3664540004217 |
| Taille 1 / Normal | 3664540004538 | 3664540003814 | 3664540009489               | 3664540005016 | 3664540009724            | 3664540004774 | 3664540005252 | 3664540004293 |
| Taille 1 / Long   | 3664540004613 | 3664540003890 | 3664540009564               | 3664540005092 | 3664540009809            | 3664540004859 | 3664540005337 | 3664540004378 |
| Taille 2 / Court  | 3664540004477 | 3664540003753 | 3664540009427               | 3664540004958 | 3664540009663            | 3664540004712 | 3664540005191 | 3664540004231 |
| Taille 2 / Normal | 3664540004552 | 3664540003838 | 3664540009502               | 3664540005030 | 3664540009748            | 3664540004798 | 3664540005276 | 3664540004316 |
| Taille 2 / Long   | 3664540004637 | 3664540003913 | 3664540009588               | 3664540005115 | 3664540009823            | 3664540004873 | 3664540005351 | 3664540004392 |
| Taille 3 / Court  | 3664540004491 | 3664540003777 | 3664540009441               | 3664540004972 | 3664540009687            | 3664540004736 | 3664540005214 | 3664540004255 |
| Taille 3 / Normal | 3664540004576 | 3664540003852 | 3664540009526               | 3664540005054 | 3664540009762            | 3664540004811 | 3664540005290 | 3664540004330 |
| Taille 3 / Long   | 3664540004651 | 3664540003937 | 3664540009601               | 3664540005139 | 3664540009847            | 3664540004897 | 3664540005375 | 3664540004415 |
| Taille 4 / Court  | 3664540004514 | 3664540003791 | 3664540009465               | 3664540004996 | 3664540009700            | 3664540004750 | 3664540005238 | 3664540004279 |
| Taille 4 / Normal | 3664540004590 | 3664540003876 | 3664540009540               | 3664540005078 | 3664540009786            | 3664540004835 | 3664540005313 | 3664540004354 |
| Taille 4 / Long   | 3664540004675 | 3664540003951 | 3664540009625               | 3664540005153 | 3664540009861            | 3664540004910 | 3664540005399 | 3664540004439 |

## TAILLES +

| COLLANT            | Irresistible  | Délicate      | NOUVEAU<br>Délicate Intense | Ravissante    | NOUVEAU<br>Radieuse Soft | Radieuse      | Rayonnante    | Fabuleuse     |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 1+ / Court  | 3664540004460 | 3664540003746 | 3664540009410               | 3664540004941 | 3664540009656            | 3664540004705 | 3664540005184 | 3664540004224 |
| Taille 1+ / Normal | 3664540004545 | 3664540003821 | 3664540009496               | 3664540005023 | 3664540009731            | 3664540004781 | 3664540005269 | 3664540004309 |
| Taille 1+ / Long   | 3664540004620 | 3664540003906 | 3664540009571               | 3664540005108 | 3664540009816            | 3664540004866 | 3664540005344 | 3664540004385 |
| Taille 2+ / Court  | 3664540004484 | 3664540003760 | 3664540009434               | 3664540004965 | 3664540009670            | 3664540004729 | 3664540005207 | 3664540004248 |
| Taille 2+ / Normal | 3664540004569 | 3664540003845 | 3664540009519               | 3664540005047 | 3664540009755            | 3664540004804 | 3664540005283 | 3664540004323 |
| Taille 2+ / Long   | 3664540004644 | 3664540003920 | 3664540009595               | 3664540005122 | 3664540009830            | 3664540004880 | 3664540005368 | 3664540004408 |
| Taille 3+ / Court  | 3664540004507 | 3664540003784 | 3664540009458               | 3664540004989 | 3664540009694            | 3664540004743 | 3664540005221 | 3664540004262 |
| Taille 3+ / Normal | 3664540004583 | 3664540003869 | 3664540009533               | 3664540005061 | 3664540009779            | 3664540004828 | 3664540005306 | 3664540004347 |
| Taille 3+ / Long   | 3664540004668 | 3664540003944 | 3664540009618               | 3664540005146 | 3664540009854            | 3664540004903 | 3664540005382 | 3664540004422 |

RETOUR  
AUX TAILLES

CLIQUEZ ICI ↓

### + PRODUIT



L'application dédiée aux teintes  
« effet peau nue » pour  
la compression médicale  
transparente

### NOUVEAUTÉ

Pieds Ouverts  
pour 5 coloris

### ÉQUIVALENCE EN MI-BAS & BAS

Varisma®  
Nuances



▶ Voir page 29

SMARTLEG® TRANSPARENT

classe  
**2**  
SMARTLEG®

17

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

Délicieuse

Impériale

Audacieuse

## TAILLES STANDARD



| COLLANT           | Mystérieuse   | Délicieuse    | Impériale     | Superbe       | Audacieuse    | Lumineuse     | Naturelle     |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 0 / Court  | 3664540000325 | 3664540001049 | 3664540001766 | 3664540001278 | 3664540001520 | 3664540000806 | 3664540000561 |
| Taille 0 / Normal | 3664540000400 | 3664540001124 | 3664540001773 | 3664540001353 | 3664540001605 | 3664540000882 | 3664540000646 |
| Taille 0 / Long   | 3664540000486 | 3664540001193 | 3664540001780 | 3664540001438 | 3664540001681 | 3664540000967 | 3664540000721 |
| Taille 1 / Court  | 3664540000332 | 3664540001056 | 3664540001797 | 3664540001285 | 3664540001537 | 3664540000813 | 3664540000578 |
| Taille 1 / Normal | 3664540000417 | 3664540001131 | 3664540001810 | 3664540001360 | 3664540001612 | 3664540000899 | 3664540000653 |
| Taille 1 / Long   | 3664540000493 | 3664540001209 | 3664540001803 | 3664540001445 | 3664540001698 | 3664540000974 | 3664540000738 |
| Taille 2 / Court  | 3664540000356 | 3664540001070 | 3664540001858 | 3664540001308 | 3664540001551 | 3664540000837 | 3664540000592 |
| Taille 2 / Normal | 3664540000431 | 3664540001155 | 3664540001865 | 3664540001384 | 3664540001636 | 3664540000912 | 3664540000677 |
| Taille 2 / Long   | 3664540000516 | 3664540001223 | 3664540001872 | 3664540001469 | 3664540001711 | 3664540000998 | 3664540000752 |
| Taille 3 / Court  | 3664540000370 | 3664540001094 | 3664540001919 | 3664540001322 | 3664540001575 | 3664540000851 | 3664540000615 |
| Taille 3 / Normal | 3664540000455 | 3664540001179 | 3664540001926 | 3664540001407 | 3664540001650 | 3664540000936 | 3664540000691 |
| Taille 3 / Long   | 3664540000530 | 3664540001247 | 3664540001933 | 3664540001483 | 3664540001735 | 3664540001018 | 3664540000776 |
| Taille 4 / Court  | 3664540000394 | 3664540001117 | 3664540001971 | 3664540001346 | 3664540001599 | 3664540000875 | 3664540000639 |
| Taille 4 / Normal | 3664540000479 | 3664540001513 | 3664540001988 | 3664540001421 | 3664540001674 | 3664540000950 | 3664540000714 |
| Taille 4 / Long   | 3664540000554 | 3664540001261 | 3664540001995 | 3664540001506 | 3664540001759 | 3664540001032 | 3664540000790 |

## TAILLES +



| COLLANT            | Mystérieuse   | Délicieuse    | Impériale     | Superbe       | Audacieuse    | Lumineuse     | Naturelle     |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 1+ / Court  | 3664540000349 | 3664540001063 | 3664540001827 | 3664540001292 | 3664540001544 | 3664540000820 | 3664540000585 |
| Taille 1+ / Normal | 3664540000424 | 3664540001148 | 3664540001834 | 3664540001377 | 3664540001629 | 3664540000905 | 3664540000660 |
| Taille 1+ / Long   | 3664540000509 | 3664540001216 | 3664540001841 | 3664540001452 | 3664540001704 | 3664540000981 | 3664540000745 |
| Taille 2+ / Court  | 3664540000363 | 3664540001087 | 3664540001889 | 3664540001315 | 3664540001568 | 3664540000844 | 3664540000608 |
| Taille 2+ / Normal | 3664540000448 | 3664540001162 | 3664540001896 | 3664540001391 | 3664540001643 | 3664540000929 | 3664540000684 |
| Taille 2+ / Long   | 3664540000523 | 3664540001230 | 3664540001902 | 3664540001476 | 3664540001728 | 3664540001001 | 3664540000769 |
| Taille 3+ / Court  | 3664540000387 | 3664540001100 | 3664540001940 | 3664540001339 | 3664540001582 | 3664540000868 | 3664540000622 |
| Taille 3+ / Normal | 3664540000462 | 3664540001186 | 3664540001957 | 3664540001414 | 3664540001667 | 3664540000943 | 3664540000707 |
| Taille 3+ / Long   | 3664540000547 | 3664540001254 | 3664540001964 | 3664540001490 | 3664540001742 | 3664540001025 | 3664540000783 |



RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

## LE CONSEIL INNOTHÉRA

A proposer aux patientes débutantes  
en compression médicale ou déçues

## ÉQUIVALENCE EN MI-BAS & BAS

Varisma®  
douceur



▶ Voir page 35

SMARTLEG®  
*Opaque*



■ Rêveuse

■ Captivante

■ Splendide

## TAILLES STANDARD



| COLLANT           | Splendide     | Prodigieuse   | Rêveuse       | Captivante    |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 0 / Court  | 3664540003968 | 3664540002244 | 3664540003487 | 3664540002008 |
| Taille 0 / Normal | 3664540004040 | 3664540002329 | 3664540003562 | 3664540002084 |
| Taille 0 / Long   | 3664540004125 | 3664540002404 | 3664540003647 | 3664540002169 |
| Taille 1 / Court  | 3664540003975 | 3664540002251 | 3664540003494 | 3664540002015 |
| Taille 1 / Normal | 3664540004057 | 3664540002336 | 3664540003579 | 3664540002091 |
| Taille 1 / Long   | 3664540004132 | 3664540002411 | 3664540003654 | 3664540002176 |
| Taille 2 / Court  | 3664540003999 | 3664540002275 | 3664540003517 | 3664540002039 |
| Taille 2 / Normal | 3664540004071 | 3664540002350 | 3664540003593 | 3664540002114 |
| Taille 2 / Long   | 3664540004156 | 3664540002435 | 3664540003678 | 3664540002190 |
| Taille 3 / Court  | 3664540004019 | 3664540002299 | 3664540003531 | 3664540002053 |
| Taille 3 / Normal | 3664540004095 | 3664540002374 | 3664540003616 | 3664540002138 |
| Taille 3 / Long   | 3664540004170 | 3664540002459 | 3664540003692 | 3664540002213 |
| Taille 4 / Court  | 3664540004033 | 3664540002312 | 3664540003555 | 3664540002077 |
| Taille 4 / Normal | 3664540004118 | 3664540002398 | 3664540003630 | 3664540002152 |
| Taille 4 / Long   | 3664540004194 | 3664540002473 | 3664540003715 | 3664540002237 |

## TAILLES +



| COLLANT            | Splendide     | Prodigieuse   | Rêveuse       | Captivante    |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 1+ / Court  | 3664540003982 | 3664540002268 | 3664540003500 | 3664540002022 |
| Taille 1+ / Normal | 3664540004064 | 3664540002343 | 3664540003586 | 3664540002107 |
| Taille 1+ / Long   | 3664540004149 | 3664540002428 | 3664540003661 | 3664540002183 |
| Taille 2+ / Court  | 3664540004002 | 3664540002282 | 3664540003524 | 3664540002046 |
| Taille 2+ / Normal | 3664540004088 | 3664540002367 | 3664540003609 | 3664540002121 |
| Taille 2+ / Long   | 3664540004163 | 3664540002442 | 3664540003685 | 3664540002206 |
| Taille 3+ / Court  | 3664540004026 | 3664540002305 | 3664540003548 | 3664540002060 |
| Taille 3+ / Normal | 3664540004101 | 3664540002381 | 3664540003623 | 3664540002145 |
| Taille 3+ / Long   | 3664540004187 | 3664540002466 | 3664540003708 | 3664540002220 |



RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

## LE CONSEIL INNOTHÉRA

"Une femme a toujours un opaque  
dans sa garde-robe, pensez-y"

## ÉQUIVALENCE EN CHAUSSETTES

Varisma®  
zen



► Voir page 44



**Pois**

**Origami**

**NOUVEAUTÉ 2020**



# SMARTLEG®

## Collection

SMARTLEG® COLLECTION

classe  
**2**  
SMARTLEG®

## NOUVEAUTÉ 2020

### TAILLES STANDARD



| COLLANT           | Pois          | Origami       |
|-------------------|---------------|---------------|
| Taille 0 / Court  | 3664540038519 | 3664540038274 |
| Taille 0 / Normal | 3664540038595 | 3664540038359 |
| Taille 0 / Long   | 3664540038434 | 3664540038199 |
| Taille 1 / Court  | 3664540038502 | 3664540038267 |
| Taille 1 / Normal | 3664540038588 | 3664540038342 |
| Taille 1 / Long   | 3664540038427 | 3664540038182 |
| Taille 2 / Court  | 3664540038496 | 3664540038250 |
| Taille 2 / Normal | 3664540038571 | 3664540038335 |
| Taille 2 / Long   | 3664540038410 | 3664540038175 |
| Taille 3 / Court  | 3664540038489 | 3664540038243 |
| Taille 3 / Normal | 3664540038564 | 3664540038328 |
| Taille 3 / Long   | 3664540038403 | 3664540038168 |
| Taille 4 / Court  | 3664540038472 | 3664540038236 |
| Taille 4 / Normal | 3664540038557 | 3664540038311 |
| Taille 4 / Long   | 3664540038397 | 3664540038151 |

### TAILLES +



| COLLANT            | Pois          | Origami       |
|--------------------|---------------|---------------|
| Taille 1+ / Court  | 3664540038465 | 3664540038229 |
| Taille 1+ / Normal | 3664540038540 | 3664540038304 |
| Taille 1+ / Long   | 3664540038380 | 3664540038144 |
| Taille 2+ / Court  | 3664540038458 | 3664540038212 |
| Taille 2+ / Normal | 3664540038533 | 3664540038298 |
| Taille 2+ / Long   | 3664540038373 | 3664540038137 |
| Taille 3+ / Court  | 3664540038441 | 3664540038205 |
| Taille 3+ / Normal | 3664540038526 | 3664540038281 |
| Taille 3+ / Long   | 3664540038366 | 3664540038120 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

### LE CONSEIL INNOTHÉRA

“Idéal pour sublimer une tenue chic  
ou décontractée”

23

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



# Varisma<sup>®</sup> Femme

## CLASSE II

15,1 à 20 mmHg (20,1 à 27 hPa)

## CLASSE I

10 à 15 mmHg (13 à 20 hPa)

## CLASSE III

20,1 à 36 mmHg (27,1 à 48 hPa)

24

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

## Indications de classe I :

- troubles fonctionnels veineux (C0),
- télangiectasie ou veine réticulaires (C1),
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Varisma® Comfort Semi-transparent.....26

## Indications de classe II :

- jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée,
- varices de plus de 3 mm (C2),
- après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne),
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures,
- prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.

Varisma® Nuance Transparent .....28

Varisma® Douceur Semi-transparent/Première fois .....34

Varisma® Comfort Semi-transparent.....38

Varisma® Comfort Coton Semi-opaque/Coton ..... 42

Varisma® Zen Fibres techniques.....44

Varisma® Zen Coton coton ..... 46

## Indications de classe III :


- varices de plus de 3 mm (C2),
- après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- œdème veineux chronique (C3),
- troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a),
- troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b Chronique),
- troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5),
- traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul),
- traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci n'est pas contre-indiqué),
- prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale pendant 2 ans,
- lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien), la pression retenue est la plus forte supportée par le patient, elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite,
- grossesse ou post-partum en cas d'affection veineuse chronique associée,
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Varisma® Comfort Coton Semi-opaque/Coton ..... 48

VARISMA®



25





Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix



GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

| 4 TAILLES | T1                                         | T2          | T3          | T4       |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Mollet    | 30/37                                      | 34/40       | 37/45       | 40/47    |
| Cheville  | 18/21, 5                                   | 21, 5/23, 5 | 23, 5/25, 5 | 25, 5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39 |             |             |          |

BAS

| 4 TAILLES | T1                                         | T2          | T3          | T4       |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Cuisse    | 44/54                                      | 50/58       | 54/64       | 58/68    |
| Cheville  | 18/21, 5                                   | 21, 5/23, 5 | 23, 5/25, 5 | 25, 5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72 |             |             |          |

COLLANT

| 4 TAILLES | T1                                         | T2          | T3          | T4       |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Cuisse    | 44/58                                      | 50/64       | 54/68       | 58/72    |
| Cheville  | 18/21, 5                                   | 21, 5/23, 5 | 23, 5/25, 5 | 25, 5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72 |             |             |          |

POINTURES\*

| Tailles | Pointures maxi conseillées |
|---------|----------------------------|
| 1       | 41                         |
| 2       | 42                         |
| 3       | 43                         |
| 4       | 44                         |

\* Pour toutes les hauteurs

TOUR DE HANCHE\*

| Tailles | Tour maxi conseillé |
|---------|---------------------|
| 1       | 105 cm              |
| 2       | 120 cm              |
| 3       | 125 cm              |
| 4       | 130 cm              |

\* Pour le collant uniquement

+

PRODUIT

BREVET INNOTHERA

DOUCEUR

Produit doux<sup>(14)(15)</sup>

F.I.P.

Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>

CLIQUEZ ICI ↓

Naturel

## TAILLES STANDARD



| MI-BAS            | Noir                   | Naturel                |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>7881802</b> 8 | 34010 <b>7881989</b> 6 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7881819</b> 6 | 34010 <b>7881995</b> 7 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>7881825</b> 7 | 34010 <b>7882003</b> 8 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7881831</b> 8 | 34010 <b>7882026</b> 7 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>7881848</b> 6 | 34010 <b>7882032</b> 8 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7881854</b> 7 | 34010 <b>7882049</b> 6 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>7881860</b> 8 | 34010 <b>7882055</b> 7 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7881877</b> 6 | 34010 <b>7882061</b> 8 |



| BAS AUTOFIX       | Noir                   | Naturel                |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>7882150</b> 9 | 34010 <b>7882345</b> 9 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7882167</b> 7 | 34010 <b>7882351</b> 0 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>7882173</b> 8 | 34010 <b>7882368</b> 8 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7882196</b> 7 | 34010 <b>7882374</b> 9 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>7882204</b> 9 | 34010 <b>7882380</b> 0 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7882210</b> 0 | 34010 <b>7882397</b> 8 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>7882227</b> 8 | 34010 <b>7882405</b> 0 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7882233</b> 9 | 34010 <b>7882411</b> 1 |



| COLLANT           | Noir                   | Naturel                |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>7882517</b> 0 | 34010 <b>7882693</b> 1 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7882523</b> 1 | 34010 <b>7882701</b> 3 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>7882546</b> 0 | 34010 <b>7882718</b> 1 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7882552</b> 1 | 34010 <b>7882724</b> 2 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>7882569</b> 9 | 34010 <b>7882730</b> 3 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7882581</b> 1 | 34010 <b>7882747</b> 1 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>7882598</b> 9 | 34010 <b>7882753</b> 2 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7882606</b> 1 | 34010 <b>7882776</b> 1 |

Varisma®  
comfort

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
34010 **9691230** 2  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

SEMI-TRANSPARENT

classe  
**1**  
VARISMA®

27

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

TRANSPARENT



## Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix




BVCert. 6195240

28

# UN PRODUIT DESTINÉ À PLUS DE 98 PATIENTES SUR 100

avec des tailles disponibles en série<sup>(4)</sup>

Répartition des mensurations des mollets et chevilles d'un échantillon représentatif de la population féminine en France<sup>(5)</sup>



## Echelle des densités de personnes

- <5 personnes
- 5 à 9 personnes
- 10 à 14 personnes
- 15 à 19 personnes
- >19 personnes

## + PRODUIT



L'application dédiée aux teintes « effet peau nue » pour la compression médicale transparente



En mi-bas et bas tailles standard



Solidité<sup>(43)(44)</sup>



Présence de microfibres



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue au porter<sup>(3)(4)</sup>

## BREVETS INNOTHERA

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

## GRILLE DE TAILLES

## MI-BAS

| 8 TAILLES | T0                                         | T1    | T1+   | T2    | T2+   | T3    | T3+   | T4    |
|-----------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mollet    | 28/36                                      | 26/34 | 34/42 | 30/38 | 38/46 | 34/42 | 42/50 | 40/48 |
| Cheville  | 16/19                                      | 19/22 |       | 22/25 |       | 25/28 |       | 28/31 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 40 / Normal Sup. à 40 |       |       |       |       |       |       |       |

## BAS

| 8 TAILLES | T0                                         | T1    | T1+   | T2    | T2+   | T3    | T3+   | T4    |
|-----------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cuisse    | 45/57                                      | 42/54 | 54/66 | 47/59 | 59/71 | 53/65 | 65/77 | 62/74 |
| Cheville  | 16/19                                      | 19/22 |       | 22/25 |       | 25/28 |       | 28/31 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 74 / Normal Sup. à 74 |       |       |       |       |       |       |       |

Nuance N°3

Varisma®  
Nuances

| POINTURES* |                            |
|------------|----------------------------|
| Tailles    | Pointures maxi conseillées |
| 0          | 41                         |
| 1 / 1+     | 41                         |
| 2 / 2+     | 42                         |
| 3 / 3+     | 43                         |
| 4 / 4+     | 44                         |

\*Pour toutes les hauteurs

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

## LE CONSEIL INNOTHÉRA

"Gagner du temps pour trouver  
le coloris idéal en utilisant  
l'application EasySkin®"

## NOUVEAUTÉ

Pieds Ouverts  
pour 5 coloris

ÉQUIVALENCE  
EN COLLANT

SMARTLEG®  
Transparent

▶ Voir page I7



Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II


Classe III

Classe II

Classe III


ATH

TAILLES STANDARD



| MI-BAS            | Noir          | Nuance n°1    | NOUVEAU<br>Nuance n°1<br>Intense | Nuance n°2    | NOUVEAU<br>Nuance n°3 Soft | Nuance n°3    | Nuance n°4    | Nuance n°5    |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 0 / Court  | 3664540007201 | 3664540005603 | 3664540011239                    | 3664540005955 | 3664540010591              | 3664540006242 | 3664540006563 | 3664540006884 |
| Taille 0 / Normal | 3664540007300 | 3664540005702 | 3664540012021                    | 3664540006020 | 3664540010676              | 3664540006341 | 3664540006662 | 3664540006983 |
| Taille 1 / Court  | 3664540007010 | 3664540005412 | 3664540011246                    | 3664540005849 | 3664540010607              | 3664540006051 | 3664540006372 | 3664540006693 |
| Taille 1 / Normal | 3664540007126 | 3664540005559 | 3664540011314                    | 3664540005733 | 3664540010683              | 3664540006167 | 3664540006488 | 3664540006808 |
| Taille 2 / Court  | 3664540007041 | 3664540005443 | 3664540011260                    | 3664540005856 | 3664540010621              | 3664540006082 | 3664540006402 | 3664540006723 |
| Taille 2 / Normal | 3664540007164 | 3664540005566 | 3664540011338                    | 3664540005764 | 3664540010706              | 3664540006204 | 3664540006525 | 3664540006846 |
| Taille 3 / Court  | 3664540007072 | 3664540005474 | 3664540011284                    | 3664540005863 | 3664540010645              | 3664540006112 | 3664540006433 | 3664540006754 |
| Taille 3 / Normal | 3664540007195 | 3664540005573 | 3664540011352                    | 3664540005795 | 3664540010720              | 3664540006235 | 3664540006556 | 3664540006877 |
| Taille 4 / Court  | 3664540007089 | 3664540005481 | 3664540011307                    | 3664540005801 | 3664540010669              | 3664540006129 | 3664540006440 | 3664540006761 |
| Taille 4 / Normal | 3664540007294 | 3664540005696 | 3664540011376                    | 3664540005771 | 3664540010744              | 3664540006334 | 3664540006655 | 3664540006976 |

TAILLES +



| MI-BAS             | Noir          | Nuance n°1    | NOUVEAU<br>Nuance n°1<br>Intense | Nuance n°2    | NOUVEAU<br>Nuance n°3 Soft | Nuance n°3    | Nuance n°4    | Nuance n°5    |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 1+ / Court  | 3664540007102 | 3664540005504 | 3664540011253                    | 3664540005900 | 3664540010614              | 3664540006143 | 3664540006464 | 3664540006785 |
| Taille 1+ / Normal | 3664540007225 | 3664540005627 | 3664540011321                    | 3664540005962 | 3664540010690              | 3664540006266 | 3664540006587 | 3664540006907 |
| Taille 2+ / Court  | 3664540007119 | 3664540005511 | 3664540011277                    | 3664540005917 | 3664540010638              | 3664540006150 | 3664540006471 | 3664540006792 |
| Taille 2+ / Normal | 3664540007256 | 3664540005658 | 3664540011345                    | 3664540005979 | 3664540010713              | 3664540006297 | 3664540006617 | 3664540006938 |
| Taille 3+ / Court  | 3664540007157 | 3664540005542 | 3664540011291                    | 3664540005894 | 3664540010652              | 3664540006198 | 3664540006518 | 3664540006839 |
| Taille 3+ / Normal | 3664540007287 | 3664540005689 | 3664540011369                    | 3664540005788 | 3664540010737              | 3664540006327 | 3664540006648 | 3664540006969 |

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

RETOUR  
AUX TAILLES



CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓



## TAILLES STANDARD



| BAS AUTOFIX       | Noir          | Nuance n°1    | NOUVEAU<br>Nuance n°1<br>Intense | Nuance n°2    | NOUVEAU<br>Nuance n°3 Soft | Nuance n°3    | Nuance n°4    | Nuance n°5    |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 0 / Court  | 3664540007140 | 3664540005535 | 3664540011079                    | 3664540005924 | 3664540010751              | 3664540006181 | 3664540006501 | 3664540006822 |
| Taille 0 / Normal | 3664540007317 | 3664540005719 | 3664540011154                    | 3664540006037 | 3664540010836              | 3664540006358 | 3664540006679 | 3664540006990 |
| Taille 1 / Court  | 3664540007003 | 3664540005405 | 3664540011086                    | 3664540005818 | 3664540010768              | 3664540006044 | 3664540006365 | 3664540006686 |
| Taille 1 / Normal | 3664540007096 | 3664540005498 | 3664540011161                    | 3664540005726 | 3664540010843              | 3664540006136 | 3664540006457 | 3664540006778 |
| Taille 2 / Court  | 3664540007027 | 3664540005429 | 3664540011109                    | 3664540005825 | 3664540010782              | 3664540006068 | 3664540006389 | 3664540006709 |
| Taille 2 / Normal | 3664540007188 | 3664540005580 | 3664540011185                    | 3664540005740 | 3664540010867              | 3664540006228 | 3664540006549 | 3664540006860 |
| Taille 3 / Court  | 3664540007034 | 3664540005436 | 3664540011123                    | 3664540005832 | 3664540010805              | 3664540006075 | 3664540006396 | 3664540006716 |
| Taille 3 / Normal | 3664540007218 | 3664540005610 | 3664540011208                    | 3664540005757 | 3664540010881              | 3664540006259 | 3664540006570 | 3664540006891 |
| Taille 4 / Court  | 3664540007058 | 3664540005467 | 3664540011147                    | 3664540005887 | 3664540010829              | 3664540006099 | 3664540006419 | 3664540006730 |
| Taille 4 / Normal | 3664540007249 | 3664540005641 | 3664540011222                    | 3664540005993 | 3664540010904              | 3664540006280 | 3664540006600 | 3664540006921 |

## TAILLES +



| BAS AUTOFIX        | Noir          | Nuance n°1    | NOUVEAU<br>Nuance n°1<br>Intense | Nuance n°2    | NOUVEAU<br>Nuance n°3 Soft | Nuance n°3    | Nuance n°4    | Nuance n°5    |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Taille 1+ / Court  | 3664540007133 | 3664540005528 | 3664540011093                    | 3664540005931 | 3664540010775              | 3664540006174 | 3664540006495 | 3664540006815 |
| Taille 1+ / Normal | 3664540007270 | 3664540005672 | 3664540011178                    | 3664540006006 | 3664540010850              | 3664540006310 | 3664540006631 | 3664540006952 |
| Taille 2+ / Court  | 3664540007171 | 3664540005597 | 3664540011116                    | 3664540005948 | 3664540010799              | 3664540006211 | 3664540006532 | 3664540006853 |
| Taille 2+ / Normal | 3664540007263 | 3664540005665 | 3664540011192                    | 3664540006013 | 3664540010874              | 3664540006303 | 3664540006624 | 3664540006945 |
| Taille 3+ / Court  | 3664540007065 | 3664540005450 | 3664540011130                    | 3664540005870 | 3664540010812              | 3664540006105 | 3664540006426 | 3664540006747 |
| Taille 3+ / Normal | 3664540007232 | 3664540005634 | 3664540011215                    | 3664540005986 | 3664540010898              | 3664540006273 | 3664540006594 | 3664540006914 |


CLIQUEZ ICI ↓

 RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓


## PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

### TAILLES STANDARD



| MI-BAS            | Nuance n°1    | Nuance n°1 Intense | Nuance n°2    | Nuance n°3 Soft | Nuance n°3    |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Taille 0 / Court  | 3664540010911 | 3664540010997      | 3664540008604 | 3664540011468   | 3664540008284 |
| Taille 0 / Normal | 3664540008994 | 3664540011383      | 3664540008680 | 3664540011543   | 3664540008369 |
| Taille 1 / Court  | 3664540010928 | 3664540011000      | 3664540008628 | 3664540011475   | 3664540008291 |
| Taille 1 / Normal | 3664540009007 | 3664540011390      | 3664540008697 | 3664540011550   | 3664540008376 |
| Taille 2 / Court  | 3664540010942 | 3664540011024      | 3664540008635 | 3664540011499   | 3664540008314 |
| Taille 2 / Normal | 3664540009021 | 3664540011413      | 3664540008710 | 3664540011574   | 3664540008390 |
| Taille 3 / Court  | 3664540010966 | 3664540011048      | 3664540008659 | 3664540011512   | 3664540008338 |
| Taille 3 / Normal | 3664540009045 | 3664540011437      | 3664540008734 | 3664540011598   | 3664540008413 |
| Taille 4 / Court  | 3664540010980 | 3664540011062      | 3664540008673 | 3664540011536   | 3664540008352 |
| Taille 4 / Normal | 3664540009069 | 3664540011451      | 3664540008758 | 3664540011611   | 3664540008437 |

### TAILLES +



| MI-BAS             | Nuance n°1    | Nuance n°1 Intense | Nuance n°2    | Nuance n°3 Soft | Nuance n°3    |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Taille 1+ / Court  | 3664540010935 | 3664540011017      | 3664540008611 | 3664540011482   | 3664540008307 |
| Taille 1+ / Normal | 3664540009014 | 3664540011406      | 3664540008703 | 3664540011567   | 3664540008383 |
| Taille 2+ / Court  | 3664540010959 | 3664540011031      | 3664540008642 | 3664540011505   | 3664540008321 |
| Taille 2+ / Normal | 3664540009038 | 3664540011420      | 3664540008727 | 3664540011581   | 3664540008406 |
| Taille 3+ / Court  | 3664540010973 | 3664540011055      | 3664540008666 | 3664540011529   | 3664540008345 |
| Taille 3+ / Normal | 3664540009052 | 3664540011444      | 3664540008741 | 3664540011604   | 3664540008420 |

RETOUR  
AUX TAILLES



CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III


Classe II

Classe III

ATH

## NOUVEAUTÉ 2020

## TAILLES STANDARD



| BAS AUTOFIX       | Nuance n°1    | Nuance n°1 Intense | Nuance n°2    | Nuance n°3 Soft | Nuance n°3    |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Taille 0 / Court  | 3664540012038 | 3664540011628      | 3664540008444 | 3664540011789   | 3664540008123 |
| Taille 0 / Normal | 3664540008833 | 3664540011703      | 3664540008529 | 3664540011864   | 3664540008208 |
| Taille 1 / Court  | 3664540008765 | 3664540011635      | 3664540008451 | 3664540011796   | 3664540008130 |
| Taille 1 / Normal | 3664540008840 | 3664540011710      | 3664540008536 | 3664540011871   | 3664540008215 |
| Taille 2 / Court  | 3664540008789 | 3664540011659      | 3664540008475 | 3664540011819   | 3664540008154 |
| Taille 2 / Normal | 3664540008864 | 3664540011734      | 3664540008550 | 3664540011895   | 3664540008239 |
| Taille 3 / Court  | 3664540008802 | 3664540011673      | 3664540008499 | 3664540011833   | 3664540008178 |
| Taille 3 / Normal | 3664540008888 | 3664540011758      | 3664540008574 | 3664540011918   | 3664540008253 |
| Taille 4 / Court  | 3664540008826 | 3664540011697      | 3664540008512 | 3664540011857   | 3664540008192 |
| Taille 4 / Normal | 3664540008901 | 3664540011772      | 3664540008598 | 3664540011932   | 3664540008277 |

## TAILLES +



| BAS AUTOFIX        | Nuance n°1    | Nuance n°1 Intense | Nuance n°2    | Nuance n°3 Soft | Nuance n°3    |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Taille 1+ / Court  | 3664540008772 | 3664540011642      | 3664540008468 | 3664540011802   | 3664540008147 |
| Taille 1+ / Normal | 3664540008857 | 3664540011727      | 3664540008543 | 3664540011888   | 3664540008222 |
| Taille 2+ / Court  | 3664540008796 | 3664540011666      | 3664540008482 | 3664540011826   | 3664540008161 |
| Taille 2+ / Normal | 3664540008871 | 3664540011741      | 3664540008567 | 3664540011901   | 3664540008246 |
| Taille 3+ / Court  | 3664540008819 | 3664540011680      | 3664540008505 | 3664540011840   | 3664540008185 |
| Taille 3+ / Normal | 3664540008895 | 3664540011765      | 3664540008581 | 3664540011925   | 3664540008260 |



RETOUR  
AUX TAILLES



CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

34010 9691230 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
\* Pour toutes les tailles

33

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83


\* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

# UN PRODUIT DESTINÉ À PLUS DE 98 PATIENTES SUR 100 avec seulement **8 tailles** en série <sup>(20)</sup>

Répartition des mensurations des cuisses et chevilles d'un échantillon représentatif de la population féminine en France<sup>(5)</sup>



**98%**  
TAUX DE COUVERTURE

### Echelle des densités de personnes

- <5 personnes
- 5 à 9 personnes
- 10 à 14 personnes
- 15 à 19 personnes
- >19 personnes

## + PRODUIT

## BREVETS INNOTHERA



En mi-bas et bas



Produit doux<sup>(17)</sup>



Confort au porter validé par une étude clinique<sup>(18)</sup>



Utilisation d'un fil qui limite la prolifération bactérienne en semelle<sup>(19)</sup>



Convient aux peaux sensibles, produit testé dermatologiquement<sup>(18)</sup>



Doté des dernières technologies et innovations Innothéra + d'infos p.83



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue au porter<sup>(3)(4)</sup>

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

## GRILLE DE TAILLES

## MI-BAS

| 8 TAILLES | T0                                         | T1    | T1+   | T2    | T2+   | T3    | T3+   | T4    |
|-----------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mollet    | 28/36                                      | 26/34 | 34/42 | 30/38 | 38/46 | 34/42 | 42/50 | 40/48 |
| Cheville  | 16/19                                      | 19/22 |       | 22/25 |       | 25/28 |       | 28/31 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 40 / Normal Sup. à 40 |       |       |       |       |       |       |       |

## BAS

| 8 TAILLES | T0                                         | T1    | T1+   | T2    | T2+   | T3    | T3+   | T4    |
|-----------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cuisse    | 45/57                                      | 42/54 | 54/66 | 47/59 | 59/71 | 53/65 | 65/77 | 62/74 |
| Cheville  | 16/19                                      | 19/22 |       | 22/25 |       | 25/28 |       | 28/31 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 74 / Normal Sup. à 74 |       |       |       |       |       |       |       |

Opale

Varisma®  
douceur

| POINTURES* |                            |
|------------|----------------------------|
| Tailles    | Pointures maxi conseillées |
| 0          | 41                         |
| 1 / 1+     | 41                         |
| 2 / 2+     | 42                         |
| 3 / 3+     | 43                         |
| 4 / 4+     | 44                         |

\*Pour toutes les hauteurs

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

## LE CONSEIL INNOTHÉRA

A proposer aux patientes débutantes en  
compression médicale ou déçues

ÉQUIVALENCE  
EN COLLANT

SMARTLEG®



▶ Voir page I9

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II


Classe III

Classe II

Classe III

ATH

## TAILLES STANDARD



| MI-BAS            | Noir            | Ardoise         | Saphir        | Ambré           | Opale           | Poudré          |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taille 0 / Court  | 34010 6001542 8 | 34010 6004404 6 | 3664540000165 | 34010 6001177 2 | 34010 6018760 6 | 34010 6001490 2 |
| Taille 0 / Normal | 34010 6001543 5 | 34010 6004412 1 | 3664540000240 | 34010 6001178 9 | 34010 6018775 0 | 34010 6001491 9 |
| Taille 1 / Court  | 34010 6001544 2 | 34010 6004405 3 | 3664540000172 | 34010 6001179 6 | 34010 6018766 8 | 34010 6001492 6 |
| Taille 1 / Normal | 34010 6001545 9 | 34010 6004413 8 | 3664540000257 | 34010 6001180 2 | 34010 6018777 4 | 34010 6001493 3 |
| Taille 2 / Court  | 34010 6001548 0 | 34010 6004406 0 | 3664540000196 | 34010 6001184 0 | 34010 6018769 9 | 34010 6001497 1 |
| Taille 2 / Normal | 34010 6001550 3 | 34010 6004415 2 | 3664540000271 | 34010 6001185 7 | 34010 6018779 8 | 34010 6001498 8 |
| Taille 3 / Court  | 34010 6001553 4 | 34010 6004409 1 | 3664540000219 | 34010 6001188 8 | 34010 6018771 2 | 34010 6001501 5 |
| Taille 3 / Normal | 34010 6001554 1 | 34010 6004417 6 | 3664540000295 | 34010 6001189 5 | 34010 6018783 5 | 34010 6001502 2 |
| Taille 4 / Court  | 34010 6001558 9 | 34010 6004411 4 | 3664540000233 | 34010 6001487 2 | 34010 6018773 6 | 34010 6001506 0 |
| Taille 4 / Normal | 34010 6001559 6 | 34010 6004420 6 | 3664540000318 | 34010 6001488 9 | 34010 6018786 6 | 34010 6001507 7 |



| BAS AUTOFIX       | Noir            | Ardoise         | Saphir        | Ambré           | Opale           | Poudré          |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taille 0 / Court  | 34010 6001148 2 | 34010 6004385 8 | 3664540000004 | 34015 6000970 5 | 34010 6018967 9 | 34010 6000988 5 |
| Taille 0 / Normal | 34010 6001149 9 | 34010 6004386 5 | 3664540000080 | 34010 6000971 7 | 34010 6018977 8 | 34010 6000989 2 |
| Taille 1 / Court  | 34010 6001150 5 | 34010 6004396 4 | 3664540000011 | 34010 6000972 4 | 34010 6018968 6 | 34010 6000990 8 |
| Taille 1 / Normal | 34010 6001151 2 | 34010 6004388 9 | 3664540000097 | 34010 6000973 1 | 34010 6018978 5 | 34010 6000991 5 |
| Taille 2 / Court  | 34010 6001155 0 | 34010 6004398 8 | 3664540000035 | 34010 6000977 9 | 34010 6018971 6 | 34010 6001137 6 |
| Taille 2 / Normal | 34010 6001156 7 | 34010 6004390 2 | 3664540000110 | 34010 6000978 6 | 34010 6018980 8 | 34010 6001138 3 |
| Taille 3 / Court  | 34010 6001169 7 | 34010 6004400 8 | 3664540000059 | 34010 6000982 3 | 34010 6018973 0 | 34010 6001141 3 |
| Taille 3 / Normal | 34010 6001170 3 | 34010 6004392 6 | 3664540000134 | 34010 6000983 0 | 34010 6018983 9 | 34010 6001142 0 |
| Taille 4 / Court  | 34010 6001173 4 | 34010 6004403 9 | 3664540000073 | 34010 6000986 1 | 34010 6018976 1 | 34010 6001145 1 |
| Taille 4 / Normal | 34010 6001174 1 | 34010 6004395 7 | 3664540000158 | 34010 6000987 8 | 34010 6018985 3 | 34010 6001146 8 |

## PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



| MI-BAS            | Ambré           | Opale           | Poudré          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taille 0 / Court  | 34010 6011782 5 | 34010 6029696 4 | 34010 6011438 1 |
| Taille 0 / Normal | 34010 6011786 3 | 34010 6029695 7 | 34010 6011442 8 |
| Taille 1 / Court  | 34010 6010906 6 | 34010 6028120 5 | 34010 6010692 8 |
| Taille 1 / Normal | 34010 6010901 1 | 34010 6028125 0 | 34010 6010687 4 |
| Taille 2 / Court  | 34010 6010907 3 | 34010 6028121 2 | 34010 6010693 5 |
| Taille 2 / Normal | 34010 6010902 8 | 34010 6028126 7 | 34010 6010688 1 |
| Taille 3 / Court  | 34010 6010908 0 | 34010 6028122 9 | 34010 6010694 2 |
| Taille 3 / Normal | 34010 6010903 5 | 34010 6028127 4 | 34010 6010690 4 |
| Taille 4 / Court  | 34010 6010909 7 | 34010 6028124 3 | 34010 6010696 6 |
| Taille 4 / Normal | 34010 6010905 9 | 34010 6028128 1 | 34010 6010691 1 |




| BAS AUTOFIX       | Ambré           | Opale           | Poudré          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taille 0 / Court  | 34010 6011774 0 | 34010 6029697 1 | 34010 6011429 9 |
| Taille 0 / Normal | 34010 6011778 8 | 34010 6029698 8 | 34010 6011431 2 |
| Taille 1 / Court  | 34010 6010697 3 | 34010 6028133 5 | 34010 6010400 9 |
| Taille 1 / Normal | 34010 6010897 7 | 34010 6028129 8 | 34010 6010401 6 |
| Taille 2 / Court  | 34010 6010893 9 | 34010 6028134 2 | 34010 6010681 2 |
| Taille 2 / Normal | 34010 6010898 4 | 34010 6028130 4 | 34010 6010684 3 |
| Taille 3 / Court  | 34010 6010894 6 | 34010 6028135 9 | 34010 6010682 9 |
| Taille 3 / Normal | 34010 6010899 1 | 34010 6028131 1 | 34010 6010685 0 |
| Taille 4 / Court  | 34010 6010895 3 | 34010 6028136 6 | 34010 6010683 6 |
| Taille 4 / Normal | 34010 6010900 4 | 34010 6028132 8 | 34010 6010686 7 |

34010 9691230 2  
 ACL 7 caractères  
 (jusqu'au 31/12/10)  
 ACL 13 caractères  
 (à partir du 01/01/11)

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓

## TAILLES +




| MI-BAS             | Noir                   | Ardoise                | Saphir        | Ambré                  | Opale                  | Poudré                 |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Court  | 34010 <b>6001546</b> 6 | 34010 <b>6004407</b> 7 | 3664540000189 | 34010 <b>6001181</b> 9 | 34010 <b>6018767</b> 5 | 34010 <b>6001494</b> 0 |
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>6001547</b> 3 | 34010 <b>6004414</b> 5 | 3664540000264 | 34010 <b>6001183</b> 3 | 34010 <b>6018778</b> 1 | 34010 <b>6001496</b> 4 |
| Taille 2+ / Court  | 34010 <b>6001551</b> 0 | 34010 <b>6004408</b> 4 | 3664540000202 | 34010 <b>6001186</b> 4 | 34010 <b>6018770</b> 5 | 34010 <b>6001499</b> 5 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>6001552</b> 7 | 34010 <b>6004416</b> 9 | 3664540000288 | 34010 <b>6001187</b> 1 | 34010 <b>6018781</b> 1 | 34010 <b>6001500</b> 8 |
| Taille 3+ / Court  | 34010 <b>6001556</b> 5 | 34010 <b>6004410</b> 7 | 3664540000226 | 34010 <b>6001485</b> 8 | 34010 <b>6018772</b> 9 | 34010 <b>6001504</b> 6 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>6001557</b> 2 | 34010 <b>6004419</b> 0 | 3664540000301 | 34010 <b>6001486</b> 5 | 34010 <b>6018784</b> 2 | 34010 <b>6001505</b> 3 |



| BAS AUTOFIX        | Noir                   | Ardoise                | Saphir        | Ambré                  | Opale                  | Poudré                 |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Court  | 34010 <b>6001152</b> 9 | 34010 <b>6004397</b> 1 | 3664540000028 | 34010 <b>6000974</b> 8 | 34010 <b>6018970</b> 9 | 34010 <b>6001135</b> 2 |
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>6001154</b> 3 | 34010 <b>6004389</b> 6 | 3664540000103 | 34010 <b>6000976</b> 2 | 34010 <b>6018979</b> 2 | 34010 <b>6001136</b> 9 |
| Taille 2+ / Court  | 34010 <b>6001167</b> 3 | 34010 <b>6004399</b> 5 | 3664540000042 | 34010 <b>6000979</b> 3 | 34010 <b>6018972</b> 3 | 34010 <b>6001139</b> 0 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>6001168</b> 0 | 34010 <b>6004391</b> 9 | 3664540000127 | 34010 <b>6000980</b> 9 | 34010 <b>6018982</b> 2 | 34010 <b>6001140</b> 6 |
| Taille 3+ / Court  | 34010 <b>6001171</b> 0 | 34010 <b>6004402</b> 2 | 3664540000066 | 34010 <b>6000984</b> 7 | 34010 <b>6018974</b> 7 | 34010 <b>6001143</b> 7 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>6001172</b> 7 | 34010 <b>6004394</b> 0 | 3664540000141 | 34010 <b>6000985</b> 4 | 34010 <b>6018984</b> 6 | 34010 <b>6001144</b> 4 |

## PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



| MI-BAS             | Ambré                  | Opale                  | Poudré                 |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Court  | 34010 <b>6011783</b> 2 | 34010 <b>6029685</b> 8 | 34010 <b>6011439</b> 8 |
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>6011787</b> 0 | 34010 <b>6029689</b> 6 | 34010 <b>6011443</b> 5 |
| Taille 2+ / Court  | 34010 <b>6011784</b> 9 | 34010 <b>6029686</b> 5 | 34010 <b>6011440</b> 4 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>6011788</b> 7 | 34010 <b>6029690</b> 2 | 34010 <b>6011444</b> 2 |
| Taille 3+ / Court  | 34010 <b>6011785</b> 6 | 34010 <b>6029687</b> 2 | 34010 <b>6011441</b> 1 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>6011790</b> 0 | 34010 <b>6029691</b> 9 | 34010 <b>6011445</b> 9 |



| BAS AUTOFIX        | Ambré                  | Opale                  | Poudré                 |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Court  | 34010 <b>6011775</b> 7 | 34010 <b>6029675</b> 9 | 34010 <b>6011435</b> 0 |
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>6011779</b> 5 | 34010 <b>6029680</b> 3 | 34010 <b>6011432</b> 9 |
| Taille 2+ / Court  | 34010 <b>6011776</b> 4 | 34010 <b>6029676</b> 6 | 34010 <b>6011436</b> 7 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>6011780</b> 1 | 34010 <b>6029681</b> 0 | 34010 <b>6011433</b> 6 |
| Taille 3+ / Court  | 34010 <b>6011777</b> 1 | 34010 <b>6029678</b> 0 | 34010 <b>6011437</b> 4 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>6011781</b> 8 | 34010 <b>6029682</b> 7 | 34010 <b>6011434</b> 3 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓

Varisma®  
douceur



+ d'infos p.83

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

SEMI-TRANSPARENT



## Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix




BVCert. 6195240

38

# UN PRODUIT DESTINÉ À PLUS DE 99 PATIENTES SUR 100 avec des tailles disponibles en série<sup>(16)</sup>

Répartition des mensurations des mollets et chevilles d'un échantillon représentatif de la population féminine en France<sup>(5)</sup>



99%  
TAUX DE COUVERTURE

## Echelle des densités de personnes

- <5 personnes
- 5 à 9 personnes
- 10 à 14 personnes
- 15 à 19 personnes
- >19 personnes

## + PRODUIT



En mi-bas et bas tailles standard



Produit doux<sup>(17)</sup>



Format collant à ceinture réglable, de série



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue au porter<sup>(3)(4)</sup>

## BREVETS INNOTHERA

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

## GRILLE DE TAILLES

## MI-BAS

| 14 TAILLES | T0                                         | T1-      | T1    | T1+   | T2-         | T2    | T2+   | T3-         | T3    | T3+   | T4-      | T4    | T4+   | T5       |
|------------|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|
| Mollet     | 27/33                                      | 24/30    | 30/37 | 37/44 | 27/34       | 34/40 | 40/47 | 30/37       | 37/45 | 45/52 | 33/40    | 40/47 | 47/54 | 43/51    |
| Cheville   | 16/18                                      | 18/21, 5 |       |       | 21, 5/23, 5 |       |       | 23, 5/25, 5 |       |       | 25, 5/29 |       |       | 29/32, 5 |
| Hauteur    | Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39 |          |       |       |             |       |       |             |       |       |          |       |       |          |

## BAS

| 14 TAILLES | T0                                         | T1-     | T1    | T1+   | T2-       | T2    | T2+   | T3-       | T3    | T3+   | T4-     | T4    | T4+   | T5      |
|------------|--------------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| Cuisse     | 43/53                                      | 36/44   | 44/54 | 54/64 | 42/50     | 50/58 | 58/68 | 46/54     | 54/64 | 64/74 | 48/58   | 58/68 | 68/78 | 64/74   |
| Cheville   | 16/18                                      | 18/21,5 |       |       | 21,5/23,5 |       |       | 23,5/25,5 |       |       | 25,5/29 |       |       | 29/32,5 |
| Hauteur    | Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72 |         |       |       |           |       |       |           |       |       |         |       |       |         |

Varisma<sup>®</sup>  
comfort

## COLLANT - Ceinture réglable - Maternité

| 4 TAILLES | T1                                                             | T2        | T3        | T4      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Cuisse    | 44/58                                                          | 50/64     | 54/68     | 58/72   |
| Cheville  | 18/21,5                                                        | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 72 / Normal de 72,1 à 80 / Long Sup. à 80 |           |           |         |

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

Noir

| POINTURES*  |                            |
|-------------|----------------------------|
| Tailles     | Pointures maxi conseillées |
| 0           | 41                         |
| 1- / 1 / 1+ | 41                         |
| 2- / 2 / 2+ | 42                         |
| 3- / 3 / 3+ | 43                         |
| 4- / 4 / 4+ | 44                         |
| 5           | 44                         |

\*Pour toutes les hauteurs

| TOUR DE HANCHE* |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tailles         | Tour maxi conseillé |
| 1               | 105 cm              |
| 2               | 120 cm              |
| 3               | 125 cm              |
| 4               | 130 cm              |

\*Pour le collant uniquement

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II


Classe III

Classe II

Classe III

ATH

TAILLES STANDARD



| MI-BAS            | Noir            | Naturel         |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 0 / Court  | 34010 9970102 6 | 34010 9767565 7 |
| Taille 0 / Normal | 34010 9970119 4 | 34010 9767571 8 |
| Taille 1 / Court  | 34010 7883250 5 | 34010 7883445 5 |
| Taille 1 / Normal | 34010 7883267 3 | 34010 7883451 6 |
| Taille 2 / Court  | 34010 7883273 4 | 34010 7883468 4 |
| Taille 2 / Normal | 34010 7883296 3 | 34010 7883474 5 |
| Taille 3 / Court  | 34010 7883304 5 | 34010 7883480 6 |
| Taille 3 / Normal | 34010 7883310 6 | 34010 7883497 4 |
| Taille 4 / Court  | 34010 7883327 4 | 34010 7883505 6 |
| Taille 4 / Normal | 34010 7883333 5 | 34010 7883511 7 |
| Taille 5 / Court  | —               | 34015 6601060 6 |
| Taille 5 / Normal | —               | 34015 6601083 5 |



| BAS AUTOFIX       | Noir            | Naturel         |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 0 / Court  | 34010 9970332 7 | 34010 9760847 1 |
| Taille 0 / Normal | 34010 9970349 5 | 34010 9760830 3 |
| Taille 1 / Court  | 34010 7883617 6 | 34010 7883787 6 |
| Taille 1 / Normal | 34010 7883623 7 | 34010 7883793 7 |
| Taille 2 / Court  | 34010 7883646 6 | 34010 7883801 9 |
| Taille 2 / Normal | 34010 7883652 7 | 34010 7883818 7 |
| Taille 3 / Court  | 34010 7883669 5 | 34010 7883824 8 |
| Taille 3 / Normal | 34010 7883675 6 | 34010 7883830 9 |
| Taille 4 / Court  | 34010 7883681 7 | 34010 7883847 7 |
| Taille 4 / Normal | 34010 7883698 5 | 34010 7883853 8 |
| Taille 5 / Court  | —               | 34015 6608866 7 |
| Taille 5 / Normal | —               | 34015 6603142 7 |

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



| MI-BAS            | Noir            | Naturel         |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 9970125 5 | 34010 9970237 5 |
| Taille 1 / Normal | 34010 9970131 6 | 34010 9970243 6 |
| Taille 2 / Court  | 34010 9970148 4 | 34010 9970266 5 |
| Taille 2 / Normal | 34010 9970154 5 | 34010 9970272 6 |
| Taille 3 / Court  | 34010 9970160 6 | 34010 9970289 4 |
| Taille 3 / Normal | 34010 9970177 4 | 34010 9970295 5 |
| Taille 4 / Court  | 34010 9970183 5 | 34010 9970303 7 |
| Taille 4 / Normal | 34010 9970208 5 | 34010 9970326 6 |



| BAS AUTOFIX       | Noir            | Naturel         |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 9970355 6 | 34010 9970450 8 |
| Taille 1 / Normal | 34010 9970361 7 | 34010 9970467 6 |
| Taille 2 / Court  | 34010 9970378 5 | 34010 9970473 7 |
| Taille 2 / Normal | 34010 9970384 6 | 34010 9970496 6 |
| Taille 3 / Court  | 34010 9970390 7 | 34010 9970504 8 |
| Taille 3 / Normal | 34010 9970409 6 | 34010 9970510 9 |
| Taille 4 / Court  | 34010 9970415 7 | 34010 9970527 7 |
| Taille 4 / Normal | 34010 9970421 8 | 34010 9970533 8 |

CEINTURE RÉGLABLE



| COLLANT           | Noir            | Naturel         |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 5356753 8 | 34010 5356859 7 |
| Taille 1 / Normal | 34010 5356776 7 | 34010 5356865 8 |
| Taille 1 / Long   | 34010 5366183 0 | 34010 5366148 9 |
| Taille 2 / Court  | 34010 5356799 6 | 34010 5356888 7 |
| Taille 2 / Normal | 34010 5356782 8 | 34010 5356871 9 |
| Taille 2 / Long   | 34010 5366208 0 | 34010 5366154 0 |
| Taille 3 / Court  | 34010 5356807 8 | 34010 5356894 8 |
| Taille 3 / Normal | 34010 5356813 9 | 34010 5356902 0 |
| Taille 3 / Long   | 34010 5366220 2 | 34010 5366160 1 |
| Taille 4 / Court  | 34010 5356836 8 | 34010 5356925 9 |
| Taille 4 / Normal | 34010 5356842 9 | 34010 5356919 8 |
| Taille 4 / Long   | 34010 5366243 1 | 34010 5366177 9 |

RETOUR  
AUX TAILLES




CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

34010 9691230 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

TAILLES +




| MI-BAS             | Noir            | Naturel         |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 1+ / Court  | 34015 6103178 1 | 34015 6102279 6 |
| Taille 1+ / Normal | 34015 6103132 3 | 34015 6102374 8 |
| Taille 2+ / Court  | 34015 6103184 2 | 34015 6102339 7 |
| Taille 2+ / Normal | 34015 6103149 1 | 34015 6102411 0 |
| Taille 3+ / Court  | 34015 6103190 3 | 34015 6102351 9 |
| Taille 3+ / Normal | 34015 6103155 2 | 34015 6103103 3 |
| Taille 4+ / Court  | 34015 6103209 2 | 34015 6102368 7 |
| Taille 4+ / Normal | 34015 6103161 3 | 34015 6103126 2 |



| BAS AUTOFIX        | Noir            | Naturel         |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 1+ / Court  | 34010 9548107 6 | 34010 9548194 6 |
| Taille 1+ / Normal | 34010 9548159 5 | 34010 9548231 8 |
| Taille 2+ / Court  | 34010 9548113 7 | 34010 9548202 8 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 9548165 6 | 34010 9548248 6 |
| Taille 3+ / Court  | 34010 9548136 6 | 34010 9548219 6 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 9548171 7 | 34010 9548254 7 |
| Taille 4+ / Court  | 34010 9548142 7 | 34010 9548225 7 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 9548188 5 | 34010 9548260 8 |

TAILLES -



| MI-BAS             | Noir            | Naturel         |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 1- / Court  | 34010 9970556 7 | 34010 9970645 8 |
| Taille 1- / Normal | 34010 9970562 8 | 34010 9970651 9 |
| Taille 2- / Court  | 34010 9970579 6 | 34010 9970668 7 |
| Taille 2- / Normal | 34010 9970585 7 | 34010 9970674 8 |
| Taille 3- / Court  | 34010 9970591 8 | 34010 9970680 9 |
| Taille 3- / Normal | 34010 9970616 8 | 34010 9970697 7 |
| Taille 4- / Court  | 34010 9970622 9 | 34010 9970705 9 |
| Taille 4- / Normal | 34010 9970639 7 | 34010 9970711 0 |



| BAS AUTOFIX        | Noir            | Naturel         |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 1- / Court  | 34010 9970728 8 | 34010 9970817 9 |
| Taille 1- / Normal | 34010 9970734 9 | 34010 9970823 0 |
| Taille 2- / Court  | 34010 9970740 0 | 34010 9970846 9 |
| Taille 2- / Normal | 34010 9970757 8 | 34010 9970852 0 |
| Taille 3- / Court  | 34010 9970763 9 | 34010 9970869 8 |
| Taille 3- / Normal | 34010 9970786 8 | 34010 9970875 9 |
| Taille 4- / Court  | 34010 9970792 9 | 34010 9970881 0 |
| Taille 4- / Normal | 34010 9970800 1 | 34010 9970898 8 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓  
CLIQUEZ ICI ↓

Varisma®  
comfort





## Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Coton d'Egypte, Elasthanne, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

42

## GRILLE DE TAILLES

### MI-BAS

| 4 TAILLES | T1                                         | T2        | T3        | T4      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Mollet    | 30/37                                      | 34/40     | 37/45     | 40/47   |
| Cheville  | 18/21,5                                    | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39 |           |           |         |

### BAS

| 4 TAILLES | T1                                         | T2        | T3        | T4      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Cuisse    | 44/54                                      | 50/58     | 54/64     | 58/68   |
| Cheville  | 18/21,5                                    | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72 |           |           |         |

### COLLANT

| 4 TAILLES | T1                                         | T2        | T3        | T4      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Cuisse    | 44/54                                      | 50/58     | 54/64     | 58/68   |
| Cheville  | 18/21,5                                    | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72 |           |           |         |

### POINTURES\*

| Tailles | Pointures maxi conseillées |
|---------|----------------------------|
| 1       | 42                         |
| 2       | 43                         |
| 3       | 43                         |
| 4       | 44                         |

\*Pour toutes les hauteurs

### TOUR DE HANCHE

| Tailles | Tour maxi conseillé |
|---------|---------------------|
| 1       | 95 cm               |
| 2       | 105 cm              |
| 3       | 110 cm              |
| 4       | 115 cm              |


CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

## + PRODUIT



En mi-bas et bas tailles standard



De série



Contient du coton d'Égypte



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>

## BREVETS INNOTHERA

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

## TAILLES STANDARD



| MI-BAS            | Noir                   | Naturel                |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>7237768</b> 2 | 34010 <b>7237538</b> 1 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7237774</b> 3 | 34010 <b>7237544</b> 2 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>7237780</b> 4 | 34010 <b>7237550</b> 3 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7237797</b> 2 | 34010 <b>7237567</b> 1 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>7237805</b> 4 | 34010 <b>7237573</b> 2 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7237811</b> 5 | 34010 <b>7237596</b> 1 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>7237828</b> 3 | 34010 <b>7237656</b> 2 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7237834</b> 4 | 34010 <b>7237662</b> 3 |



| BAS AUTOFIX       | Noir                   | Naturel                |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>7138859</b> 7 | 34010 <b>7237840</b> 5 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7138865</b> 8 | 34010 <b>7237857</b> 3 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>7138894</b> 8 | 34010 <b>7237863</b> 4 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7138902</b> 0 | 34010 <b>7237886</b> 3 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>7138931</b> 0 | 34010 <b>7237892</b> 4 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7138948</b> 8 | 34010 <b>7237900</b> 6 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>7138977</b> 8 | 34010 <b>7237917</b> 4 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7138983</b> 9 | 34010 <b>7237923</b> 5 |



| COLLANT           | Noir                   | Naturel                |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>7139209</b> 9 | 34010 <b>7238029</b> 3 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7139215</b> 0 | 34010 <b>7238035</b> 4 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>7139244</b> 0 | 34010 <b>7238041</b> 5 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7139250</b> 1 | 34010 <b>7238058</b> 3 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>7139296</b> 9 | 34010 <b>7238064</b> 4 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7139304</b> 1 | 34010 <b>7238070</b> 5 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>7139333</b> 1 | 34010 <b>7238087</b> 3 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7139356</b> 0 | 34010 <b>7238093</b> 4 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

## PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



| MI-BAS            | Naturel                |
|-------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>4404102</b> 3 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>4404148</b> 1 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>4404119</b> 1 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>4404154</b> 2 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>4404125</b> 2 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>4404160</b> 3 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>4404131</b> 3 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>4404177</b> 1 |



| BAS AUTOFIX       | Naturel                |
|-------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>4239212</b> 7 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>4239258</b> 5 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>4239229</b> 5 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>4239264</b> 6 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>4239235</b> 6 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>4239270</b> 7 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>4239241</b> 7 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>4239287</b> 5 |

■ **Noir**

**Varisma**®  
comfort coton

34010 **9691230** 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

**43**

SEMI-OPAQUE / COTON

classe  
**2**  
VARISMA®

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## Composition :

Polyamide, Elasthanne

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83



BVCert. 6195240

44

## GRILLE DE TAILLES

### CHAUSSETTES

| 4 TAILLES       | T1                                         | T2        | T3        | T4      |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>Mollet</b>   | 30/37                                      | 34/40     | 37/45     | 40/47   |
| <b>Cheville</b> | 18/21,5                                    | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| <b>Hauteur</b>  | Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39 |           |           |         |

### POINTURES\*

| Tailles | Pointures maxi conseillées |
|---------|----------------------------|
| 1       | 42                         |
| 2       | 43                         |
| 3       | 43                         |
| 4       | 44                         |

\*Pour toutes les hauteurs

CLIQUEZ ICI ↓

### + PRODUIT



Produit doux<sup>(24)</sup>



BECOOL™ : Libre circulation de la chaleur et de l'humidité<sup>(6)</sup>



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue au porter<sup>(3)(4)</sup>

### BREVETS INNOTHERA

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

## TAILLES STANDARD



| CHAUSSETTES       | Noir                   | Grisé                  | Crème                  | Prune                  | Fusain                 |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>9864423</b> 2 | 34010 <b>9864593</b> 2 | 34010 <b>9864512</b> 3 | 34010 <b>9986178</b> 2 | 34015 <b>6141664</b> 9 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>9864446</b> 1 | 34010 <b>9864601</b> 4 | 34010 <b>9864529</b> 1 | 34010 <b>9986184</b> 3 | 34015 <b>6199474</b> 1 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>9864452</b> 2 | 34010 <b>9864618</b> 2 | 34010 <b>9864535</b> 2 | 34010 <b>9986190</b> 4 | 34015 <b>6141859</b> 9 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>9864469</b> 0 | 34010 <b>9864624</b> 3 | 34010 <b>9864541</b> 3 | 34010 <b>9986209</b> 3 | 34015 <b>6199480</b> 2 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>9864475</b> 1 | 34010 <b>9864630</b> 4 | 34010 <b>9864558</b> 1 | 34010 <b>9986215</b> 4 | 34015 <b>6166523</b> 8 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>9864481</b> 2 | 34010 <b>9864647</b> 2 | 34010 <b>9864564</b> 2 | 34010 <b>9986221</b> 5 | 34015 <b>6213837</b> 3 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>9864498</b> 0 | 34010 <b>9864653</b> 3 | 34010 <b>9864570</b> 3 | 34010 <b>9986238</b> 3 | 34015 <b>6197133</b> 9 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>9864506</b> 2 | 34010 <b>9864676</b> 2 | 34010 <b>9864587</b> 1 | 34010 <b>9986244</b> 4 | 34015 <b>6213866</b> 3 |

Varisma®  
zen

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

classe  
**2**  
VARISMA®

Prune

ÉQUIVALENCE  
EN COLLANT

SMARTLEG®  
Opaque

▶ Voir page 21



34010 **9691230** 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

45

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## TAILLES STANDARD

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

Beige Clair



| CHAUSSETTES       | Noir                   | Cappuccino             | Beige Clair            |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>5117250</b> 5 | 34010 <b>5117362</b> 5 | 34010 <b>5117540</b> 7 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>5117267</b> 3 | 34010 <b>5117379</b> 3 | 34010 <b>5117557</b> 5 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>5117273</b> 4 | 34010 <b>5117385</b> 4 | 34010 <b>5117563</b> 6 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>5117296</b> 3 | 34010 <b>5117391</b> 5 | 34010 <b>5117592</b> 6 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>5117310</b> 6 | 34010 <b>5117416</b> 5 | 34010 <b>5117600</b> 8 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>5117327</b> 4 | 34010 <b>5117422</b> 6 | 34010 <b>5118166</b> 8 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>5117333</b> 5 | 34010 <b>5117439</b> 4 | 34010 <b>5118172</b> 9 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>5117356</b> 4 | 34010 <b>5117445</b> 5 | 34010 <b>5118189</b> 7 |

Varisma®  
zen coton

34010 **9691230** 2

ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)

ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

SEMI-OPAQUE / COTON



## Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Coton d'Égypte, Elasthane, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

48

## GRILLE DE TAILLES

### MI-BAS

| 4 TAILLES | T1                                         | T2        | T3        | T4      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Mollet    | 30/37                                      | 34/40     | 37/45     | 40/47   |
| Cheville  | 18/21,5                                    | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39 |           |           |         |

### BAS

| 4 TAILLES | T1                                         | T2        | T3        | T4      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Cuisse    | 44/54                                      | 50/58     | 54/64     | 58/68   |
| Cheville  | 18/21,5                                    | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72 |           |           |         |

### COLLANT

| 4 TAILLES | T1                                         | T2        | T3        | T4      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Cuisse    | 44/54                                      | 50/58     | 54/64     | 58/68   |
| Cheville  | 18/21,5                                    | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72 |           |           |         |

### POINTURES\*

| Tailles | Pointures maxi conseillées |
|---------|----------------------------|
| 1       | 42                         |
| 2       | 43                         |
| 3       | 43                         |
| 4       | 44                         |

\* Pour toutes les hauteurs

### TOUR DE HANCHE

| Tailles | Tour maxi conseillé |
|---------|---------------------|
| 1       | 95 cm               |
| 2       | 105 cm              |
| 3       | 110 cm              |
| 4       | 115 cm              |

CLIQUEZ ICI ↓

## + PRODUIT

## BREVETS INNOTHERA



De série



Contient du coton d'Égypte



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



■ Naturel

Varisma®  
comfort coton

## TAILLES STANDARD



| MI-BAS            | Noir                   | Naturel                |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>7345937</b> 0 | 34010 <b>7345920</b> 2 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7345966</b> 0 | 34010 <b>7345943</b> 1 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>7345989</b> 9 | 34010 <b>7345972</b> 1 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7346003</b> 1 | 34010 <b>7345995</b> 0 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>7346032</b> 1 | 34010 <b>7346026</b> 0 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7346055</b> 0 | 34010 <b>7346049</b> 9 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>7346078</b> 9 | 34010 <b>7346061</b> 1 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7346090</b> 1 | 34010 <b>7346084</b> 0 |



| BAS AUTOFIX       | Noir                   | Naturel                |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>7358360</b> 0 | 34010 <b>7345653</b> 9 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7358377</b> 8 | 34010 <b>7345676</b> 8 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>7358383</b> 9 | 34010 <b>7345682</b> 9 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7358408</b> 9 | 34010 <b>7345699</b> 7 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>7358414</b> 0 | 34010 <b>7345707</b> 9 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7358420</b> 1 | 34010 <b>7345713</b> 0 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>7358437</b> 9 | 34010 <b>7345736</b> 9 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7358443</b> 0 | 34010 <b>7345742</b> 0 |



| COLLANT           | Naturel                |
|-------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>7345831</b> 1 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7345848</b> 9 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>7345854</b> 0 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7345860</b> 1 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>7345877</b> 9 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7345883</b> 0 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>7345908</b> 0 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7345914</b> 1 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

SEMI-OPAQUE / COTON

classe  
**3**  
VARISMA®

34010 **9691230** 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

49

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



# Legger® *Homme*

## CLASSE II

15,1 à 20 mmHg (20,1 à 27 hPa)

## CLASSE III

20,1 à 36 mmHg (27,1 à 48 hPa)

## Indications de classe II :

- jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée,
- varices de plus de 3 mm **(C2)**,
- après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures,
- prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.

**Legger® Classic** Fibres naturelles / Côtes fines .....52

**Legger® Fine** Fibres naturelles .....54

**Legger® Surfine** Fibres techniques / Côtes plates .....58

**Legger® Zenn** Fibres techniques ..... 60

## Indications de classe III :

- varices de plus de 3 mm **(C2)**,
- après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- œdème veineux chronique **(C3)**,
- troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse **(C4a)**,
- troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite, atrophie blanche) d'origine veineuse **(C4b Chronique)**,
- troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé **(C5)**,
- traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul),
- traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci n'est pas contre-indiqué),
- prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale pendant 2 ans,
- lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien), la pression retenue est la plus forte supportée par le patient, elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite,
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

**Legger® 25 Classic** Fibres naturelles / Côtes fines.....62

LEgger®



51

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## Composition :

Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

52

## GRILLE DE TAILLES

### CHAUSSETTES

| 9 TAILLES | T0                                        | T1    | T1+   | T2    | T2+   | T3    | T3+   | T4    | T4+   |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mollet    | 28/35                                     | 32/39 | 39/46 | 33/40 | 40/47 | 34/41 | 41/48 | 37/44 | 44/51 |
| Cheville  | 17/19                                     | 19/22 |       | 22/25 |       | 25/28 |       | 28/31 |       |
| Hauteur   | Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41 |       |       |       |       |       |       |       |       |

### BAS

| 4 TAILLES | T1                                        | T2    | T3    | T4    |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Cuisse    | 47/57                                     | 52/62 | 57/67 | 62/72 |
| Cheville  | 19/22                                     | 22/25 | 25/28 | 28/31 |
| Hauteur   | Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78 |       |       |       |

### LE CONSEIL INNOTHÉRA

“Idéal pour ceux qui recherchent une chaussette épaisse et une sensation moelleuse sous les pieds ; idéal dans les chaussures de sécurité”


### POINTURES

| Tailles | Hauteurs | Pointures maxi conseillées |
|---------|----------|----------------------------|
| 0       | Normal   | 41                         |
|         | Long     | 43                         |
| 1 / 1+  | Normal   | 42                         |
|         | Long     | 44                         |
| 2 / 2+  | Normal   | 43                         |
|         | Long     | 45                         |
| 3 / 3+  | Normal   | 44                         |
|         | Long     | 46                         |
| 4 / 4+  | Normal   | 46                         |
|         | Long     | 47                         |

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

### + PRODUIT



De série



Adapté, en série à 98% des morphologies masculines<sup>(25)</sup>



Concept bi-zone breveté pour le format bas<sup>(7)</sup>



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue au porter<sup>(3)(4)</sup>

### BREVETS INNOTHERA

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## TAILLES STANDARD



| CHAUSSETTES       | Noir                   | Beige chiné            | Marine                 | Gris anthracite        |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 0 / Normal | 34010 <b>5355831</b> 4 | 34010 <b>5355943</b> 4 | —                      | —                      |
| Taille 0 / Long   | 34010 <b>5355848</b> 2 | 34010 <b>5355966</b> 3 | —                      | —                      |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7725433</b> 9 | 34010 <b>7725700</b> 2 | 34010 <b>7725539</b> 8 | 34010 <b>7725611</b> 1 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>7725485</b> 8 | 34010 <b>7725752</b> 1 | 34010 <b>7725574</b> 9 | 34010 <b>7725657</b> 9 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7725456</b> 8 | 34010 <b>7725717</b> 0 | 34010 <b>7725545</b> 9 | 34010 <b>7725628</b> 9 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>7725491</b> 9 | 34010 <b>7725769</b> 9 | 34010 <b>7725580</b> 0 | 34010 <b>7725663</b> 0 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7725462</b> 9 | 34010 <b>7725723</b> 1 | 34010 <b>7725551</b> 0 | 34010 <b>7725634</b> 0 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>7725516</b> 9 | 34010 <b>7725775</b> 0 | 34010 <b>7725597</b> 8 | 34010 <b>7725686</b> 9 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7725479</b> 7 | 34010 <b>7725746</b> 0 | 34010 <b>7725568</b> 8 | 34010 <b>7725640</b> 1 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>7725522</b> 0 | 34010 <b>7725781</b> 1 | 34010 <b>7725605</b> 0 | 34010 <b>7725692</b> 0 |

CONCEPT BI-ZONE BREVETÉ  
avec un maillage aéré en cuisse<sup>(7)</sup>

Beige Chiné

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓



| BAS AUTOFIX       | Noir                   | Beige chiné            |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>6144929</b> 1 | 34010 <b>6145550</b> 6 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>6144964</b> 2 | 34010 <b>6146064</b> 7 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>6144935</b> 2 | 34010 <b>6145900</b> 9 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>6145314</b> 4 | 34010 <b>6146070</b> 8 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>6144941</b> 3 | 34010 <b>6145923</b> 8 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>6145320</b> 5 | 34010 <b>6146236</b> 8 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>6144958</b> 1 | 34010 <b>6145952</b> 8 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>6145337</b> 3 | 34010 <b>6146561</b> 1 |

## TAILLES +



| CHAUSSETTES        | Noir                   | Beige chiné            |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>5355860</b> 4 | 34010 <b>5355989</b> 2 |
| Taille 1+ / Long   | 34010 <b>5355854</b> 3 | 34010 <b>5355972</b> 4 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>5355877</b> 2 | 34010 <b>5355995</b> 3 |
| Taille 2+ / Long   | 34010 <b>5355883</b> 3 | 34010 <b>5356003</b> 4 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>5355908</b> 3 | 34010 <b>5356032</b> 4 |
| Taille 3+ / Long   | 34010 <b>5355914</b> 4 | 34010 <b>5356026</b> 3 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 <b>5355937</b> 3 | 34010 <b>5356049</b> 2 |
| Taille 4+ / Long   | 34010 <b>5355920</b> 5 | 34010 <b>5356055</b> 3 |

Legger®  
classic

34010 **9691230** 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

FIBRES NATURELLES / CÔTES FINES

classe  
**2**  
LEGGER®

53

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## Composition :

Coton d'Égypte (dont fil d'Écosse), Polyamide, Elasthane

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

54

## GRILLE DE TAILLES

### CHAUSSETTES

| 4 TAILLES | T1                                        | T2    | T3    | T4    |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Mollet    | 32/39                                     | 33/40 | 34/41 | 37/44 |
| Cheville  | 19/22                                     | 22/25 | 25/28 | 28/31 |
| Hauteur   | Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41 |       |       |       |

### POINTURES

| Tailles | Hauteurs | Pointures maxi conseillées |
|---------|----------|----------------------------|
| 1       | Normal   | 42                         |
|         | Long     | 44                         |
| 2       | Normal   | 43                         |
|         | Long     | 45                         |
| 3       | Normal   | 44                         |
|         | Long     | 46                         |
| 4       | Normal   | 46                         |
|         | Long     | 47                         |

CLIQUEZ ICI ↓

### + PRODUIT



Contient du coton d'Égypte



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue au porter<sup>(3)(4)</sup>

### BREVETS INNOTHERA

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## TAILLES STANDARD



| CHAUSSETTES       | Noir                   | Ecru                   | Gris                   |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>7833648</b> 5 | 34010 <b>7833737</b> 6 | 34010 <b>7833832</b> 8 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>7833683</b> 6 | 34010 <b>7833789</b> 5 | 34010 <b>7833878</b> 6 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>7833654</b> 6 | 34010 <b>7833743</b> 7 | 34010 <b>7833849</b> 6 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>7833708</b> 6 | 34010 <b>7833795</b> 6 | 34010 <b>7833884</b> 7 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>7833660</b> 7 | 34010 <b>7833766</b> 6 | 34010 <b>7833855</b> 7 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>7833714</b> 7 | 34010 <b>7833803</b> 8 | 34010 <b>7833890</b> 8 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>7833677</b> 5 | 34010 <b>7833772</b> 7 | 34010 <b>7833861</b> 8 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>7833720</b> 8 | 34010 <b>7833826</b> 7 | 34010 <b>7833909</b> 7 |

# Legger®

fine

 **Ecrú**

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

## LE CONSEIL INNOTHÉRA

“Idéal pour ceux qui recherchent  
un compromis entre confort  
et légèreté”

34010 **9691230** 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

FIBRES NATURELLES

classe  
**2**  
LEgger®

**55**

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## Composition :

Polyamide, Elasthanne, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix




BVCert. 6195240

56

# UN PRODUIT DESTINÉ À 98 PATIENTS SUR 100 avec des tailles disponibles en série<sup>(25)</sup>

Répartition des mensurations des mollets et chevilles d'un échantillon représentatif de la population masculine en France<sup>(5)</sup>



**98%**  
TAUX DE COUVERTURE

### Echelle des densités de personnes

- <5 personnes
- 5 à 9 personnes
- 10 à 14 personnes
- 15 à 19 personnes
- >19 personnes

## + PRODUIT



En mi-bas et bas tailles standard



De série



Produit doux<sup>(26)</sup>



BECOO™ : Libre circulation de la chaleur et de l'humidité<sup>(6)</sup>



Fresh+ en noir et marine : Limite la sensation de chaleur<sup>(6)</sup>



Concept bi-zone breveté pour le format bas<sup>(7)</sup>



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue au porter<sup>(3)(4)</sup>

## BREVETS INNOTHERA

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

Cherry

## GRILLE DE TAILLES

### CHAUSSETTES

| 9 TAILLES | T0                                        | T1    | T1+   | T2    | T2+   | T3    | T3+   | T4    | T4+   |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mollet    | 28/35                                     | 32/39 | 39/46 | 33/40 | 40/47 | 34/41 | 41/48 | 37/44 | 44/51 |
| Cheville  | 17/19                                     | 19/22 |       | 22/25 |       | 25/28 |       | 28/31 |       |
| Hauteur   | Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41 |       |       |       |       |       |       |       |       |

### BAS

| 12 TAILLES | T1 -                                      | T1    | T1+   | T2 -  | T2    | T2+   | T3 -  | T3    | T3+   | T4 -  | T4    | T4+   |
|------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cuisse     | 42/47                                     | 47/57 | 57/67 | 47/52 | 52/62 | 62/72 | 52/57 | 57/67 | 67/77 | 57/62 | 62/72 | 72/82 |
| Cheville   | 19/22                                     |       |       | 22/25 |       |       | 25/28 |       |       | 28/31 |       |       |
| Hauteur    | Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Legger®  
surfine

### LE CONSEIL INNOTHÉRA

“Idéal pour ceux qui ont les pieds  
moites, transpirants”

### POINTURES

| Tailles     | Hauteurs | Pointures maxi conseillées |
|-------------|----------|----------------------------|
| 0           | Normal   | 41                         |
|             | Long     | 43                         |
| 1- / 1 / 1+ | Normal   | 42                         |
|             | Long     | 44                         |
| 2- / 2 / 2+ | Normal   | 43                         |
|             | Long     | 45                         |
| 3- / 3 / 3+ | Normal   | 44                         |
|             | Long     | 46                         |
| 4- / 4 / 4+ | Normal   | 46                         |
|             | Long     | 47                         |

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II


Classe III

Classe II

Classe III

ATH

TAILLES STANDARD



CHAUSSETTES

|                   | Noir <i>fresh +</i>    | Marine <i>fresh +</i>  | Beige                  | Gris cendré            | Anthracite             | NOUVEAU<br>Cherry      |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 0 / Normal | 34010 <b>8166616</b> 6 | 34010 <b>6027287</b> 6 | 34010 <b>5355334</b> 0 | —                      | —                      | 36645 <b>4000274</b> 9 |
| Taille 0 / Long   | 34010 <b>8166622</b> 7 | 34010 <b>6027286</b> 9 | 34010 <b>5355742</b> 3 | —                      | —                      | 36645 <b>4000261</b> 9 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>8166639</b> 5 | 34010 <b>6026415</b> 4 | 34010 <b>6135126</b> 6 | 34010 <b>6134799</b> 3 | 34010 <b>9691595</b> 2 | 36645 <b>4000273</b> 2 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>8166680</b> 7 | 34010 <b>6026419</b> 2 | 34010 <b>6135132</b> 7 | 34010 <b>6134807</b> 5 | 34010 <b>9691603</b> 4 | 36645 <b>4000259</b> 6 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>8166763</b> 7 | 34010 <b>6026416</b> 1 | 34010 <b>6135149</b> 5 | 34010 <b>6134919</b> 5 | 34010 <b>9691626</b> 3 | 36645 <b>4000271</b> 8 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>8166697</b> 5 | 34010 <b>6026421</b> 5 | 34010 <b>6135161</b> 7 | 34010 <b>6135014</b> 6 | 34010 <b>9691632</b> 4 | 36645 <b>4000258</b> 9 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>8166786</b> 6 | 34010 <b>6026417</b> 8 | 34010 <b>6135178</b> 5 | 34010 <b>6135020</b> 7 | 34010 <b>9691649</b> 2 | 36645 <b>4000270</b> 1 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>8166705</b> 7 | 34010 <b>6026422</b> 2 | 34010 <b>6135184</b> 6 | 34010 <b>6135037</b> 5 | 34010 <b>9691655</b> 3 | 36645 <b>4000256</b> 5 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>8166792</b> 7 | 34010 <b>6026418</b> 5 | 34010 <b>6135190</b> 7 | 34010 <b>6135043</b> 6 | 34010 <b>9691661</b> 4 | 36645 <b>4000268</b> 8 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>8166711</b> 8 | 34010 <b>6026423</b> 9 | 34010 <b>6135209</b> 6 | 34010 <b>6135066</b> 5 | 34010 <b>9691678</b> 2 | 36645 <b>4000255</b> 8 |



BAS AUTOFIX

|                   | Noir <i>fresh +</i>    | Beige                  |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>8166970</b> 9 | 34010 <b>9849748</b> 7 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>8167018</b> 7 | 34010 <b>9851082</b> 7 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>8166987</b> 7 | 34010 <b>9851099</b> 5 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>8167024</b> 8 | 34010 <b>9851107</b> 7 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>8166993</b> 8 | 34010 <b>9851113</b> 8 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>8167030</b> 9 | 34010 <b>9851136</b> 7 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>8167001</b> 9 | 34010 <b>9851142</b> 8 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>8167047</b> 7 | 34010 <b>9851159</b> 6 |

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



CHAUSSETTES

|                   | Noir <i>fresh +</i>    | Beige                  |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>8166800</b> 9 | 34010 <b>9905323</b> 1 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>8166852</b> 8 | 34010 <b>9905346</b> 0 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>8166817</b> 7 | 34010 <b>9905352</b> 1 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>8166869</b> 6 | 34010 <b>9905369</b> 9 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>8166823</b> 8 | 34010 <b>9905375</b> 0 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>8166875</b> 7 | 34010 <b>9905381</b> 1 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>8166846</b> 7 | 34010 <b>9905398</b> 9 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>8166881</b> 8 | 34010 <b>9905406</b> 1 |



BAS AUTOFIX

|                   | Noir <i>fresh +</i>    | Beige                  |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>8166935</b> 8 | 34010 <b>9905493</b> 1 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>8166898</b> 6 | 34010 <b>9905501</b> 3 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>8166941</b> 9 | 34010 <b>9905518</b> 1 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>8166906</b> 8 | 34010 <b>9905524</b> 2 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>8166958</b> 7 | 34010 <b>9905530</b> 3 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>8166912</b> 9 | 34010 <b>9905547</b> 1 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>8166964</b> 8 | 34010 <b>9905553</b> 2 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>8166929</b> 7 | 34010 <b>9905576</b> 1 |

34010 **9691230** 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

Noir

## TAILLES -



## BAS AUTOFIX

|                    | Noir <i>fresh +</i>    | Beige                  |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1- / Normal | 34010 <b>6006439</b> 6 | 34010 <b>6027778</b> 9 |
| Taille 1- / Long   | 34010 <b>6006443</b> 3 | 34010 <b>6027776</b> 5 |
| Taille 2- / Normal | 34010 <b>6006440</b> 2 | 34010 <b>6027779</b> 6 |
| Taille 2- / Long   | 34010 <b>6006444</b> 0 | 34010 <b>6027777</b> 2 |
| Taille 3- / Normal | 34010 <b>6006441</b> 9 | 34010 <b>6028115</b> 1 |
| Taille 3- / Long   | 34010 <b>6006445</b> 7 | 34010 <b>6028118</b> 2 |
| Taille 4- / Normal | 34010 <b>6006442</b> 6 | 34010 <b>6028116</b> 8 |
| Taille 4- / Long   | 34010 <b>6006447</b> 1 | 34010 <b>6028119</b> 9 |

## TAILLES +



## CHAUSSETTES

|                    | Noir <i>fresh +</i>    | Marine <i>fresh +</i>  | Beige                  | NOUVEAU<br>Cherry      |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>8166645</b> 6 | 34010 <b>6026461</b> 1 | 34010 <b>5355759</b> 1 | 36645 <b>4000267</b> 1 |
| Taille 1+ / Long   | 34010 <b>8166728</b> 6 | 34010 <b>6026469</b> 7 | 34010 <b>5355765</b> 2 | 36645 <b>4000253</b> 4 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>8166651</b> 7 | 34010 <b>6026463</b> 5 | 34010 <b>5355771</b> 3 | 36645 <b>4000265</b> 7 |
| Taille 2+ / Long   | 34010 <b>8166734</b> 7 | 34010 <b>6026470</b> 3 | 34010 <b>5355788</b> 1 | 36645 <b>4000252</b> 7 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>8166668</b> 5 | 34010 <b>6026464</b> 2 | 34010 <b>5355802</b> 4 | 36645 <b>4000264</b> 0 |
| Taille 3+ / Long   | 34010 <b>8166740</b> 8 | 34010 <b>6026471</b> 0 | 34010 <b>5355794</b> 2 | 36645 <b>4000250</b> 3 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 <b>8166674</b> 6 | 34010 <b>6026465</b> 9 | 34010 <b>5355819</b> 2 | 36645 <b>4000262</b> 6 |
| Taille 4+ / Long   | 34010 <b>8166757</b> 6 | 34010 <b>6026473</b> 4 | 34010 <b>5355825</b> 3 | 36645 <b>4000249</b> 7 |

CONCEPT BI-ZONE  
BREVETÉ  
avec un maillage aéré  
en cuisse<sup>(7)</sup>



## BAS AUTOFIX

|                    | Noir <i>fresh +</i>    | Beige                  |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>6027753</b> 6 | 34010 <b>6027762</b> 8 |
| Taille 1+ / Long   | 34010 <b>6027757</b> 4 | 34010 <b>6027769</b> 7 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>6027754</b> 3 | 34010 <b>6027764</b> 2 |
| Taille 2+ / Long   | 34010 <b>6027758</b> 1 | 34010 <b>6027772</b> 7 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>6027755</b> 0 | 34010 <b>6027765</b> 9 |
| Taille 3+ / Long   | 34010 <b>6027759</b> 8 | 34010 <b>6027774</b> 1 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 <b>6027756</b> 7 | 34010 <b>6027768</b> 0 |
| Taille 4+ / Long   | 34010 <b>6027760</b> 4 | 34010 <b>6027775</b> 8 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

Legger®  
surfine



## Composition :

Polyamide, Elasthanne

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83



BVCert. 6195240

60

## GRILLE DE TAILLES

### CHAUSSETTES

| 9 TAILLES | T0                                        | T1    | T1+   | T2    | T2+   | T3    | T3+   | T4    | T4+   |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mollet    | 28/35                                     | 32/39 | 39/46 | 33/40 | 40/47 | 34/41 | 41/48 | 37/44 | 44/51 |
| Cheville  | 17/19                                     | 19/22 |       | 22/25 |       | 25/28 |       | 28/31 |       |
| Hauteur   | Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41 |       |       |       |       |       |       |       |       |

### POINTURES

| Tailles | Hauteurs | Pointures maxi conseillées |
|---------|----------|----------------------------|
| 0       | Normal   | 41                         |
|         | Long     | 43                         |
| 1 / 1+  | Normal   | 42                         |
|         | Long     | 44                         |
| 2 / 2+  | Normal   | 43                         |
|         | Long     | 45                         |
| 3 / 3+  | Normal   | 44                         |
|         | Long     | 46                         |
| 4 / 4+  | Normal   | 46                         |
|         | Long     | 47                         |

Marine

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

### + PRODUIT



Produit doux<sup>(27)</sup>



BECOOL™ : Libre circulation de la chaleur et de l'humidité<sup>(6)</sup>



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue au porter<sup>(3)(4)</sup>

### BREVETS INNOTHERA

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

## TAILLES STANDARD



| CHAUSSETTES       | Noir                   | Beige                  | Fusain                 | Marron                 | Marine                 |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 0 / Normal | 34010 <b>5115021</b> 3 | 34010 <b>5115044</b> 2 | —                      | —                      | —                      |
| Taille 0 / Long   | 34010 <b>5115038</b> 1 | 34010 <b>5115050</b> 3 | —                      | —                      | —                      |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>5115268</b> 2 | 34010 <b>5115340</b> 5 | 34015 <b>7102577</b> 0 | 34010 <b>5117178</b> 2 | 34010 <b>5117089</b> 1 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>5115274</b> 3 | 34010 <b>5115357</b> 3 | 34015 <b>7102637</b> 1 | 34010 <b>5117184</b> 3 | 34010 <b>5117095</b> 2 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>5115280</b> 4 | 34010 <b>5115363</b> 4 | 34015 <b>7102608</b> 1 | 34010 <b>5117190</b> 4 | 34010 <b>5117103</b> 4 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>5115297</b> 2 | 34010 <b>5115386</b> 3 | 34015 <b>7102643</b> 2 | 34010 <b>5117209</b> 3 | 34010 <b>5117126</b> 3 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>5115305</b> 4 | 34010 <b>5115392</b> 4 | 34015 <b>7102614</b> 2 | 34010 <b>5117215</b> 4 | 34010 <b>5117132</b> 4 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>5115311</b> 5 | 34010 <b>5115400</b> 6 | 34015 <b>7103341</b> 6 | 34010 <b>5117221</b> 5 | 34010 <b>5117149</b> 2 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>5115328</b> 3 | 34010 <b>5117066</b> 2 | 34015 <b>7102620</b> 3 | 34010 <b>5117238</b> 3 | 34010 <b>5117155</b> 3 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>5115334</b> 4 | 34010 <b>5117072</b> 3 | 34015 <b>7104441</b> 2 | 34010 <b>5117244</b> 4 | 34010 <b>5117161</b> 4 |

## TAILLES +



| CHAUSSETTES        | Noir                   | Beige                  |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>5115067</b> 1 | 34010 <b>5115162</b> 3 |
| Taille 1+ / Long   | 34010 <b>5115073</b> 2 | 34010 <b>5115179</b> 1 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>5115096</b> 1 | 34010 <b>5115185</b> 2 |
| Taille 2+ / Long   | 34010 <b>5115104</b> 3 | 34010 <b>5115191</b> 3 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>5115110</b> 4 | 34010 <b>5115222</b> 4 |
| Taille 3+ / Long   | 34010 <b>5115127</b> 2 | 34010 <b>5115239</b> 2 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 <b>5115133</b> 3 | 34010 <b>5115245</b> 3 |
| Taille 4+ / Long   | 34010 <b>5115156</b> 2 | 34010 <b>5115251</b> 4 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

classe  
**2**  
LEGGER®

**LEgger®**  
zen

## LE CONSEIL INNOTHÉRA

“Idéal pour ceux qui recherchent  
une chaussette confortable et  
technique”

34010 **9691230** 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## Composition :

Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

62

## GRILLE DE TAILLES

### CHAUSSETTES

| 9 TAILLES | T0                                        | T1    | T1+   | T2    | T2+   | T3    | T3+   | T4    | T4+   |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mollet    | 28/35                                     | 32/39 | 39/46 | 33/40 | 40/47 | 34/41 | 41/48 | 37/44 | 44/51 |
| Cheville  | 17/19                                     | 19/22 |       | 22/25 |       | 25/28 |       | 28/31 |       |
| Hauteur   | Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41 |       |       |       |       |       |       |       |       |

### BAS

| 4 TAILLES | T1                                        | T2    | T3    | T4    |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Cuisse    | 47/57                                     | 52/62 | 57/67 | 62/72 |
| Cheville  | 19/22                                     | 22/25 | 25/28 | 28/31 |
| Hauteur   | Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78 |       |       |       |

### POINTURES

| Tailles | Hauteurs | Pointures maxi conseillées |
|---------|----------|----------------------------|
| 0       | Normal   | 41                         |
|         | Long     | 43                         |
| 1 / 1+  | Normal   | 42                         |
|         | Long     | 44                         |
| 2 / 2+  | Normal   | 43                         |
|         | Long     | 45                         |
| 3 / 3+  | Normal   | 44                         |
|         | Long     | 46                         |
| 4 / 4+  | Normal   | 46                         |
|         | Long     | 47                         |

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

## LE CONSEIL INNOTHÉRA

“Idéal pour ceux qui recherchent une chaussette épaisse et une sensation moelleuse sous les pieds, idéal dans les chaussures de sécurité”

## + PRODUIT



De série



Adapté, en série à 98% des morphologies masculines<sup>(25)</sup>



Concept bi-zone breveté pour le format bas<sup>(7)</sup>



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue au porter<sup>(3)(4)</sup>

## BREVETS INNOTHERA

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



Beige Chiné

Legger®  
classic

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

## TAILLES STANDARD



| CHAUSSETTES       | Noir                   | Beige chiné            | Gris anthracite        |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 0 / Normal | 34010 <b>5354814</b> 8 | 34010 <b>5354949</b> 7 | —                      |
| Taille 0 / Long   | 34010 <b>5354820</b> 9 | 34010 <b>5354955</b> 8 | —                      |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>9698663</b> 1 | 34010 <b>9698841</b> 3 | 34010 <b>9698769</b> 0 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>9698686</b> 0 | 34010 <b>9698858</b> 1 | 34010 <b>9698775</b> 1 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>9698692</b> 1 | 34010 <b>9698864</b> 2 | 34010 <b>9698781</b> 2 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>9698700</b> 3 | 34010 <b>9698870</b> 3 | 34010 <b>9698798</b> 0 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>9698717</b> 1 | 34010 <b>9698887</b> 1 | 34010 <b>9698806</b> 2 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>9698723</b> 2 | 34010 <b>9698893</b> 2 | 34010 <b>9698812</b> 3 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>9698746</b> 1 | 34010 <b>9698901</b> 4 | 34010 <b>9698829</b> 1 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>9698752</b> 2 | 34010 <b>9698918</b> 2 | 34010 <b>9698835</b> 2 |



| BAS AUTOFIX       | Noir                   | Beige chiné            |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>9698924</b> 3 | 34010 <b>9699013</b> 3 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>9698930</b> 4 | 34010 <b>9699036</b> 2 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>9698947</b> 2 | 34010 <b>9699042</b> 3 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>9698953</b> 3 | 34010 <b>9699059</b> 1 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>9698976</b> 2 | 34010 <b>9699065</b> 2 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>9698982</b> 3 | 34010 <b>9699071</b> 3 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>9698999</b> 1 | 34010 <b>9699088</b> 1 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>9699007</b> 2 | 34010 <b>9699094</b> 2 |

## TAILLES +



| CHAUSSETTES        | Noir                   | Beige chiné            |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>5354837</b> 7 | 34010 <b>5354978</b> 7 |
| Taille 1+ / Long   | 34010 <b>5354843</b> 8 | 34010 <b>5354984</b> 8 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>5354872</b> 8 | 34010 <b>5354990</b> 9 |
| Taille 2+ / Long   | 34010 <b>5354866</b> 7 | 34010 <b>5355009</b> 7 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>5354889</b> 6 | 34010 <b>5355015</b> 8 |
| Taille 3+ / Long   | 34010 <b>5354895</b> 7 | 34010 <b>5355021</b> 9 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 <b>5354926</b> 8 | 34010 <b>5355044</b> 8 |
| Taille 4+ / Long   | 34010 <b>5354903</b> 9 | 34010 <b>5355038</b> 7 |

ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
34010 **9691230** 2  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

FIBRES NATURELLES / CÔTES FINES

classe  
**3**  
LEgger®

63





# Actys<sup>®</sup>

## CLASSE II

15,1 à 20 mmHg (20,1 à 27 hPa)

## CLASSE III

20,1 à 36 mmHg (27,1 à 48 hPa)

Indications de classe II :

- jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée,
- varices de plus de 3 mm (C2),
- après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne),
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures,
- prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.

Actys® 20 Femme ..... 66

Actys® 20 Homme .....72

Indications ATH :

- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte médical notamment en cas d'alitement (hors accident vasculaire cérébral) ou chirurgical, en cas de risque thromboembolique identifié.
- Le dispositif est porté bilatéralement jour et nuit, en association au traitement anticoagulant lorsque celui-ci est indiqué.


Actys® ATH ..... 80


Indications de classe III :

- varices de plus de 3 mm (C2),
- après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- œdème veineux chronique (C3),
- troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a),
- troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b Chronique),
- troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5),
- traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul),
- traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci n'est pas contre-indiqué),
- prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale pendant 2 ans,
- lymphœdème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien), la pression retenue est la plus forte supportée par le patient, elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite,
- grossesse ou post-partum en cas d'affection veineuse chronique associée
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Actys® 25 .....74

Actys® 35 ..... 78





## Composition :

Polyamide, Elasthanne,  
Silicone\*

Retrouvez le résumé des  
caractéristiques des produits  
à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix




BVCert. 6195240

66

# UN PRODUIT DESTINÉ À PLUS DE 99 PATIENTES SUR 100 avec des tailles disponibles en série<sup>(28)</sup>

Répartition des mensurations des mollets et chevilles d'un échantillon  
représentatif de la population féminine en France<sup>(5)</sup>



**99%**  
TAUX DE COUVERTURE

## Echelle des densités de personnes

- <5 personnes
- 5 à 9 personnes
- 10 à 14 personnes
- 15 à 19 personnes
- >19 personnes

## + PRODUIT



En mi-bas et bas  
tailles standard

## BREVETS INNOTHERA



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue  
au porter<sup>(3)(4)</sup>

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## GRILLE DE TAILLES

### MI-BAS

| 13 TAILLES | T0                                         | T1-      | T1    | T1+   | T2-         | T2    | T2+   | T3-         | T3    | T3+   | T4-      | T4    | T4+   |
|------------|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|----------|-------|-------|
| Mollet     | 27/33                                      | 24/30    | 30/37 | 37/44 | 27/34       | 34/40 | 40/47 | 30/37       | 37/45 | 45/52 | 33/40    | 40/47 | 47/54 |
| Cheville   | 16/18                                      | 18/21, 5 |       |       | 21, 5/23, 5 |       |       | 23, 5/25, 5 |       |       | 25, 5/29 |       |       |
| Hauteur    | Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39 |          |       |       |             |       |       |             |       |       |          |       |       |

### BAS

| 13 TAILLES | T0                                         | T1-      | T1    | T1+   | T2-         | T2    | T2+   | T3-         | T3    | T3+   | T4-      | T4    | T4+   |
|------------|--------------------------------------------|----------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|----------|-------|-------|
| Cuisse     | 43/53                                      | 36/44    | 44/54 | 54/64 | 42/50       | 50/58 | 58/68 | 46/54       | 54/64 | 64/74 | 48/58    | 58/68 | 68/78 |
| Cheville   | 16/18                                      | 18/21, 5 |       |       | 21, 5/23, 5 |       |       | 23, 5/25, 5 |       |       | 25, 5/29 |       |       |
| Hauteur    | Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72 |          |       |       |             |       |       |             |       |       |          |       |       |

### COLLANT

| 4 TAILLES | T1                                                             | T2        | T3        | T4      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Cuisse    | 44/58                                                          | 50/64     | 54/68     | 58/72   |
| Cheville  | 18/21,5                                                        | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 72 / Normal de 72,1 à 80 / Long Sup. à 80 |           |           |         |

### POINTURES\*

| Tailles     | Pointures maxi conseillées |
|-------------|----------------------------|
| 0           | 41                         |
| 1- / 1 / 1+ | 41                         |
| 2- / 2 / 2+ | 42                         |
| 3- / 3 / 3+ | 43                         |
| 4- / 4 / 4+ | 44                         |

\*Pour toutes les hauteurs

### TOUR DE HANCHE\*

| Tailles | Tour maxi conseillé |
|---------|---------------------|
| 1       | 105 cm              |
| 2       | 120 cm              |
| 3       | 125 cm              |
| 4       | 130 cm              |

\*Pour le collant uniquement

Beige Rosé

Actys<sup>®</sup> 20  
Femme

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

TAILLES STANDARD



| MI-BAS            | Noir            | Beige           | Beige clair   | Beige rosé      |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Taille 0 / Court  | 34010 5185961 1 | 34010 5185843 0 | 3664540002961 | --              |
| Taille 0 / Normal | 34010 5185984 0 | 34010 5185866 9 | 3664540003098 | --              |
| Taille 1 / Court  | 34010 9495138 9 | 34010 9495055 9 | 3664540002978 | 34010 6015300 7 |
| Taille 1 / Normal | 34010 9495144 0 | 34010 9495061 0 | 3664540003104 | 34010 6015318 2 |
| Taille 2 / Court  | 34010 9495150 1 | 34010 9495078 8 | 3664540003005 | 34010 6015303 8 |
| Taille 2 / Normal | 34010 9495167 9 | 34010 9495084 9 | 3664540003135 | 34010 6015322 9 |
| Taille 3 / Court  | 34010 9495173 0 | 34010 9495090 0 | 3664540003036 | 34010 6015307 6 |
| Taille 3 / Normal | 34010 9495196 9 | 34010 9495109 9 | 3664540003166 | 34010 6015326 7 |
| Taille 4 / Court  | 34010 9495204 1 | 34010 9495115 0 | 3664540003067 | 34010 6015311 3 |
| Taille 4 / Normal | 34010 9495210 2 | 34010 9495121 1 | 3664540003197 | 34010 6015330 4 |



| BAS AUTOFIX       | Noir            | Beige           | Beige clair   | Beige rosé      |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Taille 0 / Court  | 34010 5186328 1 | 34010 5186104 1 | 3664540003227 | --              |
| Taille 0 / Normal | 34010 5186334 2 | 34010 5186110 2 | 3664540003357 | --              |
| Taille 1 / Court  | 34010 2000085 3 | 34010 9495227 0 | 3664540003234 | 34010 6015140 9 |
| Taille 1 / Normal | 34010 2000091 4 | 34010 9495233 1 | 3664540003364 | 34010 6015154 6 |
| Taille 2 / Court  | 34010 2000116 4 | 34010 2000010 5 | 3664540003265 | 34010 6015143 0 |
| Taille 2 / Normal | 34010 2000122 5 | 34010 2000027 3 | 3664540003395 | 34010 6015158 4 |
| Taille 3 / Court  | 34010 2000139 3 | 34010 2000033 4 | 3664540003296 | 34010 6015146 1 |
| Taille 3 / Normal | 34010 2000145 4 | 34010 2000056 3 | 3664540003425 | 34010 6015162 1 |
| Taille 4 / Court  | 34010 2000151 5 | 34010 2000062 4 | 3664540003326 | 34010 6015150 8 |
| Taille 4 / Normal | 34010 2000168 3 | 34010 2000079 2 | 3664540003456 | 34010 6015165 2 |

CLIQUEZ ICI ↓


RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
34010 9691230 2  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)



Beige Rosé

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

## TAILLES STANDARD



### COLLANT

|                   | Noir                   | Beige                  | Beige rosé             |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 <b>5354524</b> 6 | 34010 <b>5354688</b> 5 | 34010 <b>6024514</b> 6 |
| Taille 1 / Normal | 34010 <b>5354553</b> 6 | 34010 <b>5354694</b> 6 | 34010 <b>6024518</b> 4 |
| Taille 1 / Long   | 34010 <b>5380496</b> 1 | 34010 <b>5380438</b> 1 | 34010 <b>6024522</b> 1 |
| Taille 2 / Court  | 34010 <b>5354576</b> 5 | 34010 <b>5354702</b> 8 | 34010 <b>6024515</b> 3 |
| Taille 2 / Normal | 34010 <b>5354599</b> 4 | 34010 <b>5354725</b> 7 | 34010 <b>6024519</b> 1 |
| Taille 2 / Long   | 34010 <b>5380504</b> 3 | 34010 <b>5380444</b> 2 | 34010 <b>6024523</b> 8 |
| Taille 3 / Court  | 34010 <b>5354636</b> 6 | 34010 <b>5354731</b> 8 | 34010 <b>6024516</b> 0 |
| Taille 3 / Normal | 34010 <b>5354659</b> 5 | 34010 <b>5354748</b> 6 | 34010 <b>6024520</b> 7 |
| Taille 3 / Long   | 34010 <b>5380510</b> 4 | 34010 <b>5380450</b> 3 | 34010 <b>6024524</b> 5 |
| Taille 4 / Court  | 34010 <b>5354665</b> 6 | 34010 <b>5354760</b> 8 | 34010 <b>6024517</b> 7 |
| Taille 4 / Normal | 34010 <b>5354671</b> 7 | 34010 <b>5354754</b> 7 | 34010 <b>6024521</b> 4 |
| Taille 4 / Long   | 34010 <b>5380527</b> 2 | 34010 <b>5380467</b> 1 | 34010 <b>6024525</b> 2 |

TAILLES  
STANDARD

TAILLES 0

## PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



### MI-BAS

|                   | Beige                  | Beige clair   |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Taille 1 / Court  | 34015 <b>6379414</b> 1 | 3664540002480 |
| Taille 1 / Normal | 34015 <b>6379526</b> 1 | 3664540002602 |
| Taille 2 / Court  | 34015 <b>6379420</b> 2 | 3664540002510 |
| Taille 2 / Normal | 34015 <b>6379549</b> 0 | 3664540002633 |
| Taille 3 / Court  | 34015 <b>6379443</b> 1 | 3664540002541 |
| Taille 3 / Normal | 34015 <b>6379503</b> 2 | 3664540002664 |
| Taille 4 / Court  | 34015 <b>6379495</b> 0 | 3664540002572 |
| Taille 4 / Normal | 34015 <b>6379555</b> 1 | 3664540002695 |



### BAS AUTOFIX

|                   | Beige                  | Beige clair   |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Taille 1 / Court  | 34015 <b>6414010</b> 7 | 3664540002725 |
| Taille 1 / Normal | 34015 <b>6379561</b> 2 | 3664540002848 |
| Taille 2 / Court  | 34015 <b>6432657</b> 0 | 3664540002756 |
| Taille 2 / Normal | 34015 <b>6379584</b> 1 | 3664540002879 |
| Taille 3 / Court  | 34015 <b>6432640</b> 2 | 3664540002787 |
| Taille 3 / Normal | 34015 <b>6379590</b> 2 | 3664540002909 |
| Taille 4 / Court  | 34015 <b>6432686</b> 0 | 3664540002817 |
| Taille 4 / Normal | 34015 <b>6379609</b> 1 | 3664540002930 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

Actys<sup>®</sup> 20  
Femme

69

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

34010 9691230 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

## TAILLES -



| MI-BAS             | Noir            | Beige           | Beige clair   | Beige rosé      |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Taille 1- / Court  | 34010 5185990 1 | 34010 5185872 0 | 3664540002992 | 34010 6015299 4 |
| Taille 1- / Normal | 34010 5186009 9 | 34010 5185889 8 | 3664540003128 | 34010 6015317 5 |
| Taille 2- / Court  | 34010 5186015 0 | 34010 5185895 9 | 3664540003029 | 34010 6015302 1 |
| Taille 2- / Normal | 34010 5186021 1 | 34010 5185903 1 | 3664540003159 | 34010 6015321 2 |
| Taille 3- / Court  | 34010 5186038 9 | 34010 5185926 0 | 3664540003050 | 34010 6015306 9 |
| Taille 3- / Normal | 34010 5186050 1 | 34010 5185932 1 | 3664540003180 | 34010 6015324 3 |
| Taille 4- / Court  | 34010 5186067 9 | 34010 5185949 9 | 3664540003081 | 34010 6015309 0 |
| Taille 4- / Normal | 34010 5186073 0 | 34010 5185955 0 | 3664540003210 | 34010 6015329 8 |



| BAS AUTOFIX        | Noir            | Beige           | Beige clair   | Beige rosé      |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Taille 1- / Court  | 34010 5186357 1 | 34010 5186127 0 | 3664540003258 | 34010 6015139 3 |
| Taille 1- / Normal | 34010 5186363 2 | 34010 5186133 1 | 3664540003388 | 34010 6015153 9 |
| Taille 2- / Court  | 34010 5186386 1 | 34010 5186156 0 | 3664540003289 | 34010 6015142 3 |
| Taille 2- / Normal | 34010 5186392 2 | 34010 5186162 1 | 3664540003418 | 34010 6015157 7 |
| Taille 3- / Court  | 34010 5186400 4 | 34010 5186185 0 | 3664540003319 | 34010 6015145 4 |
| Taille 3- / Normal | 34010 5186417 2 | 34010 5186191 1 | 3664540003449 | 34010 6015160 7 |
| Taille 4- / Court  | 34010 5186423 3 | 34010 5186216 1 | 3664540003340 | 34010 6015148 5 |
| Taille 4- / Normal | 34010 5186446 2 | 34010 5186222 2 | 3664540003470 | 34010 6015164 5 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

Noir

## TAILLES +



### MI-BAS

|                    | Noir                   | Beige                  | Beige clair   | Beige rosé             |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Taille 1+ / Court  | 34010 <b>8177809</b> 8 | 34010 <b>8177672</b> 8 | 3664540002985 | 34010 <b>6015301</b> 4 |
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>8177761</b> 9 | 34010 <b>8177726</b> 8 | 3664540003111 | 34010 <b>6015320</b> 5 |
| Taille 2+ / Court  | 34010 <b>8177815</b> 9 | 34010 <b>8177689</b> 6 | 3664540003012 | 34010 <b>6015305</b> 2 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>8177778</b> 7 | 34010 <b>8177732</b> 9 | 3664540003142 | 34010 <b>6015323</b> 6 |
| Taille 3+ / Court  | 34010 <b>8177844</b> 9 | 34010 <b>8177695</b> 7 | 3664540003043 | 34010 <b>6015308</b> 3 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>8177784</b> 8 | 34010 <b>8177749</b> 7 | 3664540003173 | 34010 <b>6015328</b> 1 |
| Taille 4+ / Court  | 34010 <b>8177867</b> 8 | 34010 <b>8177703</b> 9 | 3664540003074 | 34010 <b>6015312</b> 0 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 <b>8177790</b> 9 | 34010 <b>8177755</b> 8 | 3664540003203 | 34010 <b>6015331</b> 1 |



### BAS AUTOFIX

|                    | Noir                   | Beige                  | Beige clair   | Beige rosé             |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Taille 1+ / Court  | 34010 <b>5186469</b> 1 | 34010 <b>5186245</b> 1 | 3664540003241 | 34010 <b>6015141</b> 6 |
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>5186475</b> 2 | 34010 <b>5186251</b> 2 | 3664540003371 | 34010 <b>6015156</b> 0 |
| Taille 2+ / Court  | 34010 <b>5186481</b> 3 | 34010 <b>5186268</b> 0 | 3664540003272 | 34010 <b>6015144</b> 7 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>5186498</b> 1 | 34010 <b>5186274</b> 1 | 3664540003401 | 34010 <b>6015159</b> 1 |
| Taille 3+ / Court  | 34010 <b>5186512</b> 4 | 34010 <b>5186280</b> 2 | 3664540003302 | 34010 <b>6015147</b> 8 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>5186529</b> 2 | 34010 <b>5186297</b> 0 | 3664540003432 | 34010 <b>6015163</b> 8 |
| Taille 4+ / Court  | 34010 <b>5186535</b> 3 | 34010 <b>5186305</b> 2 | 3664540003333 | 34010 <b>6015151</b> 5 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 <b>5186558</b> 2 | 34010 <b>5186311</b> 3 | 3664540003463 | 34010 <b>6015166</b> 9 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

Actys<sup>®</sup> 20  
Femme

71

TAILLES -

TAILLES +

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III


Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## Composition :

Polyamide, Elasthanne,  
Silicone\*

Retrouvez le résumé des  
caractéristiques des produits  
à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

72

## GRILLE DE TAILLES

### CHAUSSETTES

| 8 TAILLES | T1                                        | T1+   | T2    | T2+   | T3    | T3+   | T4    | T4+   |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mollet    | 32/39                                     | 39/46 | 33/40 | 40/47 | 34/41 | 41/48 | 37/44 | 44/51 |
| Cheville  | 19/22                                     |       | 22/25 |       | 25/28 |       | 28/31 |       |
| Hauteur   | Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41 |       |       |       |       |       |       |       |

### BAS

| 12 TAILLES | T1 -                                      | T1    | T1+   | T2 -  | T2    | T2+   | T3 -  | T3    | T3+   | T4 -  | T4    | T4+   |
|------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cuisse     | 42/47                                     | 47/57 | 57/67 | 47/52 | 52/62 | 62/72 | 52/57 | 57/67 | 67/77 | 57/62 | 62/72 | 72/82 |
| Cheville   | 19/22                                     |       |       | 22/25 |       |       | 25/28 |       |       | 28/31 |       |       |
| Hauteur    | Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

### POINTURES

| Tailles | Hauteurs | Pointures maxi conseillées |
|---------|----------|----------------------------|
| 1       | Normal   | 42                         |
|         | Long     | 44                         |
| 2       | Normal   | 43                         |
|         | Long     | 45                         |
| 3       | Normal   | 44                         |
|         | Long     | 46                         |
| 4       | Normal   | 46                         |
|         | Long     | 47                         |

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

Noir

## + PRODUIT



De série

## BREVETS INNOTHERA



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue  
au porter<sup>(3)(4)</sup>

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

## TAILLES STANDARD



### CHAUSSETTES

|                   | Noir                   | Beige                  | Gris                   |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Normal | 34015 <b>6312261</b> 6 | 34015 <b>6310612</b> 8 | 34010 <b>6022996</b> 2 |
| Taille 1 / Long   | 34015 <b>6312203</b> 6 | 34015 <b>6312143</b> 5 | 34010 <b>6022997</b> 9 |
| Taille 2 / Normal | 34015 <b>6312278</b> 4 | 34015 <b>6310629</b> 6 | 34010 <b>6022998</b> 6 |
| Taille 2 / Long   | 34015 <b>6312226</b> 5 | 34015 <b>6312172</b> 5 | 34010 <b>6022999</b> 3 |
| Taille 3 / Normal | 34015 <b>6312284</b> 5 | 34015 <b>6312114</b> 5 | 34010 <b>6023000</b> 5 |
| Taille 3 / Long   | 34015 <b>6312249</b> 4 | 34015 <b>6312189</b> 3 | 34010 <b>6023001</b> 2 |
| Taille 4 / Normal | 34015 <b>6312309</b> 5 | 34015 <b>6312120</b> 6 | 34010 <b>6023003</b> 6 |
| Taille 4 / Long   | 34015 <b>6312255</b> 5 | 34015 <b>6312195</b> 4 | 34010 <b>6023004</b> 3 |



### BAS AUTOFIX

|                   | Noir                   | Beige                  |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1 / Normal | 34015 <b>6336965</b> 3 | 34015 <b>6312315</b> 6 |
| Taille 1 / Long   | 34015 <b>6336913</b> 4 | 34015 <b>6312338</b> 5 |
| Taille 2 / Normal | 34015 <b>6336971</b> 4 | 34015 <b>6312321</b> 7 |
| Taille 2 / Long   | 34015 <b>6336936</b> 3 | 34015 <b>6312344</b> 6 |
| Taille 3 / Normal | 34015 <b>6336988</b> 2 | 34015 <b>6336824</b> 3 |
| Taille 3 / Long   | 34015 <b>6336942</b> 4 | 34015 <b>6336853</b> 3 |
| Taille 4 / Normal | 34015 <b>6336994</b> 3 | 34015 <b>6336847</b> 2 |
| Taille 4 / Long   | 34015 <b>6336959</b> 2 | 34015 <b>6336907</b> 3 |

## PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

### TAILLES STANDARD



### CHAUSSETTES

|                   | Noir                 |
|-------------------|----------------------|
| Taille 1 / Normal | <b>3664540007485</b> |
| Taille 1 / Long   | <b>3664540007560</b> |
| Taille 2 / Normal | <b>3664540007508</b> |
| Taille 2 / Long   | <b>3664540007584</b> |
| Taille 3 / Normal | <b>3664540007522</b> |
| Taille 3 / Long   | <b>3664540007607</b> |
| Taille 4 / Normal | <b>3664540007546</b> |
| Taille 4 / Long   | <b>3664540007621</b> |



### CHAUSSETTES

|                    | Noir                 |
|--------------------|----------------------|
| Taille 1+ / Normal | <b>3664540007492</b> |
| Taille 1+ / Long   | <b>3664540007577</b> |
| Taille 2+ / Normal | <b>3664540007515</b> |
| Taille 2+ / Long   | <b>3664540007591</b> |
| Taille 3+ / Normal | <b>3664540007539</b> |
| Taille 3+ / Long   | <b>3664540007614</b> |
| Taille 4+ / Normal | <b>3664540007553</b> |
| Taille 4+ / Long   | <b>3664540007638</b> |

## TAILLES -



### BAS AUTOFIX

|                    | Noir                   | Beige                  |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1- / Normal | 34010 <b>6023506</b> 2 | 34010 <b>6023528</b> 4 |
| Taille 1- / Long   | 34010 <b>6023507</b> 9 | 34010 <b>6023546</b> 8 |
| Taille 2- / Normal | 34010 <b>6023509</b> 3 | 34010 <b>6023547</b> 5 |
| Taille 2- / Long   | 34010 <b>6023510</b> 9 | 34010 <b>6023548</b> 2 |
| Taille 3- / Normal | 34010 <b>6023511</b> 6 | 34010 <b>6023549</b> 9 |
| Taille 3- / Long   | 34010 <b>6023512</b> 3 | 34010 <b>6023550</b> 5 |
| Taille 4- / Normal | 34010 <b>6023513</b> 0 | 34010 <b>6023552</b> 9 |
| Taille 4- / Long   | 34010 <b>6023514</b> 7 | 34010 <b>6023553</b> 6 |

## TAILLES +



### CHAUSSETTES

|                    | Noir                   | Beige                  | Gris                   |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>6023013</b> 5 | 34010 <b>6023179</b> 8 | 34010 <b>6023005</b> 0 |
| Taille 1+ / Long   | 34010 <b>6023014</b> 2 | 34010 <b>6023184</b> 2 | 34010 <b>6023006</b> 7 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>6023015</b> 9 | 34010 <b>6023186</b> 6 | 34010 <b>6023007</b> 4 |
| Taille 2+ / Long   | 34010 <b>6023016</b> 6 | 34010 <b>6023188</b> 0 | 34010 <b>6023008</b> 1 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>6023170</b> 5 | 34010 <b>6023193</b> 4 | 34010 <b>6023009</b> 8 |
| Taille 3+ / Long   | 34010 <b>6023173</b> 6 | 34010 <b>6023198</b> 9 | 34010 <b>6023010</b> 4 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 <b>6023174</b> 3 | 34010 <b>6023201</b> 6 | 34010 <b>6023011</b> 1 |
| Taille 4+ / Long   | 34010 <b>6023175</b> 0 | 34010 <b>6023205</b> 4 | 34010 <b>6023012</b> 8 |

### BAS AUTOFIX



|                    | Noir                   | Beige                  |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1+ / Normal | 34010 <b>6023209</b> 2 | 34010 <b>6023515</b> 4 |
| Taille 1+ / Long   | 34010 <b>6023211</b> 5 | 34010 <b>6023517</b> 8 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 <b>6023212</b> 2 | 34010 <b>6023519</b> 2 |
| Taille 2+ / Long   | 34010 <b>6023213</b> 9 | 34010 <b>6023520</b> 8 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 <b>6023214</b> 6 | 34010 <b>6023521</b> 5 |
| Taille 3+ / Long   | 34010 <b>6023217</b> 7 | 34010 <b>6023524</b> 6 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 <b>6023219</b> 1 | 34010 <b>6023526</b> 0 |
| Taille 4+ / Long   | 34010 <b>6023221</b> 4 | 34010 <b>6023527</b> 7 |

Actys<sup>20</sup>  
Homme

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
34010 **9691230** 2  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

classe  
**2**

ACTYS®

73

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

74

## GRILLE DE TAILLES

### MI-BAS

| 9 TAILLES | T0                                         | T1-     | T1    | T2-       | T2    | T3-       | T3    | T4-     | T4    |
|-----------|--------------------------------------------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Mollet    | 27/33                                      | 24/30   | 30/37 | 27/34     | 34/40 | 30/37     | 37/45 | 33/40   | 40/47 |
| Cheville  | 16/18                                      | 18/21,5 |       | 21,5/23,5 |       | 23,5/25,5 |       | 25,5/29 |       |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39 |         |       |           |       |           |       |         |       |

### BAS

| 13 TAILLES | T0                                         | T1-     | T1    | T1+   | T2-       | T2    | T2+   | T3-       | T3    | T3+   | T4-     | T4    | T4+   |
|------------|--------------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|
| Cuisse     | 43/53                                      | 36/44   | 44/54 | 54/64 | 42/50     | 50/58 | 58/68 | 46/54     | 54/64 | 64/74 | 48/58   | 58/68 | 68/78 |
| Cheville   | 16/18                                      | 18/21,5 |       |       | 21,5/23,5 |       |       | 23,5/25,5 |       |       | 25,5/29 |       |       |
| Hauteur    | Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72 |         |       |       |           |       |       |           |       |       |         |       |       |

### POINTURES\*

| Tailles     | Pointures maxi conseillées |
|-------------|----------------------------|
| 0           | 41                         |
| 1- / 1 / 1+ | 41                         |
| 2- / 2 / 2+ | 42                         |
| 3- / 3 / 3+ | 43                         |
| 4- / 4 / 4+ | 44                         |

\*Pour toutes les hauteurs

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

Naturel

## + PRODUIT

## BREVETS INNOTHERA



En mi-bas et bas tailles standard



Adapté, en série à 98% des morphologies féminine<sup>(31)</sup>



Un produit de classe III centré à 25 mmHg de pression en cheville



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

TAILLES STANDARD



| MI-BAS            | Noir            | Naturel         |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 0 / Court  | 34010 5201453 8 | 34010 5201306 7 |
| Taille 0 / Normal | 34010 5201401 9 | 34010 5201358 6 |
| Taille 1 / Court  | 34010 9588733 5 | 34010 9588911 7 |
| Taille 1 / Normal | 34010 9588756 4 | 34010 9588928 5 |
| Taille 2 / Court  | 34010 9588762 5 | 34010 9588934 6 |
| Taille 2 / Normal | 34010 9588779 3 | 34010 9588940 7 |
| Taille 3 / Court  | 34010 9588785 4 | 34010 9589253 7 |
| Taille 3 / Normal | 34010 9588791 5 | 34010 9588957 5 |
| Taille 4 / Court  | 34010 9588816 5 | 34010 9588963 6 |
| Taille 4 / Normal | 34010 9588822 6 | 34010 9588986 5 |



| BAS AUTOFIX       | Noir            | Naturel         |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 0 / Court  | 34010 5201051 6 | 34010 5200815 5 |
| Taille 0 / Normal | 34010 5201163 6 | 34010 5200821 6 |
| Taille 1 / Court  | 34010 9651207 6 | 34010 9651377 6 |
| Taille 1 / Normal | 34010 9651213 7 | 34010 9651383 7 |
| Taille 2 / Court  | 34010 9651236 6 | 34010 9651408 7 |
| Taille 2 / Normal | 34010 9651242 7 | 34010 9651414 8 |
| Taille 3 / Court  | 34010 9651259 5 | 34010 9651420 9 |
| Taille 3 / Normal | 34010 9651265 6 | 34010 9651437 7 |
| Taille 4 / Court  | 34010 9651271 7 | 34010 9651443 8 |
| Taille 4 / Normal | 34010 9651288 5 | 34010 9651466 7 |

TAILLES  
STANDARD  
TAILLES 0

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



| MI-BAS            | Naturel         |
|-------------------|-----------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 9741525 3 |
| Taille 1 / Normal | 34010 9741531 4 |
| Taille 2 / Court  | 34010 9741548 2 |
| Taille 2 / Normal | 34010 9741554 3 |
| Taille 3 / Court  | 34010 9741560 4 |
| Taille 3 / Normal | 34010 9741577 2 |
| Taille 4 / Court  | 34010 9741583 3 |
| Taille 4 / Normal | 34010 9741608 3 |



| BAS AUTOFIX       | Naturel         |
|-------------------|-----------------|
| Taille 1 / Court  | 34010 9741614 4 |
| Taille 1 / Normal | 34010 9741620 5 |
| Taille 2 / Court  | 34010 9741637 3 |
| Taille 2 / Normal | 34010 9741643 4 |
| Taille 3 / Court  | 34010 9741666 3 |
| Taille 3 / Normal | 34010 9741672 4 |
| Taille 4 / Court  | 34010 9741689 2 |
| Taille 4 / Normal | 34010 9741695 3 |

Actys<sup>®</sup>25

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓


CLIQUEZ ICI ↓

34010 9691230 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)



34010 **9691230** 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

TAILLES -



| MI-BAS             | Noir                   | Naturel                |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1- / Court  | 34010 <b>5201476</b> 7 | 34010 <b>5201312</b> 8 |
| Taille 1- / Normal | 34010 <b>5201418</b> 7 | 34010 <b>5201364</b> 7 |
| Taille 2- / Court  | 34010 <b>5201482</b> 8 | 34010 <b>5201329</b> 6 |
| Taille 2- / Normal | 34010 <b>5201424</b> 8 | 34010 <b>5201370</b> 8 |
| Taille 3- / Court  | 34010 <b>5201499</b> 6 | 34010 <b>5201335</b> 7 |
| Taille 3- / Normal | 34010 <b>5201430</b> 9 | 34010 <b>5201387</b> 6 |
| Taille 4- / Court  | 34010 <b>5201507</b> 8 | 34010 <b>5201341</b> 8 |
| Taille 4- / Normal | 34010 <b>5201447</b> 7 | 34010 <b>5201393</b> 7 |



| BAS AUTOFIX        | Noir                   | Naturel                |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Taille 1- / Court  | 34010 <b>5201068</b> 4 | 34010 <b>5200838</b> 4 |
| Taille 1- / Normal | 34010 <b>5201192</b> 6 | 34010 <b>5200844</b> 5 |
| Taille 2- / Court  | 34010 <b>5201074</b> 5 | 34010 <b>5200850</b> 6 |
| Taille 2- / Normal | 34010 <b>5201200</b> 8 | 34010 <b>5200867</b> 4 |
| Taille 3- / Court  | 34010 <b>5201080</b> 6 | 34010 <b>5200873</b> 5 |
| Taille 3- / Normal | 34010 <b>5201217</b> 6 | 34010 <b>5200896</b> 4 |
| Taille 4- / Court  | 34010 <b>5201097</b> 4 | 34010 <b>5200904</b> 6 |
| Taille 4- / Normal | 34010 <b>5201223</b> 7 | 34010 <b>5200910</b> 7 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓





# TAILLES +



| BAS AUTOFIX        | Noir            | Naturel         |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Taille 1+ / Court  | 34010 9693683 4 | 34010 9693789 3 |
| Taille 1+ / Normal | 34010 9693708 4 | 34010 9693795 4 |
| Taille 2+ / Court  | 34010 9693714 5 | 34010 9693803 6 |
| Taille 2+ / Normal | 34010 9693720 6 | 34010 9693826 5 |
| Taille 3+ / Court  | 34010 9693737 4 | 34010 9693832 6 |
| Taille 3+ / Normal | 34010 9693743 5 | 34010 9693849 4 |
| Taille 4+ / Court  | 34010 9693766 4 | 34010 9693855 5 |
| Taille 4+ / Normal | 34010 9693772 5 | 34010 9693861 6 |

Noir

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓


CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

TAILLES -  
TAILLES +

Actys<sup>®25</sup> 77





## Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix

classe  
**3**

ACTYS®



BVCert. 6195240

78

## GRILLE DE TAILLES

### MI-BAS

| 4 TAILLES | T1                                         | T2        | T3        | T4      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Mollet    | 30/37                                      | 34/40     | 37/45     | 40/47   |
| Cheville  | 18/21,5                                    | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39 |           |           |         |

### BAS

| 4 TAILLES | T1                                         | T2        | T3        | T4      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Cuisse    | 44/54                                      | 50/58     | 54/64     | 58/68   |
| Cheville  | 18/21,5                                    | 21,5/23,5 | 23,5/25,5 | 25,5/29 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72 |           |           |         |

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

### POINTURES\*

| Tailles | Pointures maxi conseillées |
|---------|----------------------------|
| 1       | 41                         |
| 2       | 42                         |
| 3       | 43                         |
| 4       | 44                         |

\* Pour toutes les hauteurs

## + PRODUIT



En mi-bas et bas



De série



Produit de classe III  
centré à 33 mmHg  
de pression en cheville



Convient aux hommes  
s'ils entrent dans  
la grille de taille

## Enfileur (inclus dans le pack)



Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

|  | MI-BAS            | Naturel                |  | BAS AUTOFIX       | Naturel                |
|--|-------------------|------------------------|--|-------------------|------------------------|
|  | Taille 1 / Court  | 34010 <b>9741703</b> 5 |  | Taille 1 / Court  | 34010 <b>9744920</b> 3 |
|  | Taille 1 / Normal | 34010 <b>9741726</b> 4 |  | Taille 1 / Normal | 34010 <b>9744937</b> 1 |
|  | Taille 2 / Court  | 34010 <b>9741732</b> 5 |  | Taille 2 / Court  | 34010 <b>9744943</b> 2 |
|  | Taille 2 / Normal | 34010 <b>9741749</b> 3 |  | Taille 2 / Normal | 34010 <b>9744966</b> 1 |
|  | Taille 3 / Court  | 34010 <b>9741755</b> 4 |  | Taille 3 / Court  | 34010 <b>9744972</b> 2 |
|  | Taille 3 / Normal | 34010 <b>9741761</b> 5 |  | Taille 3 / Normal | 34010 <b>9744989</b> 0 |
|  | Taille 4 / Court  | 34010 <b>9741778</b> 3 |  | Taille 4 / Court  | 34010 <b>9744995</b> 1 |
|  | Taille 4 / Normal | 34010 <b>9741784</b> 4 |  | Taille 4 / Normal | 34010 <b>9745003</b> 2 |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓


**Naturel**

Actys<sup>®</sup>35

classe  
**3**  
ACTYS<sup>®</sup>

34010 **9691230** 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

79





## Composition :

Polyamide, Elasthanne,  
Silicone\*

Retrouvez le résumé des  
caractéristiques des produits  
à la page 83

\* Uniquement en format bas autofix

ACTYS®  
ATH



BVCert. 6195240

80

## GRILLE DE TAILLES

### CHAUSSETTES

| 4 TAILLES | T1                                                             | T2    | T3    | T4    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Mollet    | 30/40                                                          | 33/43 | 37/47 | 42/52 |
| Cheville  | 17/21                                                          | 21/24 | 24/27 | 27/31 |
| Hauteur   | Court Inf. ou égal à 39 / Normal de 39,1 à 44 / Long sup. à 44 |       |       |       |

CLIQUEZ ICI ↓

### BAS

| 4 TAILLES | T1                                        | T2    | T3    | T4    |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Cuisse    | 46/58                                     | 51/63 | 55/67 | 60/72 |
| Cheville  | 17/21                                     | 21/24 | 24/27 | 27/31 |
| Hauteur   | Normal Inf. ou égal à 75 / Long Sup. à 75 |       |       |       |

Un traitement conforme au cahier des charges  
proposé par la HAS pour les produits anti-thromboses.

### POINTURES

| Tailles | Hauteurs | Pointure maxi conseillées |
|---------|----------|---------------------------|
| 1       | Normal   | 42                        |
|         | Long     | 44                        |
| 2       | Normal   | 43                        |
|         | Long     | 45                        |
| 3       | Normal   | 44                        |
|         | Long     | 46                        |
| 4       | Normal   | 46                        |
|         | Long     | 47                        |

## + PRODUIT



De série



Taillage identifiable grâce à un code couleur

## BREVETS INNOTHERA



Enfilage facilité<sup>(1)(2)</sup>



Bonne tenue  
au porter<sup>(3)(4)</sup>

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

| CHAUSSETTES |                   | Blanc |                  | BAS AUTO FIX |                   | Blanc |                  |
|-------------|-------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|-------|------------------|
|             | Taille 1 / Court  | 34011 | <b>7075461</b> 3 |              | Taille 1 / Normal | 34015 | <b>6446814</b> 0 |
|             | Taille 1 / Normal | 34015 | <b>6446731</b> 0 |              | Taille 1 / Long   | 34015 | <b>6446808</b> 9 |
|             | Taille 1 / Long   | 34015 | <b>6446760</b> 0 |              | Taille 2 / Normal | 34015 | <b>6446820</b> 1 |
|             | Taille 2 / Court  | 34011 | <b>7075395</b> 1 |              | Taille 2 / Long   | 34015 | <b>6446837</b> 9 |
|             | Taille 2 / Normal | 34015 | <b>6446725</b> 9 |              | Taille 3 / Normal | 34015 | <b>6448894</b> 0 |
|             | Taille 2 / Long   | 34015 | <b>6446754</b> 9 |              | Taille 3 / Long   | 34015 | <b>6448581</b> 9 |
|             | Taille 3 / Court  | 34015 | <b>7078212</b> 4 |              | Taille 4 / Normal | 34015 | <b>6453091</b> 5 |
|             | Taille 3 / Normal | 34015 | <b>6445772</b> 4 |              | Taille 4 / Long   | 34015 | <b>6448836</b> 0 |
|             | Taille 3 / Long   | 34015 | <b>6446783</b> 9 |              |                   |       |                  |
|             | Taille 4 / Court  | 34015 | <b>7081792</b> 5 |              |                   |       |                  |
|             | Taille 4 / Normal | 34015 | <b>6446748</b> 8 |              |                   |       |                  |
|             | Taille 4 / Long   | 34015 | <b>6446777</b> 8 |              |                   |       |                  |

RETOUR  
AUX TAILLES  
↓

▀ Taille 3

Actys<sup>®</sup>ATH

ACTYS<sup>®</sup>  
ATH

34010 **9691230** 2  
ACL 7 caractères  
(jusqu'au 31/12/10)  
ACL 13 caractères  
(à partir du 01/01/11)

81

|           |          |           |            |           |            |           |            |     |
|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| Classe II | Classe I | Classe II | Classe III | Classe II | Classe III | Classe II | Classe III | ATH |
|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|

# MATÉRIOVIGILANCE ET INFORMATION MÉDICALE

Pour toute question médicale ou relative  
à la matériovigilance :

PAR TÉLÉPHONE

**0 800 100 229**

Service & appel  
gratuits

PAR FAX

01 46 15 18 28

PAR E-MAIL

[information.vigilance@innothera.com](mailto:information.vigilance@innothera.com)

Ce catalogue est destiné à l'usage exclusif du professionnel de santé



# RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

## COMPOSITION

### Smartleg® DISPOSITIFS DE COMPRESSION VEINEUSE ELASTIQUE.

**Smartleg®, classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne

**Smartleg® Transparent, classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne

**Smartleg® Opaque, classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne

**Smartleg® Collection, classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne

### Varisma® DISPOSITIFS DE COMPRESSION VEINEUSE ELASTIQUE.

**Varisma® Douceur, classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

**Varisma® Comfort, classe I et II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

**Varisma® Comfort coton, classe II et III** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Coton d'Égypte, Elasthanne, Silicone\*

**Varisma® Nuances, classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

**Varisma® Zen, classe II** : Polyamide, Elasthanne

**Varisma® Zen coton, classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Coton d'Égypte, Elasthanne

### Legger® DISPOSITIFS DE COMPRESSION VEINEUSE ELASTIQUE POUR HOMME.

**Legger® Classic, classe II** : Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

**Legger® Fine, classe II** : Coton d'Égypte (dont fil d'Écosse), Polyamide, Elasthanne

**Legger® Surfine, classe II** : Polyamide, Elasthanne, Silicone\*

**Legger® Zen, classe II** : Polyamide, Elasthanne

**Legger® 25 Classic, classe III** : Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

### Actys® DISPOSITIFS DE COMPRESSION VEINEUSE ELASTIQUE.

**Actys® 20 Femme, classe II** : Polyamide, Elasthanne, Silicone\*

**Actys® 20 Homme, classe II** : Polyamide, Elasthanne, Silicone\*

**Actys® 25, classe III** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

**Actys® 35, classe III** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone\*

**Actys® ATH, Anti-thrombose** : Polyamide, Elasthanne, Silicone\*

## INDICATIONS

Compression veineuse élastique des membres inférieurs. Les indications font référence, le cas échéant, à la partie clinique de la classification Clinique Etiologique Anatomique Physiopathologique (CEAP) des affections veineuses chroniques. Lorsque plusieurs niveaux de pression sont possibles pour la même indication, la pression retenue doit être la plus forte supportée

par le patient.

### Classe I, pression 10 à 15 mmHg ou 13 à 20 hPa (Varisma® Comfort) :

- troubles fonctionnels veineux (C0),
- télangiectasie ou veines réticulaires (C1),
- et en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

### Classe II, pression 15, 1 à 20 mmHg ou 20, 1 à 27 hPa (Smartleg®, Smartleg® Transparent, Smartleg® Opaque, Smartleg® Collection, Varisma® Douceur, Varisma® Comfort, Varisma® Comfort coton, Varisma® Nuances, Varisma® Zen, Varisma® Zen coton, Legger® Classic, Legger® Fine, Legger® Surfine, Legger® Zen, Actys® 20 Femme, Actys® 20 Homme) :

- jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée,
- varices de plus de 3 mm (C2),
- après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne),
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures,
- prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.

### Classe III, pression 20, 1 à 36 mmHg ou 27, 1 à 48 hPa (Varisma® Comfort coton, Legger® 25 Classic, Actys® 25, Actys® 35) :

- varices de plus de 3 mm (C2),
- après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- œdème veineux chronique (C3),
- troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a),
- troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermité, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique),
- troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5),
- traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul),
- traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci n'est pas contre-indiqué),
- prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale pendant 2 ans,
- lymphœdème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien), la pression retenue est la plus forte supportée par le patient, elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite,
- grossesse ou post-partum en cas d'affection veineuse chronique

associée,

- et en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

### Actys® ATH, Anti-thrombose :

- prévention de la thrombose veineuse dans un contexte médical, notamment en cas d'alitement (hors accident vasculaire cérébral), ou chirurgical, en cas de risque thromboembolique identifié
- le dispositif est porté bilatéralement jour et nuit, en association au traitement anticoagulant lorsque celui-ci est indiqué.

## CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, *phlegmatia coerulea dolens*, thrombose septique, intolérance, réaction allergique au produit.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, de réaction cutanée ou de gêne, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. Ne pas appliquer directement sur une peau lésée. En cas de réactions cutanées, demander l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien. Tout éventuel traitement anti-infectieux local doit précéder la mise en œuvre de la contention. Laver le produit avant la première utilisation et après chaque porter. En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perde de poids, résorption d'œdème, ...), réajuster si besoin la taille ou le format du produit.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Il est recommandé d'avoir 2 paires de produit pour faciliter un usage alternatif. Lavage délicat à la main ou en machine et sans adoucissant. Laver séparément lors des premiers lavages. Température de l'eau entre 30°C et 40°C. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment. Rincer abondamment à l'eau claire en cas de lavage à la main. Essorer sans tordre. Sécher à plat, à l'abri du soleil et de toute source de chaleur, pas de séchage en machine. Ne pas repasser. Nettoyage à sec interdit.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Effets indésirables : Réactions cutanées (éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, irritations).

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification aux Laboratoires Innothéra et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) - Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

## MENTIONS LÉGALES

**Marquage CE.** Dispositifs médicaux de classe I. **Remb. Séc. Soc.** Inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étui.

### Laboratoires INNOTHÉRA

22 avenue Aristide Briand - 94 110 Arcueil – France  
Tél. : 01 46 15 18 00 – Fax : 01 46 15 28 32

\*uniquement en format Bas autofix

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH

# RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- (1) Profil de pressions spécifiquement adapté à la zone pied - Brevet FR 2885035 : "orthèse compressive du membre inférieur en forme d'article tricoté de type bas, chaussette ou collant".
- (2) Thiney G, Becker F, Ouchène A. Observance et compression veineuse élastique. Etude de la facilité d'enfilage et des sensations au porter précoces. Phlébologie 2007 ; 60(3) : 293-302.
- (3) Brevet FR 2942130 : « Procédé d'évaluation de la tenue sur le membre inférieur d'une orthèse de contention veineuse élastique tricotée ».
- (4) Etude de la tenue de la chaussette de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence – n°2009 – A00412 – 55 – novembre 2009.
- (5) Données issues des Campagnes Nationales de Mensuration des français : IFTH 2006 & 2009.
- (6) Fiche technique des fibres BeCool™
- (7) Brevet FR2941147 – « Orthèse compressive du membre inférieur à structure combinée bas / chaussette ».
- (8) Comparaison de la chaleur ressentie et de la température mesurée entre deux chaussettes de compression veineuse. Etude clinique EHD2\_2013\_07 réalisée par DERMSCAN, contrat 13E1473, en août 2013.
- (9) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de produits CVE (collants pour femmes), par la méthode du Profil. Etude EHD1\_2016\_011 réalisée par l'IFTH, contrat 170 064 R, en juin 2017.
- (10) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 5 produits CVE (de type collant pour femmes) par la méthode du PROFIL. Etude IFTH EHD1\_2018\_05, réalisée par l'IFTH, contrat 180 426 R, en juin 2018.
- (11) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 5 produits CVE (de type collant pour femmes) par la méthode du PROFIL. Etude IFTH EHD1\_2019\_06 réalisée par l'IFTH, contrat 190 428R, en juin 2019.
- (12) Etude interne ET\_2016\_47 TCV CLF\_AT : calcul du taux de couverture de la grille de taille Smartleg®.
- (13) Kantar World Panel : Répartition des achats annuels mobiles 12 mois sur les formats de ville, hors chaussettes. Cumul Annuel Mobile Avril 2017.
- (14) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 4 produits CVE de type Bas autofixant pour femme, par la méthode du profil. Etude EHD1\_2013\_09 réalisée par l'IFTH, contrat 131 249 R, juillet 2013.
- (15) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de produits CVE (de type bas jarret pour femmes), par la méthode du profil. Etude EHD1\_2013\_08 réalisée par l'IFTH, contrat 131 756 R, juillet 2013.
- (16) ET\_2014\_082 (TCV=99, 7%) - Taux de couverture Varisma® Comfort Mi-bas.
- (17) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 4 produits CVE (de type bas autofix pour femmes) par la méthode du profil. Etude EHD1\_2015\_03 réalisée par l'IFTH, contrat 151159R, en juin 2015.
- (18) Evaluation de la tolérance d'un bas autofixant de compression médicale de classe 2 comportant une bande autofixante microperforée, sur population cible. Etude réalisée par Pharmascan, contrat 15E0391, en juin 2015.
- (19) Fiche technique des fils Meryl® Skinlife.
- (20) Etude interne ET\_2015\_006 : Etude du taux de couverture des bas Varisma® Douceur.
- (21) Evaluation de la facilité d'enfilage, de retrait et de la douceur de 5 produits de compression veineuse élastique (Format Bas jarret), selon les principes de l'analyse sensorielle. Etude EHD1\_2012\_16 réalisée par l'IFTH, contrat 130 410 R, en avril 2013.
- (22) Evaluation du Confort genou, de la Transparence et de la Solidité – Rapport Interne AP\_2012\_053 – janvier 2013.
- (23) Evaluation de la finesse – Rapport interne ET\_2012\_71 - janvier 2013.
- (24) Evaluation de la facilité d'enfilage, de retrait et de la douceur de 6 produits de compression veineuse élastique (Format bas jarret), selon les principes de l'analyse sensorielle. Etude EHD1\_2011\_01 réalisée par l'IFTH, contrat 110 247 R, en mars 2011.
- (25) Etude interne n°ET\_2014\_09 : calcul du taux de couverture pour Legger® Classic et Legger® Surfline.
- (26) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 6 produits CVE de type chaussettes pour hommes par la méthode du Profil. Etude EHD1\_2014\_12 réalisée par l'IFTH, contrat 150064R, en février 2015.
- (27) Evaluation de la facilité d'enfilage, de retrait et de la douceur de 7 produits de compression veineuse élastique (format bas jarret), selon les principes de l'analyse sensorielle. Etude EHD1\_2012\_01 réalisée par l'IFTH, contrat 120 070 R, en mars 2012.
- (28) Etude interne n° ET\_2014\_74 : Calcul du taux de couverture de Actys® 20 Femme en mi-bas.
- (29) Etude interne n° ET\_2015\_36 : Calcul du taux de couverture de Actys® 20 Homme en Chaussettes.
- (30) Etude interne n° ET\_2016\_36 : Calcul du taux de couverture de Actys® 20 Homme en bas.
- (31) Etude interne n°ET\_2013\_13 : Calcul du taux de couverture de Actys® 25 & 35 vs concurrents mi-bas & bas.
- (32) Certificat N°QUAL/2003/20692.3.
- (33) Certificat : CQ 843/1.
- (34) BVcert. 6195240.
- (35) Gillet J.L. et al. Etude en pharmacie d'officine des déterminants de l'observance d'une compression élastique sur prescription médicale et de la satisfaction des personnes à son égard. Phlébologie 2013, 66,1,p.14-21.
- (36) Etude de la tenue de chaussettes de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence, Pharmascan, contrat 09E0972, novembre 2009.
- (37) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de produits CVE (de type bas autofixants pour femmes), par la méthode du profil. Etude EHD1\_2013\_10 réalisée par l'IFTH, contrat 131 560 R, en septembre 2013.
- (38) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de produits CVE (de type bas autofixants pour femmes), par la méthode du Profil. Etude EHD1\_2014\_07 réalisée par l'IFTH, contrat 141 132 R, en juillet 2014.
- (39) Chauveau M, Cros F, Bassez S, Gelade P, Fourgeau P, Sabardeil J, Moscatiello T, Ouchène A. Taille des bas de compression médicale et hémodynamique veineuse. Phlébologie 2011 ; 64 (4) : 11 - 18.
- (40) Chauveau M, Robinet P, Cros F., Bassez S, Moscatiello T, Thiney G, Ouchène A – Les chaussettes de compression pour homme sont-elles bien adaptées à la population masculine française ? Quel impact sur la pression délivrée – Phlébologie 2012 ; 65 (4) : 7-11.
- (41) ET\_2018\_094 (TCV = 98,0%) - Taux de couverture Varisma® Nuances Bas.
- (42) E11657 Gamme Smartleg Transparent : test en vie réelle des 5 teintes de "beige" - Janvier 2019 - A+A - Healthcare Market Research - Janvier 2019
- (43) AP\_2019\_122 - Synthèse Résistance à la perforation NUANCES.
- (44) AP\_2019\_122 - Résistance à l'usure de Varisma NUANCES vs Concurrents.
- (45) TCV global 02/11/2018.

# La charte CVE Premium®

LA CHARTE CVE PREMIUM®, DÉFINIE PAR LES LABORATOIRES INNOTHÉRA, PERMET DE QUALIFIER LES PRODUITS DE COMPRESSION VEINEUSE ÉLASTIQUE BÉNÉFICIAIRE DE L'ENSEMBLE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS INNOTHÉRA.

Avec les produits Innothéra CVE Premium®, vous avez la garantie d'un haut niveau d'exigence :

**1. Conception au plus près de la morphologie de la population française :**

les produits CVE Premium® sont construits en se basant sur les données des Campagnes Nationales de Mensurations (CNM) de l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH)<sup>(5)</sup>.

**2. Adaptation à un maximum de morphologies :**

les produits CVE Premium® habillent en série au moins 98% des morphologies des jambes de la population française<sup>(20)</sup>.

**3. Facilité d'enfilage et confort au porter<sup>(1)(2)</sup> :**

les produits CVE Premium® intègrent la technologie FIP. Ce procédé breveté exclusif assure une pression au pied inférieure à celle de la cheville.

**4. Bonne tenue au porter<sup>(3)(4)</sup> :**

les produits CVE Premium® intègrent la technologie 3UP system™ (spécifique aux mi-bas et chaussettes). Ce procédé breveté exclusif repose sur une construction spécifique des produits tenant compte des différentes forces exercées sur la jambe.

**5. Convient aux peaux sensibles<sup>(18)</sup> :**

les produits CVE Premium®, y compris la bande autofix, sont testés sous contrôle dermatologique et conviennent aux peaux sensibles et / ou atopiques.

**6. 98 / 8 : 98% de la population féminine française couverte avec seulement 8 tailles<sup>(20)</sup>.**

Les produits CVE Premium® bénéficient des dernières avancées technologiques Innothéra permettant une meilleure extensibilité en tout point du produit ainsi que dans ses parties terminales (bord-côte et autofix).

**7. Exigence de Qualité depuis la conception jusqu'à l'expédition des produits :**

le site de production est certifié ISO 9001<sup>(32)</sup>, assurant ainsi une politique qualité reposant sur l'écoute des clients, la prise en compte de leurs besoins et l'amélioration continue de leur satisfaction.

**8. Sécurité et fiabilité :**

Les produits CVE Premium® sont certifiés Oeko-Tex® Standard 100<sup>(33)</sup>. Cette certification par un organisme indépendant garantit une sélection stricte de toutes les substances entrant dans la fabrication des produits intermédiaires et des produits finis.

**9. Origine France Garantie :**

Les produits CVE Premium® sont fabriqués en France et bénéficient du label officiel « Origine France Garantie »<sup>(34)</sup>.

**10. Application web d'aide au conseil et à la vente :**

développée spécifiquement pour aider le pharmacien lors du conseil et du choix d'un produit de compression veineuse, l'application web Easydéli® optimise le service patient et l'approvisionnement des produits.

**11. Adhésion thérapeutique :**

Varisma® Information Patient (V.I.P) est un service Innothéra dédié aux primo prescriptions et délivrances pour accompagner et faciliter l'adhésion du patient.

**12. Tout avantage ou caractéristique revendiqué par les produits est**

**obligatoirement validé** par des études cliniques et / ou par un panel expert d'analyse sensorielle.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## 1. DOMAINE D'APPLICATION - OPPOSABILITE

Les présentes Conditions Générales de Vente (« CGV ») régissent l'ensemble des relations dans lesquelles la société Laboratoires INNOTHERA (« Laboratoires INNOTHERA ») intervient comme vendeur de marchandises qu'elle fabrique et/ou commercialise (les « Produits »), à l'exclusion de tout autre document émanant de l'acheteur (l'« Acheteur »). Dans le cadre de ces relations, les stipulations des CGV prévalent sur tout autre document, sauf conditions particulières dûment acceptées et validées par Laboratoires INNOTHERA. Compte tenu des spécificités des Produits vendus par ses soins et dans le souci de préserver les intérêts du consommateur, Laboratoires INNOTHERA pourra refuser la vente de ses Produits aux Acheteurs qui ne répondraient pas à des critères qualitatifs tenant notamment à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et à la qualité de ses installations.

## 2. COMMANDES – MODIFICATION OU ANNULATION DE COMMANDES

Toute commande de Produits s'effectue soit en direct (téléphone, fax), soit par EDI, soit en ligne via le site [www.easydeli.com](http://www.easydeli.com) (le « Site »). Pour les modalités de passation des commandes en ligne, il convient à l'Acheteur de se reporter aux Conditions Générales d'Utilisation accessibles en pied de page du Site. Le fait de passer commande, y compris via le Site, et/ou d'accepter la livraison de cette commande et/ou de payer une facture des Produits implique la connaissance et l'adhésion entière et sans réserve de l'Acheteur aux CGV. Toute modification ou annulation de commande effectuée par l'Acheteur ne peut être prise en considération que si elle a été signifiée par écrit et confirmée par Laboratoires INNOTHERA avant l'expédition des Produits.

## 3. PRIX

Les prix des Produits sont indiqués "Ex Works - Prix départ usine NOMEXY (88)" (Incoterms 2010), en euro et hors taxes. Les prix sont ceux en vigueur au jour de la passation de la commande. La TVA applicable est celle en vigueur au jour de la commande. Tout changement du taux sera automatiquement répercuté sur le prix des Produits. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français ou étrangers sont à la charge de l'Acheteur.

## 4. LIVRAISON - TRANSPORT

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Sauf accord de Laboratoires INNOTHERA, aucune annulation de commande ne sera recevable du fait du délai de livraison. Laboratoires INNOTHERA décline toute responsabilité envers l'Acheteur en cas d'impossibilité de livrer conformément à la commande suite à la survenance d'événements ou de circonstances présentant ou non le caractère de la force majeure tel que défini à l'article 12 des CGV, ou en cas de faute du transporteur et/ou de l'Acheteur. Dans le respect des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les coûts de transport correspondants seront facturés à l'Acheteur. Les Produits sont livrés à la destination indiquée par l'Acheteur et acceptée par Laboratoires INNOTHERA. A ce titre, toute hausse des frais de livraison inhérente à un changement du lieu de livraison et imputable à l'Acheteur sera supportée en totalité par l'Acheteur. Laboratoires INNOTHERA peut, le cas échéant, exécuter la commande sous forme de livraisons partielles. A ce titre, la non-conformité à la commande d'une partie de la livraison n'autorise pas l'Acheteur à refuser la totalité de la livraison ou à suspendre ou différer le paiement. En cas de manquant ou de dommage apparent à la livraison, l'Acheteur doit mentionner des réserves précises sur le bordereau de livraison et en informer immédiatement Laboratoires INNOTHERA par écrit en lui adressant copie du bordereau de livraison et en lui indiquant la référence de la commande concernée. Dans les trois (3) jours, non compris les jours fériés, suivant la livraison, l'Acheteur doit notifier ses réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception (Art. L.133-3 du Code de Commerce). En cas de non-conformité notifiée dans les délais et avérée, Laboratoires INNOTHERA n'est tenu qu'au remplacement du Produit concerné ou à l'établissement d'un avoir correspondant, à l'exclusion de toute autre indemnité et/ou dommages-intérêts.

## 5. MATERIOVIGILANCE - RECLAMATIONS QUALITE - RETRAIT DE PRODUIT

L'Acheteur s'engage à informer Laboratoires INNOTHERA sans délai de tous incidents et risques d'incidents graves définis à l'article L.5212-2 du Code de la Santé Publique, portés à sa connaissance et se rapportant à l'utilisation des Produits livrés. L'Acheteur s'engage à informer Laboratoires INNOTHERA sous 24 heures ouvrées de toute réclamation portée à sa connaissance et se rapportant à la qualité et/ou à l'utilisation des Produits livrés. Laboratoires INNOTHERA s'engage à communiquer à l'Acheteur toute décision de retrait du marché des Produits qu'il pourrait être amené à prendre. L'Acheteur s'engage, en fonction des instructions qu'il aura préalablement reçues de Laboratoires

INNOTHERA, soit à détruire les Produits concernés et à justifier cette destruction à première demande à Laboratoires INNOTHERA par la production d'un certificat de destruction signé par le pharmacien responsable de l'Acheteur, soit à les retourner à Laboratoires INNOTHERA dans les meilleurs délais.

## 6. STOCK

L'Acheteur s'engage à stocker les Produits livrées dans des conditions conformes à leurs spécificités techniques et à leur destination. A ce titre, il s'engage à ce que les conditions de stockage soient d'une qualité telle qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'usage auquel les Produits sont destinés.

## 7. REPRISE DES PRODUITS

Les Produits vendus et livrés par Laboratoires INNOTHERA ne seront ni repris ni échangés sans l'accord préalable et écrit de ce dernier. Sauf convention particulière, les frais et risques du retour seront supportés par l'Acheteur. Les Produits renvoyés seront accompagnés d'un bon de retour et devront être retournés dans leurs emballages d'origines non descellés. Toute reprise validée par Laboratoires INNOTHERA donnera lieu à l'établissement d'un avoir au profit de l'Acheteur, après vérification qualitative et quantitative des Produits retournés. Les retours non conformes aux dispositions de l'alinéa précédent ne pourront pas faire l'objet de l'établissement d'un avoir.

## 8. RESERVE DE PROPRIETE

JUSQU'A L'ENCAISSEMENT DE LA TOTALITE DE LA SOMME FACTUREE, LES PRODUITS RESTENT LA PROPRIETE DE LABORATOIRES INNOTHERA ET L'ACHETEUR DOIT FAIRE EN SORTE QU'ELLES RESTENT A TOUT MOMENT IDENTIFIABLES. LES RISQUES LUI ETANT TRANSFERES DES LA DELIVRANCE DES PRODUITS. L'ACHETEUR DEVRA REGLER LE PRIX DES PRODUITS DANS LE CAS OU ILS VIENDRAIENT A DISPARAITRE ACCIDENTELLEMENT OU AUTREMENT. LABORATOIRES INNOTHERA POURRA SE PREVALOIR DE SON DROIT DE PROPRIETE IMMEDIATEMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE PAIEMENT CONSENTI A L'ACHETEUR. LES PRODUITS DEVront, DANS CE CAS, ETRE RESTITUES A LABORATOIRES INNOTHERA A PREMIERE DEMANDE ECRITE DE CELUI-CI, AUX FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR, SOUS RESERVE DE L'EXERCICE DE TOUTS AUTRES DROITS DE LABORATOIRES INNOTHERA.

## 9. CLAUSE RESOLUTOIRES

En cas d'inexécution par l'Acheteur de l'une quelconque de ses obligations, la vente sera résolue de plein droit cinq (5) jours après la présentation d'une mise en demeure adressée à l'Acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, en tout ou partie. Les Produits devront alors être restitués à Laboratoires INNOTHERA, à première demande écrite de celui-ci, aux frais, risques et périls exclusifs de l'Acheteur, sans préjudice de tous autres droits et recours que Laboratoires INNOTHERA pourra éventuellement exercer.

## 10. PAIEMENT

**10.1 Modalités**  
Sauf accord contraire et écrit de Laboratoires INNOTHERA, les Produits sont payables dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture. Les factures électroniques ont valeur d'original au sens de la réglementation fiscale. Aucun escompte ne sera consenti pour un règlement au comptant à la commande ou à une date antérieure à celle prévue.

**10.2 Retard**  
Le non-paiement d'une facture à son échéance entraîne l'exigibilité immédiate et intégrale du paiement des factures non encore échues. Conformément aux dispositions du Code de commerce, toute facture non payée à son échéance donnera lieu à l'application de pénalités de retard dont le taux sera celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, TVA en sus, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et jusqu'à celle du complet paiement, ainsi qu'à l'application d'une indemnité forfaitaire d'un montant de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts puis sur le principal.

**10.3 Garanties**  
En cas de retard de paiement, comme dans tous les autres cas où la situation financière de l'Acheteur susciterait des inquiétudes justifiées, Laboratoires INNOTHERA pourra suspendre l'exécution de toutes commandes en cours ou, pour ces commandes et celles ultérieures, exiger un paiement au comptant "contre remboursement". L'Acheteur devra rembourser tous les frais d'impayés ainsi que tous les frais exposés par Laboratoires INNOTHERA en cas de recouvrement contentieux des sommes dues. En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de Laboratoires INNOTHERA.

## 11. LIMITATION DE RESPONSABILITE

LA RESPONSABILITE DE LABORATOIRES INNOTHERA EST STRICTEMENT LIMITEE AUX OBLIGATIONS DEFINIES DANS LES PRESENTES CGV. DANS TOUS LES CAS ET SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, LA RESPONSABILITE DE LABORATOIRES INNOTHERA, TOUTES CAUSES CONFONDUES, EST LIMITEE AU MONTANT DU PRODUIT ET NE COUVRE PAS LES EVENTUELS DOMMAGES INDIRECTS ET/OU IMMATERIELS. EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, LA TOTALITE DES CONSEQUENCES FINANCIERES RESULTANT DE LA RESPONSABILITE DE LABORATOIRES INNOTHERA AU TITRE DE SES DIVERSES OBLIGATIONS NE POURRA EXCEDER LE MONTANT DE LA COMMANDE CONSIDEREE.

## 12. FORCE MAJEURE

Les obligations de Laboratoires INNOTHERA seront suspendues ou éteintes de plein droit et sans aucune formalité, et sa responsabilité sera dégagée, en cas d'événements ou circonstances présentant le caractère de la force majeure, affectant Laboratoires INNOTHERA, ses fournisseurs et/ou ses transporteurs, survenus postérieurement à la commande et en empêchant l'exécution dans les conditions normales (ex: inondation, gel, lock-out, attentat, attaque terroriste, émeute, guerre, réquisition, fait du prince, bris de machine, accident affectant la production et/ou le stockage, retard ou interruption dans le transport...). En cas de survenance d'un tel événement ou circonstance, Laboratoires INNOTHERA en informera aussitôt l'Acheteur et s'efforcera d'en faire disparaître les conséquences dans les meilleurs délais.

## 13. SIGNATURE ELECTRONIQUE ET CONVENTION DE PREUVE

Il pourra être demandé à l'Acheteur de signer électroniquement certains documents nécessaires à la passation des commandes ainsi qu'à la réalisation de certaines opérations. Le système de signature électronique mis à disposition par Laboratoires INNOTHERA et utilisé par l'Acheteur constitue un système de signature électronique fiable au sens du Code Civil et manifeste dès lors le consentement du signataire aux obligations qui découlent de l'acte électroniquement signé. Laboratoires INNOTHERA et l'Acheteur conviennent que l'écrit sous forme électronique est admis comme support probant au même titre que l'écrit sur support papier. Laboratoires INNOTHERA convient de conserver les enregistrements informatiques des contrats, des commandes et/ou toutes autres transactions sur un support fiable et durable conformément au Code Civil et pouvant être produit à titre de preuve.

## 14. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est expressément prévu que les marques, signes distinctifs et tout autre droit de propriété intellectuelle et industrielle de Laboratoires INNOTHERA demeurent sa propriété exclusive, et Laboratoires INNOTHERA ne concède aucun droit de propriété sur les marques, symboles, logos, dessins et modèles, brevets et tout autre droit de propriété intellectuelle et industrielle lui appartenant.

## 15. DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel que l'Acheteur fournit (les « Données Personnelles ») sont traitées par Laboratoires INNOTHERA en sa qualité de responsable de traitement, dont le siège social se situe à 22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 388 422 594. L'Acheteur peut contacter le délégué à la protection des données (DPO) de Laboratoires INNOTHERA à l'adresse suivante: [dpo@innothera.com](mailto:dpo@innothera.com). Laboratoires INNOTHERA traite les Données Personnelles à des fins d'enrichissement de son fichier clients/prospects : Laboratoires INNOTHERA fonde ce traitement sur le consentement de l'Acheteur.

Laboratoires INNOTHERA traite également les Données Personnelles à des fins de prospection commerciale : Laboratoires INNOTHERA fonde ce traitement sur son intérêt légitime à développer son activité commerciale.

Les Données Personnelles sont transmises au service commercial et au service marketing de Laboratoires INNOTHERA, et sous-traitées par MICROSOFT et le prestataire e-mailing de Laboratoires INNOTHERA. Elles ne sont pas transférées en dehors de l'Union européenne.

Laboratoires INNOTHERA conserve les Données Personnelles trois (3) ans à compter du dernier contact que Laboratoires INNOTHERA aura eu avec l'Acheteur (à l'initiative de l'Acheteur) ou, si l'Acheteur est client, à compter de la fin de la relation commerciale.

L'Acheteur dispose d'un droit d'accès à ses Données Personnelles, du droit d'en demander la rectification, l'effacement ou la portabilité, ainsi que du droit de demander la limitation du traitement, de retirer son consentement et de définir des directives sur le sort de ses Données Personnelles après sa mort. L'Acheteur a également la possibilité de s'opposer, à tout moment, au traitement de ses Données Personnelles à des fins de prospection. L'Acheteur peut exercer ses droits en écrivant à l'adresse suivante: [dpo@innothera.com](mailto:dpo@innothera.com)

L'Acheteur dispose en outre du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (en France : la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés / CNIL).

## 16. NON-RENONCIATION

Le fait que Laboratoires INNOTHERA ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des stipulations des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations.

## 17. LOI APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes CGV et les conventions intervenant dans le cadre des présentes sont régies par le droit français.

Tout différend entre les parties relatif à l'interprétation ou à l'exécution d'une convention intervenant dans le cadre des présentes fera l'objet d'une recherche d'accord amiable. Les parties s'engagent à trouver cet accord dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la notification du différend par la partie demanderesse à l'autre partie. **A DEFAUT D'ACCORD CONCLU ET SIGNE AU TERME DE CE DELAI, LE LITIGE SERA SOUMIS A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94000), Y COMPRIS EN MATIERE DE REFERE, ET MEME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE, DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE.**

Dernière mise à jour :

Novembre 2019<sup>®</sup>

Laboratoires INNOTHERA

Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH



## L'APPLICATION

QUI FACILITE LE CHOIX DE LA TEINTE "EFFET PEAU NUE"  
EN COMPRESSION MÉDICALE TRANSPARENTE



Nécessite la carte colorimétrique pour fonctionner



## L'APPLICATION WEB

D'AIDE À LA DÉLIVRANCE ET AU SUIVI PATIENT



### Par téléphone

Notre centre d'appels  
est ouvert de 8h30 à 18h30  
du lundi au vendredi  
(sauf les jours fériés)

**0 800 400 067**

**Service & appel  
gratuits**

[www.easydeli.com](http://www.easydeli.com)



**LA SCIENCE AU SERVICE DE LA COMPRESSION VEINEUSE**  
22 avenue Aristide Briand - 94110 Arcueil - France - Fax : 01 46 15 28 32

**Commander  
nos produits**

**0 800 400 067**

Service & appel  
gratuits

**Contacter la matériovigilance  
voir page 80**



Classe II

Classe I

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

Classe II

Classe III

ATH