



THUASNE

CATALOGUE
ORTHOPÉDIE
2021



Cou

Épaule

Coude

Dos

Pouce

Poignet

Genou

Cheville

Pied

N° client

Délégué Thuasne

Tél.



Cher client,

Nous sommes heureux de vous remettre ce catalogue Thuasne qui constitue un rendez-vous annuel avec vous.

Nous espérons que ce document, auquel nous apportons tout notre soin, vous sera utile lors du choix et de la dispensation de nos dispositifs médicaux.

Vous savez combien nous avons été attentifs, toute l'année 2020 – en particulier durant les périodes de confinement – à vos besoins et à ceux des patients lors de cette période où vous êtes particulièrement sollicités en tant que chaînon majeur de la santé du pays.

Nous demeurerons agiles et dédiés à cette santé que nous avons voulu servir, en développant, dès février 2020, une gamme de masques barrières certifiés Afnor de très haute performance. Vous avez réservé bon accueil à ces masques, réutilisables et respectueux de l'environnement, et avez ainsi contribué au développement des gestes barrières indispensables.

Cette année 2021 vous permettra de faire connaissance avec plusieurs nouveaux dispositifs que nous vous confions pour traiter quatre grandes catégories de pathologies :

- troubles musculo-squelettiques : avec de nouvelles orthèses de genou
- pathologies de l'arbre spinal : avec une gamme complète de ceintures LombaStab et de nouvelles versions LombaSkin, LombaStart et LombaFirst
- pathologies de l'insuffisance veineuse : avec le KitBiflex et notre gamme Venoflex
- pathologies du système lymphatique grâce à Mobiderm et Lymphatrex.

Vous verrez ainsi que Thuasne, ETI française industrielle, a voulu, durant toute l'année 2020, poursuivre délibérément le cap de la recherche, de l'innovation, de la production et de la digitalisation nécessaire à la santé de tous.

Nous voulons poursuivre avec vous ce chemin vers la mobilité et l'agilité dans un univers parfois inattendu et changeant.

Recevez mes vœux pour une belle année 2021.

Elizabeth Ducottet
Président Directeur Général

Le groupe **THUASNE** a 170 ans

C'est à Saint-Etienne qu'est ancré le savoir-faire du Groupe THUASNE qui, depuis plus de 170 ans, imagine, développe et fabrique des dispositifs médicaux permettant à chacun de devenir acteur de sa propre santé. Fruit de l'histoire partagée de 6 générations d'entrepreneurs, THUASNE propose dans plus de 85 pays des solutions de santé concrètes, simples, adaptées et innovantes, au service de la mobilité.

Notre expertise s'adresse aux patients dans les domaines de l'orthopédie (ceintures, orthèses), de la compression médicale (phlébologie, lymphologie, cicatrisation), de la féminité (prothèses externes de sein, lingerie) et du maintien à domicile.

THUASNE aujourd'hui c'est ...



2 200
collaborateurs
dans le monde



Un chiffre d'affaires de
233 M
d'euros en 2019



40 %
du chiffre d'affaires
réalisé à l'international



Une présence
commerciale dans
85 pays



14
sites industriels en
Europe et aux États-Unis



22 000
clients professionnels



30 à 40
nouvelles références
proposées par an



Une orthèse vendue toutes
les 2 secondes
dans le monde



15 millions
de kilomètres de fils tricotés



5 000
km de tissu produits/an

Le «Made in Thuasne»



La capacité à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeurs


Parce que THUASNE se fixe pour objectif d'offrir aux patients et aux professionnels de santé des produits efficaces et de qualité, il peut garantir que ses produits sont conçus, fabriqués et distribués suivant des technologies contrôlées par le Groupe au terme d'une longue expérience accumulée

L'expertise du tricotage au service du patient

Parce que THUASNE s'engage auprès des patients, les orthèses tricotées sont conçues selon un savoir-faire exclusif pour favoriser l'efficacité, le confort et l'observance.

Elles sont **efficaces** grâce à leur pouvoir compressif qui permet de restaurer la proprioception et favorise la circulation sanguine.


Elles sont **confortables** grâce à leur tricot aéré et respirant, ainsi que leur tricotage spécifique (techniques différentes et zones de confort).



Tricotage avec silicone intégré
pour un bon maintien



Tricotage en mailles aérées
pour une meilleure respirabilité



Tricotage en mailles denses et serrées pour un effet compressif et une meilleure résistance



Oreillette brevetée* non compressive pour une mise en place facilitée



Tricotage en accordéon, moins compressif, pour une liberté de mouvement



Tricotage allégé, sans compression, pour un confort du creux poplité, du creux du coude...

THUASNEcare

L'interface qui vous accompagne dans la connaissance de nos produits et le développement de votre point de vente.

BIEN CHOISIR MON PRODUIT

Retrouver les arbres décisionnels classant les produits Thuasne



TABLEAU DE BORD

Retrouver l'historique de vos commandes, vos factures, votre contrat et vos conditions. Gérer facilement vos retours et avoirs

ME FORMER

Retrouver toutes les vidéos de mise en place des produits

Découvrez l'application Thuasne Care sur www.thuasnecare.com



THUASNEscan


powered by *nettelo*

La prise de mesures digitale, précise au millimètre près.

THUASNEscan

un **outil clé**
pour une **bonne observance**
en compression

- **Mesures fiables sans contact physique** grâce à une numérisation des parties du corps.
- **Délivrance** d'un produit à la bonne taille du patient.
- **Meilleur suivi patient** via son évolution morphologique.



SOMMAIRE

Prise de mesures	09
Les essentiels en orthopédie	10
Études cliniques	12
Thermothérapie (Argicalm)	20
Dos	22
Cou	36
Épaule, Coude	42
Poignet, Pouce	52
Genou	62
Cheville	78
Pied	90
Junior	98
La gamme access	102
Thuasne Sport	104
Sur-mesure	108
Nos masques et autres gammes	112

Les produits présents dans ce document, à l'exception des masques, sont des dispositifs médicaux de classe I marqués CE en accord avec la directive 93/42/CE ou le règlement Européen 2017/745 ayant trait aux dispositifs médicaux. Lire attentivement les notices avant utilisation pour les indications et contre-indications. Lorsque le DM est pris en charge par l'assurance maladie, un tarif LPPR est indiqué ; dans le cas contraire le DM n'est pas pris en charge.



Hors indication contraire, fabricant :
THUASNE 120, rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret - France.

Crédit photo : Studio Caterin/Thierry Malty/Martin Colombet/
Shutterstock


(2020-11)

PRISE DE MESURES

DOS



Mesurer le tour de taille au niveau du nombril



Mesurer le tour de hanches

COU




Mesurer le tour de cou



Mesurer la hauteur de cou, tête droite, de la trachée au menton

ÉPAULE - COUDE



Mesurer la circonférence sous la poitrine avec le bras lésé



Mesurer le tour de bras au niveau du biceps




Mesurer la circonférence 8 cm sous le coude

POIGNET - DOIGTS



Mesurer la circonférence du poignet



Mesurer la largeur de la main au niveau des métacarpes




Mesurer la circonférence de l'index à la base de l'ongle



Mesurer la distance entre le bout du doigt lésé et le poignet


GENOU - MOLLET



Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule, genou en légère flexion




Mesurer la circonférence du mollet 25 mm en-dessous de la tête de la fibula




Mesurer la circonférence de la cuisse au plus fort ou à X cm au dessus du genou




Mesurer la largeur du genou




Mesurer la circonférence du mollet Y cm en dessous du genou



Mesurer la taille



Mesurer la circonférence de la cuisse X cm au dessus du genou et le tour du mollet Y cm en dessous du genou



Mesurer la hauteur sol-entrejambe

CHEVILLE - PIED



Mesurer la circonférence de la cheville au dessus de la malléole



Mesurer la circonférence du cou-de-pied



Longueur de pied



Pointure

L'ESSENTIEL DE L'ORTHOPÉDIE

Notre gamme IMPACT

POIGNET



Manurhizo

Attelle d'immobilisation poignet-pouce

p. 58



Manulmmo® open

Attelle d'immobilisation de poignet à ouverture totale

p. 56

GENOU



Ligastrap® Genu

Genouillère proprioceptive avec maintien latéral renforcé

p. 67



Silistab® Genu

Genouillère rotulienne de classe 2

p. 68

CHEVILLE



Ligastrap® Malleo

Chevillère ligamentaire avec maintien bilatéral renforcé

p. 84



Ligacast® Anatomic

Attelle de cheville à coques rigides

p. 86

COU



Ortel C1 classic

Collier souple, soutien antalgique, décontracturant

p. 40



MAL DE DOS : PARLONS SOLUTIONS !

DÉCOUVREZ
NOTRE GROUPE **LinkedIn**

Monmaldedos



Un espace d'échange dédié
aux professionnels de santé




Des contenus médicaux ciblés,
des conseils et des articles sur les
pathologies lombaires

Rejoignez-nous

DIMINUTION DE LA DOULEUR ET RETOUR RAPIDE À L'ACTIVITÉ en utilisant une ceinture lombaire

Efficacité de la ceinture lombaire
Lombacross Activity
dans la douleur lombaire subaiguë

Une étude clinique ouverte,
multicentrique et randomisée¹



Objectifs

Évaluation clinique et économique d'une Ceinture de Soutien Lombaire Thuasne

Méthodologie







RÉSULTATS

4 résultats majeurs



Service médical rendu

-  **Une diminution** plus rapide et plus importante de **l'intensité de la douleur**
-  Une **récupération fonctionnelle** plus rapide et plus étendue
-  Une **économie moyenne de 200 €** sur le coût du traitement²
-  Un **très fort taux de satisfaction** du port de la ceinture : 93,7 %³

1. Calmels P et al. Effectiveness of a Lumbar Belt in Subacute Low Back Pain: An Open, Multicentric, and Randomized Clinical Study. Spine. 2009 ; 34(3) : 215-220.

2. Par rapport au coût estimé du traitement dans groupe témoin.


3. «Fateme Azadinia, PhD candidate, Esmail Ebrahimi Takamjani, PhD, Mojtaba Kamyab, PhD, Mohamad Parnianpour, PhD, Jacek Cholewicki, PhD, Nader Maroufi, PhDn - Spine J. 2016 Dec 14.

4. La valeur de significativité minimale pour le p est de 0,05. Plus la valeur est basse, meilleure est la significativité du résultat de l'étude.

Évolution du score EIFEL⁵ entre J0 et J90

Groupe avec ceinture / groupe avec traitement usuel

G1 (Lombacross Activity) —
G2 (groupe témoin) —




Amélioration fonctionnelle statistiquement significative
dès le 1^{er} mois pour le Groupe avec ceinture, persistante à J90

Évolution du score EVA⁶ entre J0 et J90

Groupe avec ceinture / groupe avec traitement usuel

G1 (Lombacross Activity) —
G2 (groupe témoin) —



Diminution de la douleur statistiquement significative
dès le 1^{er} mois pour le Groupe avec ceinture, persistante à J90

Effet comparé de l'activité des muscles abdominaux

Avec et sans ceinture lombaire souple chez des lombalgiques chroniques

CL. HAMONET, C. MEZIERE - Rhumatologie, 1993.45, 7, 165-170

Dans **92%** des cas :
activité musculaire **maintenue ou augmentée**

Redistribution de l'activité musculaire à long terme

5. Score EIFEL : Échelle d'Incapacité Fonctionnelle pour l'Évaluation des Lombalgies
6. Score EVA : Échelle Visuelle Analogique

DIMINUTION DE LA DOULEUR DANS LA PLUPART DES SITUATIONS DE VIE QUOTIDIENNE

en utilisant des ceintures spéciales
femmes enceintes



Objectifs

Grossesse et douleur pelvienne : analyse des effets de la ceinture pelvienne sur la douleur¹

Méthodologie

Étude randomisée⁽¹⁾

46 femmes
enceintes

9 semaines en moyenne



GROUPE A

38 femmes enceintes souffrant de douleurs pelviennes ayant porté une ceinture.

Ce groupe a été séparé en deux groupes randomisés :

A1 : Femmes enceintes ayant porté l'Ortel P

A2 : Femmes enceintes ayant porté la LombaMum®



GROUPE B

Femmes enceintes souffrant de douleurs pelviennes et n'ayant pas porté de ceinture

RÉSULTATS PROUVÉS



Après, en moyenne, 9 semaines de port :

Baisse de l'intensité de la douleur globale de 20 mm



Baisse de l'intensité des douleurs sacro-iliaques de 20 mm



Baisse du nombre de femmes rapportant des douleurs durant la marche ou lors de positions prolongées assise ou debout




Baisse du nombre de femmes rapportant des douleurs diffuses ou profondes



Service médical rendu




Évolution
du score **EVA²**
entre le 2^{ème} (T2)
et le 3^{ème} (T3)
trimestre de grossesse

Ceinture —
Sans ceinture —



Diminution statistiquement significative de la douleur globale
au cours du temps dans le groupe «ceintures»

Évolution du **% de femmes rapportant une douleur**
dans certaines situations de la vie quotidienne
entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre de grossesse

Symptômes	Avec ceinture	Sans ceinture
 Douleur pendant la marche	- 37 %	- 1 %
 Douleur en position debout prolongée	- 42 %	- 25 %
 Douleur en position assise prolongée	- 37 %	- 25 %

Diminution statistiquement significative du % de femmes
rapportant des douleurs dans les situations de la vie quotidienne

2. Score EVA : Échelle Visuelle Analogique

3. La valeur de significativité minimale pour le p est de 0,05. Plus la valeur p est basse, meilleure est la significativité du résultat de l'étude.

AMÉLIORATION DE LA FONCTION ET DE LA FORCE

en utilisant une orthèse de décharge
sur le genou arthrosique




Improvements in Function and Strength with Decompressive Bracing of the Osteoarthritic Knee. E. Lamberg et al. Journal of Prosthetics and Orthotics. 28(4):173-179, Oct 2016.

Objectifs

Évaluer, lors de l'utilisation de l'orthèse RebelReliever®, le changement de la biomécanique du genou, son effet clinique et son effet sur la fonction

Design de l'étude



Population


n = 15

Age moyen (année)	55 (39 - 70)
Genre	12 hommes/3 femmes
IMC moyen (kg/m ²)	25 (24 - 49)
Echelle de Kellgren-Laurence (%)	
STADE II	20 %
STADE III	67 %
STADE IV	13 %

CONCLUSION




Effet de décharge : évolution du moment d'adduction du genou pendant le cycle de marche




Résultat : réduction de la force appliquée sur le genou de 36 % à chaque pas

Évaluation du ressenti patient



Résultat : réduction de la douleur et des symptômes, amélioration de la qualité de vie et de l'équilibre



(1) 0 : symptôme extrême - 100 : pas de symptôme


EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ de l'orthèse RebelReliever® dans l'arthrose fémoro-tibiale Étude ROTOR

Effect of unloading brace treatment on pain and function in patients with symptomatic knee osteoarthritis: The ROTOR randomized clinical trial. Thoumie P. et al, Scientific Report (2018) 8:10519.


Objectifs

Évaluer la supériorité de l'orthèse RebelReliever® + traitement standard vs traitement standard seul en terme de soulagement de la douleur globale après 6 semaines de traitement

Design de l'étude



Population	RebelReliever® (n = 32)	Contrôle (n = 35)
Age moyen (année)	64,8 ± 11,7	66,6 ± 7,2
Femme (%)	75	57,1
IMC moyen (kg/m ²)	29,2 ± 4,4	28,1 ± 5,1
Durée moyenne de la gonarthrose (année)	8,4 ± 6,8	8,9 ± 7,4
Echelle de Kellgren-Laurence (%)		
STADE II	31,2	20
STADE III	46,9	62,9
STADE IV	21,9	17,1




Évolution de la douleur


— Contrôle — RebelReliever®

Résultat :
l'orthèse RebelReliever®
diminue significativement
la douleur immédiatement
et de façon durable

Évaluation de la douleur sur 24 h et en mouvement




Évolution de la fonction : index algofonctionnel de Lequesne



Résultat : l'orthèse RebelReliever® diminue également la douleur en mouvement

Résultat : l'orthèse RebelReliever® améliore la fonction

Satisfaction patient : évaluation de leur impression globale de changement



Résultat : plus de 80 % des patients ressentent une amélioration nette à considérable de leur état avec l'orthèse RebelReliever® à la fin de l'étude

CONCLUSION

La supériorité significative de l'orthèse RebelReliever® + traitement standard vs traitement standard seul est démontrée. L'association de l'orthèse RebelReliever® au traitement standard procure un avantage significatif aux patients et constitue une approche non pharmacologique intéressante pour l'arthrose fémoro-tibiale.

THERMOTHÉRAPIE



Argicalm, Coussin thermique réutilisable et multi-usages



Soulage les douleurs



CHAUD :
Détend les muscles et les contractures



FROID :
Soulage les articulations et réduit les inflammations

INDIQUÉ POUR

Soulager par le chaud :

Mal de dos, raideurs articulaires et musculaires, contractures, crampes, torticolis, douleurs abdominales

Soulager par le froid :

Entorses, tendinites, maux de dents, hématomes, claquages, migraines, douleurs oculaires, arthrite

À RETENIR

Adaptabilité :

Coussin ergonomique et facilement conformable grâce à la densité de l'argile

Praticité :

Notice imprimée sur le produit

Confort :

Housse de protection effet velours lavable et réutilisable.

Sangles d'attache élastiques et auto-agrippantes pour s'adapter à tous

Pensez-y !



Sangle qui s'agrippe sur elle-même pour s'adapter à tous.



Attachée sur elle-même



ou attachée sur le macaron

Taille	Correspondance corps	Dimension à (cm)	Code ACL	Code EAN
TAILLE 1	Visage - Coude - Poignet	19 x 11	6137589	3111797200065
TAILLE 2	Genou - Cheville	26 x 13	6035853	3111797200027
TAILLE 3	Dos - Abdomen	30 x 20	6137593	3111797200089
TAILLE 4	Cou - Epaule	43 x 17	6137594	3111797200096
TAILLE 5	Dos - Abdomen	35 x 25	6035856	3111797200058




Vidéo de présentation disponible sur www.youtube.fr



DOS

CEINTURE LOMBAIRE : QUELS BÉNÉFICES ?


1 Soulager la zone lombaire Augmentation de la pression intra-abdominale



Effet antalgique par compression

Meilleure répartition de la charge sur les disques intervertébraux

2 Imposer une attitude antalgique (rappel postural) et limiter les mouvements extrêmes douloureux



3 Faciliter la remobilisation précoce et réduire l'appréhension à l'activité quotidienne

Le saviez-vous ?

1 500 c'est le nombre de fois où notre dos est sollicité chaque jour.

93 %* des Français déclarent avoir déjà eu des problèmes de dos.

Le traitement **recommandé par la haute autorité de santé** en cas de lombalgies est **le mouvement**

* 17 au Baromètre BVA réalisé par internet en juin 2017 auprès du grand public et des médecins généralistes

Quelle prescription ?

CEINTURE

Quel patient ?

Morphologie classique

Station debout prolongée

Station assise prolongée

Activités variées

Travail de force

Facilité et précision de serrage*

* OC1701 - Rapport de tests Usability - Evaluation sommative - Juillet 2019

Discrétion sous les vêtements «effet seconde peau»*

* OC1806 Rapport d'étude interne, 2019.

Adaptation à la morphologie*

* grâce aux baleines désolidarisées

Maintien renforcé*
Forte compression

* grâce à la sangle additionnelle

LombaStab



page
28

LombaSkin



page
28

LombaTech




page
31

Lombacross
Activity



page
31

Retrouvez les autres produits plus spécifiques aux troubles posturaux ou thoraco-abdominaux dans les pages suivantes.



LombaTech



page
31

LombaMum'



page
32

LombaStab



page
28

CONSEILS

Pour délivrer
une ceinture lombaire




Interrogatoire patient

Repérez sa morphologie et posez lui des questions sur ses activités quotidiennes. (travail sédentaire, travail de force, travail en station debout, jardinage, vélo...)




Prise de mesures

Pour délivrer la taille adaptée, mesurez le tour de taille au niveau du nombril.



Sélection des modèles

Sélectionnez au moins 2 modèles de ceintures lombaires adaptés à la taille du patient, à sa morphologie et ses activités.



Essayage

Demander au patient quelle est sa posture la plus fréquente et lui faire essayer les ceintures dans cette posture (ex : un patient en station assise fréquente aura tendance à préférer une hauteur 21 cm).



Conformage des baleines

Adapter les baleines à la courbure lombaire du patient pour assurer l'efficacité de la ceinture et l'optimisation du confort au porter.

Mon COACH DOS

L'application conçue pour aider les patients lombalgiques
à prendre leur dos en main



Suivi d'activité*



Conseils d'utilisation pour la
ceinture lombaire



Informations sur le mal
de dos et conseils pratiques



Programme d'exercices
à personnaliser



Le saviez-vous ?

Application développée en partenariat
avec le service de Médecine Physique et
de Réadaptation du CHU de Clermont-
Ferrand.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION SUR



* Téléchargement gratuit, fonctionnalité de Suivi sur abonnement
(4,99 E/an). Disponible en français sur IOS et Android.

LombaStab

Ceinture lombaire à serrage facile



Indiquée pour

Lombalgies communes non spécifiques (aiguë, subaiguë, chronique) - Canal lombaire étroit


Patient cible

Station debout prolongée

À RETENIR

- 1 - Adaptable à la morphologie** : 4 baleines dorsales conformables et plaques dorsales indépendantes
- 2 - Facile à mettre en place** : passe-mains symétriques pour faciliter le centrage de la ceinture
- 3 - Serrage facile et précis⁽¹⁾** : système de serrage par câble et poignées de serrage faciles à appréhender
- 4 - Confortable et respirante** : tissu LombaStab breveté⁽²⁾ et doublure Coolmax⁽³⁾

Facilité d'entretien 



	1	2	3	4	5
1	60 - 80 cm	3111790854814	3111790853817		
2	75 - 95 cm	3111790854821	3111790853824		
3	90 - 110 cm	3111790854838	3111790853831		
4	105 - 125 cm	3111790854845	3111790853848		
5	120 - 140 cm	3111790854852	3111790853855		

L.P.P.R TTC **47,19 €** **55,86 €**



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr



 *Pensez-y !*

Appliquez **ARGICALM** taille 5 (spécifiquement pensée pour le dos) pour soulager la douleur

LombaSkin

Ceinture lombaire discrète effet « seconde peau »⁽¹⁾



Nouvelle version

Indiquée pour

Lombalgie commune non spécifique (aiguë, subaiguë et chronique) - Canal lombaire étroit

Patient cible

Station assise prolongée

À RETENIR

- 1 - Confortable** : effet "seconde peau", tissu respirant CombiteX⁽¹⁾
- 2 - Discrète** : tissu fin, sans couture, sans bordure
- 3 - Adaptabilité** : design étudié pour libérer les hanches et les côtes, baleines en acier conformables
- 4 - Facilité de mise en place** : passe-mains symétriques pour centrer la ceinture

Facilité d'entretien 



	(en cm)	Beige	Black/blue
1	60 - 80 cm	3111790042051	3111790871064
2	75 - 95 cm	3111790042068	3111790871071
3	90 - 110 cm	3111790042075	3111790871088
4	105 - 125 cm	3111790042082	3111790871095
5	120 - 140 cm	3111790042099	3111790871101

L.P.P.R TTC **47,19 €**



	(en cm)	Beige	Black/blue
1	60 - 80 cm	3111790041757	3111790870067
2	75 - 95 cm	3111790041764	3111790870074
3	90 - 110 cm	3111790041771	3111790870081
4	105 - 125 cm	3111790041788	3111790870098
5	120 - 140 cm	3111790041795	3111790870104

L.P.P.R TTC **55,86 €**



 *Pensez-y !*

Conseillez **MonCOACHDOS** pour prendre son dos en main au quotidien !

(1) Etude réalisée en interne sur un panel de 13 personnes. Juillet 2019

(2) brevet n°FR3045315

(3) <https://coolmax.com/en/>

(1) Rapport d'étude interne OC1806, 2019



CEINTURES
RACHIS LOMBAIRE



Lombacross Activity

Ceinture lombaire au maintien renforcé



Indiquée pour

Lombalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique) - Canal lombaire étroit

Patient cible

Patient avec activités intenses, travailleur de force (port de charges lourdes...)

À RETENIR

- 1 - Forte compression & maintien renforcé :** sangle additionnelle renforcée
- 2 - Confort :** découpes anatomiques au niveau des hanches et des côtes
- 3 - Respirabilité :** évacue l'humidité grâce au tissu Combitec (breveté⁽¹⁾)
- 4 - Facilité d'entretien**

(en cm)	Blanc	Noir
1 52 - 62	34010 4480994 4	34010 4563013 4
2 63 - 74	34010 4481002 5	34010 4563036 3
3 75 - 89	34010 4481019 3	34010 4563042 4
4 90 - 105	34010 4481025 4	34010 4563059 2
5 106 - 120	34010 4481031 5	34010 4563065 3
6 121 - 140	34010 4481048 3	34010 4563071 4

L.P.P.R TTC 47,19 €

(en cm)	Blanc	Noir	Beige
1 52 - 62	34010 7910627 8	34010 7910691 9	34010 5179877 4
2 63 - 74	34010 7910633 9	34010 7910716 9	34010 5179883 5
3 75 - 89	34010 7910656 8	34010 7910722 0	34010 5179908 5
4 90 - 105	34010 7910662 9	34010 7910739 8	34010 5179920 7
5 106 - 120	34010 7910679 7	34010 7910745 9	34010 5179937 5
6 121 - 140	34010 7910685 8	34010 7910751 0	34010 5180018 7

L.P.P.R TTC 55,86 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

Existe en Sur-Mesure Patient

(1) Rapport d'étude interne OC1806, 2019

LombaTech®

Ceinture lombaire qui s'adapte aux différentes activités et aux différentes morphologies



Indiquée pour

Lombalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique) - Canal lombaire étroit

Patient cible

Patient avec activités variées ou morphologie atypique

À RETENIR

- 1 - Adaptation aux mouvements du corps :** baleines désolidarisées
- 2 - Ciblage de la zone de douleur :** sangle additionnelle
- 3 - Respirabilité :** évacue l'humidité grâce au tissu Combitec (breveté⁽¹⁾) et au tissu Coolmax⁽²⁾
- 4 - Couverture de tailles importante :** pour répondre à un maximum de patients (très mince, forme gynoïde, embonpoint...)

Facilité d'entretien



	(en cm)	Blanc	Noir
1	60 - 75 cm	34010 9653347 7	34010 7996267 6
2	76 - 94 cm	34010 4899658 9	34010 7996161 7
3	95 - 115 cm	34010 7996617 9	34010 7996178 5
4	116 - 140 cm	34015 9650857 9	34010 7996184 6
5	140 - 160 cm	34015 7233233 4	34010 7996190 7

L.P.P.R TTC 47,19 € 55,86 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr



Pensez-y !

Appliquez **ARGICALM** en taille 5 (spécifiquement pensée pour le dos) pour soulager la douleur

(1) Rapport d'étude interne OC1806, 2019
(2) <https://coolmax.com/en/>

Lombax Original

Ceinture pour un port occasionnel



Indiquée pour

Lombalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique) - Canal lombaire étroit

Patient cible

Patients avec activité modérée, port occasionnel



À RETENIR



Compression élastique forte et robustesse : tissu Lombax

Confort et respirabilité : plastron dorsal en tricot 3D

Facilité de mise en place : fermeture en deux parties

Facilité d'entretien 

		21 cm
1	60 - 85 cm	34010 4207229 6
2	86 - 112 cm	34010 4207235 7
3	112 - 140 cm	34010 4207241 8
L.P.P.R TTC		47,19€

		26 cm
1	60 - 85 cm	34010 4207258 6
2	86 - 112 cm	34010 4207264 7
3	112 - 140 cm	34010 4207270 8
L.P.P.R TTC		55,86 €


Existe en
Sur-Mesure Patient

LombaFirst

Ceinture de soutien lombaire simple sanglage



Nouvelle version



Indiquée pour

Lombalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique) - Canal lombaire étroit



À RETENIR



Confortable et discrète : tissu fin sans coutures

Adaptabilité : baleines en acier conformables

Facilité de mise en place : passe-main et passe-pouce symétriques pour centrer la ceinture

Facilité d'entretien 

		21 cm
1	60 - 80 cm	3111790876106
2	75 - 95 cm	3111790876113
3	90 - 110 cm	3111790876120
4	105 - 125 cm	3111790876137
5	120 - 140 cm	3111790876144
L.P.P.R TTC		47,19€

		26 cm
1	60 - 80 cm	3111790875109
2	75 - 95 cm	3111790875116
3	90 - 110 cm	3111790875123
4	105 - 125 cm	3111790875130
5	120 - 140 cm	3111790875147
L.P.P.R TTC		55,86 €

LombaStart

Ceinture de soutien lombaire double sanglage



Nouvelle version



Indiquée pour

Lombalgies communes non spécifiques (stades aigu, subaigu et chronique) - Canal lombaire étroit



À RETENIR



Confortable et discrète : tissu fin sans coutures

Adaptabilité : baleines en acier conformables

Facilité de mise en place : passe-mains symétriques pour centrer la ceinture et cordons maintenant la double sangle en place

Facilité d'entretien 

		21 cm
1	60 - 80 cm	3111790874119
2	75 - 95 cm	3111790874126
3	90 - 110 cm	3111790874133
4	105 - 125 cm	3111790874140
5	120 - 140 cm	3111790874157
L.P.P.R TTC		47,19€


		26 cm
1	60 - 80 cm	3111790873112
2	75 - 95 cm	3111790873129
3	90 - 110 cm	3111790873136
4	105 - 125 cm	3111790873143
5	120 - 140 cm	3111790873150
L.P.P.R TTC		55,86 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

LombaMum®

Ceinture lombaire
de maternité



Indiquée pour

Douleurs pelviennes - Lombaires et sacro-iliaques

À RETENIR

1 - Evolutive tout au long de la grossesse : 2 bandeaux de soutien abdominal


2 - Maintien adaptable : sangles additionnelles

3 - Confort : doublure en fibre de bambou


Facilité d'entretien 30°



JANUS 2014
DE LA SANTÉ



82 - 125 cm



21 cm

1
L.P.P.R TTC

34010 9727241 2
47,19 €




Pensez-y !

Pour le soulagement des jambes
lourdes, conseillez notre gamme
de compression veineuse Venoflex



Ortel P

Ceinture pelvienne



Indiquée pour

Douleurs pelvienne et sacro-iliaques ou instabilité symphysaire

À RETENIR


Forte compression adaptable : tissu élastique et sangle additionnelle

Confort : doublure en tissu-éponge doux

Entretien facilité : lavage à 30 °C



83 - 89 cm



10 cm

1

83 - 89 cm

34010 7869787 6

2

90 - 96 cm

34010 7869793 7

3

97 - 105 cm

34010 7869801 9

4

106 - 114 cm

34010 7869818 7

5

115 - 125 cm

34010 7869824 8

6

126 - 136 cm

34010 7869830 9


L.P.P.R TTC

NON REMBOURSÉ S.S.



Gamme LombaStab : nouvelles ceintures hautes

DES AVANTAGES COMMUNS

- 1 - Facile à mettre en place** : passe-mains symétriques pour faciliter le centrage de la ceinture
 - 2 - Serrage facile et précis⁽¹⁾** : système de serrage par câble et poignées de serrage faciles à appréhender
 - 3 - Confortable et respirante** : tissu LombaStab breveté⁽³⁾ et doublure Coolmax⁽⁴⁾
- Facilité d'entretien** 



LombaStab high

Ceinture de soutien dorso-lombaire

Nouveauté



Indiquée pour

Lombalgies communes non spécifiques (aiguë, subaiguë, chronique) - spondylose
Canal lombaire étroit

À RETENIR

Le + LombaStab high

Adaptable à la morphologie : 4 baleines dorsales conformables et plaques dorsales indépendantes⁽¹⁾

	Largeur	Hauteur	Code
1	60 - 80 cm	35 cm	3111790855019
2	75 - 95 cm	35 cm	3111790855026
3	90 - 110 cm	35 cm	3111790855033
4	105 - 125 cm	35 cm	3111790855040
5	120 - 140 cm	35 cm	3111790855057


	Largeur	Hauteur	Code
1	60 - 80 cm	40 cm	3111790856016
2	75 - 95 cm	40 cm	3111790856023
3	90 - 110 cm	40 cm	3111790856030
4	105 - 125 cm	40 cm	3111790856047
5	120 - 140 cm	40 cm	3111790856054

L.P.P.R TTC 55,86 €

LombaStab immo

Ceinture de soutien dorso-lombaire

Nouveauté



Indiquée pour

Lombalgies communes non spécifiques (aiguë, subaiguë, chronique) - spondylose
Canal lombaire étroit - Immobilisation post-opératoire - Discopathie MODIC de type 1

À RETENIR

Le + LombaStab immo

Corset : thermoformable à chaud, amovible avec scratch, housse en maille 3D (lavable en machine)⁽¹⁾

	Largeur	Hauteur	Code
1	60 - 80 cm	35 cm	3111790859017
2	75 - 95 cm	35 cm	3111790859024
3	90 - 110 cm	35 cm	3111790859031
4	105 - 125 cm	35 cm	3111790859048
5	120 - 140 cm	35 cm	3111790859055

L.P.P.R TTC 167,69 €

LombaStab dorso

Ceinture de soutien thoraco-lombaire avec corset

Nouveauté



Indiquée pour

Lombalgies communes non spécifiques (aiguë, subaiguë, chronique) - Troubles statiques (cyphose ou lordose) - Fracture vertébrale stable - Maladie de Scheuermann

À RETENIR

Les + LombaStab dorso

Adaptable à la taille du patient avec l'attelle dorsale en aluminium conforme qui se règle en hauteur⁽¹⁾

Facile à enfiler et confortable : la forme des bretelles libère les aisselles

Maintien du patient en hyperextension avec le soutien sternal et les bretelles

	Largeur	Hauteur	Code
1	60 - 80 cm	35 cm	3111790847014
2	75 - 95 cm	35 cm	3111790847021
3	90 - 110 cm	35 cm	3111790847038
4	105 - 125 cm	35 cm	3111790847045
5	120 - 140 cm	35 cm	3111790847052

L.P.P.R TTC 89,70 €

(1) Etude réalisée en interne sur un panel de 13 personnes. Juillet 2019
(2) Supérieur > 50 kg - 80 kg < - données internes fournisseur.
(3) brevet n°FR3045315
(4) <https://coolmax.com/en/>

Cemen

Bande ceinture thoracique




Indiquée pour

Fractures de côtes sans déplacement

À RETENIR


Forte compression : tissu élastique

Facilité de mise en place : fermeture par auto-agrippant



1 18 cm x 2,50 m 34011 7367146 7

L.P.P.R TTC 13,73 €



2 25 cm x 2,50 m 34015 7345179 9

L.P.P.R TTC 20,00 €

Dynabelt

Ceinture de maintien abdominal



Indiquée pour


Fractures de côtes sans déplacement -
Déficiences de la paroi abdominale

À RETENIR

Confort et respirabilité : évacue l'humidité grâce au tissu Combitec (breveté*)

Facilité d'utilisation en fonction du besoin : baleines de maintien amovibles

Stérilisable en autoclave




1 66 - 80 cm 34010 7757870 1

2 81 - 90 cm 34010 7757901 2

3 91 - 100 cm 34010 7757930 2

> 100 cm : sur demande au service sur mesure

L.P.P.R TTC 54,66 €




1 66 - 80 cm 34010 7757887 9

2 81 - 90 cm 34010 7757918 0

3 91 - 100 cm 34010 7757947 0

> 100 cm : sur demande au service sur mesure

L.P.P.R TTC 71,90 €



1 66 - 80 cm 34010 7757893 0

2 81 - 90 cm 34010 7757924 1

3 91 - 100 cm 34010 7757953 1

> 100 cm : sur demande au service sur mesure

L.P.P.R TTC 86,28 €



Existe en
Sur-Mesure Patient

* Brevet FR2597123, 10/04/1986

Stomex

Ceinture de soutien abdominal




Indiquée pour

Suite de stomie

À RETENIR

Facilité d'utilisation : plastron antérieur en tissu indémaillable, pour un passage des drains et poches de stomie



1 60 - 70 cm 34010 6342747 1

2 71 - 85 cm 34010 6342753 2

3 86 - 100 cm 34010 6342776 1

> 100 cm : sur demande au service sur mesure

L.P.P.R TTC 71,90 €



Existe en
Sur-Mesure Patient

Ortel

Bandage herniaire

Indiquée pour

Hernie inguinale

À RETENIR

Adaptabilité droite ou gauche : système de boucle exclusif

Confort et efficacité : pelotes en silicone amovibles et repositionnables

Facilité d'entretien



Unilatérale

Bilatérale

1 75 - 85 cm 34010 7326294 9 34010 7326331 1

2 86 - 97 cm 34010 7326302 1 34010 7326348 9

3 98 - 110 cm 34010 7326319 9 34010 7326354 0

4 111 - 125 cm 34010 7326325 0 34010 7326360 1

L.P.P.R TTC 20,80 € 33,72 €



COU

COLLIER CERVICAL : QUELS BÉNÉFICES ?

Le collier cervical immobilise le rachis cervical en limitant les mouvements de flexion, extension et rotation.

Il agit à différents niveaux :

- 1 Effet antalgique**
Par limitation des mouvements et sollicitations mécaniques douloureux
- 2 Soulager la zone lombaire**
Par augmentation de la chaleur locale, qui favorise le relâchement musculaire
- 3 Limitation/immobilisation du rachis cervical**
Varie en fonction du degré de rigidité
- 4 Stimule la proprioception**
Par renforcement des sensations de contrôle de la colonne vertébrale

Le saviez-vous ?

10 à 20 % 
de la population

adulte est touchée par des douleurs au cou¹⁻²
Le cou est l'une des parties du corps la plus touchée par les TMS au bureau³

1/4 **des personnes ayant un emploi de bureau**

se plaignent de douleurs dans le cou⁴

Les personnes pratiquant **des sports de contact** (football, boxe, hockey...) font également partie des personnes les plus touchées⁵

(1-2) American College of Rheumatology. Patients and Public, Patient Education - Neck Pain, American College of Rheumatology. [Consulté le 24 février 2009]. www.rheumatology.org


(3) Côté P, Cassidy JD, et al. The annual incidence and course of neck pain in the general population: a population-based cohort study. Pain. 2004 Dec;112(3):267-73.

(4) Léna, P. (2013). Le cou, première victime de la vie au bureau. Le figaro santé.


(5) Passeportsanté. (s.d.). Lessymptômes, les personnes à risque et les facteurs de risque des troubles musculosquelettiques du cou (entorse cervicale, torticolis); Récupérés sur Passeportsanté. <https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles-musculosquelettiques-cou-pm-symptomes-des-douleurs-au-cou>

Quelles prescriptions ?

Quelle indication ?



COLLIER



Ortel C3



page
41

Ortel C4 rigid



page
41

Ortel C4 vario



page
41

LIMITATION DE LA FLEXION

RESTRICTION COMPLÈTE DE LA MOBILITÉ

Ortel C1 classic

Collier souple, soutien antalgique, décontracturant

Notre gamme
IMPACT



Indiqué pour
Pathologies traumatiques : contractures musculaires

À RETENIR

Maintien souple : mousse de haute qualité

Confort : housse de confort amovible et lavable

Tenue : réglage précis par auto-agrippant

1	28 - 33 cm	34010 7924003 3
2	34 - 39 cm	34010 7924026 2
3	40 - 46 cm	34010 7924032 3

1	28 - 33 cm	34010 7924049 1
2	34 - 39 cm	34010 7924055 2
3	40 - 46 cm	34010 7924061 3

L.P.P.R.TTC 9,25 €

Ortel C1 anatomic

Collier souple anatomique, soutien antalgique, décontracturant



Indiqué pour
Torticolis - Entorses bénignes - Arthrose cervicale

À RETENIR

Maintien souple : mousse de soutien compacte de forme anatomique

Confort : housse de confort amovible et lavable

Tenue : réglage précis par auto-agrippant

		Beige Marine
1	28 - 33	34010 4264931 3 34010 4264960 3
2	34 - 39	34010 4264948 1 34010 4264977 1
3	40 - 46	34010 4264954 2 34010 4264983 2

		Beige Marine
1	28 - 33	34010 4265008 1 34010 4265037 1
2	34 - 39	34010 4265014 2 34010 4265043 2
3	40 - 46	34010 4265020 3 34010 4265066 1

L.P.P.R.TTC 9,25 €

		Beige Marine
1	28 - 33	34010 4265072 2 34010 4265103 0
2	34 - 39	34010 4265089 0 34010 4265126 2
3	40 - 46	34010 4265095 1 34010 4265132 3

L.P.P.R.TTC 9,25 €

Ortel C2 plus

Collier semi-rigide, immobilisation relative



Indiqué pour
Entorses bénignes - Arthrose cervicale - Torticolis - Névralgies cervico-brachiales

À RETENIR

Maintien semi-rigide : structure interne semi-rigide enveloppée d'une mousse de soutien compacte

Confort : housse de confort amovible et lavable

Tenue : réglage précis par auto-agrippant

Forme anatomique

		Beige Marine
1	28 - 33	34015 2852517 9 34015 2852894 1
2	34 - 39	34015 2852813 2 34015 2852925 2
3	40 - 46	34015 2852836 1 34015 2852931 3

		Beige Marine
1	28 - 33	34015 2852859 0 34015 2852948 1
2	34 - 39	34015 2852865 1 34015 2852954 2
3	40 - 46	34015 2852871 2 34015 2852960 3

L.P.P.R.TTC 13,10 €



Pensez-y !

Conseillez l'oreiller **CERVI+** en mousse à mémoire de forme

Ortel C3

Limitation de la flexion



Indiqué pour

Entorses moyennes et bénignes -
Névrologies cervico-brachiales - Arthrose
cervicale

À RETENIR

Maintien renforcé : structure rigide en polyéthylène perforée

Confort : capitonnage des bords en contact avec la peau, perforations pour une meilleure ventilation, appui mentonnier

Tenue : réglage par auto agrippant

Adaptabilité morphologique : hauteur réglable de 9 à 13 cm



9 à 13 cm

1	28 - 33 cm	34010 4265149 1
2	34 - 39 cm	34010 4265155 2
3	40 - 46 cm	34010 4265161 3

L.P.P.R TTC 15,71 €

Ortel C4 rigide

Immobilisation stricte



Indiqué pour

Entorses moyennes et bénignes -
Névrologies cervico-brachiales - Arthrose
cervicale

À RETENIR

Maintien renforcé : coque rigide

Confort : 2 coques moulées de forme anatomique en mousse hypoallergénique

Ouverture trachéale



8,5 cm

1	25,5 - 33 cm	34015 2853669 4
2	33,5 - 40 cm	34015 2853675 5
3	40,5 - 48 cm	34015 2853681 6

L.P.P.R TTC 18,77 €

Ortel C4 vario

Restriction complète de la mobilité



Indiqué pour

Pathologies traumatiques : entorse,
immobilisation post-opératoire /
pathologies dégénératives : arthrose
cervicale

À RETENIR

Maintien renforcé : 4 appuis (appuis mentonnier et sternal avec coque antérieure, appuis occipital et dorsal hauts avec coque postérieure)

Confort : renfort en mousse amovible et lavable

Ouverture trachéale

Adaptabilité morphologique : grande hauteur réglable de 9 à 16 cm

TAILLE UNIQUE 4035459274036


L.P.P.R TTC 18,77 €

Remplacé prochainement par
Ortel T-Neck (4035459330220)



COUDE - ÉPAULE

Le saviez-vous ?



14 à 20 %
de la population

déclarent souffrir de l'épaule
un jour donné¹.

L'épaule est une des parties du corps la plus concernée par les troubles musculo-squelettiques (TMS), avec notamment la tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

Fracture de la clavicule

Les enfants sont les plus touchés

(près de la moitié de toutes les fractures de la clavicule),
suivis des hommes de moins de 30 ans, en raison de blessures sportives²

GILET D'IMMOBILISATION & ÉPAULIÈRE : QUELS BÉNÉFICES ?

Les orthèses d'épaule Thuasne sont des orthèses qui peuvent être modulables, selon les modèles, et qui accompagnent le patient depuis l'immobilisation post-traumatique ou post-opératoire jusqu'à la rééducation et la récupération.

Il existe deux types d'immobilisation distincts :

- 1 L'immobilisation coude au corps** post-traumatique ou post-opératoire
- 2 L'immobilisation fonctionnelle** permettant la rééducation et la reprise progressive du mouvement et/ou de la fonction de l'épaule

La durée d'immobilisation est décidée par le médecin selon l'importance du traumatisme, sa nature et le type de lésions associées.

L'immobilisation stricte prolongée peut avoir des conséquences lourdes comme des raideurs.

C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'instaurer un programme de rééducation progressif et adapté afin de restaurer la fonction sans douleur et sans limite⁽³⁾.


(1) T.Marc, T.Gaudin, J.Teissier, & F.Bonnel. (s.d.). Pathologie de la coiffe des rotateurs et TMS. Le muscle Nouveaux concepts. Anatomie - Biomécanique - Chirurgie - Rééducation.

(2) Fracture de la clavicule. (s.d.). Site web : <http://www.physiotherapiepour tous.com/fracture/la-fracture-de-la-clavicule/>







(3) HAS, recommandations professionnelles - Critères de suivi en rééducation et d'orientation en ambulatoire ou en soins de suite ou de réadaptation Après chirurgie des ruptures de coiffe et arthroplasties d'épaule - 2008

L'ÉPAULE | Quelle solution pour quelle pathologie ?

Quelles prescriptions ?



Quelle indication ?

Scapulis	ImmoClassic	ImmoVest	Scapulis	Scapulis +	Ligaflex®
					
page 46	page 47	page 49	page 46	page 47	page 49

LE COUDE | Quelle solution pour quelle pathologie ?

Quelles **prescriptions ?**

Coudière

Quelle **indication ?**

Épicondylite
Épitrôchléite

Silistab® Epi



page
50

Epi-Med Pro
master



page
51

Epi-Med



page
51

Condylex



page
51

Retrouvez l'ensemble de nos produits dans les pages suivantes.

Scapulis

Écharpe d'immobilisation évolutive



Indiquée pour

Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus - Après chirurgie de la coiffe des rotateurs - Luxation acromioclaviculaire - Luxation antérieure - Après chirurgie pour instabilité antérieure - Après mise en place d'une prothèse anatomique - Traumatologie et chirurgie du coude

À RETENIR

Immobilisation modulable : sangle repositionnable pour une immobilisation coude au corps ou fonctionnelle

Adaptabilité : taille unique avec sangles découplables pour s'adapter à toutes les morphologies

Confort : matière légère et forme échancrée pour une plus grande respirabilité

TAILLE UNIQUE

34010 9951547 0

L.P.R.TTC

15,24 €



Vidéo de mise en place disponible
sur www.youtube.fr



 *Pensez-y !*

Appliquez **ARGICALM**
en taille 4 pour soulager
la douleur !

Scapulis +

Écharpe d'immobilisation évolutive avec bras en abduction 30°



Indiquée pour

Fracture du trochiter - Luxation postérieure - Après chirurgie de la coiffe des rotateurs - Après chirurgie pour instabilité postérieure - Après mise en place d'une prothèse inversée

À RETENIR

Abduction à 30° : coussin confortable de forme anatomique

Adaptabilité : taille unique avec sangles découplables pour s'adapter à toutes les morphologies

Confort : matière légère et forme échancrée pour une plus grande respirabilité

TAILLE UNIQUE	34010 5100456 1
L.P.P.R TTC	15,24 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

ImmoClassic

Gilet d'immobilisation coude au corps



Indiquée pour

Immobilisation du coude (suite traumatisme, épicondylite ou épitrochléite aiguës) - Immobilisation suite fracture de l'omoplate immobilisation antalgique de l'épaule, du bras et de l'avant-bras

À RETENIR

Maintien coude au corps : manchon et sangle additionnelle pour soutenir l'avant-bras et l'épaule

Adaptabilité : sangle supérieure réglable

Confort : mousse de protection au niveau de l'épaule et du cou




1	50 - 71 cm	34010 7916713 2
2	72 - 94 cm	34010 7916736 1
3	95 - 117 cm	34010 7916742 2
4	118 - 140 cm	34010 7916759 0
L.P.P.R TTC		15,24 €



Immo

Gilet d'immobilisation coude au corps
avec blocage de l'avant-bras et de la main




Indiqué pour

Immobilisation antalgique de l'épaule, du bras et de l'avant-bras après : lésions ligamentaires non chirurgicales de l'épaule, et du coude (luxations et entorses), lésions musculaires du membre supérieur, lésions osseuses non chirurgicales de l'épaule et du coude, lésions tendineuses de l'épaule

À RETENIR

Immobilisation coude au corps : ceinture abdominale renforcée avec brassards et sangles pour le maintien de l'avant-bras et des doigts

Confort : aucun appui sur l'épaule et le cou grâce à la ceinture soutenant le bras



1	50 - 71 cm	34010 7708328 1
2	72 - 94 cm	34010 7708334 2
3	95 - 117 cm	34010 7708340 3
4	118 - 140 cm	34010 7708357 1

L.P.P.R.TTC

15,24 €

ImmoVest

Gilet d'immobilisation couvrant



Indiqué pour

Traumatismes non compliqués de l'épaule : luxation antérieure de l'épaule, fracture de l'omoplate non déplacée et non articulaire, luxation acromio-claviculaire non compliquée - Immobilisation du coude après luxation - Fractures du trochiter, de la tête humérale, du trochin (indications non chirurgicales) - Immobilisation après chirurgie d'instabilités - Rupture de la coiffe des rotateurs en phase aiguë - Péri-arthrite scapulo-humérale aiguë - Paralysie du plaxus brachia - Rééducation de l'articulation scapulo-humérale - Immobilisation antalgique de l'épaule après phase inflammatoire (rhumatisme aigu, polyarthrite rhumatoïde)




À RETENIR

Immobilisation de l'épaule et du coude : position coude au corps grâce aux 3 sangles

Protection renforcée : gilet très couvrant

Confort : tissu respirant de forme anatomique et coussinet de confort au niveau de l'épaule

Mise en place facilitée : système de repères chiffrés et colorés


STATURE	CORPULENCE		
			
- de 1,70 m	Taille 1		Taille 2
1,70 - 1,80 m			
+ de 1,80 m			

1	Noir	34010 4887106 0
2	Noir	34010 4890605 2
L.P.P.R TTC		15,24 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

Ligaflex® sangles claviculaires



Indiquée pour

Fracture de la clavicule avec ou sans déplacement

À RETENIR

Adaptabilité : taille unique avec sangles découplables pour s'adapter à toutes les morphologies

Confort : ancrage dorsal rembourré en mousse et sangles molletonnées

Mise en place facilitée : fermeture par boucle


TAILLE UNIQUE	34010 6024910 6
L.P.P.R TTC	NON REMBOURSÉ S.S.



Silistab® Epi

Coudière souple proprioceptive

Nouveau
design
(1)



(1) disponible **début 2021**,
à épuisement des stocks
de l'ancienne version

Indiquée pour

Epicondylites et épitrochléites d'insertion (traitement fonctionnel) - Prévention des récurrences et soutien actif pour les activités sportives, soutien pour les travaux physiques

À RETENIR

Proprioception : tricotage anatomique compressif et pression modulable grâce à la sangle additionnelle amovible

Confort : inserts en silicone et tricotage anatomique avec zones de confort au niveau des épicondyles

Mise en place facilitée : repères visuels au niveau du creux et de la pointe du coude pour un positionnement précis. Oreillettes de mise en place brevetées*



8 cm



Ambidextre

1	19 - 22 cm	34010 4116188 5
2	22 - 25 cm	34010 4116219 6
3	25 - 28 cm	34010 4116248 6
4	28 - 31 cm	34010 4116308 7
5	31 - 34 cm	34010 4116320 9
6	34 - 37 cm	34010 4116372 8

L.P.P.R TTC

NON REMBOURSÉ S.S.



Vidéo de mise en place disponible
sur www.youtube.fr



💡 *Pensez-y !*

Appliquez **ARGICALM**
en taille 1 pour soulager
la douleur !

Epi-Med Pro master

Bracelet rigide préventif
avec coussinets en silicone



Indiqué pour

Pathologies inflammatoires (prévention de la récurrence) : épicondylite, épitrochléite

À RETENIR

Confort : inserts en silicone pour une double pression ciblée autour des épicondyles et inserts supplémentaires inclus (Flexi Pads) pour ajuster la pression

Facilité d'ajustement : ajustement de la pression grâce à une fermeture auto-agrippante avec zone d'indication de la contention



8 cm



Ambidextre

XS	22 - 23 cm	6008834 - 4035459274845
S	24 - 25 cm	6008835 - 4035459274869
M	26 - 27 cm	6008836 - 4035459274883
L	28 - 30 cm	6008837 - 4035459274906
XL	31 - 34 cm	6008838 - 4035459274920
L.P.P.R TTC		NON REMBOURSÉ S.S.

Epi-Med

Bracelet rigide préventif



Indiqué pour

Pathologies inflammatoires (prévention de la récurrence) : épicondylite, épitrochléite

À RETENIR

Confort : doublure en feutre pour une pression ciblée autour des épicondyles

Facilité d'ajustement : ajustement de la pression grâce à une fermeture auto-agrippante



8 cm



Ambidextre

XS	22 - 23 cm	6086844 - 4035459284349
S	24 - 25 cm	6086845 - 4035459284356
M	26 - 27 cm	6086846 - 4035459284363
L	28 - 30 cm	6086848 - 4035459284370
XL	31 - 34 cm	6086849 - 4035459284387
L.P.P.R TTC		NON REMBOURSÉ S.S.

Condylex

Bracelet semi-rigide préventif



Indiqué pour

Pathologies inflammatoires (prévention de la récurrence) : épicondylite, épitrochléite

À RETENIR

Confort : mousse interne amortissant les vibrations

Facilité d'ajustement : ajustement de la pression grâce à une fermeture auto-agrippante



8 cm



Ambidextre

1	22 - 26 cm	34010 9486085 8
2	27 - 32 cm	34010 9486091 9
L.P.P.R TTC		NON REMBOURSÉ S.S.



POIGNET - POUCE

PRINCIPE D'ACTION DES ATTELLES



ATTELLE DE POIGNET

Immobilisation plus ou moins rigoureuse des articulations carpo-métacarpiennes.

Utilisée principalement en cas d'entorses, instabilités du poignet, tendinites du poignet, canal carpien non-opéré et en phase post-opératoire.



ATTELLE DE POIGNET/POUCE

Immobilisation plus ou moins rigoureuse des articulations carpo-métacarpiennes et de la colonne du pouce.

Utilisée en cas de traumatismes (entorses et fractures), instabilités du poignet et du pouce, tendinites du poignet et de De Quervain, rhizarthrose et en phase post-opératoire.



ATTELLE DE POUCE

Stabilisation de la colonne du pouce dans la position thérapeutique souhaitée.

Utilisée principalement en cas de rhizarthrose ou d'entorses du pouce.



ATTELLE DE POIGNET-DOIGT

Immobilisation plus ou moins rigoureuse des articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes.

Utilisée en cas d'entorse, de luxation, de fractures non déplacées ou en phase post-opératoire.



ATTELLE DE DOIGT

Immobilisation plus ou moins rigoureuse des phalanges.

Utilisée en cas de traumatologie des doigts et en reprise d'activité/sport.

Le saviez-vous ?

Le syndrome du canal carpien, dû à la compression du nerf médian, représente la quasi totalité des TMS du poignet⁽¹⁾. En cause, la répétition des mouvements de flexion/extension, la préhension serrée, les appuis sur la paume et les vibrations (outils vibrants)...



1/4 des femmes enceintes

est touché par le syndrome du canal carpien. En cause, la rétention d'eau qui entraîne un gonflement des tissus, compressant le nerf médian.



130 000

c'est le nombre de fractures du poignet par an, souvent dues à une chute⁽²⁾.



Le sport est également une des causes principales de traumatismes. Au handball par exemple, les doigts sont touchés dans 3/4 des cas⁽³⁾.


(1) Dr Guéniot, C. (2009, février). Le poignet victime de la crise. Récupéré sur Doctissimo: http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem01/mag0308/dossier/sa_5162_canal_carpien_poignet.htm.

(2) Allodocteurs. (2016, octobre). Chutes : attention à la fracture du poignet. Récupéré sur Allodocteurs: https://www.allodocteurs.fr/maladies/os-et-articulations/fractures/chutes-attention-a-la-fracture-du-poignet_114.html

(3) ortschaden 2005; 19:82-88


LE POIGNET & LE POUCE

Quelles **prescriptions ?**



Rhizoimmo	Rhizo-Pro	Manulmmo® pro	Manulmmo® open	Manuvario	Manuaction
					
page 59	page 59	page 57	page 56	page 57	page 56

Quelle solution pour
quelle pathologie ?



Manurhizo pro



page
58

ManuBoxer



page
60

Digi Immo



page
60

DigiBand®



page
61

Attelle de
phalanges distales



page
61

Retrouvez l'ensemble de nos produits dans les pages suivantes.

Manuaction

Orthèse souple proprioceptive avec baleine palmaire amovible



Indiquée pour



Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse - tendinites et tendinopathies du poignet - états inflammatoires chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet - entorses bénignes du poignet - arthrose légère du poignet



À RETENIR

Maintien évolutif : baleine palmaire conformable et amovible

Proprioception : tricotage compressif et sangle additionnelle amovible pour renforcer la pression au niveau de la douleur

Confort : insert en silicone au niveau du condyle ulnaire. Tricotage anatomique et élastique

		 Droit	
1	14 - 15 cm	34010 6010814 4	
2	15 - 16 cm	34010 6010816 8	
3	16 - 17 cm	34010 6010817 5	
4	17 - 18 cm	34010 6010818 2	
5	18 - 19 cm	34010 6010819 9	
6	19 - 20 cm	34010 6010820 5	

		 Gauche	
1	14 - 15 cm	34010 6010807 6	
2	15 - 16 cm	34010 6010808 3	
3	16 - 17 cm	34010 6010810 6	
4	17 - 18 cm	34010 6010811 3	
5	18 - 19 cm	34010 6010812 0	
6	19 - 20 cm	34010 6010813 7	

L.P.P.R.TTC **56,64 €**

Manulmmo®

Attelle d'immobilisation de poignet





Indiquée pour



Entorses bénignes du poignet (traitement fonctionnel) - tendinites et tendinopathies du poignet - phases inflammatoires des pathologies rhumatismales - syndrome du canal carpien

À RETENIR

Immobilisation stricte de l'articulation : baleine palmaire rigide, anatomique et conformable

Confort : tricot 3D doux et respirant pour un port prolongé

		 Droit	
0*	10 - 13 cm	6275104 - 3111790045380	
1	13 - 15 cm	34010 9585054 4	
2	15,5 - 17,5 cm	34010 9585060 5	
3	18 - 20 cm	34010 9585077 3	
4	20,5 - 23 cm	34010 9585083 4	

		 Gauche	
0*	10 - 13 cm	6275106 - 3111790045397	
1	13 - 15 cm	34010 9585108 4	
2	15,5 - 17,5 cm	34010 9585114 5	
3	18 - 20 cm	34010 9585120 6	
4	20,5 - 23 cm	34010 9585137 4	

L.P.P.R.TTC **56,64 €**

Manulmmo® open

Attelle d'immobilisation de poignet à ouverture totale

[Notre gamme]
IMPACT



Indiquée pour



Entorses bénignes du poignet (traitement fonctionnel) - tendinites et tendinopathies du poignet - phases inflammatoires des pathologies rhumatismales - syndrome du canal carpien

À RETENIR

Immobilisation stricte de l'articulation : baleine palmaire rigide, anatomique et conformable

Confort : tricot 3D doux et respirant pour un port prolongé

Mise en place et retrait facilités : ouverture totale de l'orthèse

		 Ambidextre	
1	13 - 17 cm	34010 9935695 0	
2	17 - 23 cm	34010 9935703 2	

L.P.P.R.TTC **56,64 €**



Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

* Disponible 1^{er} trimestre 2021



 *Pensez-y !*

Pour soulager les douleurs, entorses, tendinites...

Appliquez **ARGICALM**

Manuvario

Attelle d'immobilisation de poignet à angulation spécifique



Indiquée pour



Position en extension du poignet (de la radio-carpienne) Séquelles de traumatismes du poignet ou du carpe :

pseudarthrose du scaphoïde, arrachement du dos du pyramidal, instabilité du carpe.

Maladie dégénérative :

arthrose radio carpienne : SLAC et SNAC, carpe bossu, kyste synovial du poignet, nécrose aseptique du semi lunaire (Kienböck).

Arthrites inflammatoires dont polyarthrite rhumatoïde.

Tendinopathies et lésions tendineuses :

Ténosynovite sténosante de De Quervain, ténosynovite crépitante des extenseurs.



Position en flexion du poignet (de la radio-carpienne)

Ténosynovite des fléchisseurs : syndrome du canal carpien non opéré.

Arthrose péri scaphoïdienne.

Syndrome de la loge de Guyon.



Position en flexion du poignet (de la radio-carpienne) et inclinaison cubitale :

Réduction de fracture du radius et stabilisation par la technique dite de Judet.

Fractures du poignet du grand vieillard.

A 3 semaines, remise progressive en extension du poignet.

À RETENIR

Immobilisation stricte avec angulation spécifique : baleines palmaire et dorsale et kit de baleines additionnel disponible pour une immobilisation en extension ou flexion du poignet, ou en flexion du poignet et inclinaison cubitale

Confort : tricot 3D léger et respirant pour un port prolongé

Mise en place facilitée : sangles numérotées



Droit



Gauche

1	13 - 15 cm	34010 9789940 4	34010 9789957 2
2	15,5 - 17,5 cm	34010 9789963 3	34010 9789986 2
3	18 - 20 cm	34010 9789992 3	34010 9790009 4
4	20,5 - 23 cm	34010 9790015 5	34010 9790021 6

L.P.P.R TTC

56,64 €

Kit baleines Manuvario

Immobilisation en flexion

Immobilisation en flexion et inclinaison cubitale



Droit

Gauche

L.P.P.R TTC


34010 4717723 1

34010 4715894 0

NON REMBOURSÉ S.S.

Manulmmo® pro

Attelle d'immobilisation de poignet à serrage rapide



Indiquée pour

Entorses bénignes du poignet (traitement fonctionnel) - tendinites et tendinopathies du poignet - phases inflammatoires des pathologies rhumatismales - irritations chroniques - post-traumatiques ou post-opératoires - arthrite et arthrose du poignet - syndrome du canal carpien

À RETENIR

1 - Facilité et rapidité de mise en place : serrage rapide breveté* par système de lacet (Quick lacing system)

2 - Maintien rigoureux : baleine palmaire conformable

3 - Confortable et respirant : jersey de protection doux et tricot 3D respirant

4 - Ambidextre



Ambidextre

1	13 - 15 cm	34010 6010822 9
2	15,5 - 17,5 cm	34010 6010823 6
3	18 - 20 cm	34010 6017169 8
4	20,5 - 23 cm	34010 6017171 1

L.P.P.R TTC

56,64 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

* Brevet EP3138539, 01/09/2016

Manurhizo

Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce

Notre gamme
IMPACT



Indiquée pour

Entorses bénignes du poignet et/ou du pouce (traitement fonctionnel) - entorses graves du pouce et fracture du scaphoïde (traitement post-opératoire) - tendinites et tendinopathies du poignet et du pouce - phases inflammatoires des pathologies rhumatismales


À RETENIR

Immobilisation stricte du pouce et du poignet : 2 baleines anatomiques et conformables (paume et colonne du pouce)

Confort : tricot 3D léger et respirant pour un port prolongé

Manurhizo pro

Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce à serrage rapide



Indiquée pour

Entorses bénignes du poignet et/ou du pouce (traitement fonctionnel) - entorses graves du pouce et fracture du scaphoïde (traitement post-opératoire) - tendinites et tendinopathies du poignet et du pouce - phases inflammatoires des pathologies rhumatismales - arthrite et arthrose du poignet

À RETENIR

1 - Facilité et rapidité de mise en place : serrage rapide breveté* par système de lacet (Quick lacing system)

2 - Maintien rigoureux du pouce et du poignet : 2 baleines conformables

3 - Confortable et respirant : jersey de protection doux et tricot 3D respirant



O*	10 - 13	6275108 - 3111790045342	6275109 - 3111790045359
1	13 - 15	34010 9789845 2	34010 9789851 3
2	15,5 - 17,5	34010 9789868 3	34010 9789874 2
3	18 - 20	34010 9789880 3	34010 9789897 1
4	20,5 - 23	34010 9789905 3	34010 9789911 4
L.P.P.R TTC		53,18 €	

* Disponible 1^{er} trimestre 2021



1	13 - 15 cm	34010 6017179 7	34010 6017173 5
2	15,5 - 17,5 cm	34010 6017180 3	34010 6017174 2
3	18 - 20 cm	34010 6017182 7	34010 6017175 9
4	20,5 - 23 cm	34010 6017184 1	34010 6017178 0
L.P.P.R TTC		53,18 €	



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

Pensez-y !



Rhizarthrose

En port nocturne, conseillez **Manurhizo pro** pour diminuer les tensions musculaires et calmer la douleur.

Rhizoimmo

Attelle d'immobilisation du pouce en position antalgique



Indiquée pour


Immobilisation de l'articulation trapézo-métacarpienne dans le cas de rhizarthrose débutante - douleurs de la base du pouce - arthrose péri-scaphoïdienne - post-opératoire (pose de prothèse, trapézectomie) - chirurgie des fractures de la base du 1er métacarpien : fractures de rolando ou de bennett - entorse bénigne du pouce

Patient cible

Patient avec arthrose

À RETENIR

- 1 - Immobilisation en position antalgique** : armature métallique brevetée*
- 2 - Confort** : ouverture au niveau de la colonne du pouce pour éviter tout appui douloureux
- 3 - Liberté de mouvement** : préhension, mouvement de la pince et amplitude du poignet conservés
- 4 - Respirant** : tricot 3D



Droit



Gauche

1	13 - 17 cm	34010 9832541 4	34010 9832564 3
2	17 - 23 cm	34010 9832558 2	34010 9832570 4
L.P.P.R TTC		43,32 €	

Rhizo-Pro

Attelle d'immobilisation du pouce avec coque rigide



Indiquée pour

Arthrose - arthrite - blessures traumatiques - instabilité des ligaments - post-opératoire

Patient cible

Patient nécessitant une immobilisation stricte du pouce

À RETENIR

- Immobilisation stricte de la colonne du pouce** : coque rigide
- Confort** : coque doublée et perforée le long de la colonne du pouce



Ambidextre

1	12 - 18,5 cm	4035459233149
2	16,5 - 22 cm	4035459233156
L.P.P.R TTC		43,32 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr



Pensez-y !



Rhizarthrose


En port diurne, conseillez **Rhizoimmo** pour diminuer les tensions musculaires et calmer la douleur.

* Brevet FR 2 977 144 B1

Fabricant Rhizo-Pro: THUASNE DEUTSCHLAND GmbH, Im Steinkamp 12, 30938 Burgwedel.

Digi Immo

Attelle d'immobilisation poignet-doigt 2^{ème}, 3^{ème} ou 4^{ème} métacarpes et phalanges




Indiquée pour

Traumatismes des doigts longs : entorses, luxations, fractures (traitement fonctionnel ou complément de traitement chirurgical) - séquelle de traumatismes (entorse, luxation et fracture)

À RETENIR



Immobilisation modulable grâce aux baleines conformables pour :

- Immobilisation des articulations métacarpo-phalangiennes (A)
- Immobilisation des articulations interphalangiennes (B)



Adaptabilité et maintien : 4 sangles (2 fixes et 2 amovibles) et 2 possibilités d'immobilisation (palmaire ou dorsale) selon recommandations du prescripteur

Confort : bout des doigts lésés protégés et découpe spécifique de la sangle poignet

		 Ambidextre
1	< 13 cm	3111792432119
2	13 - 16 cm	3111792432126
3	16 - 19 cm	3111792432133
4	19 - 22 cm	3111792432140
L.P.P.R TTC		36,71 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

ManuBoxer

Attelle d'immobilisation poignet, main, doigts 4^{ème} et 5^{ème} métacarpes



Indiquée pour




Fracture non déplacée du 4^{ème} et du 5^{ème} métacarpe - Immobilisation post-opératoire du 4^{ème} et 5^{ème} métacarpe - en relais d'une immobilisation stricte par plâtre - Séquelle de fracture et d'entorse des doigts (du 4^{ème} et du 5^{ème})

À RETENIR

Immobilisation stricte du poignet jusqu'aux 4^{ème} et 5^{ème} doigts : 2 baleines conformables et amovibles avec angulation spécifique (dorsale à 90° et palmaire à 20°)

Confort : tissu 3D léger et respirant pour un port prolongé. Protection des doigts immobilisés grâce à la séparation interdigitale

Mise en place facilitée : ouverture totale de l'attelle

		 Droit	 Gauche
1	13 - 15 cm	3111792431006	3111792431013
2	15,5 - 17,5 cm	3111792431020	3111792431037
3	18 - 20 cm	3111792431044	3111792431051
4	20,5 - 23 cm	3111792431068	3111792431075
L.P.P.R TTC		79,20 €	



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

DigiBand®

Orthèse pour l'immobilisation des doigts en syndactylie



Indiquée pour

Traumatologie des doigts (entorse, luxation) - reprise d'activité/sport

À RETENIR

Immobilisation des doigts en syndactylie

Adaptabilité : s'adapte à toutes les morphologies (taille unique)

Confort : séparation interdigitale pour éviter toute friction

Vendue par paire

Attelle de phalanges distales

Attelle d'immobilisation des 2 dernières phalanges



Indiquée pour

Immobilisation des deux dernières phalanges - Extension de l'articulation distale

À RETENIR


Immobilisation stricte des 2 dernières phalanges : attelle en polypropylène

Confort : attelle perforée pour laisser respirer les doigts immobilisés

Vendue en sachet de 6 pièces

TAILLE UNIQUE ADAPTABLE	3111797083019
L.P.P.R TTC	NON REMBOURSÉ S.S.

Possibilité de découper le bord des bandes pour adapter la hauteur



1	4,7 cm	34010 9515786 5
2	5,0 cm	34010 9515792 6
3	5,5 cm	34010 9515800 8
4	6,1 cm	34010 9515817 6
5	6,4 cm	34010 9515823 7
5,5	7,1 cm	34010 9515846 6
6	7,5 cm	34010 9515852 7
7	8,3 cm	34010 9515869 5
L.P.P.R TTC		NON REMBOURSÉ S.S.




GENOU

PRINCIPE D'ACTION DES GENOUILLÈRES ET ATTELLES DE GENOU




GENOUILLÈRE PROPRIOCEPTIVE

Amélioration de la proprioception (perception du corps dans l'espace) par l'utilisation d'un tricot de compression



GENOUILLÈRE ROTULIENNE

Maintien de la patella (rotule) assuré par l'anneau stabilisateur et effet proprioceptif grâce au tricot de compression



GENOUILLÈRE FÉMORO-PATELLAIRE

Réalignement de la patella (rotule) dans son axe physiologique et effet proprioceptif grâce au tricot de compression



GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE

Maintien du genou par l'utilisation de renforts souples ou rigides articulés



GENOUILLÈRE DE DÉCHARGE

Décharge du compartiment lésé par l'arthrose grâce à un système de 3 points d'appui



ATELLE DE GENOU

Réduction de la douleur et effet protecteur⁽¹⁾ par l'immobilisation complète du genou



Le saviez-vous ?

**Les traumatismes du genou
sont souvent liés à la pratique sportive.**

Au ski par exemple, plus d'1/3 des blessures concernent le genou²

30% des arthroses
concernent le genou³

(1) Données internes de marquage CE

(2) L'accidentologie des sports d'hiver. Association des médecins de montagne. Hiver 2012-2013.

(3) Société Française de Rhumatologie. (2005). Dossier arthrose.

LE GENOU | Quelle solution pour quelle pathologie ?

Quelles prescriptions ?

GENOUILLÈRE

Quelle indication ?

Douleur légère
indéterminée

Tendinite, luxation
de la rotule,
gonarthrose légère

Syndrome rotulien
(ou syndrome
fémoro-patellaire),
arthrose fémoro-
patellaire

GENOUILLÈRE SOUPLE
à effet proprioceptif



GENOUILLÈRE
ROTULIENNE



GENOUILLÈRE
FÉMORO-PATELLAIRE



Peu d'activité



Activité modérée



Activité intense



Peu d'activité



Activité intense



GenuSoft



page
66

GenuAction



page
66

GenuExtrem



page
66

Silistab® Genu



page
68

GenuPro activ




page
69

PatellaReliever



page
69



**Genu Ligaflex®
longue**



page
70

**Genu Ligaflex®
courte**



page
70

**Ligastrap®
Genu**



page
67

**GenuPro
control**



page
73

**Genu Ligaflex®
ROM**



page
71

RebelReliever®



page
75

Genuimmo®



page
77

Retrouvez l'ensemble de nos produits dans les pages suivantes.

GenuSoft

Genouillère proprioceptive de classe 2*



GenuAction

Genouillère proprioceptive de classe 3*



(1) disponible début 2021, à épuisement des stocks de l'ancienne version

GenuExtrem

Genouillère proprioceptive de classe 3* avec baleine latérale souple



(1) disponible début 2021, à épuisement des stocks de l'ancienne version

Indiquée pour

Prévention et reprise d'activité -
Maintien souple de l'articulation

Patient cible

Patient avec peu d'activité

À RETENIR

Confort au porter : tricotage anatomique avec zone de confort au niveau du creux poplité

***Proprioception** : tricot élastique de compression classe 2



1	32 - 34 cm	34010 9614577 9
2	35 - 37 cm	34010 9614583 0
3	38 - 41 cm	34010 9614608 0
4	42 - 45 cm	34010 9614614 1
5	46 - 49 cm	34010 9614620 2

L.P.P.R.TTC

7,39 €

Indiquée pour

Prévention et reprise d'activité -
Maintien souple de l'articulation

Patient cible

Patient avec activité modérée

À RETENIR

Confort au porter : tricotage anatomique avec zone de confort au niveau du creux poplité et de la patella

***Proprioception** : tricot élastique de compression classe 3



0**	28 - 31 cm	6253919 - 3111797400564
1	32 - 34 cm	34010 9614519 9
2	35 - 37 cm	34010 9614525 0
3	38 - 41 cm	34010 9614531 1
4	42 - 45 cm	34010 9614548 9
5	46 - 49 cm	34010 9614554 0
6	50 - 53 cm	34010 9614560 1

L.P.P.R.TTC

19,30 €

** Disponible 1^{er} trimestre 2021

Indiquée pour

Prévention et reprise d'activité -
Maintien souple de l'articulation

Patient cible

Patient avec activité intense

À RETENIR

1 - Confort au porter : tricotage anatomique avec zones de confort au niveau du creux poplité et de la patella

2 - Maintien et tenue : baleines latérales souples avec anti-glisse

3 - Praticité : oreillettes de mise en place brevetées***

4 - *Proprioception : tricot élastique de compression classe 3



1	32 - 34 cm	34010 9614643 1
2	35 - 37 cm	34010 9614666 0
3	38 - 41 cm	34010 9614672 1
4	42 - 45 cm	34010 9614689 9
5	46 - 49 cm	34010 9614695 0
6	50 - 53 cm	34010 9614703 2

L.P.P.R.TTC

21,88 €



Pensez-y !

Pour soulager vos douleurs, entorses, tendinites...
Appliquez **ARGICALM**

Ligastrap® Genu

Genouillère proprioceptive avec maintien latéral renforcé

Notre gamme
IMPACT



Nouveau
design
(1)

(1) disponible début 2021, à épaulement des stocks de l'ancienne version

Indiquée pour

Entorse bénigne - reprise d'activité - hyperlaxité chronique

Patient cible

Reprise de sport, sports avec baleines rigides non autorisées

À RETENIR

Maintien renforcé : double système de strapping et baleines latérales souples

Confort au porter : tricotage anatomique avec zones de confort au niveau du creux poplité et de la patella

Praticité : oreillettes de mise en place brevetées*** et balisage sur les sangles

Proprioception : tricot élastique de compression classe 3



Hauteur produit
30 à 33 cm

1	32 - 34 cm	34010 5151146 5
2	35 - 37 cm	34010 5151152 6
3	38 - 41 cm	34010 5151181 6
4	42 - 45 cm	34010 5151212 7
5	46 - 49 cm	34010 5397545 6
6	50 - 53 cm	34010 5397574 6

L.P.P.R TTC

21,88 €



Vidéo de mise en place
disponible sur www.youtube.fr



Existe en
Sur-Mesure Patient

Ortel

Cuissard de soutien musculaire

Indiquée pour

Traumatismes musculaires :
claquages, élongations, contusions



À RETENIR

Compression : tricot élastique de compression classe 1



1	31 - 34 cm	34010 6269714 1
2	35 - 39 cm	34010 6269720 2
3	40 - 44 cm	34010 6269737 0
4	45 - 50 cm	34010 6269743 1

L.P.P.R TTC

7,93 €






Silistab® Genu

Genouillère rotulienne de classe 2*

[Notre gamme
IMPACT]



Insert patellaire



Indiquée pour

Tendinite rotulienne - arthrose du genou légère

Patient cible

Patient avec peu d'activité, patient avec arthrose du genou légère

À RETENIR

Maintien de la patella : insert patellaire

Maintien de l'articulation et tenue : baleines latérales souples avec antiglisse

Confort : tricotage anatomique avec creux poplité ouvert

***Proprioception** : tricot élastique de compression classe 2



Hauteur produit
31 à 35 cm

		Blanc avec PATELLA OUVERTE	Noir avec PATELLA FERMÉE
1	31 - 33 cm	34010 4745889 7	34010 4745955 9
2	34 - 36 cm	34010 4745895 8	34010 4745961 0
3	37 - 39 cm	34010 4745903 0	34010 4745978 8
4	40 - 42 cm	34010 4745926 9	34010 4745984 9
5	43 - 45 cm	34010 4745932 0	34010 4745990 0
6	46 - 48 cm	34010 4745949 8	34010 4746009 8

L.P.P.R TTC

24,46 €



Existe en
Sur-Mesure Patient

GenuPro activ

Genouillère rotulienne de classe 3



Indiquée pour


Tendinite rotulienne

Patient cible

Suite de tendinite chez le patient sportif

À RETENIR

- 1 - Maintien de la patella :** insert patellaire
- 2 - Maintien de l'articulation et tenue :** baleines latérales souples avec anti-glisse
- 3 - Confort :** tricotage anatomique
- 4 - Proprioception :** tricot élastique de compression classe 3



	Hauteur produit: 29 à 33cm		
1	35 - 38	25 - 28	34010 9922646 8
2	38 - 41	28 - 31	34010 9922652 9
3	41 - 44	31 - 34	34010 9922669 7
4	44 - 47	34 - 37	34010 9922675 8
5	47 - 51	37 - 41	34010 9922681 9
6	51 - 55	41 - 45	34010 9922698 7
6+	55 - 59	43 - 47	34010 9922706 9

L.P.P.R TTC **24,46 €**

NB : Dans le cas où les deux mesures prises ne correspondent pas à une même taille, choisir la taille correspondant au tour de mollet, (2ème colonne)

PatellaReliever

Genouillère avec système de réalignement de la patella



Insert patellaire

Indiquée pour

Syndrome fémoro-patellaire - instabilité rotulienne - luxations et subluxations de la patella - arthrose fémoro-patellaire

Patient cible

Patient avec douleurs derrière la patella, par exemple après une période assise prolongée, en descendant les escaliers

À RETENIR

- Réalignement de la patella :** insert rotulien en demi-lune avec système de traction de la patella par sangles et lacet
- Maintien de l'articulation :** baleine articulée
- Tenue :** silicone intégré au tricot
- Confort :** tricotage anatomique avec zones de confort
- Praticité :** oreillettes de mise en place brevetées*



	Hauteur produit: 32 cm Droit	
1	32 - 34 cm	34010 6023588 8
2	35 - 37 cm	34010 6023589 5
3	38 - 41 cm	34010 6023590 1
4	42 - 45 cm	34010 6023591 8
5	46 - 49 cm	34010 6023592 5
6	50 - 53 cm	34010 6023593 2



	Hauteur produit: 32 cm Gauche	
1	32 - 34 cm	34010 6023594 9
2	35 - 37 cm	34010 6023596 3
3	38 - 41 cm	34010 6023598 7
4	42 - 45 cm	34010 6023599 4
5	46 - 49 cm	34010 6023600 7
6	50 - 53 cm	34010 6023601 4

L.P.P.R TTC **102,29 €**

Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

* Brevet EP2536370, 09/02/2011

Bandage rotulien

Orthèse préventive



Indiquée pour

Prévention des tendinites du tendon rotulien

Patient cible

Patient sportif avec risque de récives

À RETENIR

- Maintien de la patella :** forme anatomique appliquant une pression locale sur le tendon rotulien
- Proprioception :** zone en silicone avec picots pour un effet massant



	Hauteur produit: 32 cm	
TU	26 - 50 cm	34010 4696518 1

L.P.P.R TTC **NON REMBOURSÉ S.S.**

Genu Dynastab®

Genouillère ligamentaire
avec articulation bi-axiale



(1) disponible **début 2021**
à épuisement des stocks
de l'ancienne version

Indiquée pour

Entorse bénigne à moyenne - Reprise d'activité

Patient cible

Reprise de sport, patient nécessitant un maintien modéré

À RETENIR

Maintien de l'articulation : articulation bi-axiale

Tenue : silicone intégré au tricot

Confort : tricotage anatomique avec zones de confort et demi-sangles pour éviter l'effet garrot

Praticité : oreillettes de mise en place brevetées*



Hauteur
produit
33 cm

1	32 - 34 cm	6253890 - 3111797400953
2	35 - 37 cm	6253892 - 3111797400960
3	38 - 41 cm	6253893 - 3111797400977
4	42 - 45 cm	6253894 - 3111797400984
5	46 - 49 cm	6253895 - 3111797400991
6	50 - 53 cm	6253896 - 3111797401004

L.P.P.R TTC

102,29 €

Genu Ligaflex®

Genouillère ligamentaire
avec articulation spécifique



(1) sur modèle fermé
disponible **début 2021**
à épuisement des stocks
de l'ancienne version

Indiquée pour

Entorse moyenne - Reprise du sport

Patient cible

Reprise de sport, patient nécessitant un maintien élevé

À RETENIR

1 - Maintien de l'articulation : articulation TM5 reproduisant le mouvement naturel du genou**

2 - Tenue : silicone intégré au tricot et sangle de suspension au dessus du mollet

3 - Confort : tricotage anatomique avec zones de confort et demi-sangles pour éviter l'effet garrot

4 - Praticité : oreillettes de mise en place brevetées* et différentes versions pour s'adapter aux besoins (version courte ou longue, modèle ouvert ou fermé)



VERSION FERMÉE



Hauteur
produit
Court 30 cm



Hauteur
produit
Long 40 cm

1	32 - 34 cm	34015 7067622 5	34011 7075136 0
2	35 - 37 cm	34010 7067906 1	34011 7075142 1
3	38 - 41 cm	34011 7071888 2	34011 7075165 0
4	42 - 45 cm	34015 7073953 1	34011 7075171 1
5	46 - 49 cm	34011 7075107 0	34015 7070653 3
6	50 - 53 cm	34011 7075113 1	34010 7067674 9

VERSION OUVERTE



1	32 - 34	37,5 - 43,5	3111792375003	3111792375010
2	35 - 37	40,5 - 46,5	3111792375027	3111792375034
3	38 - 41	44 - 50	3111792375041	3111792375058
3+	38 - 41	48 - 54	3111792375126	3111792375133
4	42 - 45	48 - 54	3111792375065	3111792375072
4+	42 - 45	52 - 58	3111792375140	3111792375157
5	46 - 49	52 - 58	3111792375089	3111792375096
5+	46 - 49	56 - 62	3111792375164	3111792375171
6	50 - 53	56 - 62	3111792375102	3111792375119
6+	50 - 53	60 - 66	3111792375188	3111792375195

L.P.P.R TTC

102,29 €



Version courte fermée existe
en Sur-Mesure Patient

* Brevet EP2536370, 09/02/2011
** Brevet 4890607, 1990



Vidéos de présentation et de mise en place disponibles
sur www.youtube.fr

GenuStart ROM

Genouillère ligamentaire avec 6 réglages flexion-extension

Nouveauté



Indiquée pour

Entorse grave - Rééducation

Patient cible

Patient en suite d'entorse grave ou rééducation

À RETENIR

Maintien de l'articulation : articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel du genou**

Contrôle de l'amplitude du mouvement : limitation de la flexion-extension sans outil

Facilité et rapidité de réglage : 2 tiges métalliques à positionner sur le degré flexion-extension souhaité

Stabilisation patellaire : insert rotulien en mousse

Tissu aéré et léger : textile 3D sur l'avant de la genouillère et textile fin à l'arrière

Plages de réglages Flexion / Extension

Flexion	0°	45°	60°	90°
Extension	10°	20°	-	-



XS	33 - 39 cm	25 - 30 cm	6269257 - 3111790042754
S	39 - 47 cm	30 - 36 cm	6269258 - 3111790042778
M	47 - 53 cm	36 - 41 cm	6269259 - 3111790042792
L	53 - 60 cm	41 - 46 cm	6269260 - 3111790042815
XL	60 - 67 cm	46 - 51 cm	6269261 - 3111790042839
XXL	67 - 75 cm	51 - 56 cm	6269262 - 3111790042853
XXXL	75 - 81 cm	56 - 61 cm	6269293 - 3111790042877
L.P.P.R TTC			102,29 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

Genu Ligaflex® ROM

Genouillère ligamentaire avec 13 réglages flexion-extension



Indiquée pour

Entorse grave - Rééducation

Patient cible

Patient en suite d'entorse grave ou rééducation

À RETENIR

Maintien de l'articulation : articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel du genou**

Contrôle de l'amplitude du mouvement : limitation de la flexion-extension sans outil avec plage de réglages importante

Tenue : silicone intégré au tricot et sangle de suspension au dessus du mollet

Confort : tricotage anatomique avec zones de confort et demi-sangles pour éviter l'effet garrot

Plages de réglages Flexion / Extension

Flexion	0°	30°	45°	60°	75°	90°	-
Extension	0°	5°	10°	15°	20°	30°	40°



1	32 - 34 cm	34010 6014178 3
2	35 - 37 cm	34010 6014180 6
3	38 - 41 cm	34010 6014181 3
4	42 - 45 cm	34010 6014182 0
5	46 - 49 cm	34010 6014183 7
6	50 - 53 cm	34010 6014184 4
L.P.P.R TTC		102,29 €



Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

GENOILLÈRES
LIGAMENTAIRES



GenuControl

Genouillère ligamentaire rigide et légère avec réglage de la flexion extension



Indiquée pour

Entorse moyenne - Reprise du sport

Patient cible

Reprise de sport

À RETENIR

Stabilisation et légèreté : cadre en aluminium et extrémités de l'orthèse en plastique

Maintien de l'articulation : baleines rigides avec articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel du genou*

Contrôle de l'amplitude du mouvement : limitation de la flexion-extension avec plage de réglages importante

Tenu : sangle de suspension au dessus du mollet

Confort : extrémité en plastique et revêtement intérieur en mousse

Plages de réglages Flexion / Extension

Flexion (en option)	0°	30°	45°	60°	75°	90°	110°
Extension	0°	5°	10°	15°	20°	-	-



ATTENTION
Largeur
genou



Hauteur
produit : 37 cm
Droit



Hauteur
produit : 37 cm
Gauche

S	9 - 10 cm	34010 2153647 4	34015 9809418 6
M	10 - 11,5 cm	34010 2153699 3	34015 9810054 2
L	11,5 - 13 cm	34010 2153707 5	34015 9814595 6
XL	13 - 14 cm	34010 2153713 6	34015 9815755 3

L.P.P.R TTC

102,29 €

Kit de limitation de flexion

Taille unique 3111795001053

L.P.P.R TTC

NON REMBOURSÉ S.S.



Vidéo de présentation disponible sur www.youtube.fr



Pensez-y !

Pour favoriser la réduction de l'œdème ou soulager les douleurs
Appliquez **ARGICALM**

GenuPro control

Genouillère ligamentaire rigide avec réglage flexion / extension

Nouveauté



Indiquée pour

Rupture des ligaments croisés antérieur et/ou postérieur (LCA/LCP) - rupture des ligaments collatéraux (LCM et LCL) - en post-opératoire - en post-traumatique - instabilité sévère et/ou complexe de l'articulation du genou - mobilité réduite due à une lésion méniscale

Patient cible

Sport intense, patient nécessitant un maintien maximal (ex : ski, motocross)

À RETENIR

Stabilisation : armature rigide en aluminium avec système 4 points d'appui

Maintien de l'articulation : baleines rigides avec articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel du genou*

Contrôle de l'amplitude du mouvement : limitation de la flexion-extension avec plages de réglages importantes

Praticité : kit flexion/extension intégré dans la boîte

Tenu : coque tibiale anatomique pour éviter la rotation et sangle de suspension au niveau du mollet

Confort : rembourrage intérieur en mousse

Plages de réglages Flexion / Extension

Limitations flexion	0°	30°	45°	60°	75°	90°	-
Limitations extension	0°	5°	10°	15°	20°	30°	40°



ATTENTION
Largeur
genou



Hauteur
produit : 37 cm
Droit

S	39 - 44 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm	6269273 - 4035459333085
M	42 - 48 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm	6269274 - 4035459333108
L	46 - 52 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm	6269276 - 4035459333122
XL	49 - 55 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm	6269277 - 4035459333146
XXL	53 - 60 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm	6269278 - 4035459333160



ATTENTION
Largeur
genou



Hauteur
produit : 37 cm
Gauche

S	39 - 44 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm	6269264 - 4035459333092
M	42 - 48 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm	6269266 - 4035459333115
L	46 - 52 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm	6269268 - 4035459333139
XL	49 - 55 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm	6269271 - 4035459333153
XXL	53 - 60 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm	6269272 - 4035459333177

L.P.P.R TTC

102,29 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

ActionReliever

Genouillère de décharge souple pour arthrose du genou médiale ou latérale



Indiquée pour

Arthrose du genou (médiale ou latérale) - Légère à modérée

Patient cible

Patient avec douleur légère à modérée, patient avec activité modérée

À RETENIR

1 - Décharge du compartiment lésé : système à 3 points d'appuis grâce aux sangles inélastiques qui assurent une décharge maximale du genou en extension

2 - Stabilisation de l'articulation : articulation rigide du côté lésé et souple du côté sain et insert patellaire en silicone

3 - Tenue et confort : silicone intégré au tricot et tricotage anatomique avec zones de confort



1	38 - 41 cm	32 - 34 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3401060235659	6023565
			DM / GL ⁽²⁾	3401060241698	6024169
2	42 - 45 cm	35 - 37 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3401060235666	6023566
			DM / GL ⁽²⁾	3401060241704	6024170
3	45 - 48 cm	38 - 41 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3401060235673	6023567
			DM / GL ⁽²⁾	3401060241728	6024172
4	48 - 51 cm	42 - 45 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3401060235697	6023569
			DM / GL ⁽²⁾	3401060241766	6024176
5	50 - 53 cm	46 - 49 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3401060235703	6023570
			DM / GL ⁽²⁾	3401060241780	6024178
6	53 - 56 cm	50 - 53 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3401060235710	6023571
			DM / GL ⁽²⁾	3401060241803	6024180
7	56 - 61 cm	53 - 56 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3111790012474	6114671
			DM / GL ⁽²⁾	3111790012481	6114674
8	61 - 66 cm	56 - 59 cm	GM / DL ⁽¹⁾	3111790012498	6114672
			DM / GL ⁽²⁾	3111790012504	6114675

L.P.P.R.TTC

102,29 €

(1) Gauche médiale / Droite latérale

(2) Droite médiale / Gauche latérale



Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

RebelReliever®



Genouillère de décharge rigide pour arthrose du genou médiale ou latérale

Indiquée pour

Arthrose du genou médiale ou latérale

Patient cible

Patient arthrosique nécessitant une décharge maximale



À RETENIR

- 1 - Décharge du compartiment lésé :** système à 3 points d'appui avec système Loadshifter breveté*
- 2 - Liberté de mouvement :** articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel du genou**. Zone dégagée au niveau du creux poplité
- 3 - Tenue :** sangle de suspension au-dessus du mollet et forme spécifique de la coque tibiale pour éviter la rotation
- 4 - Confort :** revêtement intérieur en mousse
- 5 - Praticité :** boucle de mise en place et réglage de la décharge sans outil (système Snap lock)



TAILLES STANDARDS	XS	31 - 39 cm	7,5 - 9 cm	28 - 32 cm	Droit	3111790331001	6035218
					Gauche	3111790331018	6035226
	S	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm	Droit	3111790331025	6035219
					Gauche	3111790331032	6035227
	M	47 - 53 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm	Droit	3111790331049	6035220
					Gauche	3111790331056	6035230
	L	53 - 60 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm	Droit	3111790331063	6035221
					Gauche	3111790331070	6035232
	XL	60 - 64 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm	Droit	3111790331087	6035222
					Gauche	3111790331094	6035234
	XXL	64 - 71 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm	Droit	3111790331100	6035223
					Gauche	3111790331117	6035237



TAILLES ADAPTÉES	S/XS	39 - 47 cm	8,5 - 9,5 cm	28 - 32 cm	Droit	3111790331148	6035329
					Gauche	3111790331155	6035332
	S/M	39 - 47 cm	9,5 - 11 cm	34 - 38 cm	Droit	3111790331162	6035333
					Gauche	3111790331179	6035334
	M/S	47 - 53 cm	9,5 - 11 cm	31 - 35 cm	Droit	3111790331186	6035335
					Gauche	3111790331193	6035336
	M/L	47 - 53 cm	11 - 12 cm	37 - 40 cm	Droit	3111790331209	6035337
					Gauche	3111790331216	6035338
	L/M	53 - 60 cm	11 - 12 cm	34 - 38 cm	Droit	3111790331223	6035339
					Gauche	3111790331230	6035341
	L/XL	53 - 60 cm	12 - 13,5 cm	38 - 43 cm	Droit	3111790331247	6035342
					Gauche	3111790331254	6035343
	XL/L	60 - 64 cm	12 - 13,5 cm	37 - 40 cm	Droit	3111790331261	6035344
					Gauche	3111790331278	6035345
	XL/XXL	60 - 64 cm	13,5 - 14,5 cm	43 - 48 cm	Droit	3111790331285	6035346
					Gauche	3111790331292	6035348
	XXL/XL	64 - 71 cm	13,5 - 14,5 cm	38 - 43 cm	Droit	3111790331308	6035349
					Gauche	3111790331315	6035350

L.L.P.R.TTC

500 €

Maintenant, remboursement spécifique en nom de marque

* Brevet EP2755609, 5/072017
** Brevet 4890607, 1990



Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

Ligaflex® Immo

Attelle d'immobilisation modulable pour s'adapter à toutes les morphologies



Indiquée pour

Immobilisation - Entorse grave

Patient cible

Patient difficile à appareiller

À RETENIR

Immobilisation : 4 baleines conformables

Tenue : dispositif antiglisse et sangles de serrage

Praticité : 3 panneaux latéraux mobiles pour s'adapter à toutes les circonférences de jambe et cuisse



1	50 - 60 cm	34010 4432245 0
2	60 - 70 cm	34010 4432251 1
3	70 - 80 cm	34010 4432268 9
4	> 80 cm	34010 4432274 0
L.P.P.R.TTC		57,23 €

Ligaflex® Immo 0 et 20°

Attelle d'immobilisation couvrante



Indiquée pour

Immobilisation - Entorse grave

Patient cible

Patient souhaitant une attelle couvrante

À RETENIR

Immobilisation : 3 baleines conformables

Tenue : dispositif antiglisse et 4 sangles de serrage

Praticité : existe avec 2 angulations différentes (0° ou 20°) et en 2 versions (courte ou longue)



H < 1,75 m



H > 1,75 m

		Hauteur produit 50 cm	Hauteur produit 60 cm
Ligaflex® Immo 0°			
S	35 - 45 cm	34010 9601600 0	-
M	45 - 52 cm	34010 9529647 2	34010 9529682 3
L	53 - 62 cm	34010 9529653 3	34010 9529699 1
XL	63 - 75 cm	34010 9529676 2	34010 9529707 3
Ligaflex® Immo 20°			
S	35 - 45 cm	34010 9601592 8	-
M	45 - 52 cm	34010 9529587 1	34010 9529618 2
L	53 - 62 cm	34010 9529593 2	34010 9529624 3
XL	63 - 75 cm	34010 9529601 4	34010 9529630 4
L.P.P.R.TTC		57,23 €	




Pensez-y !

Pour la reprise d'activité, conseillez **Ligastrap® Genu** pour protéger l'articulation !

Genuimmo® 0 et 20°

Attelle d'immobilisation aérée



Indiquée pour



Immobilisation - Entorse grave

Patient cible

Patient avec blessure nécessitant des soins

À RETENIR

- 1 - Immobilisation** : 3 baleines conformables
- 2 - Tenue** : 4 sangles de serrage
- 3 - Confort** : sangles mobiles auto-agrippantes permettant de s'adapter à la morphologie et à la pathologie du patient
- 4 - Praticité** : mise en place balisée. Larges ouvertures permettant un accès facile au genou pour les soins



Hauteur produit
50 cm



Hauteur produit
60 cm

Genuimmo® 0°

S	35 - 45 cm	34010 9742097 4	-
M	45 - 52 cm	34010 9742080 6	34010 9742128 5
L	53 - 62 cm	34010 9721267 8	34010 9742111 7
XL	63 - 75 cm	34010 9742105 6	34010 9742134 6

Genuimmo® 20°

S	35 - 45 cm	34010 9742163 6	-
M	45 - 52 cm	34010 9742157 5	34010 9742200 8
L	53 - 62 cm	34010 9742140 7	34010 9742192 6
XL	63 - 75 cm	34010 9742186 5	34010 9742217 6

L.P.P.R TTC

57,23 €

ROM-R

Attelle articulée avec réglage flexion / extension

Nouveauté



Indiquée pour

Entorse grave - Post-Opératoire - Rééducation

À RETENIR

- Immobilisation modulable** : montants rigides avec articulation réglable (flexion/extension)
- Rapidité de mise en place** : réglage flexion/extension sans outils et boucles d'accroche
- Hauteur et largeur réglables** : montants télescopiques allant de 48 à 66 cm en hauteur
- Sangles découplables**

Plages de réglages Flexion / Extension

Flexion	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°
Extension	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	-
Immobilisation totale	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	-	-



Hauteur produit
48 à 66 cm

TAILLE UNIQUE

3111790460244

L.P.P.R TTC

102,29 €



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr




CHEVILLE

PRINCIPE D'ACTION DES CHEVILLÈRES, ATTELLES DE CHEVILLE ET BOTTES DE MARCHÉ




CHEVILLÈRE PROPRIOCEPTIVE

Amélioration de la proprioception (perception du corps dans l'espace) par l'utilisation d'un tricot de compression



CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

Maintien de la cheville en position anatomique par l'utilisation de bandes élastiques



ATELLE DE CHEVILLE

Effet antalgique et protecteur par l'immobilisation plus rigoureuse de la cheville. Son effet compressif peut aider à la réduction de l'œdème



BOTTE DE MARCHÉ

Effet antalgique par l'immobilisation de la cheville, réduction de l'œdème grâce à une compression ajustable, adaptée également à la gestion des soins en post-opératoire



Le saviez-vous ?



6 000

personnes consultent chaque jour **un professionnel de santé** pour une entorse de la cheville, **soit 250 par heure¹ !**

Les sportifs et les jeunes


en pleine croissance sont les plus concernés¹

(1) Ameli. (2018, avril). Reconnaître une entorse de la cheville. Récupéré sur <https://www.ameli.fr/loire/assure/sante/themes/entorse-cheville/reconnaitre-entorse-cheville>

LA CHEVILLE

Quelle solution pour **quelle pathologie ?**

Quelles prescriptions ?



Silistab® Achillo



page 83

MalleoSoft



page 82

MalleoAction



page 82

MalleoPro activ



page 84

Ligastrap® Malleo




page 84

Malleo Dynastab® BOA



page 85



Ligacast®
Anatomic



page
86

Ligacast® Air +



page
87

Ligastrap® Immo



page
87

Malleo
Dynastab® BOA



page
85

XLR8



page
88

LigaStep



page
89

Retrouvez l'ensemble de nos produits dans les pages suivantes.

MalleoSoft

Chevillère proprioceptive
de classe 2



Indiquée pour

Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes...) - réduction d'œdème - proprioception - réduction de la douleur (mécanisme du «Gate Control»)

Patient cible

Patient avec peu d'activité

À RETENIR

Proprioception : tricot élastique de compression classe 2

Confort : tricotage anatomique avec zones de confort au niveau des malléoles



1	19 - 21 cm	34010 9727933 6
2	21 - 23 cm	34010 9727956 5
3	23 - 25 cm	34010 9727962 6
4	25 - 27 cm	34010 9727979 4
5	27 - 30 cm	34010 9727985 5

L.P.P.R.TTC

7,05 €

MalleoAction

Chevillère proprioceptive
de classe 3



(1) disponible début 2021,
à épuisement des stocks
de l'ancienne version

Indiquée pour

Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes...) - réduction d'œdème - proprioception - réduction de la douleur (mécanisme du «Gate Control»)

Patient cible

Patient avec activité modérée

À RETENIR

Proprioception : tricot élastique de compression classe 3

Confort : tricotage anatomique avec zones de confort au niveau des malléoles

Praticité : oreillettes de mise en place brevetées*



0**	16 - 19 cm	6253927 - 3111797400694
1	19 - 21 cm	34010 9728016 5
2	21 - 23 cm	34010 9728022 6
3	23 - 25 cm	34010 9728039 4
4	25 - 27 cm	34010 9728051 6
5	27 - 30 cm	34010 9728068 4

L.P.P.R.TTC

16,19 €

Silistab® Malleo

Chevillère proprioceptive de
classe 3 avec protection des
malléoles



Indiquée pour

Protection malléolaire des articulations lésées ou exposées - contention articulaire en phase de rééducation et de reprise d'activité - lutte contre l'œdème

Patient cible

Patient avec activité modérée

À RETENIR

Proprioception : tricot élastique de compression classe 3

Confort : tricotage anatomique

Protection spécifique des malléoles et du cou-de-pied : inserts en silicone



1	19 - 20 cm	34010 7236243 5
2	21 - 22 cm	34010 7236266 4
3	23 - 24 cm	34010 7236272 5
4	25 - 27 cm	34010 7236289 3
5	28 - 30 cm	34010 7236295 4
6	31 - 33 cm	34010 7733817 6

L.P.P.R.TTC

18,77 €

** Disponible 1^{er} trimestre 2021



Existe en
Sur-Mesure Patient

Silistab® Achillo

Chevillère proprioceptive de classe 3 pour tendon d'Achille



(1) disponible début 2021, à épuisement des stocks de l'ancienne version



Indiquée pour

Prévention et prise en charge des pathologies du tendon d'Achille : enthésopathie, tendinopathie, ténosynovite, bursites et maladie d'Haglund - achillodynies après chirurgie du tendon d'Achille

À RETENIR

- 1 - Décharge du tendon d'Achille :** talonnettes emboîtables en silicone permettant 3 hauteurs de décharge (5, 8 ou 13 mm)
- 2 - Protection et soulagement du tendon :** insert péri-achilléen
- 3 - Confort :** zone de confort au niveau des malléoles
- 4 - Praticité :** oreillettes de mise en place brevetées*
- 5 - Proprioception :** tricot élastique de compression classe 3 (environ 23 mmHg)



1	19 - 21 cm	34010 5397456 5
2	21 - 23 cm	34010 5397485 5
3	23 - 25 cm	34010 5397516 6
4	25 - 27 cm	34010 5151100 7
5	27 - 30 cm	34010 5397522 7

L.P.P.R TTC

18,77 €



Vidéo de mise en places disponible sur www.youtube.fr

* Brevet EP2536370, 09/02/2011



MalleoPro activ

Chevillère proprioceptive de classe 3 renforcée avec frein de supination



Indiquée pour

États inflammatoires post-traumatiques, post-opératoires et chroniques - entorses - Épanchements articulaires et œdèmes liés à l'arthrite et à l'arthrose - instabilités articulaires modérées

Patient cible

Patient avec activité intense

À RETENIR

Maintien renforcé : frein de supination intégré pour limiter la rotation de la cheville

Protection des malléoles : inserts en silicone

Proprioception : tricot élastique de compression classe 3

Confort : tricotage anatomique

		Droit	
		Gris	Noir
1	28 - 29 cm	34010 9929743 7	34010 9929861 8
2	30 - 31 cm	34010 9929772 7	34010 9929884 7
3	32 - 33 cm	34010 9929795 6	34010 9929909 7
4	34 - 35 cm	34010 9929826 7	34010 9929921 9
5	36 - 38 cm	34010 9929849 6	34010 9929944 8

		Gauche	
		Gris	Noir
1	28 - 29 cm	34010 9929766 6	34010 9929878 6
2	30 - 31 cm	34010 9929789 5	34010 9929890 8
3	32 - 33 cm	34010 9929803 8	34010 9929915 8
4	34 - 35 cm	34010 9929832 8	34010 9929938 7
5	36 - 38 cm	34010 9929855 7	34010 9929950 9

L.P.P.R TTC

18,77 €

Ligastrap® Malleo

Chevillère ligamentaire et proprioceptive de classe 3 avec maintien bilatéral renforcé

Notre gamme
IMPACT



(1) disponible **début 2021**, à épuisement des stocks de l'ancienne version



Indiquée pour

Entorse de stade I à II du LLE - hyperlaxité chronique - reprise d'activité

Patient cible

Patients pratiquant des sports linéaires, patients avec activité modérée

À RETENIR

Maintien : double sanglage stabilisateur pour les ligaments latéraux et sangle additionnelle pour une mise en légère éversion

Proprioception : tricot élastique de compression classe 3

Confort : antiglisse sur le mollet

		Droit	
1	19 - 21 cm	34010 9876254 7	
2	21 - 23 cm	34010 9876260 8	
3	23 - 25 cm	34010 9876277 6	
4	25 - 27 cm	34010 9876283 7	
5	27 - 30 cm	34010 9876308 7	
L.P.P.R TTC		16,19 €	

Existe en
Sur-Mesure Patient



Vidéo de mise en place disponible sur www.youtube.fr

Pensez-y !

Entorse de cheville :

Utiliser le **PROTOCOLE RICE**

Repos relatif

Utiliser, par exemple, les cannes **Globe Trotter** en cas de déplacement

Ice

Appliquer par exemple **Argicalm** (taille 2) pendant 20 minutes

Compression

Utiliser par exemple **Venoflex FAST**, les chaussettes de compression médicale

Élévation

Mettre le membre lésé en élévation lors de position assise ou couchée

MalleoDynastab® BOA®

Chevillère avec maintien bilatéral renforcé*



Existe aussi avec
une fermeture par lacets :
MalleoDynastab®



Indiquée pour

Entorse légère, modérée ou sévère des ligaments latéraux de la cheville - prévention de l'instabilité chronique de la cheville/de la récurrence en phase de reprise du sport

Patient cible

Patients pratiquants des sports de pivot (basket, volley, hand-ball...)

À RETENIR

- 1 - *Stabilisation accrue de la cheville :** renforts métalliques légers et sangles de strapping
- 2 - Facilité de fermeture :** système de serrage Boa® pour un serrage homogène qui ne se desserre pas dans le temps
- 3 - Facilité de mise en place :** large ouverture pour faciliter la mise en place et le retrait
- 4 - Confort :** design fin et anatomique pour un port dans la majorité des chaussures. Tricot 3D micro-aéré pour évacuer l'humidité



MalleoDynastab®
BOA

MalleoDynastab®

0*	16 - 19 cm	6275102 - 3111790045311	-
1	19 - 21 cm	6123720 - 3111792351014	34010 2060383 2
2	22 - 26 cm	6123721 - 3111792351021	34010 2060414 3
3	27 - 30 cm	6123722 - 3111792351038	34010 2060437 2

L.P.P.R TTC

27,44 €

* Disponible 2^{ème} trimestre 2021



Vidéo de mise en place disponible
sur www.youtube.f

Boa® is a registered trademark of Boa Technology inc.



Ligacast® Anatomic

Attelle à coques rigides

Notre gamme
IMPACT



Indiquée pour

Entorses moyennes ou graves (traitement fonctionnel ou post-opératoire) - fractures malléolaires (traitement en phase de rééducation)

À RETENIR

Immobilisation : coques rigides latérales avec évidements asymétriques pour les malléoles

Confort : bords souples pour une meilleure adaptation morphologique et intérieur en nid d'abeille

Mise en place facilitée : sangles auto-agrippantes



		Droit	Gauche
0	< 160 cm	34010 7986659 2	34010 7986665 3
1	> 160 cm	34010 7986636 3	34010 7986642 4
L.P.P.R TTC		27,44 €	



Ligacast® Air +

Attelle à coque rigide avec inserts gonflables



Indiquée pour

Entorses moyennes ou graves (traitement fonctionnel ou post-opératoire) - fractures malléolaires (traitement en phase de rééducation)

À RETENIR

Immobilisation : coques rigides latérales

Confort : inserts gonflables avec poire de gonflage (fournie) pour une adaptation morphologique après mise en place de l'attelle

Mise en place facilitée : sangles auto-agrippantes et sangle calcanéenne ajustable

TAILLE UNIQUE	34010 4486318 2
L.P.P.R TTC	27,44 €

Ligastrap® Immo

Attelle à coque rigide avec sangle de strapping amovible



Indiquée pour

Traitement fonctionnel des entorses moyennes et graves du ligament latéral externe - reprise d'activité et de sport suite à une entorse moyenne ou grave

À RETENIR

Maintien : coques rigides latérales avec évidements asymétriques pour les malléoles et renfort additionnel grâce à la sangle de strapping amovible

Mise en place facilitée : système de sangles coulissantes pour un serrage plus précis

0	< 160 cm	34010 4347491 4	34010 4347485 3	
1	> 160 cm	34010 4347522 5	34010 4347516 4	
L.P.P.R TTC		27,44 €		



Entorse de cheville :

Utiliser le **PROTOCOLE RICE**

Repos relatif

Utiliser, par exemple, les cannes **Globe Trotter** en cas de déplacement

Ice

Appliquer par exemple **Argicalm** (taille 2) pendant 20 minutes

Compression

Utiliser par exemple **Venoflex FAST**, les chaussettes de compression médicale

Élévation

Mettre le membre lésé en élévation lors de position assise ou couchée



XLR8

Botte de marche à coque rigide avec inserts gonflables



Indiquée pour

Entorse sévère de la cheville - fractures stables ou stabilisées par chirurgie du tiers inférieur de la jambe, de la cheville ou du pied

À RETENIR

Immobilisation stricte : coque rigide intégrale


Ajustabilité : cellules d'air intégrées à la botte pour ajuster la pression en fonction de l'œdème et pour une bonne adaptabilité anatomique

Mise en place facilitée : ouverture totale du chausson grâce à la coque rigide amovible

Confort : semelle incurvée antidérapante pour une marche naturelle et confortable et protection des orteils grâce à l'arceau ajustable (3 positions)

Entretien facilité : chausson interne amovible et lavable

Modèle bilatéral

	 Pointure	Version courte	Version longue
XS	< 35	34010 6026688 2	34010 6026693 6
S	35 - 38	34010 6026689 9	34010 6026694 3
M	39 - 43	34010 6026690 5	34010 6026695 0
L	44 - 47	34010 6026691 2	34010 6026697 4
XL	> 47	34010 6026692 9	34010 6026698 1
L.P.P.R TTC		64,40 €	



Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

LigaStep FIX Walker

Botte de marche à montants latéraux rigides

Nouveauté⁽¹⁾



(1) Disponibilité :
1^{er} trimestre 2021

Indiquée pour

Immobilisation post-opératoire/post-traumatique de la cheville/du pied - entorse sévère de la cheville/du pied - fracture stable du tiers inférieur de la jambe (version longue) - traitement conservateur de la fracture de la cheville/du pied - tendinopathie sévère de la cheville/du pied - traitement conservateur de la rupture du tendon d'achille.

À RETENIR

Immobilisation : montants latéraux conformables en aluminium.

Confort : semelle extérieure anti-dérapante incurvée qui absorbe les chocs et favorise une marche naturelle.

Protection : semelle large favorisant la stabilité et protection des orteils intégrée au chausson.

Praticité : sangles auto-agrippantes repositionnables et chausson amovible et lavable

Modèle bilatéral



Pointure

Version courte

XS	< 35	3111790045656	6277164
S	35 - 38	3111790045663	6277165
M	39 - 43	3111790045670	6277166
L	44 - 47	3111790045687	6277167
XL	> 47	3111790045694	6277169

Version longue

XS	< 35	3111790045601	6277065
S	35 - 38	3111790045618	6277160
M	39 - 43	3111790045625	6277161
L	44 - 47	3111790045632	6277162
XL	> 47	3111790045649	6277163

L.P.P.R TTC 64,40 €

LigaStep AIR Walker

Botte de marche à montants fixes et chausson gonflable

Nouveauté⁽¹⁾



(1) Disponibilité :
1^{er} trimestre 2021

Indiquée pour

Immobilisation post-opératoire/post-traumatique de la cheville/du pied - entorse sévère de la cheville/du pied - fracture stable du tiers inférieur de la jambe (version longue) - traitement conservateur de la fracture de la cheville/du pied - Tendinopathie sévère de la cheville/du pied - traitement conservateur de la rupture du tendon d'achille.

À RETENIR

Immobilisation : montants latéraux conformables en aluminium.

Ajustabilité : chausson avec cellule d'air et pompe intégrée pour un ajustement tout au long du traitement.

Confort : semelle extérieure anti-dérapante incurvée qui absorbe les chocs pour une marche naturelle.

Protection : semelle large favorisant la stabilité et protection des orteils intégrée au chausson.

Praticité : sangles auto-agrippantes repositionnables et chausson amovible et lavable

Modèle bilatéral



Pointure

Version courte

XS	< 35	3111790045854	6277176
S	35 - 38	3111790045861	6277177
M	39 - 43	3111790045878	6277178
L	44 - 47	3111790045885	6277179
XL	> 47	3111790045892	6277181

Version longue

XS	< 35	3111790045809	6277170
S	35 - 38	3111790045816	6277171
M	39 - 43	3111790045823	6277172
L	44 - 47	3111790045830	6277173
XL	> 47	3111790045847	6277175

L.P.P.R TTC 64,40 €

LigaStep ROM Walker

Botte de marche articulée avec réglage de flexion/extension

Nouveauté⁽¹⁾



(1) Disponibilité :
1^{er} trimestre 2021

Indiquée pour

Immobilisation post-opératoire/post-traumatique de la cheville/du pied - entorse sévère de la cheville/du pied - fracture stable du tiers inférieur de la jambe (version longue) - traitement conservateur de la fracture de la cheville/du pied - tendinopathie sévère de la cheville/du pied - traitement conservateur de la rupture du tendon d'achille.

À RETENIR

Immobilisation : montants latéraux conformables en aluminium avec réglage d'amplitude articulaire par incrément de 7,5° (de 45° de dorsi-flexion à 45° de flexion plantaire). Immobilisation possible à 0°, 7,5°, 15°, 22,5° et 30°.

Confort : semelle extérieure anti-dérapante incurvée qui absorbe les chocs pour une marche naturelle.

Protection : semelle large favorisant la stabilité et protection des orteils intégrée au chausson.

Praticité : sangles auto-agrippantes repositionnables et chausson amovible et lavable

Modèle bilatéral



Pointure

Version courte

XS	< 35	3111790045755	6277190
S	35 - 38	3111790045762	6277191
M	39 - 43	3111790045779	6277192
L	44 - 47	3111790045786	6277193
XL	> 47	3111790045793	6277194

Version longue

XS	< 35	3111790045700	6277185
S	35 - 38	3111790045717	6277186
M	39 - 43	3111790045724	6277187
L	44 - 47	3111790045731	6277188
XL	> 47	3111790045748	6277189

L.P.P.R TTC 64,40 €

LE PIED

CHAUSSURE DE DÉCHARGE

Décharge
du talon

Décharge
de l'avant-pied

Ulcère plantaire
Post-opératoire

Ulcère plantaire
Post-opératoire

Lésions
et fractures

Podo-med
T500301



page
92

Podo-med
T500401



Podo-med
T500501




Podo-med
T500451



Podo-med
T500511



Podo-med
T500471



Podo-med
T500301




page
92

page
93

page
92



Quelle solution pour quelle pathologie ?



*Medical Research Council Scale for Muscle Strength

Podo-med T500501

Chaussure de décharge
du talon



Indiquée pour



Usage post-opératoire - ulcères plan-
taires - lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : semelle plantaire incorporée,
ajustable par meulage

Confort : intérieur sans couture pour
éviter les zones de pression

Mise en place et soin facilités :
ouverture complète de la chaussure et
réglage par sangles auto-agrippantes

	 Pointure	 Longueur pied	
S	35 - 37	22 - 23 cm	9539858 4035459100953
M	38 - 40	24 - 25 cm	9539864 4035459100946
L	41 - 43	26 - 27 cm	9539870 4035459100939
XL	44 - 46	28 - 29 cm	9539887 4035459100960
L.P.P.R TTC			30,49 €

Podo-med T500511

Chaussure de décharge
du talon avec protège talon



Indiquée pour



Usage post-opératoire - ulcères plan-
taires - lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : semelle plantaire incorporée,
ajustable par meulage

Confort : coiffe de talon amovible
avec renfort supplémentaire sur
l'arrière-pied et intérieur sans couture
pour éviter les zones de pression

Mise en place et soin facilités : ou-
verture complète de la chaussure et
réglage par sangles auto-agrippantes

	 Pointure	 Longueur pied	
S	35 - 37	22 - 23 cm	9539893 4035459146562
M	38 - 40	24 - 25 cm	9539901 4035459146555
L	41 - 43	26 - 27 cm	9539918 4035459146548
XL	44 - 46	28 - 29 cm	9539924 4035459146579
L.P.P.R TTC			30,49 €

Podo-med T500301

Chaussure de décharge
de l'avant-pied



Indiquée pour



Usage post-opératoire après interven-
tions sur l'avant-pied - ulcères plan-
taires - lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : bloc talonnier en flexion
dorsale de 10°

Confort : talon arrondi pour une
marche sûre et confortable. Intérieur
sans couture pour éviter les zones de
pression

Mise en place et soin facilités : ou-
verture complète de la chaussure et
réglage par sangles auto-agrippantes

	 Pointure	 Longueur pied	
S	35 - 37	22 - 23 cm	9540100 4035459100830
M	38 - 40	24 - 25 cm	9540117 4035459100823
L	41 - 43	26 - 27 cm	9540123 4035459100816
XL	44 - 46	28 - 29 cm	9540146 4035459100847
L.P.P.R TTC			30,49 €

Podo-med T500401

Chaussure de décharge de l'avant-pied à semelle longue avec rebords



Indiquée pour

Usage post-opératoire - ulcères plantaires - lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : bloc talonnier en flexion dorsale de 10°

Protection du pied et des orteils : semelle prolongée et rebord pour protéger les orteils

Confort : talon arrondi pour une marche sûre et confortable. Intérieur sans couture pour éviter les zones de pression

Podo-med T500451

Chaussure de décharge de l'avant-pied à semelle longue sans rebords



Indiquée pour

Usage post-opératoire - ulcères plantaires - lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : bloc talonnier en flexion dorsale de 10°

Protection du pied : semelle prolongée

Confort : talon arrondi pour une marche sûre et confortable. Intérieur sans couture pour éviter les zones de pression

Podo-med T500471

Chaussure à décharge de l'avant-pied à semelle longue avec sangle de maintien de l'avant-pied



Indiquée pour

Usage post-opératoire après interventions sur l'avant-pied - ulcères plantaires - lésions et fractures

À RETENIR

Décharge : bloc talonnier en flexion dorsale de 10°

Protection et maintien du pied : semelle prolongée et fixation du bout du pied par sangle

Confort : talon arrondi pour une marche sûre et confortable. Intérieur sans couture pour éviter les zones de pression



	Pointure	Longueur pied	
XS	32 - 34	20 - 21 cm	9540040
			4035459135122
S	35 - 37	22 - 23 cm	9540057
			4035459100878
M	38 - 40	24 - 25 cm	9540063
			4035459100861
L	41 - 43	26 - 27 cm	9540086
			4035459100854
XL	44 - 46	28 - 29 cm	9540092
			4035459100885
L.P.P.R TTC			30,49 €



	Pointure	Longueur pied	
XS	32 - 34	20 - 21 cm	9539930
			4035459135139
S	35 - 37	22 - 23 cm	9539947
			4035459105446
M	38 - 40	24 - 25 cm	9539953
			4035459105439
L	41 - 43	26 - 27 cm	9539976
			4035459105422
XL	44 - 46	28 - 29 cm	9539982
			4035459153744
L.P.P.R TTC			30,49 €



	Pointure	Longueur pied	
XS	32 - 34	20 - 21 cm	9539999
			4035459135146
S	35 - 37	22 - 23 cm	9540005
			4035459125437
M	38 - 40	24 - 25 cm	9540011
			4035459125420
L	41 - 43	26 - 27 cm	9540028
			4035459125413
XL	44 - 46	28 - 29 cm	9540034
			4035459125444
L.P.P.R TTC			30,49 €

Pedipro

Talonnettes et semelles anti-choc



Indiquée pour

Pieds sensibles - epines calcanéennes - douleurs et rhumatismes (cheville, genou, hanche, dos) - soulagement des ligaments et des tendons (tendinites, ...) - métatarsalgies - bursites - aponévrosites plantaires

À RETENIR


Répartition et absorption des vibrations : silicone souple


Confort et respirabilité : canaux de ventilation

Maintien renforcé : pastilles auto-agrippantes

Vendues par paire

Épaisseur sous talon : 8 mm

	 Pointure	Semelles
1	37 - 39	34010 7675095 5
2	40 - 41	34010 7675103 7
3	42 - 43	34010 7675126 6
4	44 - 46	34010 7676114 2

	 Pointure	Talonnettes
1	36 - 39	34010 7675043 6
2	40 - 46	34010 7675066 5

L.P.P.R TTC

NON REMBOURSÉ S.S.

Pedipro plus

Semelles et talonnettes anti-choc avec revêtement anti-bactérien en coton



Indiquée pour

Pieds sensibles - epines calcanéennes - douleurs et rhumatismes (cheville, genou, hanche, dos) - soulagement des ligaments et des tendons (tendinites, ...) - métatarsalgies - bursites - aponévrosites plantaires

À RETENIR


Répartition et absorption des vibrations : silicone souple


Hygiène et confort : surface antibactérienne et inserts anatomiques au niveau du talon et métatarses (semelle) ou épine calcanéenne (talonnette)

Tenue renforcée dans la chaussure : pastilles auto-agrippantes

Vendues par paire

Épaisseur sous talon : 8 mm

	 Pointure	Semelles
1	37 - 39	34010 7676120 3
2	40 - 41	34010 7676137 1
3	42 - 43	34010 7676143 2
4	44 - 46	34010 7676166 1

	 Pointure	Talonnettes
1	36 - 39	34010 7675072 6
2	40 - 46	34010 7675089 4

L.P.P.R TTC

NON REMBOURSÉ S.S.

Pedipro softer

Talonnettes avec insert modulable selon la pathologie



Indiquée pour

Epines calcanéennes - soulagement des ligaments et des tendons (tendinites,...) - douleurs et rhumatismes (cheville, genou, hanche, dos) - pieds sensibles - bursites - métatarsalgies - aponévrosites plantaires

À RETENIR

Répartition et absorption des vibrations assurées par le silicone souple

Talonnettes évolutives avec zone évidée pouvant recevoir un insert adapté : insert vert anis pour le confort de l'épine calcanéenne, insert bleu pour le pied sain ou les autres pathologies

Confortable grâce aux canaux de ventilation pour une meilleure aération

Rebord haut pour une meilleure tenue en place dans la chaussure

Vendues par paire

Épaisseur sous talon : 10 mm

	Pointure	Talonnettes
1	36 - 39	34010 4481054 4
2	40 - 46	34010 4481060 5
L.P.P.R TTC		NON REMBOURSÉ S.S.

Pero-med AFO III/II

Releveur de pied thermoformable



Indiquée pour

Faiblesse légère à modérée des muscles releveurs du pied - parésie légère du III^{ème} et II^{ème} degré sans spasticité

À RETENIR


Relève du pied : maintien du pied à angle droit afin de sécuriser la marche

Adaptabilité : plastique thermoformable pour s'adapter à la morphologie du patient

	Pointure	Droit	Gauche
S	35 - 37	6087732 4035459274623	6087736 4035459274630
M	37 - 39	6087733 4035459274647	6087737 4035459274654
L	39 - 41	6087734 4035459274661	6087738 4035459274678
XL	41 - 44	6087735 4035459274685	6087739 4035459274692
L.P.P.R TTC		76,22 €	

SpryStep® flex

Releveur de pied postérieur dynamique et flexible



Indiquée pour

Chute de pied liée à une atteinte neurologique centrale ou périphérique, ou à une atteinte musculaire sans instabilité du genou


Patient cible

Patient avec légère faiblesse du membre inférieur (faiblesse du muscle tibial antérieur)

Patient avec activités dynamiques (marche rapide, course à pied, surface instable ...).

À RETENIR


- 1 - Flexibilité et dynamisme** : tige flexible en spirale à 180° et semelle souple permettant un retour d'énergie idéal pour les personnes ayant une activité physique intensive.
- 2 - Stabilité et effet rebond** : association de matériaux composites et système de force en 3 points pour améliorer la marche et permettre le déroulé du pas
- 3 - Résistance et légèreté** : structure réalisée en matériaux composites avec fibres de carbone, de verre et d'aramide
- 4 - Adaptabilité au patient** : semelle découpable pour un confort optimal



Sprystep flex droit			
XS	33 - 37	30 cm	6280226 - 4035459333399
S	36 - 39	32 cm	6280227 - 4035459333412
M	38 - 42	34 cm	6280228 - 4035459333436
L	41 - 44	36 cm	6280229 - 4035459333450
XL	44 - 47	38 cm	6280230 - 4035459333474
Sprystep flex gauche			
XS	33 - 37	30 cm	6280231 - 4035459333405
S	36 - 39	32 cm	6280232 - 4035459333429
M	38 - 42	34 cm	6280233 - 4035459333443
L	41 - 44	36 cm	6280234 - 4035459333467
XL	44 - 47	38 cm	6280235 - 4035459333481
L.P.P.R TTC			76,22 €

SpryStep®

Releveur de pied postérieur dynamique



Indiquée pour

Chute de pied liée à une atteinte neurologique centrale ou périphérique, ou à une atteinte musculaire sans instabilité du genou


Patient cible

Patients avec faiblesse légère à modérée du membre inférieur (faiblesse du muscle tibial antérieur)

Patient avec activités modérées (marche sur surface plane)

À RETENIR

- 1 - Dynamisme** : Tige en position latérale postérieure pour un retour d'énergie optimal lors de la marche
- 2 - Stabilité et effet rebond** : association de matériaux composites et système de force en 3 points pour améliorer la marche et permettre le déroulé du pas
- 3 - Résistance et légèreté** : structure réalisée en matériaux composites avec fibres de carbone, de dyneema et de verre
- 4 - Adaptabilité au patient** : semelle découpable pour un confort optimal



Sprystep droit			
XS	33 - 37	30 cm	6209290 - 3111790170723
S	36 - 39	32 cm	6209291 - 3111790170747
M	38 - 42	34 cm	6209292 - 3111790170761
L	41 - 44	36 cm	6209293 - 3111790170785
XL	44 - 47	38 cm	6209294 - 3111790170808
Sprystep gauche			
XS	33 - 37	30 cm	6209295 - 3111790170730
S	36 - 39	32 cm	6209297 - 3111790170754
M	38 - 42	34 cm	6209298 - 3111790170778
L	41 - 44	36 cm	6209299 - 3111790170792
XL	44 - 47	38 cm	6209300 - 3111790170815
L.P.P.R TTC			76,22 €




Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr



Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

SpryStep® plus

Releveur de pied antérieur dynamique



Indiquée pour


Faiblesse de la jambe d'origine neurologique, traumatique ou musculaire (pied tombant, faiblesse des muscles pré-tibiaux, instabilité du genou pendant la phase d'appui...)

Patient cible

Patient avec faiblesse moyenne à sévère du membre inférieur (faiblesse du muscle tibial antérieur et du muscle gastrocnémien)

À RETENIR

- Dynamisme** : Tige en position latérale postérieure pour un retour d'énergie optimal lors de la marche
- Accompagnement et maintien du genou** : Structure en carbone antérieure qui accompagne et guide le genou vers l'extension, aide les fléchisseurs plantaires affaiblis à la propulsion et au maintien du genou pendant la phase d'appui.
- Stabilité et effet rebond** : association de matériaux composites (bon équilibre entre flexibilité et rigidité) et système de force en 3 points pour améliorer la marche et permettre l'inclinaison du tibia lors de la phase d'appui
- Résistance et légèreté** : structure réalisée en matériaux composites avec fibres de carbone, de dyneema, de verre et d'aramide
- Adaptabilité au patient** : semelle découpable pour un confort optimal



Prise de mesure SpryStep plus

Pointure	Longueur pied		Mini		Maxi		Hauteur produit
	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
XS	33 - 37	21,5 cm	24,5 cm	29 cm	37 cm	33 cm	
S	36 - 39	23 cm	26 cm	32,5 cm	40 cm	36 cm	
M	38 - 42	24,5 cm	27,5 cm	35,5 cm	43 cm	39,5 cm	
L	41 - 44	26 cm	29 cm	38,5 cm	46,5 cm	42,5 cm	
XL	44 - 47	29 cm	30,5 cm	42 cm	49,5 cm	45,5 cm	

Codes SpryStep plus

	Droite	Gauche
XS	6168880 - 3111790170525	6168882 - 3111790170532
S	6168886 - 3111790170549	6168890 - 3111790170556
M	6168895 - 3111790170563	6168897 - 3111790170570
L	6168902 - 3111790170587	6168903 - 3111790170594
XL	6168905 - 3111790170600	6168907 - 3111790170617

L.P.P.R TTC


76,22 €



Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

SpryStep® max

Releveur de pied antérieur avec coque tibiale



Indiquée pour


Faiblesse de la jambe d'origine neurologique, traumatique ou musculaire (pied tombant, faiblesse des fléchisseurs plantaires entraînant une dorsiflexion excessive ou une flexion excessive du genou...)

Patient cible

Patient avec faiblesse sévère du membre inférieur (faiblesse du muscle tibial antérieur et du muscle gastrocnémien)

À RETENIR

- Accompagnement et maintien du genou** : Structure en carbone antérieure qui accompagne et guide le genou vers l'extension, aide les fléchisseurs plantaires affaiblis à la propulsion et au maintien du genou pendant la phase d'appui.
- Stabilité et effet rebond** : association de matériaux composites (bon équilibre entre flexibilité et rigidité) et système de force en 3 points pour améliorer la marche et permettre l'inclinaison du tibia lors de la phase d'appui
- Résistance et légèreté** : structure réalisée en matériaux composites avec fibres de carbone, de dyneema, de verre et d'aramide
- Praticité** : Position latérale de la tige, antérieure à la malléole permettant une insertion facile dans la chaussure
- Adaptabilité au patient** : semelle découpable pour un confort optimal



Prise de mesure SpryStep max

Pointure	Longueur pied		Mini		Maxi		Hauteur produit
	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	
XS	31 - 34	19,5 cm	21,5 cm	23 cm	33,5 cm		
S	34 - 37	21 cm	23 cm	23 cm	37 cm		
M	37 - 40	23 cm	25,5 cm	25,5 cm	39,5 cm		
L	40 - 43	25,5 cm	27,5 cm	27,5 cm	42 cm		
XL	43 - 46	27,5 cm	29 cm	29 cm	42 cm		

Codes SpryStep max

	Droite	Gauche
XS	6168844 - 3111790170624	6168849 - 3111790170631
S	6168852 - 3111790170648	6168856 - 3111790170655
M	6168857 - 3111790170662	6168860 - 3111790170679
L	6168862 - 3111790170686	6168865 - 3111790170693
XL	6168867 - 3111790170709	6168869 - 3111790170716

L.P.P.R TTC

76,22 €



Vidéos de présentation et de mise en place disponibles sur www.youtube.fr

La gamme **JUNIOR**



MEMBRES
SUPÉRIEURS

Ortel C1 junior

Collier cervical souple



Indiqué pour

Contractures musculaires

À RETENIR

Soutien modulable : mousse de haute qualité avec renfort rigide amovible

Tenue : réglage précis par auto-agrippant



24 - 27 cm



34010 4329346 1

L.P.P.R TTC

9,25 €

Ligaflex® junior

Sangles d'immobilisation claviculaire



Indiquée pour

Fracture de la clavicule avec ou sans déplacement

À RETENIR

Adaptabilité : sangles découplables pour s'adapter à tous les patients (taille unique)

Mise en place facilitée : système auto-agrippant et fermeture par boucle

Confort : ancrage dorsal rembourré en mousse et sangles molletonnées

Taille universelle (largeur d'épaules < 34 cm)
34010 6024908 3

L.P.P.R TTC NON REMBOURSÉ S.S.

Manulmmo®

Attelle d'immobilisation de poignet



Indiquée pour

Entorses bénignes du poignet (traitement fonctionnel) - tendinites et tendinopathies du poignet - phases inflammatoires des pathologies rhumatismales

À RETENIR

Immobilisation stricte de l'articulation : baleine palmaire rigide, anatomique et confortable

Confort : tricot 3D doux et respirant pour un port prolongé

Codes nouvelle version

Produit disponible début 2021, à épuisement des stocks de l'ancienne version



0 10 - 13 cm 6275104 - 3111790045380
> 13 cm voir pages adultes



0 10 - 13 cm 6275106 - 3111790045397
> 13 cm voir pages adultes

L.P.P.R TTC 56,64 €

Codes ancienne version

« Manulmmo® junior » :



10 - 13 34010 97898223 34010 97898391
L.P.P.R TTC 41,64 €

Manurhizo

Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce



Indiquée pour

Entorses bénignes du poignet et/ou du pouce (traitement fonctionnel) - entorses graves du pouce et fracture du scaphoïde - traitement post-opératoire - tendinites et tendinopathies du poignet et du pouce - phases inflammatoires des pathologies rhumatismales

À RETENIR

Immobilisation stricte du pouce et du poignet : 2 baleines anatomiques et confortables (paume et colonne du pouce)

Confort : tricot 3D léger et respirant pour un port prolongé

Codes nouvelle version

Produit disponible début 2021, à épuisement des stocks de l'ancienne version



0 10 - 13 cm 6275108 - 3111790045342
> 13 cm voir pages adultes



0 10 - 13 cm 6275109 - 3111790045359
> 13 cm voir pages adultes

L.P.P.R TTC 53,18 €

Codes ancienne version

« Manurhizo junior » :



10 - 13 34010 97899282 34010 97899343
L.P.P.R TTC 53,18 €

GenuAction

Genouillère proprioceptive
de classe 3



Indiquée pour

Prévention et reprise d'activité -
maintien souple de l'articulation

À RETENIR

Confort au porter : tricotage ana-
tomique avec zone de confort au
niveau du creux poplité et de la
patella

Proprioception : tricot élastique de
compression classe 3

Codes nouvelle version

Produit disponible début 2021,
à épuisement des stocks de l'ancienne version



0	28 - 31 cm	6253919 - 3111797400564
1	> 31 cm	voir pages adultes
L.P.P.R TTC		19,30 €

Codes ancienne version

« GenuAction junior » :



	28 - 31 cm	34010 9614502 1
L.P.P.R TTC		19,30 €

Ligaflex Immo 0° junior

Attelle d'immobilisation
du genou à 0°



Indiquée pour

Immobilisation - entorse grave

À RETENIR

Immobilisation : 4 baleines conformables

Mise en place facilitée : ouverture
totale et sangles de serrage auto-agrip-
pantes



	30 - 35 cm	34010 4329323 2
L.P.P.R TTC		57,23 €

MalleoAction

Chevillière proprioceptive
de classe 3



Indiquée pour

Maintien souple de l'articulation fra-
gilisée ou douloureuse (entorses
bénignes..) - réduction d'œdème -
proprioception - réduction de la douleur
(mécanisme du «Gate Control»)

À RETENIR

Proprioception : tricot élastique de
compression classe 3

Confort : tricotage anatomique avec
zones de confort au niveau des
malléoles

Praticité : oreillettes de mise en place
brevetées*

Codes nouvelle version

Produit disponible début 2021,
à épuisement des stocks de l'ancienne version



0	16 - 19 cm	6253927 - 3111797400694
1	> 19 cm	voir pages adultes
L.P.P.R TTC		16,19 €

Codes ancienne version

« MalleoAction junior »



0	16 - 19 cm	34010 9727991 6
L.P.P.R TTC		16,19 €

MalleoDynastab® BOA® (1)

Chevillère avec maintien bilatéral renforcé*



(1) Disponibilité 1^{er} trimestre 2021

Indiquée pour

Entorse légère, modérée ou sévère des ligaments latéraux de la cheville - prévention de l'instabilité chronique de la cheville/de la récurrence en phase de reprise du sport

À RETENIR

***Stabilisation accrue de la cheville :** renforts métalliques légers et sangles de strapping

Facilité de fermeture : système de serrage Boa® pour un serrage homogène qui ne se desserre pas dans le temps

Facilité de mise en place : large ouverture pour faciliter la mise en place et le retrait

Confort : design fin et anatomique pour un port dans la majorité des chaussures. Tricot 3D micro-aéré pour évacuer l'humidité



0	16 - 19 cm	6275102 - 3111790045311
1	> 19 cm	voir pages adultes
L.P.P.R TTC		27,44 €

Ligacast® junior

Orthèse stabilisatrice de cheville avec inserts en mousse



Indiquée pour

Entorses moyennes ou graves (traitement fonctionnel ou post-opératoire) - fractures malléolaires (traitement en phase de rééducation).

À RETENIR

Immobilisation de la cheville : coques rigides latérales

Confort : inserts en mousse molletonné

Mise en place facilitée : réglage des sangles par auto-agrippant

Adaptabilité : sangle calcanéenne réglable en hauteur pour une adaptation à la morphologie du patient



< 1,40 m	34010 4329317 1
< 1,60 m	voir pages adultes
L.P.P.R TTC	
27,44 €	

LigaStep Pedi Walker

Botte de marche pédiatrique à montants latéraux rigides

Nouveauté (2)



(2) Disponibilité : mars 2021

Indiquée pour

Immobilisation post-opératoire/post-traumatique de la cheville/du pied - entorse sévère de la cheville/du pied - fracture stable du tiers inférieur de la jambe (version longue) - traitement conservateur de la fracture de la cheville/du pied.

À RETENIR

Immobilisation : montants latéraux conformables et fixes à 90°.

Confort : semelle extérieure anti-dérapante incurvée qui absorbe les chocs et favorise une marche naturelle et une bonne stabilité.

Praticité : sangles auto-agrippantes repositionnables et chausson amovible et lavable

Modèle bilatéral



S	21 - 25	6277182 - 3111790045908
M	25 - 31	6277183 - 3111790045915
L	31 - 34	6277184 - 3111790045922
L.P.P.R TTC		64,40 €

l'attelle de genou

Attelle d'immobilisation du genou à 0°



Indiquée pour

Immobilisation du genou - Entorses graves

À RETENIR

Attelle à 3 volets s'adaptant à toutes les circonférences de jambe



1	50 - 60 cm	34015 6458088 0
2	60 - 70 cm	34015 6458295 2
3	70 - 80 cm	34015 6458303 8
4	> 80 cm	34015 6458289 1
L.P.P.R.TTC		57,23 €

l'attelle de cheville

Attelle de cheville



Indiquée pour

Entorses moyennes ou graves (traitement fonctionnel ou post-opératoire) - fractures malléolaires (traitement en phase de rééducation)

À RETENIR

Maintien rigoureux de la cheville grâce aux 2 coques rigides latérales

Adaptation à la morphologie du patient : inserts en mousse avec coussins de confort pour les malléoles

TAILLE UNIQUE	34010 9951582 1
L.P.P.R.TTC	27,44 €

legilet

Gilet d'immobilisation scapulo-humérale



Indiquée pour

Luxation du coude - soutien d'épaule après hémiparésie ou atteinte du plexus brachial - fracture de l'omoplate - Fracture de la tête radiale

À RETENIR

Immobilisation de l'épaule coude au corps grâce au manchon soutenant l'avant-bras et à la sangle additionnelle

Sangles et manchon en mousse légère pour un meilleur confort



1	< 90 cm	6123717 - 3111792442019
2	91 - 120 cm	6123718 - 3111792442026
3	> 120 cm	6123719 - 3111792442033

L.P.P.R TTC

15,24 €

lepoignet

Attelle d'immobilisation du poignet



Indiquée pour

Entorses bénignes du poignet (traitement fonctionnel) - tendinites et tendinopathies du poignet - phases inflammatoires des pathologies rhumatismales

À RETENIR

Maintien du poignet grâce à la baleine palmaire anatomique Tricot 3D léger et respirant

Sangle additionnelle permettant une adaptation de l'immobilisation

Attelle plus courte pour la reprise d'activité



1	13 - 16 cm	34010 9789785 1
2	16,5 - 19,5 cm	34010 9789791 2
3	20 - 23 cm	34010 9789816 2

L.P.P.R TTC

41,64 €

Soutien de vos efforts !

Reprenez votre activité et vos entraînements en toute sérénité.

Thuasne Sport vous propose une gamme d'orthèses spécialement adaptées à la pratique du sport. Légers et ergonomiques, ces produits vous permettent d'améliorer la stabilité de vos articulations lors des efforts sportifs.

Néoprène ou textile, vous choisissez votre maintien en fonction de votre besoin : la proprioception du textile élastique ou la chaleur du néoprène.

1

DOS

réf. 0361

2

EPAULE

réf. 0576

3

COUDE

réf. 0336
réf. 0338
réf. 0352

4

POIGNET

réf. 0332
réf. 0356
réf. 0340
réf. 0575

5

GENOU

réf. 0270 / réf. 0307 / réf. 0329
réf. 0331 / réf. 0334 / réf. 0354
réf. 0355 / réf. 0370 / réf. 0570
réf. 0572 / réf. 0573

6

CHEVILLE

réf. 0255 / réf. 0280
réf. 0306 / réf. 0330
réf. 0333 / réf. 0351
réf. 0353 / réf. 0571



Orthèses

Membres SUPÉRIEURS



Ceinture lombaire strapping

réf. 0361

1

Indications : prévention des postures et mouvements douloureux du dos, reprise d'activité suite à une lombalgie ou lumbago

Propriétés : légèreté et finesse des matières utilisées (peut-être portée à même la peau)

Tissu élastique aéré antibactérien à séchage rapide



Épaulière néoprène

réf. 0576

2

Indications : prévention des blessures articulaires, reprise d'activité après séquelles traumatiques, fragilité des articulations de l'épaule

Isolation thermique : néoprène

Adaptation morphologique : revêtement en tricot élastique



Coudière anti-épicondylite

réf. 0336

3

Indications : prévention des tendinites et tennis-elbow, reprise d'activité

Produit évolutif : prévention et douleurs aiguës

Évacuation de la transpiration : neoprène perforé

Adaptation morphologique : découpes anatomiques



Coudière de maintien

réf. 0338

3

Indications : entorses bénignes du coude du sportif, instabilité chronique du coude, reprise d'activité après traumatismes (entorse, chirurgie)

Tricot compressif : amélioration de la proprioception

Zone de confort : centrage facile du coude

Extensibilité accrue : offre plus de confort, évite les surépaisseurs



Bracelet anti-épicondylite

réf. 0352

3

Indications : prévention des tendinites du coude (épicondylite et épitrochléite)

Propriétés : deux inserts en silicone à effet massant apportent une compression localisée et réduisent les tensions au niveau du coude

cm	S	M	L	XL	XXL
	60-70	71-86	87-102	103-121	122-140

cm	S	M	L
	28-31	32-35	36-40

cm	S	M	L	XL
	22-24	25-27	28-30	31-33

cm	S	M	L	XL
	22-24	25-27	28-30	31-33

cm	1	2
	22-30	30-38



Orthèse strapping de pouce

réf. 0332

4

Indications : prévention blessures ligamentaires (entorses), reprise d'activité après entorse, fragilité des ligaments du pouce

Maintien poignet/pouce : sangles élastiques

Évacuation de la transpiration : neoprène perforé

Adaptation morphologique : découpes anatomiques



Bracelet strapping

réf. 0340

4

Indications : prévention des blessures ligamentaires, reprise d'activité après traumatisme

Renfort du poignet : sangle de contention forte

Évacuation de la transpiration : sangle respirante

Adaptation morphologique : taille unique



Poignet néoprène

réf. 0575

4

Indications : entorses bénignes du poignet (traitement fonctionnel)

Maintien renforcé : enveloppement complet de l'articulation

Isolation thermique : néoprène

Adaptation morphologique : revêtement en tricot élastique



Poignet d'immobilisation avec système de serrage Boa®

réf. 0356

4

Indications : entorses bénignes du poignet (traitement fonctionnel)

Propriétés : maintien rigoureux du poignet en position (baleine anatomique et conformable). Système de serrage Boa® permettant un serrage homogène et facile

Confort optimal : tissu aéré, intérieur doublé de mousse

BOA®
THE BOA
GUARANTEE


Boa® is a registered trademark of Boa® Technology Inc.

cm	S	M	L
	14-15,5	16-17,5	18-20

cm	Taille unique 14-20		
----	---------------------	--	--

Taille unique			
---------------	--	--	--

cm	1	2
	13-17	17-23





Bandage rotulien

réf. 0329

5

Indications : amortissement des vibrations (prévention des séquelles de tendinite rotulienne, genou du sauteur), syndrome de douleur fémoro-patellaire, tendinite quadricipitale

Confort : amortissement des vibrations

Stimulation de la proprioception : silicone associée à la bande de tissu



Cuissard néoprène

réf. 0572

5

Indications : déchirure musculaire en phase aiguë et lors de la phase de réadaptation, élongation, claquage

Isolation thermique : néoprène



Genouillère néoprène

réf. 0573

5

Indications : prévention des blessures (entorses), reprise d'activité après entorse, fragilité des ligaments du genou

Isolation thermique : néoprène

Stimulation de la proprioception : revêtement en tricot élastique

Adaptation morphologique : découpes anatomiques



Genouillère de maintien

réf. 0334

5

Indications : maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes)

Tricot compressif : amélioration de la proprioception

Zon de confort : centrage facile de la rotule

Extensibilité accrue : offre plus de confort, évite les surépaisseurs



Genouillère de maintien ouverte

réf. 0307

5

Indications : maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes)

Tricot compressif : amélioration de la proprioception

Ouverture rotulienne : aide au centrage de la rotule

Taille unique

	S	M	L	XL
cm	44-48	49-53	54-58	59-63

	S	M	L	XL	XXL
cm	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45

	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49

	S	M	L	XL	XXL
cm	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45




Genouillère de maintien renforcée

réf. 0354

5

Indications : instabilité chronique du genou (rupture des ligaments croisés), reprise du sport après entorse bénigne et traumatisme du genou (y compris chirurgie)

Propriétés et spécificités produit : le tricot élastique exerce une compression homogène sur l'articulation et améliore la proprioception (perception sensorielle articulaire). Zone de confort au niveau de la rotule et du creux poplité. Baleinage latéral souple assurant un bon maintien.

	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49




Genouillère strapping ouverte


réf. 0331

5

Indications : Traitement fonctionnel des entorses légères à moyennes, reprise d'activité. Entorse des ligaments latéraux et croisés. Instabilité chronique du genou

Propriétés : Ouvrable intégralement pour faciliter la mise en place. Conception 3D anatomique. Sangles élastiques croisées et ajustables pour un maintien dynamique et latéral. Renforts latéraux par baleines souples. Aération du creux poplité. Néoprène perforé respirant, à effet chauffant.

	S	M	L	XL
cm	32-36	37-40	41-44	45-48



Genouillère strapping Novelastic

réf. 0270

5

Indications : traitement fonctionnel des entorses légères à moyennes du genou, reprise d'activité après une entorse grave y compris chirurgie.

Propriétés : sangle fonctionnel croisé pour renforcer le maintien latéral. Baleinage latéral souple pour une meilleure stabilité. Zone de tricotage confortable au niveau de la rotule et du creux poplité

	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



Genouillère néoprène baleinée

réf. 0570

5

Indications : prévention des blessures ligamentaires (entorses), reprise d'activité après entorse, fragilité des ligaments du genou

Isolation thermique : néoprène

Stimulation de la proprioception : revêtement en tricot élastique

Meilleur maintien de l'articulation : baleinage latéral

	S	M	L	XL	XXL
cm	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45



Orthèses

Membres INFÉRIEURS



Genouillère rotulienne renforcée

réf. 0355

5

Indications : Tendinite rotulienne et douleur cartilagineuse de la rotule, entorses bénignes des ligaments latéraux du genou, reprise du sport après entorse bénigne et traumatisme du genou.

Propriétés : zone de confort et de guidage au niveau de la rotule (anneau rotulien). Zone de confort du creux poplité. Baleinage latéral souple assurant un bon maintien.



Chevillère néoprène

réf. 0571

6

Indications : prévention des blessures ligamentaires (entorses), reprise d'activité après entorse, fragilité des ligaments de la cheville

Isolation thermique : néoprène

Évacuation de la transpiration : néoprène

Stimulation de la proprioception : revêtement en tricot élastique



Chevillère de maintien ouverte

réf. 0306

6

Indications : maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes)

Proprioception : enveloppe en tricot de contention

Adaptation morphologique : tricot à élasticité longue



Chevillère de maintien

réf. 0333

6

Indications : maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes)

Tricot compressif : amélioration de la proprioception

Zone de confort : centrage facile de la malléole

Extensibilité accrue : offre plus de confort, évite les surépaisseurs

S	M	L	XL	XXL
32-34	35-37	38-41	42-45	46-49

S	M	L	XL
19-20	21-22	23-24	25-27

S	M	L	XL
21-23	24-26	27-29	> 29

S	M	L	XL	XXL
19-21	21-23	23-25	25-27	27-30



Chevillère de maintien renforcée

réf. 0353

6

Indications : entorses bénignes de la cheville du sportif. Reprise du sport après entorses et traumatismes de la cheville (y compris après chirurgie)

Propriétés : le tricot élastique exerce une compression homogène sur l'articulation et améliore la proprioception (perception sensorielle articulaire). Zone de confort au niveau des malléoles.



Chevillère strapping

réf. 0330

6

Indications : prévention des blessures ligamentaires (entorses), reprise d'activité après entorse, fragilité des ligaments de la cheville

Tenue parfaite de la cheville : sangles élastiques

Évacuation de la transpiration : néoprène perforé

Adaptation morphologique : patte d'ouverture réglable



Chevillère strapping Novelastic

réf. 0280

6

Indications : traitement fonctionnel des entorses bénignes et moyennes du ligament latéral externe ou interne, reprise d'activité et du sport après entorse moyenne ou grave

Propriétés : sangle de maintien « en 8 » bidirectionnel (pour entorse du ligament latéral externe ou interne) préservant la flexion-extension. Surépaisseur plantaire pour plus de confort



Chevillère stabilisatrice Boa®

réf. 0351

6

Indications : entorse bénignes et moyennes de la cheville du sportif, reprise du sport après entorses et traumatismes de la cheville

Propriétés : renforts latéraux rigides pour assurer la stabilité de la cheville.

Système BOA® : pour un serrage rapide et fiable. Produit fin qui s'insère facilement dans une chaussure

BOA®
THE BOA
GUARANTEE

S	M	L	XL	XXL
19-21	21-23	23-25	25-27	27-30

S	M	L	XL
19-22	22-25	25-28	28-30

S	M	L	XL	XXL
19-21	21-23	23-25	25-27	27-30

S	M	L
19-22	22-26	26-30

Boa® is a registered trademark of Boa® Technology Inc.



CEINTURES ET ORTHÈSES DISPONIBLES SUR MESURE

Un conseiller du service clientèle sur-mesure se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou pour valider votre demande au **04 77 81 11 16** du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h (fax : 04 77 81 10 05, e-mail : sur-mesure@thuasne.fr)

Les fiches de prise de mesure se trouvent dans le tarif Thuasne, sur simple demande au service clientèle ou sur internet à la page Partenaires / Sur-mesure : <http://www.thuasne.fr/surmesure.html>

Ceintures sur mesure d'après modèles standard

Ceintures fabriquées aux mesures du patient d'après les modèles standard suivants (hauteur et circonférence adaptables à la morphologie du patient) :

- Lombacross noire
- Lombacross Activity blanche ou noire
- LombaxOriginal
- THX
- Stomex avec fermeture droite ou gauche
- Dynabelt

Ceintures sur mesure

Ceintures fabriquées aux mesures du patient :

- CML (Ceinture de Maintien Lombaire) blanc
- CMLR (Ceinture de Maintien Lombaire Renforcé) blanc
- CMAL (Ceinture de Maintien Abdominal et Lombaire) blanc

Adjonctions possibles :

- Bretelles
- Jarretelles
- Patte d'entrejambe
- Pelote type Corbin (TU) pour hernie

Genouillères

Genouillères fabriquées aux mesures du patient d'après les modèles standard suivants :

- Silistab® Genu blanche (rotule ouverte) ou noire (rotule fermée)
- Ligastrap® Genu
- Genu Ligaflex® (version courte fermée)

Chevillères

Chevillères fabriquées aux mesures du patient d'après les modèles standard suivants :

- Ligastrap® Malleo
- MalleoAction



Prix indiqués dans le tarif général Thuasne



THUASNE

CONFECTION SPÉCIALE



SUR MESURE PATIENT - CEINTURES

COMMANDE *(par défaut)* **DEVIS** **RENOUVELLEMENT**

Client code

Dossier n° renouvellement

1^{er} traitement

Date : Quantité :

Nom du patient :

Prénom du patient :

Sexe : M F Enfant Taille du patient :

J'autorise mon professionnel de santé à collecter mes données et à les communiquer à la société Thuasne dans le cadre du traitement de la commande de mon dispositif médical sur mesure. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, je bénéficie de droits dont notamment les droits d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de mes données. Je peux exercer ces droits en m'adressant par email à l'adresse en bas de page.

SIGNATURE
DU PATIENT

IDENTIFICATION
DU DÉTAILLANT

**Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller.
Dessiner les contours du vêtement sur le schéma et barrer les mesures inutiles.**

Type de ceinture de base

	BLANCHE	BEIGE	NOIR	GRIS
<input type="checkbox"/> Lombacross	-	-	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> Lombacross Activity	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> Lombax original	-	-	-	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> THX	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/> Stomex	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/> Dynabelt (hauteur maxi 33 cm)	<input type="checkbox"/>	-	-	-

Hauteur dos :

(mini 16 cm - maxi 35 cm) cm
minimum 21 cm pour les ceintures lombaires

Hauteur devant :

(mini 13 cm selon modèle - maxi 35 cm) cm

! L'écart entre le dos et le devant ne doit pas excéder 10 cm

Stomex

Position de la stomie du patient :


Gauche
 Droite

Fermeture ceinture Stomex

Gauche
 Droite

Commentaires

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Circonférence en cm



THUASNE

SUR MESURE PATIENT



CEINTURES

COMMANDE (par défaut) DEVIS RENOUELEMENT

Client
code

Dossier n°
renouvellement

1^{er} traitement

Date : Quantité :

IDENTIFICATION
DU DÉTAILLANT

Nom du patient :

Prénom du patient :

Sexe : M F Enfant Taille du patient :

J'autorise mon professionnel de santé à collecter mes données et à les communiquer à la société Thuasne dans le cadre du traitement de la commande de mon dispositif médical sur mesure. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, je bénéficie de droits dont notamment les droits d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de mes données. Je peux exercer ces droits en m'adressant par email à l'adresse en bas de page.

SIGNATURE
DU PATIENT

Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller.
Dessiner les contours du vêtement sur le schéma et barrer les mesures inutiles.

Type de ceinture

- CML
 CMAL
 CMLR

Repères anatomiques

- D 9
 D 12

Adjonctions

La ceinture est livrée avec adjonction, sangle de rappel 201E02.072
 Cochez ici si vous ne la souhaitez pas

- Bretelles 201E02.02
 Jarretelles 201E02.09
 Patte entrejambe 201E02.12
 Pelote pour hernie 201E02.15
Merci d'indiquer son positionnement sur le schéma
 Sous-cuisse élastique 201E02.17
 Tirant hypogastrique (dos) 201E02.18
 Dispositif pour stomie (sur cmal uniquement) 201E02.05
Merci d'indiquer son positionnement sur le schéma

NE PEUT ÊTRE RÉALISÉE QU'APRÈS L'ESSAYAGE

- Patte hypogastrique (devant) 201E02.18

Fermeture CMAL

- Droite
 Gauche
 Centrale

Fermeture centrale
uniquement
pour les modèles
CML / CMLR

Commentaires

.....
.....
.....
.....
.....






Schéma de positionnement
stomie/hernie



Circonférence en cm Hauteur en cm



THUASNE

CONFECTION SPÉCIALE



SUR MESURE PATIENT CHEVILLÈRE / GENOUILLÈRE

COMMANDE (par défaut) **DEVIS** **RENOUVELLEMENT**

Client code

Dossier n° renouvellement

1^{er} traitement

Date : Quantité :

Nom du patient :

Prénom du patient :

Sexe : M F Enfant Taille du patient :

J'autorise mon professionnel de santé à collecter mes données et à les communiquer à la société Thuasne dans le cadre du traitement de la commande de mon dispositif médical sur mesure. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, je bénéficie de droits dont notamment les droits d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de mes données. Je peux exercer ces droits en m'adressant par email à l'adresse en bas de page.

SIGNATURE
DU PATIENT

IDENTIFICATION
DU DÉTAILLANT

**Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller.
Dessiner les contours du vêtement sur le schéma et barrer les mesures inutiles.**

Type de chevillère

- Ligastrap® Malleo**
 MalleoAction

Type de genouillère

- Silistab® Genu**
 Ligastrap® Genu
 Genu Ligaflex® fermée courte

OUVERTE
BLANC

FERMÉE
NOIR

Commentaires

Circonférence

Mesure en cm

Circonférence

Circonférence

Circonférence

Circonférence

Circonférence

Mesure en cm

Circonférence

Circonférence

Circonférence


Circonférence

Circonférence


* Circonférences D et E uniquement pour **Genu Ligaflex®**.

▲ Les hauteurs sont fixes et ne peuvent pas être adaptées

CHEVILLÈRE



GENOUILLÈRE



LES MASQUES DE PROTECTION



Masque enfant sans couture made in France
réutilisable 100 fois



Masque doux et léger
réutilisable 20 fois



Masque doux et léger
réutilisable 100 fois



Patient cible

Enfants de 7 à 14 ans
avec port occasionnel et intermittent
(transport/ shopping...)

À RETENIR

Réutilisable : lavable jusqu'à 100 fois à 60°C*.

Excellente protection : catégorie 1, filtre 99% des particules $\geq 3\mu\text{m}$ *.

Agréable à porter : sans couture.

Facile à mettre en place : attaches extensibles derrière les oreilles.

Sécurisant : filtration bilatérale (protège l'utilisateur et son entourage)**.

Sain : conçu à partir de matériaux certifiés Oeko-Tex.

Réf. 75001329900599

Patient cible

Patient avec port occasionnel
et intermittent (transport/shopping...)

À RETENIR

Réutilisable : lavable jusqu'à 20 fois à 60°C*.

Excellente protection : catégorie 1, filtre 99% des particules $\geq 3\mu\text{m}$ *.

Léger : adapté à la météo estivale.

Facile à mettre en place : attaches derrière les oreilles.

Réf. 75000929900099

Patient cible

Patient avec port occasionnel
et intermittent (transport/shopping...)

À RETENIR

Réutilisable : lavable jusqu'à 100 fois à 60°C*.

Excellente protection : catégorie 1, filtre 99% des particules $\geq 3\mu\text{m}$ *.

Agréable à porter : sans couture.

Facile à mettre en place : attaches extensibles derrière les oreilles.

Sécurisant : filtration bilatérale (protège l'utilisateur et son entourage)**.

Sain : conçu à partir de matériaux certifiés Oeko-Tex.

Réf. 75001129900099

Se protéger et protéger les autres

Les masques barrières présentés sur cette double page sont des masques de catégorie 1 respectent la norme SPEC AFNOR S76-001

Masque tricoté respirant réutilisable 100 fois



Patient cible

Patient avec usage quotidien et prolongé (travail/transport/shopping...)

À RETENIR

Réutilisable : lavable jusqu'à 100 fois à 60°C*.

Excellente protection : filtre 99% des particules $\geq 3\mu\text{m}^*$.

Hypoallergénique et doux : tricoté en tissu combitex et évacuation de l'humidité.

Facile à mettre en place : attaches adaptables derrière les oreilles ou la tête.

Adaptable : barrette nasale assurant une bonne tenue et limitant la formation de buée sur les lunettes.

Sécurisant : filtration bilatérale (protège l'utilisateur et son entourage)**.

Intelligent : évacuation de l'humidité grâce au tissu combitex.

Sain : conçu à partir de matériaux certifiés Oeko-Tex.

Réf. 75001629900399

Masque avec poche de respirabilité réutilisable 45 fois



Patient cible

Patient avec usage intensif prolongé (travail/transport/shopping...)

À RETENIR

Réutilisable : lavable jusqu'à 45 fois à 60°C*.

Excellente protection : filtre 99% des particules $\geq 3\mu\text{m}^*$.

Confortable : large poche de respiration pour respirer et parler plus facilement.

Hypoallergénique et doux : tricoté en tissu combitex et évacuation de l'humidité.

Facile à mettre en place : attaches adaptables derrière les oreilles ou la tête.

Adaptable : barrette nasale assurant une bonne tenue et limitant la formation de buée sur les lunettes.

Sécurisant : filtration bilatérale (protège l'utilisateur et son entourage)**.

Intelligent : évacuation de l'humidité grâce au tissu combitex.

Sain : conçu à partir de matériaux certifiés Oeko-Tex.

Réf. 75001029900099



* Tests IFTH réf 20-01731
** Rapport 20-01731

* DGA RP/20-3691/DGA MNRBC/2000305/NP
** RP 3691

SECOURISME

Aluform

Immobilisation adaptable du membre fracturé assurée par la combinaison de l'armature en aluminium modelable et du support en polyéthylène

Confortable avec le rembourrage épais en mousse

Mise en place facilitée grâce au système de fixation par sangles auto-agrippantes

Facile d'entretien (protection lavable de la mousse)

Jambe Aluform



Coude Aluform



Botte Aluform



	Réf. Thuasne	Code ACL
Jambe	7400	34010 6247836 8
Gouttière modelable Aluform	7401	34010 6247842 9
Coude	7402	34010 6247859 7
Jambe enfant	7404	34010 6296102 0
Sac Aluform	7407	31 117 9740700 6
Botte Aluform	7600	-
Kit Aluform	7409	-
Housse de botte (par 2)	7610	-

NON REMBOURSÉ S.S.

Autres produits

C.H.U.T.



Réf. Thuasne	Code ACL
5004 091 000	34010 6067212 6

NON REMBOURSÉ S.S.

Couverture isothermique



Réf. Thuasne	Code ACL
7551 091 000	34010 6248770 4

NON REMBOURSÉ S.S.

Pochette de froid instantané



Réf. Thuasne	Code ACL
7281 091 000	34010 6361035 4

NON REMBOURSÉ S.S.

Écharpe triangulaire



Réf. Thuasne	Code ACL
7545 091 000	34010 6143930 8

NON REMBOURSÉ S.S.

Compression VENOFLEX

Gamme de compression pour hommes et femmes



Compression et lymphologie

Dispositif médicaux de compression conçus pour le traitement des lymphoedèmes et des grandes brûlures



La gamme de maintien à domicile

Gamme de solutions pour aider les patients à conserver leur mobilité et autonomie



Après cancer du sein SILIMA®

Prothèses mammaires externes, lingerie, maillots de bains



Demandez
NOS CATALOGUES



THUASNE

Pour passer ou suivre une commande et pour répondre à toutes vos questions, nos services clientèle dédiés sont disponibles du lundi au vendredi

Service Clientèle France de 8 h 30 à 18 h 30

Téléphone : 04 77 81 40 42 - Fax : 04 77 81 11 99
e-mail : back-office@thuasne.fr

Service Clientèle Orthopédiste de 9 h à 18 h

Téléphone : 04 77 81 40 65 - Fax : 04 77 81 11 99

Service Clientèle sur-mesure de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Téléphone : 04 77 81 11 16 - Fax : 04 77 81 10 05
e-mail : sur-mesure@thuasne.fr

Service Clientèle DOM-TOM de 8 h 30 à 17 h 30

Téléphone : 04 77 81 40 07 - Fax : 04 77 81 11 89
e-mail : domtom@thuasne.fr

Pour obtenir un conseil technique sur nos produits ou sur les pathologies associées, contactez le **Service Thuasne Conseil** du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Téléphone : 04 77 81 40 40 - E-mail : service.conseil@thuasne.fr

Siège Social : CS 10032 - 92309 Levallois-Perret

Toutes les fiches produits sur www.thuasne.fr



Retrouvez-nous sur
www.thuasne.fr

