

VARISAN[®]



CATALOGUE DE VENTE 2020

**CIZETA**
MEDICALI
1872
SCIENCE & MEDICAL
QUALITY



VARISAN PREMIUM



Gamme Semi-transparent Éthéré

Gamme top ventes
98% des morphologies

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------|-----------|------------|-------|---------|--------|--|
| ETHÉRE | PIED FERMÉ | CLASSE 1 10-15 mmHg p.38 | MI-BAS | Beige | Noir | | | | | |
| | | | BAS | Beige | Noir | | | | | |
| | | | COLLANT | Beige | Noir | | | | | |
| | | CLASSE 2 15-20 mmHg p.43 | MI-BAS | Glacé | Beige +/- | Poudré +/- | Nacré | Terra | Daim | |
| | | | BAS | Glacé | Beige +/- | Poudré +/- | Nacré | Terra | Daim | |
| | | | COLLANT | Beige | Poudré | Nacré | Daim | Gris | Taupe | |
| | PIED OUVERT | CLASSE 2 15-20 mmHg p.46 | MI-BAS | Beige | Terra | Noir | | | | |
| | | | BAS | Beige | Terra | Noir | | | Picots | |
| | | | COLLANT | Nacré | | | | | | |
| | | CLASSE 3 20-30 mmHg p.72 | MI-BAS | Beige | Noir | | | | | |
| | | | BAS | Beige | Noir | | | | Picots | |
| | | | COLLANT | Beige | Poudré | Nacré | Daim | Gris | Taupe | |
| PLUMETIS | CLASSE 2 15-20 mmHg p.48 | MI-BAS | Noir | Rose | Marine | Argenté | | NOUVEAU | | |
| | | BAS | Noir | Rose | Marine | Argenté | | NOUVEAU | | |
| | | COLLANT | Noir | Rose | Marine | Argenté | | NOUVEAU | | |
| MATERNITÉ | CLASSE 2 15-20 mmHg p.50 | COLLANT | Nacré | Taupe | Noir | | | | | |



Gamme Homme Passo Elle&Lui

Peaux sensibles & Thermorégulation

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------------------------|-----------|--|
| ELLE & LUI | PIED FERMÉ | CLASSE 2 15-20 mmHg p.68 / p.80 | MI-BAS | Beige | Gris | Marine | Noir | | | | |
| | | | MI-BAS | Noir | | | | | | 32% coton | |
| | | | MI-BAS | Noir | | | | | | | |
| | PIED OUVERT | CLASSE 2 15-20 mmHg p.69 / p.81 | MI-BAS | Noir | | | | | | | |
| | | | CLASSE 2 15-20 mmHg p.66 / p.78 | MI-BAS | Beige +/- | Chiné +/- | Gris +/- | Bleu +/- | Brun +/- | Noir +/- | |
| | | | | | Moutarde | Rouge | Vert | Bleu | | | |
| PASSO | CLASSE 3 20-30 mmHg p.75 / p.86 | MI-BAS | Noir +/- | | | | | | Soie + Coton Sans couture | | |



Gamme Transparent Diva

Douceur
Résistance

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|--|
| DIVA | PIED FERMÉ | CLASSE 2 15-20 mmHg p.52 | MI-BAS | Naturel +/- | Poudré +/- | Nacré | Terra | Noir | | |
| | | | BAS | Naturel +/- | Poudré +/- | Nacré +/- | Terra +/- | Noir +/- | | |
| | | | COLLANT | Naturel | Poudré | Nacré | Noir | | | |
| | | PIED OUVERT | CLASSE 2 15-20 mmHg p.56 | MI-BAS | Nacré | | | | | |
| | | | | BAS | Nacré +/- | | | | | |
| | | | | COLLANT | Naturel | Poudré | Nacré | Noir | | |
| | MILANO | CLASSE 2 15-20 mmHg p.58 | COLLANT | Gris | Noir | | | | | |
| | PAPILLON | CLASSE 2 15-20 mmHg p.59 | BAS | Nacré | Noir | | | | NOUVEAU | |

+ Existe en taille +
cuisses et mollets forts

- Existe en taille -
cuisses et mollets fins



Gamme Opaque Naturel Soie Seta Micro-coton

Peaux sensibles & Thermorégulation

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|----------|-----------|
| SOIE | CLASSE 2 15-20 mmHg p.61 / p.82 | MI-BAS | Taupe | Prune | Gris | Noir | | | |
| | | BAS | Taupe | Prune | Noir | | | Picots | |
| | | COLLANT | Taupe | Prune | Noir | | | 24% soie | |
| | CLASSE 3 20-30 mmHg p.73 / p.89 | MI-BAS | Noir | | | | | | |
| | | BAS | Noir | | | | | Picots | |
| | | COLLANT | Taupe | Prune | Noir | | | | |
| SETA | CLASSE 2 15-20 mmHg p.62 | MI-BAS | Moutarde | Rouge | Marine | Orange | Noir | | |
| | | BAS | Orange | Noir | | | | 13% soie | |
| | | COLLANT | Rouge | Orange | Noir | | | | |
| MICRO-COTON | CLASSE 1 10-15 mmHg p.39 | MI-BAS | Noir | | | | | | |
| | | CLASSE 2 15-20 mmHg p.64 / p.83 | MI-BAS | Beige | Noir | | | | 45% coton |
| | | | COLLANT | Beige | Noir | | | | Picots |



VARISOFT[®] ACCÈS AUX SOINS



Gamme Varisoft
Semi-opaque

NOUVEAU
DISPONIBLE
DÈS FÉVRIER 2020

| | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------|---------|--------|------|
| SEMI-OPAQUE | PIED FERMÉ | CLASSE 2 15-20 mmHg | MI-BAS | Poudré | Noir |
| | | | BAS | Poudré | Noir |
| | | | COLLANT | Poudré | Noir |
| | PIED OUVERT | CLASSE 2 15-20 mmHg | MI-BAS | Poudré | Noir |
| | | | BAS | Poudré | Noir |
| | | | | | |



Gamme Varisoft
Transparent

NOUVEAU
DISPONIBLE
DÈS MARS 2020

| | | | | |
|-------------|------------------------|---------|------|------|
| TRANSPARENT | CLASSE 2 15-20 mmHg | MI-BAS | Doré | Noir |
| | | BAS | Doré | Noir |
| | | COLLANT | Doré | Noir |



Gamme Varisoft
Mesures adaptées
Hospitalier



Gamme Varisoft
Homme
Côtelé

NOUVEAU
DISPONIBLE
DÈS MARS 2020

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|------|--------|
| MESURES ADAPTÉES | PIED FERMÉ | CLASSE 2 15-20 mmHg | MI-BAS | Beige | Nacré | Terra | Taupe | Noir | |
| | | | BAS | Beige | Nacré | Terra | Taupe | Noir | Picots |
| | | | COLLANT | Beige | Nacré | Noir | | | |
| | DENTELLE | CLASSE 2 15-20 mmHg | BAS | Beige | Noir | Picots | | | |
| | | | MI-BAS | Beige | Noir | | | | |
| | | | BAS | Beige | Noir | | | | |

| | | | |
|-------|------------------------|--------|------|
| HOMME | CLASSE 2 15-20 mmHg | MI-BAS | Noir |
|-------|------------------------|--------|------|



VARISAN[®] PATHOLOGIE



Cédème veineux

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------|--------|------|----------------|
| DEMA [®] | CLASSE 2 15-20 mmHg | MI-BAS | Poudré | Noir | NOUVEAU |
| | | MI-BAS | Poudré | Noir | Cédème veineux |

Sclérose des varices

| | | | |
|------------------------------|------------------|------|-------|
| VEINALGIC [®] p.116 | MOLLET ET CUISSE | Noir | Blanc |
|------------------------------|------------------|------|-------|

Anti Thrombo-Embolique

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|--------|-------|-----|-------|-----------------------|
| A.T.E. POST-OP | CLASSE 2 15-20 mmHg | MI-BAS | Blanc | BAS | Blanc | Usage bloc opératoire |
|----------------|------------------------|--------|-------|-----|-------|-----------------------|

Code client :

Délégué(e) :

Email :

Tel :



MI-BAS

Ethéré, Diva

| | T0 | T1- | T1 | T1+ | T2- | T2 | T2+ | T3- | T3 | T3+ | T4- | T4 | T4+ | T5 |
|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville (b) | 16-18 | | 18-20 | | | 20-23 | | | 23-26 | | | 26-29 | | 29-32 |
| Mollet (c) | 27-30 | 24-29 | 29-32 | 32-36 | 29-32 | 32-36 | 36-40 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 36-40 | 40-44 | 43-48 | 43-48 |
| Hauteur (AD) | court ≤ 37 / normal > 37 | | | | | | | | | | | | | |

Soie, Seta, Elle & Lui

T5 exclu
Elle & Lui

| | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville (b) | 19-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 30-33 |
| Mollet (c) | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 46-52 |
| Hauteur (AD) | court ≤ 40 / normal > 40 | | | | |

Passo

| | T1 | T1+ | T2- | T2 | T2+ | T3- | T3 | T3+ | T4- | T4 | T4+ | T5 | T5+ |
|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville (b) | 18-21 | | 21-24 | | | 24-27 | | | 27-30 | | | 30-33 | |
| Mollet (c) | 30-36 | 34-40 | 30-36 | 34-40 | 38-44 | 34-40 | 38-44 | 42-48 | 38-44 | 42-48 | 46-52 | 42-48 | 46-52 |
| Hauteur (AD) | court ≤ 40 / normal > 40 | | | | | | | | | | | | |

DEMA®

| | T0 | T1- | T1 | T1+ | T2- | T2 | T2+ | T3- | T3 | T3+ | T4- | T4 | T4+ | T5 |
|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville (b) | 16-18 | | 18-20 | | | 20-23 | | | 23-26 | | | 26-29 | | 29-33 |
| Mollet (c) | 26-29 | 24-29 | 29-32 | 32-36 | 29-32 | 32-36 | 36-40 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 36-40 | 40-44 | 43-48 | 43-48 |
| Hauteur (AD) | court ≤ 37 / normal > 37 | | | | | | | | | | | | | |



BAS

Ethéré, Diva

| | T0- | T0 | T1 Extra- | T1- | T1 | T1+ | T2 Extra- | T2- | T2 | T2+ | T3- | T3 | T3+ | T4- | T4 | T4+ | T5 | T5+ |
|---------------------|--------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville (b) | | 16-18 | | | 18-20 | | | | 20-23 | | | 23-26 | | | 26-29 | | 29-32 | |
| Cuisse (g) | 37-41 | 42-52 | 36-43 | 44-50 | 50-56 | 57-63 | 36-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 49-55 | 56-62 | 63-69 | 52-58 | 59-65 | 66-72 | 62-70 | 71-78 |
| Hauteur (AG) | court ≤ 74 / normal > 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Soie, Seta

| | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| Cheville (b) | 19-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 |
| Cuisse (g) | 50-56 | 53-59 | 56-62 | 59-65 |
| Hauteur (AG) | court ≤ 74 / normal > 74 | | | |



COLLANT

Ethéré, Diva

| | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville (b) | 16-18 | 18-20 | 20-23 | 23-26 | 26-29 | 29-32 |
| Cuisse (g) | 37-52 | 36-63 | 36-66 | 49-69 | 52-72 | 62-78 |
| Ventre (t) | ≤ 105 | | ≤ 130 | | | - |
| Hauteur (AG) | court ≤ 74 / normal > 74 | | | | | |

Maternité

| | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| Cheville (b) | 18-20 | 20-23 | 23-26 | 26-29 |
| Cuisse (g) | 50-56 | 53-59 | 56-62 | 59-65 |
| Ventre (t) | ≤ 120 | ≤ 135 | ≤ 150 | ≤ 160 |
| Hauteur (AG) | court ≤ 74 / normal > 74 | | | |

Soie, Seta

| | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| Cheville (b) | 19-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 |
| Cuisse (g) | 50-56 | 53-59 | 56-62 | 59-65 |
| Ventre (t) | ≤ 105 | | ≤ 130 | |
| Hauteur (AG) | court ≤ 74 / normal > 74 | | | |



MI-BAS

Semi-opaque, Transparent, Homme

| | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville ^(b) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 30-33 |
| Mollet ^(c) | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-50 | 45-55 |
| Hauteur ^(AD) | court ≤ 37 / normal > 37 | | | | |

Mesures adaptées

| | T0 | T1- | T1 | T1+ | T2- | T2 | T2+ | T3- | T3 | T3+ | T4- | T4 | T4+ | T5 |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville ^(b) | 16-18 | 18-20 | | 20-23 | | | | 23-26 | | 26-29 | | 29-33 | | |
| Mollet ^(c) | 27-30 | 24-29 | 29-32 | 32-36 | 29-32 | 32-36 | 36-40 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 36-40 | 40-44 | 43-48 | 43-48 |
| Hauteur ^(AD) | court ≤ 37 / normal > 37 | | | | | | | | | | | | | |



BAS

Semi-opaque, Transparent

| | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville ^(b) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 29-32 |
| Cuisse ^(g) | 43-58 | 48+63 | 53-68 | 58-73 | 63-78 |
| Hauteur ^(AG) | court ≤ 74 / normal > 74 | | | | |

Mesures adaptées

| | T0- | T0 | T1 Extra- | T1- | T1 | T1+ | T2 Extra- | T2- | T2 | T2+ | T3- | T3 | T3+ | T4- | T4 | T4+ | T5 | T5+ |
|-------------------------|--------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville ^(b) | 16-18 | | 18-20 | | | | 20-23 | | | | 23-26 | | 26-29 | | 29-32 | | | |
| Cuisse ^(g) | 37-41 | 42-52 | 36-43 | 44-50 | 50-56 | 57-63 | 36-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 49-55 | 56-62 | 63-69 | 52-58 | 59-65 | 66-72 | 62-70 | 71-78 |
| Hauteur ^(AG) | court ≤ 74 / normal > 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



COLLANT

Semi-opaque, Transparent

Mesures adaptées

| | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville ^(b) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 30-33 |
| Cuisse ^(g) | 43-58 | 48-63 | 53-68 | 58-73 | 63-78 |
| Ventre ^(t) | ≤ 105 | | ≤ 130 | | |
| Hauteur ^(AG) | court ≤ 74 / normal > 74 | | | | |

| | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cheville ^(b) | 16-18 | 18-20 | 20-23 | 23-26 | 26-29 | 29-32 |
| Cuisse ^(g) | 42-52 | 50-56 | 53-59 | 56-62 | 59-65 | 62-70 |
| Ventre ^(t) | ≤ 105 | | | ≤ 130 | | |
| Hauteur ^(AG) | court ≤ 74 / normal > 74 | | | | | |



VARITEC®

l'enfile bas pour les patients à mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6





POUR LES MORPHOLOGIES HORS TABLEAU DE TAILLAGE DE SÉRIE, FABRICATION SUR-MESURE

Facturation forfaitaire :
même tarif quelle que soit
la morphologie

Calcul du tarif de remboursement
en ligne sans demande de devis

En 5 jours seulement
A découvrir page
(sommaire du sur-mesure p121)

Applicateur

Patient

Nom :
Code client :
Adresse :
CP : Ville :
Tel : Fax :
Email :
Date :


Nom du patient :

Homme Femme

Modèle

Mi-bas AD (paire) Bas antiglisse AG (paire)
 Bas antiglisse AF (paire) Collant AT (unité)

Gauche Droite



K1T : hauteur Entre-jambe/ T (taille) face ventrale
K2T : hauteur Entre-jambe/ T (taille) face dorsale

Demandes particulières :

.....
.....
.....
.....

Cachet

Prise de mesure

| | | Gauche | Droite |
|------------------------------|----|--------|--------|
| Bout de pied | BP | | |
| Cou de pied | CP | | |
| Talon | ST | | |
| Cheville | B | | |
| Mollet | C | | |
| Jarret | D | | |
| Cuisse | F | | |
| Cuisse Maxi 80 | G | | |
| Hanche | H | | |
| Taille | T | | |
| Longueur Pied (sans orteils) | X | | |

Hauteurs

| | | | |
|----------------|-----|--|--|
| Mi bas | AD | | |
| Bas Antiglisse | AG | | |
| Bas Antiglisse | AF | | |
| Collant | AH | | |
| | AT | | |
| | K1T | | |
| | K2T | | |

Compression

Classe 2
 Classe 3

Couleur

Beige
 Noir

Pied

Ouvert Fermé

PRISE DE MESURE

Les mesures suivantes sont à prendre :

- en espace de confidentialité, sur peau
 - debout et sans chaussures
 - sur les deux jambes
 - de préférence le matin.
- Reprendre les circonférences à chaque renouvellement.

1 CHEVILLE point b

Tour de la cheville sur la partie la plus fine
(3 cm au dessus de la malléole)



2 MOLLET point c

Tour de mollet
sur la partie la plus large



3 CUISSE point g

Tour de cuisse
(5 cm sous le pli fessier)

Astuce : demander à la patiente la hauteur habituelle du positionnement de la bande anti-glisse selon ses habitudes de port, ce qui peut faire varier la circonférence de référence.



4 VENTRE point t

Tour de ventre au niveau ombilical.

5 HAUTEUR

Mi-bas AD

Distance entre le sol et 2 cm au dessus du galbe du mollet

Astuce : prendre le repère de la TTA
(Tubérosité Tibiale Antérieure)

Bas et collant AG

Distance entre le sol et l'entrejambe.



L'entretien

Afin de préserver la qualité des bas, il est conseillé de suivre les instructions suivantes :

- Lavage quotidien à l'envers (à la main ou en machine) à une température maximum de 40°C.
 - Utilisation de détergents neutres pour tissus délicats.
 - Rinçage à une température maximum de 40°C.
 - Séchage ni au soleil ni au sèche-linge.
 - Éloigner des sources de chaleur.
 - Étendage exclusivement horizontalement.
- Un entretien régulier prolonge la durée de vie de vos bas de compression.



Lavage 40° max main ou machine



Pas de nettoyage à sec



Pas de sèche-linge



Pas d'eau de Javel




Pas de repassage

L'enfilage manuel

Pour améliorer l'observance, l'éducation à l'enfilage est primordiale.




- 1 Placez votre main à l'intérieur du bas, saisissez le talon avec le pouce et l'index.
- 2 Retournez le bas jusqu'au talon, en conservant le pied à l'endroit.




- 3 Élargissez le bas avec les deux pouces, introduisez le pied et positionnez le talon.



- 4 Saisissez le bas avec les deux mains, à 10 cm du pied, puis remontez le bas jusqu'à la cheville, sans tirer sur la bande dentelle.



- 5 Renouvelez l'opération environ 4 fois pour remonter progressivement votre bas jusqu'en haut de la cuisse. Positionnez enfin la bande dentelle.



- 6 Repositionnez la pointe pour donner plus d'aisance aux orteils. Massez la jambe pour répartir la matière.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si le patient n'arrive pas à toucher la pointe de ses pieds, pensez à utiliser le Varitec[®] !

VARITEC[®] l'enfile bas pour les patients à mobilité réduite

▶ Vidéo d'utilisation

disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali














- Facile à utiliser
- Sans aucune aide ni besoin de force
- Adapté à toutes les classes de compression médicale

Référence : 34010 5149988 6

CLASSIFICATION CEAP

*Recommandations Haute Autorité de Santé 2010.

| C0 | C1 | C2 | C3 | | C4 | C5 | C6 |
|--|---|--|--|--|--|---|---|
| Jambes lourdes, fourmillements | Télangiectasies (varicosités), varices réticulaires Diamètre < 3mm | Varices diamètre > 3mm | Œdème débutant | Œdème fibrosé | Troubles trophiques | Ulcère fermé | Ulcère ouvert non cicatrisé |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,6 %* | 26,8 %* | 32,8 %* | 18,4 % des patients* | | 5,2 %* | 0,2 %* | 1 %* |
| Classe 1 (10-15 mmHg) | | | | | | | |
| Classe 2 (15-20 mmHg) | | | | | | | |
| Classe 3* (20-25 mmHg) | | | | | | | |
| | | | | | | Classe 4* (> 36 mmHg) Superposition : Classe 1 + Classe 3 ou Classe 2 + Classe 2 | |
| Tableau essentiellement symptomatique : • Lourdeurs de jambe, sensations de fourmillements • Œdème du pied en fin de journée • Télangiectasies (varicosités) symptomatiques | Tableau symptomatique et clinique : • Télangiectasies • Varices <3 mm Ø • Suites de sclérothérapie • Suites des traitements chirurgicaux • Voyages aériens | <ul style="list-style-type: none"> • Varices >3 mm Ø • Suites de sclérothérapie • Suites des traitements chirurgicaux • Œdèmes • Troubles trophiques (Altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que Pigmentation et/ou eczéma veineux, Hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche). • Ulcère cicatrisé | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Ulcère cicatrisé • Ulcère ouvert | |
| | | | DEMA  | DEMA  | SOIE  | | |

Fibres naturelles

Peaux sensibilisées par la maladie veineuse : privilégier les fibres naturelles (soie et coton)
Varisan est le spécialiste du tricotage des fibres naturelles depuis 145 ans

Garanties OEKO-TEX




Toutes les gammes Varisan sont certifiées OEKO-TEX garantissant ainsi l'absence de substances nocives pour la peau et la santé des patients.



*Source : Enquête épidémiologique informative VARISAN. Analyse des données : GENBIOTECH Dijon - Août 2010

Rappel : La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.



La superposition de classe est recommandée lorsque le patient n'est pas capable d'enfiler une compression plus forte.



LA BONNE COMPRESSION AU BON MOMENT HOMME


Je recherche...

Un style




1

Présenter le bas talon face à l'enfile bas pointe vers le bas



2

Enfiler le bas ou mi-bas jusqu'à la couture du talon




3

Maintenir l'enfile bas avec le pied opposé



4

Glisser la pointe du pied à l'intérieur du bas ou mi-bas au maximum




5

Retirer le pied de l'enfile bas



6

Remonter le bas ou le mi-bas sur le mollet ou la cuisse



VARITEC®

l'enfile bas pour les patients à mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6

Les 4 saisons de la compression

Le nouveau lookbook des femmes et des hommes qui ont compris que les jambes légères ont leur place au vestiaire !



Printemps

Envie de chaleur mais sans renoncer à la finesse et à l'élégance de l'opaque ? Seta Orage pour dynamiser un look classique



Une touche d'éclat pour vos jambes en Plumetis Marine/Argenté et Noir/Rose. Pour des silhouettes pétillantes et éclatantes en référence au sequin disco



Été

Accords rosés et jeux de matières raffinées en Diva poudré



Passo vert ou Soie Prune pour donner du caractère à une tenue sobre



Passo bleu pour dynamiser un Prince de Galles gris



Les meilleurs looks pour la ville

Vous avez carte blanche pour oser montrer vos jambes en affirmant haut et fort vos goûts !

Automne



Ethéré Taupe s'accorde avec une palette camel, cognac et bruns

Ethéré Gris magnifie l'intemporel pied-de-poule

Alors qu'Ethéré Orage donne du chien à un camaïeu de bleu sombres ou noir trop sobres



Au placard le total look noir !
On ose le technicolor comme un rempart au froid
On tente l'association audacieuse et chic de Passo rouge et Seta collant rouge

Hiver



Oh tristesse, dès que les températures baissent, nos gambettes se font plus discrètes... pas toujours !

En Seta collant Rouge et Micro-coton noir, les matières naturelles tiennent leurs promesses et vous entourent de confort et de douceur !

UNE HISTOIRE DE QUALITÉ DEPUIS 145 ANS

CIZETA MEDICALI, spécialiste depuis 1872 dans la compression élastique, assure la conception et la fabrication de solutions innovantes dans la thérapie pour l'insuffisance veineuse et lymphatique.

En collaboration avec les plus grands centres de phlébologie, **CIZETA MEDICALI** est en permanente recherche pour améliorer la qualité du service médical rendu de ses produits. **CIZETA MEDICALI** a obtenu les 4 homologations des pays certificateurs



5 MARQUES

VARISAN
CIZETA *ortò*
CIZETA *care*
VIVA
CZ
COMPRESSION
ZONE

NOS CLIENTS

4100
officines et magasins
d'orthopédie partenaires

90
groupements
partenaires

3 MÉTIERS

PHLÉBOLOGIE
ORTHOPÉDIE
LYMPHOLOGIE

Cizeta Medicali est fabricant depuis 1872 de textile compressif, utilisé en compression médicale, lymphologie et orthopédie.

CHIFFRES CLÉS

CA multiplié par **2** en **5** ans

N°5
des fabricants de
compression veineuse

N°3
du marché du
semi-transparent
avec Ethéré

L'INNOVATION AU SERVICE DE L'OBSERVANCE


Parce que le confort, le taillant et l'esthétisme représentent les premiers freins à l'observance du traitement, 2% du chiffre d'affaires de CIZETA MEDICALI est dédié à la recherche et à l'innovation.

QUALITÉ


Label Premium Knitting Quality



Assemblage bord à bord de la dentelle
4 aiguilles : **pas de surépaisseur** et couture
de la dentelle sur le bas avec 6 fils pour **plus de résistance**



Forte résistance à la déchirure
et à l'abrasion pour une **durabilité élevée**




Profondeur du talon et bosselage
cou-de-pied : **enfilage aisé**



Couture pointe plate
éclatée : **pas de gêne**



Silicone double composant
avec catalyseur platine
appliqué après teinture
pour une **meilleure tolérance cutanée**



Polyamide microfibre
+ solide et + doux



INNOVATIONS

R2M



Le système R2M, (Reprise Maille par Maille), permet une finition **sans couture à la pointe de pied**. Cela consiste à tricoter une poche par diminution et augmentation à la pointe, puis à réaliser une fermeture sur le dessus du pied en Reprise Maille par Maille.


Disponible sur Passo.

Label Douceur



Ce label permet d'identifier les produits bénéficiant d'un fil polyamide microfibre de qualité supérieure, composé de 14 filaments minimum, offrant une douceur veloutée.

Disponible sur Diva.



Entretien facile

Lavage machine 40° à l'envers, quotidien pour prolonger la durée de vie

ESTHÉTISME & TAILLANT

Depuis plus d'un siècle, notre service recherche et développement s'attache à concevoir des produits alliant qualité et esthétisme, pour votre patientèle, féminine et masculine, afin de favoriser l'observance du traitement.

Un taillage adapté pour une prise en charge de l'ensemble des morphologies, le taillage de série de Varisan couvre 96,3% de la population féminine française.

SUR MESURE

Si les mesures de votre patient n'entrent pas dans les tableaux de mesures de nos articles de série, CIZETA MEDICALI met à votre disposition son savoir-faire en vous proposant la fabrication de bas sur-mesure (voir page 121)



5 BREVETS
Au service de l'observance

Bande Cizeta Press CP 35 Picots

Favorise l'autobandage



Veinalgic®

Prévention et traitement des effets secondaires
après sclérose des varices



Varitec

Enfile bas



CIZETA MEDICALI s'investit dans la recherche médicale autour de 2 piliers : la recherche clinique et le développement produits pour l'amélioration de la prise en charge.

- **La recherche clinique** est encadrée par une équipe composée de rééducateurs fonctionnels diplômés en phlébologie, lymphologie et spécialistes du handicap. La veille scientifique passe notamment par la participation de **CIZETA MEDICALI** aux manifestations médicales, et à son étroite collaboration avec des médecins réputés dans l'observation et l'accompagnement de l'évolution des pratiques.
- **Le développement produit et l'innovation** : nos ingénieurs textile et spécialistes des matières plastiques sont en recherche constante de matières et technologies innovantes, au profit d'une qualité de produit fini adapté aux pathologies et au quotidien des patients.

La validation des produits passe par des **tests et essais patients**, encadrés par des **études cliniques**.

L'objectif de cette démarche est de faire évoluer la prise en charge des patients sur les pathologies phlébologiques, lymphatiques et les atteintes musculo-squelettiques, à destination du corps médical et des applicateurs.

CIZETA MEDICALI attache une très grande importance au développement des compétences médicales de ses équipes en interne. Les délégués pharmaceutiques et médicaux ainsi que l'encadrement sont titulaires du Diplôme Universitaire de Compression Médicale.

▶ Vidéo innovation



▶ Vidéo Prix Galien



▶ Vidéo A2T®




YouTube

Vidéos disponibles
sur la chaîne
Cizeta Medicali




LE SYSTÈME CIRCULATOIRE



Le cœur propulse le sang chargé d'oxygène et de nutriments vers les organes grâce aux artères.

Les échanges gazeux et métaboliques s'opèrent par l'intermédiaire des réseaux de capillaires au niveau des organes et des muscles.

Les veines ramènent le sang appauvri en oxygène et chargé de déchets métaboliques vers le cœur. Le retour du sang vers le cœur est possible grâce :



à la pompe musculaire du mollet (lors de la contraction des muscles)



à la pompe plantaire lors de la marche



aux mouvements respiratoires (aspiration par les mouvements du diaphragme)

aux valvules des veines (clapets anti-retour)

LA MALADIE VEINEUSE

Touche plus de 22 millions de personnes en France. Plus d'une femme sur deux et un homme sur quatre sont concernés.

Seulement 1/3 des patients atteint se soignent.

En moyenne un patient va mettre 7.5 années à aller consulter un phlébologue.

Douleurs et lourdeurs sont les premiers symptômes, les varicosités (télangiectasies) sont les premiers signes cliniques.

La maladie veineuse peut avoir différentes origines. Son apparition et son évolution sont souvent amplifiées par des facteurs de risque et des situations aggravantes souvent méconnues.



Du point de vue physiologique, le sang remonte vers le cœur par le réseau veineux. Ce réseau veineux est pourvu en valvules.

Les valvules (clapets anti-reflux ou anti-retour) permettent de lutter contre la pesanteur et donc empêchent le sang de refluer.

22 millions
de personnes
en France

1 femme sur 2 & 1 homme sur 4

1 patient sur 3 se soigne



SYSTÈME CIRCULATOIRE ET MALADIE VEINEUSE

A l'origine de la maladie veineuse des membres inférieurs, on constate une dégradation de la paroi veineuse et une détérioration des valvules, qui provoquent une augmentation de la pression veineuse. Sous l'effet de cette pression, la veine se dilate et un reflux s'installe. Le sang stagne alors dans la veine et la déforme, provoquant l'apparition de varices.

Ces affections veineuses des membres inférieurs sont évolutives.

Sans traitement, elles peuvent engendrer des complications graves (ulcères, TVS* et TVP**,...).

LA COMPRESSION : TRAITEMENT DE RÉFÉRENCE

Les bas médicaux de compression sont des bas élastiques (collant, bas et mi-bas) fabriqués dans du tricot élastique. Ils entourent le membre inférieur et exercent une pression active constante sur ce membre, qu'il soit au repos ou en mouvement.

Les bas médicaux exercent une pression dégressive : la pression exercée est plus forte à la cheville et diminue graduellement le long de la jambe.

La compression médicale favorise le retour veineux, prévient la stagnation du sang et lutte contre la détérioration de la paroi veineuse.


En effet la compression permet de rétablir l'équilibre au niveau des capillaires entre les pressions hydrostatique/oncotique capillaire et interstitielle (loi de Starling).

Premier effet immédiat, la compression médicale soulage les douleurs et les sensations de lourdeur en traitant en profondeur la maladie veineuse. Son efficacité est prouvée scientifiquement et reconnue par la Haute Autorité de Santé.

Selon la pathologie, la compression médicale peut être appliquée sous plusieurs formes : chaussettes, bas, collants mais également bandes.

Il existe plusieurs forces de compression allant de la classe I à la classe III en standard. La classe IV est réalisée sur mesure pour des cas bien particuliers notamment de lymphoedème. Les nouvelles textures (telles que la soie,...) et les coloris actuellement sur le marché facilitent l'observance du traitement prescrit.

Un bas médical de compression est une solution thérapeutique qui, pour être efficace, doit être portée. Le succès de cette thérapie reste lié à un geste simple et naturel : enfiler chaque matin ses bas médicaux de compression... Un acte quotidien qui doit être accompagné d'une bonne hygiène de vie.



TVS* : Thrombose Veineuse Superficielle
TVP** : Thrombose Veineuse Profonde

**FACTEURS DE RISQUES
ET FACTEURS AGGRAVANTS**

Ces facteurs combinés peuvent être à l'origine de situations à risque, mais ils pourraient jouer un rôle aggravant en cas d'expression de la maladie veineuse :



L'âge.

Le sexe avec une prédominance pour la femme.

La sédentarité.

L'obésité qui exerce une pression accrue sur le système veineux des membres inférieurs.



Les dérèglements hormonaux tels que les grossesses multiples (pour des raisons mécaniques et hormonales). La prise de contraceptif oral, la ménopause et le traitement hormonal substitutif.



Toute cause d'alitement prolongée (> 3 jours).

Une affection cancéreuse.

Toute intervention chirurgicale récente (membres inférieurs, abdomen, petit bassin...).



L'hérédité avec 45% de risque de développer des varices si un parent est variqueux, 90% si les deux parents sont atteints.



Le syndrome de la classe économique (long voyage supérieur à 4 heures).



Les conditions de travail avec station debout ou assise prolongée, en ambiance chaude ou humide, le port répété d'objets lourds.


NOS CONSEILS

L'HYGIÈNE DE VIE


Une bonne hygiène de vie permet de diminuer les symptômes et les complications :



La marche régulière pour favoriser un bon retour veineux.




Les douches froides sur les jambes.




Éviter les sources de chaleur directes sur les jambes.



Surélever les jambes à la fin de la journée, dormir les pieds surélevés.



Veiller à avoir une alimentation équilibrée.



Porter quotidiennement sa compression veineuse.



Faire des exercices talon pointe lorsque vous travaillez debout toute la journée.

LES CONTRE-INDICATIONS

L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0,6 :

- La microangiopathie diabétique évoluée (pour une compression > 30 mmHg).
- La phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- La thrombose septique.

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de :

- AOMI avec IPS entre 0,6 et 0,9.
- neuropathie périphérique évoluée.
- dermatose suintante ou eczématisée.
- intolérance aux fibres utilisées.



VARISAN®



Ethéré collant gris

*Ethéré bas
taupe et orange*

VARISAN®



Plumetis marine / argentè



Plumetis noir / rose

VARISAN®

La compression médicale
haute couture

Plumetis

Mes jambes légères **tendance sequins**

Anaëlle LECLERCQ
Jeune espoir du tennis féminin

Plumetis

●● **Noir / Rose**

Disponible en **mi-bas, bas et collant**

NOUVEAU

Plumetis

●● **Marine / Argenté**

Disponible en **mi-bas, bas et collant**



SCIENCE & MEDICAL
QUALITY

Credit photo : Benjamin Vignier

PLUMETIS



VARISAN

CLASSE 2
15-20 mmHg

Transparent

VARISAN

La transparence veloutée

Transparence • Douceur • Résistance



Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide microfibre : 68%
Elasthanne : 32%



Bande large pour plus de confort



Culotte galbante



Bande florale



Divia nacré

VARISAN®



Soie collant prune

Passo vert

VARISAN®



Diva bas terra

Passo moutarde

AIDE À LA MOBILITÉ ET AU CONFORT

CANNES ANGLAISES

CANNE CLASSIQUE ADULTE



Vendu par paire

CANNE CONFORT ADULTE



Vendu par paire

CANNE ENFANT



CANNES DERBY

CANNE POIGNET T RÉGLABLE







CANNE PLIANTE BI-MATIÈRE



CANNE PLIANTE FANTAISIE



- 4 motifs
- Butterfly 
 - Cashmere 
 - Flower 
 - Indira 

DÉAMBULATION

DÉAMBULATEUR PLIANT



ROLLATEUR 2 ROUES



ROLLATEUR 4 ROUES



AIDE À LA MOBILITÉ ET AU CONFORT

FAUTEUILS

FAUTEUIL DE TRANSFERT



Disponible en 2 largeurs d'assise :
39 cm et 43 cm

FAUTEUIL ROULANT



Disponible en 3 largeurs d'assise :
41 cm, 46 cm et 51 cm

OREILLER ET MATELAS

OREILLER À MÉMOIRE DE FORME



MATELAS VISCOELASTIQUE



COUSSINS

COUSSIN PRÉVENTION ESCARRE



Disponible en 3 largeurs d'assise :
41 cm, 45 cm et 51 cm

COUSSIN POSITIONNEMENT DÉBUBITUS



**Demandez notre catalogue
et nos tarifs remisés**



ARBRES DÉCISIONNELS

Demandez notre catalogue Orthopédie



RACHIS LOMBAIRE



RACHIS CERVICAL

Soutien léger

Soutien semi-rigide

Immobilisation modérée

Immobilisation stricte

Torticolis
Arthrose cervicale

Névralgie cervico-brachiale
Arthrose cervicale

Névralgie cervico-brachiale
Entorse bénigne
Entorse moyenne

Entorse moyenne
Entorse grave

ANATO C1



p.26

ANATO C2



p.26

ANATO C3



p.27

ANATO C4



p.27

ÉPAULE / BRAS

IMMOBILISATION ÉPAULE

GILET
D'IMMOBILISATION



p.32

PERFO BRAS



p.30

ANNEAU CLAVICULAIRE



p.33

POLYESTE



p.33

COUSSIN
D'ABDUCTION 20°



p.31

MAIN / POIGNET

| Rhumatologie | | Traumatologie | | Traumatologie grave |
|---|---|---|--|---|
| Gamme ATL SEAMLESS | | Gamme PERFO | | MAIN |
| ATL SEAMLESS POUCE | ATL SEAMLESS POIGNET | PERFO POIGNET | PERFO POIGNET POUCE | MI 70 |
|  |  |  |  |  |
| p.39 | p.38 | p.41 | p.41 | p.40 |

GENOU

| Besoin de maintien | | Reprise sportive et phase de rééducation | | | Immobilisation et Post-Op | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| MAINTIEN LÉGER | MAINTIEN RENFORCÉ | MAINTIEN INTENSE | PHASE RÉÉDUCATION INSTABILITÉ CHRONIQUE | POST-OP LCA ET RÉÉDUCATION | IMMOBILISATION APRÈS TRAUMATISME | |
| GL STAB | PATELLA STAB | GL STRAPP | GL 120 Standard | GL 120 Open | CIROM | PERFO UNI 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| p.48 | p.49 | p.49 | p.46 | p.47 | p.50 | p.51 |

CHEVILLE

| Besoin de maintien | | | Reprise sportive et phase de rééducation | | Immobilisation et Post-Op | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintien léger | Maintien renforcé | Maintien intense | Entorse moyenne à grave | | Entorse grave et fracture | |
| TALO STAB | TALO PROTECT | TALO STRAPP | CISTAB | A2T® | CIZETA BOOTS | CIZETA BOOTS AIR |
|  |  |  |  |  |  |  |
| p.60 | p.61 | p.61 | p.58 | p.56 | p.62 | p.63 |

PIED

| | | |
|---|---|---|
| C.H.U.T CLASSIQUE | C.H.U.T DÉCHARGE ARRIÈRE | C.H.U.T DÉCHARGE AVANT |
|  |  |  |
| p.66 | p.66 | p.67 |
| RELEVEUR DE PIED | CHAUSSURE PLÂTRE | RELEVEUR A2T |
|  |  |  |
| p.68 | p.67 | p.68 NOUVEAU |

CANNES ET ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
| CANNE CLASSIQUE | BANDAGE HERNIAIRE | PACK CHAUD / FROID |
|  |  |  |
| p.70 | p.71 | p.70 |
| | | COUSSIN BINET |
| | |  |
| | | p.71 |