



CATALOGUE GÉNÉRAL

Orthopédie, Podologie, Sport...
Découvrez nos produits & nos services
pour vous accompagner au quotidien.



2019

NOS SERVICES



Chez Orliman, nous développons des solutions orthopédiques et podologiques performantes pour maximiser votre expérience de délivrance et l'observance de vos patients.

Nous vous accompagnons au quotidien dans tout le processus de délivrance, de la prise de commande au service après-vente, en passant par la formation, la valorisation de votre point de vente, la livraison...

Parce que nous pensons que votre expérience combinée à notre expertise nous permettent de nous développer mutuellement, nous continuons à vous impliquer dans nos évolutions pour devenir, ensemble, des acteurs incontournables de l'orthopédie et de la podologie, au service de nos patients.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

L'équipe Orliman.



SERVICE LIVRAISON

Commande jusqu'à 16h30
Livraison avant 12h30 le lendemain et le samedi matin.



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Horaires : 8h45 - 18h30 sans interruption.
Service d'astreinte et de matériovigilance soir et week-end.



COMMANDE PHARMA ML

Demandez vos codes auprès du Service Client et **devenez autonome pour passer vos commandes.**



PROGRAMME DE FORMATION

Un programme complet sur l'aide à la vente et au conseil. Pour plus d'informations, contactez votre technico-commercial(e).



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Un service dédié à l'innovation, intégré dans nos locaux, pour être toujours plus attentif à vos demandes et même les devancer.



CAUTION MÉDICALE

Régulièrement sélectionnée par les instances médicales à l'occasion de grandes compétitions sportives.



SITE INTERNET

Découvrez notre site **orliman.fr** et retrouvez toutes les infos produits, des explications sur les pathologies et d'autres ressources pour vous accompagner au quotidien.



PACKAGING MULTI-FACES

Idéal pour optimiser l'agencement de votre rayon.



DÉMARCHE CATÉGORIELLE

Mettez en avant votre expertise globale et répondez aux besoins complets de vos patients.

Votre contact Technico-Commercial(e) :

NOS GAMMES DE SOLUTIONS

ORLIMAN.

Une gamme complète de produits répondant à toutes les pathologies, de chroniques à aiguës et correspondant aux attentes des différents prescripteurs et patients.



COLLIERS CERVICAUX



CEINTURES LOMBAIRES



BANDAGES
D'IMMOBILISATION



ATTELLES
DE POIGNET



GENOUILLÈRES



ATTELLES
DE CHEVILLE



MORPHOLOGIES
SPÉCIFIQUES



CRYOTHÉRAPIE

ORLIMAN. Kids

Une gamme dédiée à l'enfant. Des produits répondant à la morphologie des plus petits.

ORLIMAN. SPORT

Une gamme spécifiquement développée pour la pratique sportive.

ORLIMAN. FeetPAD

Une gamme de podologie pour le soin et le confort du pied.




SOMMAIRE

6	COMPRENDRE LA GAMME ORLIMAN®
	TRONC & RACHIS
9	Rappel anatomique
10	Nos solutions Colliers
12	Guide de délivrance Dos
13	Nos solutions Ceintures
	ÉPAULE & BRAS
21	Rappel anatomique
22	Guide de délivrance
24	Nos solutions
	POIGNET & MAIN
33	Rappel anatomique
34	Guide de délivrance
36	Nos solutions
	GENOU
53	Rappel anatomique
54	Guide de délivrance
56	Nos solutions
	CHEVILLE & PIED
67	Rappel anatomique
68	Guide de délivrance
70	Nos solutions
80	ORLIMAN® KIDS
88	ONE PLUS® Morphologies spécifiques
96	ORLIMAN® SPORT
	ORLIMAN® FEETPAD
104	Gamme Podologie
114	Gamme CHUT (chaussures thérapeutiques à usage temporaire)
	CRYO & BANDES
124	Protocole R.I.C.E.
125	Attelles Cryotec®
127	Attelles de cryothérapie compressive Cryopump®
130	Compresses de froid et chaud/froid
131	Bandes de contention Neostrap®
	OUTILS
134	Démarche catégorielle Sport
135	Outil Analyse & Recommandations

COMPRENDRE LA GAMME ORLIMAN®

L'ARTICULATION ET SES PATHOLOGIES



LE DEGRÉ D'IMMOBILISATION

L'attelle orthopédique, ou orthèse, a pour fonction de corriger ou de prévenir une déformation, d'immobiliser ou d'assister une articulation ou un muscle déficient et permet de soulager la douleur.

L'attelle peut être souple pour un effet de soutien et de contention, articulée pour reproduire le mouvement naturel de l'articulation ou rigide pour immobiliser le membre traumatisé. Attelle de genou, de coude, de poignet... toutes les articulations peuvent être soutenues ou corrigées par des attelles.



Pour faciliter votre délivrance, reportez-vous aux pictogrammes mettant en avant les caractéristiques principales des produits :

DOS



Idéal pour **soulager et apaiser après une journée de travail** grâce à la compresse chaud/froid.



Idéal pour les activités quotidiennes et de loisirs (jardinage, bricolage...) **ne nécessitant pas d'effort intense.**



Idéal pour les personnes ayant une **position assise prolongée**, conduisant ou restant debout plusieurs heures par jour.



Idéal pour le **port de charges lourdes** et les métiers du bâtiment.




Idéal pour les activités demandant un **effort soutenu régulier.**



Idéal pour les personnes présentant une **pathologie lourde.**

POIGNET & MAIN



Produits en **matière élastique** permettant de graduer l'intensité de l'immobilisation.




Produits pré-formés avec systèmes de **fermeture facile** assurant une mise en place aisée.



Produits au **design aéré** apportant confort et légèreté.




Les bras de leviers courts sont adaptés aux **pathologies chroniques** en permettant de conserver une certaine liberté de mouvement.




Les bras de leviers long conviennent aux **pathologies traumatiques** en permettant une immobilisation totale de l'articulation.




Idéal lorsque le produit est porté en **milieu humide**. Séchage rapide.



Favorise l'**évacuation de la transpiration.**



La fermeture 1 point "lacet" permet un **ajustement rapide et uniforme** de la compression.



La fermeture sangles et boucles anti-vrilles permet un **réglage simple et différencié** s'adaptant à la morphologie.



La fermeture Boa® permet un **serrage et desserrage facile, uniforme et très précis** : 1 cran = 1 millimètre !




La conception "sans couture" permet de **supprimer les phénomènes d'irritation.**

GENOU



Les ressorts spiralium **reproduisent le mouvement naturel du genou.**



Le cadran articulé **limite l'amplitude du genou** et renforce l'articulation.



Le cadran réglable permet de **limiter et/ou bloquer la flexion et l'extension** de l'articulation.



Un produit à ouverture totale permet de **adapter le niveau de compression** et est facile à mettre en place (par dessus un vêtement par exemple).



CHEVILLE



Le strapping simple accompagne et **sécurise l'articulation pendant l'effort.**



Le strapping double **reproduit le «strap kiné»** en bloquant l'inversion/éverson de la cheville.



Un produit semi-fermé **facilite la mise en place.**

KIDS




Produit disponible dans la **gamme Kids** à la page indiquée.



TRONC & RACHIS

RAPPEL ANATOMIQUE

Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur www.orliman.fr



COLLIER C1

INDICATIONS :

Torticolis, Cervicarthrose débutante.

CARACTÉRISTIQUES :


- Système double densité "serpentine" : densité de mousse optimisée pour un port prolongé conservant sa qualité dans le temps,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité 32 kg/m³.



Page 82

Forme anatomique
bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx.

3 hauteurs disponibles
pour une meilleure adaptation morphologique.



HAUTEUR DE COU
7,5 cm

HAUTEUR DE COU
9,5 cm

HAUTEUR DE COU
10,5 cm

TAILLE	TOUR DE COU	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	30 - 34 cm	3664338.000483	6034545	3664338.000407	6034530	3664338.000445	6034538
2	35 - 39 cm	3664338.000490	6034547	3664338.000414	6034531	3664338.000452	6034540
3	40 - 44 cm	3664338.000506	6034548	3664338.000421	6034533	3664338.000469	6034541
4	45 - 50 cm	3664338.000513	6034549	3664338.000438	6034535	3664338.000476	6034544

LPPR : 2118823 / 9,25€^{TTC}

Prescrire : Collier C1 - Orliman®

COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE

COLLIER C2

INDICATIONS :

Entorse légère, Névralgie cervico-brachiale, Cervicarthrose aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :


- Système double densité "serpentine" : densité de mousse optimisée pour un port prolongé conservant sa qualité dans le temps,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Renfort intégré inamovible en plastique,
- Densité 32 kg/m³.



Page 82

Forme anatomique
bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx.

3 hauteurs disponibles
pour une meilleure adaptation morphologique.



HAUTEUR DE COU
7,5 cm

HAUTEUR DE COU
9,5 cm

HAUTEUR DE COU
10,5 cm

TAILLE	TOUR DE COU	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	30 - 34 cm	3664338.000278	6034504	3664338.000308	6034509	3664338.000346	6034516
2	35 - 39 cm	3664338.000285	6034505	3664338.000315	6034510	3664338.000353	6034518
3	40 - 44 cm	3664338.000292	6034507	3664338.000322	6034512	3664338.000360	6034519
4	45 - 50 cm	-	-	3664338.000339	6034513	3664338.000377	6034522

LPPR : 2139009 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 - Orliman®

COLLIER CERVICAL RIGIDE

COLLIER C3


IMMOBILISATION

**INDICATIONS :**


Traumatisme cervical, Entorse moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Réglable en hauteur par velcro®,
- Structure plastique.



TAILLE	TOUR DE COU	ACL 13
1	36 - 40 cm	34010.4640802.2
2	41 - 45 cm	34010.4640819.0
3	46 - 50 cm	34010.4640825.1

LPPR : 2105938 / 15,71€^{TTC}

Prescrire : Collier C3 - Orliman®

COLLIER CERVICAL RIGIDE

COLLIER C4

IMMOBILISATION

**INDICATIONS :**

Traumatisme et Entorse grave, Trachéotomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Appui sternal (mentonnier) et occipital,
- Immobilisation du rachis cervical avec ouverture trachéale,
- Structure plastique avec plaque perforée permettant la prise de pouls et un passage de canule pour une trachéotomie.



TAILLE	TOUR DE COU	ACL 13
1	28 - 33 cm	34010.9767950.1
2	33 - 43 cm	34010.9767967.9


LPPR : 2193813 / 18,77€^{TTC}

Prescrire : Collier C4 - Orliman®


DOS

GUIDE DE DÉLIVRANCE

#1 PRINCIPE MÉCANIQUE DE L'ATTELLE SELON LA PATHOLOGIE




#2 IDENTIFICATION DE L'EXPÉRIENCE D'UTILISATION ET DES FACTEURS DE RISQUE




#3 IDENTIFICATION DES PRODUITS À DÉLIVRER



#4 ADAPTER LA DÉLIVRANCE À LA MORPHOLOGIE DU PATIENT



► La posture principale du patient, lors du port de la ceinture, peut avoir un impact sur le choix de sa hauteur, sans tenir compte de la taille du patient :



CEINTURE CORSET

DYNAMIC FIX[®] 23 & 28 cm

MAINTIEN RENFORCÉ



INDICATIONS :

Tassements vertébraux, Métastases vertébrales, Spondylolyse, Spondylarthrite, Ostéoporose, Discarthrose, Post-opératoire, Lombarthrose, Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur du plastron abdominal :
14 cm sur le modèle hauteur 23 cm,
18 cm sur le modèle hauteur 28 cm.

**Fournie avec 2 coques interchangeables**


(thermoformable ou semi-rigide) pour adapter la ceinture aux différentes pathologies du patient (immobilisation renforcée à modérée).



TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 23 cm		HAUTEUR 28 cm	
		EAN 13	ACL 7	ACL 13	
1	75 - 85 cm	3664338.001657	6040808	34010.	6018166.6
2	85 - 95 cm	3664338.001664	6040809	34010.	6018167.3
3	95 - 110 cm	3664338.001671	6040810	34010.	6018168.0
4	110 - 125 cm	3664338.001688	6040811	34010.	6018169.7
5	125 - 140 cm	3664338.001695	6040812	34010.	6018170.3

LPPR : 201E00.05 / **167,69€** ^{TTC}Prescrire : Dynamic Fix[®] - Orliman[®]**Système multi-poulies au dos**

associé au réglage par filins permet une contention homogène et un serrage sans effort.

Prise de mesures :
tour de taille.

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

LOMBOBELT ACTIV[®] 21 & 26 cm

MAINTIEN



INDICATIONS :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lomalgie aiguë, Post-opératoire, Lombarthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 sangles de serrage combinées à un système de poulies offrant une contention progressive et une correction posturale sans effort,
- Découpe spécifique et matériaux choisis pour offrir un excellent confort,
- Hauteur du plastron abdominal : 16 cm.


2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm

pour une meilleure adaptation morphologique.

**Réglage distinct dorso-lombaire et sacro-lombaire**

permettant de diminuer les contraintes exercées sur les vertèbres lombaires.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)	HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)
		ACL 13	ACL 13
1	65 - 75 cm	34015. 9713084.7	34010. 5172705.7
2	75 - 90 cm	34015. 9713090.8	34010. 5172728.6
3	90 - 105 cm	34015. 9713109.7	34010. 5172740.8
4	105 - 120 cm	34015. 9713115.8	34010. 5172757.6
5	120 - 140 cm	34015. 9713121.9	34015. 6224640.5

LPPR : 201E00.021 / **47,19€** ^{TTC} LPPR : 201E00.022 / **55,86€** ^{TTC}Prescrire : Lombobelt Activ[®] - Orliman[®]Prise de mesures :
tour de taille.

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

LOMBOBELT RENFORT® 21 & 26 cm

MAINTIEN

INDICATIONS :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lumbago.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot ajouré unidirectionnel très résistant permettant une contention forte.
- Tricot 3D respirant au niveau des baleines dorsales pour plus de confort,
- Hauteur du plastron abdominal : 13 cm sur le modèle hauteur 21 cm, 18 cm sur le modèle hauteur 26 cm.



Double bande de rappel postural favorisant une contention graduelle en fonction de l'effort à fournir.


Baleines rigides à préformer à la main pour un maintien adapté.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm

pour une meilleure adaptation morphologique.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)		HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	
		ACL 13	TOUR DE TAILLE	ACL 13	
1	55 - 75 cm	34010.4633877.0	-	-	
2	75 - 90 cm	34010.4633883.1	60 - 75 cm	34010.4486583.4	
3	90 - 105 cm	34010.4633908.1	75 - 90 cm	34010.4486608.4	
4	105 - 125 cm	34010.4633914.2	90 - 105 cm	34010.4486614.5	
5	125 - 145 cm	34010.6006103.6	105 - 120 cm	34010.4486620.6	
6	-	-	120 - 145 cm	34010.4486637.4	
7	-	-	145 - 160 cm	34010.6005611.7	

LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC} LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}



Prescrire : Lomobelt Renfort® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

L'ÉVOLUTIVE® 21 & 26 cm

MAINTIEN

INDICATIONS :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lumbago.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux fins et souples pour un port prolongé agréable,
- Fixation micro-velcro® n'abîmant pas les vêtements.



Plaстрon abdominal de 13 cm pour plus de confort en position assise.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm


pour une meilleure adaptation morphologique.

2 coloris disponibles

- noir
- gris

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)		HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	
		ACL 13	TOUR DE TAILLE	ACL 13	
1	55 - 75 cm	● 34010.8178045.9 ● 34015.8278999.9	55 - 70 cm	● 34010.8178157.9 ● 34015.8279007.0	
2	75 - 90 cm	● 34010.8178111.1 ● 34015.8279036.0	70 - 85 cm	● 34010.8178163.0 ● 34015.8279065.0	
3	90 - 105 cm	● 34010.8178134.0 ● 34015.8279013.1	85 - 100 cm	● 34010.8178186.9 ● 34015.8279071.1	
4	105 - 125 cm	● 34010.8178140.1 ● 34015.8279059.9	100 - 120 cm	● 34010.8178192.0 ● 34015.8279042.1	
5	125 - 140 cm	● 34010.6018175.8 ● 34010.6018174.1	120 - 140 cm	● 34010.8178200.2 ● 34015.8279094.0	

LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC} LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}



Système de rappel postural amovible et ajustable en hauteur.



Prescrire : L'Évolutive® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

LOMBOFIT[®] 26 cm

MAINTIEN

**INDICATIONS :**

Lombalgie, lumbago, sciatalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D procurant une grande souplesse et agissant comme une seconde peau,
- Baleines souples permettant une parfaite adaptation morphologique,
- Baleines dorsales amovibles,
- Hauteur du plastron abdominal : 13 cm.

Tissu en maille aérée
ultra-respirant.




Activités quotidiennes

Système de passe-doigts
pour faciliter la mise en place.

Élasticité supérieure
aux bords
pour un maximum de confort.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE HOMME	TOUR DE TAILLE FEMME	EAN 13	ACL 7
1	60 - 75 cm	55 - 65 cm	3664338.001596	6040802
2	75 - 85 cm	65 - 75 cm	3664338.001602	6040803
3	85 - 100 cm	75 - 90 cm	3664338.001619	6040804
4	100 - 115 cm	90 - 100 cm	3664338.001626	6040805
5	115 - 130 cm	100 - 115 cm	3664338.001633	6040806
6	130 - 140 cm	115 - 125 cm	3664338.001640	6040807

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}Prise de mesures :
tour de taille.Prescrire : Lombosoft[®] - Orliman[®]

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

LOMBOFIT[®] 21 & 26 cm

MAINTIEN

**INDICATIONS :**Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie),
Lumbago, Fatigue musculaire,
Déficience musculaire.**CARACTÉRISTIQUES :**

- Tissu souple,
- Tricot 3D respirant au niveau des baleines dorsales pour plus de confort,
- 3 tailles,
- Hauteur du plastron abdominal :
15 cm sur le modèle hauteur 21 cm,
17 cm sur le modèle hauteur 26 cm.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm

pour une meilleure adaptation morphologique.



Activités quotidiennes

Système de passants latéraux
pour maintenir les sangles
de rappel postural
à portée de main.


Système
de passe-main



HAUTEUR 21 cm

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13	ACL 13
1	75 - 95 cm	34010.6017609.9	34010.6017612.9
2	95 - 120 cm	34010.6017610.5	34010.6017613.6
3	120 - 145 cm	34010.6017611.2	34010.6017614.3

LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}Prise de mesures :
tour de taille.Prescrire : Lombofit[®] - Orliman[®]

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

LOMBOBELT® 26 cm

MAINTIEN

INDICATIONS :

Déficience musculaire,
Fatigue musculaire, Lumbago,
Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 baleines dorsales et 2 baleines antérieures souples,
- Double système de passe-main,
- Tricot 3D respirant dans le dos pour plus de confort,
- Plastron abdominal double sangle de 17 cm.



Plastron abdominal double sangle
2/3 inférieur et 1/3 supérieur pour une meilleure adaptation à la morphologie du patient.


Tricot perforé à densité plus faible sur la sangle supérieure
moins compressif pour plus de confort.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE (HOMME)	TOUR DE HANCHES (FEMME)	ACL 13
1	65 - 75 cm	75 - 85 cm	34010.4486643.5
2	75 - 90 cm	85 - 98 cm	34010.4486666.4
3	90 - 105 cm	98 - 111 cm	34010.4486672.5
4	105 - 120 cm	111 - 125 cm	34010.4486689.3
5	120 - 140 cm	125 - 140 cm	34010.4486695.4

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}

Prescrire : Lomobel® - Orliman®



CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

LOMBOTHERM® 26 cm


SOUTIEN

INDICATIONS :

Lumbago, Fatigue musculaire,
Déficience musculaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de maintien de la compresse chaud/froid (fournie) permettant de conserver une mobilité tout en profitant des bienfaits décontractants de la chaleur (thermothérapie), réglable en hauteur et en tricot 3D permettant une progression de la diffusion du chaud/froid.
- Tricot 3D respirant dans le dos pour plus de confort.
- Velcro® micro-injection permettant une fixation facilement repositionnable sans adhérer aux vêtements.



Velours extensible
s'adaptant avec souplesse à la morphologie.


Tissu lycra®
agréable à porter en position assise et procurant au patient un effet seconde peau.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	70 - 90 cm	34010.2620267.1
2	91 - 110 cm	34010.2620273.2
3	111 - 145 cm	34010.2620296.1

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}

Prescrire : Lomotherm® - Orliman®



Fournie avec une compresse chaud/froid Thermo pad
Possibilité de commander la compresse seule, voir page 130.



CEINTURE ABDOMINALE

ABDOBELT® 18, 25 & 30 cm

MAINTIEN

INDICATIONS :

Déficience de la paroi abdominale, Éventration,
Post-opératoire, Chirurgie de l'obésité,
Post-partum, Hernie simple,
Fracture des côtes (18 et 25 cm).

CARACTÉRISTIQUES :

- Baleines souples,
- Plastron cicatriciel découpable et indémaillable en cas de stomie.

Tissu auto-agrippant


élastique et aéré
avec 2 ressorts spiralium
et 3 ressorts frontaux.



Patte hypogastrique amovible
sur les hauteurs 18 et 25 cm.



Fracture des côtes



Prise de mesures :
tour de taille.

HAUTEUR 18 cm

HAUTEUR 25 cm

HAUTEUR 30 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13	ACL 13	ACL 13
2	70 - 85 cm	34010.4722919.0	34010.4722865.0	34010.4722807.0
3	85 - 100 cm	34010.4722925.1	34010.4722871.1	34010.4722813.1
4	100 - 115 cm	34010.4722931.2	34010.4722888.9	34010.4722836.0
5	115 - 135 cm	34010.4722948.0	34010.4722894.0	34010.4722842.1
6	135 - 150 cm	34010.6010700.0	34010.6010701.7	34010.6010702.4

LPPR : 201E00.31 / 57,54€^{TTC}LPPR : 201E00.32 / 71,90€^{TTC}LPPR : 201E00.32
2x201E0301 / 79,09€^{TTC}

Prescrire : Abdobelt® - Orliman®

CEINTURE ABDOMINALE

ABDOBELT STOMIE® 25 cm

MAINTIEN

INDICATIONS :


Traitement post-opératoire
de colostomie et iléostomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fournie avec un gabarit de découpe,
- Tissu élastique aéré avec 8 baleines souples.




Plastron cicatriciel
découpable et indémaillable.



Plaque de renfort
et une bande pour
couvrir la poche.

HAUTEUR 25 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	75 - 85 cm	34010.8138761.0
2	85 - 95 cm	34010.8138778.8
3	95 - 105 cm	34010.8138838.9
4	105 - 120 cm	34010.8138873.0

LPPR : 201E00.32 / 71,90€^{TTC}

Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Abdobelt Stomie® - Orliman®

BABYLOMB® 26 cm

INDICATIONS :


Lombalgie chez la femme enceinte,
Déficience musculaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Plastron réglable, système de rappel postural et 4 baleines souples permettant de transférer le poids du bébé sur les membres inférieurs sans bloquer le dos,
- Sangles de maintien venant se positionner au niveau des hanches sans créer de pression sur le bébé,
- Hauteur du plastron abdominal : 16 cm.



Découpe morphologique
au niveau du dos
afin de favoriser le confort
en position assise prolongée.



Fixation velcro® micro-injection
facilement repositionnable
sans adhérer aux vêtements.


HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
--------	----------------	--------

1	85 - 105 cm	34010.9797253.4
2	105 - 120 cm	34010.9797282.4
3	120 - 140 cm	34010.9797299.2


LPPR : 201E00.01 / 43,43€^{TTC}

2 sangles latérales
permettant d'optimiser le maintien.



Prescrire : BabyLomb® - Orliman®

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement, en collant ici les nouveautés produits reçues au cours de l'année.



**ORLIMAN.***Maternity***Nouveau Né chez Orliman :**

une gamme
de solutions orthopédiques
pour les mamans
et futures mamans !



À découvrir prochainement...



ÉPAULE & BRAS

RAPPEL ANATOMIQUE

Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur www.orliman.fr













ÉPAULE & BRAS

GUIDE DE DÉLIVRANCE

#1 PRINCIPE MÉCANIQUE DE L'ATTELLE SELON LA PATHOLOGIE

PATHOLOGIES TRAUMATIQUES					PATHOLOGIES CHRONIQUES		
ENTORSE	LUXATION	FRACTURE	PATHOLOGIE DE LA COIFFE DES ROTATEURS OPÉRÉS	PARALYSIE / HÉMIPLÉGIE	TENDINITE DU COUDE	INSTABILITÉ GLÉNO-HUMÉRALE ET ACROMIO-CLAVICULAIRE	ARTHROPATHIES
Immobilisation stricte				Maintien du bras à angle droit	Mise au repos du tendon	Soutien ligamentaire	Limiter l'amplitude articulaire Immobilisation relative
BANDAGE ET GILET D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE	BANDAGE ET GILET D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE	ANNEAUX CLAVICULAIRES ET GILET D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE	BANDAGE D'IMMOBILISATION ET COUSSIN D'ABDUCTION	IMMOBILISATION D'ÉPAULE	SANGLE DE COMPRESSION ET COUDIÈRE ANTI-ÉPICONDYLITE	ÉPAULIÈRE	ÉPAULIÈRE BANDAGE ET ÉCHARPE D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE

#2 IDENTIFICATION DES PRODUITS À DÉLIVRER

TRAUMATIQUE							
ENTORSE / LUXATION		FRACTURE		PATHOLOGIE DE LA COIFFE DES ROTATEURS OPÉRÉS		PARALYSIE HÉMIPLÉGIE	
							
BANDAGE D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE PAGE 26	SHOULD'R® PAGE 26	ANNEAUX CLAVICULAIRES PAGE 28	SHOULDOP® SANS COUSSIN PAGE 25	SHOULD 15-30® PAGE 29	SHOULD'R® PAGE 26		
							
SHOULD 90® PAGE 24	SHOULD 90® PAGE 24	SHOULDOP® AVEC COUSSIN PAGE 25	SHOULD 30-45® PAGE 29				



Coudière anti-épicondylite EPISTRAP®

CHRONIQUE

TENDINITE
DU COUDE



FIXQUICK
PAGE 30



EPI'R®
PAGE 30



SHOULD SPORT®
PAGE 24



SHOULD SPORT®
PAGE 24



BANDAGE
D'IMMOBILISATION
D'ÉPAULE PAGE 26



EPISTRAP®
PAGE 31



ÉCHARPE UNIVERSELLE
D'ÉPAULE
PAGE 27

INSTABILITÉ
GLÉNO-HUMÉRALE
ET ACROMIO-
CLAVICULAIRE

ARTHROPATHIES


SHOULD SPORT®

INDICATIONS :

Lésion de la coiffe des rotateurs,
Luxation de l'articulation scapulo-humérale,
Instabilité gléno-humérale,
Instabilité acromio-claviculaire,
Post-opératoire, Reprise d'activité sportive.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle Xstrap® brevetée apportant une contention efficace, empêchant une abduction et une rotation excessive et limitant les déséquilibres musculaires, source d'instabilité de l'épaule,
- Tricot 3D technique, extensible et respirant, limitant la transpiration pendant l'effort.



Système Xstrap®
permet de recentrer
l'articulation gléno-humérale
et de limiter l'instabilité
postérieure.

Sangle de maintien
pour une utilisation
de la phase d'immobilisation
à la phase de reprise d'activité.



TAILLE	TOUR DE POITRINE	ACL 13
S	84 - 94 cm	34015.6183390.3
M	94 - 104 cm	34010.2032257.3
L	104 - 114 cm	34010.2032263.4
XL	114 - 126 cm	34010.2032286.3

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}



Prescrire : Should Sport® - Orliman®

GILET D'IMMOBILISATION

SHOULD 90®

INDICATIONS :

Entorse acromio-claviculaire, Luxation et fracture
de la clavicule (tête humérale, glène, trochiter),
Neurologie : Paralysie, Hémiplegie,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Immobilisation spécifique en position coude au corps,
- Fixation velcro® réversible,
- Modèle bilatéral.



**Système de mise
en place
à 3 sangles**

TAILLE	TOUR DE POITRINE	ACL 13
1	71 - 85 cm	34010.9802468.3
2	85 - 100 cm	34010.9802474.4
3	100 - 115 cm	34010.9802480.5
4	115 - 130 cm	34010.9802497.3
5	130 - 145 cm	34010.9802505.5

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}



Prescrire : Should 90® - Orliman®

BANDAGE D'IMMOBILISATION

SHOULDOP[®] (sans coussin)

IMMOBILISATION



INDICATIONS :

Traumatologie du membre supérieur scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe des rotateurs opérés, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Brevet déposé,**
- Modèle anatomique, proche du corps et confortable au quotidien,
- Mise en place aisée,
- Modèle bilatéral.



Système de fixation
du bras à la ceinture abdominale.

Pas de passage de sangle
sur les épaules et les cervicales

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.9772709.7
LPPR : 1156684 / 15,24€ ^{TTC}	

Prescrire : Shouldop[®] (sans coussin) - Orliman[®]

BANDAGE D'IMMOBILISATION

SHOULDOP[®] (avec coussin 30°)

IMMOBILISATION



INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur, Traumatologie du membre supérieur scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Brevet déposé,**
- Modèle anatomique, proche du corps et confortable au quotidien autorisant la réalisation d'exercices de rééducation,
- La forme du coussin d'abduction permet de positionner le bras dans diverses positions de rotation et d'abduction,
- Mise en place aisée,
- Modèle bilatéral.



Livré avec un coussin
d'abduction 30°

Système de fixation
du bras à la ceinture abdominale.

Pas de passage de sangle
sur les épaules et les cervicales

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.9641611.4
LPPR : 1156684 / 15,24€ ^{TTC}	

Prescrire : Shouldop[®] (avec coussin) - Orliman[®]

D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE

INDICATIONS :

Immobilisation en post-opératoire et après traumatisme (entorse et luxation) de l'épaule et du coude.

CARACTÉRISTIQUES :


- Fixation velcro® haute qualité pour un meilleur maintien,
- Modèle bilatéral.



Page 84

Sangle scapulo-humérale pour une immobilisation totale.

TAILLE	TOUR DE POITRINE + BRAS	LISERET	ACL 13
2	65 - 90 cm	Bleu	34010.4529602.6
3	90 - 105 cm	Violet	34010.4529619.4
4	105 - 120 cm	Blanc	34010.4529625.5
5	120 - 135 cm	Gris	34010.4529588.3
6	135 - 150 cm	Vert	34010.9809559.1

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : Bandage d'immobilisation d'épaule - Orliman®


IMMOBILISATION D'ÉPAULE SHOULD'R®

INDICATIONS :

Traumatologie (entorse et luxation) du membre supérieur scapulo-huméral, Hémiplegie, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pratique, modèle pouvant se mettre sans assistance,
- Modèle bilatéral.



Maille aérée
dans le dos pour plus de légèreté et de confort.

TAILLE	TOUR DE POITRINE	EAN 13	ACL 7
1	< 95 cm	3664338.001008	6034925
2	95 - 110 cm	3664338.001015	6034926
3	110 - 130 cm	3664338.001022	6034927

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : Should'R® - Orliman®

ÉCHARPE

UNIVERSELLE D'ÉPAULE

MAINTIEN



INDICATIONS :

Immobilisation après traumatisme de l'épaule ou du coude,
Neurologie : Paralyse, Hémiplegie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fixation velcro® micro-injection facilement repositionnable, sans adhérer aux vêtements,
- Modèle bilatéral,
- Taille unique.



1 sangle de support d'avant-bras
+ 1 sangle scapulo-humérale

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.4660733.3
LPPR : 1156684 / 15,24€ ^{TTC}	

Prescrire : Écharpe universelle d'épaule - Orliman®

ÉCHARPE DE

CONTENTION DE BRAS

SOUTIEN



INDICATIONS :

Soutien et maintien du bras.

CARACTÉRISTIQUES :


- Sangle capitonnée pour un meilleur confort évitant l'effet de cisaillement,
- Languette de soutien du pouce,
- Modèle bilatéral.



Sangle réglable en hauteur
par boucle pour un ajustement adapté.

TAILLE	LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS	EAN 13	ACL 7
1	15 - 21 cm	3664338.000636	6034694
2	21 - 32 cm	3664338.000643	6034695
3	32 - 43 cm	3664338.000650	6034696

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}



Prise de mesures :
longueur de l'avant-bras,
mesurer du coude
au poignet.


Prescrire : Écharpe de contention de bras - Orliman®

INDICATIONS :

Soutien et maintien du bras.

CARACTÉRISTIQUES :

- Capiton pour le confort de l'épaule,
- Lanquette de soutien du pouce,
- Sangle réglable en hauteur par boucle pour un ajustement adapté.



Maille Filet aérée

TAILLE	LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS	ACL 13
1	15 - 21 cm	34010.9767973.0
2	21 - 32 cm	34010.9767996.9
3	32 - 43 cm	34010.9768004.0

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}




Prescrire : Écharpe de bras maille filet - Orliman®

ANNEAUX CLAVICULAIRES**INDICATIONS :**

Luxation de l'articulation acromio-claviculaire, Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.

CARACTÉRISTIQUES :


- Sangle acromio-claviculaire avec système d'attaches dorsales auto-agrippantes,
- Traction réglable.



Épaulières molletonnées confortables

TAILLE	CARRURE	ACL 13
2	25 - 30 cm	34010.4871482.4
3	30 - 40 cm	34010.4871499.2
4	40 - 50 cm	34010.4871507.4
5	50 - 70 cm	34010.4871513.5

Non remboursé



Prescrire : Anneaux claviculaires - Orliman®

COUSSIN D'ABDUCTION

SHOULD 15-30®

IMMOBILISATION



INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur,
Traumatologie du membre supérieur scapulo-huméral,
Pathologie de la coiffe des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins d'abduction d'épaule 15° (joindre les 2 coussins pour obtenir une abduction à 30°),
- Confortable grâce à une meilleure répartition de la charge,
- Modèle bilatéral.




Réglage facile
par boucles et clip.



Balle d'exercice de la main
pour maintenir le tonus musculaire et
améliorer la circulation sanguine.

TAILLE	LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS	TOUR DE POITRINE	EAN 13	ACL 7
1	22 - 30 cm	-	3664338 .000957	6034897
2	30 - 42 cm	96 - 116 cm	3664338 .000964	6034898
3	> 42 cm	96 - 116 cm	3664338 .000971	6034899

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}



Prise de mesures :
longueur de l'avant-bras,
coude en flexion à 90°,
mesurer du coude
à la moitié de la main.

Prescrire : Should 15-30® - Orliman®

COUSSIN D'ABDUCTION

SHOULD 30-45®

IMMOBILISATION



INDICATIONS :

Traumatologie du membre supérieur scapulo-huméral,
Pathologie de la coiffe des rotateurs opérés,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Coussin d'abduction d'épaule 30° ou 45°,
- Coussin anatomique en tissu Poromax® permettant d'éviter la transpiration,
- Confortable grâce à une meilleure répartition de la charge,
- Modèle bilatéral.



Réglage facile
par boucles et clip.



Balle d'exercice de la main
pour maintenir le tonus musculaire et
améliorer la circulation sanguine.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338 .000988	6034901

LPPR : 1156684 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : Should 30-45® - Orliman®

SANGLE DE COMPRESSION ANTI-ÉPICONDYLITE

FIXQUICK NOUVEAU

SOUTIEN

INDICATIONS :

Épicondylite, Épitrôchléite,
Prévention des lésions sportives.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mise en place rapide et ajustable,
- Patch amovible avec insert visco-élastique assurant une pression localisée sur le tendon et limitant les vibrations,
- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement.




Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre de serrage ou de desserrage.

TAILLE	TOUR DE L'AVANT-BRAS	EAN 13	ACL 7
1	22 - 27 cm	3664338.002609	6123314
2	27 - 32 cm	3664338.002616	6123315

Non remboursé



Prescrire : Sangle anti-épicondylite Fixquick - Orliman®

SANGLE DE COMPRESSION ANTI-ÉPICONDYLITE

ÉPI'R®

SOUTIEN

INDICATIONS :

Épicondylite, Épitrôchléite,
Prévention des lésions sportives.



Inserts antidérapants
garantissant un excellent maintien
de la sangle durant l'exercice.



**Sangle de réglage
graduée**
avec boucle anti-vrilles.



**Patch amovible avec insert
visco-élastique**
assurant une pression
localisée sur le tendon
et limitant les vibrations.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.8139306.2

Non remboursé

Prescrire : Épi'R® - Orliman®

EPISTRAP®



INDICATIONS :

Épicondylite, Épitrôchléite,
Douleur liée aux gestes répétitifs.

CARACTÉRISTIQUES :


- Contient 2 inserts visco-élastiques avec picots, contournant l'épicondyle et l'épitrôchlée, pour une décharge et une position plus sûre de la coude.
- Compression réduite aux extrémités.



Sangle de serrage amovible

TAILLE	TOUR DE BRAS	ACL 13
1	22 - 26 cm	34010.4243314.1
2	26 - 29 cm	34010.4243337.0
3	29 - 32 cm	34010.4243320.2
4	32 - 36 cm	34010.9799915.9

Non remboursé



Prescrire : Epistrap® - Orliman®

ELBOWLUTION®



INDICATIONS :

Entorse, Luxation, Rupture ligamentaire,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Possibilité de bloquer en extension entre 0° et 90° et en flexion de 0° à 120° (graduation de 15° en 15°).



Tiges télescopiques réglables pour une meilleure adaptabilité et un confort accru.

TAILLE	GAUCHE	DROIT
	ACL 13	ACL 13
Unique	34010.9799424.6	34010.9799418.5

Non remboursé

Prescrire : Elbowlution® - Orliman®







POIGNET & MAIN


RAPPEL ANATOMIQUE

Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur www.orliman.fr




POIGNET & MAIN GUIDE DE DÉLIVRANCE




#1 PRINCIPE MÉCANIQUE DE L'ATTELLE SELON LA PATHOLOGIE













#3 IDENTIFICATION DES PRODUITS À DÉLIVRER





#2 IDENTIFICATION DE L'EXPÉRIENCE D'UTILISATION
RECHERCHÉE PAR LE PATIENT

 GAMME LÉGÈRETÉ	▶ Léger et aéré. Conception sans couture. Toucher doux. Look moderne.	▶ Dénominations : Manutec®, Manutec Soft®
 GAMME ERGONOMIQUE	▶ Matière compressive. Sensation accrue de maintien. Design anatomique.	▶ Dénominations : Neo...
 GAMME FACILE À METTRE	▶ Facilité de mise en place grâce aux sangles ou aux lacets. Matière mousse non élastique.	▶ Dénominations : Confort Plus®, Manu Easy®, Fixquick

CHRONIQUE

TENDINITE DU POIGNET / SYNDROME DU CANAL CARPIEN	TENDINITE DE DE QUERVAIN	RHIZARTHROSE DÉBUTANTE CONFIRMÉE	
 MANUTEC SOFT® POIGNET PAGE 41	 MANUTEC SOFT® POIGNET POUCE PAGE 45	 RHIZO'R® PAGE 47	 MANUTEC® POUCE PAGE 47
 NEO SOFT® PAGE 40	 NEO FLEX® PAGE 40	 RHIZO MP® PAGE 48	 NEO RHIZO CONFORT® PAGE 46
 MANU EASY® POIGNET POUCE PAGE 45	 MANU EASY® POUCE PAGE 46		

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

LUXATION DES DOIGTS	FRACTURE DES MÉTACARPES
 NEO FINGER® PAGE 50	 MANU EASY BOXER® PAGE 48

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PATHOLOGIE
NEUROLO-
GIQUE

 NEO MANUFINGER® PAGE 50
--

ATTELLE DE POIGNET

NEO CONFORT®


IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Immobilisation totale en flexion palmaire et dorsiflexion,
- Facile à positionner grâce aux 3 sangles extensibles,
- Livrée avec gantelet en coton jersey,
- Modèle ambidextre,
- Taille unique.



2 éclisses amovibles repositionnables
(palmaire et dorsale)
ajustables et auto-agrippantes.



Hauteur 22 cm
permettant un bras de levier plus important et améliorant ainsi la qualité de l'immobilisation.

Matière élastique
favorisant l'immobilisation du poignet en apportant un effet antalgique.



TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.000148	6033020

LPPR : 2159526 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Neo Confort® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

NEO IMMO®


IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Immobilisation totale en flexion palmaire et dorsiflexion,
- Facile à positionner grâce aux 3 sangles extensibles,
- Modèle ambidextre.




2 éclisses amovibles repositionnables
(palmaire et dorsale)
ajustables et auto-agrippantes.



Hauteur 22 cm
permettant un bras de levier plus important et améliorant ainsi la qualité de l'immobilisation.

Tissu en tricot respirant
pour plus de confort tout au long de la journée.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0	< 16 cm	34015.6116181.5
Universelle	> 16 cm	34015.6116169.3

LPPR : 2159526 / 56,64€^{TTC}



Prescrire : Neo Immo® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

MANUTEC® POIGNET

IMMOBILISATION



INDICATIONS :

Immobilisation du poignet, Post-traumatique et post-opératoire, Séquelles douloureuses et inflammatoires, Instabilité, Rééducation.


CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.



Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation velcro®.

Immobilisation optimale du poignet
système de triple baleinage, 2 dorsales et 1 palmaire.



Confort palmaire accru
système de réglage par double sangle micro-velcro® permettant l'ajustement en largeur de la zone métacarpienne.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010.6010205.0
2	18 - 22 cm	34010.6010201.2

LPPR : 2159526 / 56,64€^{TTC}



Prescrire : Manutec® Poignet - Orliman®

POIGNET & MAIN

ATTELLE DE POIGNET

MANU EASY® POIGNET

IMMOBILISATION




INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire, Suspicion de fracture.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 éclisses : une dorsale ajustable (2 fourreaux gauche/droit) et une palmaire,
- 1 sangle de serrage intermédiaire au niveau des doigts permettant de parfaitement solidariser les éclisses dorsales et palmaire au niveau de la main,
- Ergonomique et légère.



Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.000537	6034555	3664338.000551	6034557
2	16 - 18 cm	3664338.000544	6034556	3664338.000568	6034558
3	18 - 20 cm	3664338.000520	6034554	3664338.000575	6034559

LPPR : 2159526 / 56,64€^{TTC}



Prescrire : Manu Easy® Poignet - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

FIXQUICK POIGNET NOUVEAU


IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Tendinite, Syndrome du canal carpien, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement,
- Éclisse palmaire amovible en aluminium modelable,
- Deux baleinages dorsaux en plastique souple,
- Tissus intérieurs suédine et lycra testés et garantis non irritants pour la peau. ISO 10993-10/2010.



Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre de serrage ou de desserrage.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	13,5 - 14,5 cm	3664338 . 002449	6123296	3664338 . 002401	6123290
2	14,5 - 16 cm	3664338 . 002456	6123297	3664338 . 002418	6123291
3	16 - 17,5 cm	3664338 . 002463	6123299	3664338 . 002425	6123294
4	17,5 - 19 cm	3664338 . 002470	6123300	3664338 . 002432	6123295

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Attelle de poignet Fixquick - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

CONFORT PLUS® POIGNET LONG


IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Découpe morphologique et conception spécifique pour un confort accru,
- Légère et confortable.



Mini-sangle latérale de serrage pour une adaptation idéale à la morphologie de tous les patients.

Découpe ergonomique pour plus de confort.

2 éclisses dorsales remontant jusqu'au niveau des métacarpes permettant une immobilisation optimale.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
1	14 - 16 cm	34010 . 6031331 . 9	34010 . 6031338 . 8	34010 . 6031334 . 0	34010 . 6031340 . 1
2	16 - 18 cm	34010 . 6031335 . 7	34010 . 6031341 . 8		
3	18 - 20 cm				

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Confort Plus® Poignet Long - Orliman®

CONFORT PLUS® POIGNET

MAINTIEN

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.


CARACTÉRISTIQUES :

- Légère et confortable,
- Boucles de serrage anti-vrilles,
- Se positionne et se règle d'une seule main,
- Existe en taille universelle.

Protection de la commissure du pouce



Éclisse dorsal sur la taille universelle.



Page 83



Taille enfant disponible

Éclisse palmaire amovible en aluminium modelable.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	12 - 16 cm	3664338.000094	6032977	3664338.000025	6032968
2	16 - 18 cm	3664338.000100	6032978	3664338.000032	6032970
3	18 - 20 cm	3664338.000117	6032979	3664338.000049	6032971
Universelle	> 16 cm	3664338.000087	6032976	3664338.000070	6032974

LPPR : 2182755 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet - Orliman®



CONFORT PLUS® POIGNET 27 cm



MAINTIEN

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Une éclisse palmaire amovible et modelable et 2 éclisses dorsales souples,
- Positionnement et réglage à une main grâce à son système de serrage 4 points avec boucles anti-vrilles,
- Légère et confortable.



1 éclisse palmaire et 2 dorsales allant du pouce jusqu'au milieu de l'avant bras pour une immobilisation optimale.

Serrage 4 points avec boucles anti-vrilles pour une mise en place facile et un réglage optimal selon la morphologie du patient.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6031277.0	34010.6031282.4	34010.6031278.7	34010.6031283.1
2	16 - 18 cm	34010.6031278.7	34010.6031283.1	34010.6031279.4	34010.6031284.8
3	18 - 20 cm	34010.6031279.4	34010.6031284.8		

LPPR : 2159526 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet 27 cm - Orliman®



NEO SOFT®

SOUTIEN

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et Syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :


- Modèle très léger avec un bon maintien et soutien,
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts,
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible,
- Taille unique.

Mise en place aisée
grâce à la sangle de pré-positionnement.



Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 16 cm).

Matière élastique
favorisant le maintien du poignet en apportant un effet antalgique.



	GAUCHE	DROIT
TAILLE	ACL 13	ACL 13
Unique	34010. 6018540. 4	34010. 6018539. 8
LPPR : 2182755 / 41,64€ ^{TTC}		

Prescrire : Neo Soft® - Orliman®

NEO FLEX®

SOUTIEN

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et Syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :



- Modèle très léger,
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts,
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible,
- Tissu en tricot respirant,
- Taille unique.

Sangle extensible
pour un maintien optimal de l'attelle.



Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 16 cm).

Fixation velcro® micro-injection
facilement repositionnable sans adhérer aux vêtements.



	GAUCHE	DROIT
TAILLE	ACL 13	ACL 13
Unique	34015. 9719684. 3	34015. 9719767. 3
LPPR : 2182755 / 41,64€ ^{TTC}		

Prescrire : Neo Flex® - Orliman®

MANUTEC SOFT® POIGNET




INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et Syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.



Maintien optimal du poignet
grâce aux 2 ressorts spiralium.

Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation velcro®.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 14 cm).


TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	3664338.002012	6041801
2	18 - 22 cm	3664338.002029	6041802

LPPR : 2159526 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Manutec Soft® Poignet - Orliman®

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.





LE SAVIEZ-VOUS ?

45%

des maladies professionnelles
sont des pathologies
du poignet et de la main.

Source : INRS, Institut National de la Recherche
et de la sécurité, étude TMS du membre supérieur.

FIXQUICK POIGNET-POUCE

NOUVEAU

IMMOBILISATION




INDICATIONS :

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce, Blessure du scaphoïde, Tendinite de De Quervain, Rhizarthrose phase aiguë, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement,
- Éclisse palmaire amovible en aluminium modelable,
- Éclisse latérale dotée d'un reposoir pour éviter une mauvaise rotation du pouce
- Deux baleinages dorsaux en plastique souple,
- Tissus intérieurs suédine et lycra testés et garantis non irritants pour la peau. ISO 10993-10/2010.



Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre de serrage ou de desserrage.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	13,5 - 14,5 cm	3664338 . 002524	6123306	3664338 . 002487	6123302
2	14,5 - 16 cm	3664338 . 002531	6123307	3664338 . 002494	6123303
3	16 - 17,5 cm	3664338 . 002548	6123308	3664338 . 002500	6123304
4	17,5 - 19 cm	3664338 . 002555	6123309	3664338 . 002517	6123305

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Attelle de Poignet-Pouce Fixquick - Orliman®

CONFORT PLUS® POIGNET-POUCE

IMMOBILISATION



INDICATIONS :

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce, Blessure du scaphoïde, Tendinite de De Quervain, Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 éclisses (latérale amovible et palmaire) en aluminium modelable,
- Réglage par sangles et boucles anti-vrilles,
- Pince de crabe libérée par l'association d'une sangle et d'un repose pouce,
- Existe en taille universelle avec éclisse dorsale ajustable au poignet (circonférence variable).

GAUCHE


DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	12 - 16 cm	3664338 . 000216	6033031	3664338 . 000155	6033021
2	16 - 18 cm	3664338 . 000223	6033032	3664338 . 000162	6033024
3	18 - 20 cm	3664338 . 000230	6033033	3664338 . 000179	6033025
Universelle	> 16 cm	3664338 . 000209	6033030	3664338 . 000193	6033027

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Confort Plus® Poignet-Pouce - Orliman®



Page 83

Éclisse latérale dotée d'un reposoir évite une mauvaise rotation du pouce.

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

MANU EASY® POIGNET-POUCE LONG

NOUVEAU

IMMOBILISATION



INDICATIONS :

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce, Blessure du scaphoïde, Tendinite de De Quervain, Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- 3 éclisses : une dorsale ajustable (2 fourreaux gauche/droit), une palmaire et une latérale dotée d'un reposoir pour éviter une mauvaise rotation du pouce,
- 1 sangle de serrage intermédiaire au niveau des doigts permettant de parfaitement solidariser les éclisses dorsales et palmaire au niveau de la main,
- Ergonomique et légère.

Sangle de serrage
au niveau du pouce
procurant une parfaite
immobilisation.



Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.003149	6167857	3664338.003156	6167858
2	16 - 18 cm	3664338.003163	6167859	3664338.003170	6167860
3	18 - 20 cm	3664338.003194	6167862	3664338.003187	6167861

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Manu Easy® Poignet-Pouce Long - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

MANUTEC® POIGNET-POUCE

IMMOBILISATION


INDICATIONS :

Immobilisation du poignet et du pouce, Blessure du scaphoïde, Tendinite de De Quervain, Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Confort palmaire accru grâce au système de réglage par double sangle micro-velcro® permettant l'ajustement en largeur de la zone métacarpienne,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.

Attelle de pouce amovible
en aluminium modelable.



Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y
à 2 points de fixation velcro®.

Immobilisation optimale du poignet
grâce au système de triple baleinage,
2 dorsales et 1 palmaire.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010.6010204.3
2	18 - 22 cm	34010.6010207.4

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Manutec® Poignet-Pouce - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET - POUCE

MANU EASY® POIGNET-POUCE

MAINTIEN




INDICATIONS :

Immobilisation du poignet et du pouce,
Tendinite de De Quervain,
Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Bras de levier court pour un meilleur confort d'utilisation,
- Ergonomique et légère.

Sangle de serrage
au niveau du pouce
procurant une parfaite
immobilisation.



Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	DROIT		GAUCHE	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338001497	6038572	3664338001527	6038575
2	16 - 18 cm	3664338001503	6038573	3664338001534	6038576
3	18 - 20 cm	3664338001510	6038574	3664338001541	6038577

LPPR : 2 189800 / **53,18€^{TTC}**



Prescrire : Manu Easy® Poignet-Pouce - Orliman®

POIGNET & MAIN

ATTELLE DE POIGNET - POUCE

MANUTEC SOFT® POIGNET-POUCE

MAINTIEN



INDICATIONS :

Immobilisation du poignet et du pouce,
Tendinite de De Quervain,
Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelle de pouce amovible permettant une utilisation évolutive en immobilisant le poignet et le pouce ou le poignet seul,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.

Attelle de pouce amovible
en aluminium
modelable.



Maintien optimal du poignet
grâce aux 2 ressorts spiralium.

Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y
à 2 points de fixation velcro®.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant
le travail (hauteur 14 cm).

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	3664338.001817	6041322
2	18 - 22 cm	3664338.001800	6041321

LPPR : 2 189800 / **53,18€^{TTC}**



Prescrire : Manutec Soft® Poignet-Pouce - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

NEO RHIZO CONFORT®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :


Rhizarthrose, Entorse de la métacarpophalangienne (MCP), Lésion articulaire et ligamentaire du pouce.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse amovible et repositionnable (modèle ambidextre) à disposer en cas d'entorse du pouce pour immobiliser,
- Velcro® de pré-positionnement permettant un ajustement efficace de l'attelle,
- Modèle ambidextre.

Éclisse latérale amovible et modelable permet de maintenir le pouce.

Dédoublement de la sangle pour une mise en place facilitée.



Velcro® de pré-positionnement

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0	< 14 cm	34010.6018535.0
Unique	> 14 cm	34010.6018536.7

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Neo Rhizo Confort® - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

MANU EASY® POUCE NOUVEAU

MAINTIEN


INDICATIONS :

Rhizarthrose, Entorse de la métacarpophalangienne (MCP), Lésion articulaire et ligamentaire du pouce, Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- Ergonomique et légère,
- Modèle ambidextre.

Éclisse de pouce préformée pour un maintien optimal en position physiologique dans l'alignement du bras.



Sangle de serrage au niveau du pouce procurant une parfaite immobilisation.

Système de serrage 1 point par lacet permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 17 cm	3664338.002654	6154653
2	17 - 20 cm	3664338.002661	6154656

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Manu Easy® Pouce - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

RHIZO'R®

NOUVEAU

MAINTIEN

INDICATIONS :

Rhizarthrose, Entorse de la métacarpophalangienne (MCP), Lésion articulaire et ligamentaire du pouce, Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de fermeture à trois sangles pour plus d'adaptabilité morphologique.



Attelle préformée, rigide et aérée pour un maintien optimal et un confort accru.

TAILLE	LARGEUR BASE PAUME	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	5,5 - 6,5 cm	3664338 . 002708	6154660	3664338 . 002678	6154657
2	6,5 - 7,5 cm	3664338 . 002715	6154662	3664338 . 002685	6154658
3	7,5 - 9 cm	3664338 . 002722	6154663	3664338 . 002692	6154659

LPPR : 2139943 / **43,32€^{TTC}**



Prise de mesures : largeur de la base de la paume.

Prescrire : Rhizo'R® - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

MANUTEC® POUCE

MAINTIEN

INDICATIONS :

Immobilisation de l'articulation métacarpienne, Rhizarthrose du pouce, Séquelles douloureuses et inflammatoires, Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle ambidextre.



Éclisse en aluminium modelable permet une immobilisation optimale.

Conception sans couture pour supprimer tout phénomène d'irritation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010 . 6010202 . 9
2	18 - 22 cm	34010 . 6010203 . 6

LPPR : 2189800 / **53,18€^{TTC}**



Prise de mesures : tour de poignet.

Prescrire : Manutec® Pouce - Orliman®

POIGNET & MAIN

RHIZO MP®

SOUTIEN


INDICATIONS :

Inflammation, Tendinopathie du pouce,
Irritation de l'articulation carpienne
et métacarpienne du pouce (MP),
Rhizarthrose,
Reprise d'activité après lésion
des ligaments latéraux du pouce,
Pouce à ressort.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design anatomique permettant une totale liberté de mouvement du poignet,
- Légère et confortable.

Éclisse en aluminium modelable pour une adaptation personnalisée.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
1	< 15 cm	34010.5379978.6	34010.5379955.7
2	> 15 cm	34010.5379984.7	34010.5379961.8

LPPR : 2139943 / 43,32€^{TTC}



Prescrire : Rhizo MP® - Orliman®

MANU EASY BOXER® 4^e ET 5^e MÉTACARPES


IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Fracture du 4^e et/ou 5^e métacarpes,
Traumatisme du poignet/main-dois, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse dorsale spécifiquement modelée pour s'adapter à la forme du poignet et de l'avant-bras,
- 1 éclisse palmaire et 1 éclisse de doigts amovibles, modelables et préformées à la forme de la main pour apporter une immobilisation ergonomique et optimale,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable.



Coussinet en mousse pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE	DROIT		
		EAN 13	ACL 7	ACL 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.002159	6087258	3664338.002128	6087235
2	16 - 18 cm	3664338.002166	6087259	3664338.002135	6087256
3	18 - 20 cm	3664338.002173	6087260	3664338.002142	6087257

LPPR : 2149440 / 79,20€^{TTC}



Prescrire : Manu Easy Boxer® 4^e et 5^e Métacarpes - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

NEO BOXER® 4^e ET 5^e MÉTACARPES

IMMOBILISATION




INDICATIONS :

Fracture du 4^e et/ou 5^e métarpes,
Traumatisme du poignet/main-douigs,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse de doigts à fixation velcro® pour une bonne immobilisation,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable,
- Traitement des plaies facilité.

2 éclisses dorsales modelables
permettant d'adapter l'immobilisation
selon les besoins du patient.



Conception innovante

en 2 zones distinctes permettant le positionnement
et le réglage indépendant du poignet et des doigts.



1 éclisse palmaire

modelable et pré-formée à la forme de la main
pour apporter une immobilisation optimale
tout en maintenant un grand niveau de confort.

GAUCHE DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE ACL 13	DROIT ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6018549.7	34010.6018553.4
2	16 - 18 cm	34010.6018551.0	34010.6018554.1
3	18 - 20 cm	34010.6018552.7	34010.6018555.8

LPPR : 2149440 / 79,20€^{TTC}



Prescrire : Neo Boxer® 4^e et 5^e Métarpes - Orliman®

POIGNET & MAIN

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

NEO BOXER® 2^e ET 3^e MÉTACARPES

IMMOBILISATION




INDICATIONS :

Fracture du 2^e et/ou 3^e métarpes,
Traumatisme du poignet/main-douigs,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse de doigts à fixation velcro® pour une bonne immobilisation,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable,
- Traitement des plaies facilité.

2 éclisses dorsales modelables
permettant d'adapter l'immobilisation selon
les besoins du patient.



Conception innovante

en 2 zones distinctes permettant le positionnement
et le réglage indépendant du poignet et des doigts.



1 éclisse palmaire

modelable et pré-formée à la forme de la main
pour apporter une immobilisation optimale
tout en maintenant un grand niveau de confort.

GAUCHE DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE ACL 13	DROIT ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6018563.3	34010.6018556.5
2	16 - 18 cm	34010.6018564.0	34010.6018558.9
3	18 - 20 cm	34010.6018565.7	34010.6018561.9

LPPR : 2149440 / 79,20€^{TTC}



Prescrire : Neo Boxer® 2^e et 3^e Métarpes - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-MAIN-POUCE

NEO MANUFINGER®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet et des métacarpes,
Immobilisation post-opératoire,
Traitement des déformations d'origine rhumatismale,
Lésions neurologiques,
Protocole de Duran (phase aiguë port minimum de 6 semaines).

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle très confortable grâce à son matelassage intérieur,
- Éclisse palmaire en aluminium modelable permettant plusieurs positionnements,
- Doublure intérieure en tissu bouclé absorbant afin d'éviter la transpiration.



Séparateur interdigital
permettant la séparation
et l'alignement des doigts.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	LARGEUR DE LA MAIN	LONGUEUR	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	5 - 7 cm	31,5 cm	3664338.001459	6035140	3664338.001428	6035137
2	7 - 9 cm	34 cm	3664338.001466	6035141	3664338.001435	6035138
3	9 - 11 cm	36,5 cm	3664338.001473	6035142	3664338.001442	6035139

LPPR : 2 192630 / 94,40€^{TTC}

Prescrire : Neo Manufinger® - Orliman®



Prise de mesures :
largeur de la main.

ATTELLE DE DOIGTS

NEO FINGER®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Fracture, Entorse, Luxation des doigts.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse palmaire amovible modelable à la forme de la main pour une position d'immobilisation optimale,
- Découpable au niveau des premières phalanges permettant de retrouver la mobilité au niveau de la main en recentrant l'immobilisation au niveau des doigts.

La largeur de l'éclisse est variable selon les tailles des produits pour une meilleure adaptation morphologique aux doigts du patient.



Résistant
à l'eau

Design minimaliste
avec fermeture par 4 bandes anti-glisse,
dont 3 amovibles, laissant une grande partie
de la main à l'air libre, pour un meilleur
confort tout au long de la journée.

TAILLE	LONGUEUR DE MAIN	ACL 13
1	< 13 cm	34010.6018543.5
2	13 - 17 cm	34010.6018546.6
3	17 - 20 cm	34010.6018547.3
4	20 - 22 cm	34010.6018548.0

LPPR : 2 165 194 / 36,71€^{TTC}

Prescrire : Neo Finger® - Orliman®



Prise de mesures :
longueur de la main,
mesurer du majeur
au poignet.



Modèle évolutif
l'attelle peut être coupée
en fonction de l'évolution
du traitement.

ATTELLES COMPLÉMENTAIRES



ATTELLE GRENOUILLE Non remboursé

TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	5,4 cm	3664338.001275	6035119
2	7 cm	3664338.001282	6035120
3	9,5 cm	3664338.001299	6035121



ATTELLE ALU-MOUSSE Non remboursé

TAILLE	DIM.	EAN 13	ACL 7
1	25 x 1,5	3664338.001060	6034931
2	25 x 2,0	3664338.001077	6034932
3	25 x 2,5	3664338.001084	6034933
4	50 x 1,5	3664338.001091	6034934
5	50 x 2,0	3664338.001107	6034935
6	50 x 2,5	3664338.001114	6034936
7	50 x 3,5	3664338.001121	6034937
8	50 x 5,0	3664338.001138	6034940



ATTELLE BASEBALL Non remboursé

TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	8,9 cm	3664338.001145	6034946
2	10 cm	3664338.001152	6034947
3	12,7 cm	3664338.001169	6034949



ATTELLE FINGER COT Non remboursé

TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	6,4 cm	3664338.001190	6035110
2	7 cm	3664338.001206	6035111
3	8,9 cm	3664338.001213	6035112



STACK PLASTIQUE Non remboursé

TAILLE	CIRC.*	EAN 13	ACL 7
1	5 cm	3664338.001305	6035122
2	5,2 cm	3664338.001312	6035124
3	5,5 cm	3664338.001329	6035125
4	6 cm	3664338.001336	6035126
5	6,2 cm	3664338.001343	6035127
5,5	7 cm	3664338.001350	6035128
6	8 cm	3664338.001367	6035129
7	9 cm	3664338.001374	6035130


* Périmètre de l'articulation inter-phalangienne distale.



ATTELLE GOUTTIÈRE Non remboursé

TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7
1	6,4 cm	3664338.001237	6035114
2	10 cm	3664338.001244	6035115
3	15,2 cm	3664338.001251	6035116

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement, en collant ici les nouveautés produits reçues au cours de l'année.








GENOU

RAPPEL ANATOMIQUE

Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur www.orliman.fr
























GENOU

GUIDE DE DÉLIVRANCE

#1 PRINCIPE MÉCANIQUE DE L'ATTELLE SELON LA PATHOLOGIE

PATHOLOGIES TRAUMATIQUES				PATHOLOGIES CHRONIQUES			
ENTORSE			LUXATION	FRACTURE	TENDINITE	SYNDROME ROTULIEN	ARTHROSE
GRAVE (Rupture totale)	MOYENNE (Rupture partielle)	LÉGÈRE (Élongation)			Mise au repos du tendon	Recentrer la rotule dans le mouvement de flexion du genou	Limiter les frottements osseux
Immobilisation stricte	Immobilisation relative	Limiter l'amplitude articulaire	Immobilisation stricte				
BALEINES RIGIDES	CADRANS ARTICULÉS + BRAS DE LEVIER IMPORTANT	CADRANS ARTICULÉS + SANGLES DE STRAPPING	BALEINES RIGIDES	SANGLE DE CONTENTION	ANNEAU ROTULIEN + RESSORTS SPIRALIUM	Fémoro-patellaire : ANNEAU ROTULIEN Fémoro-tibiale : RENFORCEMENT UNILATÉRAL	

#2 IDENTIFICATION DES PRODUITS À DÉLIVRER

	TRAUMATIQUE									
	ENTORSE GRAVE (LLI-LLE)			ENTORSE MOYENNE (LLI-LLE)			ENTORSE LÉGÈRE (LLI-LLE)			
PHASE DE GUÉRISON (0 À 3 SEMAINES)	 3 PANS PAGE 65	 GENU'R® PAGE 64	 ALTITUDE® PAGE 61	 GENU'R® PAGE 64	 ALTITUDE® PAGE 61	 GENULIG STAB® PAGE 59	 GENULIG STAB® PAGE 59	 ROTULIG STAB® PAGE 58		
PHASE DE CONSOLIDATION (4 À 6 SEMAINES)	 GENULIG STAB® PAGE 59	 ROTULIG STAB® PAGE 58		 GENULIG STAB® PAGE 59	 ROTULIG STAB® PAGE 58					
REPRISE D'ACTIVITÉ	 GENULIG STAB® PAGE 59	 ROTULIG STAB® PAGE 58		 GENULIG STAB® PAGE 59	 ROTULIG STAB® PAGE 58		 GENULIG STAB® PAGE 59	 ROTULIG STAB® PAGE 58		
PRÉVENTION	 GENULIG STAB® PAGE 59			 ROTULIG STAB® PAGE 58			 ROTULIG® PAGE 58			



Genouillère ligamentaire articulée et rotulienne GENUIG STAB®


TRAUMATIQUE

ENTORSE
(LCA-LCP)



3 PANS
PAGE 65

GENU'R®
PAGE 64



FLEXILIG®
PAGE 61

GENUIG STAB®
PAGE 59



GENUIG STAB®
PAGE 59

CHRONIQUE

SYNDROME
ROTULIEN



ROTULIG®
PAGE 58

ROTULIG MOVE®
PAGE 57


ARTHROSE

FÉMORO-
PATELLAIRE



GENUIG STAB®
PAGE 59

FÉMORO-
TIBIALE



GONARTEC PLUS®
PAGE 63

TENDINITE

TENDON
ROTULIEN



GENUIG STAB®
PAGE 59



PATEL'R®
PAGE 56

FASCIA-LATA
(essuie-glace)



GENUIG STAB®
PAGE 59



PATEL'R®
PAGE 56

PRÉ ET POST-OPÉRAIRE
CRYOTHÉRAPIE



KIT COMPRESSIVE
CRYOTEC®
PAGE 125

GENOUILÈRE
ART. CRYOPUMP®
PAGE 128

GENUIG
CRYOTEC®
PAGE 125

PRÉ ET POST-OPÉRAIRE



GENUFLEX ROM®
PAGE 63

ALTITUDE®
PAGE 61

FONCTIONNEL
(remplace l'articulation
défaillante)



GENUROM
NEO® ANT.
PAGE 62

GENUROM
NEO® POST.
PAGE 62

PATEL'R®**INDICATIONS :**

Idéale pour le traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune sportif, Tendinite du tendon rotulien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D à l'arrière du genou pour un confort accru.

Insert visco-élastique amovible

assurant une pression localisée sur le tendon et limitant les vibrations.



Sangle de réglage
ajustement 2 points avec boucles anti-villes.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.8139341.3
Non remboursé	

Prise de mesures maximales :
Tour de genou : 40 cm

Prise de mesures minimales :
Tour de genou : 27 cm

Prescrire : Patel'R® - Orliman®

GENOUILÈRE

GENUFORTE®**INDICATIONS :**

Arthrose légère, Œdème post-opératoire.


CARACTÉRISTIQUES :

- Effet proprioceptif.

Tricot élastique
permettant une contention forte

TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
1	29 - 33 cm	34010.4633707.0
2	33 - 37,5 cm	34010.4633713.1
3	37,5 - 42 cm	34010.4633736.0
4	42 - 47 cm	34010.4633742.1
5	47 - 53 cm	34010.4633759.9

LPPR : 201D02.5 / 17,69€^{TTC}



Prescrire : Genuforte® - Orliman®

ROTULIG MOVE®

NOUVEAU NOM / NOUVEAUX CODES

MAINTIEN

INDICATIONS :


Gonarthrose, Lésion rotulienne,
Tendinite du tendon rotulien,
Instabilité modérée des ligaments
latéraux LLI et LLE.

CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère rotulienne fermée,
- Ressorts spiralium.




Insert rotulien
avec picots favorisant
l'effet proprioceptif.



Tricotage 3D multidirectionnel
pour un meilleur respect
de la morphologie des patients.


TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	29 - 33 cm	3664338.002180	6117384
2	33 - 37,5 cm	3664338.002197	6117385
3	37,5 - 42 cm	3664338.002203	6117388
4	42 - 47 cm	3664338.002210	6117389
5	47 - 53 cm	3664338.002227	6117390

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€^{TTC}**



Prescrire : Rotulig Move® - Orliman®

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement, en collant ici les nouveautés produits reçues au cours de l'année.



ROTULIG®

MAINTIEN

INDICATIONS :

Gonarthrose, Lésion rotulienne, Tendinite du tendon rotulien, Instabilité modérée des ligaments latéraux LLI et LLE.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matière tricot élastique et extensible,
- Doublure interne cousue bord à bord pour un plus grand confort.

Bande anti-glisse circulaire



Ressorts spiraliium

Taille enfant disponible

Page 85

Insert rotulien avec picots favorisant l'effet proprioceptif.

Évidement poplitéal pour limiter les points de pression lors de la flexion du genou.




Doubles ressorts spiraliiums pour une plus grande dynamique du pas.



TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
1	29 - 33 cm	34010.4633937.1
2	33 - 37,5 cm	34010.4633943.2
3	37,5 - 42 cm	34010.4633966.1
4	42 - 47 cm	34010.4633972.2
5	47 - 53 cm	34010.4633989.0
6	53 - 58 cm	34010.9799648.6

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / 24,46€^{TTC}

Prescrire : Rotulig® - Orliman®



Prise de mesures : tour de genou, en légère flexion de 5° à 10°.

ROTULIG STAB®

MAINTIEN

INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE), États d'irritation (tendinopathie, arthrose légère, arthrite post-traumatique et post-opératoire), Instabilité rotulienne, Correction de genou-recurvatum bénin.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangles amovibles (haute et basse) pour optimiser le cloisonnement de l'articulation,
- Coussinet visco-élastique pour un meilleur contrôle de la rotule,
- Modèle évolutif fourni avec doubles ressorts spiraliium et cadran articulé.

Sangles amovibles

Tricot 3D double densité offrant une élasticité supérieure au niveau des zones de mouvement (rotule, creux poplité, cuisse/mollet).




OU


Ressorts spiraliium

Cadran articulé

Doubles ressorts spiraliium reproduisant le mouvement du genou.



OU




Cadran articulé polycentrique limitant l'amplitude articulaire.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	TOUR DE MOLLET	ACL 13
1	36 - 39 cm	26 - 29 cm	34010.8177904.0
2	39 - 42 cm	29 - 32 cm	34010.8177910.1
3	42 - 45 cm	32 - 35 cm	34010.8177927.9
4	45 - 48 cm	35 - 38 cm	34010.8177933.0
5	48 - 51 cm	38 - 41 cm	34010.8177979.8
6	51 - 54 cm	41 - 44 cm	34010.8177985.9
7	54 - 57 cm	44 - 47 cm	34010.8178022.0

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Rotulig Stab® - Orliman®



Prise de mesures : tour de cuisse, 12 cm au dessus de la rotule, et tour de mollet, 14 cm au dessous de la rotule.

GENULIG STAB®


MAINTIEN

INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) ou rotulienne, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Tendinite du Fascia lata ou du tendon rotulien, Traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter, Reprise du sport.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation.



Conception anatomique apportant une grande adaptabilité morphologique.


ACCESSOIRES FOURNIS :



Cadran articulé crantés et polycentriques

La butée anti-recurvatum des cadrans permet de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion / extension.


Entorse, Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE)



Pad circulaire silicone

La souplesse du silicone s'adapte parfaitement aux mouvements de flexion / extension pour un meilleur centrage rotulien. Les picots favorisent l'effet proprioceptif.


Gonarthrose, Syndrome rotulien



Sangle de strapping en «X»

L'élasticité des matériaux permet de réaliser une compression graduelle. Astucieuse, elle permet d'effectuer plusieurs types de strapping.


Entorse, Lésion et instabilité légère des ligaments



Doubles Ressorts spiralium

Les ressorts accompagnent l'action des ligaments lors des mouvements du genou.

Reprise d'activité



Pad silicone & Sangle de strapping demi-lune

L'association des deux accessoires permet d'effectuer une poussée contrôlée de la rotule ou un appui sur le tendon limitant les vibrations et tensions excessives.

Tendinite rotulienne ou du fascia lata, Suite subluxation, Syndrome fémoro-patellaire

STRAPPINGS RÉALISABLES :



LIGAMENTS COLLATÉRAUX

Entorse / Instabilité

Un strapping croisé apporte une stabilité ligamentaire.



LIGAMENTS CROISÉS

Reprise d'activité

Un strapping avant renforce et soutient les ligaments.



ROTULE

Suite subluxation

Un strapping sur le côté de la rotule évite qu'elle ne se déplace.



TENDON ROTULIEN

Tendinite

Un strapping sous la rotule permet la mise au repos du tendon.



TENDON DU FASCIA LATA

Tendinite

Un strapping sur le côté externe du genou favorise la mise au repos du tendon.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	3664338 .001831	6041762
2	47 - 53 cm	3664338 .001886	6041772
3	53 - 60 cm	3664338 .001893	6041774
4	60 - 67 cm	3664338 .001909	6041776
5	67 - 75 cm	3664338 .001916	6041777

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}



Prescrire : Genulig Stab® - Orliman®

PENSEZ-Y
LA **CRYO-**
THERAPIE

offre de nombreux bénéfices
(anti-douleur, anti-inflammation...)
notamment dans le cadre
du protocole R.I.C.E.

Pour plus d'informations,
rendez-vous **page 124 !**



FLEXILIG®

MAINTIEN




INDICATIONS :

Entorse des plans latéraux, Élongation et rupture partielle des ligaments latéraux LLI et LLE, Instabilité chronique du genou, Rééducation, Arthrose.


CARACTÉRISTIQUES :

- Rotule ouverte et évidement poplitéal.



Tissage respirant
à base de fibres non allergisantes.


**Ouverture totale
fermeture postérieure**



**Cadran articulé
polycentrique cranté**
butée anti-recurvatum,
pour un renfort articulaire.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
1	39 - 47 cm	34010.4646437.0
2	47 - 53 cm	34010.4646443.1
3	53 - 60 cm	34010.4646466.0
4	60 - 67 cm	34010.4646472.1
5	67 - 75 cm	34010.4646489.9
6	75 - 82 cm	34010.9754806.7

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}



Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension
15 cm au dessus
de la rotule.

Prescrire : Flexilig® - Orliman®

ALTITUDE®

IMMOBILISATION



INDICATIONS :

Traumatologie : Entorse des plans latéraux, Élongation et rupture partielle des ligaments latéraux LLI et LLE, Pré ou Post intervention chirurgicale des LLI et LLE, Réadaptation fonctionnelle : Instabilité chronique du genou.

CARACTÉRISTIQUES :


- Genouillère ligamentaire articulée réglable,
- Bandes anti-glisse circulaires.



Éclisse postérieure en ABS
large et amovible par velcro®
permettant d'accroître la qualité
d'immobilisation (type «3 pans»).



**Articulation polycentrique
en aluminium**
cadran réglable par picots
en flexion et en extension
(0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°).



Sangles avec boucles
à fixation rapide (clips).

TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
1	39 - 47 cm	34010.9775530.4
2	47 - 53 cm	34010.9775547.2
3	53 - 60 cm	34010.9775553.3
4	60 - 67 cm	34010.9775576.2
5	67 - 75 cm	34010.9775582.3

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}



Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension
15 cm au dessus
de la rotule.

Prescrire : Altitude® - Orliman®

GENUROM NEO®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Traitement pré ou post-opératoire des ligaments LCA et LCP, Lésions des ligaments collatéraux, Instabilité du genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Articulations polycentriques dynamiques avec contrôle limitant la flexion-extension de l'articulation tout en reprenant la physiologie du mouvement du genou,
- Ergonomie optimisée par les embrases en aluminium de la cuisse et du mollet (version postérieure) ou du tibia (version antérieure),
- Doublage intérieur antidérapant apportant confort et protection,
- Sangles de soutien réglables.



Coussins condillaires
limitant les appuis pour plus de confort.



Réglages par cales
en acier zingué évitant la corrosion.

Limitation en extension
0°, 10°, 20°, 30° et 40°
et en flexion
90°, 75°, 60° et 45°.

PRINCIPE MÉCANIQUE DE LA GENUROM NEO® (ANTÉRIEURE ET POSTÉRIEURE) :


RÔLE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR (LCA) :

Le LCA possède un double rôle :

- Il s'oppose à la translation antérieure du tibia par rapport au fémur.
- Il empêche les mouvements excessifs vers l'avant et la rotation interne du tibia par rapport au fémur.

L'ACTION RECHERCHÉE :

Exercer des forces antérieures afin de contrôler le mouvement :
Les forces FA1 et FA4 permettent de contrôler le mouvement excessif du tiroir antérieur du tibia.




RÔLE DU LIGAMENT CROISÉ POSTÉRIEUR (LCP) :

Le LCP possède un double rôle :

- Il s'oppose au déplacement postérieur du tibia par rapport au fémur.
- Il empêche les mouvements excessifs vers l'arrière et la rotation externe du tibia par rapport au fémur.

L'ACTION RECHERCHÉE :

Exercer des forces postérieures afin de contrôler le mouvement :
Les forces FP1 et FP4 permettent de contrôler le mouvement excessif du tiroir postérieur du tibia.



GENUROM NEO® ANTÉRIEURE



GENUROM NEO® POSTÉRIEURE



Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension
15 cm au dessus
de la rotule.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	Genurom Neo® ANTÉRIEURE				Genurom Neo® POSTÉRIEURE			
		GAUCHE		DROIT		GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	34 - 41 cm	3664338.001756	6040819	3664338.001701	6040813	3664338.000773	6034708	3664338.000728	6034703
2	41 - 48 cm	3664338.001763	6040820	3664338.001718	6040814	3664338.000780	6034710	3664338.000735	6034704
3	48 - 55 cm	3664338.001770	6040821	3664338.001725	6040815	3664338.000797	6034711	3664338.000742	6034705
4	55 - 62 cm	3664338.001787	6040823	3664338.001732	6040817	3664338.000803	6034712	3664338.000759	6034706
5	62 - 69 cm	3664338.001794	6040824	3664338.001749	6040818	3664338.000810	6034713	3664338.000766	6034707

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genurom Neo® antérieure ou Genurom Neo® postérieure - Orliman®

GONARTEC PLUS®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Gonarthrose (tibia, fémur ou fémoro-tibiale),
Post-opératoire (ostéotomie tibiale, prothèse...),
Traitement ou entorse du LLI,
Traitement du syndrome de l'essuie-glace.

CARACTÉRISTIQUES :

- Articulations polycentriques dynamiques avec contrôle latéral apportant un appui du fémur et des condyles limitant les frottements osseux non maîtrisés,
- Matériau plastique de densité inférieure améliorant le confort d'utilisation,
- Doublage intérieur respirant en maille 3D,
- 4 sangles numérotées optimisant la mise en place du produit.

Limitation en extension
0°, 10°, 20°, 30° et 40°
et en flexion
90°, 75°, 60°, 45°,
30°, 20°, 10° et 0°.



Coussin condilaire
limitant l'appui pour plus de confort.

Système de fermeture rapide
sûr et facile à ajuster.



Réglages par cales
en acier zingué
évitant la corrosion.

TAILLE	GAUCHE		DROIT	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002036	6043551	3664338.001824	6041759

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Gonartec Plus® - Orliman®

ATTELLE DE GENOU ARTICULÉE

GENUFLEX ROM®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Entorse grave du genou, Pré ou Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Graduation tous les 10° (jusqu'à 30°) et tous les 15° (à partir de 30°),
- 4 enveloppes capitonnées,
- Sangles découpables avec velcro® papillon repositionnables,
- Hauteur totale de l'attelle : 54 cm mini - 72 cm maxi (4 réglages distincts à la cuisse et au mollet).

Cadran articulé
flexion de 0° à 120°
et extension de 0° à 90°
(immobilisation totale en flexion de 0° à 45° avec lock).



Tige télescopique
en aluminium à encoches
réglable en hauteur.

Fermetures clips
à mémoire de réglage

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	ACL 13
Unique	> 165 cm	34015.6010867.5

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}



Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 82 cm

Prescrire : Genuflex Rom® - Orliman®

GENU'R®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule, Lésion partielle
ou déchirure ligamentaire,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Élégante et aérée, la Genu'R®
se positionne comme l'une des attelles
les plus légères du marché*.

*400g pour le modèle Hauteur 50 / Taille 1.



**Modèle léger
et aéré**
confortable
au quotidien.

**4 éclisses modelables
en aluminium**
pour une bonne
immobilisation du genou.




Page 85

**Système de fixation
par clip à mémoire
de réglage**
pour une plus grande
facilité d'utilisation.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	HAUTEUR 40 cm (individu < 150 cm)	HAUTEUR 50 cm (individu 150 à 180 cm)	HAUTEUR 60 cm (individu > 180 cm)
		ACL 13	ACL 13	ACL 13
Unique	35 - 43 cm	34010. 8150851 . 0	-	-
1	43 - 53 cm	-	34010. 8150874 . 9	34010. 8150897 . 8
2	53 - 63 cm	-	34010. 8150880 . 0	34010. 8150845 . 9

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TTC}**



Prise de mesures :
taille individu.



Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension,
au périmètre
maximal.

Prescrire : Genu'R® - Orliman®


MONOBLOC

INDICATIONS :

Post-traumatique : Entorse moyenne et grave,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Immobilisation du genou en extension,
- Système de bandes anti-glisse internes.



Prise de mesures :
taille individu.



Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension
15 cm au dessus
de la rotule.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	HAUTEUR 40 cm (individu < 150 cm)		HAUTEUR 50 cm (individu 150 à 180 cm)		HAUTEUR 60 cm (individu 180 à 190 cm)		HAUTEUR 65 cm (individu > 190 cm)	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	23 - 36 cm	3401046.208578	4620857	-	-	-	-	-	-
1	36 - 48 cm	-	-	3401046.208639	4620863	-	-	-	-
2	48 - 60 cm	-	-	3401046.208868	4620886	-	-	-	-
1	42 - 52 cm	-	-	-	-	3401046.208929	4620892	-	-
2	52 - 64 cm	-	-	-	-	3401046.209001	4620900	-	-
Unique	48 - 60 cm	-	-	-	-	-	-	3401046.209179	4620917

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Monobloc - Orliman®

3 PANS

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse, Luxation de la rotule, Lésion partielle ou déchirure ligamentaire, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Écisses postérieures et latérales modelables,
- Facile à positionner (avec sangles élastiques pour prépositionner l'attelle),
- Bandes anti-glisse internes.




Modèle 3 volets
avec panneaux latéraux amovibles.

Réglage par sangles
avec boucles anti-vrilles.



TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
1	110 - 140 cm	40 cm	33 - 39 cm	3664338.000674	6034698
2	140 - 160 cm	50 cm	39 - 46 cm	3664338.000681	6034699
3	160 - 180 cm	55 cm	46 - 51 cm	3664338.000698	6034700
4	180 - 190 cm	60 cm	51 - 66 cm	3664338.000704	6034701
5	> 190 cm	66 cm	66 - 75 cm	3664338.000711	6034702

LPPR : 2124338 / 57,23€^{TTC}



Prescrire : 3 Pans - Orliman®

3 PANS 20°

INDICATIONS :

Immobilisation 20° suite à lésion articulaire et ligamentaire, Pré et post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 panneau central et 2 panneaux latéraux amovibles pour faciliter le réglage selon la morphologie du patient.
- Écisses latérales postérieures amovibles pour le lavage de l'attelle.

2 écisses latérales et une double écisse postérieure
préformées selon un angle de 20° pour l'immobilisation du genou en légère flexion.

Sangles de serrage
avec boucles anti-vrilles facilitant la mise en place et le réglage.



TAILLE	TAILLE INDIVIDU	TOUR DE CUISSE	HAUTEUR	ACL 13
1	< 150 cm	< 55 cm	40 cm	34010.6026622.6
2	150 - 180 cm	< 67 cm	50 cm	34010.6026623.3
3	> 180 cm	< 80 cm	60 cm	34010.6026620.2

LPPR : 2124338 / 57,23€^{TTC}




Prescrire : 3 Pans 20° - Orliman®



CHEVILLE & PIED

RAPPEL ANATOMIQUE


Retrouvez plus d'informations sur les pathologies sur www.orliman.fr




CHEVILLE & PIED

GUIDE DE DÉLIVRANCE

#1 PRINCIPE MÉCANIQUE DE L'ATTELLE SELON LA PATHOLOGIE



#2 IDENTIFICATION DES PRODUITS À DÉLIVRER





Attelle de cheville MEMOFORME®

TRAUMATIQUE

CRYOTHÉRAPIE



CHRONIQUE

INSTABILITÉ

LAXITÉ

STEPPAGE



INDICATIONS :

Entorse bénigne et traitement d'œdème post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :


- Contention forte,
- Système de contention à effet proprioceptif.



Tricot extensible
avec talon fermé.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.4633860.2
2	20 - 22 cm	34010.4633854.1
3	22 - 24 cm	34010.4633848.0
4	24 - 26 cm	34010.4633831.2
5	26 - 29 cm	34010.4633825.1

LPPR : 201D02.6 / 16,19€^{TTC}



Prescrire : Cheviforte® - Orliman®

INDICATIONS :

Traitement pour suite d'entorse de cheville bénigne et traitement d'œdème post-opératoire, Permet la reprise d'activité sportive.

CARACTÉRISTIQUES :

- Contention forte,
- Système de contention à effet proprioceptif,
- Tricot extensible avec talon fermé,
- La sangle peut se porter avec ou sans la chevillère de contention.




Page 86

Sangle amovible auto-agrippante
strapping limitant l'inversion ou l'éversion de la cheville.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.4872613.1
2	20 - 22 cm	34010.4872607.0
3	22 - 24 cm	34010.4872599.8
4	24 - 26 cm	34010.4872582.0
5	26 - 29 cm	34010.4872576.9

LPPR : 201D02.6 / 16,19€^{TTC}



Prescrire : Chevilig® - Orliman®

CHEVIX®

NOUVEAU

MAINTIEN

INDICATIONS :

Traumatisme de la cheville avec entorse latérale ou entorse de Chopart légère, prévention et reprise d'activité après entorse, idéal pour la reprise sportive.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux souples et respirants,
- Multi-strapping apportant une solution ciblée :



#1 STRAPPING ∞FORM

Contrôle et limite les appuis latéraux de la cheville.

ENTORSE LATÉRALE



#2 CHOPART STRAPPING

Soutient et stabilise l'extérieur du pied. Contrôle les appuis.

ENTORSE DE CHOPART



#3 STRAPPING X-SYSTEM

Apporte un renfort ligamentaire et limite le mouvement latéral de la cheville.

ENTORSE - REPRISSE D'ACTIVITÉ - PRÉVENTION

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
0	17 - 20 cm	3664338.002630	6126255	3664338.002623	6126254
1	20 - 23,5 cm	3664338.002371	6120299	3664338.002357	6120297
2	23,5 - 27 cm	3664338.002388	6120300	3664338.002364	6120298

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prise de mesures :
tour de cheville,
2 cm au dessus
de la malléole.

Prescrire : Chevix® - Orliman®

CHEVISTRAP®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Traumatisme de la cheville avec entorse, Post-opératoire, Reprise et prévention.

CARACTÉRISTIQUES :

- Repérage couleur (bleu et gris) pour une plus grande facilité de mise en place,
- Réglage par lacets pour un ajustement rapide et précis à la morphologie de la cheville,
- Dotée de renforcements bilatéraux permettant une stabilité et un équilibre naturel sans aucune gêne lors des mouvements de flexion et d'extension du pied, nécessaires pour la pratique du sport,
- Chevillère en structure aérée POROMAX® avec un traitement THERMY-TEX® (anti-bactérien, anti-transpirant et anti-acariens).




Page 86



Système de double sanglage en 8

conçu pour apporter une stabilité médio-latérale limitant ainsi une inversion et éversion du pied.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.8176023.9
2	20 - 24,5 cm	34010.8176170.0
3	24,5 - 29 cm	34010.8176187.8

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prise de mesures :
tour de cheville,
2 cm au dessus
de la malléole.

Prescrire : Chevistrap® - Orliman®

FIXQUICK NOUVEAU

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Traumatisme de la cheville, Entorse,
Instabilité ligamentaire, Post-opératoire,
Reprise et prévention.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisses latérale et médiale en plastique souple, préviennent les inflammations et entorses (inversion et éversion) de la cheville.
- Tissu aéré et léger pour un confort maximal et une utilisation adaptée à la chaussure. Intérieurs suédine et lycra testés et garantis non irritants pour la peau : ISO 10993-10/2010.
- Modèle bilatéral.

Sangle de strapping
auto-agrippante et amovible
avec boucle anti-vrille.




Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre
de serrage ou de desserrage.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	19 - 22 cm	3664338 .002562	6123310
2	22 - 26 cm	3664338 .002579	6123311
3	26 - 29 cm	3664338 .002586	6123312
4	29 - 32 cm	3664338 .002593	6123313

LPPR : 2107972 / **27,44€^{TTC}**

Prescrire : Chevillère ligamentaire Fixquick - Orliman®

ATTELLE DE CHEVILLE

MEMOSTAB®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de la cheville récente,
Entorse tibio-tarsienne grave,
Laxité chronique de la cheville.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle semi-fermé facilitant la mise en place tout en apportant un confort optimal,
- Anatomique, confortable, amortit les vibrations, évite les points de pression sur les zones douloureuses.

Sangle de pré-maintenance
pour un réglage précis
de l'attelle.



Page 87

Système de poulies
permettant de décupler
la force de tirage afin d'obtenir
une immobilisation ajustée.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 40	34010 .6005165 .5
2	40 - 45	34010 .6005166 .2

LPPR : 2107972 / **27,44€^{TTC}**

2 coques amovibles semi-rigides
conçues spécifiquement pour
la malléole interne (I) et la malléole externe (E)
et mousse double densité garantissant une bonne
adaptation morphologique et un confort optimal.

Prescrire : Memostab® - Orliman®



INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente,
Entorse tibio-tarsienne grave,
Laxité chronique de la cheville.

CARACTÉRISTIQUES :

- Évidement malléolaire évitant tout point
de pression sur les zones douloureuses.



Page 87



Longue sangle calcanéenne

Coques à double rigidité

rigides en partie supérieure et semi-rigides
sous les malléoles pour plus de stabilité et
une meilleure adaptation dans la chaussure.

**2 coussins amovibles
en mousse à mémoire de forme
double densité.**

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	120 - 160 cm	3664338.000001	6032965
Standard	> 160 cm	3664338.000018	6032966

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}



Prescrire : Memoforme® - Orliman®

PENSEZ-Y

LA CRYO- THÉRAPIE

offre de nombreux bénéfices
(anti-douleur, anti-inflammation...)
notamment dans le cadre
du protocole R.I.C.E.

Pour plus d'informations,
rendez-vous **page 124 !**

BOTIMED®

INDICATIONS BOTIMED® HAUTE :

Fracture du pied, de la cheville et du tiers inférieur de la jambe, Entorse grave de la cheville.

INDICATIONS BOTIMED® BASSE :

Entorse grave de la cheville, Fracture de la cheville, des malléoles et des métatarses.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussou enveloppant avec coussin de protection,
- Tissage anti-transpirant en maille 3D aérée.




Semelle profilée antidérapante
en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.



Page 87

TAILLE	POINTURE	BOTIMED® HAUTE		BOTIMED® BASSE	
		HAUTEUR	ACL 13	HAUTEUR	ACL 13
1	< 39	38 cm	34010.4634090.2	29 cm	34010.4633995.1
2	39 - 42	41 cm	34010.4634109.1	29 cm	34010.4634003.2
3	42 - 45	44 cm	34010.4634115.2	29 cm	34010.4634026.1
LPPR : 2161530 / 64,40€ ^{TTC}				LPPR : 2161530 / 64,40€ ^{TTC}	



Prescrire : Botimed® Haute ou Botimed® Basse - Orliman®

BOTIMED® HAUTE ARTICULÉE

INDICATIONS :

Fracture du pied, de la cheville, du tiers inférieur de la jambe, Entorse grave de la cheville, Post-intervention en cas de rupture du tendon d'Achille, opéré ou non.


CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle doté de cadrans articulés réglables et de baleines latérales adaptables,
- Possibilité de mettre le pied en équin,
- Chaussou enveloppant avec coussin de protection,
- Tissage anti-transpirant en maille 3D aérée,
- Semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.



Articulations monocentriques
à système de réglage en flexion et extension de 0° à 45° (graduation de 7,5° en 7,5°),

TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	ACL 13
1	< 39	38 cm	34010.4634061.2
2	39 - 42	41 cm	34010.4634078.0
3	42 - 45	44 cm	34010.4634084.1
LPPR : 2161530 / 64,40€ ^{TTC}			



Prescrire : Botimed® Haute Articulée - Orliman®

BOTIMED® AIR

INDICATIONS BOTIMED AIR® HAUTE :

Fracture du pied, de la cheville et du tiers inférieur de la jambe, Entorse grave de la cheville, Post-opératoire, Lésion tendineuse ou intervention du tendon d'Achille.

INDICATIONS BOTIMED AIR® BASSE :

Fracture de la cheville, de la malléole et du cou-de-pied (tarses et métatarses), Entorse grave de la cheville, Permet un accroissement de la mobilité en post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Favorise la réduction de l'œdème et accroît la qualité d'immobilisation,
- Semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas,
- Chausson enveloppant avec coussin de protection,
- Tissage anti-transpirant en maille 3D aérée.



Botimed Air® Haute

Botimed Air® Basse


Coussin pneumatique

répartissant l'air de manière homogène sur l'ensemble du chausson, réglage de l'influx d'air par pompe amovible.



BOTIMED AIR® HAUTE				BOTIMED AIR® BASSE	
TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	ACL 13	HAUTEUR	ACL 13
1	< 39	38 cm	34010.9775470.3	29 cm	34010.9775501.4
2	39 - 42	44 cm	34010.9775487.1	29 cm	34010.9775518.2
3	42 - 46	44 cm	34010.9775493.2	29 cm	34010.9775524.3

LPPR : 2161530 / 64,40€ ^{TTC} LPPR : 2161530 / 64,40€ ^{TTC}



Prescrire : Botimed Air® Haute ou Botimed Air® Basse - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

6000

Français consultent chaque jour pour une entorse de la cheville.

Source : L'Assurance Maladie, Entorse de la cheville, 12 février 2018, www.ameli.fr

CHAUSSURE À DÉCHARGE DE L'AVANT PIED

INDICATIONS :

Traumatisme et chirurgie de l'avant-pied,
Période post-opératoire,
Ulcérations des têtes métatarsiennes et/ou des orteils,
Syndrome algo neurodystrophique de l'avant-pied,
Tout état aigu, inflammatoire, douloureux, œdémateux,
nécessitant une mise en décharge de l'avant-pied.

CARACTÉRISTIQUES :


- Renfort rigide sur le talon, idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen,
- Semelle antiglisse,
- Modèle bilatéral.



Système de fixation velcro® avec boucles anti-vrilles.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	33 - 35	34010.6005597.4
1	36 - 38	34010.6005600.1
2	39 - 40	34010.6005602.5
3	41 - 42	34010.6005603.2
4	43 - 45	34010.6005604.9

LPPR : 2183855 / 30,49€^{TTC}



Prescrire : Chaussure à décharge de l'avant-pied - Orliman®

CHAUSSURE DE MARCHÉ BASSE

INDICATIONS :


Post-opératoire du pied, tarses et métatarses,
Recommandé dans les cas où des problèmes de circulation veineuse (œdème) empêchent l'adaptation d'une chaussure conventionnelle.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle anti-glisse,
- Système de fixation velcro® permettant l'adaptation aux pieds ayant de grandes difformités ou des bandages,
- Modèle bilatéral.



TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
0	33 - 35	3664338.000872	6034720
1	36 - 38	3664338.000889	6034876
2	39 - 40	3664338.000896	6034878
3	41 - 42	3664338.000902	6034880
4	43 - 45	3664338.000919	6034884



LPPR : 2183855 / 30,49€^{TTC}

Prescrire : Chaussure de marche basse - Orliman®

CHAUSSURE POST-OPÉRATOIRE

INDICATIONS :

Post-chirurgicale du pied et des orteils,
Problèmes de retours veineux (œdèmes),
Pied diabétique, Ulcère plantaire.

CARACTÉRISTIQUES :


- Semelle semi-rigide intérieure amovible et externe antidérapante (en forme bateau),
- Système de fixation velcro®,
- Matière respirante,
- Modèle bilatéral.

Modèle évolutif
(ouvert ou fermé)
grâce à une zone avant amovible.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	33 - 35	34010.8138956.0
1	36 - 38	34010.8139105.1
2	39 - 40	34010.8139186.0
3	41 - 42	34010.8139246.1
4	43 - 45	34010.8139252.2

LPPR : 2183855 / **30,49€^{TTC}**



Prescrire : Chaussure post-opératoire - Orliman®


CHAUSSURE POUR PIED DIABÉTIQUE

INDICATIONS :

Permettre la mobilité post-opératoire,
Pied diabétique, Ulcère de la plante du pied
et autres infections liées au diabète,
Pathologies du pied nécessitant
une semelle à décharge.

CARACTÉRISTIQUES :

- Épaisseur de la semelle : 18 mm,
- Possibilité de commander la semelle seule.




**Plots amovibles
et repositionnables**



**Système de
fixation velcro®**

CHAUSSURE AVEC SEMELLE			SEMELLE SEULE
TAILLE	POINTURE	ACL 13	ACL 13
0	33 - 35	34010.8145399.5	34010.6000549.8
1	36 - 38	34010.8145413.8	34010.6000552.8
2	39 - 40	34010.8145442.8	34010.6000555.9
3	41 - 42	34010.8145459.6	34010.6000556.6
4	43 - 45	34010.8145465.7	34010.6000557.3

LPPR : 2183855 / **30,49€^{TTC}** **Non remboursé**



Prescrire : Chaussure pour pied diabétique - Orliman®

RELEVEUR DE PIED

BOXIA®

INDICATIONS :

Paralysies flaccides,
Paralysies traumatiques,
Paralysies neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de maintien autour de la cheville avec rembourrage à base de gel pour plus de confort sur le tendon d'Achille.
- Bande élastique reliant la sangle de maintien et le support antidérapant permettant le réglage de la courbure,
- Discret, confortable, souple et facile à régler.




Bandelette

Disponible séparément pour une utilisation sans chaussure.



Support antidérapant

(avec crochet central) à positionner entre la languette de la chaussure et les lacets.




Prise de mesures :
tour de cheville.

BOXIA®

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
0	13 - 17 cm	8435025.971776	9848565
1	17 - 21 cm	8435025.971202	9848571
2	21 - 25 cm	8435025.971219	9848588
3	25 - 29 cm	8435025.971226	9848594

LPPR : 2122138 / 76,22€^{TTC}



Prise de mesures :
circonférence
de l'avant-pied.

BANDELETTE

TAILLE	CIRC. AVANT-PIED	EAN 13 - DROIT	EAN 13 - GAUCHE
1	17 - 21 cm	8435025.971639	8435025.971653
2	21 - 25 cm	8435025.971646	8435025.971660
3	25 - 29 cm	8435025.971684	8435025.971691

Non remboursé

Prescrire : Boxia® - Orliman®

RELEVEUR DE PIED

INDICATIONS :

Maintien du pied à angle droit :
Paralysie traumatique ou neurologique,
Tendinopathie achilléenne,
Tenue du calcaneum.

CARACTÉRISTIQUES :

- Prévient tout déséquilibre latéral,
- Adaptable par découpe, se chauffe au pistolet thermique,
- Modèle rembourré d'un capiton dans la partie supérieure.




Maintient le pied
à angle droit

GAUCHE

DROIT


TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	35 - 37	29 cm	8435025.964938	6004480	8435025.964891	6004444
2	37 - 39	32 cm	8435025.964945	6004481	8435025.964907	6004445
3	39 - 41	34 cm	8435025.964952	6004483	8435025.964914	6004446
4	41 - 44	39 cm	8435025.964969	6004484	8435025.964921	6004448

LPPR : 2122138 / 76,22€^{TTC}



Prise de mesures :
pointure.

Prescrire : Releveur de pied - Orliman®



PENSEZ-Y

LES SPORTS "DOUX"

tels que la natation ou le vélo
sont à privilégier en cas
de fragilité de la cheville.

À contrario, éviter les sports
de "pivot" (basket, hand...).





GAMME PÉDIATRIQUE

Une gamme spécialement conçue pour la morphologie des plus petits, de 4 à 14 ans. Des attelles pour immobiliser mais surtout pour bouger !



COLLIER CERVICAL

COLLIER C1 SOUPLE

INDICATIONS :



Torticolis,
Réadaptation après port d'un collier C2.

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	5 cm	3664338.000384	6034526
Enfant	29 - 34 cm	6,5 cm	3664338.000391	6034527

LPPR : 2118823 / 9,25€ ^{TTC}

Prescrire : Collier C1 - Orliman®



COLLIER CERVICAL

COLLIER C2 SEMI-RIGIDE

INDICATIONS :



Entorse bénigne,
Torticolis,
Néuralgie cervico-brachiale.

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	5 cm	3664338.000254	6034502
Enfant	29 - 34 cm	6,5 cm	3664338.000261	6034503

LPPR : 2139009 / 13,10€ ^{TTC}

Prescrire : Collier C2 - Orliman®



*tour de cou
+ hauteur de cou*

ATTELLE DE POUCE

NEO RHIZO CONFORT®

INDICATIONS :



Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0	< 14 cm	34010.6018535.0

LPPR : 2189800 / 53,18€ ^{TTC}

Prescrire : Neo Rhizo Confort® - Orliman®



*tour de
poignet*

ATELLE DE POIGNET

CONFORT PLUS® POIGNET

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet,
Entorse,
Contusion,
Immobilisation post-opératoire.

MAINTIEN



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 10 cm	3664338.000131	6032982	3664338.000063	6032973
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000124	6032980	3664338.000056	6032972

LPPR : 2182755 / **41,64€^{TTC}**

Prescrire : Confort Plus® Poignet - Orliman®



Kids

ATELLE DE POIGNET - POUCE

CONFORT PLUS® POIGNET-POUCE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce,
Blessure du scaphoïde.

IMMOBILISATION



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000247	6033034	3664338.000186	6033026

LPPR : 2189800 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Confort Plus® Poignet-Pouce - Orliman®

BANDAGE

D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE



INDICATIONS :

Immobilisation post-opératoire et après traumatisme (entorse et luxation) de l'épaule et du coude.


MAINTIEN



TAILLE	TOUR DE POITRINE + BRAS	LISERET	ACL 13
Pédiatrique	< 65 cm	Rouge	34010.4529594.4
Enfant	65 - 90 cm	Bleu	34010.4529602.6

LPPR : 1156684 / 15,24€ ^{TTC}

Prescrire : Bandage d'immobilisation d'épaule - Orliman®



ANNEAUX CLAVICULAIRES

INDICATIONS :

Luxation de l'articulation acromio-claviculaire, Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.

IMMOBILISATION



TAILLE	CARRURE	ACL 13
Pédiatrique	< 24 cm	34010.4871476.3
Enfant	25 - 30 cm	34010.4871482.4

Non remboursé

Prescrire : Anneaux claviculaires - Orliman®



carrure : mesurer à mi-hauteur entre la naissance du pli du bras et l'épaule



GENOUILLÈRE

ROTULIG®

INDICATIONS :

Lésion rotulienne,
Instabilité modérée des ligaments latéraux LLI et LLE.



MAINTIEN

TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
Enfant	24 - 29 cm	34010.9799430.7

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€^{TT}**

Prescrire : Rotulig® - Orliman®



tour de genou



ATELLE DE GENOU

3 PANS

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,
Post-opératoire.




IMMOBILISATION

TAILLE	TAILLE DE L'ENFANT	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 110 cm	25 cm	3664338.000667	6034697
Enfant	110 - 140 cm	40 cm	3664338.000674	6034698

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TT}**

Prescrire : 3 Pans - Orliman®



taille de l'enfant



ATELLE DE GENOU AÉRÉE

GENU'R®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,
Post-opératoire.




IMMOBILISATION

HAUTEUR 40 cm
(enfant < 150 cm)

TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
Unique	35 - 43 cm	34010.8150851.0

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TT}**

Prescrire : Genu'R® - Orliman®



taille de l'enfant



tour de cuisse
(15 cm au dessus
de la rotule)



Kids

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

CHEVILIG®


INDICATIONS :

Traitement pour suite d'entorse de cheville bénigne et traitement d'œdème post-opératoire, Permet la reprise d'activité sportive.



TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
0	14 - 17 cm	34010.9492884.8
LPPR : 201D02.6 / 16,19€ ^{TTC}		

Prescrire : Chevilig® - Orliman®



tour de cheville

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

CHEVISTRAP®

INDICATIONS :

Traumatisme de la cheville avec entorse, Post-opératoire, Reprise et prévention.



TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.8176023.9
LPPR : 2107972 / 27,44€ ^{TTC}		

Prescrire : Chevistrap® - Orliman®



tour de cheville

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ATTELLE DE CHEVILLE

MEMOFORME®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente,
Entorse tibio-tarsienne grave,
Laxité chronique de la cheville.

IMMOBILISATION



TAILLE	TAILLE DE L'ENFANT	EAN 13	ACL 7
Petit	120 - 160 cm	3664338.000001	6032965

LPPR : 2107972 / **27,44€^{TTc}**

Prescrire : Memoforme® - Orliman®



taille de l'enfant

ATTELLE DE CHEVILLE

MEMOSTAB®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse récente,
Entorse tibio-tarsienne grave,
Laxité chronique.

IMMOBILISATION



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	30 - 35	34010.6005167.9

LPPR : 2107972 / **27,44€^{TTc}**

Prescrire : Memostab® - Orliman®



pointure



BOTTE DE MARCHÉ

BOTIMED® PÉDIATRIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et suite d'intervention chirurgicale,
Entorse et lésion ligamenteuse,
Remplacement de plâtre.

IMMOBILISATION



TAILLE	POINTURE	MESURE DU PIED	HAUTEUR	ACL 13
Pédiatrique	21 - 27	14 - 18 cm	25 cm	34010.8275937.9
Enfant	24 - 32	16 - 21 cm	30 cm	34010.8275943.0

LPPR : 2161530 / **64,40€^{TTc}**

Prescrire : Botimed® pédiatrique - Orliman®



pointure



Kids





GAMME ONE PLUS

Orliman® s'attache depuis toujours à mettre au point des attelles sur mesure pour les patients qui présentent des besoins spécifiques.

Nous sommes donc parfaitement conscients des problématiques orthopédiques propres aux personnes dont l'appareil locomoteur doit supporter un plus grand poids, ou dont les grandes tailles nécessitent des solutions adaptées.


Orliman® One Plus est née de la nécessité d'offrir un produit adapté aux patients nécessitant un traitement particulier lié à des caractéristiques physiques et morphologiques atypiques.




LA GAMME DÉDIÉE AUX MORPHOLOGIES SPÉCIFIQUES

Des recherches approfondies réalisées par notre équipe R&D ont donc mené au développement de cette gamme d'attelles très innovantes et plus résistantes, qui permettent une adaptation complète et personnalisée aux patients.

La gamme **Orliman® One Plus** se distingue par un choix exigeant et adapté des matériaux, en fonction des besoins anatomiques de chaque attelle. L'association d'éléments rigides dans tous nos produits offre une haute résistance aux chocs mécaniques. Les assemblages sont optimisés pour un effet "sans couture" intérieur et garantissent un port confortable. Les découpes ergonomiques, parfaitement pensées pour les morphologies spécifiques, renforcent cette sensation de confort.



Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement réservé aux autocollants nouveautés produits reçus au cours de l'année.




CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE 32 cm

INDICATIONS :


Lombalgie et Sciatique, Hernie discale, Spondylolyse et Spondylarthrite, Tension ou Déchirure des muscles ou des ligaments qui soutiennent la colonne lombaire, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- Système de 4 sangles semi-rigides et réglables dont 2 avec système de fermeture éclair,
- 3 renforts semi-rigides pour un maintien accru de la zone abdominale,
- Système de fixation par micro-velcro®,
- Hauteur dorsale : 32 cm,
- Hauteur du plastron : 32 cm.



Double bande de rappel postural
en tissu élastique avec système de passe-main.



4 baleines dorsales
en acier galvanisé.




Fermeture éclair antéro-latérale
facilitant le positionnement et le réglage de la ceinture.

HAUTEUR 32 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	132 - 142 cm	8435025 .999732	6037713
2	142 - 152 cm	8435025 .999749	6037715
3	152 - 162 cm	8435025 .999756	6037767
4	162 - 172 cm	8435025 .999763	6037770

LPPR : 201E00 .022 / 55,86€^{TT}



Prescrire : Ceinture de soutien lombaire One Plus - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL 29 cm

INDICATIONS :


Lombalgie, Amélioration de la posture, Contention d'hernies ventrales petites ou moyennes, Hypotonie abdominale, Traitement post-opératoire, Prophylaxie dans les professions ou les sports qui sollicitent excessivement la colonne lombo-sacrée.

CARACTÉRISTIQUES :


- 2 baleines dorsales amovibles en acier galvanisé,
- 2 renforts souples sur la zone abdominale,
- Système de fermeture en bande auto-agrippante avec un système de passe-doigt,
- Hauteur dorsale : 29 cm,
- Hauteur du plastron : 32 cm.



Découpe anatomique
au dessus des cuisses pour un confort optimal.



Large zone de tissu auto-agrippant
pour une adaptation morphologique optimale.




Renforts latéraux semi-rigides
pour une meilleure contention des tissus mous.

HAUTEUR 29 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	130 - 140 cm	8435025 .999695	6036089
2	140 - 150 cm	8435025 .999701	6036090
3	150 - 161 cm	8435025 .999718	6036091
4	161 - 172 cm	8435025 .999725	6036092

LPPR : 201E00 .032 + 3x201E03 .01 / 82,68€^{TT}



Prescrire : Ceinture de soutien abdominal One Plus - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

INDICATIONS :


Entorse, Tendinite, Arthrose et Arthrite, Syndrome du canal carpien, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Boucles anti-vrilles.

Tissu élastique
sur la partie dorsale
pour faciliter la pose.

Attaches velcro® grande taille
et découpables.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025.999909	6036046	8435025.999879	6036042
2	21 - 23 cm	8435025.999916	6036047	8435025.999886	6036043
3	23 - 25 cm	8435025.999923	6036048	8435025.999893	6036044

LPPR : 2159526 / 56,64€^{TTC}



Prescrire : Attelle de poignet One Plus - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-POUCE


INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose (y compris Rhizarthrose) et Arthrite, Syndrome du canal carpien, Syndrome de De Quervain, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse latérale pré-formée, modelable et amovible,
- 1 Éclisse palmaire pré-formée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Attaches velcro® grande taille et découpables.
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose.
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce
pour un ajustement optimal.



Coussinet de protection
interne dans la zone du pouce
améliorant le confort durant
l'immobilisation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435491.800143	6036052	8435025.999992	6036049
2	21 - 23 cm	8435491.800150	6036053	8435491.800129	6036330
3	23 - 25 cm	8435491.800167	6036088	8435491.800136	6036050

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Attelle de poignet-pouce One Plus - Orliman®

ATELLE DE POUCE



INDICATIONS :

Immobilisation fonctionnelle du pouce permettant le mouvement libre des autres doigts.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse latérale modelable au niveau de la colonne du pouce,
- Attaches velcro® grande taille et découpables.
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose.
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce
pour un ajustement optimal.



Coussinet de protection
interne dans la zone du pouce améliorant le confort durant l'immobilisation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435491.800235	6036038	8435491.800266	6036035
2	21 - 23 cm	8435491.800242	6036040	8435491.800273	6036036
3	23 - 25 cm	8435491.800259	6036041	8435491.800280	6036037

LPPR : 2189800 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Attelle de pouce One Plus - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

37%

des Français sont en surpoids et 17% souffrent d'obésité.

Source : L'Assurance Maladie.
Surpoids et obésité, 16 juin 2017.
www.ameli.fr

GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE

INDICATIONS :


Arthrose et Arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Traitement post-opératoire et post-traumatique, Instabilités latérales du genou, de type varus ou valgus (en utilisant les articulations polycentriques rigides).

CARACTÉRISTIQUES :


- Genouillère enveloppante à fermeture postérieure,
- 4 sangles amovibles et découpables (hautes et basses),
- 2 cadrans articulés polycentriques crantés et amovibles en aluminium,
- 2 double ressorts spiralium amovibles.



Matériau élastique dans la zone poplitée pour faciliter l'adaptation au genou.



Tissu élastique molletonné autour de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.




2 bandes antiglisse internes (points de silicone) dans les parties inférieure et supérieure de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	49 - 58 cm	8435491.800358	6036093
2	58 - 69 cm	8435491.800365	6036094
3	69 - 82 cm	8435491.800372	6036095

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée One Plus - Orliman®



GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE RÉGLABLE

INDICATIONS :

Arthrose et Arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Instabilités latérales du genou de type varus ou valgus, Pathologies pour lesquelles il convient de contrôler l'amplitude articulaire du genou, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- 2 cadrans polycentriques articulés et réglables avec contrôle de la flexion-extension à intervalles de 0°-15°-30°-60°-90°.
- 2 sangles amovibles d'ajustement de la compression.



Fermeture enveloppante en forme de "S" assurant une meilleure adaptation morphologique.



Tissu élastique molletonné autour de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.




2 bandes antiglisse internes (points de silicone) dans les parties inférieure et supérieure de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	49 - 55 cm	8435491.800419	6036096
2	55 - 62 cm	8435491.800426	6036098
3	62 - 71 cm	8435491.800433	6036099
4	71 - 82 cm	8435491.800440	6036100

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée réglable One Plus - Orliman®



ATTELLE DE GENOU ARTICULÉE

INDICATIONS :

Stabilisation et maintien médio-latéral de l'articulation du genou et des structures anatomiques correspondantes, Contrôle de l'amplitude des mouvements de flexion-extension.

CARACTÉRISTIQUES :


- 4 réglages distincts à la cuisse et au mollet,
- Cadran articulé gradué réglable :
Flexion : de 0° à 120°
(par graduations de 10° jusqu'à 30° et par graduations de 15° jusqu'à 120°),
Extension : de 0° à 90°
(par graduations de 10° jusqu'à 30° et par graduations de 15° jusqu'à 90°),
Immobilisation totale de 0° à 45°,
- Sangles recoupables avec velcro® papillon.



2 enveloppes capitonnées découpables pour un ajustement et un confort optimaux.



Fermeture à clips à mémoire de réglage



Barres télescopiques en aluminium et clips de friction permettant de régler la hauteur souhaitée.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	8435491.800495	6036101
LPPR : 2152211 / 102,29€TTC		

Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 85 cm
Tour de mollet : 65 cm

Prescrire : Attelle de genou articulée One Plus - Orliman®

ATTELLE DE CHEVILLE

INDICATIONS :

Entorse, Laxité ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Traitement post-opératoire et post-traumatique, Prévention des séquelles durant la marche.


CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et évidement dans la zone du talon pour faciliter la mise en place.

Sangle de prono-supination amovible et découpable permettant de corriger la cheville.




2 plaques médio-latérales en matériau thermoplastique de haute densité, avec différentes finalités en fonction de la phase de récupération : effet correcteur ou stabilisateur.



Tissu élastique dans la zone du tendon d'Achille facilitant l'adaptation au calcanéus.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	23 - 26 cm	8435491.800501	6036102
2	26 - 29 cm	8435491.800518	6036103
3	29 - 32 cm	8435491.800525	6036104



LPPR : 2107972 / **27,44€TTC**

Prescrire : Attelle de cheville One Plus - Orliman®





GAMME SPORT

Anatomiques, confortables, résistants et lavables, les produits de la gamme Orliman® Sport sont pensés pour tous les sportifs assidus comme de loisirs.

Nos attelles apportent soutien et maintien et sont fabriquées en tissu élastique et respirant avec coutures plates pour éviter tout frottement gênant.



LA GAMME ORTHOPÉDIQUE PROFESSIONNELLE **DÉDIÉE AUX SPORTIFS**

Véritables phénomènes de société, les sports de loisirs ont vu leur pratique évoluer et se diversifier significativement ces dernières années, proposant une offre toujours plus attractive et variée pour un public nouveau, au profil de plus en plus hétérogène.

Très logiquement, on a pu constater une évolution du nombre de pathologies bénignes liées à la pratique d'une activité physique (tendinites, douleurs articulaires, etc.). Un grand nombre de patients se tournant aisément vers l'automédication, on remarque dès lors une demande croissante de dispositifs légers, performants et abordables pouvant soulager rapidement de petites douleurs/gênes ponctuelles mais également rassurer dans le cas de traumatismes passés.

Si cette demande est réelle, elle est en grande partie captée par les magasins de sport généralistes, du fait essentiellement de la méconnaissance d'une telle offre en officine. Force est de constater que pour beaucoup de patients, les dispositifs vendus en pharmacie sont essentiellement destinés aux soins post-traumatiques, ils sont onéreux et uniquement disponibles sur prescription médicale.

L'objectif de la gamme est de vous proposer une sélection de produits performants, "tendance" et abordables pour vous permettre d'améliorer votre champ d'action et votre compétitivité. **Nos 3 motivations :**

- 1 **Vous aider à toucher une nouvelle clientèle** adepte de nouveaux modes de consommation,
- 2 **Développer votre expertise et votre conseil** en proposant un large choix de produits, allant du dispositif léger ne nécessitant pas de prescription médicale à l'appareillage spécialisé,
- 3 **Améliorer votre sell-out** en vous permettant de capter une clientèle d'ordinaire attirée par les magasins de sports et de stimuler l'achat d'impulsion grâce au libre accès.

[P] = PROTECTION

[S] = STABILISATION

[M] = MAINTIEN

[CV] = COMPRESSION VEINEUSE

[C] = COMPRESSION MUSCULAIRE



PENSEZ-Y

[ESPACE DÉDIÉ]

SOIN DES
SPORTIFS

Nous vous accompagnons dans une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive.

Pour plus d'informations, rendez-vous **page 134 !**

SPORT

POIGNET ÉLASTIQUE RÉGLABLE



- Coutures plates,
- Tricot technique,
- Sangle de réglage.

INDICATIONS : Prévention des lésions du poignet, Tendinite, Ténosynovite bénigne.

TAILLE	ACL 13
UNIQUE	34010.8145146.5

Non remboursé

SPORT

ATTELLE DE POIGNET ÉLASTIQUE



- Coutures plates,
- Tricot technique double densité,
- Sangle de réglage.

INDICATIONS : Tendinite, Arthrose, Arthrite, Contusion légère, Instabilité et traumatisme léger, Processus inflammatoire.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
S	15 - 18 cm	34010.8145152.6
M	18 - 21 cm	34010.8145169.4
L	21 - 24 cm	34010.8143621.9

Non remboursé



SPORT

COUDIÈRE ÉLASTIQUE




- Coutures plates,
- Tricot technique double densité,
- Insert silicone,
- Sangle de réglage.

INDICATIONS : Épicondylite (tennis elbow), Épitrôchléite (golf elbow), Contusion légère, Tendinite, Processus inflammatoire, Instabilités et traumatisme léger.

TAILLE	TOUR DE COUDE	ACL 13
S	22 - 26 cm	34010.8145235.6
M	26 - 30 cm	34010.8145241.7
L	30 - 34 cm	34010.8145258.5

Non remboursé



SPORT

SANGLE ANTI-ÉPICONDYLLITE



SANS LATEX

- Matériaux respirants et lavables,
- Pad silicone amovible,
- Mise en place facile.

INDICATIONS : Épicondylite (tennis elbow), Épitrôchléite (golf elbow), Prévention des lésions sportives.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
UNIQUE	8435025.998018	6041809

Non remboursé

SPORT

SPORT


GENOUILLÈRE ÉLASTIQUE



- Coutures plates,
- Renforts latéraux,
- Insert silicone,
- Tricot double densité.

INDICATIONS : Arthrite, Arthrose, Instabilité et traumatisme léger du genou, Processus inflammatoire.

TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
S	32 - 36 cm	34010.8145293.6
M	36 - 41 cm	34010.8145301.8
L	41 - 48 cm	34010.8145318.6
Non remboursé		



SPORT

SANGLE INFRA-PATELLAIRE



SANS LATEX

- Matériaux respirants et lavables,
- Pad silicone amovible,
- Mise en place facile.

INDICATIONS : Traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune sportif, Tendinite du tendon rotulien.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
UNIQUE	8435025.998001	6041811
Non remboursé		

SPORT

CUISSARD ÉLASTIQUE




SANS LATEX

- Coutures plates,
- Design ergonomique,
- Tricot technique double densité,
- Lignes de confort.


INDICATIONS : Prévention des déchirures musculaires des quadriceps, abducteurs, muscles ischio-jambiers et muscles d'approximation.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
S	45 - 49 cm	34010.8145264.6
M	49 - 54 cm	34010.8145270.7
L	54 - 61 cm	34010.8145287.5
Non remboursé		



SPORT

MOLLETIÈRE ÉLASTIQUE




SANS LATEX

- Coutures plates,
- Design ergonomique,
- Tricot technique double densité,
- Lignes de confort.

INDICATIONS : Pathologies musculaires, Protection du tibia.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	ACL 13
S	27 - 31 cm	34010.8145347.6
M	31 - 36 cm	34010.8145376.6
L	36 - 42 cm	34010.8145382.7
Non remboursé		



SPORT

CHEVILLÈRE ÉLASTIQUE



SANS LATEX

- Coutures plates,
- Tricot technique double densité,
- Insert silicone.

INDICATIONS : Instabilité légère de la cheville, Épanchement articulaire, Inflammation d'origine traumatique ou due à une pathologie antérieure, Irritation post-opératoire ou post-traumatique (entorse).

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
S	17 - 20 cm	34010.8145206.6
M	20 - 23 cm	34010.8145212.7
L	23 - 26 cm	34010.8145229.5
Non remboursé		



SPORT

CHEVILLÈRE ÉLASTIQUE RÉGLABLE



- Sangle de réglage,
- Évidement au talon,
- Tricot technique.

INDICATIONS : Lésion légère, Entorse, Reprise d'activité suite à entorse.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
S	17 - 20 cm	34010.8145175.5
M	20 - 23 cm	34010.8145181.6
L	23 - 26 cm	34010.8145198.4
Non remboursé		



SPORT

CHAUSSETTES DE COMPRESSION




SANS LATEX

- Lignes d'aération antitranspirantes,
- Sans couture,
- Renfort matelassé.

INDICATIONS : Amélioration du retour veineux, Oxygénation des muscles, des tendons et des ligaments pendant et après l'effort, Diminution de la fatigue musculaire, accélération de la récupération.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	EAN 13	ACL 7
S	30 - 34,5 cm	3664338.001978	6041785
M	34,5 - 39 cm	3664338.001985	6041797
L	39 - 43,5 cm	3664338.001992	6041798
XL	43,5 - 48 cm	3664338.002005	6041799
Non remboursé			



SPORT

SEMELLES SPORTIVES À DÉCHARGE



- Pad d'amorti sous le talon et les métatarses,
- Renfort plantaire pour une stabilisation dynamique,
- Conception respirante.

INDICATIONS : Absorption des chocs d'impacts au niveau du talon et diminution de la pression exercée sur les zones d'appui (talon & métatarses), Régulation thermique au niveau du pied, Réduction des frottements et de la formation de callosités.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 37	8435025.996847	6041803
2	38 - 39	8435025.996854	6041805
3	40 - 41	8435025.996861	6041806
4	42 - 43	8435025.996878	6041807
5	44 - 45	8435025.996885	6041808
Non remboursé			

SPORT





GAMME PODOLOGIE

Découvrez notre gamme complète de produits spécialement dédiés au soin et au confort des pieds sensibles : semelles thermoformables, talonnettes et semelles silicone, coussinets protecteurs, chaussures thérapeutiques à usage temporaire (CHUT), chaussettes de confort ou de compression...

FeetPAD

GAMME PODOLOGIE

CONFORT ET SOIN DES PIEDS



- Collection **CHAUSSETTES**
De compression ou pour pieds diabétiques, elles protègent notamment le pied contre les frottements douloureux des chaussures.
- Collection **SEMELLES**
Pour redistribuer les forces de charges sur le pied et réduire la pression sur les zones d'appuis.
- Collection **TALONNETTES**
Pour absorber les chocs sous le talon et réduire les tensions exercées sur le tendon.
- Collection **CORRECTEURS**
Pour corriger l'axe de l'articulation afin de ralentir le processus de déformation de l'Hallux Valgus.
- Collection **COUSSINETS**
Pour amortir les surcharges du pied grâce aux coussinets en gel à placer dans la chaussure.
- Collection **PROTECTEURS**
Pour protéger les orteils et «l'oignon» des pressions et frottements exercé(e)s contre la chaussure.

● COLLECTION CHAUSSETTES

CHAUSSETTES DE COMPRESSION Voyage

LA PAIRE

INDICATIONS :

Stimule et favorise le retour veineux,
Protège le pied contre les frottements douloureux des chaussures,
Recommandé pour les longs trajets..

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Compression dégressive,
- Renfort matelassé au niveau de la plante des pieds,
- Maille épaisse,
- **Degré de compression : 15 - 20 mmHg • Classe II.**



SANS LATEX



UNISEXE



COMPRESSION



SANS COUTURE



RÉSPIRANT

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	18 - 21,5 cm	3664338.001848	6041764
2	21,5 - 25 cm	3664338.001855	6041765
3	25 - 28,5 cm	3664338.001862	6041768
4	28,5 - 32 cm	3664338.001879	6041770

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes de compression Voyage - Orliman® FeetPAD

● COLLECTION CHAUSSETTES

CHAUSSETTES CONFORT & PROTECTION

Pieds diabétiques

 DAILY

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds sensibles du diabétique, Candidose, Mycose, Eczéma, Préviend le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique), Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Sans compression,
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon,
- Tissu en tricot lisse,
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques..

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 38,5	3664338.000995	6034921
2	38,5 - 41	3664338.001039	6034928
3	41 - 43,5	3664338.001046	6034929
4	43,5 - 46	3664338.001053	6034930

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes confort & protection pieds diabétiques Daily - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



UNISEXE



SANS COMPRESSION



SANS COUTURE



RÉSPIRANT



BACTÉRIO-STATIQUE

● COLLECTION CHAUSSETTES

CHAUSSETTES CONFORT & PROTECTION

Pieds diabétiques

 RELAX

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds sensibles du diabétique, Candidose, Mycose, Eczéma, Préviend le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique), Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Sans compression,
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon,
- Viscose avec charbon actif, absorbe l'humidité et neutralise les odeurs,
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 38,5	3664338.001558	6038578
2	38,5 - 41	3664338.001565	6038579
3	41 - 43,5	3664338.001572	6038580
4	43,5 - 46	3664338.001589	6038581

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes confort & protection pieds diabétiques Relax - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



UNISEXE



SANS COMPRESSION



SANS COUTURE



RÉSPIRANT



BACTÉRIO-STATIQUE

FeetPAD

SEMELLES THERMOFORMABLES

LA PAIRE

Grâce à leur technologie Bion'tech®, les semelles thermoformables s'adaptent parfaitement à la morphologie du pied améliorant ainsi l'amorti et la stabilité durant les phases de marche ou de course.

Elles permettent de réduire les vibrations sur les articulations du genou, de la cheville et de la région lombaire, réduisant les risques de traumatismes mineurs pouvant nuire aux articulations et aux os, tout en diminuant la fatigue musculaire.



POINTURE	ACL 13
36	34010.6003291.3
37	34010.6003294.4
38	34010.6003274.6
39	34010.6003275.3
40	34010.6003276.0
41	34010.6003277.7
42	34010.6003279.1
43	34010.6003282.1
44	34010.6003285.2
45	34010.6003288.3
46	34010.6003290.6
Non remboursé	

INNOVATION BREVETÉE

**EFFICACITÉ
PROUVÉE !**

lmana
Ingeniería biomecánica

Colegio Oficial
de Podólogos
de La Rioja

Prescrire : Semelles thermoformables - Orliman® FeetPAD

SEMELLES SILICONE avec inserts

LA PAIRE

INDICATIONS :

Métatarsalgie, Épine calcanéenne, Talalgie, Bursite, Fasciite plantaire, Pied diabétique, Pied fatigué ou douleur post-chirurgicale, Soulage le pied après l'effort (idéal pour le sport).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires,
- Limite les traumatismes liés aux impacts répétés.



- SANS LATEX
- LAVABLE
- RÉUTILISABLE

TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	35 - 36	34015.6116270.6
1	37 - 38	34015.6116287.4
2	39 - 40	34015.6116293.5
3	41 - 42	34015.6116318.5
4	43 - 44	34015.6116324.6
5	45 - 46	34015.6116330.7
Non remboursé		



Prescrire : Semelles silicone avec inserts - Orliman® FeetPAD

COLLECTION TALONNETTES

TALONNETTES SILICONE avec insert central

LA PAIRE

INDICATIONS :


Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Aponévrosite plantaire, Épine calcanéenne, Éperon calcanéen, Maladie de Sever (décharge partielle).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34015.6116229.4
2	39 - 42	34015.6116241.6
3	43 - 46	34015.6116258.4

Non remboursé



Prescrire : Talonnettes silicone avec insert central - Orliman® FeetPAD



COLLECTION TALONNETTES

TALONNETTES SILICONE avec insert latéral

LA PAIRE

INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Aponévrosite plantaire, Épine calcanéenne, Éperon calcanéen, Maladie de Sever (décharge partielle).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34015.6435012.4
2	39 - 42	34015.6469376.4
3	43 - 46	34015.6469525.6

Non remboursé



Prescrire : Talonnettes silicone avec insert latéral - Orliman® FeetPAD



COLLECTION TALONNETTES

TALONNETTES PLATES SILICONE avec insert central

LA PAIRE

INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Épine calcanéenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires,
- Épaisseur de 5 mm sans bords latéraux.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34010.2945584.5
2	39 - 42	34010.2945590.6
3	43 - 46	34010.2945615.6
4	47 - 50	34010.2945621.7

Non remboursé



Prescrire : Talonnettes plates silicone avec insert central - Orliman® FeetPAD



FeetPAD

● COLLECTION CORRECTEURS

CORRECTEUR NOCTURNE Hallux Valgus

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Traitement d'Hallux Valgus, Thérapie conservatrice et post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de pression ajustable permettant un réglage de l'axe de correction,
- Coussin amortisseur offrant un confort optimal.

TAILLE	POINTURE	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
S	34 - 36	34010.6005001.6	34010.6004997.3
M	37 - 40	34010.6005002.3	34010.6004995.9
L	41 - 46	34010.6005000.9	34010.6004998.0

LPPR : 2113174 / 12,13€^{TTC}

Prescrire : Correcteur nocturne Hallux Valgus - Orliman® FeetPAD



● COLLECTION CORRECTEURS

ÉCARTEUR & PROTECTEUR Hallux Valgus

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Protège et soulage les oignons douloureux, Réalignement de l'articulation, Amortit les pressions.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	ACL 13
Unique	34015.6117298.9

Non remboursé

Prescrire : Écarteur & protecteur Hallux Valgus - Orliman® FeetPAD



● COLLECTION CORRECTEURS

ÉCARTEUR DE DOIGTS Hallux Valgus

2 UNITÉS

INDICATIONS :

Réduit les frictions, Réalignement de l'articulation, Évite les Hallux Valgus.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
S	35 - 38	34015.6117246.0
M	39 - 42	34015.6117252.1
L	43 - 46	34015.6117269.9

Non remboursé

Prescrire : Écarteur de doigts Hallux Valgus - Orliman® FeetPAD





LE SAVIEZ-VOUS ?

25%

des cas d'Hallux Valgus
sont dus à l'hérédité.

Source : L'Assurance Maladie.
Hallux Valgus : symptômes, causes et évolution,
3 octobre 2018.
www.ameli.fr

● COLLECTION COUSSINETS

COUSSINET GEL Talon

LA PAIRE

INDICATIONS :

Soulage la douleur et absorbe les chocs sous le talon, Évite les frottements et la formation de callosités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.2945408.4

Non remboursé

Prescrire : Coussinet gel talon - Orliman® FeetPAD

● COLLECTION COUSSINETS

COUSSINET GEL Métatarses

LA PAIRE

INDICATIONS :

Soulage la douleur de la zone métatarsale et de l'avant du pied, Évite la formation de callosités et durillons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.2945377.3

Non remboursé

Prescrire : Coussinet gel métatarses - Orliman® FeetPAD

● COLLECTION COUSSINETS

COUSSINET GEL Orteils

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Soulage les douleurs de l'avant-pied et les orteils en forme de griffe ou marteau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Petit coussinet sous-diaphysaire en gel polymère viscoélastique avec anneau de fixation au 2° orteil.



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

TAILLE	POINTURE	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
S	35 - 38	34010.2945503.6	34010.2945443.5		
M	39 - 42	34010.2945526.5	34010.2945489.3		
L	43 - 46	34010.2945549.4	34010.2945495.4		

Non remboursé

Prescrire : Coussinet gel orteils - Orliman® FeetPAD

COLLECTION PROTECTEURS

PROTECTION GEL Talon

2 UNITÉS

INDICATIONS :

Prévient des pressions et des frottements,
Évite la formation d'ampoules,
Protège les blessures existantes du tendon d'Achille.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.2945437.4

Non remboursé

Prescrire : Protection gel talon - Orliman® FeetPAD



- SANS LATEX
- GEL INTERNE
- LAVABLE
- RÉUTILISABLE
- AUTO-ADHÉSIF

COLLECTION PROTECTEURS

PROTECTEUR Hallux Valgus et Cors

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Protège et soulage les oignons douloureux et sensibles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absorbe et répartit les pressions sur l'Hallux Valgus grâce à son gel polymère,
- Ne glisse pas,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
--------	----------	--------

1 < 41 34015.6116347.5

2 ≥ 41 34015.6116353.6

Non remboursé

Prescrire : Protecteur Hallux Valgus et cors - Orliman® FeetPAD



- SANS LATEX
- GEL INTERNE
- LAVABLE
- RÉUTILISABLE

COLLECTION PROTECTEURS

PROTECTION PLANTAIRE Métatarses

LA PAIRE

INDICATIONS :

Protège et soulage la zone des métatarses,
Empêche la formation de cors,
Absorbe les chocs et réduit les callosités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mini-bande plantaire en tissu élastique avec coussin en gel polymère.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
--------	----------	--------

1 < 41 34015.6116198.3

2 ≥ 41 34015.6116212.6

Non remboursé

Prescrire : Protection plantaire métatarses - Orliman® FeetPAD



- SANS LATEX
- GEL INTERNE
- LAVABLE
- RÉUTILISABLE

FeetPAD

TUBE PROTECTEUR GEL Orteils et doigts

1 UNITÉ


INDICATIONS :

Atténue la pression et la friction, Protection et hydratation des orteils,
Favorise la cicatrisation, Protège les zones lésées.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère,
- Longueur 15 cm découpable,
- Couleur : ○ Blanc.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
S	15 mm	34010.2945650.7
M	20 mm	34010.2945667.5
L	25 mm	34010.2945673.6
Non remboursé		



Prescrire : Tube protecteur gel orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE



TUBE PROTECTEUR GEL & TISSU Orteils et doigts

1 UNITÉ


INDICATIONS :

Atténue la pression et la friction,
Protection et hydratation des orteils, Favorise la cicatrisation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère, Tissu : Polyamide et Élastomère,
- Longueur 15 cm découpable,
- Couleur : ● Chair.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
XS	20 mm	34015.6140245.1
S	25 mm	34015.6140251.2
M	30 mm	34015.6140268.0
L	35 mm	34015.6142238.1
Non remboursé		



Prescrire : Tube protecteur gel & tissu orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE



DOIGTIER PROTECTEUR Orteils et doigts

1 UNITÉ


INDICATIONS :

Orteil en marteau, Lésion kératosique,
Superposition des orteils, Favorise la cicatrisation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère, Tissu : Polyamide et Élastomère,
- Longueur 8,5 cm découpable.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
S	25 mm	34015.6133647.3
M	30 mm	34015.6138076.6
L	35 mm	34011.6138952.7
Non remboursé		



Prescrire : Doigtier protecteur orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE



PROTECTEUR GEL Petit orteil

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Réduit la douleur, Protège l'exostose de l'articulation,
Diminue la pression et les frottements causés par la chaussure.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs,
- Modèle bilatéral.




TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique	34010.2945420.6
--------	-----------------


Non remboursé

Prescrire : Protecteur gel petit orteil - Orliman® FeetPAD

Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement, en collant ici les nouveautés produits reçues au cours de l'année.



Gardez votre catalogue à jour grâce à cet emplacement, en collant ici les nouveautés produits reçues au cours de l'année.



CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE **GAMME CHUT**



Les chaussures thérapeutiques à usage temporaire sont destinées à des patients dont les anomalies constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou une correction que ne peut assurer une chaussure ordinaire sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur mesure.

Elles sont adaptées à des pathologies diverses mais temporaires :

- États inflammatoires et douloureux de l'avant-pied,
- Œdème post-opératoire ou résiduel,
- Pansements très volumineux,
- Port de semelles orthopédiques et/ou appareillage volumineux,
- Post-traumatiques et chirurgicales,
- Durillons, cors, pathologies unguéales.

Elles peuvent aussi convenir pour d'autres pathologies :

- Déformations du pied interdisant le chaussage classique (griffes d'orteils, Hallux Valgus...),
- Pieds diabétiques,
- Pieds rhumatoïdes.

Elles présentent de nombreux avantages :


- Elles permettent la reprise de la marche et améliorent l'aisance d'une personne ayant des difficultés à marcher,
- Elles sont une aide efficace à de nombreuses pathologies plantaires et à la cicatrisation des plaies,
- Elles peuvent être utilisées lorsqu'un appareillage orthopédique a été mis en place.

LES AVANTAGES DE NOTRE GAMME

Volume chaussant important à l'avant-pied pour éviter les points de pression.

Système velcro® pour un ajustement optimal aux variations de volume.

Ouverture large pour une grande facilité de mise en place.



SUR LES
MODELES
CUIR

Renfort rigide protège les orteils tout en apportant à la chaussure, fermeté et bonne tenue.

Contrefort stabilisant pour un maintien optimal.

Semelle flexible antidérapante et anti-glisse pour limiter le risque de chute.

Semelle en polyuréthane thermoplastique (TPU) offre une grande élasticité et absorbe les chocs, pour un confort de marche accru.

SUR LES
MODELES
CUIR



Nom du produit inscrit sous la semelle amovible

Semelle intérieure amovible en mousse à mémoire de forme



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

OLÉRON®

FEMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds extra-larges, Cou-de-pied fort, Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Durillons, Cors, Hallux Valgus - Oignons, Pathologies unguéales, Œdèmes post-opératoires, Pansements volumineux, Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle amovible fixée par 2 velcro® qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Tissu nid d'abeille pour une respiration optimale et un bon maintien du pied,
- Déperlant.

POINTURE	● BEIGE	● BLEU MARINE
	ACL 13	ACL 13
35	34010.6015064.8	34010.6015056.3
36	34010.6015065.5	34010.6015057.0
37	34010.6015067.9	34010.6015058.7
38	34010.6015389.2	34010.6015059.4
39	34010.6015390.8	34010.6015060.0
40	34010.6015392.2	34010.6015061.7
41	34010.6015393.9	34010.6015062.4
42	34010.6015394.6	34010.6015063.1

LPPR : 2166740 / 28,96€^{TTC} l'unité, soit 57,92€^{TTC} la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Oléron® - Orliman® FeetPAD



Chaussure grand confort avec ouverture complète grâce aux 2 velcro®

idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

BRÉHAT®

FEMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Durillons, Cors, Hallux Valgus - Oignons, Pathologies unguéales, Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu élasthanne aux propriétés extensibles qui épouse les déformations du pied,
- Avant du pied large et souple,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Déperlant.

POINTURE	● BORDEAUX	● NOIR
	ACL 13	ACL 13
35	34010.6015035.8	34010.6015403.5
36	34010.6015036.5	34010.6015404.2
37	34010.6015038.9	34010.6015405.9
38	34010.6015039.6	34010.6015406.6
39	34010.6015040.2	34010.6015407.3
40	34010.6015041.9	34010.6015408.0
41	34010.6015042.6	34010.6015409.7
42	34010.6015044.0	34010.6015410.3

LPPR : 2166740 / 28,96€^{TTC} l'unité, soit 57,92€^{TTC} la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Bréhat® - Orliman® FeetPAD



Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine.

Chaussure grand confort avec ouverture velcro®



FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

MOLÈNE®

FEMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds extra-larges, Cou-de-pied fort, Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Hallux Valgus - Oignons, Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Déperlant.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6015395.3
36	34010.6015396.0
37	34010.6015397.7
38	34010.6015398.4
39	34010.6015399.1
40	34010.6015400.4
41	34010.6015401.1
42	34010.6015402.8

LPPR : 2166740 / 28,96€^{TTC} l'unité, soit 57,92€^{TTC} la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Molène® - Orliman® FeetPAD

Tissu nid d'abeille
pour une respiration optimale
et un bon maintien du pied.



Chaussure très confortable
équipée d'un seul velcro®
à large ouverture



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

BELLE-ÎLE®

FEMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Cou-de-pied fort, Hallux Valgus - Oignons, Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle velcro® longue et ajustable pour épouser le cou-de-pied oedématié,
- Tissu élasthane souple qui épouse les déformations du pied,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Déperlant.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6015411.0
36	34010.6015412.7
37	34010.6015649.7
38	34010.6015650.3
39	34010.6015660.2
40	34010.6015661.9
41	34010.6015662.6
42	34010.6015663.3

LPPR : 2166740 / 28,96€^{TTC} l'unité, soit 57,92€^{TTC} la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Belle-Île® - Orliman® FeetPAD

Effet bi-matière
pour une chaussure élégante
et féminine.



Chaussure confort
avec large ouverture
grâce à sa boucle velcro®



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

TATIHOU®

FEMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds diabétiques, Pieds rhumatoïdes, Hallux valgus - Oignons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure souple et confortable dotée de 2 lanières velcro® ajustables à la forme du pied,
- Tissu Lycra® aux propriétés extensibles qui épouse parfaitement les déformations du pied sans sensation de gêne,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique.



● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6028951.5
36	34010.6028952.2
37	34010.6028953.9
38	34010.6028954.6
39	34010.6028955.3
40	34010.6028957.7
41	34010.6028958.4
42	34010.6028959.1

LPPR : 2166740 / 28,96€^{TTC} l'unité, soit 57,92€^{TTC} la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Tatihou® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

HOUAT®

FEMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds diabétiques, Pieds rhumatoïdes, Hallux Valgus - Oignons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure souple et ouverte par une lanière velcro® ajustable aux cous-de-pied forts,
- Tissu Lycra® aux propriétés extensibles qui épouse parfaitement les déformations du pied sans sensation de gêne,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique.



● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6028960.7
36	34010.6028961.4
37	34010.6028963.8
38	34010.6028964.5
39	34010.6028965.2
40	34010.6028966.9
41	34010.6028967.6
42	34010.6028968.3

LPPR : 2166740 / 28,96€^{TTC} l'unité, soit 57,92€^{TTC} la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Houat® - Orliman® FeetPAD

FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

QUIBERON®

HOMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds extra-larges, Cou-de-pied fort, Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Durillons, Cors, Hallux Valgus - Oignons, Pathologies unguéales, Œdèmes post-opératoires, Pansements volumineux, Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure ultra confort équipée d'un velcro® et d'une semelle dimensionnée pour les pieds larges,
- Butée du pied totalement fermée,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Déperlant.

● MARRON

POINTURE	ACL 13
39	34010.6015664.0
40	34010.6015665.7
41	34010.6015666.4
42	34010.6015667.1
43	34010.6015668.8
44	34010.6015670.1
45	34010.6015671.8
46	34010.6015672.5

LPPR : 2166740 / 28,96€ ^{TTC} l'unité, soit 57,92€ ^{TTC} la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Quiberon® - Orliman® FeetPAD



Tissu élégant imitation nubuk



Languette longue pour ajuster la fermeture aux pieds volumineux.

Facilité d'ouverture de la languette par pliage en une seule partie.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

RHUYS®

HOMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Hallux Valgus - Oignons, Pieds diabétiques, Séquelles post-traumatiques, Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Déperlant.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
39	34010.6015673.2
40	34010.6015674.9
41	34010.6015676.3
42	34010.6015677.0
43	34010.6015678.7
44	34010.6015679.4
45	34010.6015680.0
46	34010.6015682.4

LPPR : 2166740 / 28,96€ ^{TTC} l'unité, soit 57,92€ ^{TTC} la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Rhuys® - Orliman® FeetPAD



Tissu nid d'abeille pour une respiration optimale et un bon maintien du pied.



Chaussure grand confort composée d'un velcro® pour une fermeture adaptée à la taille du pied.

INDICATIONS :

Griffes d'orteils - Orteils en marteau, Pieds diabétiques, Pieds rhumatoïdes, Pieds extra-larges.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure équipée d'un velcro® et d'une semelle dimensionnée pour les pieds larges,
- Languette longue pour ajuster la fermeture aux pieds volumineux,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique.



● NOIR

POINTURE	ACL 13
39	34010.6028943.0
40	34010.6028944.7
41	34010.6028945.4
42	34010.6028946.1
43	34010.6028947.8
44	34010.6028948.5
45	34010.6028949.2
46	34010.6028950.8

LPPR : 2166740 / 28,96€^{TTC} l'unité, soit 57,92€^{TTC} la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Chausey® - Orliman® FeetPAD

LE SAVIEZ-VOUS ?

45%

des hospitalisations des personnes de plus de 90 ans sont causées par une chute.

Au-delà de 65 ans, c'est l'accident de vie le plus fréquent.

Source : allodocteurs.fr





*Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

MIXTE

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds extra-larges, Cou-de-pied fort, Griffes d'orteils, Orteils en marteau, Durillons, Cors, Hallux Valgus - Oignons, Pathologies unguéales, Œdèmes post-opératoires, Pansements volumineux, Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaussure ultra confort pour les pieds sensibles,
- Languette ergonomique qui épouse la butée du pied,
- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle amovible qui permet l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Doublure textile hypoallergénique,
- Mousse contrecollée sur tissu velcro® compatible, s'adapte à toutes les épaisseurs de pieds,
- Déperlant.

2 velcro® sur la tige et à l'arrière pour une ouverture complète



Modèle montant sur la cheville



Étiquette à l'intérieur de la tige pour inscrire le nom et le numéro de chambre du patient.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
36	34010.6015045.7
37	34010.6015046.4
38	34010.6015047.1
39	34010.6015048.8
40	34010.6015049.5
41	34010.6015050.1
42	34010.6015051.8
43	34010.6015052.5
44	34010.6015053.2
45	34010.6015054.9
46	34010.6015055.6

LPPR : 2166740 / 28,96€^{TT} l'unité, soit 57,92€^{TT} la paire.

Prescrire : Chaussure thérapeutique à usage temporaire Noirmoutier® - Orliman® FeetPAD



Demandez notre guide de prise de mesures !
Avec un protocole, un tableau de mesures et 25 feuilles détachables pour la prise de mesures.

TABLEAUX DE MESURES

#1 DÉTERMINER LA POINTURE

POINTURE	FEMME COLLECTION CLASSIQUE*	FEMME COLLECTION CITADINE*	HOMME & MIXTE
	LONGUEUR DU PIED (CM)		
35	21,3	21,9	-
36	21,9	22,6	23
37	22,6	23,2	23,7
38	23,2	23,9	24,4
39	23,9	24,5	25
40	24,5	25,2	25,7
41	25,2	25,8	26,4
42	25,8	26,5	27
43	-	-	27,7
44	-	-	28,4
45	-	-	29
46	-	-	29,7

#2 DÉTERMINER LA LARGEUR DU PIED

POINTURE	PIED MOYEN	PIED LARGE	PIED EXTRA-LARGE
	CIRCONFÉRENCE (CM)		
35	< 22,4	22,5 - 23,5	> 23,5
36	< 22,9	23 - 24	> 24
37	< 23,4	23,5 - 24,5	> 24,5
38	< 23,9	24 - 25	> 25
39	< 24,4	24,5 - 25,5	> 25,5
40	< 24,9	25 - 26	> 26
41	< 25,4	25,5 - 26,5	> 26,5
42	< 25,9	26 - 27	> 27
43	< 26,4	26,5 - 27,5	> 27,5
44	< 26,9	27 - 28	> 28
45	< 27,4	27,5 - 28,5	> 28,5
46	< 27,9	28 - 29	> 29


#3 CHOISIR LE MODÈLE

MODÈLE	PIED MOYEN	PIED LARGE	PIED EXTRA-LARGE
FEMME (COLLECTION CLASSIQUE)			
BELLE-ÎLE	●		
BRÉHAT	●	●	
MOLÈNE	●	●	●
OLÉRON	●	●	●
FEMME (COLLECTION CITADINE)			
HOUAT	●	●	
TATIHOU	●	●	
HOMME & MIXTE			
RHUYS	●	●	
QUIBERON	●	●	●
CHAUSEY	●	●	●
NOIRMOUTIER	●	●	●

CONSEILS

- ▶ En cas de doute entre 2 tailles, toujours prendre la taille supérieure.
- ▶ La largeur du pied est l'élément essentiel de la mesure, avant la pointure.
- ▶ Toujours mesurer le pied à ses endroits les plus larges/longs.
- ▶ Préconiser l'essayage de la chaussure avec une chaussette ou un bas pour des raisons d'hygiène.

* Les pointures diffèrent légèrement entre les deux collections de chaussures pour femme. Les modèles de la collection Classique offrent un bout de chaussure arrondi pour répondre aux besoins de pathologies touchant également les orteils et les ongles. Cet arrondi offre plus de largeur au pied et une longueur régulière. Les modèles de la collection Citadine ont un bout de chaussure plus carré, proche de la chaussure de ville, leur longueur est plus importante afin que les orteils ne soient pas comprimés au bout de la chaussure.

 Les mesures indiquées et le conseil des modèles sont à titre indicatif. En raison de la diversité des pathologies, l'essayage de la chaussure reste le moyen le plus adapté au choix du bon produit.





CRYO & BANDES

CRYOTHÉRAPIE

La cryothérapie est une méthode de soins qui consiste à appliquer du froid sur une zone du corps afin de faire chuter la température cutanée. Elle est souvent pratiquée par les sportifs dans le but d'obtenir une récupération de la fonction musculaire plus rapide.

BANDES DE CONTENTION

Les bandes de contention sont adaptées à la traumatologie sportive en général (entorses, tendinites, élongations, contention musculaire...). Elles protègent les zones sensibles et peuvent servir à maintenir les compresses dans le cadre d'un traitement en cryothérapie.

COMMENT LE FROID SOULAGE-T-IL LA DOULEUR ?

ANALGÉSIQUE ET ANTALGIQUE

Appliquer du froid sur une zone du corps a pour but de faire chuter la température cutanée. Ce « choc thermique » permet d'anesthésier les nerfs sensitifs qui conduisent le message douloureux envoyé au cerveau. Ce qui procure alors un effet antalgique immédiat.

ANTI-ŒDÉMATEUX / ANTI-INFLAMMATOIRE

Lorsque les muscles ou les articulations sont enflammés, les vaisseaux sanguins ont pour réaction de se dilater (vasodilatation). Cette réaction rend leur paroi particulièrement perméable. Le liquide (plasma) peut alors s'infiltrer dans les tissus provoquant alors l'apparition d'un œdème. L'application immédiate du froid, associée à une légère compression et une position surélevée, permet de minimiser la dilatation des vaisseaux limitant ainsi la formation de gonflements et ralentissant le processus inflammatoire.

RECOMMANDATION

Ne mettez pas de glace à même la peau, pour éviter tout risque de brûlure ou de gelure.



PROTOCOLE RICE

Le protocole RICE (ou GREC) est une méthode de premiers soins qui a pour but de diminuer la douleur, éviter les œdèmes, favoriser le rétablissement et la récupération de la fonction articulaire.

REPOS

Mettre l'articulation en repos strict afin d'éviter que la lésion ne s'aggrave.

ICE

Appliquer du froid pour un effet antalgique et anti-inflammatoire.

COMPRESSION

Effectuer une compression sur la zone douloureuse afin de favoriser l'action du froid et de réduire la douleur.

ÉLÉVATION

Maintenir l'articulation surélevée pour favoriser la circulation sanguine et diminuer la pression au niveau de la zone douloureuse.

ATTELLES DE CRYOTHÉRAPIE CRYOTEC®

GENOUILÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE ET ROTULIENNE

GENULIG® CRYOTEC®

MAINTIEN

INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) ou rotulienne, Post-opératoire, Post-traumatique, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Reprise du sport ou d'activité.


CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation,
- Cadrans articulés crantés et polycentriques avec butée anti-recurvatum permettant de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion/extension.



Pad circulaire silicone avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.

Sangle de strapping en «X» permettant de réaliser une compression graduelle et d'effectuer plusieurs types de strapping.



Compresse de froid amovible technologie «flocon de neige» apporte une diffusion d'un froid constant et de longue durée tout en restant malléable et agréable à utiliser.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	3664338.001923	6041780
2	47 - 53 cm	3664338.001930	6041781
3	53 - 60 cm	3664338.001947	6041782
4	60 - 67 cm	3664338.001954	6041783
5	67 - 75 cm	3664338.001961	6041784

LPPR : 2152211 / **102,29€^{TTC}**



Prescrire : Genulig® Cryotec® - Orliman®

ATTELLE DE GENOU

KIT COMPRESSIVE CRYOTEC®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Post-traumatique, Entorse avec œdème, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression + thérapie par le froid, fournie avec 2 compresses de froid 30 x 15 cm (possibilité d'utilisation avec 4 compresses 15 x 15 cm),
- Écisses postérieures et latérales amovibles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000933	6034893
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000940	6034895

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Kit Compressive Cryotec® - Orliman®

ATTELLE DE GENOU COMPRESSIVE SEULE (sans compresse de froid)

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000858	6034718
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000865	6034719

LPPR : 2124338 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de genou Compressive seule - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

2 EN 1 CRYOTEC®

IMMOBILISATION

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.


CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles en mousse à mémoire de forme,
- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.000612	6034692
Standard	> 160 cm	3664338.000629	6034693

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville 2 en 1 Cryotec® - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

AIR/GEL CRYOTEC®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.001183	6035109
Standard	> 160 cm	3664338.001220	6035113

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville Air/Gel Cryotec® - Orliman®

ATTELLE DE CHEVILLE

GONFLABLE CRYOTEC®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles Air.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.001268	6035118
Standard	> 160 cm	3664338.001176	6034952

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville gonflable Cryotec® - Orliman®

KIT DENTAIRE CRYOTEC®

INDICATIONS :

Douleurs dentaires, Post-opératoire (dents de sagesse...).


CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie «Flocon de neige» n'agressant pas la peau,
- Compresse de froid malléables même congelées permettant d'envelopper le visage tout en suivant les courbes,
- Sangle de maintien pour une plus grande liberté de mouvement.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.000926	6034889

Non remboursé

Prescrire : Kit dentaire Cryotec® - Orliman®




CRYOPUMP® , LE SOIN PAR LA CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE



Les produits CRYOPUMP® associent la technologie de la **cryothérapie** et la **compression localisée**.

Grâce à la compresse de gel et à la zone d'air adaptées à la morphologie et physiologie du corps humain, ces attelles apportent un **soin en continu** et une diffusion du froid sur toute la zone musculaire et articulaire.

LA TECHNOLOGIE DES PRODUITS CRYOPUMP®



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

ÉPAULIÈRE CRYOPUMP®

INDICATIONS :

Post-opératoire et post-traumatique, capsulite.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'épaulière anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau de l'acromion pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses trois sangles (dont une amovible) facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 sangle amovible,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



TAILLE	ACL 13
Unique	34010.6028940.9
LPPR : 1156684 / 15,24€ ^{TTC}	

Prescrire : Épaulière Cryopump® - Orliman®

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

GENOUILÈRE CRYOPUMP®

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010. 6028941. 6
LPPR : 2124338 / 57,23€ ^{TTC}	

Prescrire : Genouillère Cryopump® - Orliman®



Comresse de gel anatomique pour une meilleure répartition du froid.

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

GENOUILÈRE ARTICULÉE CRYOPUMP®

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement,
- 2 cadrans articulés amovibles aident la sécurisation latérale.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338. 002104	6085589
LPPR : 2152211 / 102,29€ ^{TTC}		

Prescrire : Genouillère articulée Cryopump® - Orliman®



Comresse de gel anatomique pour une meilleure répartition du froid.

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

CHEVILLÈRE CRYOPUMP®

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique,
Rééducation.

CARACTÉRISTIQUES :

- La cheville anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau du talon pour une meilleure adaptation morphologique,
- Sa sangle facilite la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.


TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.001480	6035380

LPPR : 2107972 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Cheville Cryopump® - Orliman®



Comresse de gel anatomique pour une meilleure répartition du froid.



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

ATTELLE DE GENOU ÉVOLUTIVE CRYOPUMP®

NOUVEAU

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'attelle de genou évolutive Cryopump® est développée en deux parties dissociables permettant de passer du traitement en phase d'immobilisation (grâce à des éclisses postérieures préformées, latérales amovibles et modelables) en phase de maintien renforcé (grâce à ses éclisses latérales articulées),
- Ses deux zones de compression graduelle par pompe permettent une meilleure répartition du froid,

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid anatomiques et 2 compresses de froid rectangulaires,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002395	6120301

LPPR : 2152211 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Attelle de genou évolutive Cryopump® - Orliman®



Comresse de gel anatomique pour une meilleure répartition du froid.



Cadran articulé

COMPRESSES DE FROID & CHAUD/FROID

COMPRESSE DE FROID RÉUTILISABLE

INDICATIONS :

Hématomes, Entorses, Élongations, Maux de tête,
Tendinites, Arthrose (poussée inflammatoire),
Piqûres d'insectes, Douleurs dentaires...

CARACTÉRISTIQUES :

- Livrée avec sa housse de protection,
- Dimensions au choix :
15 x 15 cm et 30 x 15 cm,
- Diffusion du froid :
2h (15 x 15 cm) ou 4h (30 x 15 cm).

TAILLE	EAN 13	ACL 7
15 x 15 cm	3664338.000582	6034688
30 x 15 cm	3664338.000599	6034689

Non remboursé

Prescrire : Compresse de froid - Orliman®



- Diffusion d'un froid constant et de longue durée,
- **Malléable** grâce à la technologie de type flocon de neige,
- **Ne brûle pas la peau.**

COMPRESSE CHAUD/FROID RÉUTILISABLE

THERMOPAD

INDICATIONS :

Chaud : Contractures, Courbatures, Lombalgie,
Arthrose (raideur articulaire), Crampes,
Douleurs musculaires, Torticolis...

Froid : Hématomes, Entorses, Élongations, Maux de tête,
Arthrose (poussée inflammatoire), Piqûres d'insectes,
Douleurs dentaires...

CARACTÉRISTIQUES :

- Livrée avec sa housse de protection,
- Dimensions au choix :
15 x 15 cm et 30 x 15 cm,
- Diffuse 20 minutes de chaud ou froid.


TAILLE	EAN 13	ACL 7
15 x 15 cm	3664338.000827	6034714
30 x 15 cm	3664338.000834	6034716

Non remboursé

Prescrire : Compresse chaud/froid Thermopad - Orliman®



BANDES DE CONTENTION NEOSTRAP®



Les nouvelles bandes de contention **Neostrap®** sont élégantes, confortables et respirantes. Grâce à leur conception spécifique et leur système de fixation velcro® micro-injection, elles vous permettront d'effectuer **un strapping efficace sans coller à la peau**. Sans Latex, **hypoallergéniques**, elles sont **lavables et réutilisables plusieurs fois**.

Neostrap®, l'élément indispensable dans votre trousse à pharmacie, à la maison ou en voyage.

TABLEAU DE RECOMMANDATION



- Doigts/orteils
- Petits bobos

2,5 CM



- Coude/poignet
- Cheville

5 CM



- Genou
- Mollet

7,5 CM



- Épaule
- Cuisse


10 CM



- Cryothérapie
(maintien de compresse)

10 CM

TECHNOLOGIE NEOSTRAP®



TISSAGE ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT
Velcro® compatible,
Indémaillable
(découpable dans les 2 sens).

REVÊTEMENT "SECONDE PEAU"
Pour un contact cutané agréable,
confortable et un maintien optimal.
(Sans Latex, hypoallergénique,
sans agent collant, résistant aux usages répétés.)

VELCRO® MICRO-INJECTION
pour une fixation parfaite et un maintien performant.



RESPIRANTE ET EXTENSIBLE

BANDE DE CONTENTION RÉUTILISABLE

NEOSTRAP®

- Une contention adaptée à la traumatologie sportive et générale (entorses, tendinites, élongations, contusions, contention musculaire...),
- Un maintien de pansements et une protection des zones sensibles (plaies des extrémités, tête, épaules, talons...),
- Un maintien de compresse dans le cadre de traitement en cryothérapie (compresses de froid et compresses chaud/froid Thermopad, Protocole R.I.C.E.).

● NOIR

TAILLE	EAN 13	ACL 7
2,5 cm x 50 cm	3664338.001381	6035131
5 cm x 1 m	3664338.001398	6035132
7,5 cm x 1 m	3664338.001404	6035134
7,5 cm x 2 m	3664338.002647	6138616
10 cm x 1,5 m	3664338.001411	6035136

Non remboursé

Prescrire : Bande de contention Neostrap® - Orliman®







OUTILS

Afin de développer votre expertise et de mettre en avant votre gamme d'orthopédie et de podologie, nous vous proposons divers outils, permanents ou saisonniers, pour l'équipe officinale ou vos patients.

ACTIVITÉS SPORTIVES, LOMBALGIE, TMS...

Vos patients sont toujours à la recherche de conseils et d'information, ils comptent donc sur votre expertise pour les guider et leur délivrer le produit qui leur sera le plus adapté.

En parallèle, la catégorie de l'orthopédie est en plein essor et de plus en plus visible : elle nécessite une segmentation claire et impactante, pour que chacun puisse y trouver la solution adéquate.

TOTEMS, AFFICHES, RÉGLETTES, CONSEILS DE MERCHANDISING...

Nous vous accompagnons avec plaisir dans la mise en avant de votre rayon afin que votre expertise soit valorisée.



DÉMARCHE CATÉGORIELLE SOINS DES SPORTIFS



UNE OFFRE DE COMMUNICATION GLOBALE

Attentifs à l'offre en pharmacie et aux besoins des patients, nous avons développé une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive :

- Proposez une offre de produits globale** (grâce à un plan complet),
- Rendez votre expertise visible** (différents outils de visibilité),
- Gagnez en expertise** (outil de formation),
- Animez cet espace dédié** (bons de réduction).



UN [ESPACE DÉDIÉ] COMPLET POUR PROPOSER UNE OFFRE GLOBALE

Nous vous accompagnons en vous proposant une sélection des catégories de produits répondant aux divers besoins des sportifs ainsi que plusieurs possibilités de mise en place, à adapter selon la taille de votre officine.

Renseignez-vous auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles.



OUTIL **ANALYSE & RECOMMANDATIONS**

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Qui êtes-vous ?



Acteur +
en Orthopédie

Vous savez répondre à la prescription
avec une bonne délivrance.



Acteur ++
en Orthopédie

**Vous êtes engagé dans la délivrance
des produits d'orthopédie.**
Vous comprenez le but de chaque produit
par rapport à la pathologie, à la cible
patient et à l'action mécanique du produit.



Acteur +++
en Orthopédie

**Vous êtes force de proposition au
comptoir** en développant la délivrance
de produits d'orthopédie et en captant
de nouvelles cibles qui arrivent à la
pharmacie sans prescription.
Vous savez conseiller les patients,
vous êtes acteur de votre activité.

Où en êtes-vous ?

Évolution des ventes (en unité)

Catégorie	Année N-1	Année N	Potentiel Annuel	Rdv n°1 le ... /... /.....	Rdv n°2 le ... /... /.....
Ceinture lombaire					
Ceinture abdominale					
Collier cervical					
Chevillère de compression pure					
Chevillère avec adjonction					
Chevillère rigide					
Genouillère articulée					
Genouillère avec adjonction					
Genouillère de compression pure					
Genouillère d'immobilisation					
Épaule, Clavicule, Botte, Releveur					
Coudière, Tennis-elbow					
Poignet / Pouce					

PROPOSITION DE PLAN DE RÉFÉRENCEMENT

Phase 1 Base de travail

Acteur +	Acteur ++	Acteur +++
<ul style="list-style-type: none"> - Collier C1 - Bandage d'immobilisation d'épaule - Neo Soft® - Neo Confort® - Neo Rhizo Confort® - Confort Plus® Poignet-Pouce - Epi'R® - Lombobelt Renfort® 21 et 26 cm - L'Évolutive® 21 et 26 cm - Rotulig® - Genu'R® - Chevilig® - Memoforme® 	<p>En complément de Acteur + :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutec® - Lombobelt Activ® 21 et 26 cm - Should'R® - Genulig® - Genuforte® - Chevistrap® - Cheviforte® - Gamme C.H.U.T. Orliman® FeetPAD (chaussures thérapeutiques à usage temporaire) - Gamme Compresse de froid 	<p>En complément de Acteur ++ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lombotherm® - Lombobelt® - Babylob® - Rotulig Move® - Rotulig Stab® - Memostab® - Manutec Soft® - Gamme Cryopump® (cryothérapie compressive)

Phase 2 En complément de la phase 1

Acteur +	Acteur ++	Acteur +++
<ul style="list-style-type: none"> - Manutec® - Collier C2 - Lombobelt Activ® 21 et 26 cm - Babylob® - Genulig® - Genuforte® - Cheviforte® - Gamme Orliman® FeetPAD (podologie) 	<ul style="list-style-type: none"> - Collier C2 - Neo Finger® - Manutec Soft® - Abdobelt® - Lombosoft® - Babylob® - Gamme Orliman® FeetPAD (podologie) 	<ul style="list-style-type: none"> - Shouldop® (avec et sans coussin) - Genurom Neo® - Flexilig® - Dynamic Fix® - Gamme Cryotec® - Gamme Orliman® FeetPAD (podologie) - Gamme Orliman® Kids (pédiatrique) - Gamme Orliman Sport®

Phase 3 En complément de la phase 2

Acteur +	Acteur ++	Acteur +++
<ul style="list-style-type: none"> - Abdobelt® - Neo Finger® - Gamme C.H.U.T. Orliman® FeetPAD (chaussures thérapeutiques à usage temporaire) - Gamme Compresse de froid 	<ul style="list-style-type: none"> - Lombobelt® - Dynamic Fix® - Rotulig Move® - Rotulig Stab® - Memostab® - Gamme Cryopump® (cryothérapie compressive) - Gamme Orliman® Kids (pédiatrique) - Gamme Orliman Sport® 	<ul style="list-style-type: none"> - Should Sport® - Should 90® - Neo Boxer® - Genuflex Rom® - Boxia® - Chaussure à décharge - Botimed® - Gamme Orliman® One Plus (morphologies spécifiques)

PLAN DE FORMATION PERSONNALISÉ

Niveau 1

- Connaissez-vous les produits de la gamme ? Oui Non
- Connaissez-vous les cibles patients ? Oui Non
- Savez-vous mettre en place les produits ? Oui Non

Vous avez une majorité de OUI

Vous avez une majorité de NON

PROCHAINE FORMATION

Prise en main de la gamme

1 ^{re} Session	2 ^e Session	3 ^e Session
Prévue le : / /	Prévue le : / /	Prévue le : / /
Avec :	Avec :	Avec :
.....
.....

Niveau 2

- Connaissez-vous l'anatomie et les différentes pathologies ? Oui Non
- Savez-vous expliquer les principes mécaniques des attelles ? Oui Non
- Savez-vous utiliser les arbres décisionnels pour délivrer les produits ? Oui Non

Vous avez une majorité de OUI

Vous avez une majorité de NON

PROCHAINE FORMATION

Comprendre l'orthopédie

1 ^{re} Session	2 ^e Session	3 ^e Session
Prévue le : / /	Prévue le : / /	Prévue le : / /
Avec :	Avec :	Avec :
.....
.....

Niveau 3

- Savez-vous détecter les signaux d'alerte au comptoir ? Oui Non
- Faites-vous du conseil associé en orthopédie ? Oui Non
- Avez-vous des demandes de sportifs ? Oui Non

Vous avez une majorité de NON

PROCHAINE FORMATION

Développer les ventes en captant les nouvelles cibles en conseil

1 ^{re} Session	2 ^e Session	3 ^e Session
Prévue le : / /	Prévue le : / /	Prévue le : / /
Avec :	Avec :	Avec :
.....
.....

Niveau 1 **Prise en main de la gamme**

	Connaissance de la gamme	Connaissance des différentes cibles	Maîtrise de la mise en place des produits
1 ^{re} Session			
2 ^e Session			
3 ^e Session			

Niveau 2 **Comprendre l'orthopédie**

	Compréhension des différentes pathologies	Compréhension des principes mécaniques des attelles	Maîtrise de l'utilisation des arbres décisionnels
1 ^{re} Session			
2 ^e Session			
3 ^e Session			

Niveau 3 **Développer les ventes en captant les nouvelles cibles en conseil**

	Détection des signaux d'alerte au comptoir	Maîtrise du conseil associé en orthopédie	Réponse aux demandes des sportifs
1 ^{re} Session			
2 ^e Session			
3 ^e Session			

ANALYSE DU POINT DE VENTE & RECOMMANDATIONS

#Vitrine

	Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
Premier Rendez-vous Le / /
Second Rendez-vous Le / /

#Linéaire **Rayon orthopédie**

	Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
Premier Rendez-vous Le / /
Second Rendez-vous Le / /

Zones promotionnelles **Comptoir, tête de gondole...**

	Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
Premier Rendez-vous Le / /
Second Rendez-vous Le / /

Présentoirs

	Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
Premier Rendez-vous Le / /
Second Rendez-vous Le / /



Pour la France :

Distributeur : SM Europe - Z.A. La Herbetais, 35520 La Mézière - France
Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

Fabricante/Fabricant:

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elíana
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00 · Export Tel.: +34 96 274 23 33
E-mail: orto@orliman.com · Export mail: export@orliman.com · www.orliman.com

Siret : 420574626 RCS Rennes. Crédits photos : SM Europe, Christophe Lecrenais,
Vincent Bauza, Fotolia[®], iStock[®], Thinkstock[®]. Photos non contractuelles. 190101_T.