

VARISAN[®]



CATALOGUE DE VENTE 2020





VARISAN[®] PREMIUM



Gamme Semi-transparent Ethéré

Gamme top ventes
98% des morphologies

ETHÉRE	PIED FERMÉ	CLASSE 1 10-15 mmHg p.38	MI-BAS	Beige	Noir				
			BAS	Beige	Noir				
			COLLANT	Beige	Noir				
	PIED OUVERT	CLASSE 2 15-20 mmHg p.43	MI-BAS	Glacé	Beige +/-	Poudré +/-	Nacré	Terra	Daim
			BAS	Glacé	Beige +/-	Poudré +/-	Nacré	Terra	Daim
			COLLANT	Beige	Poudré	Nacré	Daim	Gris	Taupe
		CLASSE 3 20-30 mmHg p.72	MI-BAS	Beige	Noir				
			BAS	Beige	Noir			Picots	
			COLLANT						
	PIED OUVERT	CLASSE 2 15-20 mmHg p.46	MI-BAS	Beige	Terra	Noir			
BAS			Beige	Terra	Noir		Picots		
COLLANT			Nacré						
PLUMETIS	CLASSE 2 15-20 mmHg p.48	MI-BAS	Noir Rose	Marine Argenté			NOUVEAU		
		BAS	Noir Rose	Marine Argenté			NOUVEAU		
		COLLANT	Noir Rose	Marine Argenté			NOUVEAU		
MATERNITÉ	CLASSE 2 15-20 mmHg p.50	COLLANT	Nacré	Taupe	Noir				



Gamme Transparent Diva

Douceur
Résistance

DIVA	PIED FERMÉ	CLASSE 2 15-20 mmHg p.52	MI-BAS	Naturel +/-	Poudré +/-	Nacré	Terra	Noir
			BAS	Naturel +/-	Poudré +/-	Nacré +/-	Terra +/-	Noir +/-
			COLLANT	Naturel	Poudré	Nacré	Noir	
	PIED OUVERT	CLASSE 2 15-20 mmHg p.56	MI-BAS	Nacré				
			BAS	Nacré +/-				
	MILANO	CLASSE 2 15-20 mmHg p.58	COLLANT	Gris	Noir			
	PAPILLON	CLASSE 2 15-20 mmHg p.59	BAS	Nacré	Noir			NOUVEAU

+ Existe en taille +
cuisses et mollets forts

- Existe en taille -
cuisses et mollets fins



Gamme Opaque Naturel Soie Seta Micro-coton

Peaux sensibles & Thermorégulation

ELLE & LUI	PIED FERMÉ	CLASSE 2 15-20 mmHg p.68 / p.80	MI-BAS	Beige	Gris	Marine	Noir		
			MI-BAS	Noir				32% coton	
	PIED OUVERT	CLASSE 3 20-30 mmHg p.74 / p.88	MI-BAS	Noir					
			MI-BAS	Noir					
	PASSO	CLASSE 2 15-20 mmHg p.69 / p.81	MI-BAS	Noir					
			CLASSE 2 15-20 mmHg p.66 / p.78	MI-BAS	Beige Chiné +/-	Gris Chiné +/-	Bleu Chiné +/-	Brun +/-	Noir +/-
					Moutarde	Rouge	Vert	Bleu	
	PASSO	CLASSE 3 20-30 mmHg p.75 / p.86	MI-BAS	Noir +/-					

SOIE	CLASSE 2 15-20 mmHg p.61 / p.82	MI-BAS	Taupe	Prune	Gris	Noir		
		BAS	Taupe	Prune	Noir		Picots	
		COLLANT	Taupe	Prune	Noir		24% soie	
	CLASSE 3 20-30 mmHg p.73 / p.89	MI-BAS	Noir					
BAS		Noir				Picots		
SETA	CLASSE 2 15-20 mmHg p.62	MI-BAS	Moutarde	Rouge	Marine	Orange	Noir	
		BAS	Orange	Noir			13% soie	
		COLLANT	Rouge	Orange	Noir			
MICRO-COTON	CLASSE 1 10-15 mmHg p.39	MI-BAS	Noir					
		CLASSE 2 15-20 mmHg p.64 / p.83	MI-BAS	Beige	Noir			45% coton
			BAS	Beige	Noir			Picots



VARISOFT[®] ACCÈS AUX SOINS



Gamme Varisoft
Semi-opaque

NOUVEAU
DISPONIBLE
DÈS FÉVRIER 2020

SEMI-OPAQUE	PIED FERMÉ	CLASSE 2 15-20 mmHg p.92	MI-BAS	Poudré	Noir
			BAS	Poudré	Noir
			COLLANT	Poudré	Noir
	PIED OUVERT	CLASSE 2 15-20 mmHg p.92	MI-BAS	Poudré	Noir
			BAS	Poudré	Noir



Gamme Varisoft
Transparent

NOUVEAU
DISPONIBLE
DÈS MARS 2020

TRANSPARENT	CLASSE 2 15-20 mmHg p.94	MI-BAS	Doré	Noir
		BAS	Doré	Noir
		COLLANT	Doré	Noir



Gamme Varisoft
Mesures adaptées
Hospitalier



Gamme Varisoft
Homme
Côtelé

NOUVEAU
DISPONIBLE
DÈS MARS 2020

MESURES ADAPTÉES	PIED FERMÉ	CLASSE 2 15-20 mmHg p.96	MI-BAS	Beige	Nacré	Terra	Taupe	Noir	
			BAS	Beige	Nacré	Terra	Taupe	Noir	Picots
			COLLANT	Beige	Nacré	Noir			
	PIED OUVERT	CLASSE 3 20-30 mmHg p.101/105	BAS	Beige	Noir	Picots			
			CLASSE 2 15-20 mmHg p.96	MI-BAS	Beige	Noir			
				BAS	Beige	Noir	Picots		
DENTELLE	CLASSE 2 15-20 mmHg p.100	BAS	Nacré	Noir					

HOMME	CLASSE 2 15-20 mmHg p.104	MI-BAS	Noir
-------	---------------------------------	--------	------



VARISAN[®] PATHOLOGIE



Cédème veineux

DEMA [®]	CLASSE 2 15-20 mmHg p.111	MI-BAS	Poudré	Noir	NOUVEAU
		MI-BAS	Poudré	Noir	

Cédème veineux

Sclérose des varices

VEINALGIC [®] p.116	MOLLET ET CUISSE	Noir	Blanc
------------------------------	------------------	------	-------

Anti Thrombo-Embolique

A.T.E. POST-OP	CLASSE 2 15-20 mmHg p.114	MI-BAS	Blanc	BAS	Blanc
----------------	---------------------------------	--------	-------	-----	-------

Usage bloc opératoire

Code client :

Délégué(e) :

Email :

Tel :

MI-BAS

Ethéré, Diva

	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville b	16-18		18-20			20-23			23-26			26-29		29-32
Mollet c	27-30	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur AD	court ≤ 37 / normal > 37													

Soie, Seta, Elle & Lui T5 exclu Elle & Lui

	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville b	19-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet c	32-36	36-40	40-44	44-48	46-52
Hauteur AD	court ≤ 40 / normal > 40				

Passo

	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5	T5+
Cheville b	18-21		21-24			24-27			27-30			30-33	
Mollet c	30-36	34-40	30-36	34-40	38-44	34-40	38-44	42-48	38-44	42-48	46-52	42-48	46-52
Hauteur AD	court ≤ 40 / normal > 40												

DEMA®

	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville b	16-18		18-20			20-23			23-26			26-29		29-33
Mollet c	26-29	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur AD	court ≤ 37 / normal > 37													

BAS

Ethéré, Diva

	T0-	T0	T1 Extra-	T1-	T1	T1+	T2 Extra-	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5	T5+
Cheville d		16-18			18-20				20-23			23-26			26-29		29-32	
Cuisse g	37-41	42-52	36-43	44-50	50-56	57-63	36-45	46-52	53-59	60-66	49-55	56-62	63-69	52-58	59-65	66-72	62-70	71-78
Hauteur AG	court ≤ 74 / normal > 74																	

Soie, Seta

	T1	T2	T3	T4
Cheville b	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse g	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur AG	court ≤ 74 / normal > 74			

COLLANT

Ethéré, Diva

	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville b	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse g	37-52	36-63	36-66	49-69	52-72	62-78
Ventre t	≤ 105		≤ 130			-
Hauteur AG	court ≤ 74 / normal > 74					

Maternité

	T1	T2	T3	T4
Cheville b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse g	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre t	≤ 120	≤ 135	≤ 150	≤ 160
Hauteur AG	court ≤ 74 / normal > 74			

Soie, Seta

	T1	T2	T3	T4
Cheville b	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse g	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre t	≤ 105		≤ 130	
Hauteur AG	court ≤ 74 / normal > 74			



MI-BAS

Semi-opaque, Transparent, Homme

	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^(b)	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet ^(c)	25-35	30-40	35-45	40-50	45-55
Hauteur ^(AD)	court ≤ 37 / normal > 37				

Mesures adaptées

	TO	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville ^(b)	16-18	18-20		20-23				23-26		26-29		29-33		
Mollet ^(c)	27-30	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur ^(AD)	court ≤ 37 / normal > 37													



BAS

Semi-opaque, Transparent

	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^(b)	18-21	21-24	24-27	27-30	29-32
Cuisse ^(g)	43-58	48+63	53-68	58-73	63-78
Hauteur ^(AG)	court ≤ 74 / normal > 74				

Mesures adaptées

	T0-	T0	T1 Extra-	T1-	T1	T1+	T2 Extra-	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5	T5+
Cheville ^(b)	16-18		18-20				20-23				23-26		26-29		29-32			
Cuisse ^(g)	37-41	42-52	36-43	44-50	50-56	57-63	36-45	46-52	53-59	60-66	49-55	56-62	63-69	52-58	59-65	66-72	62-70	71-78
Hauteur ^(AG)	court ≤ 74 / normal > 74																	



COLLANT

Semi-opaque, Transparent

Mesures adaptées

	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^(b)	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Cuisse ^(g)	43-58	48-63	53-68	58-73	63-78
Ventre ^(f)	≤ 105		≤ 130		
Hauteur ^(AG)	court ≤ 74 / normal > 74				

	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^(b)	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse ^(g)	42-52	50-56	53-59	56-62	59-65	62-70
Ventre ^(f)	≤ 105			≤ 130		
Hauteur ^(AG)	court ≤ 74 / normal > 74					



VARITEC®

l'enfile bas pour les patients à mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6





POUR LES MORPHOLOGIES HORS TABLEAU DE TAILLAGE DE SÉRIE, FABRICATION SUR-MESURE

Facturation forfaitaire :
même tarif quelle que soit
la morphologie

Calcul du tarif de remboursement
en ligne sans demande de devis

En 5 jours seulement
A découvrir page
(sommaire du sur-mesure p121)

Applicateur

Patient

Nom :
Code client :
Adresse :
CP : Ville :
Tel : Fax :
Email :
Date :


Nom du patient :

Homme Femme

Modèle

Mi-bas AD (paire) Bas antiglisser AG (paire)
 Bas antiglisser AF (paire) Collant AT (unité)

Gauche Droite



K1T : hauteur Entre-jambe/ T (taille) face ventrale

K2T : hauteur Entre-jambe/ T (taille) face dorsale

Demandes particulières :

.....
.....
.....
.....

Cachet

Prise de mesure

		Gauche	Droite
Bout de pied	BP		
Cou de pied	CP		
Talon	ST		
Cheville	B		
Mollet	C		
Jarret	D		
Cuisse	F		
Cuisse Maxi 80	G		
Hanche	H		
Taille	T		
Longueur Pied (sans orteils)	X		

Hauteurs

Mi bas	AD		
Bas Antiglisser	AG		
Bas Antiglisser	AF		
Collant	AH		
	AT		
	K1T		
	K2T		

Compression Couleur

Classe 2 Beige
 Classe 3 Noir

Pied

Ouvert Fermé

PRISE DE MESURE

Les mesures suivantes sont à prendre :

- en espace de confidentialité, sur peau
 - debout et sans chaussures
 - sur les deux jambes
 - de préférence le matin.
- Reprendre les circonférences à chaque renouvellement.

1 CHEVILLE point b

Tour de la cheville sur la partie la plus fine
(3 cm au dessus de la malléole)



2 MOLLET point c

Tour de mollet
sur la partie la plus large



3 CUISSE point g

Tour de cuisse
(5 cm sous le pli fessier)

Astuce : demander à la patiente la hauteur habituelle du positionnement de la bande anti-glisse selon ses habitudes de port, ce qui peut faire varier la circonférence de référence.



4 VENTRE point t

Tour de ventre au niveau ombilical.

5 HAUTEUR

Mi-bas AD

Distance entre le sol et 2 cm au dessus du galbe du mollet

Astuce : prendre le repère de la TTA
(Tubérosité Tibiale Antérieure)

Bas et collant AG

Distance entre le sol et l'entrejambe.



L'ENTRETIEN ET ENFILAGE

L'entretien

Afin de préserver la qualité des bas, il est conseillé de suivre les instructions suivantes :

- Lavage quotidien à l'envers (à la main ou en machine) à une température maximum de 40°C.
 - Utilisation de détergents neutres pour tissus délicats.
 - Rinçage à une température maximum de 40°C.
 - Séchage ni au soleil ni au sèche-linge.
 - Éloigner des sources de chaleur.
 - Étendage exclusivement horizontalement.
- Un entretien régulier prolonge la durée de vie de vos bas de compression.



Lavage 40° max main ou machine



Pas de nettoyage à sec



Pas de sèche-linge



Pas d'eau de Javel




Pas de repassage

L'enfilage manuel

Pour améliorer l'observance, l'éducation à l'enfilage est primordiale.


- 1 Placez votre main à l'intérieur du bas, saisissez le talon avec le pouce et l'index.
- 2 Retournez le bas jusqu'au talon, en conservant le pied à l'endroit.



- 3 Élargissez le bas avec les deux pouces, introduisez le pied et positionnez le talon.



- 4 Saisissez le bas avec les deux mains, à 10 cm du pied, puis remontez le bas jusqu'à la cheville, sans tirer sur la bande dentelle.



- 5 Renouvelez l'opération environ 4 fois pour remonter progressivement votre bas jusqu'en haut de la cuisse. Positionnez enfin la bande dentelle.



- 6 Repositionnez la pointe pour donner plus d'aisance aux orteils. Massez la jambe pour répartir la matière.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si le patient n'arrive pas à toucher la pointe de ses pieds, pensez à utiliser le Varitec® !

VARITEC® l'enfile bas pour les patients à mobilité réduite

▶ Vidéo d'utilisation

disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali



- Facile à utiliser
- Sans aucune aide ni besoin de force
- Adapté à toutes les classes de compression médicale

Référence : 34010 5149988 6

CLASSIFICATION CEAP

*Recommandations Haute Autorité de Santé 2010.

C0	C1	C2	C3		C4	C5	C6
Jambes lourdes, fourmillements	Télangiectasies (varicosités), varices réticulaires Diamètre < 3mm	Varices diamètre > 3mm	Œdème débutant	Œdème fibrosé	Troubles trophiques	Ulcère fermé	Ulcère ouvert non cicatrisé
							
15,6 %*	26,8 %*	32,8 %*	18,4 % des patients*		5,2 %*	0,2 %*	1 %*
Classe 1 (10-15 mmHg)							
Classe 2 (15-20 mmHg)							
Classe 3* (20-25 mmHg)							
						Classe 4* (> 36 mmHg) Superposition : Classe 1 + Classe 3 ou Classe 2 + Classe 2	
Tableau essentiellement symptomatique : • Lourdeurs de jambe, sensations de fourmillements • Œdème du pied en fin de journée • Télangiectasies (varicosités) symptomatiques	Tableau symptomatique et clinique : • Télangiectasies • Varices <3 mm Ø • Suites de sclérothérapie • Suites des traitements chirurgicaux • Voyages aériens	<ul style="list-style-type: none"> • Varices >3 mm Ø • Suites de sclérothérapie • Suites des traitements chirurgicaux • Œdèmes • Troubles trophiques (Altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que Pigmentation et/ou eczéma veineux. Hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche). • Ulcère cicatrisé 				<ul style="list-style-type: none"> • Ulcère cicatrisé • Ulcère ouvert 	
			DEMA 	DEMA 	SOIE 		

Fibres naturelles

Peaux sensibilisées par la maladie veineuse : privilégier les fibres naturelles (soie et coton)
Varisan est le spécialiste du tricotage des fibres naturelles depuis 145 ans

Garanties OEKO-TEX

Toutes les gammes Varisan sont certifiées OEKO-TEX garantissant ainsi l'absence de substances nocives pour la peau et la santé des patients.



*Source : Enquête épidémiologique informative VARISAN. Analyse des données : GENBIOTECH Dijon - Août 2010

Rappel : La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.

La superposition de classe est recommandée lorsque le patient n'est pas capable d'enfiler une compression plus forte.

LA BONNE COMPRESSION AU BON MOMENT FEMME

	<i>Je recherche...</i>		<i>Un style</i>
	<i>Ville Voyage</i>	Une maille élégante De la transparence	<ul style="list-style-type: none"> Classique → Ethéré Diva Fantaisie → Plumetis
	<i>Chaud Froid</i>	Une fibre qui régule les changements de température	<ul style="list-style-type: none"> Classique → Seta (lisse) Soie (côtelé) Passo Fantaisie → Seta coloris vifs Passo coloris vifs
	<i>Maison Loisirs</i>	Le confort des fibres naturelles (coton, soie)	<ul style="list-style-type: none"> Classique → Elle&Lui Micro-coton Fantaisie → Passo
	<i>Grossesse</i>	Facile à enfiler	<ul style="list-style-type: none"> Classique → Ultra robuste : Seta, Soie Look ville : Ethéré Fantaisie → Seta coloris vifs Plumetis
	<i>Oedème</i>	Une pression spécifique	Classique → Dema



	<i>En ville</i>	Une maille élégante De la transparence	<ul style="list-style-type: none"> Classique → Ethéré Diva Fantaisie → Plumetis Papillon
	<i>Chaud Froid</i>	Une fibre qui régule les changements de température	<ul style="list-style-type: none"> Classique → Seta (lisse) Soie (côtelé) Fantaisie → Seta coloris vifs
	<i>A la maison</i>	Le confort des fibres naturelles (coton, soie)	Classique → Micro-coton
	<i>Grossesse</i>	Facile à enfiler	<ul style="list-style-type: none"> Classique → Ultra robuste : Seta, Soie Look ville : Ethéré Fantaisie → Seta coloris vifs Plumetis

	<i>En ville</i>	Une maille élégante De la transparence	<ul style="list-style-type: none"> Classique → Ethéré Diva Fantaisie → Plumetis
	<i>Chaud Froid</i>	Une fibre qui régule les changements de température	<ul style="list-style-type: none"> Classique → Seta (lisse) Soie (côtelé) Fantaisie → Seta coloris vifs
	<i>A la maison</i>	Le confort des fibres naturelles (coton, soie)	Classique → Micro-coton
	<i>Grossesse</i>	Facile à enfiler	Classique → Collant Maternité

LA BONNE COMPRESSION AU BON MOMENT HOMME

Je recherche...

Un style




1

Présenter le bas talon face à l'enfile bas pointe vers le bas




2

Enfiler le bas ou mi-bas jusqu'à la couture du talon



3

Maintenir l'enfile bas avec le pied opposé



4

Glisser la pointe du pied à l'intérieur du bas ou mi-bas au maximum



5

Retirer le pied de l'enfile bas



6

Remonter le bas ou le mi-bas sur le mollet ou la cuisse



VARITEC®

l'enfile bas pour les patients à mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6



VARISAN

Les 4 saisons de la compression

Le nouveau lookbook des femmes et des hommes qui ont compris que les jambes légères ont leur place au vestiaire !

Printemps



Une touche d'éclat pour vos jambes en Plumetis Marine/Argenté et Noir/Rose. Pour des silhouettes pétillantes et éclatantes en référence au sequin disco



Envie de chaleur mais sans renoncer à la finesse et à l'élégance de l'opaque ? Seta Orage pour dynamiser un look classique

Été

Accords rosés et jeux de matières raffinées en Diva poudré



Passo vert ou Soie Prune pour donner du caractère à une tenue sobre

La Dolce Vita



Passo bleu pour dynamiser un Prince de Galles gris



Les meilleurs looks pour la ville

Vous avez carte blanche pour oser montrer vos jambes en affirmant haut et fort vos goûts !

Automne



Ethéré Taupe s'accorde avec une palette camel, cognac et bruns

Alors qu'Ethéré Orage donne du chien à un camaïeu de bleu sombres ou noir trop sobres

Ethéré Gris magnifie l'intemporel pied-de-poule



Au placard le total look noir !
On ose le technicolor comme un rempart au froid
On tente l'association audacieuse et chic de Passo rouge et Seta collant rouge

Hiver



Oh tristesse, dès que les températures baissent, nos gambettes se font plus discrètes... pas toujours !

En Seta collant Rouge et Micro-coton noir, les matières naturelles tiennent leurs promesses et vous entourent de confort et de douceur !

UNE HISTOIRE DE QUALITÉ DEPUIS 145 ANS

1935

Premier fabricant italien

Centenari et Zinelli se spécialise dans la fabrication de bas de compression médicale et devient le premier fabricant italien



2008

Cizeta Medicali en France

Cizeta Medicali se développe en France à St Amand Montrond (18)



2012

Atelier de tissage

Ouverture de l'atelier de tricotage rectiligne en Italie, pour le traitement du lymphoedème

2016

SMAPP Référence / Observance

Un ensemble de services applicatifs au cœur de la santé connectée.



2019

Cizeta Care

Nouvelle gamme Aide à la mobilité et au confort

CIZETA^{CARE}

1872

Centenari & Zinelli

Naissance de Centenari & Zinelli à Milan, la plus ancienne société italienne de production de tissus élastiques



1971

VARISAN

Naissance de la marque VARISAN pour les bas de compression médicale

VARISAN[®]

2008

Cizeta Orto

Naissance de la marque Cizeta Ortò pour la gamme orthopédie complète

CIZETA
ortò

2015

L'application web Varisan Sur-Mesure

Lancement de l'application pour accélérer et faciliter la délivrance du sur-mesure (plus d'information en page 12)

2019

Nouveau concept global

ORTHOSHOP[®]

BY CIZETA MEDICALI

UNE HISTOIRE DE QUALITÉ DEPUIS 145 ANS

CIZETA MEDICALI, spécialiste depuis 1872 dans la compression élastique, assure la conception et la fabrication de solutions innovantes dans la thérapie pour l'insuffisance veineuse et lymphatique.

En collaboration avec les plus grands centres de phlébologie, **CIZETA MEDICALI** est en permanente recherche pour améliorer la qualité du service médical rendu de ses produits. **CIZETA MEDICALI** a obtenu les 4 homologations des pays certificateurs

5 MARQUES



NOS CLIENTS

4100
officines et magasins
d'orthopédie partenaires

90
groupements
partenaires

3 MÉTIERS

PHLÉBOLOGIE
ORTHOPÉDIE
LYMPHOLOGIE

Cizeta Medicali est fabricant depuis 1872 de textile compressif, utilisé en compression médicale, lymphologie et orthopédie.

CHIFFRES CLÉS

CA multiplié par **2,5** en 5 ans

N°5
des fabricants de
compression veineuse

N°3
du marché du
semi-transparent
avec Ethéré

LA QUALITÉ DE L'EXPERIENCE

CIZETA MEDICALI s'appuie sur l'expertise textile et le savoir faire reconnu de ses équipes italiennes depuis 1872. La production est réalisée sur des machines de dernière génération, en tricotage circulaire et rectiligne, sur le site de Cuggiono près de Milan. La dernière acquisition permet à Cizeta Medicali de proposer Passo, sans couture à la pointe de pied, grâce au remaillage maille à maille.



Production en Italie à Cuggiono (Milan)

R&D, assemblage et logistique en France à St Amand-Montrond

LA GARANTIE D'UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

Afin de garantir une qualité optimale de nos produits, un système de contrôle qualité est appliqué tout au long du processus de production jusqu'à leur mise en boîte.

Certifications

CIZETA MEDICALI est l'une des seules sociétés au monde à avoir obtenu l'homologation de ses produits dans l'ensemble des pays certificateurs.

- Asqual (France depuis 1994)
- RAL (Allemagne depuis 1992)



- SFDA (Chine depuis 1997)
- FDA (USA depuis 2003)



- OEKO-TEX STANDARD 100



Tous les bas médicaux de compression, les bas anti-thromboemboliques, les manchons de compression et les différentes gammes compressives sont certifiés Oeko-Tex pour garantir l'absence de substances nocives pour la santé de nos clients.

- Marquage CE



Les produits de **CIZETA MEDICALI** sont des dispositifs médicaux de Classe 1 et satisfont aux exigences de la directive 93/42/CEE et de ses modifications successives.

CIZETA MEDICALI a obtenu la certification ISO 9001



L'INNOVATION AU SERVICE DE L'OBSERVANCE


Parce que le confort, le taillant et l'esthétisme représentent les premiers freins à l'observance du traitement, 2% du chiffre d'affaires de **CIZETA MEDICALI** est dédié à la recherche et à l'innovation.

QUALITÉ


Label Premium Knitting Quality



Assemblage bord à bord de la dentelle
4 aiguilles : **pas de surépaisseur** et couture
de la dentelle sur le bas avec 6 fils pour **plus de
résistance**



Forte résistance à la déchirure
et à l'abrasion pour une **durabilité élevée**



Profondeur du talon et bosselage
cou-de-pied : **enfilage aisé**



Couture pointe plate
éclatée : **pas de gêne**



Silicone double composant
avec catalyseur platine
appliqué après teinture
pour une **meilleure
tolérance cutanée**



Polyamide microfibre
+ solide et + doux



INNOVATIONS

R2M



Le système R2M, (Reprise Maille par Maille), permet une finition **sans couture à la pointe de pied**. Cela consiste à tricoter une poche par diminution et augmentation à la pointe, puis à réaliser une fermeture sur le dessus du pied en Reprise Maille par Maille.

Disponible sur Passo.

Label Douceur



Ce label permet d'identifier les produits bénéficiant d'un fil polyamide microfibre de qualité supérieure, composé de 14 filaments minimum, offrant une douceur veloutée.

Disponible sur Diva.



Entretien facile

Lavage machine 40° à l'envers, quotidien pour prolonger la durée de vie

ESTHÉTISME & TAILLANT

Depuis plus d'un siècle, notre service recherche et développement s'attache à concevoir des produits alliant qualité et esthétisme, pour votre patientèle, féminine et masculine, afin de favoriser l'observance du traitement.

Un taillage adapté pour une prise en charge de l'ensemble des morphologies, le taillage de série de Varisan couvre 96,3% de la population féminine française.

SUR MESURE

Si les mesures de votre patient n'entrent pas dans les tableaux de mesures de nos articles de série, **CIZETA MEDICALI** met à votre disposition son savoir-faire en vous proposant la fabrication de bas sur-mesure (voir page 121)



L'INNOVATION AU COEUR DE NOTRE AMBITION

CIZETA MEDICALI développe également une nouvelle génération d'orthèses brevetées validées par les spécialistes en traumatologie, rhumatologie, apportant des solutions innovantes pour le traitement des patients et ainsi favoriser l'observance du traitement.

Notre objectif est de permettre une prise en charge des patients adaptée à chaque besoin avec des produits de qualité alliant confort et esthétique. Nos produits sont disponibles en pharmacie et en magasin d'orthopédie dans toute la France.

5 BREVETS
Au service de l'observance

A2T[®]

La nouvelle génération
d'orthèse stabilisatrice



Sélectionné
Prix Galien 2017



MI 70

La nouvelle génération
d'attelle d'immobilisation
pour la fracture des métacarpiens



5 MODÈLES DÉPOSÉS
sur le rachis lombaire

3 MODÈLES DÉPOSÉS
sur le genou

UNE STRATÉGIE BASÉE SUR L'INNOVATION

LA QUALITÉ & L'ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

5 BREVETS
Au service de l'observance

Bande Cizeta Press CP 35 Picots

Favorise l'autobandage



Veinalgic®

Prévention et traitement des effets secondaires
après sclérose des varices



Varitec

Enfile bas



CIZETA MEDICALI s'investit dans la recherche médicale autour de 2 piliers : la recherche clinique et le développement produits pour l'amélioration de la prise en charge.

- **La recherche clinique** est encadrée par une équipe composée de rééducateurs fonctionnels diplômés en phlébologie, lymphologie et spécialistes du handicap. La veille scientifique passe notamment par la participation de **CIZETA MEDICALI** aux manifestations médicales, et à son étroite collaboration avec des médecins réputés dans l'observation et l'accompagnement de l'évolution des pratiques.
- **Le développement produit et l'innovation** : nos ingénieurs textile et spécialistes des matières plastiques sont en recherche constante de matières et technologies innovantes, au profit d'une qualité de produit fini adapté aux pathologies et au quotidien des patients.

La validation des produits passe par des **tests et essais patients**, encadrés par des **études cliniques**.

L'objectif de cette démarche est de faire évoluer la prise en charge des patients sur les pathologies phlébologiques, lymphatiques et les atteintes musculo-squelettiques, à destination du corps médical et des applicateurs.

CIZETA MEDICALI attache une très grande importance au développement des compétences médicales de ses équipes en interne. Les délégués pharmaceutiques et médicaux ainsi que l'encadrement sont titulaires du Diplôme Universitaire de Compression Médicale.

▶ Vidéo innovation



▶ Vidéo Prix Galien




▶ Vidéo A2T®



 YouTube

Vidéos disponibles
sur la chaîne
Cizeta Medicali





OBSERVANCE

56,0 à 73,5 %

L'information donnée par le pharmacien influence très significativement le port de la compression qui passe de 56,0 à 73,5 % lorsque des renseignements sur l'enfilage, l'entretien, les choix variés de textiles et de coloris sont donnés*

RECRUTEMENT

1 personne sur 3 soigne ses troubles veineux soit 6 sur 18 millions

Outils de recrutement
Questionnaire



SPÉCIALISATION Concept Orthoshop + formation

2,7% de CA contre un potentiel de 4%

3 APPLICATIONS



observance

L'Education Thérapeutique Patient (ETP) facilement



Pour vos patients

SMAPP® Observance prend le relais au quotidien, au domicile du patient :

- conseils d'enfilage
- conseils d'entretien
- hygiène de vie
- sensibilisation à la maladie veineuse
- présentation des gammes produits

Pour une meilleure **acceptation et observance** du traitement par compression médicale.

Cizeta Medicali :

- Acteur de la spécialisation des partenaires
- Partenaire de l'observance pour le patient
- Partenaire de la marge brute pour l'apporteur



Développez votre proximité patient et votre conseil grâce au digital
+ d'efficacité dans la prise en charge

Optimisation de l'offre

- **Présence des 3 marques :**



- **Visibilité rapide de la totalité des produits** du catalogue correspondants aux mesures du patient
- **Questionnaire de recrutement VIVA**

Gestion des stocks réels

- **Visibilité des produits** en stock pharmacie
- **Visibilité des produits** en stock ou en rupture chez Cizeta Medicali



Codes-barres

Pour intégration facile des produits dans vos commandes quotidiennes :

- **Phlébologie**
- **Orthopédie**



Aide à la formation

De l'équipe officinale et à l'éducation thérapeutique :

- **Explication de la compression**
- **Conseils d'enfilage**
- **Conseils d'entretien**



Assister dans la prise de mesure précisément



Trouver la référence adaptée rapidement



Accompagner l'Education Thérapeutique Patient (ETP) facilement



Retrouver la référence délivrée efficacement

la délivrance du sur-mesure

+ facile
+ rapide



sur-mesure

La délivrance du sur-mesure

+ facile
+ rapide en 5 jours seulement



- 1 **Saisie des mesures en ligne** : réduction du nombre d'erreurs de saisie des mesures, et des oublis de mesures grâce à l'interface ergonomique
- 2 **Calcul du tarif LPPR automatique**
- 3 **Prix forfaitaire fabricant** pour calcul du prix de vente en temps réel
- 4 **Suivi de la commande en ligne** après mise en fabrication en un clic
- 5 **Délais raccourcis**
- 6 **Historique patient** avec renouvellement facile, suivi de l'évolution morphologique

Le sur-mesure circulaire en 5 jours seulement

Demandez gratuitement votre identifiant et mot de passe :

02 48 96 87 93

Un service dédié à l'accompagnement de nos clients afin de devenir experts dans la prise en charge de la maladie veineuse et dans les pathologies ostéo-articulaires.

Cizeta Académie se compose de modules permettant de faire progresser les équipes au conseil et à l'application des produits de la gamme Varisan.

Tous ces modules se valident par des mises en situation et des cas de comptoir.

Comment et par qui ?

En présentiel : nos délégués experts vous accompagnent dans la mise en place de la formation continue de vos équipes



CIZETA ACADEMIE PHLEBOLOGIE : DEVENEZ DES EXPERTS DE LA MALADIE VEINEUSE

Un programme composé de 4 modules pour acquérir les capacités à comprendre la maladie veineuse, à conseiller et à délivrer la compression médicale :

- Connaître le système veineux et ses problématiques
- Savoir délivrer le bon produit en prenant en compte les typologies de peau et ainsi favoriser l'observance
- Donner les conseils les plus justes en fonction des patients et de leur mode de vie

NIVEAU 1 : Le système circulatoire

Facteurs de risque de la MVC

- 1. Héritéité**
 - Augmentation du risque x 5
 - Augmentation du risque x 8
- 2. Grossesse**
 - 1^{er} enfant x 1,42
 - 2^{ème} enfant x 1,37
 - 3^{ème} enfant x 1,72
- 3. Sédentarité**
 - Passives assises ou debout prolongées
- 4. Obésité**

La thrombose veineuse = phlébite. Risque mortel

100 000 cas par an de phlébites et 10 000 décès d'embolies pulmonaires.
Dans 40% des cas, il n'y a pas de symptôme.

- Chaleur
- Douleur à la palpation
- Oedème de texture et de dureté avec le mollet opposé
- Rougeur localisée
- Formation d'œdème dans certains cas
- Sensation de crampes, douleur...

NIVEAU 2 : Prise en main de la gamme

L'hygiène de vie

Une bonne hygiène de vie permet de diminuer les symptômes et les complications :

- Une marche régulière de 15 min pour favoriser un bon retour veineux
- S'échauffer les jambes à la fin de la journée, dormir les pieds surélevés
- Les douches froides sur les jambes
- Éviter les sources de chaleur directes sur les jambes
- Aller à l'eau à une altitude équilibrée
- Faire des exercices selon points lorsque vous travaillez debout toute la journée
- Porter quotidiennement sa compression veineuse

Observer et s'informer :

État cutané :

- Coloration cutanée (rouge / rose / blanc)
- Signe cutané autre (plaques brunes, eczémas variqueux, dermatite blanche, etc.)

Présence d'un œdème ?

- Cou de pied / chevilles / mollet
- Trace de la chaussure / chaussette / perte de relief osseux
- Patient(e) dit qu'il/elle fait de la rétention d'eau

Antécédents médicaux concernant la maladie veineuse :

- Phlébite ancienne
- Ulcères veineux
- Chirurgie des varices ou scléroses
- Trouble orthostatique ou déséquilibre de la marche

NIVEAU 3 : Recrutement et conseils associés

Module 1 : Le recrutement

Maladie veineuse : une maladie évolutive

30% des patients en France se soignent

630 patients par an à dépister en pharmacie

Réflexe à avoir : prise de veinotoniques, gel frais, long voyage et maux des transports

Femme enceinte

Faites tester vos jambes :

viva

Quand tester vos jambes ?

1. Avant de commencer votre grossesse

2. Pendant votre grossesse

3. Après votre grossesse

4. Avant de voyager

5. Avant de commencer un traitement

6. Avant de commencer un sport

7. Avant de commencer un traitement médicamenteux

8. Avant de commencer un traitement chirurgical

9. Avant de commencer un traitement par laser

10. Avant de commencer un traitement par sclérotisation

11. Avant de commencer un traitement par chirurgie

12. Avant de commencer un traitement par radiothérapie

13. Avant de commencer un traitement par chimiothérapie

14. Avant de commencer un traitement par hormonothérapie

15. Avant de commencer un traitement par immunothérapie

16. Avant de commencer un traitement par thérapie ciblée

17. Avant de commencer un traitement par thérapie génique

18. Avant de commencer un traitement par thérapie cellulaire

19. Avant de commencer un traitement par thérapie par cellules souches

20. Avant de commencer un traitement par thérapie par cellules souches pluripotentes induites

NIVEAU 3 : Recrutement et conseils associés

Module 4 : Cas de comptoir

À chaque pathologie sa compression

Preise de notes

Cas 1 : Jeune femme de 28 ans

La solution Varisan :

- On m'a conseillé de prendre des veinotoniques.
- J'ai souvent les jambes lourdes.
- Je suis beaucoup assise au bureau.
- Que me conseillez-vous ?

Que faites-vous ?

- De quoi souffre le patient ?
- Est-ce le bon niveau de compression ?
- Vérifier ses préférences : chaussette, bas ou collant
- Prise de mesure
- Proposition de gamme Varisan
- Explication emballage ou aide
- Explication de l'entretien

Le saviez-vous ?

Qu'un patient porte des chaussettes, des bas ou un collant l'efficacité sera la même.

Cas 2 : Femme de 30 ans enceinte de son 1^{er} enfant

- On m'a conseillé de porter des bas à varices.
- Mon médecin m'a prescrit deux paires de compression.
- Je suis à mon 6^{ème} mois de grossesse.
- J'ai peur que ce soit trop dur à enlever.

NIVEAU 4 : Sur-mesure circulé

Je passe commande d'une prise de mesure en attente

Je procède de la même façon pour un manchon

J'accède à l'historique de mes commandes et consulte le statut

Le bouton « valider » est grisé.

Pour le récupérer, il suffit de modifier de 1 cm dans le formulaire (supplémentaire ou inférieur).

Exemple : « en attente » devient « validé par le patient » à 11/05/2015.

Je peux visualiser la commande.

Je peux télécharger la commande pour le rendre patient (dans un formulaire de retour).

Je peux afficher comment faire une prise de mesure en attente.

à coller

à confirmer

en production

livré

ORTHOSHOP[®] UNE VERSION COMPACTE...

BY CIZETA MEDICALI

Reconnu " **Projet Innovant** " lors de **LES TROPHÉES Clusters** par **FILEX France**


LE BAR INITIATIQUE



Stockage
40 boîtes

+

LINÉAIRE COMPRESSION MÉDICALE



Stockage
100 boîtes

+

LINÉAIRE ORTHOPÉDIE



Stockage
70 boîtes

+

CABINE ET OUTILS DE DÉLIVRANCE



Bureau L 100 cm x P 36 cm x H 75 cm
Chaise L 45 cm x P 51 cm x H 81 cm

Chaque module mesure Largeur 66,5 cm x Profondeur 35 cm x Hauteur 245 cm et s'intègre à votre linéaire.

VITROPHANIE PHLÉBO



+



+

VITROPHANIE ORTHO



... ADAPTABLE À TOUTES LES CONFIGURATIONS D'OFFICINE

UNE OFFRE MODULABLE ET ÉVOLUTIVE ADAPTÉE À VOTRE PHARMACIE

Option 1 : Essentiel Phlébo

L 66,5 cm x P 35 cm x H 245 cm

Option 2/3 : Essentiel Ortho-Phlébo

L 200 cm x P 35 cm x H 245 cm

LE BAR INITIATIQUE



Stockage
40 boîtes

OUTILS DE DÉLIVRANCE EN CABINE

- Cadres de délivrance
- Patère pour nuanciers



LE BAR INITIATIQUE LINÉAIRES COMPRESSION MÉDICALE ET ORTHOPÉDIE



Stockage
40 boîtes

Stockage
100 boîtes

Stockage
70 boîtes

OUTILS DE DÉLIVRANCE EN CABINE

- Cadres de délivrance
- Patère pour nuanciers

L 132 cm x H 60 cm



Option 4 : Expertise Ortho-Phlébo

L 333 cm x P 35 cm x H 245 cm

LE BAR INITIATIQUE x2



Stockage
80 boîtes

Stockage
200 boîtes

Stockage
70 boîtes

LINÉAIRES COMPRESSION MÉDICALE X2 ET ORTHOPÉDIE

CABINE COMPLÈTE

- Cadres de délivrance
- Patère pour nuanciers
- Bureau et tabouret applicateur
- Assise patient



CONFIGURATION CUBE

Small



Médium



Large



Exemple ORTHOSHOP[®] MEDIUM à Castres (81)



▶ Vidéo ORTHOSHOP[®] Castres



Vidéo disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali




CONFIGURATION MODULES

Exemple ORTHOSHOP[®] MODULES à Montargis (45)



1 ORTHOSHOP[®] INSTALLÉ TOUS LES 3 JOURS

BY CIZETA MEDICALI



PASSER COMMANDE EN APPELANT LE LABORATOIRE :

Le Service Commercial en ligne
prend vos commandes sans interruption
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Toute l'année, sauf les jours fériés

Tel : 02 48 96 87 93 - Fax : 02 48 96 80 91

Mail : commande@cizetamedicali.fr

Ou par Télétransmission Pharma ML

Trouvez la référence adaptée au patient et consultez la disponibilité des produits sur l'application



AVANT VALIDATION DE VOTRE COMMANDE

vous pouvez consulter la disponibilité des produits

ENQUÊTE DE SATISFACTION



C'est la note de satisfaction que vous avez donné à **CIZETA MEDICALI**

NOTRE SERVICE



Délai d'attente



Accueil Amabilité



Compréhension de la demande



Satisfaction de la réponse



Traitement des réclamations

NOS PRODUITS



Qualité des produits




Disponibilité des produits

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE



Disponibilité



Relationnel avec vous et votre équipe

LA LIVRAISON



Respect des délais de livraison



Conformité de la commande



Etat général du colis

DÉLAI DE LIVRAISON

Toute commande passée avant 15h est livrée le lendemain avant 13h

Pour les commandes égales ou supérieures à 150 produits, commandez avant 12h pour une livraison le lendemain avant 13h.

AU CŒUR DE CIZETA MEDICALI...

Au cœur de Cizeta Medicali : découvrez l'histoire de l'entreprise, et nos 4 vidéos métier

▶ Vidéo



▶ Vidéo



▶ Vidéo



▶ Vidéo



▶ Vidéo



▶ Vidéo



Vidéos disponibles sur la chaîne YouTube Cizeta Medicali



Rejoignez-nous sur Facebook !

Retrouvez la gamme **VIVA** sur notre page Facebook ainsi que nos publications sur la **prévention** et la prise en charge de la maladie veineuse durant la **grossesse**, le **sport** et le **voyage**.



et sur notre page LinkedIn

CIZETA MEDICALI France
LinkedIn



1 Qualité des produits & disponibilité

J12 livraison le lendemain avant 13h toute France
1600 références dans notre magasin central

2 Innovations & Brevets

3 Accès aux soins

4 Rentabilité optimisée & croissance



Cizeta Medicali numéro 1 sur 4 des 10 critères de sélection prioritaires d'un fournisseur en compression médicale*

5 Equipe d'experts délégués conseil

et service commercial en ligne

6 Formation e-learning

7 Recrutement patients

8 Audit de votre potentiel

9 Satisfaction clients : certification ISO 9001



10 Favoriser l'observance



C'EST VOUS QUI LE DITES !



est **N°1 SUR 4 DES 10 CRITÈRES**
de sélection prioritaires d'un fournisseur en compression médicale
selon **213 responsables de pharmacie***



n°1 en remises et conditions commerciales
n°1 en délais de livraison
n°1 en prix et en niveau de marge
n°1 en gamme exclusivement dédiée à l'officine



n°2 en choix dans le catalogue
n°2 en relations commerciales avec les délégués



n°3 sur l'efficacité clinique et thérapeutique des produits
n°3 sur les nouveautés


Extrait des **résultats de l'étude ARCANE Research** réalisée en Novembre 2015 sur un panel représentatif de pharmaciens, en collaboration avec les principaux acteurs du marché de la compression médicale, dans l'objectif de mieux comprendre leurs attentes :

- En termes de services
- En termes de gammes et qualité
- En termes de tarif et conditions commerciales

Cette étude compare les principaux fournisseurs représentant plus de **97% du marché de la compression médicale**. Il en ressort pour **Varisan, une position de N°1** sur de multiples critères.

* Etude Arcane Research 2015. Compression médicale : quelle stratégie marketing déployer auprès des responsables d'officines ? Nov-Déc 2015

LE SYSTÈME CIRCULATOIRE



Le cœur propulse le sang chargé d'oxygène et de nutriments vers les organes grâce aux artères.

Les échanges gazeux et métaboliques s'opèrent par l'intermédiaire des réseaux de capillaires au niveau des organes et des muscles.


Les veines ramènent le sang appauvri en oxygène et chargé de déchets métaboliques vers le cœur. Le retour du sang vers le cœur est possible grâce :



à la pompe musculaire du mollet (lors de la contraction des muscles)



à la pompe plantaire lors de la marche



aux mouvements respiratoires (aspiration par les mouvements du diaphragme)

aux valvules des veines (clapets anti-retour)

LA MALADIE VEINEUSE

Touche plus de 22 millions de personnes en France. Plus d'une femme sur deux et un homme sur quatre sont concernés.

Seulement 1/3 des patients atteints se soignent.

En moyenne un patient va mettre 7.5 années à aller consulter un phlébologue.

Douleurs et lourdeurs sont les premiers symptômes, les varicosités (télangiectasies) sont les premiers signes cliniques.

La maladie veineuse peut avoir différentes origines. Son apparition et son évolution sont souvent amplifiées par des facteurs de risque et des situations aggravantes souvent méconnues.



Du point de vue physiologique, le sang remonte vers le cœur par le réseau veineux. Ce réseau veineux est pourvu en valvules.

Les valvules (clapets anti-reflux ou anti-retour) permettent de lutter contre la pesanteur et donc empêchent le sang de refluer.

22 millions de personnes en France

1 femme sur 2 & 1 homme sur 4

1 patient sur 3 se soigne



SYSTÈME CIRCULATOIRE ET MALADIE VEINEUSE

A l'origine de la maladie veineuse des membres inférieurs, on constate une dégradation de la paroi veineuse et une détérioration des valvules, qui provoquent une augmentation de la pression veineuse. Sous l'effet de cette pression, la veine se dilate et un reflux s'installe. Le sang stagne alors dans la veine et la déforme, provoquant l'apparition de varices.

Ces affections veineuses des membres inférieurs sont évolutives.

Sans traitement, elles peuvent engendrer des complications graves (ulcères, TVS* et TVP**,...).

LA COMPRESSION : TRAITEMENT DE RÉFÉRENCE

Les bas médicaux de compression sont des bas élastiques (collant, bas et mi-bas) fabriqués dans du tricot élastique. Ils entourent le membre inférieur et exercent une pression active constante sur ce membre, qu'il soit au repos ou en mouvement.

Les bas médicaux exercent une pression dégressive : la pression exercée est plus forte à la cheville et diminue graduellement le long de la jambe.

La compression médicale favorise le retour veineux, prévient la stagnation du sang et lutte contre la détérioration de la paroi veineuse.


En effet la compression permet de rétablir l'équilibre au niveau des capillaires entre les pressions hydrostatique/oncotique capillaire et interstitielle (loi de Starling).

Premier effet immédiat, la compression médicale soulage les douleurs et les sensations de lourdeur en traitant en profondeur la maladie veineuse. Son efficacité est prouvée scientifiquement et reconnue par la Haute Autorité de Santé.

Selon la pathologie, la compression médicale peut être appliquée sous plusieurs formes : chaussettes, bas, collants mais également bandes.

Il existe plusieurs forces de compression allant de la classe I à la classe III en standard. La classe IV est réalisée sur mesure pour des cas bien particuliers notamment de lymphoedème. Les nouvelles textures (telles que la soie,...) et les coloris actuellement sur le marché facilitent l'observance du traitement prescrit.

Un bas médical de compression est une solution thérapeutique qui, pour être efficace, doit être portée. Le succès de cette thérapie reste lié à un geste simple et naturel : enfiler chaque matin ses bas médicaux de compression... Un acte quotidien qui doit être accompagné d'une bonne hygiène de vie.



TVS* : Thrombose Veineuse Superficielle
TVP** : Thrombose Veineuse Profonde

FACTEURS DE RISQUES ET FACTEURS AGGRAVANTS

Ces facteurs combinés peuvent être à l'origine de situations à risque, mais ils pourraient jouer un rôle aggravant en cas d'expression de la maladie veineuse :



L'âge.

Le sexe avec une prédominance pour la femme.

La sédentarité.

L'obésité qui exerce une pression accrue sur le système veineux des membres inférieurs.



Les dérèglements hormonaux


tels que les grossesses multiples (pour des raisons mécaniques et hormonales). La prise de contraceptif oral, la ménopause et le traitement hormonal substitutif.



Toute cause d'alitement prolongée (> 3 jours).

Une affection cancéreuse.

Toute intervention chirurgicale récente (membres inférieurs, abdomen, petit bassin...).



L'hérédité avec 45% de risque de développer des varices si un parent est variqueux, 90% si les deux parents sont atteints.



Le syndrome de la classe économique (long voyage supérieur à 4 heures).



Les conditions de travail avec station debout ou assise prolongée, en ambiance chaude ou humide, le port répété d'objets lourds.

NOS CONSEILS

L'HYGIÈNE DE VIE


Une bonne hygiène de vie permet de diminuer les symptômes et les complications :



La marche régulière pour favoriser un bon retour veineux.




Les douches froides sur les jambes.




Éviter les sources de chaleur directes sur les jambes.



Surélever les jambes à la fin de la journée, dormir les pieds surélevés.



Veiller à avoir une alimentation équilibrée.



Porter quotidiennement sa compression veineuse.



Faire des exercices talon pointe lorsque vous travaillez debout toute la journée.

LES CONTRE-INDICATIONS

L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) $< 0,6$:

- La microangiopathie diabétique évoluée (pour une compression > 30 mmHg).
- La phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- La thrombose septique.

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de :

- AOMI avec IPS entre 0,6 et 0,9.
- neuropathie périphérique évoluée.
- dermatose suintante ou eczématisée.
- intolérance aux fibres utilisées.



VARISAN®



Ethéré collant gris

*Ethéré bas
taupe et orange*

Semi
Transparent

TOUTES SAISONS
DOUCEUR
RÉSISTANCE

ÉTHÉRÉ



..... 38

Opaque
naturel

TOLÉRANCE CUTANÉE
THERMORÉGULATION
DOUCEUR

MICRO-COTON



..... 39



VARITEC®

l'enfile bas pour
les patients à
mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6





Bas Ethéré Noir

Semi-transparent premium aux finitions exclusives

Semi-transparence • Douceur • Résistance

Le meilleur rapport Efficacité - Confort - Résistance - Esthétisme

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.


Indications :

CEAP Stades C0 et C1

- Lourdeurs de jambe, sensations de fourmillements
- Oedème du pied en fin de journée
- Télangiectasies (varicosités) symptomatiques



Polyamide
microfibre : 68%
Elasthanne : 32%



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville b	18-20	20-23	23-26	26-29
Mollet c	29-32	32-36	36-40	40-44
Hauteur d	Court ≤ 37 / Normal > 37			

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	LPPR : 22,40 € ^{TTC} / 201D01.2 (x2)	
	Beige	Noir
1	court 34010 7178712 3	34010 7178758 1
	normal 34010 7178793 2	34010 7178899 1
2	court 34010 7178729 1	34010 7178764 2
	normal 34010 7178801 4	34010 7178907 3
3	court 34010 7178735 2	34010 7178770 3
	normal 34010 7178876 2	34010 7178913 4
4	court 34010 7178741 3	34010 7178787 1
	normal 34010 7178882 3	34010 7178818 2




BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse g	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur AG	Court ≤ 74 / Normal > 74			

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	LPPR : 29,78 € ^{TTC} / 201D01.8 (x2)	
	Beige	Noir
1	court 34010 7178824 3	34010 7178936 3
	normal 34010 7178971 4	34010 7179290 5
2	court 34010 7178830 4	34010 7178942 4
	normal 34010 7179261 5	34010 7179309 4
3	court 34010 7178847 2	34010 7178959 2
	normal 34010 7179278 3	34010 7179315 5
4	court 34010 7178853 3	34010 7178965 3
	normal 34010 7179284 4	34010 7179321 6



COLLANT

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse g	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre t	≤ 105		≤ 130	
Hauteur AG	Court ≤ 74 / Normal > 74			

LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1

Taille	LPPR : 42,03 € ^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1	
	Beige	Noir
1	court 34010 7179338 4	34010 7179433 6
	normal 34010 7179367 4	34010 7179410 7
2	court 34010 7179344 5	34010 7179456 5
	normal 34010 7179373 5	34010 7179485 5
3	court 34010 7179350 6	34010 7179462 6
	normal 34010 7179396 4	34010 7179491 6
4	court 34010 7179427 5	34010 7179479 4
	normal 34010 7179404 6	34010 7179516 6



Mi-bas Micro-coton Noir

La fibre naturelle et robuste

45% de coton • Hypoallergénique • Confort

- Limite le risque d'allergies et d'intolérances
- Douceur et souplesse de la fibre pour un contact doux et agréable sur la peau
- Enfilage aisé et confort optimal
- Grande résistance pour une meilleure durabilité
- Absorbe parfaitement l'humidité sans sensation de «moiteur» sur la peau
- Bande picots mixte

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C0 et C1

- Lourdeurs de jambe, sensations de fourmillements
- Oedème du pied en fin de journée
- Télangiectasies (varicosités) symptomatiques




COMPRESSION MÉDICALE

www.asqual.com



Coton : 45%
Elasthane : 30%
Polyamide : 25%



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-20	20-23	23-26	26-29
Mollet ^c	29-32	32-36	36-40	40-44
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 37 / Normal > 37			

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Noir	
1	court	34010 7177612 7
	normal	34010 7177693 6
2	court	34010 7177629 5
	normal	34010 7177701 8
3	court	34010 7177635 6
	normal	34010 7177776 6
4	court	34010 7177641 7
	normal	34010 7177782 7



LE COTON

Douceur et souplesse
de la fibre pour un contact doux
et agréable sur la peau

Grande résistance
pour une meilleure durabilité

Limite le risque
d'allergies et d'intolérances

Enfilage aisé
et confort optimal

Hypoallergénique
et thermorégulateur

VARISAN®



Plumetis marine / argentè



Plumetis noir / rose

Semi-Transparent

TOUTES SAISONS
DOUCEUR
RÉSISTANCE

ÉTHÉRÉ		42
ÉTHÉRÉ PIED OUVERT		46
PLUMETIS	 NOUVEAU	48
MATERNITÉ	 NOUVEAUX COLORIS	50

Transparent

TRANSPARENCE
ÉLÉGANCE
FRAÎCHEUR

DIVA		52
DIVA PIED OUVERT		56
MILANO		58
PAPILLON		59

Opaque naturel

TOLÉRANCE CUTANÉE
THERMORÉGULATION
DOUCEUR

SOIE		61
SETA	 NOUVEAUX COLORIS	63
MICRO-COTON		64

Homme


TOLÉRANCE CUTANÉE
THERMORÉGULATION
RÉSISTANCE

PASSO		66
ELLE & LUI		68
ELLE & LUI PIED OUVERT		69

 *Des matières à piquer à vos hommes !*

Semi-transparent premium aux finitions exclusives

Semi-transparence • Douceur • Résistance



Silicone double composant avec catalyseur platine appliqué après teinture pour une **meilleure tolérance cutanée**



Polyamide microfibre + solide et + doux



Entretien facile

Lavage machine 40° à l'envers, quotidien pour prolonger la durée de vie




Polyamide microfibre : 68%
Elasthanne : 32%




Label Premium Knitting Quality

Assemblage bord à bord de la dentelle
4 aiguilles : **pas de surépaisseur** et couture de la dentelle sur le bas avec 6 fils pour **plus de résistance**



Forte résistance à la déchirure et à l'abrasion pour une **durabilité élevée**



Profondeur du talon et bosselage cou-de-pied : **enfilage aisé**



Couture pointe plate écartée : **pas de gêne**



Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

	Résistance à la Déchirure en DaN	Résistance à l'Abrasion x 10 000 tours
Ethéré	9.66	5.6
Moyenne	10.47	2.5
Plus bas	8.7	2
Plus haut	11.3	5.6

* Extrait du test qualitatif mené sur les 5 premiers produits (en volume) du segment semi-transparent

Indications :


- CEAP Stades C1 et C2
- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



1 des meilleurs taux de couverture avec 36 tailles de série et une précision affinée pour un respect des pressions.

Les bas Varisan® Ethéré, disponibles en 18 tailles et 2 hauteurs de série, offrent un excellent rapport qualité - résistance - confort¹. Cette gamme étendue et complète permet de répondre à la grande majorité des attentes des patients, permettant ainsi une meilleure observance des traitements compressifs.

1 Retrouvez les tests qualité, résistance, confort dans l'étude qualitative - Compression veineuse : Analyse de la gamme Ethéré réalisée en juin 2013 par Cizeta Medicali.



MI-BAS

14 tailles	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville ^(b)	16-18	18-20			20-23			23-26			26-29		29-32	
Mollet ^(c)	27-30	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur ^(AD)	Court ≤ 37 / Normal > 37													

MEILLEURE VENTE

LPPR : 22,40 €^{TT} / 201D01.2 (x2)

MI-BAS



Taille		Poudré	Beige	Noir
0	court	34010 6026511 3	34010 4031233 2	34010 4031285 1
	normal	34010 6026525 0	34010 4066088 4	34010 4066065 5
1-	court	34010 6026512 0	34015 2084886 3	34015 2105737 0
	normal	34010 6026699 8	34015 2105565 9	34015 2105513 0
1	court	34010 6026513 7	34010 7179522 7	34010 7179002 4
	normal	34010 6026700 1	34010 7179048 2	34010 7179143 4
1+	court	34010 6026514 4	34015 2105370 9	34015 2105619 9
	normal	34010 6026701 8	34015 2105364 8	34015 2105654 0
2-	court	34010 6026515 1	34015 2084840 5	34015 2105648 9
	normal	34010 6026703 2	34015 2105571 0	34015 2105602 1
2	court	34010 6026516 8	34010 7179539 5	34010 7179019 2
	normal	34010 6026702 5	34010 7179054 3	34010 7179166 3
2+	court	34010 6026517 5	34015 2105418 8	34015 2105714 1
	normal	34010 6026705 6	34015 2105424 9	34015 2105588 8
3-	court	34010 6026518 2	34015 2094620 0	34015 2105708 0
	normal	34010 6026706 3	34015 2105476 8	34015 2105594 9
3	court	34010 6026519 9	34010 7178988 2	34010 7179025 3
	normal	34010 6026707 0	34010 7179060 4	34010 7179172 4
3+	court	34010 6026520 5	34015 2105387 7	34015 2105720 2
	normal	34010 6026708 7	34015 2105507 9	34015 2105677 9
4-	court	34010 6026521 2	34015 2080279 7	34015 2105536 9
	normal	34010 6026709 4	34015 2105559 8	34015 2105625 0
4	court	34010 6026522 9	34010 7178994 3	34010 7179031 4
	normal	34010 6026711 7	34010 7179077 2	34010 7179189 2
4+	court	34010 6026523 6	34015 2105401 0	34015 2105683 0
	normal	34010 6026712 4	34015 2105542 0	34015 2105631 1
5	court	34010 6026524 3	34010 4031256 1	34010 4031262 2
	normal	34010 6026713 1	34010 4066094 5	34010 4066042 6



Mi-bas Éthéré Poudré

Taille		Glacé	Nacré	Terra	Daim
1	court	34010 9663191 3	34011 6278110 8	34010 5101272 6	34010 4844309 0
	normal	34010 9663245 3	34015 6319346 3	34010 5101326 6	34010 4844344 1
2	court	34010 9663216 3	34015 6319300 5	34010 5101289 4	34010 4844315 1
	normal	34010 9663251 4	34015 6319352 4	34010 5101332 7	34010 4844350 2
3	court	34010 9663222 4	34015 6319317 3	34010 5101295 5	34010 4844321 2
	normal	34010 9663268 2	34015 6319375 3	34010 5101349 5	34010 4844367 0
4	court	34010 9663239 2	34015 6319323 4	34010 5101303 7	34010 4844338 0
	normal	34010 9663274 3	34015 6319381 4	34010 5101355 6	34010 4844373 1

Taille		Gris	Chocolat	Taupe	Orage	Marine
1	court	34010 5366711 5	34010 9583345 5	34010 9796905 3	3701126300865	34010 4119844 7
	normal	34010 5366757 3	34010 9583380 6	34010 9796940 4	3701126300827	34010 4119809 6
2	court	34010 5366728 3	34010 9583351 6	34010 9796911 4	3701126300872	34010 4119850 8
	normal	34010 5366763 4	34010 9583397 4	34010 9796957 2	3701126300834	34010 4119815 7
3	court	34010 5366734 4	34010 9583368 4	34010 9796928 2	3701126300889	34010 4119867 6
	normal	34010 5366792 4	34010 9583405 6	34010 9796963 3	3701126300841	34010 4119821 8
4	court	34010 5366740 5	34010 9583374 5	34010 9796934 3	3701126300896	34010 4119873 7
	normal	34010 5366817 4	34010 9583411 7	34010 9796986 2	3701126300858	34010 4119838 6



VARISAN®

ÉTHÉRÉ

CLASSE
2
15-20 mmHg

Semi-Transparent



BAS

18 tailles	T0-	T0	T1 Extra-	T1-	T1	T1+	T2 Extra-	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5	T5+
Cheville	16-18		18-20				20-23				23-26		26-29		29-32			
Cuisse	37-41	42-52	36-43	44-50	50-56	57-63	36-45	46-52	53-59	60-66	49-55	56-62	63-69	52-58	59-65	66-72	62-70	71-78
Hauteur	Court ≤ 74 / Normal > 74																	

**MEILLEURE
VENTE**

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

BAS

Taille		Poudré	Beige	Noir
0-	court	34010 6026715 5		34010 6027461 0
	normal	34010 6027088 9		34010 6027467 2
0	court	34010 6026714 8	34010 9901294 8	34010 9901331 0
	normal	34010 6027091 9	34010 9901319 8	34010 9901354 9
1 extra-	court	34010 6026716 2		34010 6027462 7
	normal	34010 6027092 6		34010 6027468 9
1-	court	34010 6026718 6	34010 5367030 6	34010 5367136 5
	normal	34010 6027099 5	34010 5367219 5	34010 5367277 5
1	court	34010 6026719 3	34010 7179195 3	34010 7179120 5
	normal	34010 6027101 5	34010 7179232 5	34010 7179551 7
1+	court	34010 6026721 6	34010 4031210 3	34010 4065516 3
	normal	34010 6027102 2	34010 4063026 9	34010 4063055 9
2 extra-	court	34010 6026717 9		34010 6027463 4
	normal	34010 6027109 1		34010 6027469 6
2-	court	34010 6027074 2	34010 5367047 4	34010 5367159 4
	normal	34010 6027110 7	34010 5367225 6	34010 5367283 6
2	court	34010 6027076 6	34010 7179083 3	34010 7179137 3
	normal	34010 6027111 4	34010 7179249 3	34010 7179568 5
2+	court	34010 6027077 3	34010 5367053 5	34010 5367171 6
	normal	34010 6027437 5	34010 5367231 7	34010 5367314 7
3-	court	34010 6027078 0	34010 4031227 1	34010 4065522 4
	normal	34010 6027439 9	34010 4063049 8	34010 4063078 8
3	court	34010 6027079 7	34010 7179108 3	34010 7179203 5
	normal	34010 6027440 5	34010 7179255 4	34010 7179574 6
3+	court	34010 6027080 3	34010 5367076 4	34010 5367188 4
	normal	34010 6027441 2	34010 5367254 6	34010 5367337 6
4-	court	34010 6027082 7		34010 6027464 1
	normal	34010 6027443 6		34010 6027470 2
4	court	34010 6027083 4	34010 7179114 4	34010 7179226 4
	normal	34010 6027444 3	34010 7179545 6	34010 7179580 7
4+	court	34010 6027084 1		34010 6027465 8
	normal	34010 6027445 0		34010 6027471 9
5	court	34010 6027085 8	34010 9901302 0	34010 9901348 8
	normal	34010 6027446 7	34010 9901325 9	34010 9901360 0
5+	court	34010 6027086 5		34010 6027466 5
	normal	34010 6027450 4		34010 6027472 6



Bas Ethéré Poudré

BAS


LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)



Taille		Glacé	Nacré	Terra	Daim
1	court	34010 9663280 4	34015 6319398 2	34010 5101361 7	34010 4844396 0
	normal	34010 9663328 3	34015 6319435 4	34010 5101409 6	34010 4844433 2
2	court	34010 9663297 2	34015 6319406 4	34010 5101378 5	34010 4844404 2
	normal	34010 9663334 4	34015 6319441 5	34010 5101415 7	34010 4844456 1
3	court	34010 9663305 4	34015 6319412 5	34010 5101384 6	34010 4844410 3
	normal	34010 9663340 5	34015 6319458 3	34010 5101421 8	34010 4844462 2
4	court	34010 9663311 5	34015 6319429 3	34010 5101390 7	34010 4844427 1
	normal	34010 9663357 3	34015 6319464 4	34010 5101438 6	34010 4844479 0

Taille		Gris	Chocolat	Taupe	Orage	Marine
1	court	34010 5366823 5	34010 9583428 5	34010 9796992 3	3701126300902	34010 4119726 6
	normal	34010 5366906 5	34010 9583463 6	34010 9797046 2	3701126300940	34010 4119761 7
2	court	34010 5366846 4	34010 9583434 6	34010 9797000 4	3701126300919	34010 4119732 7
	normal	34010 5366912 6	34010 9583486 5	34010 9797052 3	3701126300957	34010 4119778 5
3	court	34010 5366869 3	34010 9583440 7	34010 9797017 2	3701126300926	34010 4119749 5
	normal	34010 5366929 4	34010 9583492 6	34010 9797069 1	3701126300964	34010 4119784 6
4	court	34010 5366881 5	34010 9583457 5	34010 9797023 3	3701126300933	34010 4119755 6
	normal	34010 5366993 5	34010 9583500 8	34010 9797075 2	3701126300971	34010 4119790 7

COLLANT



4 tailles		T1	T2	T3	T4
Cheville	b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse	g	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre	t	≤ 105		≤ 130	
Hauteur	A	Court ≤ 74 / Normal > 74			

COLLANT

LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1



Taille		Beige	Poudré	Nacré	Daim
1	court	34010 7179597 5	34010 6027451 1	34015 6319518 4	34010 4844485 1
	normal	34010 7179746 7	34010 6027456 6	34015 6319470 5	34010 4844539 1
2	court	34010 7179605 7	34010 6027452 8	34015 6319524 5	34010 4844491 2
	normal	34010 7179752 8	34010 6027457 3	34015 6319487 3	34010 4844545 2
3	court	34010 7179611 8	34010 6027453 5	34015 6319530 6	34010 4844516 2
	normal	34010 7179640 8	34010 6027458 0	34015 6319493 4	34010 4844551 3
4	court	34010 7179628 6	34010 6027455 9	34015 6319547 4	34010 4844523 3
	normal	34010 7179657 6	34010 6027459 7	34015 6319501 6	34010 4844568 1

Taille		Taupe	Gris	Orage	Marine	Noir
1	court	34010 9808519 6	34010 5366585 2	34010 6025902 0	34010 4119896 6	34010 7179634 7
	normal	34010 9809915 5	34010 5366645 3	34010 6025908 2	34010 4119933 8	34010 7179663 7
2	court	34010 9808525 7	34010 5366591 3	34010 6025904 4	34010 4119904 8	34010 7179700 9
	normal	34010 9808560 8	34010 5366651 4	34010 6025909 9	34010 4119956 7	34010 7179686 6
3	court	34010 9808531 8	34010 5366622 4	34010 6025906 8	34010 4119910 9	34010 7179717 7
	normal	34010 9808577 6	34010 5366668 2	34010 6025910 5	34010 4119962 8	34010 7179692 7
4	court	34010 9808548 6	34010 5366639 2	34010 6025907 5	34010 4119927 7	34010 7179723 8
	normal	34010 9808583 7	34010 5366674 3	34010 6025911 2	34010 4119979 6	34010 7179769 6

Collant
Éthéré
Gris



Mi-bas Ethéré beige Pied Ouvert

Adapté aux pieds sensibles

Semi-transparence • Douceur • Résistance

Retrouvez toutes les caractéristiques d'Éthéré en pied ouvert, adapté aux pieds sensibles : orteil en griffe, hallux-valgus, pied diabétique, syndrome de Raynaud, ...

Notre expertise et notre différence

Inversion du sens de tricotage : démarrage par la pointe, pour une pointe ouverte sans couture :

- Maîtrise de la souplesse : pas de couture
- Solidité : premier rang indétricotable
- Ne gêne pas
- Ne blesse pas les pieds sensibles

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

- CEAP Stades C1 et C2
- Télangiectasies.
 - Varices < 3 mm Ø
 - Suites de sclérothérapie
 - Suites des traitements chirurgicaux
 - Voyages aériens




Polyamide
microfibre : 68%
Elasthanne : 32%



Couture ultra fine
Spéciale pieds sensibles



Bande picots mixte
sur le pied ouvert




MI-BAS

6 tailles	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Mollet ^c	27-30	29-32	32-36	36-40	40-44	43-48
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 37 / Normal > 37					



BAS

6 tailles	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse ^g	42-52	50-56	53-59	56-62	59-65	62-70
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74					



COLLANT

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse ^g	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre ^{AG}	≤ 105		≤ 130	
Hauteur	Court ≤ 74 / Normal > 74			

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Beige			Terra			Noir			
	court	normal	34010	code	taille	34010	code	taille	34010	code
0	court	34010	5100723	4	34010	2020308	7	34010	5100812	5
	normal	34010	5100870	5	34010	2020395	7	34010	5100930	6
1	court	34010	5100769	2	34010	2020314	8	34010	5100829	3
	normal	34010	5100887	3	34010	2020372	8	34010	5100947	4
2	court	34010	5100775	3	34010	2020320	9	34010	5100835	4
	normal	34010	5100893	4	34010	2020389	6	34010	5100953	5
3	court	34010	5100781	4	34010	2020337	7	34010	5100841	5
	normal	34010	5100901	6	34010	2020403	9	34010	5100976	4
4	court	34010	5100798	2	34010	2020343	8	34010	5100858	3
	normal	34010	5100918	4	34010	2020426	8	34010	5100982	5
5	court	34010	5100806	4	34010	2020366	7	34010	5100864	4
	normal	34010	5100924	5	34010	2020432	9	34010	5100999	3

BAS PICOTS

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	Beige			Terra			Noir			
	court	normal	34010	code	taille	34010	code	taille	34010	code
0	court	34010	5101007	4	34010	2020449	7	34010	5101071	5
	normal	34010	5101131	6	34010	2020509	8	34010	5101208	5
1	court	34010	5101013	5	34010	2020455	8	34010	5101088	3
	normal	34010	5101148	4	34010	2020515	9	34010	5101214	6
2	court	34010	5101036	4	34010	2020461	9	34010	5101094	4
	normal	34010	5101154	5	34010	2020521	0	34010	5101220	7
3	court	34010	5101042	5	34010	2020478	7	34010	5101102	6
	normal	34010	5101160	6	34010	2020538	8	34010	5101237	5
4	court	34010	5101059	3	34010	2020484	8	34010	5101119	4
	normal	34010	5101177	4	34010	2020544	9	34010	5101243	6
5	court	34010	5101065	4	34010	2020490	9	34010	5101125	5
	normal	34010	5101183	5	34010	2020550	0	34010	5101266	5

COLLANT — 201D01.8 (x2) + 201D04.1

LPPR : 42,03 €^{TTC} /

Taille	Nacré		
	court	normal	34010
1	court	34010	2020113
	normal	34010	2020254
2	court	34010	2020142
	normal	34010	2020260
3	court	34010	2020159
	normal	34010	2020277
4	court	34010	2020165
	normal	34010	2020283



Collant Ethéré nacré Pied Ouvert



La fantaisie haute en couleur

Original • intemporel • Esprit girly

- Motif pois métallisés
- Innovation sérigraphie
- Pour apporter plus de caractère à une tenue unie

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.


Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



www.asqual.com



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville b	18-20	20-23	23-26	26-29
Mollet c	29-32	32-36	36-40	40-44
Hauteur AD	Court ≤ 37 / Normal > 37			

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Noir / Rose		Marine / Argenté	
	court	normal	court	normal
1	court	3701126304078	court	3701126306997
	normal	3701126304115	normal	3701126307031
2	court	3701126304085	court	3701126307000
	normal	3701126304122	normal	3701126307048
3	court	3701126304092	court	3701126307017
	normal	3701126304139	normal	3701126307055
4	court	3701126304108	court	3701126307024
	normal	3701126304146	normal	3701126307062




BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse g	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur AG	Court ≤ 74 / Normal > 74			

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	Noir / Rose		Marine / Argenté	
	court	normal	court	normal
1	court	3701126306911	court	3701126307079
	normal	3701126306959	normal	3701126307116
2	court	3701126306928	court	3701126307086
	normal	3701126306966	normal	3701126307123
3	court	3701126306935	court	3701126307093
	normal	3701126306973	normal	3701126307130
4	court	3701126306942	court	3701126307109
	normal	3701126306980	normal	3701126307147



COLLANT

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse g	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre t	≤ 105		≤ 130	
Hauteur AG	Court ≤ 74 / Normal > 74			

LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1

Taille	Noir / Rose		Marine / Argenté	
	court	normal	court	normal
1	court	3701126304153	court	3701126307154
	normal	3701126304191	normal	3701126307192
2	court	3701126304160	court	3701126307161
	normal	3701126304207	normal	3701126307208
3	court	3701126304177	court	3701126307178
	normal	3701126304214	normal	3701126307215
4	court	3701126304184	court	3701126307185
	normal	3701126304221	normal	3701126307222

VARISAN®

La compression médicale
haute couture

Plumetis

Mes jambes légères **tendance sequins**

Anaëlle LECLERCQ
Jeune espoir du tennis féminin

Plumetis

●● **Noir / Rose**

Disponible en **mi-bas, bas et collant**

NOUVEAU

Plumetis

●● **Marine / Argenté**

Disponible en **mi-bas, bas et collant**



SCIENCE & MEDICAL
QUALITY

Credit photo : Benjamin Vingrier

PLUMETIS



VARISAN



Le collant évolutif tout au long de la grossesse

Semi-transparence • Douceur • Résistance

Retrouvez toutes les caractéristiques d'Ethéré pour la maternité :

- Tricotage et découpe étudiés pour permettre au collant de s'adapter aux différents stades de la grossesse
- Soutien au niveau du ventre avec tricotage maille filet aéré
- Ceinture en mailles piquées pour plus de souplesse et un meilleur confort
- Gousset de confort

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2


- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Collant Maternité Noir



Polyamide microfibre : 68%
Elasthanne : 32%



COLLANT

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse ^g	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre ^t	≤ 120	≤ 135	≤ 150	≤ 160
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74			

COLLANT

LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1



Taille	Nacré	Taupe	Noir
1	court 34010 2019989 2	34010 9954296 4	34010 9954439 5
	normal 34010 2020030 7	34010 9954333 6	34010 9954385 5
2	court 34010 2019995 3	34010 9954304 6	34010 9954445 6
	normal 34010 2020047 5	34010 9954356 5	34010 9954391 6
3	court 34010 2020001 7	34010 9954310 7	34010 9954451 7
	normal 34010 2020053 6	34010 9954362 6	34010 9954416 6
4	court 34010 2020024 6	34010 9954327 5	34010 9954468 5
	normal 34010 2020076 5	34010 9954379 4	34010 9954422 7



Pour la femme enceinte, pensez à :



Faciliter l'enfilage avec **Varitec®**

DEMA®



Conseiller **DEMA® 2** la compression spécifique à l'œdème



Soulager la lombalgie de la femme enceinte avec **SL Maternity**



Retrouvez tous nos conseils dans le **Livret Patiente Grossesse**, à commander auprès de votre délégué



DIVA

VARISAN

CLASSE 2
15-20 mmHg

Transparent

La transparence veloutée

Transparence • Douceur • Résistance



Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide microfibre : 68%
Elasthanne : 32%



Bande large pour plus de confort




Culotte galbante



Bande florale



Diva nacré



MI-BAS

14 tailles	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville	b 16-18	18-20			20-23			23-26			26-29			29-32
Mollet	c 27-30	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur	AD	Court ≤ 37 / Normal > 37												

LPPR : 22,40€^{TTC} /
201D01.2 (x2)

MI-BAS

Taille	Poudré
0	court 3701126303033
	normal 3701126303170
1-	court 3701126303040
	normal 3701126303194
1	court 3701126303057
	normal 3701126303187
1+	court 3701126303064
	normal 3701126303200
2-	court 3701126303095
	normal 3701126303231
2	court 3701126303071
	normal 3701126303217
2+	court 3701126303088
	normal 3701126303224
3-	court 3701126303118
	normal 3701126303262
3	court 3701126303101
	normal 3701126303248
3+	court 3701126303125
	normal 3701126303255
4-	court 3701126303149
	normal 3701126303293
4	court 3701126303132
	normal 3701126303279
4+	court 3701126303156
	normal 3701126303286
5	court 3701126303163
	normal 3701126303309



Mi-bas Diva Terra

Taille	Naturel	Nacré	Terra	Noir
1	court 34010 4080177 5	34010 2020567 8	34010 6003044 5	34010 4080326 7
	normal 34010 4080220 8	34010 2020610 1	34010 6004210 3	34010 4080272 7
2	court 34010 4080183 6	34010 2020573 9	34010 6003045 2	34010 4080332 8
	normal 34010 4080237 6	34010 2020627 9	34010 6004211 0	34010 4080289 5
3	court 34010 4080208 6	34010 2020596 8	34010 6003047 6	34010 4080349 6
	normal 34010 4080243 7	34010 2020633 0	34010 6004212 7	34010 4080295 6
4	court 34010 4080214 7	34010 2020604 0	34010 6003048 3	34010 4080355 7
	normal 34010 4080266 6	34010 2020656 9	34010 6004213 4	34010 4080303 8



DIVA



Transparent

VARISAN



BAS


18 tailles	T0-	T0	T1 Extra-	T1-	T1	T1+	T2 Extra-	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5	T5+
Cheville (b)	16-18		18-20				20-23				23-26			26-29		29-32		
Cuisse (g)	37-41	42-52	35-43	44-50	50-56	57-63	36-45	46-52	53-59	60-66	49-55	56-62	63-69	52-58	59-65	66-72	62-70	71-78
Hauteur (AG)	Court ≤ 74 / Normal > 74																	

BAS

LPPR : 29,78€^{TTC} / 201D01.8 (x2)



Taille	Naturel	Poudré	Nacré	Terra	Noir	
0-	court	3701126303316				
	normal	3701126303491				
0	court	3701126303323				
	normal	3701126303507				
1 extra-	court	3701126303330				
	normal	3701126303514				
1-	court	34010 4135949 7	3701126303347	34010 8172166 7	34010 6003049 0	34010 4136245 9
	normal	34010 4135926 8	3701126303521	34010 8172232 9	34010 6004214 1	34010 4136127 8
1	court	34010 4080007 5	3701126303354	34010 2020716 0	34010 6003051 3	34010 4080094 5
	normal	34010 4080059 4	3701126303538	34010 2020662 0	34010 6004215 8	34010 4080160 7
1+	court	34010 4135961 9	3701126303361	34010 8172195 7	34010 6003052 0	34010 4136251 0
	normal	34010 4136015 8	3701126303545	34010 8172261 9	34010 6004216 5	34010 4136156 8
2 extra-	court	3701126303378				
	normal	3701126303552				
2-	court	34010 4135978 7	3701126303385	34010 8172172 8	34010 6003053 7	34010 4136268 8
	normal	34010 4136038 7	3701126303569	34010 8172249 7	34010 6004218 9	34010 4136162 9
2	court	34010 4080013 6	3701126303392	34010 2020722 1	34010 6003054 4	34010 4080131 7
	normal	34010 4080102 7	3701126303576	34010 2020679 8	34010 6004219 6	34010 4080119 5
2+	court	34010 4135984 8	3701126303408	34010 8172203 9	34010 6003055 1	34010 4136274 9
	normal	34010 4136050 9	3701126303583	34010 8172278 7	34010 6004220 2	34010 4136179 7
3-	court	34010 4135990 9	3701126303415	34010 8172189 6	34010 6003056 8	34010 4136280 0
	normal	34010 4136067 7	3701126303590	34010 8172255 8	34010 6004221 9	34010 4136185 8
3	court	34010 4080036 5	3701126303422	34010 2020739 9	34010 6003058 2	34010 4080148 5
	normal	34010 4080065 5	3701126303606	34010 2020685 9	34010 6004222 6	34010 4080088 4
3+	court	34010 4136009 7	3701126303439	34010 8172226 8	34010 6003059 9	34010 4136297 8
	normal	34010 4136096 7	3701126303613	34010 8172284 8	34010 6004224 0	34010 4136216 9
4-	court	3701126303453				
	normal	3701126303637				
4	court	34010 4080042 6	3701126303460	34010 2020745 0	34010 6003060 5	34010 4080154 6
	normal	34010 4080071 6	3701126303644	34010 2020691 0	34010 6004225 7	34010 4080125 6
4+	court	3701126303446				
	normal	3701126303620				
5	court	3701126303477				
	normal	3701126303651				
5+	court	3701126303484				
	normal	3701126303668				



COLLANT

6 tailles	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse	42-52	50-56	53-59	56-62	59-65	62-70
Ventre	≤ 105			≤ 130		
Hauteur	Court ≤ 74 / Normal > 74					

COLLANT

LPPR : 42,03€^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1

Taille	Naturel	Poudré	Nacré	Noir
0	court	3701126303675		
	normal	3701126303736		
1	court	34010 4083394 3	3701126303682	34010 2020751 1 34010 4083891 7
	normal	34010 4084063 7	3701126303743	34010 2020797 9 34010 4084005 7
2	court	34010 4083649 4	3701126303699	34010 2020768 9 34010 4083951 8
	normal	34010 4084092 7	3701126303750	34010 2020805 1 34010 4084011 8
3	court	34010 4083661 6	3701126303705	34010 2020774 0 34010 4083974 7
	normal	34010 4084117 7	3701126303767	34010 2020811 2 34010 4084034 7
4	court	34010 4083715 6	3701126303712	34010 2020780 1 34010 4083980 8
	normal	34010 4084123 8	3701126303774	34010 2020828 0 34010 4084040 8
5	court	3701126303729		
	normal	3701126303781		



Bas Diva Noir



Collant Diva Nacré



VARISAN



Mi-bas Diva Nacré

Adapté aux pieds sensibles

Transparence • Douceur • Résistance

Retrouvez toutes les caractéristiques de Diva en pied ouvert, adapté aux pieds sensibles : orteil en griffe, hallux-valgus, pied diabétique, syndrome de Raynaud, ...

Notre expertise et notre différence :

Inversion du sens de tricotage : démarrage par la pointe, pour une pointe ouverte sans couture :

- maîtrise de la souplesse : pas de couture
- solidité : premier rang indétricotable
 - ne gêne pas
 - ne blesse pas les pieds sensibles



Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2


- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide microfibre : 68%
Elasthane : 32%




Fourni avec un enfiler-bas satin



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville (b)	18-20	20-23	23-26	26-29
Mollet (c)	29-32	32-36	36-40	40-44
Hauteur (AD)	Court ≤ 37 / Normal > 37			



BAS

10 tailles	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4
Cheville (b)	18-20			20-23			23-26			26-29
Cuisse (g)	44-50	50-56	57-63	46-52	53-59	60-66	49-55	56-62	63-69	59-65
Hauteur (AG)	Court ≤ 74 / Normal > 74									

DIVA PIED OUVERT

CLASSE 2
15-20 mmHg

Transparent

DIVA
PIED OUVERT

MI-BAS LPPR : 22,40€^{TTC} / 201D01.2 (x2)



	Taille	Nacré
1	court	34010 8172290 9
	normal	34010 8172338 8
2	court	34010 8172309 8
	normal	34010 8172344 9
3	court	34010 8172315 9
	normal	34010 8172350 0
4	court	34010 8172321 0
	normal	34010 8172367 8

BAS LPPR : 29,78€^{TTC} / 201D01.8 (x2)



	Taille	Nacré
1-	court	34010 8149523 0
	normal	34010 8154783 0
1	court	34010 8149569 8
	normal	34010 8154866 0
1+	court	34010 8149552 0
	normal	34010 8154820 2
2-	court	34010 8149546 9
	normal	34010 8154808 0
2	court	34010 8149575 9
	normal	34010 8154872 1
2+	court	34010 8154702 1
	normal	34010 8154837 0
3-	court	34010 8154748 9
	normal	34010 8154814 1
3	court	34010 8154760 1
	normal	34010 8154889 9
3+	court	34010 8154725 0
	normal	34010 8154843 1
4	court	34010 8154777 9
	normal	34010 8154895 0



Diva pied ouvert nacré



VARISAN



La mode à l'italienne

Transparence • Douceur • Féminité

- Collant effet bas
- Culotte brésilienne galbante
- Bande culotte large et gousset de confort

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2


- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Collant Milano Noir



Polyamide : 68%
Elasthanne : 32%



COLLANT

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville (b)	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse (d)	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre (e)	≤ 105		≤ 130	
Hauteur (AG)	Court ≤ 74 / Normal > 74			



Effet bas



Culotte brésilienne galbante

COLLANT

LPPR : 42,03€^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1

Taille	Gris		Noir	
	Code	Quantité	Code	Quantité
1	court	34015 6238671 2	34011 6239357 8	
	normal	34015 6239096 2	34015 6239222 5	
2	court	34015 6238872 3	34015 6239044 3	
	normal	34015 6239110 5	34015 6238547 0	
3	court	34015 6238381 0	34011 6239392 9	
	normal	34015 6238978 2	34015 6239274 4	
4	court	34015 6238949 2	34015 6239386 4	
	normal	34015 6239216 4	34011 6239334 9	



Le bas signature de la marque Varisan

Fantaisie – Féminité - Le chic à l'italienne

- Véritable dentelle tissée de motifs papillon
- Une touche de fantaisie, une pointe de glamour pour une élégance simple mais audacieuse

Bande autofix innovante :

- Transparence esthétique
- Enduction continue plus fine, en ruban pour une meilleure adhérence
- Silicone tri-composant : meilleure adhérence et meilleure tolérance cutanée

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.




Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



élégance d'un motif signature



Polyamide microfibre : 68%
Elasthanne : 32%

élégance d'un motif signature



BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse ^g	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur ^{AB}	Court ≤ 74 / Normal > 74			

la séduction haute couture : le sens du détail




BAS

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	Noir		Nacré
1	court	3401060200756	3701126300001
	normal	3401060200794	3701126300049
2	court	3401060200763	3701126300018
	normal	3401060200800	3701126300056
3	court	3401060200770	3701126300025
	normal	3401060200817	3701126300063
4	court	3401060200787	3701126300032
	normal	3401060200824	3701126300070

Peau sensible et fragile? Les propriétés de la soie pour vos jambes

LA SOIE est un produit exclusivement naturel



Fil régulier : surface lisse

Les bénéfiques pour votre peau

- 1. Douceur et tolérance optimale**
qui s'explique par la structure moléculaire du fil de soie très proche de celle de la peau humaine (18 acides aminés différents seulement).
- 2. Facilité d'enfilage** par son effet glissant grâce à la surface lisse du fil
- 3. Protection** contre la chaleur et le froid
Effet thermorégulateur
- 4. Evacue l'humidité** : limite les odeurs
Peu hydrophile : n'absorbe pas l'humidité
- 5. Robustesse**
Élasticité et résistance à la traction importante car la soie est un filament continu

La soie est particulièrement adaptée aux peaux sensibles et fragiles


Dr. Mariana Machado Matos, Dermatologue

- C4 : troubles trophiques dus à l'insuffisance veineuse
- C5 : après cicatrisation des ulcères
- Patients frileux
- Personnes âgées qui ont des difficultés d'enfilage


Comment ça marche?

La soie est une **protéine constituée d'un polymère d'acides aminés** (répétition d'acides aminés hydrophobes alanine-glycine).

Les protéines ont un **rôle essentiel** dans la vie de la cellule (structure, motilité catalytique, régulation...).



Acides aminés hydrophobes alanine-glycine



Structure générique des α -acides -aminés



Mi-bas Soie Noir

Douceur et thermorégulation pour les peaux sensibles

24% de soie • Thermorégulateur • Hypoallergénique

- Opaque et côtelé • Facile d'enfilage

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.


Indications :

- CEAP Stades C1 et C2
- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide : 55%
Soie : 24%
Elasthanne : 21%

La soie est un produit exclusivement naturel



Voir caractéristiques page 50

MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	19-21	21-24	24-27	27-30
Mollet ^c	32-36	36-40	40-44	44-48
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 40 / Normal > 40			

BAS MIXTE PICOTS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse ^d	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74			

MI-BAS LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Taupe		Prune	
	1	court 34010 9857570 3	34010 9857618 2	normal 34010 6003584 6
2	court 34010 9857587 1	34010 9857624 3	normal 34010 6003585 3	34010 6003916 5
3	court 34010 9857593 2	34010 9857630 4	normal 34010 6003586 0	34010 6003917 2
4	court 34010 9857601 4	34010 9857657 2	normal 34010 6003912 7	34010 6003919 6
Taille	Gris		Noir	
	1	court 34010 6057981 4	34010 6056438 4	normal 34010 4844611 4
2	court 34010 6057998 2	34010 6057863 3	normal 34010 4844628 2	34010 4844580 3
3	court 34010 6058006 3	34010 6057886 2	normal 34010 4844634 3	34010 4844597 1
4	court 34010 6058549 5	34010 6057892 3	normal 34010 4844640 4	34010 4844605 3

BAS MIXTE PICOTS LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	Taupe		Prune		Noir	
	1	court 34010 9857759 2	34015 6319872 7	34015 6319671 6	normal 34010 6003920 2	34015 6114466 5
2	court 34010 9857765 3	34015 6319889 5	34015 6319688 4	normal 34010 6003922 6	34015 6114489 4	34015 6319731 7
3	court 34010 9857771 4	34015 6319895 6	34015 6319702 7	normal 34010 6003923 3	34015 6119593 3	34015 6319748 5
4	court 34010 9857788 2	34015 6114348 4	34015 6319719 5	normal 34010 6003924 0	34015 6119601 5	34015 6319754 6

COLLANT

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse ^d	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre ^t	≤ 105		≤ 130	
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74			

COLLANT LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1

Taille	Taupe		Prune		Noir	
	1	court 34010 9857802 5	34015 6119618 3	34015 6133908 5	normal 34010 6003926 4	34015 6125381 7
2	court 34010 9857794 3	34015 6119624 4	34015 6134612 0	normal 34010 6003931 8	34015 6130643 8	34015 6130873 9
3	court 34010 9857819 3	34015 6121130 5	34015 6134629 8	normal 34010 6003937 0	34015 6130666 7	34015 6130896 8
4	court 34010 9857825 4	34015 6123614 8	34015 6134865 0	normal 34010 6003938 7	34015 6130672 8	34015 6130910 1



La nouvelle gamme composée de 13% de soie, en maille lisse et opaque

13% de soie • Thermorégulateur • Hypoallergénique

- Aspect lisse
- Facile d'enfilage

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.


Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide : 64%
Elasthanne : 23%
Soie : 13%



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^(b)	19-21	21-24	24-27	27-30
Mollet ^(c)	32-36	36-40	40-44	44-48
Hauteur ^(AD)	Court ≤ 40 / Normal > 40			



BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^(b)	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse ^(g)	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur ^(AG)	Court ≤ 74 / Normal > 74			




COLLANT

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^(b)	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse ^(g)	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre ^(t)	≤ 105		≤ 130	
Hauteur ^(AG)	Court ≤ 74 / Normal > 74			



Bande dentelle



Opaque, lisse et mat

Seta collant rouge

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)



Taille		Moutarde	Rouge	Marine	Orage	Noir
1	court	3701126303910	3701126303996	3701126303835	3701126300162	3701126300087
	normal	3701126303958	3701126304030	3701126303873	3701126300209	3701126300124
2	court	3701126303927	3701126304009	3701126303842	3701126300179	3701126300094
	normal	3701126303965	3701126304047	3701126303880	3701126300216	3701126300131
3	court	3701126303934	3701126304016	3701126303859	3701126300186	3701126300100
	normal	3701126303972	3701126304054	3701126303897	3701126300223	3701126300148
4	court	3701126303941	3701126304023	3701126303866	3701126300193	3101126300117
	normal	3701126303989	3701126304061	3701126303903	3701126300230	3101126300155

BAS

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)



Taille		Orage	Noir
1	court	3701126300407	3701126300322
	normal	3701126300445	3701126300360
2	court	3701126300414	3701126300339
	normal	3701126300452	3701126300377
3	court	3701126300421	3701126300346
	normal	3701126300469	3701126300384
4	court	3701126300438	3701126300353
	normal	3701126300476	3701126300391

COLLANT

NOUVEAU

LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 + 201D04.1 (x2)



Taille		Rouge	Orage	Noir
1	court	3701126306836	3701126300667	3701126300551
	normal	3701126306874	3701126300704	3701126300599
2	court	3701126306843	3701126300674	3701126300568
	normal	3701126306881	3701126300711	3701126300605
3	court	3701126306850	3701126300681	3701126300575
	normal	3701126306898	3701126300728	3701126300612
4	court	3701126306867	3701126300698	3701126300582
	normal	3701126306904	3701126300735	3701126300629



La fibre naturelle et robuste

45% de coton • Hypoallergénique • Confort

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2


- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



www.asqual.com



Coton : 45%
Elasthanne : 30%
Polyamide : 25%



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-20	20-23	23-26	26-29
Mollet ^c	29-32	32-36	36-40	40-44
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 37 / Normal > 37			



BAS PICOTS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse ^g	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74			



COLLANT

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse ^g	50-56	53-59	56-62	59-65
Ventre ^t	≤ 105		≤ 130	
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74			



Bas bande picots

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille		Beige	Noir
1	court	34010 7178310 1	34010 7178422 1
	normal	34010 7177902 9	34010 7177948 7
2	court	34010 7178385 9	34010 7178439 9
	normal	34010 7177919 7	34010 7177954 8
3	court	34010 7178391 0	34010 7177888 6
	normal	34010 7177925 8	34010 7177960 9
4	court	34010 7178416 0	34010 7177894 7
	normal	34010 7177931 9	34010 7177977 7

BAS PICOTS

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille		Beige	Noir
1	court	34010 7178043 8	34010 7178095 7
	normal	34010 7178020 9	34010 7178132 9
2	court	34010 7178066 7	34010 7177983 8
	normal	34010 7178037 7	34010 7178149 7
3	court	34010 7178072 8	34010 7178008 7
	normal	34010 7178103 9	34010 7178155 8
4	court	34010 7178089 6	34010 7178014 8
	normal	34010 7178126 8	34010 7178445 0

COLLANT

LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1

Taille		Beige	Noir
1	court	34010 7178451 1	34010 7178497 9
	normal	34010 7178534 1	34010 7178646 1
2	court	34010 7178468 9	34010 7178505 1
	normal	34010 7178600 3	34010 7178652 2
3	court	34010 7178474 0	34010 7178511 2
	normal	34010 7178617 1	34010 7178540 2
4	court	34010 7178480 1	34010 7178528 0
	normal	34010 7178623 2	34010 7178557 0



Mi-bas Micro-coton Beige



Collant Micro-coton Beige



LE COTON

Douceur et souplesse
de la fibre pour un contact doux
et agréable sur la peau

Grande résistance
pour une meilleure durabilité

Limite le risque
d'allergies et d'intolérances

Enfilage aisé
et confort optimal

Hypoallergénique
et thermorégulateur



Mi-bas Passo Bleu

La chaussette sans couture en soie et coton

Coton + Soie vanisée côté peau • Sans couture • Taillage

- **Innovation Système R2M** : Reprise maille à maille sans couture à la pointe de pied pour un confort optimum : pas de surpression au niveau des orteils
 - Adapté aux pieds sensibles : orteil en griffe, hallux-valgus, pied diabétique, syndrome de Raynaud
- **32% de coton et 8% de soie** pour une action thermorégulatrice et une véritable seconde peau,
 - Idéal pour les **peaux sensibles** et les **troubles tropiques**
 - **Pas de sensation d'humidité**, se porte en toute saison
 - Facilité d'enfilage
- **26 tailles de série** pour une adaptation parfaite à toutes les morphologies
 - **Opaques et côtelées**, une compression qui ressemble à une chaussette de ville haut-de-gamme




Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2


- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Pointe sans couture



Polyamide : 46%
Coton : 32%
Elasthane : 14%
Soie : 8%



MI-BAS													
13 tailles	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5-	T5
Cheville (b)	18-21		21-24			24-27			27-30			30-33	
Mollet (c)	30-36	34-40	30-36	34-40	38-44	34-40	38-44	42-48	38-44	42-48	46-52	42-48	46-52
Hauteur (AD)	Court ≤ 40 / Normal > 40												

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	LPPR : 22,40 € ^{TTC} / 201D01.2 (x2)						
	Beige Chiné	Gris Chiné	Bleu Chiné	Brun	Noir		
1	court	34010 6018793 4	34010 2946075 7	34010 2943875 6	3701126301480	34010 6002621 9	
	normal	34010 6018814 6	34010 2949211 6	34010 2943970 8	3701126301619	34010 6003414 6	
1+	court	34010 6018795 8	34010 2946158 7	34010 2943763 6	3701126301497	34010 6002622 6	
	normal	34010 6018918 1	34010 2949317 5	34010 2944001 8	3701126301626	34010 6003415 3	
2-	court	34010 6018796 5	34010 2946112 9	34010 2943792 6	3701126301510	34010 6002623 3	
	normal	34010 6018919 8	34010 2949286 4	34010 2945940 9	3701126301633	34010 6003419 1	
2	court	34010 6018798 9	34010 2946081 8	34010 2943898 5	3701126301503	34010 6002624 0	
	normal	34010 6018920 4	34010 2949228 4	34010 2945986 7	3701126301640	34010 6003417 7	
2+	court	34010 6018799 6	34010 2946141 9	34010 2943786 5	3701126301527	34010 6002625 7	
	normal	34010 6018921 1	34010 2949323 6	34010 2946023 8	3701126301657	34010 6003420 7	
3-	court	34010 6018800 9	34010 2946129 7	34010 2943817 6	3701126301534	34010 6002627 1	
	normal	34010 6018922 8	34010 2949292 5	34010 2945957 7	3701126301664	34010 6003421 4	
3	court	34010 6018801 6	34010 2946098 6	34010 2943906 7	3701126301541	34010 6002628 8	
	normal	34010 6018924 2	34010 2949234 5	34010 2945992 8	3701126301732	34010 6003431 3	
3+	court	34010 6018803 0	34010 2946135 8	34010 2943823 7	3701126301558	34010 6002629 5	
	normal	34010 6018925 9	34010 2949346 5	34010 2946046 7	3701126301671	34010 6003061 2	
4-	court	34010 6018804 7	34010 2949375 5	34010 2943869 5	3701126301565	34010 6002630 1	
	normal	34010 6018926 6	34010 2949300 7	34010 2945963 8	3701126301688	34010 6003062 9	
4	court	34010 6018806 1	34010 2949180 5	34010 2943935 7	3701126301572	34010 6002631 8	
	normal	34010 6018927 3	34010 2949240 6	34010 2946000 9	3701126301695	34010 6003565 5	
4+	court	34010 6018809 2	34010 2949369 4	34010 2943852 7	3701126301589	34010 6002633 2	
	normal	34010 6018928 0	34010 2949352 6	34010 2946052 8	3701126301701	34010 6003566 2	
5-	court	34010 6018810 8	34010 2955720 4	34010 2955708 2	37011 26301596	34010 6002634 9	
	normal	34010 6018929 7	34010 2955714 3	34010 2955683 2	3701126301718	34010 6003567 9	
5	court	34010 6018812 2	34010 2949197 3	34010 2943958 6	37011 26301602	34010 6002635 6	
	normal	34010 6018930 3	34010 2949257 4	34010 2946017 7	3701126301725	34010 6003568 6	
Taille	Moutarde	Rouge	Vert	Bleu			
1	court	34010 6002636 3	34010 6002640 0	34010 6018932 7	34010 6019371 3		
	normal	34010 6003570 9	34010 6003578 5	34010 6018937 2	34010 6019446 8		
2	court	34010 6002637 0	34010 6002641 7	34010 6018934 1	34010 6019372 0		
	normal	34010 6003571 6	34010 6003579 2	34010 6018938 9	34010 6019447 5		
3	court	34010 6002638 7	34010 6002642 4	34010 6018935 8	34010 6019444 4		
	normal	34010 6003572 3	34010 6003580 8	34010 6018939 6	34010 6019448 2		
4	court	34010 6002639 4	34010 6002643 1	34010 6018936 5	34010 6019445 1		
	normal	34010 6003573 0	34010 6003581 5	34010 6018940 2	34010 6019449 9		



Gris chiné

Noir

Bleu chiné

Rouge



Elle & Lui Noir

Semelle nid d'abeille évacue l'humidité

Confort du coton vanisé côté peau

32% de coton • Côtelé • Opaque


Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

- CEAP Stades C1 et C2
- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide : 50%
Coton : 32%
Elasthanne : 18%



MI-BAS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet ^c	30-36	34-40	38-44	42-48	46-52
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 40 / Normal > 40				

MI-BAS



Taille		Beige	Gris	Marine	Noir
1	court	34010 9663104 3	34010 9663015 2	3401096630503	34010 9649392 4
	normal	34010 9663156 2	34010 7180407 3	3401071800921	34010 7180459 2
2	court	34010 9663110 4	34010 9663021 3	3401096630671	34010 9649400 6
	normal	34010 9663162 3	34010 7180413 4	3401071801003	34010 7180465 3
3	court	34010 9663127 2	34010 9663038 1	3401096630732	34010 9649417 4
	normal	34010 9663179 1	34010 7180436 3	3401071801171	34010 7180471 4
4	court	34010 9663133 3	34010 9663044 2	3401096630961	34010 9663009 1
	normal	34010 9663185 2	34010 7180442 4	3401071803991	34010 7180488 2
5	court			3701126303798	3401563195764
	normal			3701126303804	3401563195825

LPPR : 22,40 €^{TTC}
201D01.1 (x2)

Adapté aux pieds sensibles

32% de coton • Côtelé • Opaque

Retrouvez toutes les caractéristiques d'Elle&Lui en pied ouvert, adapté aux pieds sensibles : orteil en griffe, hallux-valgus, pied diabétique, syndrome de Raynaud, ...

Notre expertise et notre différence :


Inversion du sens de tricotage : démarrage par la pointe, pour une pointe ouverte sans couture :

- maîtrise de la souplesse : pas de couture
- solidité : premier rang indétricotable
 - ne gêne pas
 - ne blesse pas les pieds sensibles

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.



Semelle nid d'abeille évacue l'humidité



Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



MI-BAS					
5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet c	30-36	34-40	38-44	42-48	46-52
Hauteur AD	Court ≤ 40 / Normal > 40				

MI-BAS — LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Noir	
	court	normal
1	3701126304948	3701126304993
	3701126304955	3701126305006
2	3701126304962	3701126305013
	3701126304979	3701126305020
3	3701126304986	3701126305037
	3701126304986	3701126305037



LE COTON

Douceur et souplesse
de la fibre pour un contact doux
et agréable sur la peau

Grande résistance
pour une meilleure durabilité

Limite le risque
d'allergies et d'intolérances

Enfilage aisé
et confort optimal

Hypoallergénique
et thermorégulateur

VARISAN®

Ethère bas poudré

Passo bleu

Semi
Transparent

TOUTES SAISONS
DOUCEUR
RÉSISTANCE

ÉTHÉRÉ



72

Opaque
naturel

TOLÉRANCE CUTANÉE
THERMORÉGULATION
DOUCEUR

SOIE



73

Homme

TOLÉRANCE CUTANÉE
THERMORÉGULATION
RÉSISTANCE

ELLE & LUI



74

PASSO



75



Des matières à piquer à vos hommes!



VARITEC®

l'enfile bas pour
les patients à
mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6



*Éthéré
bas marine*



VARISAN



Semi-transparent premium aux finitions exclusives

Semi-transparence • Douceur • Résistance

Le meilleur rapport Efficacité - Confort - Résistance - Esthétisme

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C2 à C5


- Varices > 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Oedèmes
- Troubles trophiques (altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que pigmentation et/ou eczéma veineux, hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche).
- Ulcère cicatrisé



Mi-bas Éthéré Noir



Polyamide microfibre : 68%
Elasthanne : 32%



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-20	20-23	23-26	26-29
Mollet ^c	29-32	32-36	36-40	40-44
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 37 / Normal > 37			



BAS

6 tailles	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse ^g	42-52	50-56	53-59	56-62	59-65	62-70
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74					

MI-BAS — LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Beige		Noir	
	Code	Quantité	Code	Quantité
1	court	34010 9857498 0	34010 9857653 3	
	normal	34010 9857535 2	34010 9857707 3	
2	court	34010 9857506 2	34010 9857676 2	
	normal	34010 9857541 3	34010 9857713 4	
3	court	34010 9857512 3	34010 9857682 3	
	normal	34010 9857558 1	34010 9857736 3	
4	court	34010 9857529 1	34010 9857699 1	
	normal	34010 9857564 2	34010 9857742 4	

BAS — LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	Beige		Noir	
	Code	Quantité	Code	Quantité
0	court	34010 5101444 7	34010 5101510 9	
	normal	34010 5101585 7	34010 5101651 9	
1	court	34010 5101450 8	34010 5101527 7	
	normal	34010 5101591 8	34010 5101668 7	
2	court	34010 5101467 6	34010 5101533 8	
	normal	34010 5101616 8	34010 5101674 8	
3	court	34010 5101473 7	34010 5101556 7	
	normal	34010 5101622 9	34010 5101680 9	
4	court	34010 5101496 6	34010 5101562 8	
	normal	34010 5101639 7	34010 5101697 7	
5	court	34010 5101504 8	34010 5101579 6	
	normal	34010 5101645 8	34010 5101705 9	



Mi-bas Soie Noir

Douceur et thermorégulation pour les peaux sensibles

24% de soie • Thermorégulateur • Hypoallergénique

- Opaque et côtelé
- Facile d'enfilage

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :


CEAP Stades C2 à C5

- Varices > 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Oedèmes
- Troubles trophiques (altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que pigmentation et/ou eczéma veineux, hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche).
- Ulcère cicatrisé




Polyamide : 55%
Soie : 24%
Elasthanne : 21%

La soie
est un produit
exclusivement naturel



Voir caractéristiques page 60



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville b	19-21	21-24	24-27	27-30
Mollet c	32-36	36-40	40-44	44-48
Hauteur AD	Court ≤ 40 / Normal > 40			



BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville b	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse g	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur AB	Court ≤ 74 / Normal > 74			

MI-BAS LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Noir	
1	court	34010 6002940 1
	normal	34010 6003959 2
2	court	34010 6002941 8
	normal	34010 6003960 8
3	court	34010 6002942 5
	normal	34010 6003961 5
4	court	34010 6002943 2
	normal	34010 6003966 0

BAS LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	Noir	
1	court	34010 6003038 4
	normal	34010 6003963 9
2	court	34010 6003039 1
	normal	34010 6003964 6
3	court	34010 6003041 4
	normal	34010 6003965 3
4	court	34010 6003043 8
	normal	34010 6004209 7



Mi-bas Elle&LUI Noir

Semelle nid d'abeille évacue l'humidité

Confort du coton vanisé côté peau

32% de coton • Côtelé • Opaque

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C2 à C5

- Varices > 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Oedèmes
- Troubles trophiques (altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que pigmentation et/ou eczéma veineux, hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche).
- Ulcère cicatrisé



Polyamide : 50%
Coton : 32%
Elasthane : 18%



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-21	21-24	24-27	27-30
Mollet ^c	30-36	34-40	38-44	42-48
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 40 / Normal > 40			

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TT}C / 201D01.1 (x2)

Taille	Noir	
	court	normal
1	34010 5133929 8	34010 5133964 9
	34010 5133935 9	34010 5133970 0
2	34010 5133941 0	34010 5133987 8
	34010 5133958 8	34010 5133993 9



LE COTON

Douceur et souplesse
de la fibre pour un contact doux
et agréable sur la peau

Grande résistance
pour une meilleure durabilité

Limite le risque
d'allergies et d'intolérances

Enfilage aisé
et confort optimal

Hypoallergénique
et thermorégulateur



Mi-bas Passo Noir

La chaussette sans couture qui libère les pointes

Coton + Soie vanisée côté peau • Sans couture • Taillage

- Innovation Système R2M : sans coutures
- 32% de coton et 8% de soie
- 26 tailles de série

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C2 à C5


- Varices > 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Oedèmes
- Troubles trophiques (altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que pigmentation et/ou eczéma veineux, hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche).
- Ulcère cicatrisé



www.asqual.com



Polyamide : 46%
Coton : 32%
Elasthanne : 14%
Soie : 8%



MI-BAS

13 tailles	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5-	T5
Cheville ^b	18-21		21-24			24-27			27-30		30-33		
Mollet ^c	30-36	34-40	30-36	34-40	38-44	34-40	38-44	42-48	38-44	42-48	46-52	42-48	46-52
Hauteur ^d	Court ≤ 40 / Normal > 40												

MI-BAS — LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Noir	
	court	normal
1	34010 6008542 1	34010 6008566 7
	34010 6008543 8	34010 6008567 4
1+	34010 6008544 5	34010 6008568 1
	34010 6008546 9	34010 6008569 8
2-	34010 6008547 6	34010 6008570 4
	34010 6008549 0	34010 6008571 1
2	34010 6008551 3	34010 6008572 8
	34010 6008553 7	34010 6009285 6
2+	34010 6008554 4	34010 6009287 0
	34010 6008556 8	34010 6009289 4
3-	34010 6008560 5	34010 6009288 7
	34010 6008562 9	34010 6008565 0
3	34010 6008562 9	34010 6009292 4
	34010 6008565 0	34010 6009293 1
3+	34010 6008566 7	
	34010 6009285 6	
4-	34010 6008554 4	
	34010 6009287 0	
4	34010 6008556 8	
	34010 6009289 4	
4+	34010 6008560 5	
	34010 6009288 7	
5-	34010 6008562 9	
	34010 6009292 4	
5	34010 6008565 0	
	34010 6009293 1	

VARISAN®



Soie collant prune

Passo vert


Homme

TOLÉRANCE CUTANÉE
THERMORÉGULATION
RÉSISTANCE



Opaque naturel

TOLÉRANCE CUTANÉE
THERMORÉGULATION
DOUCEUR



HOMME
CLASSE 2



VARITEC®

l'enfile bas pour
les patients à
mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6





Mi-bas Passo Bleu chiné

La chaussette sans couture qui libère les pointes

Coton + Soie vanisée côté peau • Sans couture • Tailage

- **Innovation Système R2M** : Reprise maille à maille sans couture à la pointe de pied pour un confort optimum : pas de surpression au niveau des orteils
 - Adapté aux pieds sensibles : orteil en griffe, hallux-valgus, pied diabétique, syndrome de Raynaud
- **32% de coton et 8% de soie** pour une action thermorégulatrice et une véritable seconde peau,
 - Idéal pour les peaux sensibles et les troubles trophiques
 - Pas de sensation d'humidité, se porte en toute saison
 - Facilité d'enfilage
- **26 tailles de série** pour une adaptation parfaite à toutes les morphologies
 - Opaques et côtelées, une compression qui ressemble à une chaussette de ville haut-de-gamme




Polyamide : 46%
Coton : 32%
Elasthanne : 14%
Soie : 8%

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :


CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



MI-BAS

13 tailles	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5-	T5
Cheville b	18-21		21-24			24-27			27-30		30-33		
Mollet c	30-36	34-40	30-36	34-40	38-44	34-40	38-44	42-48	38-44	42-48	46-52	42-48	46-52
Hauteur d	Court ≤ 40 / Normal > 40												



Pointe sans couture



Vert



Bleu



Noir



MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille		Beige Chiné	Gris Chiné	Bleu Chiné	Brun	Noir
1	court	34010 6018793 4	34010 2946075 7	34010 2943875 6	3701126301480	34010 6002621 9
	normal	34010 6018814 6	34010 2949211 6	34010 2943970 8	3701126301619	34010 6003414 6
1+	court	34010 6018795 8	34010 2946158 7	34010 2943763 6	3701126301497	34010 6002622 6
	normal	34010 6018918 1	34010 2949317 5	34010 2944001 8	3701126301626	34010 6003415 3
2-	court	34010 6018796 5	34010 2946112 9	34010 2943792 6	3701126301510	34010 6002623 3
	normal	34010 6018919 8	34010 2949286 4	34010 2945940 9	3701126301633	34010 6003419 1
2	court	34010 6018798 9	34010 2946081 8	34010 2943898 5	3701126301503	34010 6002624 0
	normal	34010 6018920 4	34010 2949228 4	34010 2945986 7	3701126301640	34010 6003417 7
2+	court	34010 6018799 6	34010 2946141 9	34010 2943786 5	3701126301527	34010 6002625 7
	normal	34010 6018921 1	34010 2949323 6	34010 2946023 8	3701126301657	34010 6003420 7
3-	court	34010 6018800 9	34010 2946129 7	34010 2943817 6	3701126301534	34010 6002627 1
	normal	34010 6018922 8	34010 2949292 5	34010 2945957 7	3701126301664	34010 6003421 4
3	court	34010 6018801 6	34010 2946098 6	34010 2943906 7	3701126301541	34010 6002628 8
	normal	34010 6018924 2	34010 2949234 5	34010 2945992 8	3701126301732	34010 6003431 3
3+	court	34010 6018803 0	34010 2946135 8	34010 2943823 7	3701126301558	34010 6002629 5
	normal	34010 6018925 9	34010 2949346 5	34010 2946046 7	3701126301671	34010 6003061 2
4-	court	34010 6018804 7	34010 2949375 5	34010 2943869 5	3701126301565	34010 6002630 1
	normal	34010 6018926 6	34010 2949300 7	34010 2945963 8	3701126301688	34010 6003062 9
4	court	34010 6018806 1	34010 2949180 5	34010 2943935 7	3701126301572	34010 6002631 8
	normal	34010 6018927 3	34010 2949240 6	34010 2946000 9	3701126301695	34010 6003565 5
4+	court	34010 6018809 2	34010 2949369 4	34010 2943852 7	3701126301589	34010 6002633 2
	normal	34010 6018928 0	34010 2949352 6	34010 2946052 8	3701126301701	34010 6003566 2
5-	court	34010 6018810 8	34010 2955720 4	34010 2955708 2	37011 26301596	34010 6002634 9
	normal	34010 6018929 7	34010 2955714 3	34010 2955683 2	3701126301718	34010 6003567 9
5	court	34010 6018812 2	34010 2949197 3	34010 2943958 6	37011 26301602	34010 6002635 6
	normal	34010 6018930 3	34010 2949257 4	34010 2946017 7	3701126301725	34010 6003568 6

Taille		Moutarde	Rouge	Vert	Bleu
1	court	34010 6002636 3	34010 6002640 0	34010 6018932 7	34010 6019371 3
	normal	34010 6003570 9	34010 6003578 5	34010 6018937 2	34010 6019446 8
2	court	34010 6002637 0	34010 6002641 7	34010 6018934 1	34010 6019372 0
	normal	34010 6003571 6	34010 6003579 2	34010 6018938 9	34010 6019447 5
3	court	34010 6002638 7	34010 6002642 4	34010 6018935 8	34010 6019444 4
	normal	34010 6003572 3	34010 6003580 8	34010 6018939 6	34010 6019448 2
4	court	34010 6002639 4	34010 6002643 1	34010 6018936 5	34010 6019445 1
	normal	34010 6003573 0	34010 6003581 5	34010 6018940 2	34010 6019449 9



Gris chiné

Moutarde

Beige chiné

Brun

Rouge



Mi-bas Elle&LUI Marine

Semelle nid d'abeille évacue l'humidité

Confort du coton vanisé côté peau

32% de coton • Côtelé • Opaque

- Opaque et côtelé
- Forte concentration de coton, hypoallergénique et thermorégulateur
- Talon profond et coutures plates
- Forte résistance à la déchirure et à l'abrasion pour une durabilité élevée
- 4 coloris pour répondre aux exigences vestimentaires au quotidien

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.


Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide : 50%
Coton : 32%
Elasthanne : 18%



MI-BAS

5 tailles		T1	T2	T3	T4	T5
Cheville	b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet	c	30-36	34-40	38-44	42-48	46-52
Hauteur	AD	Court ≤ 40 / Normal > 40				

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.1 (x2)

Taille		Beige	Gris	Marine	Noir
		1	court 34010 9663104 3	34010 9663015 2	3401096630503
	normal	34010 9663156 2	34010 7180407 3	3401071800921	34010 7180459 2
2	court	34010 9663110 4	34010 9663021 3	3401096630671	34010 9649400 6
	normal	34010 9663162 3	34010 7180413 4	3401071801003	34010 7180465 3
3	court	34010 9663127 2	34010 9663038 1	3401096630732	34010 9649417 4
	normal	34010 9663179 1	34010 7180436 3	3401071801171	34010 7180471 4
4	court	34010 9663133 3	34010 9663044 2	3401096630961	34010 9663009 1
	normal	34010 9663185 2	34010 7180442 4	3401071803991	34010 7180488 2
5	court			3701126303798	3401563195764
	normal			3701126303804	3401563195825



LE COTON

Douceur et souplesse
de la fibre pour un contact doux
et agréable sur la peau

Grande résistance
pour une meilleure durabilité

Limite le risque
d'allergies et d'intolérances

Enfilage aisé
et confort optimal

Hypoallergénique
et thermorégulateur



Semelle nid d'abeille évacue l'humidité

Adapté aux pieds sensibles

32% de coton • Côtelé • Opaque

Retrouvez toutes les caractéristiques d'Elle&Lui en pied ouvert, adapté aux pieds sensibles : orteil en griffe, hallux-valgus, pied diabétique, syndrome de Raynaud, ...

Notre expertise et notre différence :

Inversion du sens de tricotage : démarrage par la pointe, pour une pointe ouverte sans couture :


- maîtrise de la souplesse : pas de couture
- solidité : premier rang indétricotable
 - ne gêne pas
 - ne blesse pas les pieds sensibles

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



MI-BAS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet ^c	30-36	34-40	38-44	42-48	46-52
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 40 / Normal > 40				

MI-BAS — LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Noir
1	court 3701126304948
	normal 3701126304993
2	court 3701126304955
	normal 3701126305006
3	court 3701126304962
	normal 3701126305013
4	court 3701126304979
	normal 3701126305020
5	court 3701126304986
	normal 3701126305037



SOIE

CLASSE 2
15-20 mmHg

Opaque Naturel

VARISAN



Mi-bas Soie Noir

Douceur et thermorégulation pour les peaux sensibles

24% de soie • Thermorégulateur • Hypoallergénique

- Opaque et côtelé
- Facile d'enfilage

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2


- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens




Polyamide : 55%
Soie : 24%
Elasthanne : 21%

La soie

est un produit exclusivement naturel



Voir caractéristiques page 60



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	19-21	21-24	24-27	27-30
Mollet ^c	32-36	36-40	40-44	44-48
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 40 / Normal > 40			



BAS MIXTE PICOTS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse ^g	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74			

MI-BAS — LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Taupé		Prune	
	1	court 34010 9857570 3	34010 9857618 2	normal 34010 6003584 6
2	court 34010 9857587 1	34010 9857624 3	normal 34010 6003585 3	34010 6003916 5
3	court 34010 9857593 2	34010 9857630 4	normal 34010 6003586 0	34010 6003917 2
4	court 34010 9857601 4	34010 9857657 2	normal 34010 6003912 7	34010 6003919 6
Taille	Gris		Noir	
	1	court 34010 6057981 4	34010 6056438 4	normal 34010 4844611 4
2	court 34010 6057998 2	34010 6057863 3	normal 34010 4844628 2	34010 4844580 3
3	court 34010 6058006 3	34010 6057886 2	normal 34010 4844634 3	34010 4844597 1
4	court 34010 6058549 5	34010 6057892 3	normal 34010 4844640 4	34010 4844605 3

BAS MIXTE PICOTS — LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	Taupé		Prune		Noir	
	1	court 34010 9857759 2	34015 6319872 7	34015 6319671 6	normal 34010 6003920 2	34015 6114466 5
2	court 34010 9857765 3	34015 6319889 5	34015 6319688 4	normal 34010 6003922 6	34015 6114489 4	34015 6319731 7
3	court 34010 9857771 4	34015 6319895 6	34015 6319702 7	normal 34010 6003923 3	34015 6119593 3	34015 6319748 5
4	court 34010 9857788 2	34015 6114348 4	34015 6319719 5	normal 34010 6003924 0	34015 6119601 5	34015 6319754 6



La fibre naturelle et robuste

45% de coton • Hypoallergénique • Confort

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Coton : 45%
Elasthanne : 30%
Polyamide : 25%

Mi-bas Micro-coton Noir

MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-20	20-23	23-26	26-29
Mollet ^c	29-32	32-36	36-40	40-44
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 37 / Normal > 37			

BAS PICOTS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-20	20-23	23-26	26-29
Cuisse ^g	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74			

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille		Beige	Noir
1	court	34010 7178310 1	34010 7178422 1
	normal	34010 7177902 9	34010 7177948 7
2	court	34010 7178385 9	34010 7178439 9
	normal	34010 7177919 7	34010 7177954 8
3	court	34010 7178391 0	34010 7177888 6
	normal	34010 7177925 8	34010 7177960 9
4	court	34010 7178416 0	34010 7177894 7
	normal	34010 7177931 9	34010 7177977 7

BAS PICOTS

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille		Beige	Noir
1	court	34010 7178043 8	34010 7178095 7
	normal	34010 7178020 9	34010 7178132 9
2	court	34010 7178066 7	34010 7177983 8
	normal	34010 7178037 7	34010 7178149 7
3	court	34010 7178072 8	34010 7178008 7
	normal	34010 7178103 9	34010 7178155 8
4	court	34010 7178089 6	34010 7178014 8
	normal	34010 7178126 8	34010 7178445 0



LE COTON

Douceur et souplesse
de la fibre pour un contact doux
et agréable sur la peau

Grande résistance
pour une meilleure durabilité

Limite le risque
d'allergies et d'intolérances

Enfilage aisé
et confort optimal

Hypoallergénique
et thermorégulateur

VARISAN®

Diva bas terra

Passo moutarde

Homme

TOLÉRANCE CUTANÉE
THERMORÉGULATION
RÉSISTANCE

PASSO  86

ELLE & LUI  88

Opaque
naturel

TOLÉRANCE CUTANÉE
THERMORÉGULATION
DOUCEUR

SOIE  89



VARITEC®

l'enfile bas pour
les patients à
mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6





Mi-bas Passo Noir

La chaussette sans couture qui libère les pointes

Coton + Soie vanisée côté peau • Sans couture • Taillage

- **Innovation Système R2M** : Reprise maille à maille sans couture à la pointe de pied pour un confort optimum : pas de surpression au niveau des orteils
 - Adapté aux pieds sensibles : orteil en griffe, hallux-valgus, pied diabétique, syndrome de Raynaud
- **32% de coton et 8% de soie** pour une action thermorégulatrice et une véritable seconde peau,
 - Idéal pour les peaux sensibles et les troubles trophiques
 - Pas de sensation d'humidité, se porte en toute saison
 - Facilité d'enfilage
- **26 tailles de série** pour une adaptation parfaite à toutes les morphologies
 - Opaques et côtelées, une compression qui ressemble à une chaussette de ville haut-de-gamme




Polyamide : 46%
Coton : 32%
Elasthanne : 14%
Soie : 8%

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C2 à C5

- Varices > 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Oedèmes
- Troubles trophiques (altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que pigmentation et/ou eczéma veineux. hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche).
- Ulcère cicatrisé



MI-BAS

13 tailles	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5-	T5
Cheville ^b	18-21			21-24			24-27			27-30		30-33	
Mollet ^c	30-36	34-40	30-36	34-40	38-44	34-40	38-44	42-48	38-44	42-48	46-52	42-48	46-52
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 40 / Normal > 40												

MI-BAS — LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

	Taille	Noir
1	court	34010 6008542 1
	normal	34010 6008566 7
1+	court	34010 6008543 8
	normal	34010 6008567 4
2-	court	34010 6008544 5
	normal	34010 6008568 1
2	court	34010 6008546 9
	normal	34010 6008569 8
2+	court	34010 6008547 6
	normal	34010 6008570 4
3-	court	34010 6008549 0
	normal	34010 6008571 1
3	court	34010 6008551 3
	normal	34010 6008572 8
3+	court	34010 6008553 7
	normal	34010 6009285 6
4-	court	34010 6008554 4
	normal	34010 6009287 0
4	court	34010 6008556 8
	normal	34010 6009289 4
4+	court	34010 6008560 5
	normal	34010 6009288 7
5-	court	34010 6008562 9
	normal	34010 6009292 4
5	court	34010 6008565 0
	normal	34010 6009293 1



Passo moutarde

VARISAN®


Confort du coton vanisé côté peau

32% de coton • Côtelé • Opaque

- Opaque et côtelé
- Forte concentration de coton, hypoallergénique et thermorégulateur
- Talon profond et coutures plates
- Forte résistance à la déchirure et à l'abrasion pour une durabilité élevée
- 4 coloris pour répondre aux exigences vestimentaires au quotidien

Semelle nid d'abeille évacue l'humidité


Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.
Indications :

CEAP Stades C2 à C5

- Varices > 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Oedèmes
- Troubles trophiques (altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que pigmentation et/ou eczéma veineux, hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche).
- Ulcère cicatrisé



Mi-bas Elle&LUI Noir


 Polyamide : 50%
Coton : 32%
Elasthanne : 18%

MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	18-21	21-24	24-27	27-30
Mollet ^c	30-36	34-40	38-44	42-48
Hauteur	Court ≤ 40 / Normal > 40			

MI-BAS — LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.1 (x2)


Taille		Noir
1	court	34010 5133929 8
	normal	34010 5133964 9
2	court	34010 5133935 9
	normal	34010 5133970 0
3	court	34010 5133941 0
	normal	34010 5133987 8
4	court	34010 5133958 8
	normal	34010 5133993 9


LE COTON
Douceur et souplesse
de la fibre pour un contact doux
et agréable sur la peau

Grande résistance
pour une meilleure durabilité

Limite le risque
d'allergies et d'intolérances

Enfilage aisé
et confort optimal

Hypoallergénique
et thermorégulateur



Douceur et thermorégulation pour les peaux sensibles

24% de soie • Thermorégulateur • Hypoallergénique

- Opaque et côtelé
- Facile d'enfilage

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

Indications :

CEAP Stades C2 à C5

- Varices > 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Oedèmes
- Troubles trophiques (altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que pigmentation et/ou eczéma veineux, hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche).
- Ulcère cicatrisé



www.asqual.com




Mi-bas Soie Noir




Polyamide : 55%
Soie : 24%
Elasthanne : 21%

La soie
est un produit
exclusivement naturel



Voir caractéristiques page 60



MI-BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	19-21	21-24	24-27	27-30
Mollet ^c	32-36	36-40	40-44	44-48
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 40 / Normal > 40			



BAS

4 tailles	T1	T2	T3	T4
Cheville ^b	19-21	21-24	24-27	27-30
Cuisse ^g	50-56	53-59	56-62	59-65
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74			

MI-BAS — LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille		Noir
1	court	34010 6002940 1
	normal	34010 6003959 2
2	court	34010 6002941 8
	normal	34010 6003960 8
3	court	34010 6002942 5
	normal	34010 6003961 5
4	court	34010 6002943 2
	normal	34010 6003966 0

BAS — LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille		Noir
1	court	34010 6003038 4
	normal	34010 6003963 9
2	court	34010 6003039 1
	normal	34010 6003964 6
3	court	34010 6003041 4
	normal	34010 6003965 3
4	court	34010 6003043 8
	normal	34010 6004209 7

VARISOFT®



SEMI-OPAQUE



TRANSPARENT



MESURES ADAPTÉES



HOMME

Une gamme complète pour répondre au marché accès aux soins :

- Taillage universel + simple
- Coloris standard
- Finitions standard
- Matières standard



Varisoft
Semi-opaque

NOUVEAU
DISPONIBLE
EN FÉVRIER 2020



Poudré Noir

PIED OUVERT



Varisoft
Transparent

NOUVEAU
DISPONIBLE
EN MARS 2020



Doré Noir



Varisoft
Homme
Côtelé

NOUVEAU
DISPONIBLE
EN MARS 2020



Noir



Varisoft
Mesures adaptées
Hospitalier

GAMME
ACTUELLE



+/- Beige +/- Nacré Terra

Taupe Noir



VARISOFT
FEMME



VARISOFT SEMI-OPAQUE



VARISOFT®

- Résistance
- Tableau de taillage universel
- Enfilage + facile

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.


Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide : 60%
Elasthanne : 40%



MI-BAS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet c	25-35	30-40	35-45	40-50	45-55
Hauteur ab	Court ≤ 40 / Normal > 40				

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)



Taille	LPPR : 22,40 € ^{TTC} / 201D01.2 (x2)	
	Poudré	Noir
1	court 3701126305624	3701126305525
	normal 3701126305679	3701126305570
2	court 3701126305631	3701126305532
	normal 3701126305686	3701126305587
3	court 3701126305648	3701126305549
	normal 3701126305693	3701126305594
4	court 3701126305655	3701126305556
	normal 3701126305709	3701126305600
5	court 3701126305662	3701126305563
	normal 3701126305716	3701126305617

MI-BAS pied ouvert

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)



Taille	LPPR : 22,40 € ^{TTC} / 201D01.2 (x2)	
	Poudré	Noir
1	court 3701126308281	3701126305723
	normal 3701126308335	3701126308236
2	court 3701126308298	3701126305730
	normal 3701126308342	3701126308243
3	court 3701126308304	3701126305747
	normal 3701126308359	3701126308250
4	court 3701126308311	3701126305754
	normal 3701126308366	3701126308267
5	court 3701126308328	3701126305761
	normal 3701126308373	3701126308274

Dentelle universelle
Enduction silicone continue



BAS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Cuisse ^g	43-58	48-63	53-68	58-73	63-78
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74				



COLLANT

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Cuisse ^g	43-58	48-63	53-68	58-73	63-78
Ventre ^t	≤ 105		≤ 130		
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74				

BAS — LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	LPPR : 29,78 € ^{TTC} / 201D01.8 (x2)		
	Poudré	Noir	
1	court	3701126308687	3701126308380
	normal	3701126308731	3701126308434
2	court	3701126308694	3701126308397
	normal	3701126308748	3701126308441
3	court	3701126308700	3701126308403
	normal	3701126308755	3701126308458
4	court	3701126308717	3701126308410
	normal	3701126308762	3701126308465
5	court	3701126308724	3701126308427
	normal	3701126308779	3701126308472

COLLANT — LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1

Taille	LPPR : 42,03 € ^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1		
	Poudré	Noir	
1	court	3701126308885	3701126308786
	normal	3701126308939	3701126308830
2	court	3701126308892	3701126308793
	normal	3701126308946	3701126308847
3	court	3701126308908	3701126308809
	normal	3701126308953	3701126308854
4	court	3701126308915	3701126308816
	normal	3701126308960	3701126308861
5	court	3701126308922	3701126308823
	normal	3701126308977	3701126308878

BAS pied ouvert — LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	LPPR : 29,78 € ^{TTC} / 201D01.8 (x2)		
	Poudré	Noir	
1	court	3701126308588	3701126308489
	normal	3701126308632	3701126308533
2	court	3701126308595	3701126308496
	normal	3701126308649	3701126308540
3	court	3701126308601	3701126308502
	normal	3701126308656	3701126308557
4	court	3701126308618	3701126308519
	normal	3701126308663	3701126308564
5	court	3701126308625	3701126308526
	normal	3701126308670	3701126308571



VARISOFT TRANSPARENT



VARISOFT®

- Le transparent de la gamme accès aux soins
- Qui ne fait pas de compromis sur la résistance ni la douceur

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.


Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide : 45%
Elasthanne : 55%



MI-BAS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet c	25-35	30-40	35-45	40-50	45-55
Hauteur Ab	Court ≤ 40 / Normal > 40				

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)




Taille	LPPR : 22,40 € ^{TTC} / 201D01.2 (x2)	
	Doré	Noir
1	court 3701126327794	3701126327695
	normal 3701126327848	3701126327749
2	court 3701126327800	3701126327701
	normal 3701126327855	3701126327756
3	court 3701126327817	3701126327718
	normal 3701126327862	3701126327763
4	court 3701126327824	3701126327725
	normal 3701126327879	3701126327770
5	court 3701126327831	3701126327732
	normal 3701126327886	3701126327787

Dentelle universelle féminine
Enduction silicone continue



BAS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Cuisse ^g	43-58	48-63	53-68	58-73	63-78
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74				



COLLANT

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Cuisse ^g	43-58	48-63	53-68	58-73	63-78
Ventre ^t	≤ 105			≤ 130	
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74				

BAS

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	LPPR : 29,78 € ^{TTC} / 201D01.8 (x2)		
	Doré	Noir	
1	court	3701126327992	3701126327893
	normal	3701126328043	3701126327947
2	court	3701126328005	3701126327909
	normal	3701126328050	3701126327954
3	court	3701126328012	3701126327916
	normal	3701126328067	3701126327961
4	court	3701126328029	3701126327923
	normal	3701126328074	3701126327978
5	court	3701126328036	3701126327930
	normal	3701126328081	3701126327985

COLLANT

LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)
+ 201D04.1

Taille	LPPR : 42,03 € ^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1		
	Doré	Noir	
1	court	3701126328197	3701126328098
	normal	3701126328241	3701126328142
2	court	3701126328203	3701126328104
	normal	3701126328258	3701126328159
3	court	3701126328210	3701126328111
	normal	3701126328265	3701126328166
4	court	3701126328227	3701126328128
	normal	3701126328272	3701126328173
5	court	3701126328234	3701126328135
	normal	3701126328289	3701126328180



VARISOFT®



La compression pour tous

Accès aux soins • Résistance • Durabilité

- Taux de couverture maximal avec 36 tailles de série
- Adaptation morphologie cuisse +/-
- Adapté à un usage médical intense
- Facile à mettre en place sur un patient alité en période post-opératoire
- Résistant aux pommades et baumes
- Stérilisable en autoclave (jusqu'à 121°C pendant 15 minutes)

Indications :

CEAP Stades C1 et C2


- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide : 68%
Elasthanne : 32%



Bande picots mixte



COLLANT


6 tailles	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^B	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse ^D	42-52	50-56	53-59	56-62	59-65	62-70
Ventre ^E	≤ 105			≤ 130		
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74					

COLLANT

LPPR : 42,03 €^{TTC} / 201D01.8 (x2) + 201D04.1



Taille	Nacré	Beige	Noir	
0	court	3701126302913	34010 8132161 4	34010 8132190 4
	normal	3701126302975	34010 8132238 3	34010 8132209 3
1	court	3701126302920	34010 4031032 1	34010 4031167 0
	normal	3701126302982	34010 4031078 9	34010 4031121 2
2	court	3701126302937	34010 4031049 9	34010 4031173 1
	normal	3701126302999	34010 4031084 0	34010 4031138 0
3	court	3701126302944	34010 4031055 0	34010 4031196 0
	normal	3701126303002	34010 4031090 1	34010 4031144 1
4	court	3701126302951	34010 4031061 1	34010 4031204 2
	normal	3701126303019	34010 4031109 0	34010 4031150 2
5	court	3701126302968	34010 8132178 2	34010 8132184 3
	normal	3701126303026	34010 8132221 5	34010 8132215 4



MI-BAS

14 tailles	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville ^b	16-18	18-20			20-23			23-26			26-29			29-32
Mollet ^c	27-30	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur ^{AD}	Court ≤ 37 / Normal > 37													

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Beige	Nacré	Terra	Taupe	Noir	
0	court	34010 8132244 4	3701126302371		34010 8132273 4	
	normal	34010 8137164 0	3701126302470		34010 8137193 0	
1-	court		3701126302388			
	normal		3701126302487			
1	court	34010 5414663 3	34010 8137313 2	34015 6065199 7	34010 8137431 3	34010 5414781 4
	normal	34010 5134001 0	34010 8137224 1	34015 6065443 1	34010 8137595 2	34010 5134047 8
1+	court		3701126302395			
	normal		3701126302494			
2-	court		3701126302418			
	normal		3701126302517			
2	court	34010 5414692 3	34010 8137359 0	34015 6065118 8	34010 8137454 2	34010 5414806 4
	normal	34010 5134018 8	34010 8137247 0	34015 6065495 0	34010 8141668 6	34010 5134053 9
2+	court		3701126302401			
	normal		3701126302500			
3-	court		3701126302425			
	normal		3701126302524			
3	court	34010 5414723 4	34010 8137371 2	34015 6065130 0	34010 8137477 1	34010 5414812 5
	normal	34010 5134024 9	34010 8137276 0	34015 6065590 2	34010 8141674 7	34010 5134076 8
3+	court		3701126302432			
	normal		3701126302531			
4-	court		3701126302456			
	normal		3701126302555			
4	court	34010 5414752 4	34010 8137394 1	34015 6065147 8	34010 8137537 2	34010 5414835 4
	normal	34010 5134030 0	34010 8137282 1	34015 6065503 2	34010 8141680 8	34010 5134082 9
4+	court		3701126302449			
	normal		3701126302548			
5	court	34010 8132250 5	3701126302463		34010 8132267 3	
	normal	34010 8137170 1	3701126302562		34010 8137218 0	

MI-BAS pied ouvert

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Beige	Noir	
0	court	34010 6009301 3	3701126305044
	normal	34010 6009323 5	3701126305105
1	court	34010 6009296 2	3701126305051
	normal	34010 6009324 2	3701126305112
2	court	34010 6009297 9	3701126305068
	normal	34010 6009325 9	3701126305129
3	court	34010 6009304 4	3701126305075
	normal	34010 6009328 0	3701126305136
4	court	34010 6009305 1	3701126305082
	normal	34010 6009330 3	3701126305143
5	court	34010 6009306 8	3701126305099
	normal	34010 6009333 4	3701126305150

VARISOFT®




BAS

18 tailles	T0-	T0	T1 Extra-	T1-	T1	T1+	T2 Extra-	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5	T5+
Cheville ^B	16-18		18-20				20-23				23-26			26-29			29-32	
Cuisse ^C	37-41	42-52	36-43	44-50	50-56	57-63	36-45	46-52	53-59	60-66	49-55	56-62	63-69	52-58	59-65	66-72	62-70	71-78
Hauteur ^A	Court ≤ 74 / Normal > 74																	

BAS

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)



Taille		Nacré	Beige	Terra	Taupe	Noir
0-	court	3701126302579	34010 2955737 2			34010 2955795 2
	normal	3701126302715	34011 7381181 8			34011 7381117 7
0	court	3701126302586	34010 2955849 2			34010 2955861 4
	normal	3701126302722	34011 7381376 8			34011 7381100 9
1 Extra-	court	3701126302593	34010 6018941 9			
	normal	3701126302739	34010 6018943 3			
1-	court	3701126302609	34010 2955743 3			34010 2955803 4
	normal	3701126302746	34011 7381198 6			34011 7381123 8
1	court	34010 8141697 6	34010 5141656 2	34015 6040667 2	34010 8141817 8	34010 5141691 3
	normal	34010 8141740 9	34010 5414887 3	34015 6227584 9	34010 8141869 7	34010 5414999 3
1+	court	3701126302616	34010 2955909 3			34010 2955878 2
	normal	3701126302753	34011 7381241 9			34011 7381169 6
2 Extra-	court	3701126302623	34010 6018942 6			
	normal	3701126302760	34010 6018944 0			
2-	court	3701126302630	34010 2955766 2			34010 2955826 3
	normal	3701126302838	34011 7381206 8			34010 8132089 1
2	court	34010 8141705 8	34010 5141662 3	34015 6166931 1	34010 8141823 9	34010 5141716 3
	normal	34010 8141757 7	34010 5414901 6	34015 6227609 9	34010 8141875 8	34010 5415013 5
2+	court	3701126302647	34010 2955915 4			34010 2955884 3
	normal	3701126302845	34011 7381264 8			34010 8132095 2
3-	court	3701126302654	34010 2955772 3			34010 2955832 4
	normal	3701126302869	34011 7381212 9			34010 8132149 2
3	court	34010 8141711 9	34010 5141679 1	34015 6166948 9	34010 8141846 8	34010 5141722 4
	normal	34010 8141786 7	34010 5414930 6	34015 6227621 1	34010 8141881 9	34010 5415036 4
3+	court	3701126302661	34010 2955921 5			34010 2955890 4
	normal	3701126302852	34011 7381287 7			34010 8132103 4
4-	court	3701126302678	34010 2955789 1			34011 7381034 7
	normal	3701126302883	34011 7381229 7			34010 8132155 3
4	court	34010 8141728 7	34010 5414976 4	34015 6227443 9	34010 8141852 9	34010 5415042 5
	normal	34010 8141800 0	34010 5141685 2	34015 6227578 8	34010 8141898 7	34010 5414739 2
4+	court	3701126302685	34010 2955938 3			34011 7381057 6
	normal	3701126302876	34011 7381318 8			34010 8132126 3
5	court	3701126302692	34010 2955855 3			34011 7381092 7
	normal	3701126302890	34011 7381353 9			34010 8132072 3
5+	court	3701126302708	34010 2955944 4			34011 7381063 7
	normal	3701126302906	34011 7381330 0			34010 8132132 4

BAS pied ouvert

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)



Taille		Beige	Noir
0-	court	34010 6009335 8	3701126305167
	normal	34010 6009863 6	3701126305341
0	court	34010 6009337 2	3701126305174
	normal	34010 6009865 0	3701126305358
1 Extra-	court	34010 6018945 7	3701126305181
	normal	34010 6019451 2	3701126305365
1-	court	34010 6009339 6	3701126305198
	normal	34010 6009866 7	3701126305372
1	court	34010 6009340 2	3701126305204
	normal	34010 6009867 4	3701126305389
1+	court	34010 6009843 8	3701126305211
	normal	34010 6009868 1	3701126305396
2 Extra-	court	34010 6018947 1	3701126305228
	normal	34010 6019452 9	3701126305402
2-	court	34010 6009844 5	3701126305235
	normal	34010 6009869 8	3701126305419
2	court	34010 6009848 3	3701126305242
	normal	34010 6009871 1	3701126305426
2+	court	34010 6009850 6	3701126305259
	normal	34010 6009872 8	3701126305433
3-	court	34010 6009851 3	3701126305266
	normal	34010 6009873 5	3701126305440
3	court	34010 6009853 7	3701126305273
	normal	34010 6009874 2	3701126305457
3+	court	34010 6009854 4	3701126305280
	normal	34010 6009875 9	3701126305464
4-	court	34010 6009855 1	3701126305297
	normal	34010 6009876 6	3701126305471
4	court	34010 6009856 8	3701126305303
	normal	34010 6009877 3	3701126305488
4+	court	34010 6009857 5	3701126305310
	normal	34010 6009878 0	3701126305495
5	court	34010 6009860 5	3701126305327
	normal	34010 6009879 7	3701126305501
5+	court	34010 6009861 2	3701126305334
	normal	34010 6009880 3	3701126305518



VARITEC®


l'enfile bas pour
les patients à
mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6





VARISOFT®



Bas Varisoft Dentelle Nacré

La compression pour tous

Accès aux soins • Résistance • Durabilité

- Bande dentelle florale
- Adapté à un usage médical intense
- Facile à mettre en place sur un patient alité en période post-opératoire
- Résistant aux pommades et baumes
- Stérilisable en autoclave (jusqu'à 121°C pendant 15 minutes)

Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide : 68%
Elasthanne : 32%




BAS

6 tailles	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse ^g	42-52	50-56	53-59	56-62	59-65	62-70
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74					

BAS

LPPR : 29,78 € TTC / 201D01.8 (x2)



Taille	Nacré		Noir
0	court	3701126305976	3701126305815
	normal	3701126305860	3701126305921
1	court	3701126305778	3701126305822
	normal	3701126305877	3701126305938
2	court	3701126305785	3701126305839
	normal	3701126305884	3701126305945
3	court	3701126305792	3701126305846
	normal	3701126305891	3701126305952
4	court	3701126305808	3701126305853
	normal	3701126305907	3701126305969
5	court	3701126305983	3701126305990
	normal	3701126305914	3701126306003

La réponse accès aux soins & hospitalier

Accès aux soins • Résistance • Durabilité

Classe 3



Bas Varisoft Noir


Indications :

CEAP Stades C2 à C5

- Varices > 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Oedèmes
- Troubles trophiques (altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous-cutané telles que pigmentation et/ou eczéma veineux, hypodermite scléreuse et/ou atrophie blanche).
- Ulcère cicatrisé



Polyamide : 68%
Elasthanne : 32%



BAS

6 tailles	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse ^g	42-52	50-56	53-59	56-62	59-65	62-70
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74					



Bande picots mixte



Enfilage facilité

BAS

LPPR : 29,78 € TTC / 201D01.8 (x2)

Taille	Beige		Noir	
	Code	Quantité	Code	Quantité
0	court	34010 6019460 4	34010 6019711 7	
	normal	34010 6019703 2	34010 6019717 9	
1	court	34010 6019461 1	34010 6019712 4	
	normal	34010 6019705 6	34010 6019718 6	
2	court	34010 6019462 8	34010 6019713 1	
	normal	34010 6019706 3	34010 6019719 3	
3	court	34010 6019463 5	34010 6019714 8	
	normal	34010 6019707 0	34010 6019720 9	
4	court	34010 6019464 2	34010 6019715 5	
	normal	34010 6019708 7	34010 6019721 6	
5	court	34010 6019702 5	34010 6019716 2	
	normal	34010 6019709 4	34010 6019722 3	

VARISOFT®





Varisoft
Homme
Côtelé

NOUVEAU
DISPONIBLE
EN MARS 2020



Noir



Varisoft
Mesures adaptées
Hospitalier

GAMME
ACTUELLE



Beige Noir



Varisoft
Semi-opaque

NOUVEAU
DISPONIBLE
EN FÉVRIER 2020



Poudré Noir





VARISOFT HOMME



VARISOFT®

Découvrez les labels qualité de Varisan en page 31.

- Maille côtelée


Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



Polyamide : 75%
Elasthanne : 25%



MI-BAS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet c	25-35	30-40	35-45	40-50	45-55
Hauteur d	Court ≤ 40 / Normal > 40				

MI-BAS — LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Noir	
	court	normal
1	court	3701126328296
	normal	3701126328340
2	court	3701126328302
	normal	3701126328357
3	court	3701126328319
	normal	3701126328364
4	court	3701126328326
	normal	3701126328371
5	court	3701126328333
	normal	3701126328388

La réponse accès aux soins & hospitalier

Accès aux soins • Résistance • Durabilité

- Classe 3
- Bande picots



Bas Varisoft Noir



BAS						
6 tailles	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	16-18	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Cuisse ^g	42-52	50-56	53-59	56-62	59-65	62-70
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74					

BAS — LPPR : 29,78 € TTC / 201D01.8 (x2)

Taille	Beige		Noir	
	court	normal	court	normal
0	34010 6019460 4	34010 6019703 2	34010 6019711 7	34010 6019717 9
	34010 6019461 1	34010 6019705 6	34010 6019712 4	34010 6019718 6
1	34010 6019462 8	34010 6019706 3	34010 6019713 1	34010 6019719 3
	34010 6019463 5	34010 6019707 0	34010 6019714 8	34010 6019720 9
2	34010 6019464 2	34010 6019708 7	34010 6019715 5	34010 6019721 6
	34010 6019465 3	34010 6019709 4	34010 6019716 2	34010 6019722 3
3	34010 6019466 4	34010 6019710 1	34010 6019717 3	34010 6019723 4
	34010 6019467 5	34010 6019711 2	34010 6019718 4	34010 6019724 5
4	34010 6019468 6	34010 6019712 3	34010 6019719 5	34010 6019725 6
	34010 6019469 7	34010 6019713 4	34010 6019720 6	34010 6019726 7
5	34010 6019470 8	34010 6019714 5	34010 6019721 7	34010 6019727 8
	34010 6019471 9	34010 6019715 6	34010 6019722 8	34010 6019728 9



Bande picots mixte



Polyamide : 68%
Elasthanne : 32%

VARISOFT SEMI-OPAQUE



BAS					
5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Cuisse ^g	43-58	48-63	53-68	58-73	63-78
Hauteur ^{AG}	Court ≤ 74 / Normal > 74				

BAS — LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	Poudré		Noir	
	court	normal	court	normal
1	3701126308687	3701126308731	3701126308380	3701126308434
	3701126308694	3701126308748	3701126308397	3701126308441
2	3701126308700	3701126308755	3701126308403	3701126308458
	3701126308717	3701126308762	3701126308410	3701126308465
3	3701126308724	3701126308779	3701126308427	3701126308472
	3701126308731	3701126308786	3701126308434	3701126308479

BAS pied ouvert — LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	Poudré		Noir	
	court	normal	court	normal
1	3701126308588	3701126308632	3701126308489	3701126308533
	3701126308595	3701126308649	3701126308496	3701126308540
2	3701126308601	3701126308656	3701126308502	3701126308557
	3701126308618	3701126308663	3701126308519	3701126308564
3	3701126308625	3701126308670	3701126308526	3701126308571
	3701126308632	3701126308677	3701126308533	3701126308578

Jambes gonflées?

L'innovation oedème par
VARISAN



**JAMBES
LOURDES**



**SENSATION
D'ÉTAU**




**CHEVILLES
GONFLÉES**



**JAMBES
«EN PLOMB»**



**COMME
DES POTEAUX**



**UNE SENSATION
DÉSAGRÉABLE DE
CHALEUR**



FOURMILLEMENTS

= œdème



UN TEST SIMPLE ET EFFICACE :
La marque de chaussure ou de chaussette



Cœdème débutant

On repère facilement l'œdème par la marque de la lanière d'une chaussure, de l'élastique de la chaussette. Les reliefs osseux (malléole) s'estompent car ils sont noyés dans l'œdème.

Demandez

DEMA[®]

Les chaussettes de compression médicale
pour l'œdème

PATHOLOGIE

DEMA Classe 2 	111
DEMA Classe 3 	111
A.T.E. 	114
POST-OP 	115
VEINALGIC	116

BANDES CIZETA PRESS

CP 35 Picots	118
CP 35	119
CP 90	119
CP Coh	119


COMMENT SE FORME UN ŒDÈME ?

L'œdème est une accumulation d'eau et de protéines dans les tissus profonds et sous la peau :

- **Par surpression veineuse** : c'est l'hyper-pression veineuse qui force la sortie des protéines et de l'eau.
- **Par fuite à travers les pores de la paroi de la veine** : ouverture progressive des capillaires.

C'EST L'HYPER-PRESSION (HYPERTENSION) VEINEUSE QUI FAVORISE LA FUITE D'EAU ET DE PROTÉINES

1 Tout se passe dans le réseau veineux




2 Dans les capillaires veineux (O₂, H₂O) : la surpression dans la veine entraîne une fuite hors du réseau veineux, dans les tissus




3 ...ce qui libère des protéines et de l'eau en «sous-cutané»



4 L'ouverture des pores entraîne le passage d'eau et de protéines dans les tissus



5 Les protéines, l'eau et les toxines infiltrent la peau




6 Les reliefs osseux disparaissent, une sensation de lourdeur et d'étau apparaît : c'est l'œdème du pied et de la cheville



Stade avancé d'un œdème avec fibrose

COMMENT TRAITER EFFICACEMENT SON OÈDÈME VEINEUX ?

RÔLE DE LA MARCHÉ : LE CYCLE MUSCULAIRE SYSTOLE - DIASTOLE



1 SYSTOLE :

La contraction du muscle du mollet favorise la propulsion du sang vers le cœur

2 DIASTOLE :

Le relâchement du muscle du mollet permet le remplissage du réservoir musculaire¹ jusqu'au pas suivant et à la prochaine contraction musculaire

3 LE MOLLET :


Le mollet est un réservoir veineux majeur avec 200mL de sang en moyenne² là ou le pied en contient au mieux 20mL³

POUR LUTTER CONTRE L'HYPERTENSION VEINEUSE, APPLIQUEZ UNE CONTRE-PRESSION ADAPTÉE.


En exerçant une pression plus ciblée sur le cœur veineux et sur le derme.

Les protéines et l'eau stagnante sous la peau seront réabsorbées dans la circulation.

L'œdème diminue et l'hypertension veineuse aussi.



Améliorer sa vidange en augmentant la vitesse d'éjection du réseau veineux profond de +50%



LE BON DOSAGE CIBLÉ AU MOLLET POUR RÉDUIRE LA STASE DANS LES MUSCLES ET FAVORISER L'ÉJECTION PAR LES RÉSEAUX PROFONDS

VITESSE D'ÉJECTION PLUS RAPIDE ET MOINS DE STASE

NOUVEAU PROFIL DE COMPRESSION CIBLÉ

Innovation

Profil de pression spécifique

pour l'**œdème**



Pression forte au mollet x2

Agit sur la vitesse d'éjection de plus **50%**



Faible dégressivité : 20% contre 40% pour une classe 3 classique
Renforce la pompe musculaire
Maintient sans effet garrot
Taillage précis en mollet

Dégressivité malléolaire
 Pression classe 3 en B1
 Recommandation HAS



QUICKFEET

L'enfilage facile
 Innovation




Compression contrôlée au pied

Peu de pression des orteils aux malléoles
 Pas d'effet garrot à la cheville
 Idéal pieds sensibles

-1°

Innovation fibre haute technologie


Fibre creuse NILIT[®] Breeze conserve la fraîcheur*, accentué par brumisation d'eau sur les jambes



*Température corporelle enregistrée pendant l'activité sportive NILIT BREEZE vs. Référence

DISPONIBLE EN CLASSE 2 ET 3

28 TAILLES DE SÉRIE soit 14 plages de taillage en mollet :



	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cheville ^b	16-18	18-20			20-23			23-26			26-29			29-33
Mollet ^c	26-29	24-29	29-32	32-36	29-32	32-36	36-40	32-36	36-40	40-44	36-40	40-44	43-48	43-48
Hauteur ^a	Court ≤ 37 / Normal > 37													

MI-BAS LPPR : 22,40€ TTC / 201D01.2 (x2)

CLASSE 2 15-20 mmHg	Taille	LPPR : 22,40€ TTC / 201D01.2 (x2)	
		Noir	Poudré
0	court	3701126306270	3701126306553
	normal	3701126306416	3701126306690
1-	court	3701126306287	3701126306560
	normal	3701126306423	3701126306706
1	court	3701126306294	3701126306577
	normal	3701126306430	3701126306713
1+	court	3701126306300	3701126306584
	normal	3701126306447	3701126306720
2-	court	3701126306317	3701126306591
	normal	3701126306454	3701126306737
2	court	3701126306324	3701126306607
	normal	3701126306461	3701126306744
2+	court	3701126306331	3701126306614
	normal	3701126306478	3701126306751
3-	court	3701126306348	3701126306621
	normal	3701126306485	3701126306768
3	court	3701126306362	3701126306638
	normal	3701126306492	3701126306775
3+	court	3701126306355	3701126306645
	normal	3701126306546	3701126306782
4-	court	3701126306386	3701126306652
	normal	3701126306508	3701126306799
4	court	3701126306379	3701126306669
	normal	3701126306515	3701126306805
4+	court	3701126306393	3701126306676
	normal	3701126306522	3701126306812
5	court	3701126306409	3701126306683
	normal	3701126306539	3701126306829

MI-BAS LPPR : 22,40€ TTC / 201D01.2 (x2)

CLASSE 3 20-36 mmHg	Taille	LPPR : 22,40€ TTC / 201D01.2 (x2)	
		Noir	Poudré
0	court	370112630423 8	370112630451 1
	normal	370112630437 5	370112630465 8
1-	court	370112630424 5	370112630452 8
	normal	370112630438 2	370112630466 5
1	court	370112630425 2	370112630453 5
	normal	370112630439 9	370112630467 2
1+	court	370112630426 9	370112630454 2
	normal	370112630440 5	370112630468 9
2-	court	370112630427 6	370112630455 9
	normal	370112630441 2	370112630469 6
2	court	370112630428 3	370112630456 6
	normal	370112630442 9	370112630470 2
2+	court	370112630429 0	370112630457 3
	normal	370112630443 6	370112630471 9
3-	court	370112630430 6	370112630458 0
	normal	370112630444 3	370112630472 6
3	court	370112630431 3	370112630459 7
	normal	370112630445 0	370112630473 3
3+	court	370112630432 0	370112630460 3
	normal	370112630446 7	370112630474 0
4-	court	370112630433 7	370112630461 0
	normal	370112630447 4	370112630475 7
4	court	370112630435 1	370112630462 7
	normal	370112630448 1	370112630476 4
4+	court	370112630434 4	370112630463 4
	normal	370112630449 8	370112630477 1
5	court	370112630436 8	370112630464 1
	normal	370112630450 4	370112630478 8

FRAICHEUR : INNOVATION TEXTILE

Le fil Nilit® BREEZE est une fibre creuse qui ne conserve pas la chaleur :

- Favorise l'effet fraîcheur grâce à sa **respirabilité** : -1° de température cutanée*
- Fibre hydrophobe : évacue l'humidité liée à la transpiration > pas de macération par temps chaud
- Protection UV : protège les peaux sensibilisées par l'œdème.

DEMA : 75% de fil BREEZE

Meilleure régulation de température


Meilleure tolérance par temps chaud

Favorise l'observance du traitement

Composition : Polyamide Nilit® Breeze : 75%, Elasthanne : 25%



Vue en coupe du fil Breeze



SAVOIR RECONNAITRE UN ŒDÈME AU COMPTOIR

D'ABORDS LES SYMPTÔMES COURANTS :




**JAMBES
LOURDES**



**SENSATION
D'ÉTAU**



**JAMBES
«EN PLOMB»**



**UNE SENSATION
DÉSAGRÉABLE DE
CHALEUR**



FOURMILLEMENTS

CRAMPES NOCTURNES

MAIS AUSSI DES SIGNES VISIBLES :



**CHEVILLES
GONFLÉES**



**TRACE DE LA
CHAUSSURE OU
ÉLASTIQUE DE LA
CHAUSSETTE**



**COMME
DES POTEAUX**

DISTINGUER L'ŒDÈME VEINEUX DE L'ŒDÈME VESPÉRAL :

1

l'œdème vespéral est un œdème qui se constitue naturellement au cours de la journée, et qui ne dépasse pas 2,6% du volume de la jambe le soir par rapport au matin.

l'œdème veineux c'est toute l'année, pas que l'été !

Il apparaît de plus en plus tôt dans la journée, dégonfle peu entre le soir et le matin.

Il s'aggrave en été, en position debout, quand vous piétez.

2

UN TEST SIMPLE ET EFFICACE :

Le signe du godet



œdème fibrosé

Appuyez votre pouce à l'intérieur de la cheville pendant 3 secondes. En retirant votre pouce, la peau met :

- moins de 3 secondes à revenir en place : **œdème veineux peu fibrosé**
- plus de 3 secondes et il reste une empreinte : **œdème veineux fibrosé**

La marque de chaussure ou de chaussette



œdème débutant

On repère aussi l'œdème par la **marque de la lanière d'une chaussure, de l'élastique de la chaussette**. Les reliefs osseux (malléole) s'estompent car ils sont noyés dans l'œdème.

3


NE NÉGLIGEZ PAS LES SYMPTÔMES :

Un œdème débutant est ressenti sous la forme de sensation de jambes lourdes ou d'étau à la cheville.

L'œdème diminue avec le froid, la marche, les sports aquatiques et il est moins important le matin au lever que le soir, et avec la surélévation des jambes la nuit.

L'œdème progresse et apparaît de plus en plus tôt dans la journée, de plus en plus volumineux avec les semaines et mois, puis ne disparaît plus entre le coucher et le lever.

QUELLES SONT LES SITUATIONS QUI ACCENTUENT UN ŒDÈME ?



EXPOSITION À LA CHALEUR :

soleil, chauffage au sol, chauffage de la voiture, hammam, sauna, bottes ...



VARIATIONS HORMONALES :

plus de symptômes pendant les règles et la grossesse chez certaines patientes



IMMOBILITÉ :

station assise ou debout prolongées, piétinement

LES CONSEILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



PRENEZ LE TEMPS :

il n'est pas nécessaire d'enfiler vos chaussettes de compression avant le lever : l'œdème n'a pas le temps de s'installer avant votre petit-déjeuner !




MARCHER 15 MINUTES

réactive la pompe du mollet

UN MINIMUM D'ACTIVITÉ

PHYSIQUE : vélo, marche rapide, natation, aquabike...



UN SPRAY D'EAU FRAICHE SUR VOS CHAUSSETTES : effet fraîcheur pendant une heure !



MASSAGE DES JAMBES

en fin de journée, de bas en haut


PORTER SA COMPRESSION VEINEUSE : MINIMUM 4 JOURS PAR SEMAINE

Chez un patient souffrant d'œdème, la marche ne favorise pas suffisamment la réduction de cette surpression veineuse : on note l'accumulation d'eau et de toxines sous la peau.

La pression ne retombe pas autant en fin de journée que chez un sujet sain.

Il est primordial d'associer la marche à une **compression efficace ciblée sur le mollet** pour rétablir un bon niveau de pression et ainsi, améliorer la qualité de la vie du patient.

Les mollets sont des cœurs veineux





Anti Thrombo-Embolique

Stérilisable • Résistance • Durabilité

- Pointe de pied semi-ouverte pour permettre une prise aisée de la pression distale.
- Répond aux exigences du milieu hospitalier.
- Adapté à l'alitement et périodes post-opératoires (phase de reprise de marche).
- Résistant aux pommades et baumes
- Stérilisable en autoclave pour l'utilisation post-opératoire




Polyamide : 70%
Elasthanne : 30%

Indications :

CEAP Stades C1 et C2

- Télangiectasies.
- Varices < 3 mm Ø
- Suites de sclérothérapie
- Suites des traitements chirurgicaux
- Voyages aériens



MI-BAS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-23	23-25,5	25,5-29	29-32
Mollet ^c	27-31	31-35	35-39	39-43	43-47
Hauteur ^{AD}	≤ 42				



BAS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-23	23-25,5	25,5-29	29-32
Cuisse ^g	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66
Hauteur ^{AG}	≤ 72				

MI-BAS

LPPR : 22,40 €^{TTC} / 201D01.2 (x2)

Taille	Couleur au niveau de la voûte plantaire	Blanc
1	Bleu	34010 4119666 5
2	Jaune	34010 4119672 6
3	Vert	34010 4119689 4
4	Bleu clair	34010 4119695 5
5	Rouge	34010 4119703 7

BAS

LPPR : 29,78 €^{TTC} / 201D01.8 (x2)

Taille	Couleur au niveau de la voûte plantaire	Blanc
1	Bleu	34010 7180494 3
2	Jaune	34010 7180554 4
3	Vert	34010 7180560 5
4	Bleu clair	34010 7180577 3
5	Rouge	34010 7180169 0



CLASSE 1
10-15 mmHg



BAS PICOTS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-23	23-25,5	25,5-29	29-32
Cuisse ^g	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66
Hauteur ^{AG}	≤ 72				


BAS PICOTS — LPPR : 29,78 € TTC / 201D01.8 (x2)



Taille		Blanc
0	court	34010 9597614 5
	long	34010 9597755 5
1	court	34010 9597620 6
	long	34010 9597761 6
2	court	34010 9597637 4
	long	34010 9597778 4
3	court	34010 9597643 5
	long	34010 9597784 5
4	court	34010 9597666 4
	long	34010 9597790 6
5	court	34010 9597672 5
	long	34010 9597022 7



CLASSE 2
15-20 mmHg



MI-BAS

5 tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Cheville ^b	18-21	21-23	23-25,5	25,5-29	29-32
Mollet ^c	27-31	31-35	35-39	39-43	43-47
Hauteur ^{AD}	≤ 42				

MI-BAS — LPPR : 22,40 € TTC / 201D01.2 (x2)




Taille		Blanc
0	court	34010 6469637 6
	long	34010 6469838 7
1	court	34010 6469695 6
	long	34010 6469991 9
2	court	34010 6469726 7
	long	34010 6485381 6
3	court	34010 6469732 8
	long	34010 6500494 1
4	court	34010 6469749 6
	long	34010 6502783 4
5	court	34010 6469755 7
	long	34010 6503156 5

Innovation

VEINALGIC® est le seul dispositif de contention-compression, non tubulaire, non tricoté, ajustable et réutilisable à appliquer dans le traitement et la prévention des effets secondaires liés au traitement des varices.

Il comporte une partie rigide flanquée de 2 parties élastiques qui permettent de moduler la pression exactement sur la zone traitée du membre inférieur.



Le pack VEINALGIC® est composé de :

1. Manchon non tubulaire associant contention et compression.
2. Insert de mousse bi-densité amovible, qui permet d'augmenter la pression sur la zone à traiter.
3. Poche de gel amovible pour un apport de froid localisé à effet antalgique et anti-inflammatoire

Indications :

Prévention et traitement des effets secondaires après traitement des varices :

- sclérothérapie liquide et/ou à la mousse (en particulier pour les écharpes antérieures de cuisse)
- éveinage : strippings, techniques endo-veineuses (laser, hyperfréquence, vapeur d'eau, ...)

La compression forte de Veinalgic calme la douleur, l'inflammation, limite les ecchymoses, les risques de pigmentations brunes et d'œdèmes.

Polyamide : 77%
Elasthanne : 16%
Polyester : 7%



VEINALGIC® MOLLET

Taille	1	2	3
Tour de mollet	30-35 cm	34,5-40,5 cm	40-47 cm
Blanc	34010 4140270 4	34010 4140287 2	34010 4140293 3
Noir	3701126301091	3701126301107	3701126301114

Vidéo de mise en place disponible sur la chaîne Youtube Cizeta Medicali



VEINALGIC® CUISSE

Taille	1	2	3
Tour de cuisse	44-51 cm	50-59 cm	58-68 cm
Blanc	34010 4140241 4	34010 4140258 2	34010 4140264 3
Noir	3701126301060	3701126301077	3701126301084

Réduit jusqu'à 70% le volume des varices*

TUMESCENCE EXTERNE PAR COMPRESSION EXCENTRÉE STANDARDISÉE

*Etude observationnelle menée en cabinet de ville incluant 85 patients entre les mois de juin à août 2016, totalisant 130 cas de varice. L'objectif de cette étude est l'étude de la réduction du diamètre des varices du membre inférieur sous compression excentrique standardisée.

Revue de Phlébologie 2017, 70, 3, p. 1-9, Crebassa V., Galleze B., Gardon-Mollard Ch., Around M., Allaert F.A.



- 36 à 43%

Réduction de 36 à 43% du diamètre des varices saphènes ou superficielles

50 mmHg

Pression localisée forte de 50 mmHg

0

Sans effet garrot


MISE EN PLACE 100% des patients ont été satisfaits car Veinalgic est simple d'utilisation et d'application.

Délivrer le VEINALGIC® Mollet ou Cuisse en fonction de la zone de traitement.

1. Prendre la circonférence du segment traité.
2. Insérer la mousse ou la poche de gel dans le compartiment dédié du VEINALGIC®.
3. Positionner la partie rigide du VEINALGIC®, partie velours à l'extérieur, sur la zone traitée. Maintenir la partie distale lors de la fermeture du VEINALGIC®.
La partie velcro® s'agrippe sur la partie velours de la zone rigide.
4. Etirer le VEINALGIC® à 30%. Réajuster la tension du VEINALGIC® en fonction de l'intensité de la douleur et du ressenti du patient.



VEINALGIC® NOIR



CUISSE

Repère	Repère 1	Repère 2	Repère 3
Étirement	30%	50%	100%
Équivalence mmHg*	60 mmHg	70 mmHg	85 mmHg

MOLLET

Repère	Repère 1	Repère 2	Repère 3
Étirement	30%	50%	100%
Équivalence mmHg*	80 mmHg	100 mmHg	110 mmHg

*Pressions mesurées avec un étirement successif à 30%, 50% et 100% avec insert mousse sous la partie rigide. Source : tests réalisés en interne par Cizeta Medicali avec le Kikuhime (modèle B53)

Bandes à allongement court

Indications du bandage

Traitement :

- du lymphoedème
- du phléboedème
- du phlébolympoedème
- des ulcères veineux
- des ulcères artériels (indice IPS > 0,8)
- des ulcères mixtes
- des ulcères lymphostatiques

Contre-indications du bandage

- Artériopathies oblitérantes du membre inférieur (indice IPS < 0,7)
- Neuropathies sévères (absence de rétroaction sensorielle avec possibilité de lésions ischémiques)
- Insuffisance cardiaque non compensée
- Fibromyalgie rhumatismale



Bandes non stériles.
Ne pas mettre en contact avec une peau lésée.

CP 35 Picots : bande à allongement court 35% - picots

1 Positionnement simple

Et repositionnement simple
Fils guide de superposition 25/50/75%

2 Anti-glisse : picots silicone

Anallergique
Atraumatique

3 Agréable à porter

Bande fine : chaussage et habillement habituel
Limite le multicouche : discrétion
En coton : confort



objectif pression
Bande allongement court 35%

objectif rigidité
pour plus d'efficacité et de confort

objectif défribrosant
pour une réduction efficace



innovation autobandage

- Non extensible en hauteur
- Excellente tenue dans le temps. Ne se déforme pas après pose
- Réduction moyenne du volume de 47,4% (jusqu'à 91%)
- Efficace avec moins de bandage : limite le capitonnage par mousse



REF.	ARTICLE	HAUTEUR 5 cm	HAUTEUR 8 cm	HAUTEUR 10 cm
CP 35 Picots	Allongement court Longueur : 5 mètres	37011 2630484 9	37011 2630487 0	37011 2630488 7
Tarif HT		45,00 €	55,00 €	69,00 €

Composition:

- 80% coton
- 20% polyamide
- Silicone

Beige



2 agrafes fournies

CP 35 : bande à allongement court 35%

- Fils de superposition : 25, 50, 75%
- Extensibilité 35%
- Compression / contention forte (Indice de rigidité = IR >10)
- Non extensible en hauteur

Avantages patient

- Favorise l'autobandage pour la superposition
- Favorise le recouvrement
- Pas d'effet garrot



REF.	ARTICLE	HAUTEUR 5 cm	HAUTEUR 8 cm	HAUTEUR 10 cm	HAUTEUR 12 cm
CP 35	Allongement court Longueur : 5 mètres	34010 8142722 4	34010 8142739 2	34010 8142751 4	3401081427743
Tarif HT		7,20 €	9,70 €	11,30 €	13,10 €

Composition:

- 80% coton
- 20% polyamide

Beige



CP 90 : bande à allongement court 90%

- Extensibilité 90%
- Compression forte
- Tricotage antiglisser

Avantages patient

- Meilleure adaptation à la morphologie
- Très bonne tenue après pose

Composition:

- 100% coton

Beige

2 agrafes fournies



REF.	ARTICLE	HAUTEUR 6 cm	HAUTEUR 8 cm	HAUTEUR 10 cm
CP 90	Allongement court Longueur : 5 mètres	37011 2630489 4	37011 2630490 0	37011 2630491 7
Tarif HT		12,50 €	13,50 €	14,50 €

CP Coh.

Bande élastique cohésive



- Allongement 70%
- Bande auto-adhérente

Application

- Traitement des oedèmes doigts et orteils
- Maintien des pansements
- Bandage des traumatismes légers
- Traitement compressif des grands brûlés



REF.	ARTICLE	HAUTEUR 2,5 cm
CP Coh.	Bande cohésive Longueur : 4 mètres	37011 2630492 4
Tarif HT		2,25 €

Composition:

- 42% coton
- 29% viscose
- 29% polyamide

Blanc

Usage unique



TRICOTAGE CIRCULAIRE sans couture



Le tricotage circulaire est spécifiquement dédié au traitement des **pathologies veineuses et lymphatiques** à des stades peu évolués (stade 1 et début stade 2) sans fibrose.

CLASSE 2 ET 3				
Semi-opaque	Mi-bas	Bas antiglisse AF ou AG	Collant	Manchon
Composition • Polyamide : 70% • Elasthanne : 30%				
	Pied fermé Pied ouvert	Pied fermé Pied ouvert	Pied fermé Pied ouvert	Pied fermé Pied ouvert
■ Beige ■ Noir				

TRICOTAGE RECTILIGNE à plat



Le tricotage rectiligne est spécifiquement dédié au traitement de **pathologies lymphatiques évoluées** (fibrose). Il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste afin d'orienter le choix.

- Lymphoedèmes primaires et secondaires aux différents stades à partir du stade 2
- Oedèmes fibrosés post-traumatiques et post-chirurgicaux
- Phlébolymphoedèmes
- Lymphoedèmes des chéloïdes suite à des interventions chirurgicales

CLASSE 2 ET 3, 3 FORTE ET 4					
Opaque		Mi-bas	Bas antiglisse AF ou AG	Collant & Hémi-collant	Couvre-pied
Composition • Polyamide : 70% • Elasthanne : 30%	Membre inférieur				
		Manchon	Mitaine	Gant	
■ Beige ■ Bleu clair ■ Rose Cardinal ■ Rouge ■ Bleu ■ Gris foncé ■ Orange ■ Vert ■ Noir	Membre supérieur				

NOTRE OFFRE SUR-MESURE

Pour un traitement efficace, il faut s'assurer que le lymphœdème a été réduit de façon optimale. Cette phase de réduction (phase d'attaque) permettra de réduire le lymphœdème et le sur-mesure de le contenir.

1. PHASE D'ATTAQUE		2. PHASE DE MAINTIEN	
Association de bandage en multicouche : Bandes à allongement court :		Membre inférieur : mi-bas, bas, collant, héli-collant	
CP 35 picots	Cp 90	Membre supérieur : manchon, gant, mitaine	
			
Associés à la rééducation. Après réduction : maintien avec sur-mesure		+ Bandage à allongement court pour l'entretien (nocturne)	

POUR COMMANDER

Pour un conseil ou pour commander :

- Par téléphone : 02 48 96 87 93
- Par fax : 02 48 96 80 91
- Par email : surmesure@cizetamedicali.fr
- Sur le site SMAPP sur-mesure

L'ENTRETIEN DES FABRICATIONS SUR-MESURE



la délivrance du sur-mesure

+ facile
+ rapide



VARISAN
SMAPP

sur-mesure

La délivrance du sur-mesure

+ facile
+ rapide en 5 jours seulement



- 1 **Saisie des mesures en ligne** : réduction du nombre d'erreurs de saisie des mesures, et des oublis de mesures grâce à l'interface ergonomique
- 2 **Calcul du tarif LPPR automatique**
- 3 **Prix forfaitaire fabricant** pour calcul du prix de vente en temps réel
- 4 **Suivi de la commande en ligne** après mise en fabrication en un clic
- 5 **Délais raccourcis**
- 6 **Historique patient** avec renouvellement facile, suivi de l'évolution morphologique

Le sur-mesure circulaire en 5 jours seulement

Demandez gratuitement votre identifiant et mot de passe :

02 48 96 87 93



VARISAN

SUR MESURE TRICOTAGE CIRCULAIRE



Pour un conseil sur votre commande : 02 48 96 87 93 ou surmesure@cizetamedicali.fr

MANCHON DE COMPRESSION circulaire

Applicateur

Patient

Nom :

Nom du patient :

Code client :

Adresse :

CP : Ville :

Tel : Fax :


Email :

Date :

Typologie de manchon

- Arrêt poignet (pli de flexion)
- Mitaine avec pouce
- Couvre épaule avec sangle
- Bande de silicone avec picots en haut

LÉGENDE: ○ Circonférences ℓ Longueurs



Quantité	Mesures en cm	
	Gauche	Droit
Prise de mesure		
Circonférences		
Base doigts longs	cA	
Pli 1 ^{ère} commissure	cB	
Pli flexion poignet	cC	
Mi avant-bras	cD	
Pli de flexion coude fléchi à 30°	cE	
Mi-bras	cF	
2 à 3 cm sous pli axillaire	cG	
Pli axillaire	cG1	
Sangle Tour complet	H	
Hauteurs (longueurs)		
Du poignet à mi avant-bras	ℓCD	
Du poignet au pli flexion coude	ℓCE	
Du poignet à mi-bras	ℓCF	
Du poignet à G (2 à 3 cm sous pli axillaire)	ℓCG	
Du pli axillaire à la pointe acromion	ℓG1H	
Compression		Couleur
<input type="checkbox"/> Classe 2		<input type="checkbox"/> Beige
<input type="checkbox"/> Classe 3		<input type="checkbox"/> Noir

Demandes particulières :

.....

.....

.....

.....

Cachet



Pour un conseil sur votre commande : 02 48 96 87 93 ou surmesure@cizetamedicali.fr

Applicateur

Nom :
 Code client :
 Adresse :
 CP : Ville :
 Tel : Fax :
 Email :
 Date :


Patient

Nom du patient :

Homme Femme

Modèle

Mi-bas AD (paire) Bas antiglisse AG (paire)
 Bas antiglisse AF (paire) Collant AT (unité)



K1T : hauteur Entre-jambe/ T (taille) face ventrale
 K2T : hauteur Entre-jambe/ T (taille) face dorsale

Demandes particulières :

.....

Cachet

Gauche Droite

Prise de mesure


		Gauche	Droite
Bout de pied	BP		
Cou de pied	CP		
Talon	ST		
Cheville	B		
Mollet	C		
Jarret	D		
Cuisse	F		
Cuisse Maxi 80	G		
Hanche	H		
Taille	T		
Longueur Pied (sans orteils)	X		

Hauteurs

Mi bas	AD		
Bas Antiglisse	AG		
Bas Antiglisse	AF		
Collant	AH		
	AT		
	K1T		
	K2T		

Compression	Couleur
<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Beige
<input type="checkbox"/> Classe 3	<input type="checkbox"/> Noir

Pied
<input type="checkbox"/> Ouvert <input type="checkbox"/> Fermé



LE LYMPHŒDÈME

Le lymphœdème se caractérise par un œdème lié à un dysfonctionnement du système lymphatique. Le lymphœdème touche plus de 700 millions de personnes dans le monde et plus de 100 000 personnes supplémentaires en France par an.

Le lymphœdème peut être primaire, dans ce cas il est d'origine génétique ou il peut être secondaire lié à un traumatisme ou à l'insuffisance veineuse.

Le lymphœdème secondaire peut apparaître après un traitement d'un cancer (cancer du sein pour le membre supérieur et cancer des ovaires pour le membre inférieur).

Actuellement, le seul traitement médical, reste le drainage lymphatique et les vêtements compressifs sur mesure.

MEMBRE SUPÉRIEUR




Mitaine (CZ)



Bande de maintien H 35 mm

MEMBRE INFÉRIEUR



Cuisse oblique -
Bande de maintien AG 50 mm



Hémicollant (AGTR - AGTL)


INDICATIONS

Cette typologie de tricotage rectiligne est spécifiquement dédiée au traitement des pathologies lymphatiques.

- Lymphœdèmes primaires et secondaires aux différents stades cliniques de l'évolution
- Œdèmes post-traumatiques et post-chirurgicaux
- Phlébolympœdèmes
- Lymphœdèmes des chéloïdes suite à des interventions chirurgicales

Composition

- Polyamide : 70%
- Elasthanne : 30%



CLASSES DE COMPRESSION DISPONIBLES



Classe	II	III	III Forte	IV
Compression en mmHg	15-20	20-36	20-36	> 36




IDENTIFICATION DES POINTS DE PRISE DE MESURE

Membres supérieurs


Bras



Option strap ajustable




Main




Membres inférieurs


Jambe



Couvre-pied



Culotte



Retrouvez plus d'indications sur notre catalogue Lymphologie





Pour un conseil sur votre commande : 02 48 96 87 93 ou surmesure@cizetamedicali.fr

MANCHON DE COMPRESSION rectiligne

Un tricotage rectiligne pour le traitement du lymphœdème fibrosé
La présence de la couture se situe sur la face dorsale

Applicateur

Patient

Nom :
Code client :
Adresse :
CP : Ville :
Tel : Fax :
Email :
Date :

Nom du patient :

Typologie de manchon

- Arrêt poignet (pli de flexion)
- Arrêt au métacarpe (avec pouce)
- Avec gant (en un seul élément)

Variantes

- Couvre-épaule
- Autofixe

Coude

- Droit
- Fléchi
- Confort


Bande de maintien silicone

- Largeur 3,5 cm
- Largeur 5 cm

Bord supérieur

- Droit
- Oblique

LÉGENDE: ○ Circonférences ℓ Longueurs



N.B.

Pour le manchon avec arrêt au métacarpe et le manchon ganté, remplir également la fiche de la main

Quantité	Prise de mesure	
	Gauche	Droit

Circonférences		Mesures en cm	
		Gauche	Droit
Base doigts longs	cA		
Pli 1 ^{ère} commissure	cB		
Pli flexion poignet	cC		
Mi avant-bras	cD		
Pli de flexion coude fléchi à 30°	cE		
Mi-bras	cF		
2 à 3 cm sous pli axillaire	cG		
Pli axillaire	cG1		
Sangle Tour complet	H		

Hauteurs (longueurs)		
Du poignet à mi avant-bras	ℓCD	
Du poignet au pli flexion coude	ℓCE	
Du poignet à mi-bras	ℓCF	
Du poignet à G (2 à 3 cm sous pli axillaire)	ℓCG	
Du pli axillaire à la pointe acromion	ℓG1H	

- Compression : Classe 2 Classe 3
 Classe 3 Forte Classe 4

Couleur		
<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> Rose	<input type="checkbox"/> Orange
<input type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> Rouge	<input type="checkbox"/> Vert
<input type="checkbox"/> Bleu clair	<input type="checkbox"/> Bleu	<input type="checkbox"/> Gris foncé

Demands particulières :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cachet



GANT DE COMPRESSION

Sur-mesure - tricotage rectiligne

Date :

Nom du patient :

Homme

Femme

LÉGENDE

Circonférences

Longueurs

POINTS DE MESURE :

point A : base des doigts

point B : base du pouce

point C : pli palmaire du poignet

point C1 : 5 cm au-dessus du point C

point X : base des doigts

point Z : projection de l'angle sur la surface de la paume

SEGMENTS	COMPRESSION		
<input type="checkbox"/> Métacarpe (avec pouce)	CI	2	3 3 FORTE
<input type="checkbox"/> Avec doigts		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MAIN	QUANTITÉ	COULEUR
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Paire _____	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Unités _____	

OPTIONS	
BANDE DE MAINTIEN EN SILICONE	BORD
<input type="checkbox"/> Largeur 3,5 cm	<input type="checkbox"/> Oblique
<input type="checkbox"/> Largeur 5 cm	<input type="checkbox"/> Droit

DEMANDES PARTICULIÈRES

.....

.....

.....

.....

cachet

Pour un conseil sur votre commande : 02 48 96 87 93 - A faxer au 02 48 96 80 91
 CIZETA MEDICALI FRANCE 109, rue de la Brasserie - 18200 ST AMAND MONTROND www.cizetamedicali.fr



BAS DE COMPRESSION

Sur-mesure - tricotage rectiligne

Date :

Nom du patient :

Homme

Femme

CIRCONFÉRENCE DROITE		CIRCONFÉRENCE GAUCHE		LONGUEURS	
Mesure corporelle	Mesure en tension	Mesure corporelle	Mesure en tension		
<input type="text"/> cT	<input type="text"/>	<input type="text"/> cT	<input type="text"/>	<input type="text"/> / K2T	<input type="text"/> Droite / T
<input type="text"/> cH	<input type="text"/>	<input type="text"/> cH	<input type="text"/>	<input type="text"/> / K1T	<input type="text"/> Gauche / T
<input type="text"/> cK*	<input type="text"/>	<input type="text"/> cK*	<input type="text"/>	<input type="text"/> / H	<input type="text"/> / K1T
<input type="text"/> cG	<input type="text"/>	<input type="text"/> cG	<input type="text"/>	<input type="text"/> / K1	<input type="text"/> / K*
<input type="text"/> cF	<input type="text"/>	<input type="text"/> cF	<input type="text"/>	<input type="text"/> / G	<input type="text"/> / K*
<input type="text"/> cE	<input type="text"/>	<input type="text"/> cE	<input type="text"/>	<input type="text"/> / F	<input type="text"/> / E
<input type="text"/> cD	<input type="text"/>	<input type="text"/> cD	<input type="text"/>	<input type="text"/> / D	<input type="text"/> / D
<input type="text"/> cC	<input type="text"/>	<input type="text"/> cC	<input type="text"/>	<input type="text"/> / C	<input type="text"/> / C
<input type="text"/> cB1	<input type="text"/>	<input type="text"/> cB1	<input type="text"/>	<input type="text"/> / B1	<input type="text"/> / B1
<input type="text"/> cB	<input type="text"/>	<input type="text"/> cB	<input type="text"/>	<input type="text"/> / B	<input type="text"/> / B
<input type="text"/> cY	<input type="text"/>	<input type="text"/> cY	<input type="text"/>	<input type="text"/> / Aint.	<input type="text"/> / Aext.
<input type="text"/> cA	<input type="text"/>	<input type="text"/> cA	<input type="text"/>	<input type="text"/> / A	<input type="text"/> / Aext.

(*) UNIQUEMENT POUR COLLANTS ET HÉMICOLLANTS

SEGMENT	COMPRESSION	COULEUR
<input type="checkbox"/> Mi-bas (AD) pied ouvert <input type="checkbox"/> Bas autofixe (AG) pied ouvert <input type="checkbox"/> Collant (AT) pied ouvert <input type="checkbox"/> Hémicollant (AGTL/AGTR) pied ouvert <input type="checkbox"/> Hémicollant (AT) pied ouvert <input type="checkbox"/> Panty (boxer)	CI 2 3 3 4 FORTE Culotte <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jambe gauche <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jambe droite <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	QUANTITÉ <input type="checkbox"/> Paire <input type="checkbox"/> Unités : ____

OPTIONS						
PIED	TALON	GENOU	CUISSE	BANDE DE MAINTIEN EN SILICONE	TOUR DE TAILLE DE COLLANTS	CULOTTE
<input type="checkbox"/> Oblique <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Pied ouvert <input type="checkbox"/> Pied fermé	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Profond	<input type="checkbox"/> Fléchi <input type="checkbox"/> Confort <input type="checkbox"/> Droit	<input type="checkbox"/> Oblique <input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Largeur 3,5 cm <input type="checkbox"/> Largeur 5 cm	<input type="checkbox"/> Ceinture réglable <input type="checkbox"/> Ceinture élastique	<input type="checkbox"/> Culotte homme <input type="checkbox"/> Culotte femme <input type="checkbox"/> Gousset respirant
MI-BAS AVEC FERMETURE ÉCLAIR LATÉRALE <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche						

DEMANDES PARTICULIÈRES

.....

.....

.....

.....

cachet

Pour un conseil sur votre commande : 02 48 96 87 93 - A faxer au 02 48 96 80 91
 CIZETA MEDICALI FRANCE 109, rue de la Brasserie - 18200 ST AMAND MONTROND www.cizetamedicali.fr



COUVRE-PIEDS

Sur-mesure - tricotage rectiligne

Date :

Nom du patient :

Homme

Femme

CIRCONFÉRENCE ET LONGUEURS ORTEILS GAUCHES					CIRCONFÉRENCE ET LONGUEURS ORTEILS DROITS						
	V°	IV°	III°	II°	I°		I°	II°	III°	IV°	V°
ℓ XZ	<input type="text"/>	ℓ XZ	<input type="text"/>								
cZ	<input type="text"/>	cZ	<input type="text"/>								
cX	<input type="text"/>	cX	<input type="text"/>								

Longueur externe ℓ AA1

Longueur interne ℓ AA1

Longueur interne ℓ AA1

Longueur externe ℓ AA1

LÉGENDE

Circonférences

Longueurs

COMPRESSION	COULEUR	QUANTITÉ	OPTIONS						
Couvre pieds CI 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3 FORTE <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Gauche _____ <input type="checkbox"/> Droite _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">GAUCHE</th> <th style="width: 50%;">DROITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 orteils</td> <td><input type="checkbox"/> 4 orteils</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5 orteils</td> <td><input type="checkbox"/> 5 orteils</td> </tr> </tbody> </table>	GAUCHE	DROITE	<input type="checkbox"/> 4 orteils	<input type="checkbox"/> 4 orteils	<input type="checkbox"/> 5 orteils	<input type="checkbox"/> 5 orteils
GAUCHE	DROITE								
<input type="checkbox"/> 4 orteils	<input type="checkbox"/> 4 orteils								
<input type="checkbox"/> 5 orteils	<input type="checkbox"/> 5 orteils								

DEMANDES PARTICULIÈRES

.....

.....

.....

.....

cachet

Pour un conseil sur votre commande : 02 48 96 87 93 - A faxer au 02 48 96 80 91
 CIZETA MEDICALI FRANCE 109, rue de la Brasserie - 18200 ST AMAND MONTROND www.cizetamedicali.fr



Composée de carbone, soie et coton, la gamme Compression Zone® apporte une valeur ajoutée à tout sportif désireux d'améliorer ses performances aérobiques.

Tri-composition permettant :

- Amélioration de la performance : augmentation de la puissance musculaire de 4%.
- Diminution des crampes par une élimination plus rapide de l'acide lactique (-8%).
- Baisse de 1,1% du rythme cardiaque par une meilleure circulation sanguine.
- Réduction du temps de récupération par une baisse du stress cardiaque.
- Amélioration de la proprioception qui optimise la sensibilité des appuis plantaires.

Grâce à une compression exclusive (compression + contention), l'efficacité de la pompe musculaire est accrue, rendant possible un effort plus important.

La gamme Compression Zone® est certifiée par les travaux scientifiques et expérimentaux suivants :

MEDSPORT




1

Une meilleure circulation, un meilleur résultat

Le système breveté innovant Compression Zone® accélère le flux sanguin en augmentant l'efficacité cardiaque.
Le résultat : un ralentissement du rythme cardiaque.

ACTA SPORT




2

Le confort d'une récupération plus efficace après l'effort

Des efforts importants demandent trop souvent des temps de récupération longs. Compression Zone® permet une capacité de récupération plus élevée en réduisant le stress cardiaque de façon significative.

SPORT E MEDICINA



3

Augmente l'oxygénation : moins de crampes, plus de sérénité

L'augmentation du retour veineux optimise le transport des nutriments vers les cellules musculaires.
Le résultat : un seuil de fatigue plus élevé, une diminution de l'apparition des crampes et par conséquent la possibilité de gérer plus sereinement les performances sportives.

SIENA SPORT




4


Une meilleure stabilité au niveau des appuis

La compression exercée par un effet de contention permet une meilleure stabilité des appuis.

CARACTÉRISTIQUES POUR " MOLLET PERFORMANCE "

CARACTÉRISTIQUES POUR " CHAUSSETTE PERFORMANCE " & " CHAUSSETTE RÉCUPÉRATION "





CIRCONFÉRENCES (cm)

Tailles		T1	T2	T3	T4	T5
Cheville	b	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30
Mollet	c	32-36	34-38	36-42	40-46	44-50



CHAUSSETTE PERFORMANCE

② Une meilleure circulation, un meilleur résultat

① Le confort d'une récupération plus efficace après l'effort



③ Augmente l'oxygénation : moins de crampes, plus de sérénité



④ Meilleure stabilité des appuis

Taille	Orange	Noir	Gris	Blanc	Blanc	Noir	Bleu	Blanc	Gris foncé	Orange	Noir	Blanc	Noir	jaune
1	34010 9934158	1	34015 4059088	9	34015 6040897	3	34015 4010461	1	34010 9934193	2	34010 2028422	2	34015 9861695	1
2	34010 9934164	2	34015 4059102	2	34015 6040905	5	34015 4010478	9	34010 9934201	4	34010 2028439	0	34015 9861726	2
3	34010 9934170	3	34015 4059125	1	34015 6040928	4	34015 4010484	0	34010 9934218	2	34010 2028445	1	34015 2073865	2
4	34010 9934187	1	34015 4059131	2	34015 6040934	5	34015 4010490	1	34010 9934224	3	34010 2028451	2	34015 2077774	3
5							34010 8160878	4	34010 8160861	6				



MOLLET PERFORMANCE

② Une meilleure circulation, un meilleur résultat

① Le confort d'une récupération plus efficace après l'effort



③ Augmente l'oxygénation : moins de crampes, plus de sérénité



Taille	Orange	Noir	Gris	Blanc	Blanc	Noir	Bleu	Blanc	Gris foncé	Orange	Noir	Blanc	Noir	jaune
1	34010 9934230	4	34015 4059148	0	34015 6040940	6	34015 4010509	0	34010 9934282	3	34010 2028468	0	34015 2078093	4
2	34010 9934247	2	34015 4059237	1	34015 6040957	4	34015 4010515	1	34010 9934299	1	34010 2028480	2	34015 2105341	9
3	34010 9934253	3	34015 4059243	2	34015 6040963	5	34015 4010521	2	34010 9934307	3	34010 2028497	0	34015 2105358	7
4	34010 9934276	2	34015 4059272	2	34015 6043453	8	34015 4010538	0	34010 9934313	4	34010 2028505	2	34015 2105393	8
5							34010 8160890	6	34010 8160884	5				



www.compressionzone.com

PRODUITS DE PERFORMANCE ET DE RÉCUPÉRATION


VARISAN

MANCHON PERFORMANCE



CIRCONFÉRENCES (cm)

Tailles	T1	T2	T3	T4
Poignet ^c	14-16	16-19	19-22	21-24
Mi-bras ^g	24-28	27-31	30-34	33-37
Longueur ^{c g}	40-43	42-45	44-47	46-49



① Une meilleure circulation, un meilleur résultat

② Le confort d'une récupération plus efficace après l'effort

③ Augmente l'oxygénation : moins de crampes, plus de sérénité



Taille	Orange	Noir	Gris	Blanc	Blanc	Noir	Bleu	Blanc
1	34010 2069378	9	34010 2069450	2	34010 2069415	1	34010 2069504	2
2	34010 2069384	0	34010 2069467	0	34010 2069421	2	34010 2069510	3
3	34010 2069390	1	34010 2069473	1	34010 2069438	0	34010 2069527	1
4	34010 2069409	0	34010 2069496	0	34010 2069444	1	34010 2069533	2


CUISSARD / JAMBIÈRE PERFORMANCE



CIRCONFÉRENCES (cm)

Tailles	T1	T2	T3	T4	T5
Genou ^f	35-38	37-41	40-44	43-47	46-50
Cuisse* ^g	46-49	48-52	51-56	55-60	59-64

*Partie la plus forte



① Une meilleure circulation, un meilleur résultat

② Le confort d'une récupération plus efficace après l'effort

③ Augmente l'oxygénation : moins de crampes, plus de sérénité



CUISSARD

Taille	Orange	Noir	Gris	Orange	Blanc	Noir	Bleu	Orange
1	34010 2069183	9	34010 2069289	8	34010 2069237	9	34010 2069332	1
2	34010 2069208	9	34010 2069295	9	34010 2069243	0	34010 2069349	9
3	34010 2069214	0	34010 2069303	1	34010 2069266	9	34010 2069355	0
4	34010 2069220	1	34010 2069326	0	34010 2069272	0	34010 2069361	1
5			34010 8160909	5			34015 8278114	6

JAMBIÈRE

Taille	Noir	Blanc
1	34015 6371950	2
2	34015 6371967	0
3	34015 6371996	0
4	34015 6372010	2
5	34015 8278120	7

SOCQUETTE PERFORMANCE



CIRCONFÉRENCES (cm)


Tailles		T1	T2	T3	T4	T5
Pointures	(p)	36-38	38-40	40-43	43-45	46-47
Cheville	(b)	21-23	22-24	23-26	25-28	25-28

- ① Semelle massante limitant le risque d'inflammation
- ② Adaptée aux cyclistes

Taille	Blanc	Noir	Noir	Blanc
1	34010 2069556	1	34011 6479127	3
2	34010 2069562	2	34011 6479162	4
3	34010 2069579	0	34011 6479179	2
4	34010 2069585	1	34011 6479185	3
5	34015 6040880	5	34011 6479191	4



CHAUSSETTE / JAMBIÈRE RÉCUPÉRATION



CIRCONFÉRENCES (cm)

Tailles		T1	T2	T3	T4	T5
Cheville	(b)	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30
Mollet	(c)	32-36	34-38	36-42	40-46	44-50

- ① Le confort d'une récupération plus efficace après l'effort

- ② une meilleure circulation, un meilleur résultat



- ③ Augmente l'oxygénation : moins de crampes, plus de sérénité

- ④ Meilleure stabilité des appuis



CHAUSSETTE

Taille	Blanc	Orange	Noir	Blanc
1	34010 9934336	3	34011 6479446	5
2	34010 9934342	4	34011 6479452	6
3	34010 9934359	2	34011 6479469	4
4	34010 9934365	3	34011 6479475	5
5	34015 8278143	6	34015 8278137	5

JAMBIÈRE

Taille	Noir	Blanc
1	34015 6372027	0
2	34015 6372033	1
3	34015 6373044	6
4	34015 6373481	9
5	34015 8278166	5

CHAUSSETTES ET COLLANTS LIGNE PRÉVENTION

Soulage les jambes lourdes, réduit l'œdème et la fatigue

70 DEN

PRESSIION MODÉRÉE

140 DEN

PRESSIION FORTE

Demanda Viva

viva

Questionnaire : évaluer le risque veineux

Si le patient présente des varices et souffre d'œdème veineux, il est recommandé de favoriser vers de la compression médicale de classe 2 minimum et de consulter un médecin.

- Avez-vous des signes visibles sur une des jambes ?**
 Tétrangiectasie (petite varicosité) : 4 points
 Non : 0 point
 - Est-ce qu'un de vos parents souffre de maladie veineuse (varice, ...)?**
 Les 2 parents : 4 points
 Le père : 1 point
 La mère : 1 point
 Aucun des 2 parents : 0 point
 - Avez-vous ces symptômes ?**
(plusieurs réponses possibles)
 Jambes lourdes durant la journée : 1 point
 Jambes lourdes le soir : 1 point
 Sensation de fourmillements : 1 point
 Pied gonflé en fin de journée (marque de la chaussure et des lacets) : 2 points
 Crampes nocturnes : 1 point
 Aucun de ces symptômes : 0 point
 - Quel âge avez-vous ?**
 20 - 45 ans : 1 point
 46 - 55 ans : 2 points
 56 - 65 ans : 3 points
 > 66 ans : 4 points
 - Prenez-vous un traitement pour vos jambes ?**
 Veinotoniques : 3 points
 Crème, gel de froid : 1 pt
 Non : 0 point
- TOTAL : / 20



Demandez nos questionnaires de recrutement !

Jambes légères - Durabilité élevée - Esthétisme - Confort

1 DEUX TYPES DE PRESSION

La résistance à l'étirement de la maille génère une pression modérée à forte sur la jambe :

70 DEN

PRESSION MODÉRÉE

140 DEN

PRESSION FORTE

La gamme



Mi-bas



Collant



Legging

3 coloris mode



Doré




Marine



Noir

2 RESPECT DU PROFIL DE DÉGRESSIVITÉ

- Compression dégressive pour un meilleur retour veineux
- Action jambes légères



3 QUALITÉ DES FINITIONS : CONFORT ABSOLU



Présence d'un **talon**
Coutures **plates**
Pointes **renforcées**



Extrême **douceur** :
effet satiné



Ceinture
confort



Gousset large
en coton



Repassé

Fabrication italienne

4 DURABILITÉ ÉLEVÉE

3x **8 Kg**

Plus résistant à la déchirure*

8 Kg de résistance à la perforation.
8 daN = 8kg en force*

60 j


Résiste à 60 jours d'utilisation minimum

*Etude comparative menée en avril-juin 2017 sur les gammes 70 deniers de maintien et prévention en circuit de distribution pharmacie

5 TAILLAGE RAPPORT POIDS / HAUTEUR

HAUTEUR cm	POIDS Kg																	
	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	82	85	88	90
<150																		
150 - 152																		
153 - 155																		
156 - 158																		
159 - 161																		
162 - 164																		
165 - 167																		
168 - 170																		
171 - 173																		
174 - 176																		
177 - 179																		
>180																		


70 DEN



Mi-bas Doré effet transparent et bronzé



Polyamide : 81%
Elasthane : 19%



Collant Marine



Polyamide : 80%
Elasthane : 20%

MI-BAS 70 DEN

Taille	Doré	Marine	Noir
1	3701126301282	3701126301329	3701126301121
2	3701126301299	3701126301336	3701126301138
3	3701126301305	3701126301343	3701126301145
4	3701126301312	3701126301350	3701126301152
5	3701126300995	3701126301008	3701126300988

COLLANT 70 DEN

Taille	Doré	Marine	Noir
1	3701126301404	3701126301442	3701126301367
2	3701126301411	3701126301459	3701126301374
3	3701126301428	3701126301466	3701126301381
4	3701126301435	3701126301473	3701126301398
5	3701126301022	3701126301039	3701126301015


Exclusivité VIVA : le collant PUSH-UP

Collant avec panty gainant ultra féminin qui affine et sublime la silhouette :

- Ventre plat
- Maintien des hanches
- Effet push-up sur les fesses

COLLANT 70 DEN

Taille	Noir
1	3701126301244
2	3701126301251
3	3701126301268
4	3701126301275
5	3701126301046



Polyamide : 76%
Elasthane : 24%

140 DEN



MI-BAS 140 DEN

Taille	Noir
1	3701126301169
2	3701126301176
3	3701126301183
4	3701126301190
5	3701126301053



Polyamide : 85%
Elasthanne : 15%



COLLANT 140 DEN

Taille	Noir
1	3401071093781
2	3401071093842
3	3401071093903
4	3401071094092
5	3401071094153



Polyamide : 74%
Elasthanne : 26%

Exclusivité VIVA : le LEGGING



Polyamide : 75%
Elasthanne : 25%

Un legging mode et féminin pour une silhouette galbée !

- Un porter quotidien ultra confort : ceinture large et plate
- Opaque : discret et facile à assortir
- Une véritable sensation de maintien

LEGGING 140 DEN

Taille	Noir
1	3701126301206
2	3701126301213
3	3701126301220
4	3701126301237
5	3701126301756

Les outils de prévention

Questionnaire de délivrance VIVA
Bloc 50 feuillets

Poster VIVA
Evaluez vos jambes
29,7 x 42 cm



Présentoir comptoir VIVA



Vitrines février - mars - avril

SEMI-TRANSPARENT

Ethéré poudré

- 1 PLV Totem Ethéré Poudré 50 x 155 cm
- 1 Boîte Varisan vide noire
- 1 cube
- 1 jambe + 1 bas démo Ethéré Poudré



Ethéré

- 1 Poster Ethéré Taupe 42 x 118 cm
- 1 Poster Ethéré Poudré 42 x 118 cm
- 2 Boîtes Varisan vides noires
- 1 cube
- 3 jambes + 3 bas démo Ethéré (au choix : Poudré, Terra, Taupe, Gris, Marine)
- 5 stickers Papillon blanc



Maternité

- 1 Poster Maternité
- Livrets patiente grossesse présentés ouverts
- 1 cube
- 2 jambes + 2 bas démo Ethéré (au choix : Poudré, Terra, Taupe, Gris, Marine)
- 5 stickers Papillon Blanc



Vitrines février - mars - avril

Vitrines mai - juin - juillet

SEMI-TRANSPARENT

Plumetis

- 1 Panneau Plumetis 50 x 80 cm
- 3 Ballons rose métallisé
- 1 cube
- 1 demi-jambe + 1 démo Plumetis
- 1 boîte Plumetis vide



- 1 Poster Plumetis Anaelle 50 x 70 cm
- 2 Ballons Rose
- 2 Ballons Bleu
- 2 Ballons Argentés
- 1 cube
- 2 demi-jambe + 2 démo Plumetis (1x Noir/Rose 1x Marine/Argente)
- 1 boîte Plumetis vide



TRANSPARENT

DIVA

- 1 PLV Totem DIVA 50 x 155cm
- 4 jambes + 4 bas démo
 - PF : Naturel, Poudré, Terra
 - PO : Nacré
- 5 stickers Papillon blanc
- 1 catalogue collection
- 1 boîte vide DIVA



Vitrines septembre - octobre - novembre

HOMME

Passo

- 1 Poster Passo Moutarde 42 x 118cm
- 1 PLV Totem Passo Vert 50x155 cm
- 1 Semainier Passo
- 1 cube
- 4 demi-jambes + 4 mi-bas démo (vert, bleu, rouge, moutarde)



NATUREL

Seta mi-bas

- 1 Panneau 50 x 80 cm
- 2 cubes
- 1 semainier Seta
- 3 demi-jambes + 3 bas démo Seta (Moutarde, Rouge, Marine)




Seta bas

- 1 PLV Totem SETA 50 x 155 cm
- 1 cube
- 2 Boîtes vides Seta
- 2 jambes + 2 bas démo Seta Orange et Noir



LES OUTILS MERCHANDISING

Le linéaire : le planogramme Varisan




Réglettes de segmentation du linéaire 1,8 X 35 cm

Fronton rigide 29,7 x 84 cm

- VARISAN Transparent** - Élégance, douceur & résistance de la microfibre
- VARISAN Semi-transparent** - La douceur de la microfibre en 10 couleurs
- VARISAN Naturels** - Élégance et confort unique pour les peaux sensibles
- VARISAN Homme** - Innovation et technicité pour un confort ultime
- VARISAN Accès aux soins** - La compression médicale pour tous



**Prise de mesure
Taillage Récap de gammes
42 x 59,4 cm**



PLV Compression Zone

Livret patiente grossesse 8 pages



Poster DEMA®

Poster Compression Zone



Porte-nuanciers



AIDE À LA MOBILITÉ ET AU CONFORT

CANNES ANGLAISES

CANNE CLASSIQUE
ADULTE



Vendu
par
paire

CANNE CONFORT
ADULTE



Vendu
par
paire

CANNE ENFANT



CANNES DERBY

CANNE POIGNET
T RÉGLABLE



CANNE PLIANTE
BI-MATIÈRE



CANNE PLIANTE
FANTAISIE



4 motifs

Butterfly

Cashmere

Flower

Indira

DÉAMBULATION

DÉAMBULATEUR
PLIANT



ROLLATEUR
2 ROUES



ROLLATEUR
4 ROUES



AIDE À LA MOBILITÉ ET AU CONFORT

FAUTEUILS

FAUTEUIL DE TRANSFERT



Disponible en 2 largeurs d'assise :
39 cm et 43 cm

FAUTEUIL ROULANT



Disponible en 3 largeurs d'assise :
41 cm, 46 cm et 51 cm

OREILLER ET MATELAS

OREILLER À MÉMOIRE DE FORME



MATELAS VISCOELASTIQUE



COUSSINS

COUSSIN PRÉVENTION ESCARRE



Disponible en 3 largeurs d'assise :
41 cm, 45 cm et 51 cm

COUSSIN POSITIONNEMENT DÉBUBITUS



**Demandez notre catalogue
et nos tarifs remisés**



ARBRES DÉCISIONNELS

Demandez notre catalogue Orthopédie



RACHIS LOMBAIRE



RACHIS CERVICAL

Soutien léger

Soutien semi-rigide

Immobilisation modérée

Immobilisation stricte

Torticolis
Arthrose cervicale

Névralgie cervico-brachiale
Arthrose cervicale

Névralgie cervico-brachiale
Entorse bénigne
Entorse moyenne

Entorse moyenne
Entorse grave

ANATO C1



p.26

ANATO C2



p.26

ANATO C3



p.27

ANATO C4



p.27

ÉPAULE / BRAS

IMMOBILISATION ÉPAULE

GILET
D'IMMOBILISATION



p.32

PERFO BRAS



p.30

ANNEAU CLAVICULAIRE



p.33

POLYVESTE



p.33

COUSSIN
D'ABDUCTION 20°



p.31

MAIN / POIGNET

Rhumatologie		Traumatologie		Traumatologie grave
Gamme ATL SEAMLESS		Gamme PERFO		MAIN
ATL SEAMLESS POUCE	ATL SEAMLESS POIGNET	PERFO POIGNET	PERFO POIGNET POUCE	MI 70
				
p.39	p.38	p.41	p.41	p.40

GENOU

Besoin de maintien		Reprise sportive et phase de rééducation			Immobilisation et Post-Op	
MAINTIEN LÉGER	MAINTIEN RENFORCÉ	MAINTIEN INTENSE	PHASE RÉÉDUCATION INSTABILITÉ CHRONIQUE		POST-OP LCA ET RÉÉDUCATION	IMMOBILISATION APRÈS TRAUMATISME
GL STAB	PATELLA STAB	GL STRAPP	GL 120 Standard	GL 120 Open	CIROM	PERFO UNI 3
						
p.48	p.49	p.49	p.46	p.47	p.50	p.51

CHEVILLE

Besoin de maintien			Reprise sportive et phase de rééducation		Immobilisation et Post-Op	
Maintien léger	Maintien renforcé	Maintien intense	Entorse moyenne à grave		Entorse grave et fracture	
TALO STAB	TALO PROTECT	TALO STRAPP	CISTAB	A2T®	CIZETA BOOTS	CIZETA BOOTS AIR
						
p.60	p.61	p.61	p.58	p.56	p.62	p.63

PIED

C.H.U.T CLASSIQUE	C.H.U.T DÉCHARGE ARRIÈRE	C.H.U.T DÉCHARGE AVANT
		
p.66	p.66	p.67
RELEVEUR DE PIED	CHAUSSURE PLÂTRE	RELEVEUR A2T NOUVEAU
		
p.68	p.67	p.68

CANNES ET ACCESSOIRES

CANNE CLASSIQUE	BANDAGE HERNIAIRE	PACK CHAUD / FROID
		
p.70	p.71	p.70
		COUSSIN BINET
		
		p.71

Article 1 - Objet et champ d'application

1.1 Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société.

1.2 Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits par la société CIZETA MEDICALI FRANCE sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties. En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre société à l'acquéreur.

1.3 Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

Article 2 - Propriété intellectuelle

Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la propriété exclusive de CIZETA MEDICALI FRANCE, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande. Nos clients s'engagent à ne faire aucun usage de ces documents susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de notre société et s'engagent à ne les divulguer à aucun tiers.

Article 3 - Commandes

3.1 Définition

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs, et accepté par notre société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande.

3.2 Modification

Les commandes transmises à notre société ne sont pas irrévocables pour le client. Le client peut demander, à tout moment, la modification de la composition ou du volume de sa commande. Toutefois, une demande de modification ne peut être validée que si elle est transmise au plus tard une heure avant l'enlèvement des colis par le transporteur (au plus tard 14h30).

Article 4 - Livraisons

4.1 Délai

4.1.1 Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif, ceux-ci dépendant notamment du respect des engagements pris par nos transporteurs.

Notre société s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique en référence dans la profession, et à exécuter les commandes, sauf force majeure, ou en cas de circonstances hors de son contrôle, telles que grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficultés d'approvisionnement, sans que cette liste soit limitative.

4.1.2 Les jours de livraison : Nos livraisons sont du lundi au vendredi. Exceptionnellement, des livraisons peuvent être effectuées le samedi à la demande expresse du client.

4.1.3 Les retards de livraison par rapport aux délais indicatifs de livraison initialement prévus

ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.

4.2 Risques

Le transfert des risques sur les produits vendus par notre société s'effectue à la remise des produits au transporteur.

4.3 Transport

Il appartient au client, en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants d'effectuer toutes les réserves auprès du transporteur et d'en informer notre société.

Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserve par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L. 133-3 du code de commerce, sera considéré comme accepté par le client.

4.4 Réception

4.4.1 Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis-à-vis du transporteur telles que décrites à l'article 4.3, en cas de vices apparent ou de manquants, toute réclamation quelle qu'en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par notre société que si elle est effectuée par écrit dans un délai de 6 jours à compter de la date de réception effective des produits.

4.4.2 Il appartient au client de fournir toutes les justificatifs quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

4.4.3 Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué sans l'accord préalable exprès, de notre société, obtenu notamment par courrier, télécopie ou courriel.

Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le retour des produits concernés.

4.4.4 Lorsqu'après contrôle un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par notre société ou son mandataire, le client ne pourra demander à notre société que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler le manquants aux frais de celle-ci, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.

4.4.5 La réception sans réserve des produits commandés par le client couvre tout vice apparent et/ou manquant. Toute réserve devra être confirmée dans les meilleures conditions prévues à l'article 4.4.1.

4.4.6 La réclamation effectuée par l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des marchandises concernées.

4.4.7 La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

4.5 Suspension des livraisons

En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 8 jours, notre société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

4.6 Paiement comptant

4.6.1 Toutes les commandes que nous acceptons le sont, compte tenu du fait que le client présente les garanties financières suffisantes, et qu'il réglera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation. Aussi, si notre société à des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes

es garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, notre société peut subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture, par le client, de garanties au profit de notre société.

4.6.2 Notre société aura aussi la faculté, avant l'acceptation de toute commande, comme en cours d'exécution, d'exiger du client communication de ses documents comptables, et notamment des comptes de résultat, même prévisionnels, lui permettant d'apprécier sa solvabilité. En cas de refus par le client du paiement comptant, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, notre société pourra refuser d'honorer la (les) commande(s) passée(s) et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

4.7 Refus de livraison

Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), notre société pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Article 5 - Tarif et Prix

5.1 Tarif

Le tarif en vigueur peut être révisé à tout moment, après information préalable de nos clients. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable à la date indiquée sur le nouveau tarif.

5.2 Prix

5.2.1 Nos prix sont fixés par le tarif général en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils s'entendent hors taxes.

5.2.2 Nos prix sont calculés nets, sans escompte, et payable à la date d'échéance mentionnée sur la facture.

5.3 Délai de paiement

Les délais de paiement sont fixés à 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.

Article 6 - Modalités de règlement

6.1 Paiement

Nos factures sont payables à la date d'échéance qui y figure. Seul l'encaissement effectif des traites ou LCR sera considéré comme valant complet paiement au sens des présentes conditions générales de vente.

Les moyens de paiement acceptés par notre société sont : Chèque, virement et LCR.

6.2 Retard de paiement ou Non-paiement

Tout retard ou défaut de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate des sommes dues ainsi que le paiement de pénalités de retard au taux d'intérêt égal au taux BCE majoré de 10 points sur la base des sommes non réglées et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, conformément à l'Article L 441- 6 du code de commerce, sans préjudice des dommages, intérêts et autres frais que CIZETA MEDICALI FRANCE se réserve le droit de réclamer.

Article 7 - Réserve de propriété

7.1 Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite conformément à l'article L. 624-16 du code de commerce.

7.2 De convention expresse, notre société pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toute facture impayée, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

7.3 L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut, ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie.

En cas de revente, l'acheteur s'engage à régler immédiatement à notre société la partie du prix restant due.

7.4 Notre société pourra également exiger, en cas de non paiement d'une facture à échéance, la résolution de la vente après envoi d'une simple mise en demeure. De même, notre société pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client, qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de la société soit toujours possible.

7.5 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, et à défaut d'un paiement comptant, les commandes en cours ou à venir seront automatiquement annulées, et notre société se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

7.6 La présente clause n'empêche pas que les risques sur les marchandises soient transférés à l'acheteur dès leur livraison à celui-ci.

7.7 A compter de la livraison, l'acheteur est constitué dépositaire et gardien desdites marchandises. Dans le cas de non-paiement et à moins que nous ne préférions demander l'exécution pleine et entière de la vente, nous nous réservons le droit de résilier la vente après mise en demeure et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à la charge de l'acheteur et les versements effectués nous étant acquis à titre de clause pénale.

Article 8 - Garanties des vices apparents et cachés

8.1 Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation, rés-

erve ou contestation relative aux manquants et vices apparents, doit être effectuée dans les conditions fixées à l'article 4. En cas de défaut apparent, les pièces défectueuses sont remplacées par nos soins, sous réserve de vérification des défauts allégués. Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder, directement, à toute constatation et vérification sur place.

8.2 La dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, et révélés après la réception des produits, devra être formulée par écrit dans un délai de 6 jours suivant la date de réception. Passé ce délai, aucune dénonciation ne sera prise en compte.

8.3 Il est expressément convenu par l'acceptation par le client des présentes conditions générales de vente qu'après l'expiration de ce délai, le client ne pourra invoquer la non-conformité des produits, ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action en recouvrement de créances engagée par notre société. A défaut du respect de ces conditions, la responsabilité de notre société vis-à-vis du client, à raison d'un vice caché, ne pourra être mise en cause.

8.4 Les défauts de détérioration des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'un accident de quelque nature ce soit, ne pourra ouvrir droit à la garantie due par notre société.

8.5 Notre société garantie ses produits contre les vices cachés, conformément à la loi, les usages, la jurisprudence, et dans les conditions suivantes : Notre garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété de l'acheteur. Elle est exclue dès lors qu'il a été fait usage de nos produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues.

8.6 Notre garantie ne s'applique qu'aux vices cachés. Nos clients étant des professionnels, le vice caché s'entend d'un défaut de réalisation du produit le rendant impropre à son usage et non susceptible d'être décelé par l'acheteur avant son utilisation. Nous ne couvrons pas les dommages et les usures résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non de non produits sauf si celui-ci a été réalisé sous notre surveillance.

Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses.

Article 9 - Force majeure

La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de notre société.

Est un cas de force majeure, tout événement indépendant de la volonté de notre société et faisant obstacle à son fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l'expédition des marchandises.

Constituent notamment des cas de force majeure, les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de notre société ou celle de l'un de nos fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs ainsi que l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières ou de pièces détachées.

Article 10 - Attribution de juridiction

10.1 L'élection de domicile est faite par notre société, à son siège social à Saint-Amand-Montrond (Département du Cher)

10.2 Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par notre société, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège de notre société, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

10.3 L'attribution est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

10.4 En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par notre société, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le client des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.

Article 11 - Renonciation

Le fait que pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Article 12 - Droit applicable

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit, et titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.

MENTIONS LÉGALES

Les produits de compression Varisan sont des dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE) de classe I, indiqués dans le cas d'insuffisance veineuse et fabriqués par Cizeta Medicali. Veuillez lire La notice d'utilisation et suivre les recommandations pour un bon usage. L'évaluation de la conformité a été réalisée par l'ASQUAL. Les produits Varisan sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165-1 du code de la Sécurité Sociale.

Les orthèses Cizeta ortò sont des dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE) de classe I, indiqués dans le traitement des troubles musculo-squelettiques et élaborés par Cizeta Medicali. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et suivre les recommandations pour un bon usage. L'évaluation de la conformité a été réalisée par auto-certification. Les produits Cizeta ortò sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165-1 du code de la Sécurité Sociale.

PASSER COMMANDE EN APPELANT LE LABORATOIRE :

- Le Service Commercial en ligne **prend vos commandes sans interruption**
- **Du lundi au vendredi de 9h à 18h**
- Toute l'année, sauf les jours fériés

Tel : 02 48 96 87 93 - Fax : 02 48 96 80 91
Mail : commande@cizetamedicali.fr

AVANT VALIDATION DE VOTRE COMMANDE vous pouvez consulter la disponibilité des produits



VARITEC®

l'enfile bas pour
les patients à
mobilité réduite

Référence :
34010 5149988 6

1



Présenter le bas talon face à l'enfile bas pointe vers le bas

2



Enfiler le bas ou mi-bas jusqu'à la couture du talon

3



Maintenir l'enfile bas avec le pied opposé

4



Glisser la pointe du pied à l'intérieur du bas ou mi-bas au maximum

5



Retirer le pied de l'enfile bas

6



Remonter le bas ou le mi-bas sur le mollet ou la cuisse



CIZETA MEDICALI FRANCE
109, rue de la Brasserie - 18200 ST AMAND MONTROND
Tél : 02 48 96 87 93 - Fax : 02 48 96 80 91
www.cizetamedicali.fr



SCIENCE & MEDICAL
QUALITY

